

インプラントメンテナンス

Implant Maintenance

チタンスクーラー

D02

インプラケアⅡ

D03

Titanium Scalers

チタンスクレーラー

インプラントやアバットメントと同じチタンを使用したインプラントチタンは、インプラントのメンテナンス、デブリドメント、バイオフィルム除去用に特化した設計・加工が施され、デザインにより歯肉縁上及び歯肉縁下のいずれにも使用できます。

- 視認性の向上:通常のスクレーラーとの違いを一目で識別できるティール色陽極酸化チタンを採用
- シャープな切れ味を実現:陽極酸化処理後に精巧に研磨し鋭利に仕上げたカッティングエッジ
- シャープニング可能:シャープニングを行うことで、シャープさを復元することが可能 (チタンスクレーラーにのみ使用するストーンをご準備いただくことを推奨)
- 機能を強化:歯石やバイオフィルムの除去などインプラントのメンテナンスが可能
- 人間工学的な使いやすさに配慮:太めでウォーターウェーブ柄のため、しっかりと把持出来るサテンスチールハンドルを採用



■ インプラントスクレーラー チタン



204SD

204SD

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMP204SDT	9,800円	#6	サテンスチール	

シッグルスクレーラー型



ランガー 1/2

Langer 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMPLG1/2T	9,800円	#6	サテンスチール	

ユニバーサルキュレット型



ミニファイブ 1/2

Mini Five 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMP11/2T	9,800円	#6	サテンスチール	

グレーシーキュレット型



● ミニファイブ 11/12

Mini Five 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMP11/12T	9,800円	#6	サテンスチール	

グレーシーキュレット型



● ミニファイブ 13/14

Mini Five 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMP13/14T	9,800円	#6	サテンスチール	

グレーシーキュレット型

※インプラントスクレーラーチタンのハンドルはサテンスチール(#6)のみになります。

ハンドルの種類



#6 サテンスチール



Implacare™ Plasteel™ Scalers


インプラケアII

インプラントのメンテナンス用インストルメントです。
単回使用のプラスチール製チップは、チタン製アバットメントを傷つけるリスクに配慮しつつプラークや歯石を除去できます。




インプラントメンテナンス Implant Maintenance


インプラケアIIを使用してスケーリングした場合のアバットメント表面観



チタン製アバットメント表面の
高倍率による拡大図



研磨剤を含むプラスチック製スケーラー
による25回のストローク後



インプラケアIIによる
25回のストローク後

Titanium abutment images are from the International Journal of Oral & Maxillofacial Implants study, Hallmon WW, Waldrop TC, Meffert RM, Wade BW. INT J ORAL MACILLOFAC IMPLANTS 1996;11:96-100.

■ インプラケアII

【ユニバーサルキュレット】

ブレード相当部の先端が丸みを帯びているのでインプラント周囲の全てのエリアの清掃が行えます。



ランガー 1/2

● ランガー 1/2 キット ハンドル 1本 & チップ 12組		
Langer 1/2 Kit (Handle & 12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPLLG1/26	11,600 円	
ランガー 1/2 チップ 12組		
Langer 1/2 Tips Refill Package (12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPLLG1/2	9,900 円	



コロンビア大学型 4R/4L

● コロンビア大学型 キット ハンドル 1本 & チップ 12組		
Columbia 4R/4L Kit (Handle & 12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPL4R/4L6	11,600 円	
コロンビア大学型 チップ 12組		
Columbia 4R/4L Tips Refill Package (12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPL4R/4L	9,900 円	

【シックルスケーラー】

ブレード相当部は先端に向かって細くなっており、歯冠修復部の除石に適用です。



衛生士用 H6/H7

● 衛生士用 H6/H7 キット ハンドル 1本&チップ 12組		
H6/H7 Kit (Handle & 12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPLH6/76	11,600 円	
衛生士用 H6/H7 チップ 12組		
H6/H7 Tips Refill Package (12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPLH6/7	9,900 円	



臼歯用204S

● 臼歯用 204S キット (ハンドル 1本&チップ 12組)		
204S Kit (Handle & 12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPL204S6	11,600 円	
臼歯用 204S チップ (チップ 12組)		
204S Tips Refill Package (12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPL204S	9,900 円	



コロンビア大学型 4R/4L



衛生士用 H6/H7



白歯用204S



● **キットアソート (ハンドル 1本&チップ 12組※)**

Implacare II Assorted Tips Kit (Handle & 12 pairs)

パートコード	標準価格	取寄品
IMPLSORT6	11,600 円	

※チップ:コロンビア大学型4R/4L×4組、衛生士用H6/H7×4組、白歯用204S×4組



● **インプラケア ハンドル #6**

Implacare II Handle

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMPHDL6	2,000 円	#6	サテンスチール	

※インプラケアのハンドルは、インプラケアチップを装着するための専用ハンドルです。

The Best In Practice

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](https://www.hu-friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年7月22日現在のものです。
販仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載
が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行って
いるため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：HU-FRIEDY
©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-120J/2407 Implant Maintenance
All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC its affiliates or related companies, unless
otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. reserves the right to change
features of products, images and text at any time without notice.

【販売名 / 一般的名称 / 医療機器届出番号】

■インプラントスケーラー / 歯科用スケーラー / 13B3X10195G02107 ■インプラケアII / 歯科用スケーラー / 13B3X10195G02103

●医療機器の分類：一般医療機器(クラスI)

 **HuFriedyGroup**
The Best In Practice