

歯内療法 Endodontic


ラバーダムクランプ	E02
ラバーダム関連製品	E07
エンド用探針	E10
エキスカベーター エンド用	E11
ルートキャナルスプレダー	E12
ルートキャナルプラグー	E14
マイクロサージェリー用ミラー	E17
マイクロサージェリー用プラグー	E19
マイクロサージェリー用コンデンサー／プラグー アボラス	E20
アピカルインスツルメント	E21
エンドドンティック用アクセサリー	E22

Rubber Dam Clamps

ラバーダムクランプ


耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製のラバーダムクランプです。50種全てにおいて従来品のサテンスチール製のマット仕上げタイプと、光の吸収・反射を抑制し明るい治療視野による目の疲れを和らげることができるブラックラインタイプの2種からご選択いただけます。

■ ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用




00	標準価格	仕様	取寄品
RDCM00X	2,800円	ブラックライン	
RDCM00	2,600円	サテンスチール	

小型の犬歯および第一小臼歯用のフラットタイプ
小児対応可




6	標準価格	仕様	取寄品
RDCM6X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM6	2,600円	サテンスチール	

汎用タイプ




9	標準価格	仕様	取寄品
RDCM9X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM9	2,600円	サテンスチール	

弾性の少ないタイプ




9S	標準価格	仕様	取寄品
RDCM9SX	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM9S	2,600円	サテンスチール	

ギザ付



212	標準価格	仕様	取寄品
RDCM212X	2,800円	ブラックライン	
RDCM212	2,600円	サテンスチール	

汎用タイプ



212SA	標準価格	仕様	取寄品
RDCM212SAX	2,800円	ブラックライン	
RDCM212SA	2,600円	サテンスチール	

汎用タイプ

このページに掲載されている製品画像は全てブラックライン仕様になります。

仕様の種類



BL ブラックライン

サテンスチール製のラバーダムクランプにブラックラインコーティングを施し、光を吸収・反射を抑制し、明るい治療部位による目の疲れを和らげます。



サテンスチール

耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製でマット仕上げ。




● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。




■ ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用




0			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM0X	2,800円	ブラックライン	
RDCM0	2,600円	サテンスチール	

歯冠が長い小臼歯用のフラットタイプ
小児対応可




1			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM1X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM1	2,600円	サテンスチール	

湾曲の小さなタイプ
小児対応可




1A			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM1AX	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM1A	2,600円	サテンスチール	

犬歯および小臼歯用で湾曲の大きなタイプ
小児対応可




2			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM2X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM2	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ
小児対応可




2A			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM2AX	2,800円	ブラックライン	
RDCM2A	2,600円	サテンスチール	

大型の小臼歯用のフラットタイプ




2AS			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM2ASX	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM2AS	2,600円	サテンスチール	

大型の小臼歯用でギザ付のフラットタイプ




W2			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCMW2X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCMW2	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ



27N			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM27NX	2,800円	ブラックライン	
RDCM27N	2,600円	サテンスチール	

湾曲の小さなタイプ



29			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM29X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM29	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ



32			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM32X	2,800円	ブラックライン	
RDCM32	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ



209			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM209X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM209	2,600円	サテンスチール	☺

弾性の少ない小型フラットタイプ

このページに掲載されている製品画像は全てブラックライン仕様になります。

仕様の種類




BL ブラックライン

サテンスチール製のラバーダムクランプにブラックラインコーティングを施し、光を吸収・反射を抑制し、明るい治療部位による目の疲れを和らげます。




サテンスチール

耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製でマット仕上げ。



標準価格は全て税抜価格です。

■ ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用




8A	標準価格	仕様	取寄品
パートコード RDCM8AX	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM8A	2,600円	サテンスチール	

湾曲の大きなタイプ




8AD	標準価格	仕様	取寄品
パートコード RDCM8ADX	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM8AD	2,600円	サテンスチール	

遠心部での治療を妨げないようボウが長いタイプ




W8A	標準価格	仕様	取寄品
パートコード RDCMW8AX	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCMW8A	2,600円	サテンスチール	

湾曲の大きなタイプ




10	標準価格	仕様	取寄品
パートコード RDCM10X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM10	2,600円	サテンスチール	

小型の大白歯のフラットタイプ11とペア




11	標準価格	仕様	取寄品
パートコード RDCM11X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM11	2,600円	サテンスチール	

小型の大白歯のフラットタイプ10とペア




14	標準価格	仕様	取寄品
パートコード RDCM14X	2,800円	ブラックライン	
RDCM14	2,600円	サテンスチール	

部分萌出や形態異常の大白歯用
● 小児対応可




14A	標準価格	仕様	取寄品
パートコード RDCM14AX	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM14A	2,600円	サテンスチール	

14の大型タイプ




W14A	標準価格	仕様	取寄品
パートコード RDCMW14AX	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCMW14A	2,600円	サテンスチール	

部分萌出や形態異常の大白歯用




18	標準価格	仕様	取寄品
パートコード RDCM18X	2,800円	ブラックライン	
RDCM18	2,600円	サテンスチール	

弾性の少ないフラットタイプ




24	標準価格	仕様	取寄品
パートコード RDCM24X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM24	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ25とペア




25	標準価格	仕様	取寄品
パートコード RDCM25X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM25	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ24とペア




27	標準価格	仕様	取寄品
パートコード RDCM27X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM27	2,600円	サテンスチール	

大型の大白歯用のフラットタイプ



56	標準価格	仕様	取寄品
パートコード RDCM56X	2,800円	ブラックライン	
RDCM56	2,600円	サテンスチール	

● 大型の大白歯用



56S	標準価格	仕様	取寄品
パートコード RDCM56SX	2,800円	ブラックライン	
RDCM56S	2,600円	サテンスチール	

部分萌出や形態異常の大白歯用湾曲の小さなギザ付タイプ

このページに掲載されている製品画像は全てブラックライン仕様になります。


● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。




■ ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用(上顎)




4			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM4X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM4	2,600円	サテンスチール	

小型の大白歯用のフラットタイプ




W4			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCMW4X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCMW4	2,600円	サテンスチール	

小型の大白歯用のフラットタイプ




5			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM5X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM5	2,600円	サテンスチール	

大型の大白歯用湾曲の小さなタイプ




8			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM8X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM8	2,600円	サテンスチール	

大型の大白歯用湾曲の大きなタイプ



● 26N			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM26NX	2,800円	ブラックライン	
RDCM26N	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ



● 201			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM201X	2,800円	ブラックライン	
RDCM201	2,600円	サテンスチール	

湾曲の小さなタイプ



205			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM205X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM205	2,600円	サテンスチール	

大型の大白歯用で湾曲の小さなタイプ

このページに掲載されている製品画像は全てブラックライン仕様になります。

仕様の種類



BL ブラックライン

サテンスチール製のラバーダムクランプにブラックラインコーティングを施し、光を吸収・反射を抑制し、明るい治療部位による目の疲れを和らげます。




サテンスチール

耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製でマット仕上げ。


標準価格は全て税抜価格です。

■ ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用(下顎)




3			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM3X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM3	2,600円	サテンスチール	

小型の大白歯用のフラットタイプ




W3			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCMW3X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCMW3	2,600円	サテンスチール	

小型の大白歯用のフラットタイプ



7			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM7X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM7	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ




7A			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM7AX	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM7A	2,600円	サテンスチール	

大型の大白歯用




W7			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCMW7X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCMW7	2,600円	サテンスチール	☺

フラットタイプ




12A			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM12AX	2,800円	ブラックライン	
RDCM12A	2,600円	サテンスチール	

ギザ付 13Aとペア



13A			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM13AX	2,800円	ブラックライン	
RDCM13A	2,600円	サテンスチール	


ギザ付 12Aとペア



26			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM26X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM26	2,600円	サテンスチール	

小型の大白歯用

小児対応可



28			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM28X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM28	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ



33			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM33X	2,800円	ブラックライン	
RDCM33	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ

このページに掲載されている製品画像は全てブラックライン仕様になります。

仕様の種類



BL ブラックライン

サテンスチール製のラバーダムクランプにブラックラインコーティングを施し、光を吸収・反射を抑制し、明るい治療部位による目の疲れを和らげます。



サテンスチール

耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製でマット仕上げ。



● おすすめ品

☑ 取寄品


取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Rubber Dam Clamp Accessories & Kits

ラバーダム関連製品

■ ラバーダムクランプオーガナイズングボード



ラバーダムクランプオーガナイズングボード

Rubber Dam Clamp Organizing Board

パートコード	標準価格	取寄品
RDCOB	9,100円	☑



寸法:117mm x 61mm x 10mm

クランプを確実に保持する8個のペグを用いてクランプを保管・滅菌・整理します。(クランプは含まれていません)

■ IMSエンドスタンド

■ ラバーダムテンプレート

掲載画像 IMS-1275



● IMS エンドスタンド

IMS Endodontic Stand

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
24本用	IMS-1275	11,000円	
48本用	IMS-1275D	11,000円	

スタンドのまま洗浄滅菌可能

● ユニバーサル

Universal Rubber Dam Template

パートコード	標準価格	取寄品
RDTUNIV	1,500円	

ユニバーサル(主にアメリカで使用)歯式のテンプレートです。上記イメージは成人用のテンプレートで、小児用テンプレートは成人用テンプレートの裏面に記載されています。

FDI


FDI Rubber Dam Template

パートコード	標準価格	取寄品
RDTFDI	1,500円	

FDI(主にヨーロッパで使用)歯式のテンプレートです。上記イメージは成人用のテンプレートで、小児用テンプレートは成人用テンプレートの裏面に記載されています。

■ クランプフォーセツプ

■ ラバーダムパンチ



● **4**

パートコード	標準価格	取寄品
RDF4	25,200 円	
全長:17.5cm		

クランプフォーセツプ

パートコード	標準価格	取寄品
RDF	18,900 円	
全長:17cm		


ラバーダムパンチ

パートコード	標準価格	取寄品
RDP	42,000 円	🕒
全長:16cm		

● **アインスワース**

Ainsworth		
パートコード	標準価格	取寄品
RDPA	39,900 円	
全長:17.5cm		

■ ラバーダムフレーム



● **小人用**

Rubber Dam Frame, Child		
パートコード	標準価格	取寄品
RDCF5	5,100 円	
対角線の長さ:13cm		

大人用

Rubber Dam Frame, Adult		
パートコード	標準価格	取寄品
RDAF6	5,100 円	
対角線の長さ:15cm		

※一般成人の方であれば、小人用がおすすめです。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ ラバーダムキット

前歯用、小白歯用、白歯用のラバーダムクランプを取り揃えたラインナップ


● ラバーダムキット

Rubber Dam Clamp Kit

パートコード	標準価格	取寄品
RDKIT	75,600 円	

ラバーダム処置に必要な基本アイテムをまとめた便利なキット (アイテムを個別に使用することもできます)

クランプフォーセップ	RDF
ラバーダムパンチ	RDP
ラバーダムフレーム 大人用	RDAF6
ラバーダムテンプレートユニバーサル	RDTUNIV
ラバーダムテンプレートFDI	RDTFDI
ラバーダムクランプオーガナイジングボード	RDCOB
ラバーダムクランプ0	RDCM0
ラバーダムクランプ1	RDCM1
ラバーダムクランプ2	RDCM2
ラバーダムクランプ7	RDCM7
ラバーダムクランプ8	RDCM8
ラバーダムクランプ8A	RDCM8A
ラバーダムクランプ14A	RDCM14A
ラバーダムクランプ212	RDCM212



● ラバーダムクランプセット7

Rubber Dam Clamp 7 Pack

パートコード	標準価格	取寄品
RDCSET7	15,800 円	

ラバーダムクランプ00	RDCM00
ラバーダムクランプ2	RDCM2
ラバーダムクランプ7	RDCM7
ラバーダムクランプ8	RDCM8
ラバーダムクランプ8A	RDCM8A
ラバーダムクランプ9	RDCM9
ラバーダムクランプ14A	RDCM14A



エンドドンティック用ブラックライン

エンドドンティック用ブラックラインインスツルメントは、表面のスムーズさが向上し、強いライトの下での光の反射を抑え、鋭いエッジを長期間保持できることにより、歯内療法処置により良い臨床結果と効率性をもたらすよう設計されています。



● インスツルメント先端部

- 窒化チタンアルミニウム (AlTiN) コーティングは、垂直または横方向の加圧充填の際に、インスツルメント表面のすべりを良くします。
- 黒色マット仕上げによって、光の反射を抑制し、コントラストが一層強調されます。

● ハンドル部

- 独特の滑らかで太い軽量ハンドルは、疲労を和らげるとともに操作性を高めます。

Endodontic Explorers

エンド用探針

マイクロサージェリー用エクスプローラーは、治療部位の探知や評価の際に必要な柔軟性・強度・触覚感度・弾力性を兼ね備えた合金で作られています。

■ エクスプローラー エンド用



● DG16				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXDG16X	5,300 円	BL	ブラックライン	
EXDG166	4,200 円	#6	サテンスチール	
EXDG16	4,200 円	#31	細丸	



DG16/17				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXDG16/17X	5,300 円	BL	ブラックライン	
EXDG16/17	4,200 円	#31	細丸	



DG16/23				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXDG16/23X	5,300 円	BL	ブラックライン	☺
EXDG16/23	4,200 円	#31	細丸	☺



ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#31 細丸

作業部は耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

エキスケーター エンド用
Endodontic Excavators



Endodontic Excavators

エキスケーター エンド用

エンド用エキスケーターは、より長いシャンクが特徴です。

髄室へのアクセスに使用可能で象牙質を効率よく除去できます。その結果、より良い臨床結果と効率性が向上します。

歯内療法 Endodontic

■ エクスケーター エンド用

掲載画像 EXC31LX

● 先端径1.0mm

● 先端径1.0mm

31L

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC31LX	6,100円	BL	ブラックライン	
EXC31L6	5,300円	#6	サテンスチール	
EXC31L	5,300円	#41	丸柄	☺

掲載画像 EXC31WX

● 先端径1.3mm

● 先端径1.3mm

31W 31W Oval Spoon

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC31WX	6,100円	BL	ブラックライン	☺
EXC31W	5,300円	#41	丸柄	☺

掲載画像 EXC32LX

● 先端径1.5mm

● 先端径1.5mm

32L

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC32LX	6,100円	BL	ブラックライン	
EXC32L6	5,300円	#6	サテンスチール	☺
EXC32L	5,300円	#41	丸柄	☺


掲載画像 EXC33LX

● 先端径2.0mm

● 先端径2.0mm

33L

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC33LX	6,100円	BL	ブラックライン	☺
EXC33L6	5,300円	#6	サテンスチール	☺
EXC33L	5,300円	#41	丸柄	☺



ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

標準価格は全て税抜価格です。

Spreaders

ルートキャナルスプレダー

垂直方向の加圧根管充填時に使用します。

■ ルートキャナルスプレダー

掲載画像 RCSD11TSX



D11TS				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11TSX	5,100円	BL	ブラックライン	
RCSD11TS	4,200円	#30	細丸	

先端から最初の屈曲までの長さ:21mm

掲載画像 RCSD11TX



D11T				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11TX	5,100円	BL	ブラックライン	
RCSD11T	4,200円	#30	細丸	

先端から最初の屈曲までの長さ:22mm



D11S				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11S	4,200円	#30	細丸	☺

先端から最初の屈曲までの長さ:23mm

掲載画像 RCSD11X



D11				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11X	5,100円	BL	ブラックライン	
RCSD11	4,200円	#30	細丸	

先端から最初の屈曲までの長さ:23mm

掲載画像 RCSGP1X



GP1				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSGP1X	5,100円	BL	ブラックライン	
RCSGP1	4,200円	#30	細丸	

先端から最初の屈曲までの長さ:20mm

※作業部の横に記載された先端径は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ルートキャナルスプレダー
Spreaders



歯内療法 Endodontic

掲載画像 RCSMA57X



先端径0.20mm

MA57

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSMA57X	5,100円	BL	ブラックライン	☺
RCSMA57	4,200円	#30	細丸	☺

先端から最初の屈曲までの長さ:27mm



先端径0.25mm

加熱式 GP2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSGP2	4,200円	#30	細丸	

先端から最初の屈曲までの長さ:25mm

■ ルートキャナルスプレダー NT

作業部がニッケルチタン(NiTi)製のため、柔軟性と形状記憶性に富んでいます。



先端径0.25mm

● D11TS

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11TSNT	5,300円	#7	サテンスチールカラー	



先端径0.23mm

● D11T

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11TNT	5,300円	#7	サテンスチールカラー	

※作業部の横に記載された先端径は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#7 サテンスチールカラー


作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#30 細丸

作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

標準価格は全て税抜価格です。



ルートキャナルプラグー

水平方向の加圧に使用します。

■ ルートキャナルプラグー



1/3

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCP1/3X	6,100円	BL	ブラックライン	
RCP1/3	5,100円	#41	丸柄	

先端から最初の屈曲までの長さ:21mm(両端ともに)



● 5/7

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCP5/7X	6,100円	BL	ブラックライン	
RCP5/7	5,100円	#41	丸柄	

先端から最初の屈曲までの長さ:21mm(両端ともに)



● 9/11

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCP9/11X	6,100円	BL	ブラックライン	
RCP9/11	5,100円	#41	丸柄	

先端から最初の屈曲までの長さ:21mm(両端ともに)



グリック1

1 Glick Blade / Plugger

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCPGL1X	6,100円	BL	ブラックライン	
RCPGL16	5,100円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ルートキャナルプラグー
Pluggers



■ ルートキャナルプラグー 前歯用

前歯用プラグーは、臼歯用プラグーよりも7mm長くなっています。

※作業部の横に記載された先端径は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。



● 先端径0.40mm

パートコード	標準価格	取寄品
RCP8A	5,100円	

先端から最初の屈曲までの長さ:29mm



● 先端径0.55mm

パートコード	標準価格	取寄品
RCP9A	5,100円	🕒

先端から最初の屈曲までの長さ:29mm



● 先端径0.75mm

パートコード	標準価格	取寄品
RCP10A	5,100円	🕒

先端から最初の屈曲までの長さ:29mm



● 先端径1.05mm

パートコード	標準価格	取寄品
RCP11A	5,100円	🕒

先端から最初の屈曲までの長さ:29mm



● 先端径1.30mm

パートコード	標準価格	取寄品
RCP12A	5,100円	🕒

先端から最初の屈曲までの長さ:29mm

ハンドルの種類



#40 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イムニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

■ ルートキャナルプラグー 臼歯用

※作業部の横に記載された先端径は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。



● 先端径0.40mm

臼歯用 8		
パートコード	標準価格	取寄品
RCP8	5,100円	
先端から最初の屈曲までの長さ:22mm		



● 先端径0.55mm

臼歯用 9		
パートコード	標準価格	取寄品
RCP9	5,100円	🕒
先端から最初の屈曲までの長さ:22mm		



● 先端径0.75mm

臼歯用 10		
パートコード	標準価格	取寄品
RCP10	5,100円	🕒
先端から最初の屈曲までの長さ:22mm		



● 先端径1.05mm

臼歯用 11		
パートコード	標準価格	取寄品
RCP11	5,100円	🕒
先端から最初の屈曲までの長さ:22mm		



● 先端径1.30mm


臼歯用 12		
パートコード	標準価格	取寄品
RCP12	5,100円	🕒
先端から最初の屈曲までの長さ:22mm		

ハンドルの種類



#40 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。



取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Microsurgical Mirrors

マイクロサージェリー用ミラー

ヒューフレディグループ製のマイクロサージェリー用ミラーは、豊富なラインナップからご選択いただけます。円形・長方形、片頭・両頭など、ステンレススチールを磨き上げて製造された各種サイズのハンドル一体型マイクロサージェリー用ミラーをご用意しています。ハンドルに装着するタイプのミラートップは表面にロジウムコーティング加工されているため、鮮明で傷や歪みのない視野を提供します。

■ ミラー マイクロサージェリー用



先端幅2 x 7mm

1

パートコード	標準価格	取寄品
MM1	15,800円	☺

MM1のハンドルには1本のラインがついていますので、容易に規格番号を識別することができます。



先端幅3 x 9mm

2

パートコード	標準価格	取寄品
MM2	15,800円	☺

MM2のハンドルには2本のラインがついていますので、容易に規格番号を識別することができます。



先端幅4 x 12mm

3

パートコード	標準価格	取寄品
MM3	15,800円	☺

MM3のハンドルには3本のラインがついていますので、容易に規格番号を識別することができます。



先端径2.5mm

S

パートコード	標準価格	取寄品
MMS	15,800円	☺



先端径4.5mm

L

パートコード	標準価格	取寄品
MMR	15,800円	☺

■ ミラートップ マイクロサージェリー用



ベルパート1		1 Velvert
パートコード	標準価格	取寄品
MMVEL1	16,600円	☺



ベルパート2		2 Velvert
パートコード	標準価格	取寄品
MMVEL2	16,600円	☺

■ ミラートップ マイクロサージェリー用

ロジウムコーティングが施されたミラートップです。別売のスカルペルハンドル ミニブレード用に装着して使用します。



ミラートップ 4		
パートコード	標準価格	取寄品
MM4	21,000円	☺

ミラートップ 5		
パートコード	標準価格	取寄品
MM5	21,000円	☺

ミラートップ 7		
パートコード	標準価格	取寄品
MM7	21,000円	☺

ミラートップ 8		
パートコード	標準価格	取寄品
MM8	21,000円	☺


別売のスカルペルハンドル ミニブレード用



スカルペルハンドル ミニブレード用		
Microsurgical Scalpel Blade / Mirror Handle, Stainless Steel		
パートコード	標準価格	取寄品
SHDPV	28,600円	



スカルペルハンドル ミニブレード用 7		
#7 Mini Scalpel Blade Holder / Mirror Handle		
パートコード	標準価格	取寄品
10-130-70	7,300円	



取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Microsurgical Pluggers

マイクロサージェリー用プラグー

■ ルートチャンネル プラグー

プラグーにはさまざまなラインナップがあり、操作性が高く、汎用性もあります。



レトロフィリング 1		1 Retro Filling		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGRF1	5,100円	#41	丸柄	☺



レトロフィリング 2		2 Retro Filling		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGRF2	5,100円	#41	丸柄	☺



カヤット		Khayat		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGBK6	5,100円	#6	サテンスチール	☺

根管深部の充填用



ベルバート		Velvert		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGVEL56	6,100円	#6	サテンスチール	☺

根管深部の充填用

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。



Microsurgical Abou-Rass Condensers/Pluggers

マイクロサージェリー用コンデンサー／プラグー アボラス

アボラス教授と共に考案されたもので、逆根管充填に使用します。

作業部の一方は円形、もう一方は楕円形の組み合わせです。

円形の作業部はポットホルの標本の作成に、楕円形チップはイスマスのデザインの実成に使います。

■ アピカルプラグー アボラス 直



● 先端径0.8mm

先端径0.8mm

アボラス 直 1		1 Abou - Rass Straight
パートコード	標準価格	取寄品
MAR-SAC1	7,200円	☺



● 先端径1.5mm

先端径1.5mm

アボラス 直 1.5		1.5 Abou - Rass Straight
パートコード	標準価格	取寄品
MAR-SAC1.5	7,200円	☺



● 先端径1.5mm

先端径2.0mm


アボラス 直 2		2 Abou - Rass Straight
パートコード	標準価格	取寄品
MAR-SAC2	7,200円	☺

ハンドルの種類



#41 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。従来からの細ハンドル。



取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Microsurgical Condensers/Burnishers

アピカルインスツルメント

■ アピカルインスツルメント

一方はコンデンサー、もう一方はボールバーニッシャーの組み合わせです。

先端径0.75mm

先端径1.4mm ●

ライト M		Medium Right
パートコード	標準価格	取寄品
MCBRM	4,700円	☺

先端径0.75mm

先端径1.4mm ●

レフト M		Medium Left
パートコード	標準価格	取寄品
MCBLM	4,700円	☺

先端径0.5mm

先端径1.4mm ●

ライト S		Small Right
パートコード	標準価格	取寄品
MCBRS	4,700円	☺

先端径0.5mm

先端径1.4mm ●

レフト S		Small Left
パートコード	標準価格	取寄品
MCBLS	4,700円	☺

先端径0.3mm

先端径1.4mm ●

ユニバーサル S		Small Universal
パートコード	標準価格	取寄品
MCBUS	4,700円	☺

先端径0.75mm

先端径1.4mm ●

ユニバーサル M		Medium Universal
パートコード	標準価格	取寄品
MCBUM	4,700円	☺

エンドドンティック用アクセサリ

Endodontic Accessories

■ エンド用ロック式ピンセット

ポイント類を保持しやすいように縦・横に溝がついたロック式のピンセットです。



ロック式ピンセット	Endodontic Locking Pliers	
パートコード	標準価格	取寄品
EPL1	12,600円	
全長:16.5cm		



■ リムーバルフォーセップ



ステイグリッツ 45°	Steiglitz 45°	
パートコード	標準価格	取寄品
RF45	29,400円	
全長:13.5cm、作業長:20mm		

The Best In Practice

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年7月22日現在のものです。
販仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている方法は特定の記載が無い限り作業部の補および経、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：HU-FRIEDY ©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-120J/2407 Endodontic
All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co. LLC its affiliates or related companies, unless otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. reserves the right to change features of products, images and text at any time without notice.

【販売名/一般的名称/医療機器届出番号】

■ラバーダムクランプ/歯科用ラバーダムクランプ/13B3X10195G18101 ■クランプフォーセップ/歯科用ラバーダムクランプ矽子/13B3X10195G49101 ■ラバーダムパンチ/歯科用ラバーダムパンチ/13B3X10195G50101 ■ラバーダムフレーム/歯科用ラバーダムフレーム/13B3X10195G51101 ■ラバーダムキット/歯科用ラバーダム防湿キット/13B3X10195G52101 ■エキスポローラー/歯科用探針/13B3X10195G05101 ■エキスカベーター/歯科用エキスカベーター/13B3X10195G04101 ■ルートキャナルスプレッダー/歯科用根管スプレッダー/13B3X10195G25101 ■ルートキャナルブラガー/歯科用根管ブラガー/13B3X10195G17102 ■ミラー/鏡/13B3X10195G22101 ■ミラートップ/鏡/13B3X10195G22102 ■ルートキャナルブラガー/歯科用根管ブラガー/13B3X10195G17102 ■アピカルブラガー/歯科用根管ブラガー/13B3X10195G17101 ■アピカルインストルメント/歯科用充填器/13B3X10195G10101 ■エンド用/ピンセット/13B3X10195G34101 ■リムーバルフォーセップ/ピンセット/13B3X10195G34103
●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)

 **HuFriedyGroup**
The Best In Practice