

Gracey Curette Easy Order Sheet

グレイシーキュレット イージーオーダーシート

番手・ハンドルの種類・ブレードやシャンクの形状・
シャンクの硬さなど…種類豊富なグレイシーキュレットの注文を
すばやく簡単に行えるオーダー用冊子です。

VER. 03

The Clayton Gracey Story

(Dr.クレイトン・グレイシーストーリー)

1940年代、ミシガン大学の歯科医師
クレイトン・グレイシーが、「歯周ポケットが深
くても浅くても、歯肉を傷つけること
なく痛みも伴わないように簡単に治療
できるインスツルメント」のアイデアを、
ヒューフレディの創始者であるヒューゴ・
フリードマンに持ちかけ、彼らは共に
14種類の部位特定片頭インスツルメントを
開発しました。

Dr. グレイシーのデザインは、今日の
新しいインスツルメントの基礎を築き、
現在グレイシーキュレットは、ハンドルの種類が
豊富になり両頭インスツルメントとして広く利用
されています。



Dr. Clayton Gracey
Dr. クレイトン・グレイシー



Mr. Hugo Friedman
ヒューゴ・フリードマン



【ハンドルのグリップをカスタマイズ】

IMSシグネチャーグリップ 16入 アソート (8色入) パートコード: SSG0
標準価格: 1,500円



#7ハンドルには黒色、#9E2ハンドルにはパープル、
#C8E2ハンドルには各ハンドルと同色の「IMS
シグネチャーグリップ」と呼ばれるハンドルの先端に
装着するカラーリングがついています。
別売のIMSシグネチャーグリップをご購入いただき
お好きな色に変更することで、使用部位や使用者毎
のカスタマイズが可能になります。

※ハーモニーハンドルにはサイズが異なるため対応して
おりません。

グレイシーキュレット選択方法

How to Choose Gracey Curettes

① ハンドルの種類

【作業部の材質】

エバーエッジ 2.0 (EverEdge™ 2.0)

ヒューフレディ社がキュレット・スケーラーのエッジのシャープさをより持続するために開発した優れた合金。ステンレススチールに含まれるカーボン含有率を増加させ、冶金学に基づいた金属の結晶粒を微細にし、3段階の熱処理の温度・時間設定を改善、ブレードの表面処理を向上させ、バリの発生を抑制する合金です。



#XE2 ハーモニー (Harmony™)

人間工学に基づく技術「トゥルーフィット (TrueFit™) テクノロジー」で設計されたハンドル。(パープルのハーモニーハンドル専用グリップを標準装着)



#9E2 エバーエッジ (EverEdge™)

人間工学的に優れたハンドルデザイン。しっかり把持できるダイヤモンドパターン。(パープルのグリップを標準装着)



#C8E2 レジン8カラー (Resin 8 Colors)

レジン製のため軽量。使用部位ごとにハンドルの色が違うため、スケーラーの識別が容易。(ハンドルと同色のグリップを標準装着)



【作業部の材質】

イムニティスチール (Immunity Steel™)

ヒューフレディ社で独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙のバランスで配合した合金。繰り返しの使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で、シャープニングしやすく耐腐食性に優れています。さらに3段階の熱処理が施されたインスツルメントは、硬さとしなやかさを持ちあわせています。



#7 サテンスチールカラー (Satin Steel™ Colours™)

シリコン製リングの採用により、繊細な触感で把持しやすい。ウォーターウェーブのすべり止め。(黒色のグリップを標準装着)



#6 サテンスチール (Satin Steel™)


力の弱い方でも力を入れずにリラックスして持つことができる太いハンドル。ウォーターウェーブのすべり止め。



#2 角柄 (Octagonal)

8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

② ブレードとシャンクの形状



オリジナル (Original)

現在世界のグレイシーキュレットの基準となっている、グレイシー博士が考案した当初のシャンク・ブレードの長さ・幅。

アフターファイブ (After Five™)

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。オリジナルと比較し第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。


ミニファイブ (Mini Five™)

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。ブレードはオリジナルとアフターファイブ (After Five™) の半分の長さで、狭いポケットや根分岐部での使用に適用。オリジナルと比較し第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。

マイクロミニファイブ (Micro Mini Five™)


シャンクが細くて硬いリジッドタイプ。5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。シャンクとブレードの長さは、ミニファイブと同等だが、幅がオリジナルと比較し30%細いため、歯肉への挿入がさらに容易で組織への負担を軽減。

③ シャンクの硬さ




スタンダード (Standard)

細く柔軟性に富み、感触が伝わりやすい。超音波スケーリング後の仕上げとして細かなスケーリングやルートプレーニングに使用。



リジッド (Rigid)

スタンダードシャンクに比べ太くて頑丈。比較的強固な歯石や多量に付着した歯石を除去する際に使用。



エクストラリジッド (Extra Rigid)

エクストラリジッドシャンクのグレイシーキュレットは殆どしなりがないので、全体の初期スケーリングや強固な歯石除去に使用。

④ 使用部位


部位	適用規格		
前歯部(及び小臼歯部)	1	3	5
前歯部(及び小臼歯部)	2	4	6
臼歯部の頬舌面	7	9	9 ⁺ 根分岐部にも適用
臼歯部の頬舌面	8	10	
臼歯部の近心面	11	15	
臼歯部の近心面	12	16	
臼歯部の遠心面	13	17	
臼歯部の遠心面	14	18	

規格9/10について

9/10はシャンクの屈曲度が大きく、通常では届きにくい根面や根分岐部への使用に適しています。

*15/16はFIT 11/12相当

*17/18はFIT 13/14に相当





HARMONY™

【ハンドル名】 **ハーモニ**
 【ハンドル番号】 **#XE2**
 【作業部の材質】 **エバーエッジ 2.0**
 【標準価格】 **6,600円**

人間工学に基づく技術「トゥルーフィット(TrueFit™)テクノロジー」で設計されたハンドル。
 (パールのハーモニハンドル専用グリップを標準装着)

オリジナル

ORIGINAL

製品名		(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SG1/2XE2	
		3/4	前歯部	SG3/4XE2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/6XE2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/8XE2	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/10XE2	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/12XE2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/14XE2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/16XE2	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/18XE2	
フェジロ	グレーシーキュレット オリジナル リジッド 両頭	1/2	前歯部	SG1/2RXE2	
		3/4	前歯部	SG3/4RXE2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/6RXE2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/8RXE2	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/10RXE2	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/12RXE2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/14RXE2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/16RXE2	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/18RXE2	

アフターファイブ

AFTER FIVE™

製品名		(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SRPG1/2XE2	
		3/4	前歯部	SRPG3/4XE2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRPG5/6XE2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRPG7/8XE2	
		11/12	臼歯部の近心面	SRPG11/12XE2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRPG13/14XE2	
フェジロ	グレーシーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭	15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRPG15/16XE2	
		1/2	前歯部	SRP1/2RXE2	
		3/4	前歯部	SRP3/4RXE2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRP5/6RXE2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRP7/8RXE2	
フェジロ	グレーシーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭	11/12	臼歯部の近心面	SRP11/12RXE2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRP13/14RXE2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRP15/16RXE2	

ミニファイブ

MINI FIVE™

製品名		(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SAS1/2XE2	
		3/4	前歯部	SAS3/4XE2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6XE2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8XE2	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/12XE2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/14XE2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/16XE2	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SAS17/18XE2	
フェジロ	グレーシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SAS1/2RXE2	
		3/4	前歯部	SAS3/4RXE2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6RXE2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8RXE2	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/12RXE2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/14RXE2	
15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/16RXE2			

マイクロミニファイブ

MICRO MINI FIVE™

製品名		(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
フェジロ	グレーシーキュレット マイクロミニファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SMS1/2XE2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SMS7/8XE2	
		11/12	臼歯部の近心面	SMS11/12XE2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SMS13/14XE2	

【グレーシーキュレットオリジナルスタンダードの先端形状】





人間工学的に優れたハンドルデザイン。しっかり把持できるようなダイヤモンドパターン。
 (パープルのグリップを標準装着)

オリジナル

ORIGINAL

製品名		(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SG1/29E2	
		3/4	前歯部	SG3/49E2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/69E2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/89E2	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/109E2	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/129E2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/149E2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/169E2	
17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/189E2			

フェジッロ	グレーシーキュレット オリジナル リジッド 両頭	1/2	前歯部	SG1/2R9E2	
		3/4	前歯部	SG3/4R9E2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/6R9E2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/8R9E2	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/10R9E2	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/12R9E2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/14R9E2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/16R9E2	
17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/18R9E2			

アフターファイブ

AFTER FIVE™

製品名		(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SRPG1/29E2	
		3/4	前歯部	SRPG3/49E2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRPG5/69E2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRPG7/89E2	
		11/12	臼歯部の近心面	SRPG11/129E2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRPG13/149E2	
15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRPG15/169E2			

フェジッロ	グレーシーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SRP1/2R9E2	
		3/4	前歯部	SRP3/4R9E2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRP5/6R9E2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRP7/8R9E2	
		11/12	臼歯部の近心面	SRP11/12R9E2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRP13/14R9E2	
15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRP15/16R9E2			

ミニファイブ

MINI FIVE™

製品名		(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SAS1/29E2	
		3/4	前歯部	SAS3/49E2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/69E2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/89E2	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/129E2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/149E2	
15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/169E2			

フェジッロ	グレーシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SAS1/2R9E2	
		3/4	前歯部	SAS3/4R9E2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6R9E2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8R9E2	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/12R9E2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/14R9E2	
15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/16R9E2			

マイクロミニファイブ

MICRO MINI FIVE™

製品名		(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
フェジッロ	グレーシーキュレット マイクロミニファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SMS1/29E2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SMS7/89E2	
		11/12	臼歯部の近心面	SMS11/129E2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SMS13/149E2	



RESIN 8 COLORS

【ハンドル名】 レジン8カラー
 【ハンドル番号】 #C8E2
 【作業部の材質】 エバーエッジ 2.0
 【標準価格】 6,000円

レジン製のため軽量。使用部位ごとにハンドルの色が違うため、スケーラーの識別が容易。
 (ハンドルと同色のグリップを標準装着)

オリジナル

ORIGINAL

	製品名	(番手)	(ハンドルの色)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭	1/2	グレー	前歯部	SG1/2C8E2	
		3/4	グレー	前歯部	SG3/4C8E2	
		5/6	イエロー	前歯部及び小臼歯部	SG5/6C8E2	
		7/8	グリーン	臼歯部の頬舌側面	SG7/8C8E2	
		9/10	グリーン	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/10C8E2	
		11/12	オレンジ	臼歯部の近心面	SG11/12C8E2	
		13/14	ブルー	臼歯部の遠心面	SG13/14C8E2	
		15/16 (FIT11/12)	オレンジ	臼歯部の近心面	SG15/16C8E2	
	17/18 (FIT13/14)	ブルー	臼歯部の遠心面	SG17/18C8E2		

レジッド	グレーシーキュレット オリジナル レジッド 両頭	1/2	グレー	前歯部	SG1/2RC8E2	
		3/4	グレー	前歯部	SG3/4RC8E2	
		5/6	イエロー	前歯部及び小臼歯部	SG5/6RC8E2	
		7/8	グリーン	臼歯部の頬舌側面	SG7/8RC8E2	
		11/12	オレンジ	臼歯部の近心面	SG11/12RC8E2	
		13/14	ブルー	臼歯部の遠心面	SG13/14RC8E2	
		15/16 (FIT11/12)	オレンジ	臼歯部の近心面	SG15/16RC8E2	
		17/18 (FIT13/14)	ブルー	臼歯部の遠心面	SG17/18RC8E2	

アフターファイブ

AFTER FIVE™

	製品名	(番手)	(ハンドルの色)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭	1/2	グレー	前歯部	SRPG1/2C8E2	
		3/4	グレー	前歯部	SRPG3/4C8E2	
		5/6	イエロー	前歯部及び小臼歯部	SRPG5/6C8E2	
		7/8	グリーン	臼歯部の頬舌側面	SRPG7/8C8E2	
		11/12	オレンジ	臼歯部の近心面	SRP11/12C8E2	
		13/14	ブルー	臼歯部の遠心面	SRP13/14C8E2	
		15/16 (FIT11/12)	オレンジ	臼歯部の近心面	SRP15/16C8E2	

レジッド	グレーシーキュレット アフターファイブ レジッド 両頭	1/2	グレー	前歯部	SRP1/2RC8E2	
		3/4	グレー	前歯部	SRP3/4RC8E2	
		5/6	イエロー	前歯部及び小臼歯部	SRP5/6RC8E2	
		7/8	グリーン	臼歯部の頬舌側面	SRP7/8RC8E2	
		11/12	オレンジ	臼歯部の近心面	SRP11/12RC8E2	
		13/14	ブルー	臼歯部の遠心面	SRP13/14RC8E2	
		15/16 (FIT11/12)	オレンジ	臼歯部の近心面	SRP15/16RC8E2	

ミニファイブ

MINI FIVE™

	製品名	(番手)	(ハンドルの色)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭	1/2	グレー	前歯部	SAS1/2C8E2	
		3/4	グレー	前歯部	SAS3/4C8E2	
		5/6	イエロー	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6C8E2	
		7/8	グリーン	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8C8E2	
		11/12	オレンジ	臼歯部の近心面	SAS11/12C8E2	
		13/14	ブルー	臼歯部の遠心面	SAS13/14C8E2	
		15/16 (FIT11/12)	オレンジ	臼歯部の近心面	SAS15/16C8E2	

レジッド	グレーシーキュレット ミニファイブ レジッド 両頭	1/2	グレー	前歯部	SAS1/2RC8E2	
		3/4	グレー	前歯部	SAS3/4RC8E2	
		5/6	イエロー	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6RC8E2	
		7/8	グリーン	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8RC8E2	
		11/12	オレンジ	臼歯部の近心面	SAS11/12RC8E2	
		13/14	ブルー	臼歯部の遠心面	SAS13/14RC8E2	
		15/16 (FIT11/12)	オレンジ	臼歯部の近心面	SAS15/16RC8E2	



■ グレー : 1/2、3/4



■ イエロー : 5/6



■ グリーン : 7/8、9/10



■ オレンジ : 11/12、15/16



■ ブルー : 13/14、17/18

SATIN STEEL™ COLOURS™

【ハンドル名】 サテンスチールカラー

【ハンドル番号】 #7

【作業部の材質】 イミュニティスチール

【標準価格】 5,800円



シリコン製リングの採用により、繊細な触感で把持しやすい。
ウォーターウェーブデザインのすべり止め。(黒色のグリップを標準装着)

オリジナル

ORIGINAL

製品名		(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SG1/27	
		3/4	前歯部	SG3/47	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/67	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/87	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/107	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/127	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/147	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/167	
17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/187			

モジリ	グレーシーキュレット オリジナル リジッド 両頭	1/2	前歯部	SG1/2R7	
		3/4	前歯部	SG3/4R7	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/6R7	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/8R7	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/10R7	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/12R7	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/14R7	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/16R7	
17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/18R7			

エクストラ	グレーシーキュレット オリジナル エクストラリジッド 両頭	5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/6ER7	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/8ER7	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/12ER7	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/14ER7	

アフターファイブ

AFTER FIVE™

製品名		(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SRPG1/27	
		3/4	前歯部	SRPG3/47	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRPG5/67	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRPG7/87	
		11/12	臼歯部の近心面	SRPG11/127	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRPG13/147	
15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRPG15/167			

モジリ	グレーシーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SRP1/2R7	
		3/4	前歯部	SRP3/4R7	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRP5/6R7	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRP7/8R7	
		11/12	臼歯部の近心面	SRP11/12R7	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRP13/14R7	
15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRP15/16R7			

エクストラ	グレーシーキュレット アフターファイブ エクストラリジッド 両頭	5/6	前歯部及び小臼歯部	SRP5/6E7	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRP7/8E7	
		11/12	臼歯部の近心面	SRP11/12E7	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRP13/14E7	

ミニファイブ

MINI FIVE™

製品名		(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SAS1/27	
		3/4	前歯部	SAS3/47	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/67	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/87	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/127	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/147	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/167	

モジリ	グレーシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SAS1/2R7	
		3/4	前歯部	SAS3/4R7	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6R7	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8R7	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/12R7	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/14R7	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/16R7	



SATIN STEEL™

【ハンドル名】 サテンスチール
 【ハンドル番号】 #6
 【作業部の材質】 イミュニティスチール
 【標準価格】 5,600円

力の弱い方でも力を入れずにリラックスして持つことができる太いハンドル。
 ウォーターウェーブデザインのすべり止め。

オリジナル

ORIGINAL

製品名		(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SG1/26	
		3/4	前歯部	SG3/46	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/66	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/86	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/106	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/126	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/146	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/166	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/186	

レジッド	グレーシーキュレット オリジナル レジッド 両頭	1/2	前歯部	SG1/2R6	
		3/4	前歯部	SG3/4R6	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/6R6	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/8R6	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/10R6	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/12R6	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/14R6	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/16R6	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/18R6	

アフターファイブ

AFTER FIVE™

製品名		(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SRPG1/26	
		3/4	前歯部	SRPG3/46	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRPG5/66	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRPG7/86	
		11/12	臼歯部の近心面	SRPG11/126	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRPG13/146	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRPG15/166	

レジッド	グレーシーキュレット アフターファイブ レジッド 両頭	1/2	前歯部	SRP1/2R6	
		3/4	前歯部	SRP3/4R6	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRP5/6R6	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRP7/8R6	
		11/12	臼歯部の近心面	SRP11/12R6	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRP13/14R6	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRP15/16R6	

ミニファイブ

MINI FIVE™

製品名		(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SAS1/26	
		3/4	前歯部	SAS3/46	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/66	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/86	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/126	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/146	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/166	

レジッド	グレーシーキュレット ミニファイブ レジッド 両頭	1/2	前歯部	SAS1/2R6	
		3/4	前歯部	SAS3/4R6	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6R6	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8R6	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/12R6	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/14R6	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/16R6	

OCTAGONAL

【ハンドル名】 角 柄
 【ハンドル番号】 #2
 【作業部の材質】 イミュニティスチール
 【標準価格】 5,200円



8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

オリジナル

ORIGINAL

	製品名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SG1/2	
		3/4	前歯部	SG3/4	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/6	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/8	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分歧部	SG9/10	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/12	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/14	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/16	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/18	
フェジロ	グレーシーキュレット オリジナル リジッド 両頭	1/2	前歯部	SGR1/2R	
		3/4	前歯部	SGR3/4R	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SGR5/6R	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SGR7/8R	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分歧部	SGR9/10R	
		11/12	臼歯部の近心面	SGR11/12R	
		13/14	臼歯部の遠心面	SGR13/14R	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SGR15/16R	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SGR17/18R	

アフターファイブ

AFTER FIVE™

	製品名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SRPG1/2	
		3/4	前歯部	SRPG3/4	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRPG5/6	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRPG7/8	
		11/12	臼歯部の近心面	SRPG11/12	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRPG13/14	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRPG15/16	
フェジロ	グレーシーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SRPG1/2R	
		3/4	前歯部	SRPG3/4R	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRPG5/6R	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRPG7/8R	
		11/12	臼歯部の近心面	SRPG11/12R	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRPG13/14R	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRPG15/16R	

ミニファイブ

MINI FIVE™

	製品名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SAS1/2	
		3/4	前歯部	SAS3/4	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/12	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/14	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/16	
フェジロ	グレーシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SAS1/2R	
		3/4	前歯部	SAS3/4R	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6R	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8R	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/12R	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/14R	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/16R	

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
 Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年7月22日現在のものです。
 販売名「グレーシーキュレット(一般的な名称:歯周用キュレット)医療機器届出番号:13B3X10195G01101 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスII) 仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。ご使用に際しましては、製品の取扱説明書を必ずお読みください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です: HU-FRIEDY, EVEREDGE, HARMONY, IMMUNITY STEEL, SATIN STEEL, SATIN STEEL COLOURS ©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-133J/2407 ver.03

