

ヒューフレディ
新規ご開業・ご改築向け
インスツルメントカタログ

Product Catalog

For Newly Opened & Renovated Clinics



新規ご開業・ご改築お祝い申し上げます。 CONGRATULATIONS ON THE NEW OPENING AND RENOVATION.

ご開業・ご改築に際しご多用の先生方に、新規開業／改築時に必要なインスツルメントを少しでも簡単に短時間でご選択いただけるよう、このカタログを作成いたしました。

新しいクリニックで共に歴史を刻むインスツルメントとして、また、より良い臨床結果をもたらす先生方と患者さんの信頼関係を築く一助となるようなインスツルメントとして、高い品質と耐久性を誇るヒューフレディ社製品をご選択いただければ幸いです。

今後のご繁栄と、先生方・スタッフの皆様方のご健勝を祈念いたします。

ヒューフレディ・ジャパン合同会社
代表 ロバート・バウマン



ヒューフレディグループについて

ヒューフレディグループとは、ステリス社の歯科部門であり、最良の診療に必要な製品・サービス・ソリューションを提供するためのグループ企業です。

ヒューフレディグループの一員である、ヒューフレディ社は1908年に米国シカゴに設立され、110年以上の歴史を誇る老舗歯科インスツルメントメーカーで、創業以来常に高品質で革新的な歯科用インスツルメントを製造し続け、世界中の歯科医療に携わる方々に発信し続けてまいりました。

現在、弊社製品群は感染予防・外科・歯周治療・検査・保存・矯正・歯内療法・など多岐にわたります。長年培ってきた製品の品質はもちろんのこと、サービス・サポート・教育などの面においても、世界中のお客様へより高い価値をご提供すべく精進しております。



ヒューフレディ社製品の特徴

開発力:


ヒューフレディ社製品の多くは、さまざまな国のキーオピニオンリーダー、教育者および教育関連施設のプロフェッショナルチームと共に開発されており、高水準の精度と性能を備えています。

高品質:

ヒューフレディ社製品は、よりシャープでより長持ちする独自のスケーラー鋼『エバーエッジ 2.0』をはじめとした耐久性と操作性を兼ね備えた材料を用い、長年蓄積された製造技術を持って、近代的な設備で製造されています。同時に、作業品質に誇りと責任を持った300名を超える職人が細心の注意を払いつつ手作業で製品を製造しているため、精密さ・耐久性・信頼性の高い製品が生み出されています。

ワールドスタンダード:

スケーラーだけでなく、検査、外科、保存、矯正など歯科の殆どの分野で幅広いラインナップを揃えているため、世界中の多くの臨床家に愛されています。



目次

TABLE OF CONTENTS



インスツルメント Instrumentation & Procedural Products

検査 Diagnostic

プローブ Probes	4
エキスプローラー (探針) Explorers	5
ミラー Mirrors	6
ピンセット Dressing Pliers	7
カセット (基本セット向け) Cassettes	7

保存 Restorative

咬合紙ホルダー Articulating Paper Forceps	8
エキスカベーター Excavators	8
コードパッカー Cord Packers	9
コンポジットレジン充填器 Composite/Plastic Filling Instruments	10
スパチュラ Spatulas	10
クラウンリムーバー Crown Removers	11

歯内療法 Endodontic

エンド用探針 Endodontic Explorers	12
エンド用ピンセット Endodontic Dressing Pliers	12
エンド用エキスカベーター Endodontic Excavators	13
ルートキャナルスプレダー Spreaders	14
ルートキャナルプラグ Pluggers	15
ファイルスタンド File Stand	15
ラバーダムクランプ Rubber Dam Clamps	16
ラバーダム関連製品 Rubber Dam Clamp Accessories & Kits	17

外科 Surgical

抜歯鉗子 Forceps	18
抜歯鉗子 小児用 Extraction Forceps, Pediatric	19
骨鉗子 Rongeurs	19
エレベーター (ヘーベル) Elevators	20
ルクセーティングエレベーター Elevators - Luxating	21
ルートチップエレベーター Root Tip Picks	22
ルクセーティングハイブリッド Elevators - Luxating Hybrids	23
剥離子 Periosteals	24
鋭匙 Surgical Curettes	26
メスハンドル Scalpel Handles	27
ペリオナイフ Periodontal Knives	27
チゼル Periodontal Chisels	28
骨やすり Periodontal Files & Bone Files	28
持針器 Needle Holders	28
はさみ Scissors	29
外科ピンセット Tissue Pliers	30
止血鉗子 Hemostats	31
リトラクター Retractors	31
開口器 Mouth Gags	32
注射筒 Syringes	32
カセット (外科器具向け) Cassettes	32

ハンドスケーリング Hand Scaling

シックスケーラー Sickle Scalars	34
グレイシーキュレット Gracey Curettes	35
シャープニング Sharpening	36
カセット (スケーラー向け) Cassettes	37


矯正 Orthodontics

カッター/プライヤー/プッシャー Cutters, Pliers, Pusher	38
---	----



感染予防・ インスツルメントマネージメント Infection Prevention & Instrument Management

洗浄・ケア製品 Cleaning & Care Products	39
-------------------------------------	----



商品名・パートコードなどの読み方

HOW TO READ THE PRODUCT DESCRIPTION AND PART CODES



■ スケーラー..... 製品名

ネビィ 3 臼歯用 製品名および規格

#9E2 (エバーエッジ)
#C8E2 (レジン8カラー)

SCNEVI39E2
SCNEVI3C8E2

6,200円
6,000円



製品の
ハンドル番号

ハンドルの
名称

掲載商品の
パートコード

標準価格



プローブ PROBES

■ カラーコードプローブ

繰り返し使用しても、マーキングが消えにくい。

ヒューフレディ社製
カラーコードプローブは、
キューリックス
(Qulix™) と呼ばれる
正確な黒色マーキングが
施されています



CP11
#30 (細丸) PCP11 4,200円


基本の
3-3-2-3の
プローブ



CP11
#6 (サテンスチール) PCP116 4,400円



CP12
#6 (サテンスチール) PCP126 4,400円
#30 (細丸) PCP12 4,200円



CPUNC15
#6 (サテンスチール) PCPUNC156 4,400円
#30 (細丸) PCPUNC15 4,200円



CP11.5B
#6 (サテンスチール) PCP11.5B6 4,400円
#30 (細丸) PCP11.5B 4,200円

WHO
プローブ



ネイバース Q2N
#6 (サテンスチール) PQ2N6 6,400円

根分岐部
(ファークーション) の
検査に使用



この形状に曲げても
折れないほどの
弾力性!!
(写真は3A)

エキスプローラー EXPLORERS

■ エクスプローラー

「デュラスポンド」と呼ばれるスチール合金を使用、柔軟性と弾力性、さらに従来品よりも高い触覚感度を発揮し、高精度の診断を実現します



DURASPOND™

Instrumentation & Procedural Products



3A

#30 (細丸)

EXS3A

2,300円

基本の
探針!




3A

#6 (サテンスチール)

EXS3A6

2,300円



ポピュラータイプ 25

#30 (細丸)

SPEXS25

2,700円

3Aより
も太く
しなりが
少ないタイプ



ポピュラータイプ 5

#31 (細丸)

SPEXD5

3,700円



ポピュラータイプ 8

#31 (細丸)

SPEXD8

3,700円



グレーシーキュレット11/12と同型の探針で
歯肉縁下の探知におすすめ

11/12 ODU

#6 (サテンスチール)

EXD11/126

3,100円

11/12 ODUエキスプローラーの
作業部を正しくあてるには、
第一シャンクが歯面と平行に
なるようにしながら、作業部を
隣接歯間に挿入します。



アフターファイブ 11/12

#6 (サテンスチール)

EXD11/12A6

3,100円

EXD11/12より第一シャンクが3mm長い
ため、より深いポケットの探知に
おすすめ



ミラー MIRRORS

■ ミラートップ

ダイレクトミラー(鏡面反射)のため、2重3重に反射することなく、鮮明で歪みのない鏡像を映します。ロジウムコーティング加工を施しているため傷がつきにくく、耐久性に優れています。直視できない部分を映したり、唇、頬、舌を抑えたり、暗い部位に光を反射させるために使用します。



片面 4
直径22mm
MIR4/3
3入
2,900円



片面 5
直径24mm
MIR5/3
3入
2,900円



両面 4
直径22mm
MIR4DS/3
3入
4,000円



両面 5
直径24mm
MIR5DS/3
3入
4,000円



両面ミラーは、頬粘膜を排除しながら、ミラーを返さずそのまま鏡視できます。

MIR4/12
12入
10,800円

MIR5/12
12入
10,800円

MIR4DS/6
6入
7,700円

MIR5DS/6
6入
7,700円

■ ミラーハンドル コーンソケット



#24
MH24 2,300円



#1
MH1 2,300円




#6
MH6 2,700円



ピンセット MIRRORS & DRESSING PLIERS

■ ピンセット

熱処理を施した重厚なステンレス鋼を使用しているため、先端部の曲がりやズレが生じにくいです。



汎用

DPU17 4,200円



コーク型18JSII

DP18JS-II 3,600円

カセット(基本セット向け) CASSETTES

■ IMS カセットシグネチャー

5本用 イグザム

外形寸法:76mm x 203mm x 32mm
5本のインスツルメントが収納可能

レッド ● **IM6050**

ブルー ● **IM6058**

12,600円



7本用 スペースセーバー

外形寸法:114mm x 203mm x 25mm
7本のインスツルメントが収納可能
省スペース設計の薄型サイズ

レッド ● **IMSS70**

ブルー ● **IMSS78**

15,600円






咬合紙ホルダー ARTICULATING PAPER FORCEPS

■ 咬合紙ホルダー

ギザ同士が
しっかり噛み合い、
咬合紙が
ずれにくい。



ミラー
APF2

5,500円

エキスカベーター EXCAVATORS

■ エキスカベーター ポピュラータイプ (基本セット)

仮封材、う窩内の食片、う窩の軟化象牙質の除去に使用、いわゆる「雑用エキスカ」。

- | | | | | | |
|-------|----------|------|---------------|--------|-------|
| 1.8mm | 1 | | | | 1.8mm |
| | #2 | (角柄) | SPEXC1 | 4,500円 | |
| 1.2mm | 2 | | | | 1.2mm |
| | #2 | (角柄) | SPEXC2 | 4,500円 | |
| 1.2mm | 3 | | | | 1.2mm |
| | #2 | (角柄) | SPEXC3 | 4,500円 | |
| 1.7mm | 4 | | | | 1.7mm |
| | #2 | (角柄) | SPEXC4 | 4,500円 | |
| 1.5mm | 5 | | | | 1.5mm |
| | #2 | (角柄) | SPEXC5 | 4,500円 | |
| 1.4mm | 6 | | | | 1.4mm |
| | #2 | (角柄) | SPEXC6 | 4,500円 | |



■ エキスカベーター (スプーン型)



38/39 [11.5-7-14]

#6 (サテンスチール)
#41 (丸柄)

EXC38/396 5,100円
EXC38/39 5,100円



17

#9 (エバーエッジ)
#6 (サテンスチール)
#41 (丸柄)

EXC179 6,100円
EXC176 5,100円
EXC17 5,100円

エバーエッジ
仕様で
切れ味長持ち。
(#9)



18

#9 (エバーエッジ)
#6 (サテンスチール)
#41 (丸柄)

EXC189 6,100円
EXC186 5,100円
EXC18 5,100円



19

#6 (サテンスチール)
#41 (丸柄)

EXC196 5,100円
EXC19 5,100円

コードパッカー CORD PACKER

■ ジンジバルコードパッカー

歯肉への外傷が少なく、正確にリトラクションコードの装着ができます。

先端が
ギザ付のため
圧排糸が
滑りにくい。



113

GCP1136 5,300円

ギザ付

ハンドルの種類

#9

エバーエッジ



作業部はシャープさが長く持続する「エバーエッジ」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

#6

サテンスチール



作業部はシャープニングしやすく耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。


#41

丸柄



作業部はシャープニングしやすく耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

コンポジット練成充填器 COMPOSITE/PLASTIC FILLING INSTRUMENTS



■ コンポジット練成充填器 XTS

窒化アルミニウムチタン (AlTiN) コーティングされた表面、XTSコーティングは、非常に丈夫で滑らかな仕上げになっており、傷がつきにくく、べたつきません。太くて軽量のハンドルは清掃が簡単で、持ちやすく操作しやすいデザインです。

摩擦の少ないブラックコーティングでレジン離れが良く、充填作業も見やすい。



A6

TNPFIA6 6,400円

大型で薄型のブレード
ベニア形成や広範囲の形態修正用
2~5級窩洞向き



ゴールドスタイン フレキシシン 3

TNCIGFT3 6,400円

フレアーパドル型。形態修正に使用
3、4級窩洞向き



**ゴールドスタイン
フレキシシン 4**

TNCIGFT4

6,400円

臼歯部の近心および遠心面に充填したり
成形したりするための柔軟なへら状の
作業部が両端に付与されています。
逆向きにすると、前歯部の接着修復の
充填や成形に使えます。



IPC

TNCVIPC

6,400円

極薄型ブレード
隣接歯間部用
3~5級窩洞向き



27/29

TNBB27/29

6,400円

パーニッシャータイプ
小窩裂溝や咬合面形成用



ダックヘッド

TNPCCI


6,400円

臼歯部咬合面用

スパチュラ SPATULAS

■ セメントスパチュラ

セメントなどの材料の練和に使用。



ノバテック 6

CSNT6 6,600円

長くフレキシブルなスパチュラと
ブレードのコンビネーション。
ブレード部でセメントを移送します。

CSNT6の作用部の端で、
混和されたセメントを
すくい塗布します。



CSNT6の先端を用いると、
形成面や補綴物に仮着用/
最終合着用セメントを
効率的に塗布できます



クラウンリムーバー CROWN REMOVERS

■ クラウンリムーバー

ホープライヤーなどを使用してメタルクラウンやテックを外す際、滑ってしまって時間がかかったり、外せても口腔内で撤去冠を落としてしまいそうなことはありませんか？

CRGRは把持部にタングステンが貼られているので、滑らずにしっかり掴め、力を入れた時に柄がしなるので、十分な把持力があります。

通常のプライヤー型と違いハサミ型なので、微妙な力加減が調節でき、支台歯の破折リスクも少ないです。クリステンセンと合わせてご使用ください。



メタルクラウンにも使える！

仮歯用
CRGR
29,400円
15.7cm

作業部にタングステンカーバイドが付与され、しなりのある柄で力がかけやすい！しっかり掴める！

クリステンセン 直
CRCH1
10,300円
前歯部用

小さい力でクラウン除去！！メタルコアにもおすすめ！！



クリステンセン 90°
CRCH2
10,300円
臼歯部用

■ オススメの使用法



バーでスリットを入れる



クリステンセンでスリットを広げセメントを壊す



セメントが壊れ少し浮き上がったら仮歯用鉗子(CRGR)で除去する



★「直」と「90°」の2種類のクリステンセンを類舌的に逆回転でトルクを加えセメントを崩し、コアを除去する



エンド用探針 Endodontic Explorer

■ エクスプローラー エンド用

治療部位の探知や評価の際に必要な柔軟性・強度・触覚感度・弾力性を兼ね備えた合金で作られています。



DG16

#6 (サテンスチール)	EXDG166	4,200円
BL (ブラックライン)	EXDG16X	5,300円
#31 (細丸)	EXDG16	4,200円

ハンドルの種類

#6

サテンスチール



作業部は耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

BL

ブラックライン



作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。

#31

細丸



作業部は耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

エンド用ロック式ピンセット ENDODONTIC PLIERS

■ エンド用 ロック式ピンセット

ポイント類を保持しやすいように縦・横に溝がついたロック式のピンセットです。



エンド用ロック式ピンセット

16.5cm

EPL1 12,600円






エキスカベーター エンド用 ENDODONTIC EXCAVATORS

■ エキスカベーター エンド用

より長いシャンクが特徴です。髄室へのアクセスに使用すると、象牙質を容易に効率よく除去できます。その結果、より良い臨床結果と効率性が向上します。

**髄室内の軟化象牙質除去用。
ブラックコーティングで見やすい。**



1.0mm

31L

BL (ブラックライン)

EXC31LX 6,100円

#41 (丸柄)

EXC31L 5,300円



1.3mm

31W

BL (ブラックライン)

EXC31WX 6,100円

#41 (丸柄)

EXC31W 5,300円



1.5mm

32L

BL (ブラックライン)

EXC32LX 6,100円

#41 (丸柄)

EXC32L 5,300円



2.0mm

33L

BL (ブラックライン)

EXC33LX 6,100円

#41 (丸柄)

EXC33L 5,300円

ハンドルの種類

BL
ブラックライン



作業部の術野がより見やすく、さらに切れ味が長持ちするようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。

#41
丸柄



作業部はシャープニングしやすく耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。従来からの細ハンドル。






ルートキャナルスプレダー ROOT CANAL SPREADER

■ ルートキャナルスプレダー

垂直方向の加圧に使用。

※作業部の横に記載された数値(例:0.30)は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。



■ ルートキャナルスプレダー NT



作業部がニッケルチタン (NiTi) 製のため柔軟性と形状記憶性に富んでいます。






ルートキャナルプラグー ROOT CANAL PLUGGER

■ ルートキャナルプラグー

水平方向の加圧に使用。

※作業部の横に記載された数値(例:0.30)は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。



Instrumentation & Procedural Products

ファイルスタンド FILE STAND

■ IMS エンドスタンド

ヒンジのある2つのカバーがついており、カバーにはラバーストッパーの位置を測定できる目盛付き。

スタンドのまま
洗浄・滅菌が
できます。

IMS エンドスタンド 24本用


IMS-1275 11,000円

外形寸法:67mm x 57mm x 30mm

IMS エンドスタンド 48本用

IMS-1275D 11,000円

外形寸法:67mm x 57mm x 30mm







ラバーダムクランプ RUBBER DAM CLAMP

■ ラバーダムクランプ マット仕上げ


マット仕上げなので、光の反射を軽減し、明るい診療室などで目の疲れを和らげることができます




前歯用 00
RDCM00
2,600円
小型の犬歯および
第一小臼歯用のフラットタイプ



前歯用 9
RDCM9
2,600円
弾性の少ないタイプ



小臼歯用 0
RDCM0
2,600円
長い小臼歯用のフラットタイプ
小児対応可




小臼歯用 2A
RDCM2A
2,600円
大型の小臼歯用の
フラットタイプ




小臼歯用 32
RDCM32
2,600円
フラットタイプ




大臼歯用 14
RDCM14
2,600円
部分萌出や形態異常の大臼歯用
小児対応可




大臼歯用 14A
RDCM14A
2,600円
14の大型タイプ




大臼歯用
(上顎) 201
RDCM201
2,600円
湾曲の小さなタイプ



大臼歯用
(下顎) 12A
RDCM12A
2,600円
ギザ付
13Aとペア



大臼歯用
(下顎) 13A
RDCM13A
2,600円
ギザ付
12Aとペア




大臼歯用
(下顎) 26
RDCM26
2,600円
小型の大臼歯用
小児対応可



大臼歯用
(下顎) 33
RDCM33
2,600円
フラットタイプ



ラバーダムクランプ関連製品 RUBBER DAM CLAMP ACCESSORIES



ラバーダムクランプ
オーガナイズングボード

RDCOB 9,100円

寸法:117mm x 61mm x 10mm


※写真のラバーダムクランプは付属しません。



クランプ
フォーセップ 4

RDF4

25,200円



ラバーダムテンプレートFDI

RDTFDI

1,500円


上記イメージは成人用のテンプレートです。
小児用テンプレートも含まれています。



ラバーダムパンチ
アインスワース

RDPA

39,900円



ラバーダムフレーム
小人用

RDCF5 5,100円

ラバーダムフレーム
大人用

RDAF6 5,100円

※一般成人の方であれば、小人用がおすすめです。

抜歯鉗子 EXTRACTION FORCEPS

■ 抜歯鉗子 プレジデンシャル

歯牙を抜去するために使用。



クライヤー ユニバーサル150

F150 26,100円

上顎前歯・小白歯・歯根
左右共用




クライヤー ユニバーサル151

F151 26,100円

下顎前歯・小白歯・歯根
左右共用


成人は
この4本で
全顎対応
可能です！



10S

F10S 26,100円

上顎大白歯用




ハリス 17

F17 26,100円

下顎第1・第2大白歯用


スリムタイプの残根鉗子



ヒューフレディ 300

F300 31,500円

上顎歯根用、ギザ付



ヒューフレディ 301

F301 31,500円

下顎歯根用、ギザ付



抜歯鉗子 小児用 EXTRACTION FORCEPS, PEDIATRIC

■ 抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用

小児のデリケートな組織と骨を保護し、患児に対しより負担の少ない抜歯が可能となるようにデザインされています。



お子様の
恐怖心を和らげる
レインボー仕様

ヒューフレディ社の抜歯鉗子
プレジデンシャル レインボーは、
虹色カラーを採用し、患児の抜歯
体験が暗いイメージにならないように
という思いが込められています。

レインボーカラーを施していない
通常版もご用意しています。

150S

F150S 26,100円

上顎乳歯

151S

F151S 26,100円

下顎乳歯

150S レインボー

F150SR 27,300円

上顎乳歯

151S レインボー

F151SR 27,300円

下顎乳歯

骨鉗子 RONGEURS


■ 骨鉗子

線維性組織または小骨片の整形用骨鉗子。

ミニフリードマン

RMF 44,100円

14.5cm



1.5mm

エレベーター(ヘーベル) ELEVATORS

基本のヘーベル

■エレベーター スペシャルタイプ

ハンドルが小さめで握りやすいスペシャルタイプのエレベーターです。



1S
EL4032 9,500円
4.3mm直



1C
EL3042 9,500円
4.2mm曲



3S
EL3024 9,500円
2.8mm直



3C
EL4014 9,500円
3.0mm曲



4S
EL4031 9,500円
2.5mm直



4C
EL3092 9,500円
2.5mm曲



ルクセーティングエレベーター LUXATING ELEVATORS

■ ルクセーティングエレベーター

歯周靭帯を切断するための薄くて鋭いブレード付き。エレベーターのようにてこの原理で持ち上げたりして使用するのではなく、揺らして切断しながら使用することで、隣接歯にかかる圧力を軽減します。

クサビ効果で侵襲の少ない抜歯が可能



2S

EL2SX 10,800円

2mm直



2C

EL2CX

10,800円

2mm 曲



3S

EL3SX

10,800円

3mm 直



3C

EL3CX

10,800円

3mm 曲

ブラックライン仕様!!
作業部の術野がより見やすく、さらに切れ味がより長持ちする高性能のブラックコーティングを施しています!



4S

EL4SX

10,800円

4mm 直



4C

EL4CX

10,800円

4mm 曲



5S

EL5SX

10,800円

5mm 直



5C

EL5CX

10,800円

5mm 曲

ルートチップエレベーター ROOT TIP PICKS

■ ルートチップエレベーター

残根を除去する際に使用するインスツルメント。

ペアで使用



ハイド
ブリンク 1
EHB1
8,000円
#502 (角柄)
1.7mm



ハイド
ブリンク 2
EHB2
8,000円
#502 (角柄)
1.7mm

ハイド
ブリンク 3
EHB3
8,000円
#502 (角柄)
1.7mm






ルクセーティングハイブリッド LUXATING HYBRIDS

■ ルクセーティングハイブリッド

薄く適正な角度に屈曲した先端部とペングリップ用ハンドルでデザインされたルクセーティングハイブリッドは、根尖方向および隣接歯間部へのアクセスを改善するとともに抜歯時に歯周靭帯を切断することで、頬側歯槽骨の保存を可能にします。

残根や破折した歯牙の抜去におすすめ！



直 スペード

EPTSSP 13,200円

#6 (サテンスチール)

残根の除去には曲、遠心用S、近心用Sの3本があれば全額対応可能です。

2.5mm



直

EPTSMS

13,200円

#6 (サテンスチール)

2.5mm



曲

EPTSMC

13,200円

#6 (サテンスチール)

2.3mm



遠心用 S

EPTSM D

13,200円

#6 (サテンスチール)

2.3mm



近心用 S

EPTSM M

13,200円

#6 (サテンスチール)

4.0mm



遠心用 L

EPTLGD

13,200円

#6 (サテンスチール)

4.0mm



近心用 L

EPTLGM

13,200円

#6 (サテンスチール)

ルクセーティング ハイブリッド キット

EPTKIT 107,800円

【セット内容】

直 スペード

直

曲

遠心用 S

近心用 S

遠心用 L

近心用 L

IMSカセットシグネチャー 8本用レッド

セラミックストーン 円筒型

EPTSSP

EPTSMS

EPTSMC

EPTSM D

EPTSM M

EPTLGD

EPTLGM

IM5080

SSKC

カセット (単品定価15,800円) と専用ストーン (単品定価5,200円) がセットになったフルラインのキットです！



剥離子 PERIOSTEALS

■ ペリオスチール

組織の把持・保護・排除する際に使用します。

8.4mm

4.3mm



モルト 9

#6 (サテンスチール)	P96	9,600円
#522 (角柄)	P9	9,600円
BL (ブラックライン)	P9X	10,800円

ヒューフレディ社
剥離子人気
No.1!

11.0mm

4.7mm



プリチャード PR3

#6 (サテンスチール)	PPR36	9,600円
#522 (角柄)	PPR3	9,600円
BL (ブラックライン)	PPR3X	10,800円

4.3mm

3.8mm



ブーザー

#6 (サテンスチール)	PPBUSER6	9,600円
BL (ブラックライン)	PPBUSERX	10,800円

2.0mm

2.0mm



アレン 前歯用

#6 (サテンスチール)	PPAELA	13,700円
BL (ブラックライン)	PPAELAX	14,400円

ハンドルの種類

#6
サテンスチール



作業部はシャープニングしやすく耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

BL
ブラックライン



作業部の術野がより見やすく、さらに切れ味が長持ちするようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。

#522/#2
角柄



作業部の材質はシャープニングしやすく耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの角ハンドル。



ゴールドマンフォックス 14

- #6 (サテンスチール) **P146** 9,600円
- #2 (角柄) **P14** 9,600円



ハーシュフェルト 20

- #6 (サテンスチール) **P206** 9,600円
- #2 (角柄) **P20** 9,600円

鋭匙 SURGICAL CURETTES



■ ボーンキュレット

キュレタージや嚢胞除去、抜歯窩のディブライドメントに使用します。

**ブレードタイプで不良肉芽が
しっかり、素早く掻き取れる鋭匙！**



84

- #6 (サテンスチール) **CL846** 8,800円
- #522 (角柄) **CL84** 8,800円
- BL (ブラックライン) **CL84X** 9,900円



86

- #6 (サテンスチール) **CL866** 8,800円
- #522 (角柄) **CL86** 8,800円
- BL (ブラックライン) **CL86X** 9,900円



87

- #6 (サテンスチール) **CL876** 8,800円
- #522 (角柄) **CL87** 8,800円
- BL (ブラックライン) **CL87X** 9,900円

メスハンドル SCALPEL HANDLES

■ スカルペルハンドル

バランスのとれたデザインが特徴で操作性が高く耐久性に優れています。



3

10-130-03

4,200円

ミリ単位の目盛がついたバードパーカースタイルです。

歯頸部に沿った
切開が容易です。



ヨーロッパスタイル 5E

10-130-05E

11,700円

バランスのとれた丸柄のハンドルで、ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、届きにくい部位などでの操作が容易です。またシンプルなデザインのグリップは、グリップ部分に付着した汚染物の洗浄が容易です。

ペリオナイフ PERIODONTAL KNIVES

■ ペリオドンタル ナイフ

切開や歯肉の豊隆形成や歯間部組織の切除に使用。



オーバン 1/2

#9 (エバーエッジ)

KO1/29

13,800円

#6 (サテンスチール)

KO1/26

12,300円

BL (ブラックライン)

KO1/2X

15,900円

臼歯部や隣接歯間部に適用



カーランド 15/16

#9 (エバーエッジ)

KK15/169

13,800円

#6 (サテンスチール)

KK15/166

12,300円

BL (ブラックライン)

KK15/16X

15,900円

歯肉除去や歯肉成形時の第一次斜切間用



ゴールドマンフォックス 7

#6 (サテンスチール)

KGF76

12,300円

キドニー
型の
ナイフ



ゴールドマンフォックス 11

#6 (サテンスチール)

KGF116

12,300円

BL (ブラックライン)

KGF11X

15,900円

スピア
型の
ナイフ



チゼル PERIODONTAL CHISELS

■ ペリオドンタルチゼル



TG-O

#6 (サテンスチール)

CTG-O6

9,600円

TGにオッセンバインのカットアウトを付与した変形版です。

#2 (角柄)

CTG-O

9,600円

3.3mm



ロードスバック・アクション 36/37

#9 (エバーエッジ)

C36/379

10,700円

#6 (サテンスチール)

C36/376

9,400円

3.8mm

プルストロークで使えます!
歯牙に隣接した骨に過剰な損傷を
与えずに除去することができます。
特に最後臼歯の遠心面での使用に
適しています。

骨やすり PERIODONTAL FILES & BONE FILES

■ ボーンファイル



ミラーコルバーン 1X

#6 (サテンスチール)

BF1X6

14,400円

小型パドルは大型パドルの
半分の大きさです。

#522 (角柄)

BF1X

14,400円

クロスカットで
縦・横・ナナメの
全方向にストローク
できる!

■ ペリオドンタルファイル



シュガーマン 1S/2S

#6 (サテンスチール)

FS1/2S6

10,800円

近遠心用 (刃:2面)

#2 (角柄)

FS1/2S

10,800円



シュガーマン 3S/4S

#6 (サテンスチール)

FS3/4S6

10,800円

頬舌用 (刃:3面)

#2 (角柄)

FS3/4S

10,800円

骨縁上および骨縁下ポケット内の肉芽組織の除去に適しています。

持針器 NEEDLE HOLDERS



持針器

微細なピラミッド状の突起を付けたタングステンカーバイド(パーマシャープ)が貼り付けられており、縫合針をしっかりと把持します。縫合針が回転したり滑ったりしにくい設計になっています。

Instrumentation & Procedural Products



コンパクトな形状なので手が小さな医師におすすめです!

ダーフ 5032
NH5032 31,500円
パーマシャープ(超硬付)
11.5cm ※3-0, 4-0, 5-0



ホルセイ 5037
NH5037 31,500円
パーマシャープ(超硬付)
13cm ※3-0, 4-0, 5-0, 6-0



ヒューフレディ社
持針器人気
No.1!

クライルウッド 5038
NH5038 31,500円
パーマシャープ(超硬付)
15cm ※3-0, 4-0, 5-0, 6-0



マシューキーチャー 5074
NH5074 42,000円
パーマシャープ(超硬付)
14cm ※1-0, 2-0, 3-0, 4-0




カストロビージョ 直 5020
NH5020 78,800円
パーマシャープ(超硬付)
14cm ※5-0, 6-0, 7-0



カストロビージョ 曲 5021
NH5021 78,800円
パーマシャープ(超硬付)
14cm ※5-0, 6-0, 7-0



はさみ SCISSORS



■ はさみ

高品質のステンレススチール(イムニティスチール)製で、シャープさを長く維持。数種類はギザ付きになっており、歯肉・粘膜を把持しやすいデザインになっています。

対合歯や
頬粘膜が邪魔に
ならず、臼歯部に届き
やすい複屈曲型!
アシスタントさんにも
人気者!



ラグランジュ 側面図



ラグランジュ 曲 14

S14 (スタンダード)

16,800円

11.5cm

ギザ付ブレード1枚


アイリス 直 17

S17 (スタンダード)

14,700円

11.5cm

ギザなし



アイリス 曲 18

S18 (スタンダード)

14,700円

11.5cm

ギザなし



■ はさみ縫合用

ヒューフレディ 13S

S13S

16,800円

12cm



先端が鉤状になって
いるので、ピンセットで
引っ張らなくても、
縫合糸がそのまま
カットできます。

外科用ピンセット TISSUE PLIERS

■ ティッシュプ라이어

歯肉弁挙上時や縫合時、また歯肉切除時に歯肉を把持したり、微小な組織を取り除く際に使用します。



セムキン
テイラー 31
直 無鉤
TP31
10,800円
12.5cm



セムキン
テイラー
32 曲 無鉤
TP32
10,800円
12.5cm



セムキン
テイラー
33 直 有鉤
TP33
10,800円
12.5cm



セムキン
テイラー
34 曲 有鉤
TP34
10,800円
12.5cm



アドソン
41 無鉤
TP41
10,800円
12cm



アドソン
42 有鉤
TP42
10,800円
12cm



ジェラルド
1 無鉤
TPG1
13,700円
18cm



止血鉗子 HEMOSTATS

止血鉗子

縫合時の歯肉や切開歯肉の保持・固定に使用します。



ホルステッド・
モスキート 曲 3

H3

10,300円

12cm



ホルステッド・
モスキート 直 4

H4

10,300円




リトラクター RETRACTORS

チークリトラクター

ハンズフリーで
使用できます！
口腔内写真撮影
にもおすすめです。

オーリンガー ミディアム 2

CRO2 15,400円



開口器 MOUTH GAGS

■ マウスギャグ

滑らずにしっかりと保持できるラチェット付きです。



モルト

小人用	MGC	39,600円
幼児用	MGI	39,600円

※欧米サイズのため日本人には一般成人の方でも“小人用”が適用です。

一人でも容易に着脱可能!

アシスタントさんがつかない時や訪問診療時など、一人で処置しなければならぬ時、容易に開閉・ロック解除ができる形状! スタッフ不足でも安心!

しっかり・安定のホールド!

噛む部分が広くしっかりホールドできるため、顎に不随意運動がある患者さんなどに特に有効! 柄に適度な長さがあるため、一度開口すれば安定した開口状態をキープ!

「落ちない」「取れない」「壊れにくい」

作業部にしっかりと装着されたシリコン製チップは、口腔内で落下してしまったり、着脱時に取れてしまう可能性が低く、患者さんが強い力で噛んでも壊れにくい頑丈設計!



マウスギャグの装着方法は
こちらからご覧いただけます



注射筒 SYRINGES

■ アスピレーティングシリンジ

操作性向上のための太いフィンガーリング。見やすいように開窓が大きく、カートリッジの着脱を容易に行えるような金具付きです。

タイプCW		
SYRCW		8,600円



カセット(外科器具向け) CASSETTES


■ IMS カセット シグネチャー

16本用

外形寸法: 203mm x 280mm x 32mm
16本のインスツルメントと付属品が収納可能
※ヒンジインスツルメント用クリップは別売です。

レッド ●	IM4160
ブルー ●	IM4168

20,800円



20本用


外形寸法: 203mm x 280mm x 32mm
20本のインスツルメントが収納可能
※ヒンジインスツルメント用クリップは別売です。

レッド ●	IM4200
ブルー ●	IM4208

20,800円

IMSカセット専用クリップ
ヒンジインスツルメント用 2入

IM1000 2,800円





シックルスケーラー SICKLE SCALERS

■ スケーラー

歯肉縁上の歯石除去に使用します。

エバーエッジ
2.0*仕様で
切れ味長持ち



衛生士用 H5/33
#9E2 (エバーエッジ)

SH5/339E2

6,200円

非常に薄い曲と直のブレードのコンビネーション。
前歯の歯頸部や歯間部のスケーリングに適しています。



衛生士用 H5/33
#C8E2 (レジン8カラー)

SH5/33C8E2

6,000円



衛生士用 H6/H7
#9E2 (エバーエッジ)
#C8E2 (レジン8カラー)

SH6/79E2
SH6/7C8E2

6,200円
6,000円

超薄型コントラアングルのデザイン。
隣接歯間部に適しています。
シャンクのアングルにより前歯および小白歯に対応できます。



ネビィ 1 前歯用
#9E2 (エバーエッジ)
#C8E2 (レジン8カラー)

SCNEVI19E2
SCNEVI1C8E2

6,200円
6,000円

コンパクトな鎌型と
スプーン型の2種の
ブレードで前歯のステインや歯石を効率良く除去
します。



ネビィ1:左側切歯の舌側面

医院に1本は
必需品!喫煙される
患者さんや色素が
沈着し易い患者さん
等に...



ネビィ 3 臼歯用
#9E2 (エバーエッジ)
#C8E2 (レジン8カラー)

SCNEVI39E2
SCNEVI3C8E2

6,200円
6,000円

細くスレンダーな両面カッティングエッジ(両
刃)。狭小なコンタクトや隣接歯間部に適して
います。コントラアングルのシャンクデザイン
により臼歯へ適合させやすいデザインです。



ネビィ3:左側第一大臼歯の近心面

*エバーエッジ 2.0とは...

ヒューフレディ社がキュレット・スケーラーのエッジのシャープさを持続するために開発した優れた合金。
ステンレススチールに含まれるカーボン含有率を増加させ、冶金学に基づいた金属の結晶粒を微細にし、
3段階の熱処理の温度・時間設定を改善、ブレードの表面処理を向上させ、バリの発生を抑制する合金です。



グレイシーキュレット GRACEY CURETTES

■ グレイシーキュレット オリジナル スタンダード

1940年代後半にグレイシー博士が考案した当初のシャンク・ブレードの長さ・幅は現在も世界のグレイシーキュレットの基準となっており、特定の部位に適合するようデザインされています。歯肉縁下の歯石除去に使用します。

グレイシーキュレット
基本の4種!!

※他のバリエーションは「グレイシー
キュレット イージーオーダーシート」を
ご参照ください。



5/6

#9E2 (エバーエッジ)

#C8E2 (レジン8カラー)

SG5/69E2

SG5/6C8E2

6,200円

6,000円

前歯部及び小臼歯部に使用します。



7/8

#9E2 (エバーエッジ)

#C8E2 (レジン8カラー)

SG7/89E2

SG7/8C8E2

6,200円

6,000円

臼歯部の頬舌側面に使用します。



11/12

#9E2 (エバーエッジ)

#C8E2 (レジン8カラー)

SG11/129E2

SG11/12C8E2

6,200円

6,000円

臼歯部の近心面に使用します。



13/14

#9E2 (エバーエッジ)

#C8E2 (レジン8カラー)

SG13/149E2

SG13/14C8E2

6,200円

6,000円

臼歯部の遠心面に使用します。



使用部位が
カラーコード化された
レジン8カラーも
おすすめです!



シャープニング INSTRUMENT SHARPENING



アーカンサスストーン フラット 4

SS4 4,400円
細目 (10 x 2.5 x 0.6cm)
オイル



アーカンサスストーン ウェッジ 6A

SS6A 4,400円
細目 (11.4 x 4.8 x 0.9 ~ 0.3cm)
オイル



シャープニングオイル

SSO 2,800円
あらかじめシャープニングストーンに
滴下しておくことで金属粉が滞りを防ぎます。
また摩擦熱を軽減します。



セラミックストーン 3C

SS3C 4,400円
中目 (7.6 x 3.2 x 0.6cm)
水またはドライ



デュアルストーン

SSDGRIT 5,200円
(12 x 2.5 x 1.6cm) ドライ
極度に純化したスクレーラーの研磨や修正用の粗目の
青色面と、日常のメンテナンス用の細目の白色面を
ひとつに組み合わせたセラミックストーンです。



プラスチックテスト
スティック 6入

PTS 2,600円
(7.6 x φ0.6cm)
オートクレープ可
6本入



ダイヤモンドシャープニングカード

超細目 **DSCXFINE 7,000円**
細目 **DSCFINE 7,000円**
中目 **DSCMED 7,000円**



サイドキック シャープニングキット

SDKKIT 72,600円

付属品: セラミックストーン1個、プラスチックテストスティック1本、
拡大レンズ1個、単3形アルカリ乾電池2本、
取扱説明CD-ROM1枚、取扱説明書1冊



サイドキックの
使い方を動画で


CHECK!!



サイドキック (SIDEKICK™) とは?

※**SIDEKICK**: 口語的表現で、「親友」「仲間」「パートナー」を意味します

- **難しい技術を必要としない、簡単なシャープニング**
インスツルメントの第一シャングを第一シャングガイドに沿わせるだけの簡単操作で、シャープニングが可能です。
- **短期間でシャープニング完了、メンテナンス効率をアップ**
わずかな時間でシャープニングが行えるので、日常的な器具のメンテナンスの効率化を図ります。
- **ハンディサイズのコンパクト・軽量デザインにより、チェアサイドでのシャープニングに対応**
持ち運びに便利なハンディサイズで、診察室のわずかなスペースでシャープニングすることができます。また、チェアサイドで即シャープニングすることができるなど場所を選びません。AC電源不要のコードレス仕様、単3電池2個で動きます。
- **オートクレーブ滅菌が可能なパーツを採用**
シャープニングストーン、ガイドプレート、ガイドプレートスクリューは取り外すことができ、オートクレーブ滅菌が可能です。



カセット(スケーラー向け) CASSETTES

IMS カセット シグネチャー

キュレット・スケーラーの管理におすすめ!

14本用 ダブルデッカー

外形寸法: 114mm x 203mm x 38mm
14本のインスツルメントが収納可能

レッド ● **IM9140**

ブルー ● **IM9148**

22,100円






矯正 ORTHODONTICS

- ハンドルから先端まで100%高品質のステンレスを使用して製造
- ・30段階以上の製造工程でカッターやプライヤー類を職人が1つ1つ丁寧にハンドメイドで仕上げ
 - ・コンパクトで強度のあるデザイン、精密な仕上げ、優れたホールド感と操作性
 - ・厳しい品質検査に合格した製品のみを取扱い

義歯の
調整にも
おすすめ!




ホーププライヤー 直

678-203

22,100円

ワイヤーやピン等の着脱に適した多目的プライヤー

【ワイヤー使用許容径】
～.030"



ホーププライヤー
オフセット

678-204

22,100円

40°アングル付。ワイヤーやピン等の着脱に適した多目的プライヤー

【ワイヤー使用許容径】
～.030"



モジュール
セパレーティング
プライヤー

678-210

29,400円

歯間分離用モジュール装着用



リガチャータイング
プライヤー コーン

678-211

29,400円

コーンタイプ、リガチャーワイヤー結紮用

【ワイヤー使用許容径】
～.015"




スリムバンドリムービング
プライヤー

678-503

22,100円

従来品よりヘッドが21%スリムになり先端によりテーパーがついたことでより大白歯へ到達し易く歯肉を傷つけにくく患者さんに与える不快感を軽減。



ブラケットリムーバー
アングル

678-220L

22,100円

前歯・臼歯部用ブラケット
ディボンディングに適用



マイクロミニピン&
リガチャーカッター

678-107
25,200円

【切断許容径】
～.012"



ハードワイヤー
カッター 直

678-104
25,200円

【切断許容径】
～.022" x .028"



ユニバーサル
ディスタルエンド
カッター ホールド

678-101
25,200円

【切断許容径】
.012" ~ .021" x .025"



スリムハンマーヘッド
NiTiプライヤー

678-502
22,100円


熱処理せずにNiTiワイヤーを
曲げる事が可能。
従来品と比べヘッドが10%
スリムになり、更に広い視野を保し、
患者さんの不快感を軽減。
【屈曲許容径】～.025"



アーチベンディング
プライヤー ツイード

678-307
22,100円

ブレード幅.050"
ファースト、セカンド、
サードオーダーバンド用
【屈曲許容径】
～.022" x .025"



スリージョープライヤー

678-302
22,100円

カンタリング、オーダーバンド用
【屈曲許容径】
～.030"



ループフォーミングプライヤー

678-324
22,100円

3段階のラウンドチップでループフォーミング、
ループクロージングに適用
【屈曲許容径】
～.022" x .025"



バンド&
ワイヤー
プッシャー
300


BP300
9,500円

※その他の製品は矯正カタログをご参照ください。



洗浄・ケア製品 CLEANING & CARE PRODUCTS

酵素系
洗浄剤



エンザイマックス 液

合計で485リットルの希釈された洗浄液が作れます。

液3800ml ボトルタイプ **IMS-1226** 16,400円

1プッシュで3.8リットルの希釈液が作れます。

ボトルポンプ 3800ml用 **IMS-1226P** 900円

ボトルポンプ(別売)を使用して1プッシュで3.8リットルの希釈液が作れます。

※ボトルポンプを初回購入時に同時購入することをお奨めします。

- **蛋白質分解酵素と澱粉質分解酵素の配合**で、器具、白衣に付着した血液・唾液・澱粉を効果的に落とせます
- キレート剤が水に溶けている金属イオンを取り込み、器具の金属表面をマスキングして**表面腐蝕やヒンジの動作不良を防ぐ**ため、器具表面が新品同様の輝きを持続します
- 超音波洗浄器、浸漬両方に使用可能です
- **pH値は6.5-8.5と中性**、ステンレス製器具に優しい洗浄剤です

ニトリルユーティリティグローブ

インスツルメントの洗浄や手入れに使用します。(3組入)
耐穿刺性および耐薬品性の高い製品。
滑り止め付。オートクレーブ滅菌可(耐熱温度121℃)。


Sサイズ (3組入) **40-060** 3,000円

Mサイズ (3組入) **40-062** 3,000円

- ニトリルフロックライナー付で**ラテックスフリー**
- ラテックス製のグローブと比較して**薬品への耐性が強い**
- **針刺しに強い**※
- **手指への感覚が伝わりやすい形状**でスリップ防止グリップ付
- オートクレーブ可能(耐熱温度121℃)

※ニトリル ユーティリティグローブは、保護用品に関するEuropean Directive 89/686/EECの要求事項、さらに保護用グローブに関するEuropean standards EN420、EN374、EN388に適合しています。

【サイズの確認】



グローブサイズの目安

右にある手のひら図の親指部分にご自分の右手の親指が合うように、手のひらを置いてください。手のひらがどの線で収まるかでサイズが決まります。⑦であればSサイズ、⑧であればMサイズです。



針刺しの
リスクを低減
させる厚手の
器材処理用
グローブ!



正しいサイズのグローブを着用
→手の疲れを軽減できます!

製品名	ハンドル名	パートコード	標準価格(税別)	注文数
検査 DIAGNOSTIC				
プローブ				
カラーコードプローブ片頭 CP11	#30(細丸)	PCP11	¥4,200	
カラーコードプローブ片頭 CP11	#6(サテンスチール)	PCP116	¥4,400	
カラーコードプローブ片頭 CP12	#6(サテンスチール)	PCP126	¥4,400	
カラーコードプローブ片頭 CP12	#30(細丸)	PCP12	¥4,200	
カラーコードプローブ片頭 CPUNC15	#6(サテンスチール)	PCPUNC156	¥4,400	
カラーコードプローブ片頭 CPUNC15	#30(細丸)	PCPUNC15	¥4,200	
カラーコードプローブ片頭 CP11.5B	#6(サテンスチール)	PCP11.5B6	¥4,400	
カラーコードプローブ片頭 CP11.5B	#30(細丸)	PCP11.5B	¥4,200	
カラーコードプローブ ネイバース 両頭 Q2N	#6(サテンスチール)	PQ2N6	¥6,400	
エキスポローラー(探針)				
エキスポローラー片頭 3A	#30(細丸)	EXS3A	¥2,300	
エキスポローラー片頭 3A	#6(サテンスチール)	EXS3A6	¥2,300	
エキスポローラー ポピュラータイプ片頭 25	#30(細丸)	SPEXS25	¥2,700	
エキスポローラー ポピュラータイプ 両頭 5	#31(細丸)	SPEXD5	¥3,700	
エキスポローラー ポピュラータイプ 両頭 8	#31(細丸)	SPEXD8	¥3,700	
エキスポローラー 両頭 11/12	#6(サテンスチール)	EXD11/126	¥3,100	
エキスポローラーアフターファイブ 両頭 11/12	#6(サテンスチール)	EXD11/12A6	¥3,100	
ミラー				
ミラートップ片面 4 3入		MIR4/3	¥2,900	
ミラートップ片面 4 12入		MIR4/12	¥10,800	
ミラートップ片面 5 3入		MIR5/3	¥2,900	
ミラートップ片面 5 12入		MIR5/12	¥10,800	
ミラートップ両面 4 3入		MIR4DS/3	¥4,000	
ミラートップ両面 4 6入		MIR4DS/6	¥7,700	
ミラートップ両面 5 3入		MIR5DS/3	¥4,000	
ミラートップ両面 5 6入		MIR5DS/6	¥7,700	
ミラーハンドル コーンソケット	#24	MH24	¥2,300	
ミラーハンドル コーンソケット	#1	MH1	¥2,300	
ミラーハンドル コーンソケット	#6(サテンスチール)	MH6	¥2,700	
ピンセット				
ピンセット汎用		DPU17	¥4,200	
ピンセット コーク型 18JSII		DP18JS-II	¥3,600	
カセット(基本セット向け)				
IMSカセット シグネチャー 5本用 イグザム レッド		IM6050	¥12,600	
IMSカセット シグネチャー 5本用 イグザム ブルー		IM6058	¥12,600	
IMSカセット シグネチャー 7本用 スペースセーバー レッド		IMSS70	¥15,600	
IMSカセット シグネチャー 7本用 スペースセーバー ブルー		IMSS78	¥15,600	
保存 RESTORATIVE				
咬合紙ホルダー				
咬合紙ホルダー ミラー		APF2	¥5,500	
エキスカベーター				
エキスカベーター ポピュラータイプ 両頭 1	#2(角柄)	SPEXC1	¥4,500	
エキスカベーター ポピュラータイプ 両頭 2	#2(角柄)	SPEXC2	¥4,500	
エキスカベーター ポピュラータイプ 両頭 3	#2(角柄)	SPEXC3	¥4,500	
エキスカベーター ポピュラータイプ 両頭 4	#2(角柄)	SPEXC4	¥4,500	
エキスカベーター ポピュラータイプ 両頭 5	#2(角柄)	SPEXC5	¥4,500	
エキスカベーター ポピュラータイプ 両頭 6	#2(角柄)	SPEXC6	¥4,500	
エキスカベーター 両頭 38/39	#6(サテンスチール)	EXC38/396	¥5,100	
エキスカベーター 両頭 38/39	#41(丸柄)	EXC38/39	¥5,100	
エキスカベーター 両頭 17	#9(エバーエッジ)	EXC179	¥6,100	
エキスカベーター 両頭 17	#6(サテンスチール)	EXC176	¥5,100	
エキスカベーター 両頭 17	#41(丸柄)	EXC17	¥5,100	
エキスカベーター 両頭 18	#9(エバーエッジ)	EXC189	¥6,100	
エキスカベーター 両頭 18	#6(サテンスチール)	EXC186	¥5,100	
エキスカベーター 両頭 18	#41(丸柄)	EXC18	¥5,100	
エキスカベーター 両頭 19	#6(サテンスチール)	EXC196	¥5,100	
エキスカベーター 両頭 19	#41(丸柄)	EXC19	¥5,100	
コードパッカー				
ジンジバルコードパッカー 両頭 113	#6(サテンスチール)	GCP1136	¥5,300	
コンボジットレジ充填器				
コンボジット練成充填器 XTS A6		TNPFIA6	¥6,400	
コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタイン フレキシジン 3		TNCIGFT3	¥6,400	
コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタイン フレキシジン 4		TNCIGFT4	¥6,400	
コンボジット練成充填器 XTS IPC		TNCVIPC	¥6,400	
コンボジット練成充填器 XTS BB27/29		TNBB27/29	¥6,400	
コンボジット練成充填器 XTS フリードマン ダックヘッド		TNPCCI	¥6,400	
スパチュラ				
セメントスパチュラ ノバテック 両頭 6		CSNT6	¥6,600	
クラウンリムーバー				
クラウンリムーバー 仮歯用		CRGR	¥29,400	
クラウンリムーバー クリステンセン 直		CRCH1	¥10,300	
クラウンリムーバー クリステンセン 90°		CRCH2	¥10,300	
歯内療法 ENDODONTIC				
エンド用探針				
エキスポローラー エンド用 両頭 DG16	#6(サテンスチール)	EXDG166	¥4,200	
エキスポローラー エンド用 両頭 DG16	BL(ブラックライン)	EXDG16X	¥5,300	
エキスポローラー エンド用 両頭 DG16	#31(細丸)	EXDG16	¥4,200	
エンド用ピンセット				
エンド用 ロック式 ピンセット		EPL1	¥12,600	

製品名	ハンドル名	パートコード	標準価格(税別)	注文数
エンド用エキスカベーター				
エキスカベーター エンド用 両頭 31L	BL(ブラックライン)	EXC31LX	¥6,100	
エキスカベーター エンド用 両頭 31L	#41(丸柄)	EXC31L	¥5,300	
エキスカベーター エンド用 両頭 31W	BL(ブラックライン)	EXC31WX	¥6,100	
エキスカベーター エンド用 両頭 31W	#41(丸柄)	EXC31W	¥5,300	
エキスカベーター エンド用 両頭 32L	BL(ブラックライン)	EXC32LX	¥6,100	
エキスカベーター エンド用 両頭 32L	#41(丸柄)	EXC32L	¥5,300	
エキスカベーター エンド用 両頭 33L	BL(ブラックライン)	EXC33LX	¥6,100	
エキスカベーター エンド用 両頭 33L	#41(丸柄)	EXC33L	¥5,300	
ルートチャンネルブレード				
ルートチャンネルブレード 片頭 D11	#30(細丸)	RCSD11	¥4,200	
ルートチャンネルブレード 片頭 D11	BL(ブラックライン)	RCSD11X	¥5,100	
ルートチャンネルブレード 片頭 D11T	#30(細丸)	RCSD11T	¥4,200	
ルートチャンネルブレード 片頭 D11T	BL(ブラックライン)	RCSD11TX	¥5,100	
ルートチャンネルブレード 加熱式 片頭 MA57	#30(細丸)	RCSMA57	¥4,200	
ルートチャンネルブレード 片頭 MA57	BL(ブラックライン)	RCSMA57X	¥5,100	
ルートチャンネルブレード NT 片頭 D11T	#7(サテンスチールカラー)	RCSD11TNT	¥5,300	
ルートチャンネルブレード NT 片頭 D11TS	#7(サテンスチールカラー)	RCSD11TSNT	¥5,300	
ルートチャンネルブラガー				
ルートチャンネルブラガー 両頭 1/3	#41(丸柄)	RCP1/3	¥5,100	
ルートチャンネルブラガー 両頭 1/3	BL(ブラックライン)	RCP1/3X	¥6,100	
ルートチャンネルブラガー 両頭 5/7	#41(丸柄)	RCP5/7	¥5,100	
ルートチャンネルブラガー 両頭 5/7	BL(ブラックライン)	RCP5/7X	¥6,100	
ルートチャンネルブラガー 両頭 9/11	#41(丸柄)	RCP9/11	¥5,100	
ルートチャンネルブラガー 両頭 9/11	BL(ブラックライン)	RCP9/11X	¥6,100	
ファイルスタンド				
IMSエンドスタンド 24本用		IMS-1275	¥11,000	
IMSエンドスタンド 48本用		IMS-1275D	¥11,000	
ラバーダムクランプ				
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 00		RDCM00	¥2,600	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 9		RDCM9	¥2,600	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 0		RDCM0	¥2,600	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 2A		RDCM2A	¥2,600	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 32		RDCM32	¥2,600	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大臼歯用 14		RDCM14	¥2,600	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大臼歯用 14A		RDCM14A	¥2,600	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大臼歯用(上顎) 201		RDCM201	¥2,600	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大臼歯用(下顎) 12A		RDCM12A	¥2,600	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大臼歯用(下顎) 13A		RDCM13A	¥2,600	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大臼歯用(下顎) 26		RDCM26	¥2,600	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大臼歯用(下顎) 33		RDCM33	¥2,600	
ラバーダムクランプ関連製品				
ラバーダムクランプ オーガナイジングボード		RDCOB	¥9,100	
ラバーダムテンプレート FDI		RDTFDI	¥1,500	
ラバーダムフレーム 小人用		RDCF5	¥5,100	
ラバーダムフレーム 大人用		RDAF6	¥5,100	
クランプフォーセップ 4		RDF4	¥25,200	
ラバーダムパンチ アインスワース		RDPA	¥39,900	
外科 SURGICAL				
抜歯鉗子				
抜歯鉗子 プレジデンシャル クライヤー ユニバーサル150		F150	¥26,100	
抜歯鉗子 プレジデンシャル クライヤー ユニバーサル151		F151	¥26,100	
抜歯鉗子 プレジデンシャル 10S		F10S	¥26,100	
抜歯鉗子 プレジデンシャル ハリス 17		F17	¥26,100	
抜歯鉗子 プレジデンシャル ヒューフレディ 300		F300	¥31,500	
抜歯鉗子 ヒューフレディ 301		F301	¥31,500	
抜歯鉗子 小児用				
抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 150S レインボー		F150SR	¥27,300	
抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 151S レインボー		F151SR	¥27,300	
抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 150S		F150S	¥26,100	
抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 151S		F151S	¥26,100	
骨鉗子				
骨鉗子 ミニフリードマン		RMF	¥44,100	
エレベーター(ヘーベル)				
エレベーター スペシャルタイプ 1S		EL4032	¥9,500	
エレベーター スペシャルタイプ 1C		EL3042	¥9,500	
エレベーター スペシャルタイプ 3S		EL3024	¥9,500	
エレベーター スペシャルタイプ 3C		EL4014	¥9,500	
エレベーター スペシャルタイプ 4S		EL4031	¥9,500	
エレベーター スペシャルタイプ 4C		EL3092	¥9,500	
ルクセーティングエレベーター				
ルクセーティングエレベーター 2S	BL(ブラックライン)	EL2SX	¥10,800	
ルクセーティングエレベーター 2C	BL(ブラックライン)	EL2CX	¥10,800	
ルクセーティングエレベーター 3S	BL(ブラックライン)	EL3SX	¥10,800	
ルクセーティングエレベーター 3C	BL(ブラックライン)	EL3CX	¥10,800	
ルクセーティングエレベーター 4S	BL(ブラックライン)	EL4SX	¥10,800	
ルクセーティングエレベーター 4C	BL(ブラックライン)	EL4CX	¥10,800	
ルクセーティングエレベーター 5S	BL(ブラックライン)	EL5SX	¥10,800	
ルクセーティングエレベーター 5C	BL(ブラックライン)	EL5CX	¥10,800	
ルートチップエレベーター				
ルートチップエレベーター ハイドリック 片頭 1	#502(角柄)	EHB1	¥8,000	
ルートチップエレベーター ハイドリック 片頭 2	#502(角柄)	EHB2	¥8,000	
ルートチップエレベーター ハイドリック 片頭 3	#502(角柄)	EHB3	¥8,000	

製品名	ハンドル名	パートコード	標準価格(税別)	注文数
ルクセーティングハイブリッド				
ルクセーティングハイブリッド直 スペード	#6(サテンスチール)	EPTSSP	¥13,200	
ルクセーティングハイブリッド直	#6(サテンスチール)	EPTSMS	¥13,200	
ルクセーティングハイブリッド曲	#6(サテンスチール)	EPTSMC	¥13,200	
ルクセーティングハイブリッド遠心用S	#6(サテンスチール)	EPTSMD	¥13,200	
ルクセーティングハイブリッド近心用S	#6(サテンスチール)	EPTSM	¥13,200	
ルクセーティングハイブリッド遠心用L	#6(サテンスチール)	EPTLGD	¥13,200	
ルクセーティングハイブリッド近心用L	#6(サテンスチール)	EPTLGM	¥13,200	
ルクセーティングハイブリッドキット		EPTKIT	¥107,800	
剥離子				
ペリオスチール モルト 両頭 9	#6(サテンスチール)	P96	¥9,600	
ペリオスチール モルト 両頭 9	#522(角柄)	P9	¥9,600	
ペリオスチール モルト 両頭 9	BL(ブラックライン)	P9X	¥10,800	
ペリオスチール プリチャード 両頭 PR3	#6(サテンスチール)	PPR36	¥9,600	
ペリオスチール プリチャード 両頭 PR3	#522(角柄)	PPR3	¥9,600	
ペリオスチール プリチャード 両頭 PR3	BL(ブラックライン)	PPR3X	¥10,800	
ペリオスチール ブーザー 両頭	#6(サテンスチール)	PPBUSER6	¥9,600	
ペリオスチール ブーザー 両頭	BL(ブラックライン)	PPBUSERX	¥10,800	
ペリオスチール アレン 両頭 前歯用	#6(サテンスチール)	PPAELA	¥13,700	
ペリオスチール アレン 両頭 前歯用	BL(ブラックライン)	PPAELAX	¥14,400	
ペリオスチール ゴールドマンフォックス 両頭 14	#6(サテンスチール)	P146	¥9,600	
ペリオスチール ゴールドマンフォックス 両頭 14	#2(角柄)	P14	¥9,600	
ペリオスチール ハーシュフェルト 両頭 20	#6(サテンスチール)	P206	¥9,600	
ペリオスチール ハーシュフェルト 両頭 20	#2(角柄)	P20	¥9,600	
鋭匙				
ボーンキュレット ルーカス 両頭 84	#6(サテンスチール)	CL846	¥8,800	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 84	#522(角柄)	CL84	¥8,800	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 84	BL(ブラックライン)	CL84X	¥9,900	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 86	#6(サテンスチール)	CL866	¥8,800	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 86	#522(角柄)	CL86	¥8,800	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 86	BL(ブラックライン)	CL86X	¥9,900	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 87	#6(サテンスチール)	CL876	¥8,800	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 87	#522(角柄)	CL87	¥8,800	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 87	BL(ブラックライン)	CL87X	¥9,900	
メスハンドル				
スカルペルハンドル 3		10-130-03	¥4,200	
スカルペルハンドル 5E		10-130-05E	¥11,700	
ペリオナイフ				
ペリオドンタルナイフ オーパン 両頭 1/2	#9(エパーエッジ)	KO1/29	¥13,800	
ペリオドンタルナイフ オーパン 両頭 1/2	#6(サテンスチール)	KO1/26	¥12,300	
ペリオドンタルナイフ オーパン 両頭 1/2	BL(ブラックライン)	KO1/2X	¥15,900	
ペリオドンタルナイフ カークランド 両頭 15/16	#9(エパーエッジ)	KK15/169	¥13,800	
ペリオドンタルナイフ カークランド 両頭 15/16	#6(サテンスチール)	KK15/166	¥12,300	
ペリオドンタルナイフ カークランド 両頭 15/16	BL(ブラックライン)	KK15/16X	¥15,900	
ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 7	#6(サテンスチール)	KGF76	¥12,300	
ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 11	#6(サテンスチール)	KGF116	¥12,300	
ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 11	BL(ブラックライン)	KGF11X	¥15,900	
チゼル				
ペリオドンタルチゼル 両頭 TG-O	#6(サテンスチール)	CTG-O6	¥9,600	
ペリオドンタルチゼル 両頭 TG-O	#2(角柄)	CTG-O	¥9,600	
ペリオドンタルチゼル ロードス・バック・アクション 36/37	#9(エパーエッジ)	C36/379	¥10,700	
ペリオドンタルチゼル ロードス・バック・アクション 36/37	#6(サテンスチール)	C36/376	¥9,400	
骨やすり				
ボーンファイル ミラーコルバーン 両頭 1X	#6(サテンスチール)	BF1X6	¥14,400	
ボーンファイル ミラーコルバーン 両頭 1X	#522(角柄)	BF1X	¥14,400	
ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 1S/2S	#6(サテンスチール)	FS1/2S6	¥10,800	
ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 1S/2S	#2(角柄)	FS1/2S	¥10,800	
ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 3S/4S	#6(サテンスチール)	FS3/4S6	¥10,800	
ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 3S/4S	#2(角柄)	FS3/4S	¥10,800	
持針器				
持針器 ダーフ 5032		NH5032	¥31,500	
持針器 ホルセイ 5037		NH5037	¥31,500	
持針器 クライルウッド 5038		NH5038	¥31,500	
持針器 マシューコーチャー 5074		NH5074	¥42,000	
持針器 カストロビージョ直 5020		NH5020	¥78,800	
持針器 カストロビージョ曲 5021		NH5021	¥78,800	
はさみ				
はさみ ラグランジュ 曲 14		S14	¥16,800	
はさみ アイリス 直 17		S17	¥14,700	
はさみ アイリス 曲 18		S18	¥14,700	
はさみ 縫合用 ヒューフレディ 13S		S13S	¥16,800	
外科ピンセット				
ティッシュプライヤー セムキンテラー 31直 無鉤		TP31	¥10,800	
ティッシュプライヤー セムキンテラー 32曲 無鉤		TP32	¥10,800	
ティッシュプライヤー セムキンテラー 33直 有鉤		TP33	¥10,800	
ティッシュプライヤー セムキンテラー 34曲 有鉤		TP34	¥10,800	
ティッシュプライヤー アドソン 41 無鉤		TP41	¥10,800	
ティッシュプライヤー アドソン 42 有鉤		TP42	¥10,800	
ティッシュプライヤー ジェラルド 1 無鉤		TPG1	¥13,700	
止血鉗子				
止血鉗子 ホルステッド・モスキート 曲 3		H3	¥10,300	
止血鉗子 ホルステッド・モスキート 直 4		H4	¥10,300	

製品名	ハンドル名	パートコード	標準価格(税別)	注文数
リトラクター				
チークリトラクター オーリンガー ミディアム2		CRO2	¥15,400	
開口器				
マウスギャグ モルト 小児用		MGC	¥39,600	
マウスギャグ モルト 幼児用		MGI	¥39,600	
注射筒				
アスピレーティングシリンジ タイプCW		SYRCW	¥8,600	
カセット(外科器具向け)				
IMSカセット シグネチャー 16本用 レッド		IM4160	¥20,800	
IMSカセット シグネチャー 16本用 ブルー		IM4168	¥20,800	
IMSカセット シグネチャー 20本用 レッド		IM4200	¥20,800	
IMSカセット シグネチャー 20本用 ブルー		IM4208	¥20,800	
IMSカセット専用クリップ ヒンジインストルメント用2入		IM1000	¥2,800	

HAND SCALING

シッフルスケーラー				
スケーラー 衛生士用 両頭 H5/33	#9E2(エパーエッジ)	SH5/339E2	¥6,200	
スケーラー 衛生士用 両頭 H5/33	#C8E2(レジン8カラー)	SH5/33C8E2	¥6,000	
スケーラー 衛生士用 両頭 H6/H7	#9E2(エパーエッジ)	SH6/79E2	¥6,200	
スケーラー 衛生士用 両頭 H6/H7	#C8E2(レジン8カラー)	SH6/7C8E2	¥6,000	
スケーラー ネビィ 両頭 1前歯用	#9E2(エパーエッジ)	SCNEV119E2	¥6,200	
スケーラー ネビィ 両頭 1前歯用	#C8E2(レジン8カラー)	SCNEV11C8E2	¥6,000	
スケーラー ネビィ 両頭 3臼歯用	#9E2(エパーエッジ)	SCNEV139E2	¥6,200	
スケーラー ネビィ 両頭 3臼歯用	#C8E2(レジン8カラー)	SCNEV13C8E2	¥6,000	

グレースーキュレット				
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#9E2(エパーエッジ)	SG5/69E2	¥6,200	
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#C8E2(レジン8カラー)	SG5/6C8E2	¥6,000	
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#9E2(エパーエッジ)	SG7/89E2	¥6,200	
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#C8E2(レジン8カラー)	SG7/8C8E2	¥6,000	
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#9E2(エパーエッジ)	SG11/129E2	¥6,200	
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#C8E2(レジン8カラー)	SG11/12C8E2	¥6,000	
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#9E2(エパーエッジ)	SG13/149E2	¥6,200	
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#C8E2(レジン8カラー)	SG13/14C8E2	¥6,000	

シャープニング				
アーカンサスストーン フラット4		SS4	¥4,400	
アーカンサスストーン ウェッジ6A		SS6A	¥4,400	
シャープニングオイル		SSO	¥2,800	
セラミックストーン3C		SS3C	¥4,400	
デュアルストーン		SSDGRIT	¥5,200	
プラスチックテストスティック 6入		PTS	¥2,600	
ダイヤモンドシャープニングカード 超細目		DSCXFINE	¥7,000	
ダイヤモンドシャープニングカード 細目		DSCFINE	¥7,000	
ダイヤモンドシャープニングカード 中目		DSCMED	¥7,000	
サイドキックシャープニングキット		SDKKIT	¥72,600	

カセット(スケーラー向け)				
IMSカセット シグネチャー 14本用 ダブルデッカー レッド		IM9140	¥22,100	
IMSカセット シグネチャー 14本用 ダブルデッカー ブルー		IM9148	¥22,100	

ORTHODONTICS




カッター/プライヤー/プッシャー				
ホープライヤー 直		678-203	¥22,100	
ホープライヤー オフセット		678-204	¥22,100	
モジュールセパレーティングプライヤー		678-210	¥29,400	
リガチャータイングプライヤー コーン		678-211	¥29,400	
スリムバンドリムービングプライヤー		678-503	¥22,100	
ブラケットリムーバー アングル		678-220L	¥22,100	
マイクロミニピン&リガチャーカーター		678-107	¥25,200	
ハードワイヤーカッター 直		678-104	¥25,200	
ユニバーサルディスタルエンドカッター ホールド		678-101	¥25,200	
スリムハンマーヘッドNiTiプライヤー		678-502	¥22,100	
アーチベンディングプライヤー ツイード		678-307	¥22,100	
スリージョープライヤー		678-302	¥22,100	
ループフォーミングプライヤー		678-324	¥22,100	
バンド&ワイヤープッシャー 300		BP300	¥9,500	

INFECTION PREVENTION & INSTRUMENT MANAGEMENT

洗浄・ケア製品				
エンザイマックス 液 ボトルタイプ 3800ml 1入		IMS-1226	¥16,400	
エンザイマックス ボトル用ポンプ 3800ml用		IMS-1226P	¥900	
ニトリルユーティリティグローブ S 3組入		40-060	¥3,000	
ニトリルユーティリティグローブ M 3組入		40-062	¥3,000	

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年7月22日現在のものです。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。
 ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。
 【販売名/一般的な名称/医療機器届出番号】 ■アスピレーティングシリンジ/歯科麻酔用注射筒/13B3X10195G47101 ■エキスカベーター/歯科用エキスカベーター/13B3X10195G04101 ■エキスポローラー/歯科用
 探針/13B3X10195G05101 ■エレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03101 ■エンド用/ピンセット/13B3X10195G34101 ■カラーコードアプローブ/13B3X10195G07101
 ■クラウンリムーバー/歯科用起子及び剥離子/13B3X10195G13102 ■クランプフォーセップ/歯科用ラバーダムクランプ鉗子/13B3X10195G49101 ■グレースーキュレット/歯周用キュレット/13B3X10195G01101
 ■咬合紙ホルダー/歯科咬合紙用ピンセット/13B3X10195G53101 ■骨鉗子/手術用骨鉗子/13B3X10195G28102 ■コンボジット練成充填器/歯科用充填器/13B3X10195G10104 ■止血鉗子/鉗子/
 13B3X10195G43103 ■持針器/持針器/13B3X10195G16101 ■ジンジバルコードパッカー/歯科用圧入充填器/13B3X10195G31102 ■スカルパルハンドル/ナイフハンドル/13B3X10195G32101 ■スケー
 ラー/歯科用スケーラー/13B3X10195G02101 ■セメントスパチュラ/歯科用練成へら/13B3X10195G40101 ■チークリトラクター/歯科用開口器/13B3X10195G30102 ■ディッシュブレイヤー/歯科治療用
 ピンセット/13B3X10195G20101 ■はさみ/はさみ/13B3X10195G41101 ■はさみ歯肉用/歯科用歯肉はさみ/13B3X10195G19101 ■抜歯鉗子/抜歯用鉗子/13B3X10195G08101 ■バンドプッシャー/
 歯科矯正用/バンドプッシャー/13B3X10195G29101 ■ピンセット/ピンセット/13B3X10195G34102 ■プライヤー/歯科矯正用プライヤー/13B3X10195G12101 ■プライヤー(鍍金付付)/歯科矯正用プライヤー/
 13B3X10195G12102 ■ペリオスチール/歯科用起子及び剥離子/13B3X10195G13101 ■ペリオドリルナイフ/歯肉切除メス/13B3X10195G15102 ■ボーンキュレット/歯科用キュレット/13B3X10195G06101
 ■マウスギャグ/歯科用開口器/13B3X10195G30103 ■ミラー/歯鏡/13B3X10195G22101 ■ラバーダムクランプ/歯科用ラバーダムクランプ/13B3X10195G18101 ■ラバーダムパンチ/歯科用ラバーダムパン
 チ/13B3X10195G50101 ■ラバーダムフレーム/歯科用ラバーダムフレーム/13B3X10195G51101 ■ルートキャナルスプレッター/歯科用根管スプレッター/13B3X10195G25101 ■ルートキャナルプラー/歯科用根
 管プラー/13B3X10195G17102 ■ルートチップエレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03102 ■ルクセーティングエレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03103 ■ルクセーティングハイブリッド
 /歯科用エレベーター/13B3X10195G03104 ■ワックススパチュラ/歯科技工用形成器具/13B3X10195G33104 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)
 【商標について】 以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です: HU-FRIEDY, Colorvue, Colours, Duraspond, Double-Decker, Enzymax, EverEdge, Immunity Steel, IMS, Nevi, Perma Sharp, Presidential, Quix,
 ResinEight, Satin Steel, Sidekick, Signature Series, XTS



【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](https://www.hu-friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

©2024 Hu-Friedy Japan, LLC. All rights reserved. HF-163J/2407

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg, Co, LLC its affiliates or related companies, unless otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. reserves the right to change features of products, images and text at any time without notice.