

# ヒューフレディ サージカル キャンペーン!

対象期間: 2024. 7/22(月) ▶ 9/20(金)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
日頃のご愛顧に感謝し、**外科製品**の中から、  
選りすぐりの製品をこのキャンペーンにてご紹介いたします。  
この期間中にご注文いただくキャンペーン対象商品は  
**特別価格**にてご提供いたします。  
是非ご活用ください。



【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](http://Hu-Friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F  
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

※上記製品左からNH5032、STMBH、SHTMBH、ELSLIM3CSX、FX51XSD

## 掲載製品

- ルクセーティングエレベーター
- エレベーター (ヘーベル)
- アーカンサスストーン ベイツ5
- ルクセーティングハイブリッド
- エレベーターバーナード
- ルートチップエレベーター
- マウスギャグ (開口器)
- 抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト
- 抜歯鉗子 プレジデンシャル
- 骨鉗子
- 止血鉗子
- チタン製インスツルメント
- 持針器
- 縫合用プライヤー
- ティッシュプライヤー
- はさみ
- ボーンキュレット
- ファイル
- 感染管理 関連商品
- ペリオドンタルチゼル (のみ)
- サイナスリフトインスツルメント
- ペリオサージカルキュレット
- ボーンプラー
- リトラクター
- ペリオスチール
- ペリオトーム
- トンネリングナイフ
- ペリオドンタルナイフ
- シリンジ
- スカルペルハンドル

## ルクセーティングエレベーター

ルクセーティングエレベーターは、歯周靭帯を切断するための薄くて鋭いブレードがついています。エレベーターのように「この原理」で使用するのではなく、揺らして歯根膜を切断しながら使用することで、隣接歯にかかる圧力を軽減します。

ブラックライン仕様!!  
術野がより見やすく、  
さらに切れ味が長持ちする  
高性能のブラックコーティングを施しています!



### ルクセーティングエレベーター スリム

#### 特徴

- 13~20%スリム\*な先端!
- 歯槽骨に沿わせながら歯周靭帯を切断することにより低侵襲なエクストを実現
- 視認性の良いブラックラインコーティング

※ヒューフレディグループ製ルクセーティングエレベーターとの比較



スリム2C 2mm 曲 ★  
BL (ブラックライン)  
ELSLIM2CSX  
10,800円

スリム3S 3mm 直 ★  
BL (ブラックライン)  
ELSLIM3SSX  
10,800円

スリム2S 2mm 直  
BL (ブラックライン)  
ELSLIM2SSX  
10,800円

スリム3C 3mm 曲 ★  
BL (ブラックライン)  
ELSLIM3CSX  
10,800円

### ルクセーティングエレベーター

2S 2mm 直  
BL (ブラックライン)  
EL2SX  
10,800円

2C 2mm 曲  
BL (ブラックライン)  
EL2CX  
10,800円

3S 3mm 直  
BL (ブラックライン)  
EL3SX  
10,800円

3C 3mm 曲 ★  
BL (ブラックライン)  
EL3CX  
10,800円

4S 4mm 直  
BL (ブラックライン)  
EL4SX  
10,800円

4C 4mm 曲  
BL (ブラックライン)  
EL4CX  
10,800円


5S 5mm 直  
BL (ブラックライン)  
EL5SX  
10,800円

5C 5mm 曲  
BL (ブラックライン)  
EL5CX  
10,800円

## 臨床動画 ルクセーティングエレベーター『スリム』を用いて臨在歯・骨への負担が低減された「6」の抜歯



①パーで歯根分割を行い、ルクセーティングエレベーター『スリム』を回転させながら歯周靭帯を切断し歯根に沿って垂直方面に進める



②楔作用を利用し、ある程度進んだら再度回転させながら歯周靭帯の切断を繰り返し歯牙を脱臼



③鉗子を用いて愛護的に抜去

この症例の動画はこちらからご覧いただけます



画像・動画提供：中山雪詩先生

## エレベーター (ヘーベル)

基本のヘーベル

スペシャルタイプ 1S ★  
4.3mm 直  
EL4032  
9,500円

スペシャルタイプ 3S  
2.8mm 直  
EL3024  
9,500円

スペシャルタイプ 4S ★  
2.5mm 直  
EL4031  
9,500円


スペシャルタイプ 1C ★  
4.2mm 曲  
EL3042  
9,500円

スペシャルタイプ 3C  
3.0mm 曲  
EL4014  
9,500円


スペシャルタイプ 4C ★  
2.5mm 曲  
EL3092  
9,500円

ヘーベル、ポーンキュレット、エキスカベーターのシャープニングにおすすめ  
石の溝に沿わせてポーンキュレットやエレベーターが研げます

アーカンサス  
ストーン ベイツ 5 ★  
中目(10×3.8×1.3cm)  
SS5 15,400円



ヘーベルは石の溝にエッジがぴったり沿うよう少し傾けて、やさしくプッシュストロークします。  
※シャープニングオイルをご使用ください。



## ルクセーティングハイブリッド

薄く適正な角度に屈曲した先端部と太いハンドルでデザインされたルクセーティングハイブリッドは根尖方向および隣接歯間部へのアクセスを改善するとともに、抜歯時に歯周靭帯の切断ができ、頬側歯槽骨の保存を可能にします。ブラックラインもご用意がございます。



残根や破折した  
歯牙の抜去におすすめ


残根の除去には曲、遠心用S、  
近心用Sがあれば全顎対応可能です



曲 ★ 2.5mm  
BL (ブラックライン)  
EPTSMCX 14,300円  
#6 (サテンスチール)  
EPTSMC 13,200円

遠心用 S ★ 2.3mm  
BL (ブラックライン)  
EPTSMDX 14,300円  
#6 (サテンスチール)  
EPTSM 13,200円

近心用 S ★ 2.3mm  
BL (ブラックライン)  
EPTSMX 14,300円  
#6 (サテンスチール)  
EPTSM 13,200円



ブラックライン

サテンスチール

### キット

BL (ブラックライン) EPTKITX 115,500円  
#6 (サテンスチール) EPTKIT 107,800円

単品で4本以上ご購入をご検討の際は、  
キットがお得です!

ブラックラインキット(EPTKITX):左記7本  
(BL)、IMSカセット インフィニティ(単品定価  
20,000円)を含む

※ブラックラインキットには製品の特性上ストーンは  
含まれません。

サテンスチールキット(EPTKIT):左記7本  
(#6)、IMSカセット(単品定価16,600円)、  
セラミックストーン円筒型(単品定価5,500  
円)を含む



直 スペード 4.0mm 直  
BL (ブラックライン)  
EPTSSPX 14,300円  
#6 (サテンスチール)  
EPTSSP 13,200円

直 2.5mm  
BL (ブラックライン)  
EPTSMSX 14,300円  
#6 (サテンスチール)  
EPTSMS 13,200円

遠心用 L 4.0mm  
BL (ブラックライン)  
EPTLGDX 14,300円  
#6 (サテンスチール)  
EPTLGD 13,200円

近心用 L 4.0mm  
BL (ブラックライン)  
EPTLGMX 14,300円  
#6 (サテンスチール)  
EPTLGM 13,200円

## エレベーターバーナード

薄いスパイア型の先端で、狭い歯根膜空隙にも挿入が可能なシンデモトムです。ペリオトムとしても、ルートチップエレベーターとしても使用できます。



ライト6  
BL (ブラックライン)  
BER6X 12,100円

レフト7  
BL (ブラックライン)  
BER7X 12,100円

11  
BL (ブラックライン)  
BER11X 12,100円

歯周靭帯を  
切断しながら残根除去!!

## ルートチップエレベーター



ハイドブリンク2  
#502 (角柄) EHB2 8,000円

ハイドブリンク3  
#502 (角柄) EHB3 8,000円

## マウスギャグ (開口器)



モルト  
小人用 ★ MGC 39,600円  
幼児用 MGI 39,600円  
※欧米サイズのため日本人には  
一般成人の方でも“小人用”が適用です。

### 一人でも容易に着脱可能!

アシスタントさんがつかない時や訪問診療時など、  
一人で処置しなければならない時、容易に開閉・  
ロック解除ができる形状! スタッフ不足でも安心!

### しっかり・安定のホールド!

噛む部分が広くしっかりホールドできるため、  
顎に不随意運動がある患者さんなどに特に有効!  
柄に適度な長さがあるため、一度開口すれば安定した  
開口状態をキープ!

### 「落ちない」「取れない」「壊れにくい」

作業部にしっかりと装着されたシリコン製チップは、  
口腔内で落下してしまったり、着脱時に取れてしまう  
可能性が低く、患者さんが強い力で噛んでも壊れにくい  
頑丈設計!



マウスギャグの装着方法は  
こちらからご覧いただけます




## 抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト

ヒューフレディグループ製『抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト』は、把持部内側にダイヤモンドダスト加工を施したことで滑りにくく、歯牙を確実に把持します。<sup>※1</sup>

薄いテーパ状の先端部は、破折や侵襲のリスクを低減し歯牙へのアクセスと視野が向上します。ハンドルにホールパターンを採用したことにより従来品と比較して約35%軽量になり<sup>※2</sup>、使用中の快適さとコントロールの良さを実現します。また、マット仕上げのためライトの乱反射を抑制し術野をより良くします。

※1 ヒューフレディグループ製抜歯鉗子アトラウマとの比較

※2 ヒューフレディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な重量とダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較





**新登場!!**  
新しい仲間が  
加わりました

**ダイヤモンドダスト 51 ★**  
上顎歯根  
**FX51XSD**  
39,600円



**ダイヤモンドダスト スタンダード1**  
上顎切歯  
**F1XSD**  
39,600円



**ダイヤモンドダスト 36**  
下顎切歯  
**F36XSD**  
39,600円



**ダイヤモンドダスト アピカル 36**  
下顎切歯・小白歯  
**FAF36XSD**  
39,600円



**ダイヤモンドダスト 13**  
下顎小白歯  
**F13XSD**  
39,600円






**ダイヤモンドダスト 45**  
下顎歯根  
**FX45XSD**  
39,600円




## 抜歯鉗子 プレジデンシャル

歯牙を抜去するために使用する。ヒューフレディグループ製の抜歯鉗子プレジデンシャルシリーズは、鍛造されたステンレス鋼を使用しているため耐久性が高く、インスツルメントに均等に圧力が加わるようにヒンジ部は精巧に製作され仕上げられています。ヒンジインスツルメントは開いた状態で洗浄、滅菌してください。



**一般成人の方であれば、この4本で全顎対応**

**クライヤー ユニバーサル 150**  
上顎前歯・小白歯  
**F150** 26,100円

**クライヤー ユニバーサル 151**  
下顎前歯・小白歯  
**F151** 26,100円

**10S**  
上顎大白歯  
**F10S** 26,100円

**ハリス 17**  
下顎大白歯  
**F17** 26,100円



**8番用 抜歯鉗子**

**210S**  
上顎第3大白歯用  
**F210S**  
26,100円



**スリムタイプの 残根鉗子**

**222**  
下顎第3大白歯用  
**F222**  
26,100円



**ヒューフレディ 300 ★**  
上顎歯根 ギザ付  
**F300**  
31,500円



**ヒューフレディ 301 ★**  
下顎歯根 ギザ付  
**F301**  
31,500円

ヒンジ製品の  
毎日のお手入れに...




鉗子の日々のお手入れに  
**IMS潤滑スプレー 236ml**  
**ILS** 3,200円  
IMS潤滑スプレー(ILS)はヒンジ部の動きをスムーズにします。



## 骨鉗子

歯槽骨のトリミング・骨整形・軟組織の除去に使用します。



3.5mm  
ベイヤ  
ダブルアクション  
18cm  
RBEY  
68,200円

1.5mm  
ミニフリードマン ★  
14.5cm  
RMF  
44,100円

2.0mm  
ミニフリードマン  
90°  
14.5cm  
RMF90  
59,900円

2.8mm  
クレイマー・  
ネビンズ  
14.5cm  
RKN  
57,800円

ダブルジョイントにより、  
軽い力で大きな切除力が  
得られます

## 止血鉗子

止血、小さな歯根の除去、不安定な器材の固定等様々な用途に対応可能です。



ホルステッド・モスキート 曲 3  
12cm  
H3 10,300円

ホルステッド・モスキート 直 4  
12cm  
H4 10,300円

## チタン製インスツルメント

チタン製インスツルメントは軽量で強度に優れています。また、耐腐食性に優れていて、磁気を帯びないため、インプラント手術におすすめ。



マイクロチタン  
ASTMBH 直 無鉤  
18cm  
TPASTMBH  
115,500円  
ダイヤモンドダスト  
ヨーロッパハンドル

マイクロ  
カストロビージョ  
曲 チタン  
18cm  
STMBH  
136,500円  
ダイヤモンドダスト  
ヨーロッパハンドル

軽量で高強度!






反射しにくい  
ため  
顕微鏡下での  
施術におすすめ

6-0  
7-0  
8-0  
9-0  
10-0  
マイクロ  
カストロビージョ  
直 チタン TMBH  
18cm  
NHTMBH  
152,300円  
ダイヤモンドダスト  
ヨーロッパハンドル

マイクロチタン  
ダイヤモンドダスト  
STMBH 直 有鉤  
18cm  
TPSSTMBH  
115,500円  
ダイヤモンドダスト  
ヨーロッパハンドル

ミニブレード用  
チタン  
SHTMBH  
35,200円  
ダイヤモンドダスト  
ヨーロッパハンドル


持針器

 <p>① 先端幅 約1.7mm</p> <p>マイクロ カストロビージョ スイスペリオ</p> <p>18cm SPNHDPVN 86,100円</p> <p>ヨーロッパハンドルより 更に凸凹の少ない スムーズハンドル</p> <p>6-0 7-0 8-0</p>	 <p>② 先端幅 約1.7mm</p> <p>マイクロ カストロビージョ 直 DPV</p> <p>18cm NHDPV 86,100円</p> <p>ダイヤモンドダスト ヨーロッパハンドル</p> <p>6-0 7-0 8-0</p>	 <p>③ 先端幅 約1.7mm</p> <p>マイクロ カストロビージョ 曲 DCPV</p> <p>18cm NHDCPV 86,100円</p> <p>ダイヤモンドダスト ヨーロッパハンドル</p> <p>6-0 7-0 8-0</p>	 <p>④ 先端幅 約2.5mm</p> <p>マイクロ カストロビージョ 直 DPVN</p> <p>18cm NHDPVN 86,100円</p> <p>ダイヤモンドダスト ヨーロッパハンドル</p> <p>4-0 5-0 6-0</p>	 <p>⑤ 先端幅 約2.3mm</p> <p>カストロビージョ コーテリニ直</p> <p>18cm NH5024CORT 80,900円</p> <p>パーマシャープ (タングステンカーバイド付) ラウンドハンドル NH5024Rより 先端が細くなっています</p> <p>5-0 6-0 7-0 8-0</p>
--	--	--	---	---

4-0、5-0対応の  
マイクロ  
カストロビージョ

基本のカストロ!

【先端の形状】



【ハンドルの形状】



カストロビージョ直 5020 ★  
14cm NH5020 78,800円  
パーマシャープ(タングステンカーバイド付)

コンパクトな形状なので  
手が小さなドクターに  
おすすめです



①  
先端幅  
約1.7mm

ダーフ  
5032

11.5cm  
NH5032 31,500円

パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)

3-0  
4-0  
5-0



②  
先端幅  
約1.7mm

クライルウッド  
5038 ★

15cm  
NH5038 31,500円

パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)

3-0  
4-0  
5-0  
6-0



③  
先端幅  
約1.7mm

ホルセイ  
5037

13cm  
NH5037 31,500円

パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)

3-0  
4-0  
5-0  
6-0



④  
先端幅  
約1.7mm

メイヨー・ヘガー  
5042

16cm  
NH5042 31,500円

パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)

1-0  
2-0  
3-0  
4-0



⑤  
先端幅  
約1.7mm

グリーズ ファイン ★

15cm  
NHGILFINE 31,500円

パーマシャープ(タングステンカーバイド付)

●はさみが付いているので、縫合後に介助なしで、縫合糸をカットできます。  
●ロックがないので開閉が容易で、素早く縫合できます。  
●細い柄がしなるので、縫合針がしっかり把持できます。  
●人間工学的に3Dデザインされた把持部で、安定して把持しやすいです。

4-0  
5-0  
6-0

画像提供: 千栄寿先生



⑥  
先端幅  
約1.7mm

マシューコーチャー  
5074

14cm  
NH5074 42,000円

パーマシャープ(超硬付)

1-0  
2-0  
3-0  
4-0

縫合用プライヤー










マイクロサージカル  
コーン 15cm  
SPM20 56,700円

## ティッシュプライヤー

縫合時の歯肉や切開歯肉の保持・固定に使用します。

パーマシャープ(TP5041, TP5042)は先端に超硬(タングステンカーバイド)が付与されており、より滑りにくくなっています。

 <p>先端幅：約1.3mm</p> <p>ティッシュプライヤー マイクロスイスペリオ アナトミカル 18cm <b>SPTPDSSPV</b> 58,800円 有鉤</p>	 <p>先端幅：約1.2mm</p> <p>ティッシュプライヤー マイクロスイスペリオ 18cm <b>SPTPDAPV</b> 58,800円 無鉤 組織損傷を最小限に抑える 先端デザイン</p>	 <p>マイクロ ダイヤモンドダスト DAPV 直無鉤 ★ 18cm <b>TPDAPV</b> 58,800円</p>	 <p>マイクロ LCOSM 直マルチ ★ 18cm <b>TPSLCOSM</b> 58,800円</p>	 <p>マイクロ LCOCMN 曲マルチ 18cm <b>TPSLCOCMN</b> 58,800円</p>	 <p>ジェラルド1 無鉤 18cm <b>TPG1</b> 13,700円</p>
<p>アドソン 無鉤 12cm 5041 パーマシャープ <b>TP5041</b> 26,300円 41 スタンダード <b>TP41</b> 10,800円</p> 			<p>アドソン 有鉤 12cm 5042 パーマシャープ <b>TP5042</b> 29,400円 42 スタンダード <b>TP42</b> 10,800円</p> 		

## はさみ

タングステンカーバイドが貼付されたパーマシャープ、ブラックライン、スタンダードなど、様々なラインナップがあります。



アシスタントの方にも人気者!  
臼歯部に届きやすい  
複屈曲型!

 <p>ラグランジュ 曲 14 ★ 11.5cm ブラックライン(ギザ付ブレード1枚) <b>S14SCX</b> 27,300円 スタンダード(ギザ付ブレード1枚) <b>S14</b> 16,800円</p>	 <p>アイリス 直 17 11.5cm ブラックライン(ギザ付ブレード1枚) <b>S17SCX</b> 27,300円 スタンダード(ギザなし) <b>S17</b> 14,700円</p>	 <p>アイリス 曲 18 ★ 11.5cm ブラックライン(ギザ付ブレード1枚) <b>S18SCX</b> 27,300円</p>	
 <p>ゴールドマン フォックス 曲 16 13.5cm 隣接面での使用に適用 ブラックライン(ギザ付ブレード1枚) <b>S16SCX</b> 27,300円 スタンダード(ギザ付ブレード1枚) <b>S16</b> 16,800円</p>	 <p>パーマシャープ ゴールドマン フォックス 曲 5081 13cm ギザ付ブレード1枚 隣接面での使用に適用 <b>S5081</b> 44,100円</p>	 <p>パーマシャープ アイリス 直 5082 11.5cm ギザなし <b>S5082</b> 44,100円</p>	
 <p>マイクロ カストロビージョ 曲 PV ★ ブラックライン 18cm <b>SPVX</b> 86,300円 スタンダード 18cm <b>SPV</b> 77,500円</p>	 <p>ヒューフレディ 13S 12cm 先端が鉤状になっているので、 ピンセットで引っ張らなくても、 縫合糸がそのままカットできます。 <b>S13S</b> 16,800円</p> <p>細かな部位への アクセスに最適な 小さな作業部</p> <p>コーテリーニ 曲 ★ 12cm ギザ付ブレード1枚 「スーパーカット」シリーズの はさみのブレードは、 一方は細やかなギザ付き、 もう一方はかみそりの刃のような 鋭い仕上げとなっており、 すべりを防止しながら組織を切除できます。 スーパーカット <b>SCORTSC</b> 18,900円</p>	 <p>パーマシャープ アイリス 曲 5083 11.5cm ギザなし <b>S5083</b> 44,100円</p>	
		<p>ケリー 1 16cm ギザ付ブレード1枚 <b>S1</b> 16,800円</p>	

## ボーンキュレット (鋭匙)


多量の軟組織を容易に除去できるようにデザインされています。

**ブレードタイプで不良肉芽をしっかりと、素早く掻き取れる鋭匙**

### ルーカスタイプ



**ルーカス 86 ★**  
BL (ブラックライン) **CL86X** 9,900円 #6 (サテンスチール) **CL866** 8,800円




**ルーカス 84**  
BL (ブラックライン) **CL84X** 9,900円 #6 (サテンスチール) **CL846** 8,800円




**ルーカス 87**  
BL (ブラックライン) **CL87X** 9,900円 #6 (サテンスチール) **CL876** 8,800円


### ミラータイプ




**ミラー 9**  
#6 (サテンスチール) **CM96** 8,800円



**ミラー 10 ★**  
#6 (サテンスチール) **CM106** 8,800円



**ミラー 11**  
#6 (サテンスチール) **CM116** 8,800円



**ミラー 12**  
#6 (サテンスチール) **CM126** 8,800円

## ファイル (やすり)



**ペリオドンタルファイル シュガーマン 1S/2S**  
近遠心用(刃:2面)  
#6 (サテンスチール) **FS1/2S6** 10,800円

## 感染管理 関連商品

IMSカセットは単なる容器ではなく、洗浄時の洗浄剤と内容物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザインです。丈夫で手入れが簡単なステンレス製で、シリコン製のレールがインスツルメントをしっかりと固定します。




**US/HP用 L ★**  
外形寸法：  
76mm × 203mm × 32mm  
ハンドピース2~3本または  
超音波インサート5本が収納可能  
**IM60H8** ■ ブルー 12,600円



**20本用**  
外形寸法：  
203mm × 280mm × 32mm  
20本のインスツルメントが収納可能  
※ヒンジ用クリップは別売です  
**IM4208** ■ ブルー 20,800円



**16本用**  
外形寸法：  
203mm × 280mm × 32mm  
16本のインスツルメントと  
付属品が収納可能  
※ヒンジ用クリップは別売です  
**IM4168** ■ ブルー 20,800円



**交換用S US/HP用 L**  
マット&シリコンストッパーセット  
IMSカセット16本用の空きスペースに  
おすすです  
※ケースは含まれません  
**IM60H8RAIL** ■ ブルー 2,100円





ペリオドンタルチゼル (のみ)

4.0mm



ブーザー 1/3 BL (ブラックライン) PPBUSER13X 12,400円  
#6 (サテンスチール) PPBUSE1/36 11,000円



ペリオドンタルチゼルブーザーは先端部背面がカーブしており、骨造成時の自家骨採取に適しています。




ロードス バック・アクション 36/37 ★  
プッシュロックで使用。歯牙に隣接した骨を外傷を引き起こすことなく除去できます。特に最後臼歯の遠心面での使用に有効です。

#6 (サテンスチール) C36/376 9,400円



TG-O  
プッシュロックで使用。半円状の斜めの切り込みが両側に入られています。

#6 (サテンスチール) CTG-O6 9,600円  
#2 (角柄) CTG-O 9,600円



オッセンバイン 1 CO1 9,600円



オッセンバイン 2 CO2 9,600円  
オッセンバインは骨の形態修正に適しています。半円状の斜めの切り込みが両側に入られています。フラップの引き起こしや二次口蓋フラップの除去にも使用できます。



【オッセンバイン2使用例】

サイナスリフトインスツルメント



クレイマー・ネビンス 6578 IMP6578SX 14,300円



クレイマー・ネビンス 6577 IMP6577SCX 14,300円

ペリオサージカルキュレット

従来のグレーシー・ユニバーサルキュレットより、シャンク及びブレードが太くてしなりにくいので、強固に付着した沈着物が早く除去できます。両刃タイプなので、1本で全顎対応です。シャープニングは歯周用のキュレットと同様に行えます。



プリチャード 1/2 #9 (エバーエッジ) SPR1/29 6,600円

フラップ時、  
不良肉芽や沈着物を  
素早く除去!

ボーンプラガー



ボーンプラガー グリスデイル BL (ブラックライン) PLGGR1X 7,700円

リトラクター

ブラックラインは乱反射を抑制し、より良好な術野を確保します!



チークリトラクター ミネソタ大学型 ★ BL (ブラックライン) CRMX 5,800円 (従来品) CRM 5,800円




コロンビア CRC 5,800円




サージカルリトラクター インプラント用 23cm IR 33,000円

## ペリオスチール (骨膜剥離子)


組織の把持・保護・排除する際に使用します。  
一般的な外科処置に際し、術中に生じる偶発的な損傷を軽減するため、また組織を保護するために使用します。




**ステイグマン スプリッター**  
粘膜炎の剥離や挙上に使用します。  
スパー型の先端は、穿孔が生じにくいように丸くなっています。  
#SS (スムーズハンドル) **PPSTEIG** 14,400円




**クレイマー・ネビンズ 1**  
#6 (サテンスチール) **PKN16** 9,600円



**ブーザー ★**  
BL (ブラックライン) **PPBUSERX** 10,800円  
#6 (サテンスチール) **PPBUSER6** 9,600円




**ゴールドマンフォックス 14**  
BL (ブラックライン) **P14X** 10,800円  
#6 (サテンスチール) **P146** 9,600円  
#2 (角柄) **P14** 9,600円



**アレン 前歯用 ★**  
BL (ブラックライン) **PPAELAX** 14,400円


歯間乳頭など  
繊細な剥離に  
おすすめ



**アレン 白歯用**  
BL (ブラックライン) **PPAELPX** 14,400円



**プリチャード PR3**  
BL (ブラックライン) **PPR3X** 10,800円  
#6 (サテンスチール) **PPR36** 9,600円




**ハーシュフェルト 20**  
#6 (サテンスチール) **P206** 9,600円  
#2 (角柄) **P20** 9,600円



**モルト 9 ★**  
BL (ブラックライン) **P9X** 10,800円  
#6 (サテンスチール) **P96** 9,600円  
#522 (角柄) **P9** 9,600円

ヒューフレディ社で  
最も売れている剥離子!



使いやすい小さめの剥離子と、  
滑りにくいギザ付きリトラクターが  
対になっています。


1本で歯肉の剥離と排除が可能

**ラバンカ 改良型3 ★**  
#6 (サテンスチール) **PPLABANC36** 14,400円




## ペリオトーム (歯周靭帯刀)

薄く鋭利な刃で歯周靭帯を切断することで、周囲の歯槽骨への損傷を抑えながら抜歯を容易にします。



**1 白歯用**  
BL (ブラックライン) **PT1X** 7,500円  
#6 (サテンスチール) **PT1** 7,000円



**2 前歯用**  
BL (ブラックライン) **PT2X** 7,500円  
#6 (サテンスチール) **PT2** 7,000円

ハンドルの種類

SS(スムーズハンドル)




BL(ブラックライン)




## トンネリングナイフ・ペリオドンタルナイフ


切開や歯肉の豊隆形成や歯間部歯肉組織の切除に使用されます。




トンネリングインスツルメント クインシー 1  
BL (ブラックライン) **FQUINCEY1X** 13,200円



トンネリングインスツルメント クインシー 2  
BL (ブラックライン) **FQUINCEY2X** 13,200円




トンネリングナイフ 1  
BL (ブラックライン) **TKN1X** 12,800円  
#6 (サテンスチール) **TKN1** 11,700円




トンネリングナイフ 2  
BL (ブラックライン) **TKN2X** 12,800円  
#6 (サテンスチール) **TKN2** 11,700円




**オルバン(型)ナイフ**  
オーバン1/2 ★ 角度のついたブレードと複屈曲のシャンクで臼歯部に適用。隣接歯間部歯肉の切除にも使用。  
BL (ブラックライン) **KO1/2X** 15,900円 #6 (サテンスチール) **KO1/26** 12,300円  
#9 (エパーエッジ) **KO1/29** 13,800円




オーバン アレン改良型 1/2  
KO1/2に比べ30%薄いデザイン。垂直的および水平的方向への骨膜上粘膜を切除。丸みを帯びた先端部により穿孔のリスクが低減。  
BL (ブラックライン) **KO12KPO3AX** 15,900円



**カークランドメス**  
カークランド 15/16  
歯肉除去や歯肉整形時の第一次斜切開用。特に臼歯部に適用。  
BL (ブラックライン) **KK15/16X** 15,900円  
#6 (サテンスチール) **KK15/166** 12,300円



**キドニーナイフ**  
ゴールドマンフォックス 7  
ヘビーシャンクタイプ - 長斜切開に適したブレード角度。楕円形のブレードなので臼歯部に適用。  
#6 (サテンスチール) **KGF76** 12,300円



**スピアーナイフ**  
ゴールドマンフォックス 11  
槍型(スピア)ポイント  
臼歯部に適合しやすいブレード角度。  
#6 (サテンスチール) **KGF116** 12,300円

## シリンジ



**サイナスリフト時の骨補填におすすめ!!**

ボーングラフト  
シリンジ 7mm  
内径 5.8mm。  
目詰まりを防ぐため、先端から充填します。  
**SYBG** 26,400円

## スカルペルハンドル (メスハンドル)

**歯頸部に沿った切開がしやすいペンタイプメスハンドル**



ヨーロッパスタイル 5E ★ バランスのとれた丸柄のハンドルで、ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、届きにくい部位などでの操作が容易です。また、シンプルなデザインのグリップで、グリップ部分に付着した汚染物の洗浄が容易です。  
**10-130-05E** 11,700円



5 バランスのとれた丸柄のハンドルで、ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、届きにくい部位などでの操作が容易です。  
**10-130-05** 11,700円



5A **10-130-05A** 11,700円



ミニブレード用 ★ **SHDPV** 28,600円

**マイクロブレード用**



製品名	パートコード	標準価格(円)	数量
ルクセーティング エレベーター スリム	2S	BL ELSLM2SSX	10,800
	2C	BL ELSLM2CSX	10,800
	3S	BL ELSLM3SSX	10,800
	3C	BL ELSLM3CSX	10,800
ルクセーティング エレベーター	2S	BL EL2SX	10,800
	2C	BL EL2CX	10,800
	3S	BL EL3SX	10,800
	3C	BL EL3CX	10,800
	4S	BL EL4SX	10,800
	4C	BL EL4CX	10,800
エレベーター スペシャルタイプ	1S	EL4032	9,500
	1C	EL3042	9,500
	3S	EL3024	9,500
	3C	EL4014	9,500
アーカンサストーンペイツ	4S	EL4031	9,500
	4C	EL3092	9,500
	SS5		15,400
	曲	BL EPTSMCX	14,300
ルクセーティング ハイブリッド	#6	EPTSMC	13,200
	遠心用S	BL EPTSMCX	14,300
	#6	EPTSMC	13,200
	近心用S	BL EPTSMCX	14,300
	#6	EPTSMC	13,200
	直スPEED	BL EPTSSPX	14,300
	#6	EPTSSP	13,200
	直	BL EPTSMSX	14,300
	#6	EPTSMS	13,200
	遠心用L	BL EPTLGD	13,200
	#6	EPTLGD	13,200
	近心用L	BL EPTLGMX	14,300
	#6	EPTLGM	13,200
	キット	BL EPTKIT	107,800
エレベーター バーナード	ライト6	BL BER6X	12,100
	レフト7	BL BER7X	12,100
	11	BL BER11X	12,100
ルートチップエレベーター	ハイドブリック2	#502 EHB2	8,000
	ハイドブリック3	#502 EHB3	8,000
マウスギャグ (開口器)	小児用	MGC	39,600
	幼児用	MGI	39,600
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト	51	FX51XSD	39,600
	スタンダード1	F1XSD	39,600
	36	F36XSD	39,600
	アピカル36	FAF36XSD	39,600
	13	F13XSD	39,600
抜歯鉗子 ユニバーサル	150	F150	26,100
	151	F151	26,100
	10S	F10S	26,100
	ハリス17	F17	26,100
	210S	F210S	26,100
IMS潤滑スプレー	236mℓ	ILS	3,200
	バイヤーダブルアクション	RBEY	68,200
	ミニフリードマン	RMF	44,100
止血鉗子	90°	RMF90	59,900
	クライマー・ネビンス	RKN	57,800
メンソール製 チップ製 インスツル	曲3	H3	10,300
	直4	H4	10,300
	マイクログラフトロビージョー直チタンTMBH	NHTMBH	152,300
	マイクログラフトASTMBH直無鉤	TPASTMBH	115,500
持針器	マイクログラフトASTMBH直有鉤	TPSSTMBH	115,500
	マイクログラフトダイヤモンドダストSTMBH直有鉤	STMBH	136,500
	マイクログラフトロビージョー曲チタン	SHTMBH	35,200
	ミニブレード用チタン		
	スイスベリオ	SPNHDPVN	86,100
	直DPV	NHDPV	86,100
	曲DCPV	NHDCPV	86,100
	直DPVN	NHDPVN	86,100
	カストロビージョー		
	コーチリーニ直RH	NH5024CORT	80,900
直5020	NH5020	78,800	
5032	NH5032	31,500	
5037	NH5037	31,500	
5038	NH5038	31,500	
5042	NH5042	31,500	
5074	NH5074	42,000	
ギリースファイン	NHGILFINE	31,500	
縫合用ブライヤー	マイクログラフトコーン	SPM20	56,700
	マイクログラフトアノミカル	SPTPDSSPV	58,800
	マイクログラフトアノミカル	SPTPDAPV	58,800
	マイクログラフトダイヤモンドダストDAPV直無鉤	TPDAPV	58,800
	マイクログラフトLCOSM直マルチ	TPSLCOSM	58,800
	マイクログラフトLCOCMN直マルチ	TPSLCOCMN	58,800
	ジェラルド1無鉤	TPG1	13,700
	5041パーマシャープ	TP5041	26,300
	41スタンダード	TP41	10,800
	5042パーマシャープ	TP5042	29,400
ブライツィヤ	42スタンダード	TP42	10,800

製品名	パートコード	標準価格(円)	数量			
はさみ	ラグランジュ曲14	BL S14SCX	27,300			
	スタンダード	S14	16,800			
	アイリス直17	BL S17SCX	27,300			
	スタンダード	S17	14,700			
	アイリス曲18	BL S18SCX	27,300			
	ゴールドマン	BL S16SCX	27,300			
	フォックス曲16	スタンダード	S16	16,800		
	ゴールドマンフォックス曲5081	S5081	44,100			
	パーマシャープ	アイリス直5082	S5082	44,100		
	アイリス曲5083	S5083	44,100			
ポーニキュレット	マイクログラフトロビージョー曲PV	スタンダード	SPV	77,500		
	縫合用ヒューフレディ13S	S13S	16,800			
	コーチリーニ曲スーパーカット	SCORTSC	18,900			
	ケリー1	S1	16,800			
	86	BL CL86X	9,900			
	ルーカス	#6 CL866	8,800			
	84	BL CL84X	9,900			
		#6 CL846	8,800			
	87	BL CL87X	9,900			
		#6 CL876	8,800			
ファイル	9	#6 CM96	8,800			
	ミラー	#6 CM106	8,800			
	10	#6 CM116	8,800			
	11	#6 CM126	8,800			
	12	#6 FS12S6	10,800			
	ペリオオントナルファイルシュガーマン1S/2S	#6	IM60H8	12,600		
	関連商品	US/HP用Lブルー	IM4168	20,800		
	IMSカセット	16本用ブルー	IM4208	20,800		
	シグネチャー	20本用ブルー	IM60H8RAIL	2,100		
	交換用SUS/HP用Lマット&シリコンストップセットブルー					
ペリオオントナル	ブーザー1/3	BL PPBUSER13X	12,400			
	#6	PPBUSER136	11,000			
	ロードスバック・アクション36/37	#6 C36/376	9,400			
	TG-O	#6 CTG-O6	9,600			
	#2	CTG-O	9,600			
	オッセンバイン1	CO1	9,600			
	オッセンバイン2	CO2	9,600			
	サインリフト	クレイマー・	6578	BL IMP6578SX	14,300	
	インスツルメント	ネビンス	6577	BL IMP6577SCX	14,300	
	ペリオオントナル	クリチャー	1/2	#9 SPRI/29	6,600	
ポーニキュレット	プリチャー	1/2	BL PLGGR1X	7,700		
ポーニキュレット	クリチャー	1/2	BL PLGGR1X	7,700		
チークリトラクター	ミネソタ大	型	BL CRMX	5,800		
	コロンビア		BL CRM	5,800		
	インプラント用	IR	CRC	5,800		
	ペリオオントナル					
	ステイグマン	スプリッター	#SS	PPSTEIG	14,400	
	クレイマー・	ネビンス1	#6	PKN16	9,600	
	ブーザー	BL PPBUSERX	#6	PPBUSER6	10,800	
	ゴールドマン	フォックス14	BL P14X	#6	P146	9,600
	アレン	前歯用	BL PPAELAX	BL PPAELPX	14,400	
	アレン	白歯用	BL PPAELPX	BL PPR3X	10,800	
プリチャー	PR3	#6	PPR36	9,600		
ハーシュフェルト	20	#6	P206	9,600		
モルト	9	#6	P20	9,600		
		#6	P9X	10,800		
		#6	P96	9,600		
		#522	P9	9,600		
ラバンカ	改良型3	#6	PPLABANC36	14,400		
ペリオオントナル	1日歯用	BL PT1X	#6	PT1	7,500	
	2前歯用	BL PT2X	#6	PT2	7,500	
	トンネリング	インスツルメントクインシー1	BL FQUINCEY1X	BL FQUINCEY2X	13,200	
	トンネリング	インスツルメントクインシー2	BL TKN1X	BL TKN1	12,800	
ペリオン	トンネリング	ナイフ1	#6	TKN1	11,700	
	トンネリング	ナイフ2	BL TKN2X	#6	TKN2	12,800
	オーパン	1/2	BL KO1/2X	#9	KO1/29	15,900
	オーパン	アレン改良型1/2	BL KO12KPO3AX	#6	KO1/26	12,300
	カーランド	15/16	BL KK15/16X	#6	KK15/166	15,900
	ゴールドマン	フォックス7	#6	KG76	12,300	
	ゴールドマン	フォックス11	#6	KG116	12,300	
	シリンジ	ボーングラフトシリンジ	7mm	SYBG	26,400	
	スカル	ペリオン	5E	10-130-05E	11,700	
	ハンド	5	10-130-05	11,700		
	5A	10-130-05A	11,700			
	ミニブレード用	SHDPV	28,600			

【販売名/一般的名称/医療機器届出番号】 エレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03101、ルクセーティングエレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03103、ルクセーティングハイブリッド/歯科用エレベーター/13B3X10195G03104、ルートチップエレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03102、ペリオオントナルチゼル/歯科用エクスカベータ/13B3X10195G04102、ポーニキュレット/歯科用キュレット/13B3X10195G06101、ペリオオントナルキュレット/歯科用キュレット/13B3X10195G09103、ポーニキュレット/歯科用インプラント手術器具/13B3X10195G09108、ペリオオントナル/歯科用起子及び剥離子/13B3X10195G13101、クラウンリムーバー/歯科用起子及び剥離子/13B3X10195G13102、トンネリングナイフ/歯肉切除メス/13B3X10195G15101、ペリオオントナルナイフ/歯肉切除メス/13B3X10195G15102、持針器/持針器/13B3X10195G16101、はさみ/歯肉用/歯科用歯肉はさみ/13B3X10195G19101、縫合用ブライヤー/歯科治療用ピンセット/13B3X10195G20102、ティッシュブライヤー/歯科治療用ピンセット/13B3X10195G20101、ペリオオントナルファイル/やすり/13B3X10195G24101、ポーニキュレット/やすり/13B3X10195G24102、骨鉗子/手術用骨鉗子/13B3X10195G28102、チークリトラクター/歯科用開口器/13B3X10195G30102、マウスギャグ/歯科用開口器/13B3X10195G30103、スカルペルハンド/ナイフハンド/13B3X10195G32101、ペリオオントナル/初歩切開刀/13B3X10195G36101、サインリフトインスツルメント/歯科用インプラント手術器具/13B3X10195G09102、はさみ/はさみ/13B3X10195G41101、止血鉗子/鉗子/13B3X10195G43103【商標について】 以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です: HU-FRIEDY

●医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)

※ご購入の際は、お出りの歯科商店に注文してください。  
在庫状況は流動的になりますので予めご了承ください。  
キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。掲載商品の標準価格は2024年7月22日現在のもです。標準価格には消費税等は含まれておりません。  
こちらの注文書に記載のない製品・規格・ハンドルはセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

<p>■ 歯科医院名</p> <p>■ お名前</p> <p>■ ご住所 〒 -</p> <p>TEL - -</p>	<p>【歯科商店名】</p>
---	----------------