


ヒューフレディグループ 総合カタログ

2024

HuFriedyGroup Product Catalog Vol. 4



ごあいさつ

ヒューフレディグループ製品を人々の健康への配慮の表れとして、また、日々の業務の一助となるべくご愛顧いただき、グループ全社員を代表して心より御礼申し上げます。

ヒューフレディ社 (Hu-Friedy) は1908年 (明治41年) にアメリカはイリノイ州シカゴにて創業し、現在に至るまで高品質で革新的な歯科用インスツルメント製品を製造し続け、世界中の歯科医療に関わる方々へ提供してまいりました。特に1940年代にクレイトン・グレイシー博士とのパートナーシップにより世界的に有名は「グレイシーキュレット」を開発したことは、世界の歯科医療機器の発展に大きく影響を与えたとても重要な出来事でした。

そして、日本の歯科医療に関わる方々へより良いサービスを提供するため2007年に日本法人を設立し、日本の皆さまへ手厚いサポートをお届けしています。現在、私たちヒューフレディ社 (Hu-Friedy) は、2019年にクロステックス社 (Crosstex)、パルメロ社 (Palmero) の各ブランドの幅広い製品ラインナップを取り揃えることで、歯科業界により良い付加価値を提供するために「ヒューフレディグループ」といたしました。

歯科医療に関わる皆様の「ベスト・イン・プラクティス」になるお手伝いをするを私たちはお約束するとともに、歯科医療の発展に貢献できることをとても光栄に思っております。

To our valued Customer:

On behalf of all our teammates, we would like to thank you for choosing HuFriedyGroup as the extension of your technical skills and a reflection of how much you care for your patients' overall health.

Hu-Friedy was founded in 1908 in Chicago, Illinois. Ever since, we have provided our global customers with high quality products, including the world renown Gracey Curette. To better serve our customers in Japan, we established the Japanese subsidiary in 2007, where we are proud to deliver support to the local market. Then in 2019, Hu-Friedy came together with Crosstex and Palmero and added the word "Group" to our name to better encompass the value that we are honored to provide.

Our promise is to help you be **The Best in Practice**. You keep dentistry moving forward, and HuFriedyGroup will be there for you every step of the way. We are excited to see what the future holds as we continue providing you with everything you need to fulfill our promise.

Sincerely,



Andy Xilas
President




Robert Bouwman
Sr. Director

目次

沿革	4
カタログご使用の手引き	6
キーワードから探す	8
索引：パートコードから探す	10
索引：製品名から探す	36

 HANDSケーリング Hand Scaling	A
グレーシーキュレットの歴史	A02
グレーシーキュレットの選択方法	A04
グレーシーキュレット オリジナル	A06
グレーシーキュレット アフターファイブ	A09
グレーシーキュレット ミニファイブ	A12
グレーシーキュレット マイクロミニファイブ	A14
グレーシーキュレット バイオジェント	A15
グレーシーキュレット オオタタイプ	A16
ユニバーサルキュレット	A17
シックルスケーラー（鎌形）	A21
部位特定キュレット	A24
ホースケーラー／チゼルスケーラー	A25
ファイルスケーラー	A26
スケーラーアクセサリー	A28
歯科用インスツルメントの構造	A29
シャンクの柔軟性／インスツルメントのバランス・刻印	A30

 シャープニング Instrument Maintenance	B
電動シャープナー サイドキック	B02
ダイヤモンドシャープニングカード	B03
シャープニングストーン	B04
インスツルメントのシャープニング（スケーラーとキュレット）	B07
教育用製品	B10

 検査 Diagnostic	C
ハンドルの種類	C03
カラービュー プローブ	C04
プローブ	C06
エキスポローラー（探針）	C10
エキスプロ	C13
ミラートップ	C14
ミラーハンドル	C16
ピンセット	C17

 インプラントメンテナンス Implant Maintenance	D
チタンスケーラー	D02
インプラケアⅡ	D03



歯内療法 Endodontic

ラバーダムクランプ	E02
ラバーダム関連製品	E07
エンド用探針	E10
エキスカベーター エンド用	E11
ルートキャナルスプレダー	E12
ルートキャナルプラグー	E14
マイクロサージェリー用ミラー	E17
マイクロサージェリー用プラグー	E19
マイクロサージェリー用コンデンサー／プラグー アボラス	E20
アピカルインスツルメント	E21
エンドドンティック用アクセサリー	E22



保存 Restorative

ハンドルの種類	F02
コンポジット練成充填器 XTS™	F03
練成充填器	F06
ハチェット	F08
マージントリマー	F09
エキスカベーター	F10
カーバー	F13
咬合紙ホルダー／コードパッカー	F14
クラウンリムーバー	F15
測定用デバイス	F16
スパチュラ	F17
PKトーマスワックスインスツルメント	F18
チューズエステティックゲージ	F19



矯正 Orthodontic

クリアコレクション	G02
カッター	G04
ユーティリティプライヤー	G07
ワイヤーフォーミングプライヤー	G10
持針器・はさみ・止血鉗子	G13
ハンドインスツルメント	G14
リファレンス	G16



外科 Surgical

ヒューフレディグループ製外科用インスツルメント	H02
チゼル (のみ)	H03
鋭匙 (ボーンキュレット)	H09
ペリオサージカルキュレット	H12
サイナスキュレット	H13
エレベーター (ヘーベル)	H14
ルクセーティングエレベーター	H17
ルクセーティングハイブリッド	H19
骨やすり	H21
やすり (ペリオドンタルファイル)	H22

抜歯鉗子	H23
移植用インスツルメント	H30
ガーゼパッカー	H32
止血鉗子	H33
サイナスリフトインスツルメント	H35
ペリオナイフ	H37
マウスギャグ (開口器)	H42
マウスプロップ	H43
持針器	H44
マレット	H51
オステオトーム	H52
剥離子 (ペリオスチール)	H54
ペリオトーム (歯周靱帯刀)	H60
リトラクター/開口器	H62
骨鉗子	H66
ルートチップエレベーター	H67
メスハンドル	H69
はさみ	H71
外科用ピンセット (ティッシュプライヤー/撮子)	H78
ティッシュニッパー/タオルクランプ	H84
ワイヤーカuttingシザーズ	H85
アスピレーター	H86
シリンジ/ボーンキャリパス	H88

インスツルメントマネージメント Instrument Management **I**

インスツルメントマネージメントシステム(IMS)とは	I02
IMSカセット インフィニティシリーズ	I03
IMSカセット シグネチャーシリーズ	I08
カセットアクセサリ	I13
IMS シグネチャー タブ	I15

感染予防 Instrument Reprocessing & Sterilization **J**

洗浄・ケア製品	J02
滅菌用製品	J04
IMS 滅菌コンテナ	J07
ニトリルユーティリティグローブ	J09
リファレンス	J10


リファレンスガイド Reference **K**

歯科用インスツルメントの構造	K02
シャンクの柔軟性/インスツルメントのバランス・刻印	K03
インスツルメントのシャープニング (スケーラーとキュレット)	K04
インスツルメントのお手入れ	K06
ブラックの公式	K08
インスツルメントの洗浄および滅菌	K09
インスツルメントマネージメントシステム(IMS)とは	K10
トラブルシューティング	K11
医療機器届出番号	K12

Our History

沿革

ヒューフレディグループの一員であるヒューフレディ社の歴史は、1908年（明治41年）にまで遡ります。米国シカゴに設立され、116年以上の歴史を誇る老舗の世界的な歯科インスツルメントメーカーです。設立以来、よりよい歯科医療が人々の暮らしを向上させるための助けとなることを目標とし、常に高品質で革新的な歯科用インスツルメントを製造し続け、日々邁進してまいりました。現在はヒューフレディグループとなり、パルメロ社 (Palmero) やクロステックス社 (Crosstex) と共に40,000以上の多岐にわたる製品を生み出し、歯科業界へ提供し続けています。その歩みを振り返ってみましょう。



ヒューフレディグループとは？


ヒューフレディグループは、ヒューフレディ (Hu-Friedy)、パルメロ (Palmero)、クロステックス (Crosstex) などのブランドで構成されており、歯科医療従事者に歯科用インスツルメントや個人用防護服など歯科医療に関わる様々なラインナップ製品やサービス、ソリューションを歯科コミュニティに提供するためのグループ企業です。

米国シカゴに本社を置くヒューフレディグループは、100か国以上で製品を販売しており、歯科部門はドイツ、イタリア、日本、中国に支社を構えています。

ヒューフレディ社は設立以来、歯科医療に携わる様々な国のキーオピニオンリーダー、教育者および教育機関などと共に新しいテクノロジーの開発を行い、革新的なデザイン・価値と性能を併せ持つ高品質な製品を製造することに日々邁進してまいりました。この確かな技術と経験で、歯科医療に従事する方々より信頼を得ています。

「グレーシーキュレット」の生みの親として、アメリカや日本の教科書に掲載される製品を含め、現在、取り扱う製品群は感染予防・外科・歯周治療・検査・保存・矯正・歯内療法など歯科の殆どの分野で幅広いラインナップを揃えております。

ヒューフレディグループは、ヒューフレディ社製品を通じて歯科医療従事者のパフォーマンス向上の手助けを担うことで、人々の生活・健康をさらに豊かにするお手伝いが出来ることに深く誇りを持っております。



How To Use This Catalog

カタログご使用の手引き



歯科用インスツルメント製造におけるリーディングカンパニーとして、ヒューフレディグループはお客様のニーズに応え続けることや教育的活動を伝統としてまいりました。その結果として、このヒューフレディ総合カタログには製品の紹介や説明、それらに関連する有益な情報やメンテナンス方法、口腔内イメージ、図解などを盛り込んでおります。これらの情報が、製品をご使用になられる皆さまの一助となることを願っております。

カタログの読み方

製品カテゴリー名 (Colorvue Probes)

使用方法 (Colorvue Probes section)

口腔内イメージ、図解など (Intra-oral images and diagrams)

取寄品
※取寄品マークがない場合でも在庫品は流動的な為、お取り寄せになる可能性があります。

セクションとページ (Handle section)

インスツルメントに関する情報や、メンテナンスのヒントなどを記載した欄です。

製品名、パートコードなどの読み方

おすすめ品

インスツルメント名	インスツルメント英名															
UNC	University of North Carolina															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>パートコード</th> <th>標準価格</th> <th>ハンドル番号</th> <th>仕様</th> <th>取寄品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PCVNCKIT6</td> <td>8,900円</td> <td>#6</td> <td>Sキット(ハンドル1本、チップ7入)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PCVUNC12PT</td> <td>13,000円</td> <td></td> <td>交換チップ(12入)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品	PCVNCKIT6	8,900円	#6	Sキット(ハンドル1本、チップ7入)		PCVUNC12PT	13,000円		交換チップ(12入)		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品												
PCVNCKIT6	8,900円	#6	Sキット(ハンドル1本、チップ7入)													
PCVUNC12PT	13,000円		交換チップ(12入)													

掲載製品のパートコード | 標準価格 | ハンドル番号 | ハンドルの名称、仕様など

巻末の「リファレンスガイド(K)」には、以下のトピックに関する情報が掲載されています。

歯科用インスツルメントの構造	K02
シャングの柔軟性/インスツルメントのバランス・刻印	K03
インスツルメントのシャープニング(スケーラーとキュレット)	K04
インスツルメントのお手入れ	K06
ブラックの公式	K08
インスツルメントの洗浄および滅菌	K09
インスツルメントマネージメントシステム(IMS)とは	K10
トラブルシューティング	K11
医療機器届出番号	K12



ご注文に関するご案内

ご注文方法

歯科医療従事者様がヒューフレディグループの製品をお買い求めの場合は、お出入りの歯科器材販売店様を通じてご購入いただけます。ご注文の際は、出入りの歯科器材販売店様へお願いします。

尚、個人のお客様とのお取引はご遠慮させていただいておりますので、何卒ご了承ください。

また、ご注文いただきました製品の在庫につきましては、取寄品マークがない場合でも在庫は流動的な為、お取寄せになる可能性がございます。

※ 修理・メンテナンスについて

修理・研磨・調整に関しましては、「ヒューフレディサービスセンター」にてお受けしております。詳細は、お出入りの歯科器材販売店様にお問い合わせください。また、ご参考までに右記の二次元バーコードより読み取りをお願いいたします。

尚、一部の製品につきましては、製品の特性上お受けできない製品もございますので、予めご了承ください。



また、修理・研磨・調整依頼の製品をお送りいただく際に、発送先のお間違いが多くなっております。製品を発送いただく際には「ヒューフレディサービスセンター」の所在地をご確認いただき、お送りいただきますようお願いいたします。

※ お買い上げ製品について

お買い上げいただきました製品につきまして製品の不具合（欠陥・仕上り不良等の機能不具合）が発生し、不具合が確認できた場合は、交換させていただきます。但し、下記の場合は交換対象外とさせていただきますので、事前にご告知おきください。

- ・ 外装梱包が原因の場合：箱つぶれ、擦れ、汚れ等の損傷のみで本体に影響がない場合
- ・ 開封済みの製品は、お受けいたしかねます（不具合品を除く）
- ・ 不正に改変・変更・修正・パーツ交換・再装備が行われた製品
- ・ 経年劣化による破損、変色等
- ・ セット販売製品の一部のみの交換はいたしておりません
- ・ お買い上げいただいた製品の本来の用途以外での使用による器具の破損・変形

※ 製品それぞれの用途にあわせて製造されておりますので、形状が類似している等の理由で本来の用途以外でご使用になった場合、破損や破折の原因となる可能性がございます。

※ 添付文書について

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）の改正により、2021年8月1日から添付文章の電子運用が開始されました。つきましては、ご入用の方は、PMDAホームページ（www.pmda.go.jp）の医療機器情報検索サイト、または添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」より閲覧をお願いいたします。

紙媒体の添付文書をご入用の場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

※ 著作権（著作権）情報・その他

このカタログに掲載されているすべての文章、写真および図はヒューフレディグループの唯一かつ排他的財産であり、書面による事前の許可なく複写、複製、転用することを禁じます。

©2024 Hu-Friedy Japan LLC.

※ 商標について

以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です： Hu-Friedy, After Five, Akro-Flex, Bagette, Clear Collection, Colorvue, Colours, Corvette, DiamondTec, Double-Decker, Duraspond, Duckhead, Enzymax, EverEdge, Hammerhead, Harmony, Immunity Steel, Implacare, IMS, Infinity Series, Mini Five, Nevi, PerioScreen, Perma Sharp, Plasteel, Presidential, ResinEight, Satin Steel, Shine renew, Sidekick, Signature Series, Tear Drop, TrueFit, XTS

※ 掲載製品について

標準価格は2024年7月22日現在のものです。（消費税は含まれておりません）

仕様および外観は製品改良の為、予告なく変更することがございますので予めご了承ください。

記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。

ヒューフレディグループ製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがございます。

※ お問い合わせ先

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 カスタマーケア

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

TEL: 03-4550-0660 FAX: 03-4550-0661

営業時間: 9時~17時（土日祝日休）

カスタマーケアEメール: hfjcares@hu-friedy.com

ウェブサイト: hu-friedy.co.jp

キーワード	インスツルメントの種類	ページ
ABC		
ODU	エキスポローラー (探針)	C11
PK トーマス	ワックスインスツルメント	F18
UNC	カラービュープローブ	C04
	カラーコードプローブ	C07
	ノパテックプローブ	C09
	エキスポロ	C13
WHO タイプ	カラーコードプローブ	C07
あ行		
アーカンサス	シャープニングストーン	B04
アーバン	チゼル (のみ・ペリオドンタルチゼル)	H05
	リトラクター (チークリトラクター)	H62
アイリス	はさみ	H74 ~ H75
アクロフレックス	練成充填器	F06
アダムス	プライヤー	G11
アドソン	止血鉗子	H33
	外科用ピンセット (ティッシュブライヤー / 撮子)	H80, H82
アドソンブラウン	外科用ピンセット (ティッシュブライヤー / 撮子)	H80, H83
アトラウメア	抜歯鉗子	H25 ~ H27
アフターファイブ	グレースリーキュレット	A09 ~ A11
	エキスポローラー (探針)	C11
アボラス	アピカルブラガー	E20
アレシ	ペリオナイフ (ペリオドンタルナイフ)	H38 ~ H39
	剥離子 (ペリオスチール)	H56, H58
アンドリュー・パイション	アスピレーター	H87
イグザム	IMS カセット	I04, I09
イングリッシュパターン	エキスカベーター	F11
インディアナ大学型	ユニバーサルキュレット	A20
インフィニティ	IMS カセット	I03 ~ I07
ウィラント	カーパー	F13
ウィリアムズ	カラービュープローブ	C04
	カラーコードプローブ	C07
	ポケットプローブ	C08
ウィルキンス / タフツ大学型	エキスポローラー (探針)	C11 ~ C12
ウェイダー	リトラクター (チークリトラクター)	H63
ウェッジ	シャープニングストーン	B04 ~ B05
オオタイプ	グレースリーキュレット	A16
オーバン	ホースケーラー	A25
	ペリオナイフ (ペリオドンタルナイフ)	H38 ~ H39
オーリンガー	リトラクター (チークリトラクター)	H63
オッセンバイン	チゼル (のみ・ペリオドンタルチゼル)	H03
オメガ	プライヤー	G10
オリジナル	グレースリーキュレット	A06 ~ A08
オルセンヘガー	持針器	H50
か行		
カークランド	チゼル (のみ・ペリオドンタルチゼル)	H06
	ペリオサージカルキュレット	H12
	ペリオナイフ (ペリオドンタルナイフ)	H39
ガードナー	チゼル (のみ・ボーンチゼル)	H08
カウホーン	エキスポローラー (探針)	C12
	抜歯鉗子	H26
カストロビージョ	持針器	H44 ~ H49
	はさみ	H72
	ボーンキャリパス	H88
カヤット	ルートチャンネルブラガー	E19
ギリーズ	持針器	H50
クインシー	トンネリングナイフ	H38
クープランド	アスピレーター	H86
クッシング	チゼルスケラー	A25
クライヤー	エレベーター (ヘーベル)	H15
	抜歯鉗子	H25 ~ H26
クライルウッド	持針器	H49, H51
グリスデル	ボーンブラガー	H30
クリステンセン	クラウンリムーバー	F15
グリック	ルートチャンネルブラガー	E14
クレイマー・ネビンズ	チゼル (のみ・ペリオドンタルチゼル)	H04
	チゼル (のみ・ボーンチゼル)	H08
	ペリオサージカルキュレット	H12
クレイマー・ネビンズ	サイナスリフトインスツルメント	H36
クレイマー・ネビンズ	ペリオナイフ (ペリオドンタルナイフ)	H39 ~ H40
	剥離子 (ペリオスチール)	H57
	骨鉗子	H66
	外科用ピンセット (ティッシュブライヤー / 撮子)	H82
クレイン・カプラン	シックルスケラー	A23
	ペリオナイフ (ペリオドンタルナイフ)	H40
ケーウッド・ミネソタ	リトラクター (チークリトラクター)	H62

キーワード	インスツルメントの種類	ページ
ケリー	止血鉗子	H33
	はさみ	H76
コーク型	ピンセット	C18
コーチャー	止血鉗子	H34
コーテリーニ	グレースリーキュレット バイオジェント	A15
	持針器	H45
	はさみ	H75
ゴールドスタイン	コンボジット練成充填器 XTS	F03 ~ F04
	クラウンリムーバー	F16
ゴールドフォーゲル	コンボジット練成充填器 XTS	F05
ゴールドマンフォックス	ペリオナイフ (ペリオドンタルナイフ)	H40 ~ H41
	剥離子 (ペリオスチール)	H54
	はさみ	H73, H75
	ティッシュユニッパー	H84
ゴールドマンフォックス / ウィリアムズ	ポケットプローブ	C08
コーン	リガチャータイングプライヤー	G08
	縫合用プライヤー	H83
コグスウェル	アスピレーター	H87
コロソピア	リトラクター (チークリトラクター)	H62
コロソピア大学型	ユニバーサルキュレット	A19
	教育用モデル	B10
	インブラケアII	D03
さ行		
サイドキック	サイドキック シャープニングキット	B02
ジェネラル	外科用ピンセット (ティッシュブライヤー / 撮子)	H81
シェファードフック	エキスポローラー (探針)	C11
ジェラルド	外科用ピンセット (ティッシュブライヤー / 撮子)	H81, H83
シグナスタット	IMS カセット	I05, I10
シグネチャー	IMS カセット	I08 ~ I12
	IMS シグネチャータブ	I15
シシリア	剥離子 (ペリオスチール)	H55
シミオン	サイナスリフトインスツルメント	H35
	持針器	H46
	剥離子 (ペリオスチール)	H57
シュガーマン	やすり (ペリオドンタルファイル)	H22
	ティッシュユニッパー	H84
シュメツケバイヤー	エレベーター (ヘーベル)	H15
ジョバノビツ	チゼル (のみ・ペリオドンタルチゼル)	H05
	ボーンブラガー	H30
	ボーンスクープ	H31
	オステオーム	H52
シンウィリアムズ	カラーコードプローブ	C07
	エキスポロ	C13
ジングラス	リガチャーディレクター	G15
スイスペリオ	持針器	H48
	剥離子 (ペリオスチール)	H55 ~ H56
	はさみ	H72
	外科用ピンセット (ティッシュブライヤー / 撮子)	H79
スウェーデンパターン	持針器	H50
ステイグマン	トンネリングナイフ	H37
	剥離子 (ペリオスチール)	H58
ステイグリッツ	リムーバルフォーセップ	E22
スペースセーバー	IMS カセット	I09
スペシャルタイプ	エレベーター (ヘーベル)	H14
スミス	ワイヤーカッティングシザーズ	H85
スリージョー	プライヤー	G10
セムキンテイラー	外科用ピンセット (ティッシュブライヤー / 撮子)	H82
た行		
ターナー	ホースケーラー	A25
ダービー・ペリー	チゼルスケラー	A25
ダーフ	持針器	H49
ダイヤモンドダスト	抜歯鉗子	H23 ~ H24
ダイヤモンドダスト	持針器	H46 ~ H48
	外科用ピンセット (ティッシュブライヤー / 撮子)	H78 ~ H79
ダイヤモンドテック	ファイルスケラー	A27
タッカー	マージントリマー	F09
タバネラ	チゼル (のみ・ペリオドンタルチゼル)	H07
	やすり (ペリオドンタルファイル)	H22
	剥離子 (ペリオスチール)	H59
ダブルデッカー	IMS カセット	I06 ~ I07, I11 ~ I12
チュー	チューズエステティックゲージ	F19 ~ F20
ツイード	プライヤー	G10 ~ G11
ディーチ	練成充填器	F06 ~ F07
ディーン	はさみ	H76
デマルコ	ファーケーションキュレット	A24
トゥルーバル	マージントリマー	F09



キーワード	インスツルメントの種類	ページ
トームズ	抜歯鉗子	H27
ドベイキー	外科用ピンセット (ティッシュブライヤー / 撮子)	H81
な行		
ナンス	ブライヤー	G11
ニードルホルダー	ニードルホルダー	G13
	持針器	H44 ~ H51
ニプロ	ティッシュニッパー	H84
ネイパーズ	ファイルスケーラー	A27
	カラーコードプローブ	C08
	ポケットプローブ	C08
ネビィ	シックルスケーラー	A22
ノパテック	ノパテックプローブ	C09
	セメントスパチュラ	F17
は行		
ハーシュフェルト	ファイルスケーラー	A26
	剥離子 (ペリオスチール)	H54
バード	アスピレーター	H86
バードピーク	ブライヤー	G10
バーナード	エレベーター (ヘーベル)	H16
バーマシャープ	持針器	H44 ~ H46, H49 ~ H50
	はさみ	H73 ~ H74
	外科用ピンセット (ティッシュブライヤー / 撮子)	H80 ~ H81
バーンハルト	ユニバーサルキュレット	A19
バイオジェント	グレーシーキュレット	A15
バイオタイプ	カラービュープローブ	C05
パケット	ブレードハンドル	H70
バック	やすり (ペリオドンタルファイル)	H22
	ペリオナイフ (ペリオドンタルナイフ)	H40
バックハウス	タオルランプ	H84
ハッチンソン	ハッチンソンキュレット	A24
パニッシャー	コンボジット練成充填器 XTS	F05
パラッチ	チゼル (のみ・ペリオドンタルチゼル)	H07
ハリス	抜歯鉗子	H26
ハワード	剥離子 (ペリオスチール)	H56
	ルートチップエレベーター (ヘーベル)	H68
ピショップ	リトラクター (チークリトラクター)	H62
ビッグテール	エキスポローラー (探針)	C12
フィリオン	エキスポローラー & リガチャーディレクター	G15
ブーザー	チゼル (のみ・ペリオドンタルチゼル)	H06
	チゼル (のみ・ボーンチゼル)	H08
	剥離子 (ペリオスチール)	H58
	チゼル (のみ・ペリオドンタルチゼル)	H04
フォックス	外科用ピンセット (ティッシュブライヤー / 撮子)	H83
フラット	シャープニングストーン	B04
フリーア	剥離子 (ペリオスチール)	H54
フリードマン	コンボジット練成充填器 XTS	F05
	骨鉗子	H66
プリチャード	ペリオサージカルキュレット	H12
	剥離子 (ペリオスチール)	H59
フレイザー	アスピレーター	H87
プレジデンシャル	抜歯鉗子	H25 ~ H28
ベイツ	シャープニングストーン	B04
ベイヤー	骨鉗子	H66
ヘガーバウムガートナー	持針器	H49
ヘビー	ハチエット	F08
ペリオスクリーン	カラービュープローブ	C05
ベルバート	ミラー マイクロサージェリー用	E18 ~ E19
ホー	ブライヤー	G08
ホーリガン	剥離子 (ペリオスチール)	H57
ボール	シックルスケーラー	A23
ホーレンバック	カーバー	F13
ポゴシアン	コンボジット練成充填器 XTS	F04
ポピュラータイプ	シックルスケーラー	A23
	エキスポローラー (探針)	C10 ~ C12
	エキスカベーター	F10
ホルステッド・モスキート	止血鉗子	H33
ホルセイ	持針器	H49
ホローチョップ	ブライヤー	G11
ま行		
マーケル	マウスプロップ	H43
マイクロミニファイブ	グレーシーキュレット	A14
マシュー	持針器	H51
	ニードルホルダー	G13
マシューコーチャー	持針器	H50, G13
マッコール	ユニバーサルキュレット	A20
マッシュローニ チゼル	コンボジット練成充填器 XTS	F04
ミード	マレット	H51

キーワード	インスツルメントの種類	ページ
ミドルドーフ	サージカルリトラクター	H64
ミニファイブ	グレーシーキュレット	A12 ~ A13
	ユニバーサルキュレット	A18
	インプラントスケーラー	D02
ミニミー	剥離子 (ペリオスチール)	H57
ミネソタ大学型	リトラクター (チークリトラクター)	H62
ミラー	咬合紙ホルダー	F14
	鋭匙 (ボーンキュレット)	H10
ミラーコルバーン	ボーンファイル	H21
メイヨー・ヘガー	持針器	H50 ~ H51
メツェンバウム	はさみ	H73, H75
メツェンバウムベヴィ	はさみ	H77
モース	シックルスケーラー	A23
モルト	鋭匙 (ボーンキュレット)	H11
	マウスギャグ (開口器)	H42
	剥離子 (ペリオスチール)	H56
や行		
ヤードリー	ジンジバルコードパッカー	F14
ヤンカー・トンシル	アスピレーター	H87
ヤンガーグッド	ユニバーサルキュレット	A20
ら行		
ラグランジュ	はさみ	H74
ラドモア	コンボジット練成充填器 XTS	F05
ラバンカ	鋭匙 (ボーンキュレット)	H11
	ボーンプラガー	H30
	剥離子 (ペリオスチール)	H59
	リトラクター (チークリトラクター)	H63
ラムス	サージカルリトラクター	H65
ランガー	ユニバーサルキュレット	A17 ~ A18
	インプラントスケーラー	D02
	インプラケアII	D03
ルーカス	鋭匙 (ボーンキュレット)	H09
レインボー	抜歯鉗子	H28
ロードスバック・	チゼル (のみ・ペリオドンタルチゼル)	H04
アクション		
ロチェスター・ペアン	止血鉗子	H34
ロックリン	はさみ	H73, H76
わ行		
ワインガルト	ブライヤー	G07
ワグナー	はさみ	H76

パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
10-130-03	スカルペルハンドル 3		4,200	H69
10-130-05	スカルペルハンドル 5		11,700	H69
10-130-05A	スカルペルハンドル 5A		11,700	H69
10-130-05E	スカルペルハンドル ヨーロッパスタイル 5E		11,700	H69
10-130-07K	スカルペルハンドル 7K		7,300	H69
10-130-70	スカルペルハンドル ミニブレード用 7		7,300	H70, E18
40-060	ニトリルユーティリティグローブ S3 組入		3,000	J09
40-062	ニトリルユーティリティグローブ M3 組入		3,000	J09
40-064	ニトリルユーティリティグローブ L3 組入		3,000	J09
678-001	交換用ブレード 678-206 用 (1 本入)		1,700	G08
678-002	交換用ブレード 678-303 用 (1 本入)		1,500	G10
678-011	交換用シリコンインサート 678-111 用 (3 個入)		1,500	G05
678-013	交換用シリコンインサート 678-113 用 (3 個入)		1,500	G05
678-014	交換用パッド 1/4 678-207/208/503 用 (6 個入)		2,100	G08
678-014A	交換用パッド 1/4 678-206 用 (6 個入)		2,100	G08
678-018	交換用スクリュー&ヘックスキー 1/8 678-303 用 (1 本入)		900	G10
678-020	トーキングキー (.016 x .018)		2,100	G12
678-021	トーキングキー (.018 x .022)		2,100	G12
678-036	交換用パッド 3/16 678-207/208/503 用 (6 個入)		2,100	G08
678-101	ユニバーサルディスタルエンドカッター ホールド		25,200	G04
678-101L	ユニバーサルディスタルエンドカッター ホールド ロング	ロングハンドル	25,200	G04
678-102	ディスタルエンドカッターフラッシュカット		25,200	G04
678-103	ハードワイヤーカッター 15°		25,200	G04
678-104	ハードワイヤーカッター 直		25,200	G04
678-105	ピン&リガチャーカッター		25,200	G04
678-106	ミニピン&リガチャーカッター		25,200	G05
678-107	マイクロミニピン&リガチャーカッター		25,200	G05
678-107L	マイクロミニピン&リガチャーカッター ロング	ロングハンドル	25,200	G05
678-109	マイクロミニピン&リガチャーカッター 15°		25,200	G05
678-110	マイクロカッター		25,200	G05
678-111	ディスタルエンドカッターフラッシュカット&ホールド		30,500	G05
678-113	スリムディスタルエンドカッターフラッシュカット&ホールド		30,500	G05
678-202	スリムワインガルトブライヤー		22,100	G07
678-203	ホーブライヤー 直		22,100	G08
678-204	ホーブライヤー オフセット		22,100	G08
678-206	アドヒーズブリムーピングブライヤー		22,100	G08
678-207	バンドリムーバー ロング	ロングハンドル	22,100	G08
678-208	バンドリムーバー ショート		22,100	G08
678-210	モジュールセパレーターブライヤー		29,400	G08
678-211	リガチャータイピングブライヤー コーン		29,400	G08
678-212	ダイレクトボンドブラケットホルダー		12,600	G14
678-219	ブラケットリムーバー 直		22,100	G09
678-220L	ブラケットリムーバー アングル		22,100	G09
678-221	クラウン&バンドカンタリングブライヤー		22,100	G09
678-222	タイピングブライヤー スタイナー		31,500	G09
678-302	スリージョーブライヤー		22,100	G10
678-303	オメガルーブフォーミングブライヤー		22,100	G10
678-304	バードピックブライヤー		22,100	G10
678-306	ツイードルーブフォーミングブライヤー ツイード		22,100	G10
678-307	アーチベンディングブライヤー ツイード		22,100	G11
678-307S	アーチベンディングブライヤー ツイードスリムタイプ		22,100	G11
678-308	レクタンギュラーアーチベンディングブライヤー ツイード		22,100	G11
678-310	ホローチップカンタリングブライヤー		22,100	G11
678-319	ナンスルーブフォーミングブライヤー		22,100	G11
678-320	アダムスブライヤー		22,100	G11
678-322	NiTi ベンダー 3 プロング		22,100	G11
678-324	ルーブフォーミングブライヤー		22,100	G11
678-325	バードピックブライヤー カッター付		22,100	G10
678-326	バードピックブライヤー ロングテーパー		22,100	G10
678-327	ハンマーヘッド NiTi ベンダー		22,100	G12
678-328-20	トーキングブライヤー 020 キー付 (.016 x .018)		22,100	G12
678-328-21	トーキングブライヤー 021 キー付 (.018 x .022)		22,100	G12
678-330	ニードルホルダー マッシュブライヤー スリムチップ 14cm		23,100	G13
678-331	ニードルホルダー マッシュブライヤー ワイドチップ 14cm		23,100	G13
678-332	ニードルホルダー マッシュブライヤー パーマシャープ 14cm		42,000	G13
678-500	スリムマイクロカッター		25,200	G06
678-501	ウルTRASリムワインガルトブライヤー		22,100	G07
678-502	スリムハンマーヘッド NiTi ブライヤー		22,100	G12
678-503	スリムバンドリムーピングブライヤー		22,100	G08
678-504	スリムダイレクトボンドブラケットツイーザー		12,600	G14
678-505	ウルTRASリムパッカルチューブボンダーツイーザー		12,600	G14
678-506	スリムディスタルシンチバックハンドインスツルメント		9,500	G14
678-700	リングル ディスタルエンドカッター		39,900	G06
678-701	リングル ピン&リガチャーカッター		39,900	G06
678-702	リングル ワインガルトブライヤー		36,800	G07
678-702-90	リングル ワインガルトブライヤー 90°		36,800	G07
678-703	リングル ブラケットリムーピングブライヤー		36,800	G09
678-704	リングル ハンマーヘッド NiTi ブライヤー		36,800	G12
678-704SER	リングル ハンマーヘッド NiTi ブライヤーギザ付		36,800	G12
678-705	リングル マッシュブライヤー		36,800	G13
678-706	リングル リガチャーディレクター		10,500	G15
678-707	リングル リガチャーディレクター U字型		10,500	G15



パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
678-709	リンガル ディボンディングプライヤー		39,900	G09
678-800	クリアコレクションティアドロッププライヤー		25,200	G02
678-801	クリアコレクションパーティカルプライヤー		25,200	G03
678-802	クリアコレクションホリゾンタルプライヤー		25,200	G03
678-803	クリアコレクションホールパンチプライヤー		25,200	G02
678-804	クリアコレクションスポットプライヤー		25,200	G03
678-805	クリアコレクションベティートパンチプライヤー		25,200	G02
678-807	クリアコレクションカンタークロックワイスウェッジプライヤー		25,200	G03
678-808	クリアコレクションクロックワイスウェッジプライヤー		25,200	G03
678-811	クリアコレクションイレイサープライヤー		25,200	G03
678-907	ブラガー&リガチャーピッカーS		9,500	G15
8-905DD	ティッシュプライヤー マイクロダイヤモンドダスト直 905DD		58,800	H78
AKRO-FLEX	練成充填器 アクロフレックス	#SS スムースハンドル	13,300	F06
APF2	咬合紙ホルダー ミラー		5,500	F14
ASPA	アスピレーター アンドリュー・パイション		12,600	H87
ASPB1	アスピレーター バードセルフクリーニング B1		30,800	H86
ASPB2	アスピレーター バードセルフクリーニング B2		30,800	H86
ASPB3	アスピレーター バードセルフクリーニング B3		30,800	H86
ASPCG3	アスピレーター コグスウェル3		12,600	H87
ASPCH	アスピレーターハンドル コープランド		17,600	H86
ASPCT1	アスピレーター クープランドチップ1		3,600	H86
ASPCT1W	アスピレーター クープランドチップ 横穴付 1		3,600	H86
ASPCT2	アスピレーター クープランドチップ 2		3,600	H86
ASPCT2W	アスピレーター クープランドチップ 横穴付 2		3,600	H86
ASPCT3	アスピレーター クープランドチップ 3		3,600	H86
ASPCT3W	アスピレーター クープランドチップ 横穴付 3		3,600	H86
ASPCT4	アスピレーター クープランドチップ 4		3,600	H86
ASPCT4W	アスピレーター クープランドチップ 横穴付 4		3,600	H86
ASPFR10	アスピレーター フレイザー 10		12,600	H87
ASPFR12	アスピレーター フレイザー 12		12,600	H87
ASPFR6	アスピレーター フレイザー 6		12,600	H87
ASPFR8	アスピレーター フレイザー 8		12,600	H87
ASPOS1	アスピレーター オーラルサージェリー 1mm		9,900	H86
ASPOS2	アスピレーター オーラルサージェリー 2mm		9,900	H86
ASPOS3	アスピレーター オーラルサージェリー 3mm		9,900	H86
ASPOS4	アスピレーター オーラルサージェリー 4mm		9,900	H86
ASPY	アスピレーター ヤンカー・トンシル		13,500	H87
BER11X	エレベーター バーナード11	BL ブラックライン	12,100	H16
BER6X	エレベーター バーナードライト 6	BL ブラックライン	12,100	H16
BER7X	エレベーター バーナードレフト 7	BL ブラックライン	12,100	H16
BF1X	ボーンファイル ミラーコルバーン 両頭 1X	#522 角柄	14,400	H21
BF1X6	ボーンファイル ミラーコルバーン 両頭 1X	#6 サテンスチール	14,400	H21
BF2X6	ボーンファイル ミラーコルバーン 両頭 2X	#6 サテンスチール	14,400	H21
BF3X6	ボーンファイル ミラーコルバーン 両頭 3X	#6 サテンスチール	14,400	H21
BG	ゲージ ボーレイ		21,000	F16
BLPGREF	チューズエステティックゲージ 交換チップ BLPG 3 入		3,800	F20
BP300	バンド&ワイヤーブッシャー 300		9,500	G15
BPACK	ボーンパッカー	#6 サテンスチール	10,200	H31
BSJO5	ボーンスクープ ジョバノビック	#510 角柄	13,200	H31
C36/376	ペリオドンタルチゼル ロードス バック・アクション 36/37	#6 サテンスチール	9,400	H04
C36/379	ペリオドンタルチゼル ロードス バック・アクション 36/37	#9 エパーエッジ	10,700	H04
CBFL112	ボーンチゼル ブーザー 6		14,100	H08
CBFL214	ボーンチゼル ブーザー 4		14,100	H08
CG1	ボーンチゼル ガードナー 片頭 1	#524 丸柄	10,800	H08
CG2	ボーンチゼル ガードナー 片頭 2	#524 丸柄	10,800	H08
CG5	ボーンチゼル ガードナー 片頭 5	#524 丸柄	10,800	H08
CG9	ボーンチゼル ガードナー 片頭 9	#524 丸柄	10,800	H08
CKN1/26	ペリオドンタルチゼル クレイマー・ネピンズ 両頭 1/2	#6 サテンスチール	9,600	H04
CKN55	ボーンチゼル クレイマー・ネピンズ 5.5mm	#524 丸柄	14,100	H08
CL84	ボーンキュレットルーカス 両頭 84	#522 角柄	8,800	H09
CL846	ボーンキュレットルーカス 両頭 84	#6 サテンスチール	8,800	H09
CL84X	ボーンキュレットルーカス 両頭 84	BL ブラックライン	9,900	H09
CL856	ボーンキュレットルーカス 両頭 85	#6 サテンスチール	8,800	H09
CL85X	ボーンキュレットルーカス 両頭 85	BL ブラックライン	9,900	H09
CL86	ボーンキュレットルーカス 両頭 86	#522 角柄	8,800	H09
CL866	ボーンキュレットルーカス 両頭 86	#6 サテンスチール	8,800	H09
CL86X	ボーンキュレットルーカス 両頭 86	BL ブラックライン	9,900	H09
CL87	ボーンキュレットルーカス 両頭 87	#522 角柄	8,800	H09
CL876	ボーンキュレットルーカス 両頭 87	#6 サテンスチール	8,800	H09
CL87X	ボーンキュレットルーカス 両頭 87	BL ブラックライン	9,900	H09
CL886	ボーンキュレットルーカス 両頭 88	#6 サテンスチール	8,800	H09
CLC40C	ボーンキャリパス カストロビージョ 曲 40mm		72,600	H88
CLGS	チューズエステティックゲージ クラウンレンジニング		7,400	F20
CM10	ボーンキュレットミラー 両頭 10	#522 角柄	8,800	H10
CM106	ボーンキュレットミラー 両頭 10	#6 サテンスチール	8,800	H10
CM11	ボーンキュレットミラー 両頭 11	#522 角柄	8,800	H10
CM116	ボーンキュレットミラー 両頭 11	#6 サテンスチール	8,800	H10
CM12	ボーンキュレットミラー 両頭 12	#522 角柄	8,800	H10
CM126	ボーンキュレットミラー 両頭 12	#6 サテンスチール	8,800	H10
CM2/4S6	ボーンキュレットモルト 両頭 2/4	#6 サテンスチール	8,800	H11
CM2/4X	ボーンキュレットモルト 両頭 2/4	BL ブラックライン	9,900	H11
CM8	ボーンキュレットミラー 両頭 8	#522 角柄	8,800	H10
CM86	ボーンキュレットミラー 両頭 8	#6 サテンスチール	8,800	H10

パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
CM9	ボーンキュレットミラー 両頭 9	#522 角柄	8,800	H10
CM96	ボーンキュレットミラー 両頭 9	#6 サテンスチール	8,800	H10
CO1	ペリオドンタルチゼル オッセンバイン片頭 1	#524 丸柄	9,600	H03
CO2	ペリオドンタルチゼル オッセンバイン片頭 2	#524 丸柄	9,600	H03
CO36	ペリオドンタルチゼル オッセンバイン 両頭 3	#6 サテンスチール	9,600	H03
CO46	ペリオドンタルチゼル オッセンバイン 両頭 4	#6 サテンスチール	9,600	H03
CP14/14-09	ハチェット 両頭 オフアングル 14/14-0	#9 エバーエッジ	6,300	F08
CP15/15-09	ハチェット 両頭 オフアングル 15/15-0	#9 エバーエッジ	6,300	F08
CP15/169	ハチェット 両頭 15/16	#9 エバーエッジ	6,300	F08
CP17/189	ハチェット 両頭 17/18	#9 エバーエッジ	6,300	F08
CP44S9	ハチェット 両頭 44S	#9 エバーエッジ	6,300	F08
CP45S9	ハチェット 両頭 45S	#9 エバーエッジ	6,300	F08
CP8/9H9	ハチェット 両頭 ヘビー 8/9H	#9 エバーエッジ	6,300	F08
CPF16	ペリオドンタルチゼル フェディ 両頭 1	#6 サテンスチール	11,000	H04
CPF26	ペリオドンタルチゼル フェディ 両頭 2	#6 サテンスチール	11,000	H04
CRB	チークリトラクター ビショップ		13,200	H62
CRC	チークリトラクター コロンビア		5,800	H62
CRCH1	クラウンリムーバー クリステンセン 直		10,300	F15
CRCH2	クラウンリムーバー クリステンセン 90°		10,300	F15
CRGR	クラウンリムーバー 仮歯用		29,400	F15
CRLABANCA	チークリトラクター ラパンカ 3 入		13,200	H63
CRM	チークリトラクター ミネソタ大学型	ステンレススチール	5,800	H62
CRM2	チークリトラクター ケーウッド・ミネソタ		5,800	H62
CRMX	チークリトラクター ミネソタ大学型	BL ブラックライン	5,800	H62
CRO2	チークリトラクター オーリンガー ミディアム 2		15,400	H63
CRURBAN	チークリトラクター アーバン		5,800	H62
CRW1	チークリトラクター ウェイダー S		11,000	H63
CS246	セメントスパチュラ 片頭 24	#6 サテンスチール	5,100	F17
CSEUWES6	ボーンブラガー / コンデンサー	#6 サテンスチール	10,200	H30
CSLABANCA6	ボーンキュレット ラパンカ 7mm	#6 サテンスチール	13,200	H11
CSNT6	セメントスパチュラ ノパテック 両頭 6		6,600	F17
CTG6	ペリオドンタルチゼル 両頭 TG	#6 サテンスチール	9,600	H04
CTG-O	ペリオドンタルチゼル 両頭 TGO	#2 角柄	9,600	H04
CTG-O6	ペリオドンタルチゼル 両頭 TG-O	#6 サテンスチール	9,600	H04
CURBAN1	ペリオドンタルチゼル アーバン 1	#6 サテンスチール	13,200	H05
CURBAN2	ペリオドンタルチゼル アーバン 2	#6 サテンスチール	13,200	H05
CVHL1/29	カーバー ホーレンバック 両頭 1/2	#9 エバーエッジ	7,200	F13
CVHL3S6	カーバー ホーレンバック 両頭 3S	#6 サテンスチール	5,100	F13
CVIPC6	カーバー 隣接歯面用 両頭 IPC	#6 サテンスチール	5,100	F13
CVW186	カーバー ウィラント 両頭 8	#6 サテンスチール	5,100	F13
DP1	ピンセット 1		4,800	C17
DP17	ピンセット 17		4,800	C17
DP18	ピンセット 18		4,800	C18
DP18JS-II	ピンセット コーク型 18JS II		3,600	C18
DP18L	ピンセット 18L		8,100	C18
DP2	ピンセット 2		4,800	C17
DP3	ピンセット 3		4,800	C17
DPU17	ピンセット 汎用		4,200	C18
DSCFINE	ダイヤモンドシャープニングカード 細目		7,000	B03
DSCMED	ダイヤモンドシャープニングカード 中目		7,000	B03
DSCSET	ダイヤモンドシャープニングカード 3 セット		18,300	B03
DSCXFINE	ダイヤモンドシャープニングカード 超細目		7,000	B03
DSG13/146	ダリンスツルメント 練習用 SG13/14	#6 サテンスチール	3,000	B10
DSH5/336	ダリンスツルメント 練習用 SH5/33	#6 サテンスチール	3,000	B10
E21	エレベーター ミニクライヤー 21		9,700	H15
E22	エレベーター ミニクライヤー 22		9,700	H15
E4	エレベーター シュメックパイヤー アペクソ 4		9,700	H15
E44	エレベーター クライヤー 44		9,700	H15
E45	エレベーター クライヤー 45		9,700	H15
E5	エレベーター シュメックパイヤー アペクソ 5		9,700	H15
EHB1	ルートチップエレベーター ハイドリリンク 片頭 1		8,000	H67
EHB13/146	ルートチップエレベーター ハイドリリンク 両頭 13/14	#6 サテンスチール	8,800	H68
EHB2	ルートチップエレベーター ハイドリリンク 片頭 2		8,000	H67
EHB3	ルートチップエレベーター ハイドリリンク 片頭 3		8,000	H67
EHB4	ルートチップエレベーター ハイドリリンク 片頭 4		8,000	H67
EHB5	ルートチップエレベーター ハイドリリンク 片頭 5		8,000	H67
EHO1	ルートチップエレベーター ハワード 1		8,000	H68
EHO2	ルートチップエレベーター ハワード 2		8,000	H68
EHO2/36	ルートチップエレベーター ハワード 2/3	#6 サテンスチール	8,800	H68
EHO3	ルートチップエレベーター ハワード 3		8,000	H68
EL2CX	ルクセーティングエレベーター 2C	BL ブラックライン	10,800	H17
EL2SX	ルクセーティングエレベーター 2S	BL ブラックライン	10,800	H17
EL3024	エレベーター スペシャルタイプ 3S		9,500	H14
EL3042	エレベーター スペシャルタイプ 1C		9,500	H14
EL3092	エレベーター スペシャルタイプ 4C		9,500	H14
EL3CX	ルクセーティングエレベーター 3C	BL ブラックライン	10,800	H18
EL3SX	ルクセーティングエレベーター 3S	BL ブラックライン	10,800	H18
EL4014	エレベーター スペシャルタイプ 3C		9,500	H14
EL4031	エレベーター スペシャルタイプ 4S		9,500	H14
EL4032	エレベーター スペシャルタイプ 1S		9,500	H14
EL4CX	ルクセーティングエレベーター 4C	BL ブラックライン	10,800	H18
EL4SX	ルクセーティングエレベーター 4S	BL ブラックライン	10,800	H18
EL5CX	ルクセーティングエレベーター 5C	BL ブラックライン	10,800	H18



パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
EL5SX	ルグセーティングエレベーター 5S	BL ブラックライン	10,800	H18
ELSLIM2CSX	ルグセーティングエレベーター スリム 2C ショート	BL ブラックライン	10,800	H17
ELSLIM2SSX	ルグセーティングエレベーター スリム 2S ショート	BL ブラックライン	10,800	H17
ELSLIM3CSX	ルグセーティングエレベーター スリム 3C ショート	BL ブラックライン	10,800	H17
ELSLIM3SSX	ルグセーティングエレベーター スリム 3S ショート	BL ブラックライン	10,800	H18
EPL1	エンド用 ロック式 ピンセット		12,600	E22
EPTKIT	ルグセーティングハイブリッドキット	#6 サテンスチール	107,800	H20
EPTKITX	ルグセーティングハイブリッドキット	BL ブラックライン	115,500	H20
EPTLGD	ルグセーティングハイブリッド 遠心用 L	#6 サテンスチール	13,200	H20
EPTLGD	ルグセーティングハイブリッド 遠心用 L	BL ブラックライン	14,300	H20
EPTLGM	ルグセーティングハイブリッド 近心用 L	#6 サテンスチール	13,200	H20
EPTLGMX	ルグセーティングハイブリッド 近心用 L	BL ブラックライン	14,300	H20
EPTSMC	ルグセーティングハイブリッド 曲	#6 サテンスチール	13,200	H19
EPTSMCX	ルグセーティングハイブリッド 曲	BL ブラックライン	14,300	H19
EPTSMD	ルグセーティングハイブリッド 遠心用 S	#6 サテンスチール	13,200	H19
EPTSMDX	ルグセーティングハイブリッド 遠心用 S	BL ブラックライン	14,300	H19
EPTSM	ルグセーティングハイブリッド 近心用 S	#6 サテンスチール	13,200	H19
EPTSMX	ルグセーティングハイブリッド 近心用 S	BL ブラックライン	14,300	H19
EPTSMS	ルグセーティングハイブリッド 直	#6 サテンスチール	13,200	H20
EPTSMSX	ルグセーティングハイブリッド 直	BL ブラックライン	14,300	H20
EPTSSP	ルグセーティングハイブリッド 直 スペード	#6 サテンスチール	13,200	H19
EPTSSPX	ルグセーティングハイブリッド 直 スペード	BL ブラックライン	14,300	H19
ER0	交換用 S エレベーターレール 1入 レッド		1,100	I13
ER1	交換用 S エレベーターレール 1入 グレー		1,100	I13
ER2	交換用 S エレベーターレール 1入 ホワイト		1,100	I13
ER3	交換用 S エレベーターレール 1入 オレンジ		1,100	I13
ER5	交換用 S エレベーターレール 1入 イエロー		1,100	I13
ER6	交換用 S エレベーターレール 1入 ラベンダー		1,100	I13
ER8	交換用 S エレベーターレール 1入 ブルー		1,100	I13
ER9	交換用 S エレベーターレール 1入 グリーン		1,100	I13
EX3A/TU176	エキスポローラー 両頭 3A/TU17	#6 サテンスチール	3,100	C12
EXC14	エキスカベーター 両頭 14	#41 丸柄	5,100	F11
EXC17	エキスカベーター 両頭 17	#41 丸柄	5,100	F11
EXC176	エキスカベーター 両頭 17	#6 サテンスチール	5,100	F11
EXC179	エキスカベーター 両頭 17	#9 エバーエッジ	6,100	F11
EXC17W	エキスカベーター 両頭 オーバル 17W	#41 丸柄	5,100	F12
EXC18	エキスカベーター 両頭 18	#41 丸柄	5,100	F11
EXC186	エキスカベーター 両頭 18	#6 サテンスチール	5,100	F11
EXC189	エキスカベーター 両頭 18	#9 エバーエッジ	6,100	F11
EXC18W	エキスカベーター 両頭 オーバル 18W	#41 丸柄	5,100	F12
EXC19	エキスカベーター 両頭 19	#41 丸柄	5,100	F12
EXC196	エキスカベーター 両頭 19	#6 サテンスチール	5,100	F12
EXC2469	エキスカベーター イングリッシュパターン 両頭 246	#9 エバーエッジ	6,100	F11
EXC31L	エキスカベーター エンド用 両頭 31L	#41 丸柄	5,300	E11
EXC31L6	エキスカベーター エンド用 両頭 31L	#6 サテンスチール	5,300	E11
EXC31LX	エキスカベーター エンド用 両頭 31L	BL ブラックライン	6,100	E11
EXC31W	エキスカベーター エンド用 両頭 31W	#41 丸柄	5,300	E11
EXC31WX	エキスカベーター エンド用 両頭 31W	BL ブラックライン	6,100	E11
EXC32L	エキスカベーター エンド用 両頭 32L	#41 丸柄	5,300	E11
EXC32L6	エキスカベーター エンド用 両頭 32L	#6 サテンスチール	5,300	E11
EXC32LX	エキスカベーター エンド用 両頭 32L	BL ブラックライン	6,100	E11
EXC33L	エキスカベーター エンド用 両頭 33L	#41 丸柄	5,300	E11
EXC33L6	エキスカベーター エンド用 両頭 33L	#6 サテンスチール	5,300	E11
EXC33LX	エキスカベーター エンド用 両頭 33L	BL ブラックライン	6,100	E11
EXC36/376	エキスカベーター 両頭 36/37	#6 サテンスチール	5,100	F12
EXC38/39	エキスカベーター 両頭 38/39	#41 丸柄	5,100	F12
EXC38/396	エキスカベーター 両頭 38/39	#6 サテンスチール	5,100	F12
EXC40/41	エキスカベーター 両頭 プレード 40/41	#41 丸柄	5,100	F12
EXC6	エキスカベーター 両頭 6	#41 丸柄	5,100	F11
EXC63/646	エキスカベーター 両頭 63/64	#6 サテンスチール	5,100	F12
EXCE16	エキスカベーター 両頭 E1	#6 サテンスチール	5,100	F11
EXCE26	エキスカベーター 両頭 E2	#6 サテンスチール	5,100	F11
EXD11/12	エキスポローラー 両頭 11/12	#31 細丸	2,900	C11
EXD11/126	エキスポローラー 両頭 11/12	#6 サテンスチール	3,100	C11
EXD11/127	エキスポローラー 両頭 11/12	#7 サテンスチールカラー	3,300	C11
EXD11/12A6	エキスポローラー アフターファイブ 両頭 11/12	#6 サテンスチール	3,100	C11
EXD11/12A7	エキスポローラー アフターファイブ 両頭 11/12	#7 サテンスチールカラー	3,300	C11
EXD11/12AF	エキスポローラー アフターファイブ 両頭 11/12	#31 細丸	2,900	C11
EXD2A6	エキスポローラー ビッグテール 両頭 2A	#6 サテンスチール	3,100	C12
EXD3CH6	エキスポローラー 両頭 3CH	#6 サテンスチール	3,100	C12
EXD5	エキスポローラー 両頭 5	#31 細丸	2,900	C11
EXD56	エキスポローラー 両頭 5	#6 サテンスチール	3,100	C11
EXD57	エキスポローラー 両頭 5	#7 サテンスチールカラー	3,300	C11
EXDG16	エキスポローラー エンド用 両頭 DG16	#31 細丸	4,200	E10
EXDG16/17	エキスポローラー エンド用 両頭 DG16/17	#31 細丸	4,200	E10
EXDG16/17X	エキスポローラー エンド用 両頭 DG16/17	BL ブラックライン	5,300	E10
EXDG16/23	エキスポローラー エンド用 両頭 DG16/23	#31 細丸	4,200	E10
EXDG16/23X	エキスポローラー エンド用 両頭 DG16/23	BL ブラックライン	5,300	E10
EXDG166	エキスポローラー エンド用 両頭 DG16	#6 サテンスチール	4,200	E10
EXDG16X	エキスポローラー エンド用 両頭 DG16	BL ブラックライン	5,300	E10
EXS176	エキスポローラー 片頭 17	#6 サテンスチール	2,300	C10
EXS236	エキスポローラー シェファードフック 片頭 23	#6 サテンスチール	2,300	C11
EXS3	エキスポローラー 片頭 3	#30 細丸	2,300	C10

パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
EXS36	エキスポローラー片頭3	#6 サテンスチール	2,300	C10
EXS3A	エキスポローラー片頭3A	#30 細丸	2,300	C10
EXS3A6	エキスポローラー片頭3A	#6 サテンスチール	2,300	C10
EXS3A7	エキスポローラー片頭3A	#7 サテンスチールカラー	2,500	C10
EXTU17/236	エキスポローラーウィルキンス/タフツ大学型 両頭 TU17/23	#6 サテンスチール	3,100	C12
EXTU176	エキスポローラーウィルキンス/タフツ大学型片頭 TU17	#6 サテンスチール	2,300	C11
F1	抜歯鉗子 プレジデンシャル スタンダード1		26,100	H25
F10S	抜歯鉗子 プレジデンシャル 10S		26,100	H25
F13XSD	抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト13		39,600	H24
F150	抜歯鉗子 プレジデンシャル クライヤー ユニバーサル 150		26,100	H25
F150S	抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 150S		26,100	H28
F150SR	抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 150S レインボー		27,300	H28
F151	抜歯鉗子 プレジデンシャル クライヤー ユニバーサル 151		26,100	H26
F151S	抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 151S		26,100	H28
F151SR	抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 151S レインボー		27,300	H28
F17	抜歯鉗子 プレジデンシャル ハリス 17		26,100	H26
F1XS	抜歯鉗子 アトラウメア スタンダード1		35,200	H25
F1XSD	抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト スタンダード1		39,600	H23
F203	抜歯鉗子 プレジデンシャル 203		26,100	H26
F210S	抜歯鉗子 プレジデンシャル 210S		26,100	H25
F21XSD	抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト21		39,600	H24
F222	抜歯鉗子 プレジデンシャル 222		26,100	H26
F23XS	抜歯鉗子 アトラウメア カウホーン 23		35,200	H26
F300	抜歯鉗子 プレジデンシャル ヒューフレディ 300		31,500	H27
F301	抜歯鉗子 ヒューフレディ 301		31,500	H27
F35XS	抜歯鉗子 アトラウメア 35		35,200	H25
F35XSD	抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 35		39,600	H23
F36XS	抜歯鉗子 アトラウメア 36		35,200	H26
F36XSD	抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 36		39,600	H24
F67XS	抜歯鉗子 アトラウメア 67		35,200	H25
F67XSD	抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 67		39,600	H24
F69	抜歯鉗子 プレジデンシャル トームズ 69		26,100	H27
FAF35XS	抜歯鉗子 アトラウメア アピカル 35		35,200	H25
FAF35XSD	抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト アピカル 35		39,600	H23
FAF36XS	抜歯鉗子 アトラウメア アピカル 36		35,200	H26
FAF36XSD	抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト アピカル 36		39,600	H24
FB11/126	ペリオドンタルファイル バック 両頭 11/12	#6 サテンスチール	10,800	H22
FE/LD	フィリオンエキスポローラー&リガチャーディレクター		7,400	G15
FH3/76	ファイルスケーラー ハーシュフェルト 両頭 3/7	#6 サテンスチール	5,600	A26
FH5/116	ファイルスケーラー ハーシュフェルト 両頭 5/11	#6 サテンスチール	5,600	A26
FH9/106	ファイルスケーラー ハーシュフェルト 両頭 9/10	#6 サテンスチール	5,600	A26
FQUINCEY1X	トンネリングインスツルメント クインシー 両頭 1	BL ブラックライン	13,200	H38
FQUINCEY2X	トンネリングインスツルメント クインシー 両頭 2	BL ブラックライン	13,200	H38
FS	ファイルシャープナー		8,000	B06
FS1/2S	ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 1S/2S	#2 角柄	10,800	H22
FS1/2S6	ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 1S/2S	#6 サテンスチール	10,800	H22
FS3/4S	ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 3S/4S	#2 角柄	10,800	H22
FS3/4S6	ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 3S/4S	#6 サテンスチール	10,800	H22
FST	ファイルシャープナー T		8,000	B06
FX44XSD	抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 44		39,600	H24
FX45XS	抜歯鉗子 アトラウメア 45		35,200	H27
FX45XSD	抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 45		39,600	H24
FX51XS	抜歯鉗子 アトラウメア 51		35,200	H27
FX51XSD	抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 51		39,600	H24
GCP1136	ジンジバルコードパッカー 両頭 113	#6 サテンスチール	5,300	F14
GCPYD1	ジンジバルコードパッカー 両頭 ヤードリー 1	#41 丸柄	5,300	F14
GCR0	クラウンリムーバー ゴールドスタイン 直		6,100	F16
GCR45	クラウンリムーバー ゴールドスタイン 45°		6,100	F16
GPHF6	ガーゼパッカー ヒューフレディ	#6 サテンスチール	8,600	H32
H1	止血鉗子 ケリー 直 1		10,300	H33
H2	止血鉗子 ケリー 曲 2		10,300	H33
H3	止血鉗子 ホルステッド・モスキート 曲 3		10,300	H33
H4	止血鉗子 ホルステッド・モスキート 直 4		10,300	H33
HAC	止血鉗子 アドソン 曲		13,500	H33
HAS	止血鉗子 アドソン 直		13,500	H33
HKC	止血鉗子 コーチャー 曲		10,300	H34
HRPC	止血鉗子 ロチェスター・ペアン 曲		10,300	H34
ILS	IMS 潤滑スプレー 236ml		3,200	J03
IM1000	IMS カセット専用 クリップ ヒンジインスツルメント用 2 入		2,800	I14
IM1001	IMS カセット専用 ニードルキャップホルダー 2 入		2,800	I14
IM1005	IMS カセット シグネチャー専用 クリップ 3WAY シリンジ用クリップ 1 入		1,300	I14
IM1005N	IMS カセット インフィニティ専用 クリップ 3WAY シリンジ用クリップ 1 入		1,300	I14
IM1006	IMS カセット ダブルデッカー専用 クリップ 3WAY シリンジ用クリップ 1 入		1,300	I14
IM4160	IMS カセット シグネチャー 16 本用 レッド		20,800	I10
IM4160RAIL	交換用 S 16 本用 レール&シリコンストッパーセット レッド		2,600	I10
IM4161	IMS カセット シグネチャー 16 本用 グレー		20,800	I10
IM4161RAIL	交換用 S 16 本用 レール&シリコンストッパーセット グレー		2,600	I10
IM4162	IMS カセット シグネチャー 16 本用 ホワイト		20,800	I10
IM4162RAIL	交換用 S 16 本用 レール&シリコンストッパーセット ホワイト		2,600	I10
IM4163	IMS カセット シグネチャー 16 本用 オレンジ		20,800	I10
IM4163RAIL	交換用 S 16 本用 レール&シリコンストッパーセット オレンジ		2,600	I10
IM4165	IMS カセット シグネチャー 16 本用 イエロー		20,800	I10
IM4165RAIL	交換用 S 16 本用 レール&シリコンストッパーセット イエロー		2,600	I10



パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
IM4166	IMS カセットシグネチャー 16 本用 ラベンダー		2,800	110
IM4166RAIL	交換用 S 16 本用 レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		2,600	110
IM4168	IMS カセットシグネチャー 16 本用 ブルー		2,800	110
IM4168RAIL	交換用 S 16 本用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		2,600	110
IM4169	IMS カセットシグネチャー 16 本用 グリーン		2,800	110
IM4169RAIL	交換用 S 16 本用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		2,600	110
IM4200	IMS カセットシグネチャー 20 本用 レッド		2,800	110
IM4200RAIL	交換用 S 20 本用 レール&シリコンストッパーセット レッド		2,800	110
IM4201	IMS カセットシグネチャー 20 本用 グレー		2,800	110
IM4201RAIL	交換用 S 20 本用 レール&シリコンストッパーセット グレー		2,800	110
IM4202	IMS カセットシグネチャー 20 本用 ホワイト		2,800	110
IM4202RAIL	交換用 S 20 本用 レール&シリコンストッパーセット ホワイト		2,800	110
IM4203	IMS カセットシグネチャー 20 本用 オレンジ		2,800	110
IM4203RAIL	交換用 S 20 本用 レール&シリコンストッパーセット オレンジ		2,800	110
IM4205	IMS カセットシグネチャー 20 本用 イエロー		2,800	110
IM4205RAIL	交換用 S 20 本用 レール&シリコンストッパーセット イエロー		2,800	110
IM4206	IMS カセットシグネチャー 20 本用 ラベンダー		2,800	110
IM4206RAIL	交換用 S 20 本用 レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		2,800	110
IM4208	IMS カセットシグネチャー 20 本用 ブルー		2,800	110
IM4208RAIL	交換用 S 20 本用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		2,800	110
IM4209	IMS カセットシグネチャー 20 本用 グリーン		2,800	110
IM4209RAIL	交換用 S 20 本用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		2,800	110
IM5080	IMS カセットシグネチャー 8 本用 レッド		16,600	109
IM5080RAIL	交換用 S 8 本用 レール&シリコンストッパーセット レッド		1,500	109
IM5081	IMS カセットシグネチャー 8 本用 グレー		16,600	109
IM5081RAIL	交換用 S 8 本用 レール&シリコンストッパーセット グレー		1,500	109
IM5082	IMS カセットシグネチャー 8 本用 ホワイト		16,600	109
IM5082RAIL	交換用 S 8 本用 レール&シリコンストッパーセット ホワイト		1,500	109
IM5083	IMS カセットシグネチャー 8 本用 オレンジ		16,600	109
IM5083RAIL	交換用 S 8 本用 レール&シリコンストッパーセット オレンジ		1,500	109
IM5085	IMS カセットシグネチャー 8 本用 イエロー		16,600	109
IM5085RAIL	交換用 S 8 本用 レール&シリコンストッパーセット イエロー		1,500	109
IM5086	IMS カセットシグネチャー 8 本用 ラベンダー		16,600	109
IM5086RAIL	交換用 S 8 本用 レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		1,500	109
IM5088	IMS カセットシグネチャー 8 本用 ブルー		16,600	109
IM5088RAIL	交換用 S 8 本用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		1,500	109
IM5089	IMS カセットシグネチャー 8 本用 グリーン		16,600	109
IM5089RAIL	交換用 S 8 本用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		1,500	109
IM5100	IMS カセットシグネチャー 10 本用 レッド		16,600	110
IM5100RAIL	交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット レッド		1,500	110
IM5101	IMS カセットシグネチャー 10 本用 グレー		16,600	110
IM5101RAIL	交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット グレー		1,500	110
IM5102	IMS カセットシグネチャー 10 本用 ホワイト		16,600	110
IM5102RAIL	交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット ホワイト		1,500	110
IM5103	IMS カセットシグネチャー 10 本用 オレンジ		16,600	110
IM5103RAIL	交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット オレンジ		1,500	110
IM5105	IMS カセットシグネチャー 10 本用 イエロー		16,600	110
IM5105RAIL	交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット イエロー		1,500	110
IM5106	IMS カセットシグネチャー 10 本用 ラベンダー		16,600	110
IM5106RAIL	交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		1,500	110
IM5108	IMS カセットシグネチャー 10 本用 ブルー		16,600	110
IM5108RAIL	交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		1,500	110
IM5109	IMS カセットシグネチャー 10 本用 グリーン		16,600	110
IM5109RAIL	交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		1,500	110
IM6050	IMS カセットシグネチャー 5 本用 イグザム レッド		12,600	109
IM6050RAIL	交換用 S 5 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット レッド		1,100	109
IM6051	IMS カセットシグネチャー 5 本用 イグザム グレー		12,600	109
IM6051RAIL	交換用 S 5 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット グレー		1,100	109
IM6052	IMS カセットシグネチャー 5 本用 イグザム ホワイト		12,600	109
IM6052RAIL	交換用 S 5 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット ホワイト		1,100	109
IM6053	IMS カセットシグネチャー 5 本用 イグザム オレンジ		12,600	109
IM6053RAIL	交換用 S 5 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット オレンジ		1,100	109
IM6055	IMS カセットシグネチャー 5 本用 イグザム イエロー		12,600	109
IM6055RAIL	交換用 S 5 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット イエロー		1,100	109
IM6056	IMS カセットシグネチャー 5 本用 イグザム ラベンダー		12,600	109
IM6056RAIL	交換用 S 5 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		1,100	109
IM6058	IMS カセットシグネチャー 5 本用 イグザム ブルー		12,600	109
IM6058RAIL	交換用 S 5 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット ブルー		1,100	109
IM6059	IMS カセットシグネチャー 5 本用 イグザム グリーン		12,600	109
IM6059RAIL	交換用 S 5 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット グリーン		1,100	109
IM60H0	IMS カセットシグネチャー US/HP 用 L レッド		12,600	109
IM60H0RAIL	交換用 S US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット レッド		2,100	109
IM60H1	IMS カセットシグネチャー US/HP 用 L グレー		12,600	109
IM60H1RAIL	交換用 S US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット グレー		2,100	109
IM60H8	IMS カセットシグネチャー US/HP 用 L ブルー		12,600	109
IM60H8RAIL	交換用 S US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット ブルー		2,100	109
IM8120	IMS カセットシグネチャー 12 本用 シグナスレッド		19,800	110
IM8120RAIL	交換用 S 12 本用 シグナスレッド レール&シリコンストッパーセット レッド		2,600	110
IM8121	IMS カセットシグネチャー 12 本用 シグナスグレー		19,800	110
IM8121RAIL	交換用 S 12 本用 シグナスグレー レール&シリコンストッパーセット グレー		2,600	110
IM8122	IMS カセットシグネチャー 12 本用 シグナスホワイト		19,800	110
IM8122RAIL	交換用 S 12 本用 シグナスホワイト レール&シリコンストッパーセット ホワイト		2,600	110
IM8123	IMS カセットシグネチャー 12 本用 シグナスオレンジ		19,800	110

パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
IM8123RAIL	交換用 S 12 本用 シグナススタットレール&シリコンストッパーセット オレンジ		2,600	I10
IM8125	IMS カセット シグネチャー 12 本用 シグナススタット イエロー		19,800	I10
IM8125RAIL	交換用 S 12 本用 シグナススタットレール&シリコンストッパーセット イエロー		2,600	I10
IM8126	IMS カセット シグネチャー 12 本用 シグナススタット ラベンダー		19,800	I10
IM8126RAIL	交換用 S 12 本用 シグナススタットレール&シリコンストッパーセット ラベンダー		2,600	I10
IM8128	IMS カセット シグネチャー 12 本用 シグナススタット ブルー		19,800	I10
IM8128RAIL	交換用 S 12 本用 シグナススタットレール&シリコンストッパーセット ブルー		2,600	I10
IM8129	IMS カセット シグネチャー 12 本用 シグナススタット グリーン		19,800	I10
IM8129RAIL	交換用 S 12 本用 シグナススタットレール&シリコンストッパーセット グリーン		2,600	I10
IM9080	IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー レッド		20,800	I11
IM9080RAIL	交換用 S 8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット レッド		2,100	I11
IM9081	IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー グレー		20,800	I11
IM9081RAIL	交換用 S 8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット グレー		2,100	I11
IM9082	IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー ホワイト		20,800	I11
IM9082RAIL	交換用 S 8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ホワイト		2,100	I11
IM9083	IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー オレンジ		20,800	I11
IM9083RAIL	交換用 S 8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット オレンジ		2,100	I11
IM9085	IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー イエロー		20,800	I11
IM9085RAIL	交換用 S 8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット イエロー		2,100	I11
IM9086	IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー ラベンダー		20,800	I11
IM9086RAIL	交換用 S 8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ラベンダー		2,100	I11
IM9088	IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー ブルー		20,800	I11
IM9088RAIL	交換用 S 8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ブルー		2,100	I11
IM9089	IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー グリーン		20,800	I11
IM9089RAIL	交換用 S 8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット グリーン		2,100	I11
IM9140	IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー レッド		22,100	I11
IM9140-OR	IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー レッド		23,100	I12
IM9140RAIL	交換用 S 14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット レッド		2,600	I11
IM9141	IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー グレー		22,100	I11
IM9141-OR	IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー グレー		23,100	I12
IM9141RAIL	交換用 S 14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット グレー		2,600	I11
IM9142	IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー ホワイト		22,100	I11
IM9142-OR	IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー ホワイト		23,100	I12
IM9142RAIL	交換用 S 14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ホワイト		2,600	I11
IM9143	IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー オレンジ		22,100	I11
IM9143-OR	IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー オレンジ		23,100	I12
IM9143RAIL	交換用 S 14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット オレンジ		2,600	I11
IM9145	IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー イエロー		22,100	I11
IM9145-OR	IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー イエロー		23,100	I12
IM9145RAIL	交換用 S 14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット イエロー		2,600	I11
IM9146	IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー ラベンダー		22,100	I11
IM9146-OR	IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー ラベンダー		23,100	I12
IM9146RAIL	交換用 S 14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ラベンダー		2,600	I11
IM9148	IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー ブルー		22,100	I11
IM9148-OR	IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー ブルー		23,100	I12
IM9148RAIL	交換用 S 14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ブルー		2,600	I11
IM9149	IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー グリーン		22,100	I11
IM9149-OR	IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー グリーン		23,100	I12
IM9149RAIL	交換用 S 14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット グリーン		2,600	I11
IM9200	IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー レッド		26,300	I11
IM9200RAIL	交換用 S 20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット レッド		4,000	I11
IM9201	IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー グレー		26,300	I11
IM9201RAIL	交換用 S 20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット グレー		4,000	I11
IM9202	IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー ホワイト		26,300	I11
IM9202RAIL	交換用 S 20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ホワイト		4,000	I11
IM9203	IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー オレンジ		26,300	I11
IM9203RAIL	交換用 S 20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット オレンジ		4,000	I11
IM9205	IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー イエロー		26,300	I11
IM9205RAIL	交換用 S 20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット イエロー		4,000	I11
IM9206	IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー ラベンダー		26,300	I11
IM9206RAIL	交換用 S 20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ラベンダー		4,000	I11
IM9208	IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー ブルー		26,300	I11
IM9208RAIL	交換用 S 20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ブルー		4,000	I11
IM9209	IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー グリーン		26,300	I11
IM9209RAIL	交換用 S 20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット グリーン		4,000	I11
IMCO-FIL3M	IMS 滅菌コンテナ用 紙フィルター		2,400	J08
IMCO-INDNA	IMS 滅菌コンテナ用 インジケーターカード		3,200	J08
IMCOM-SEAL	IMS 滅菌コンテナ用 ラッチ開封防止シール		5,400	J08
IMDINCO0M	IMS 滅菌コンテナ スリム		41,000	J08
IMDINCO1M	IMS 滅菌コンテナ スモール		42,000	J08
IMDINCO2M	IMS 滅菌コンテナ ミディアム		43,100	J08
IMDINCO3M	IMS 滅菌コンテナ ラージ		45,200	J08
IMECC128	IMS カセット インフィニティ 滅菌コンテナ用 12 本 ブルー		32,600	J08
IMN30HU0	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S レッド		13,700	I04
IMN30HU1	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S グレー		13,700	I04
IMN30HU11	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S オーシャンブルー		13,700	I04
IMN30HU2	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S ホワイト		13,700	I04
IMN30HU3	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S オレンジ		13,700	I04
IMN30HU4	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S パープル		13,700	I04
IMN30HU5	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S イエロー		13,700	I04
IMN30HU6	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S ラベンダー		13,700	I04
IMN30HU7	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S ブラック		13,700	I04
IMN30HU8	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S ブルー		13,700	I04



パートコード	製品名	ハンドル／仕様	標準価格(円)	ページ
IMN30HU9	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S グリーン		13,700	104
IMN4120	IMS カセット インフィニティ 12 本用 レッド		25,200	105
IMN4121	IMS カセット インフィニティ 12 本用 グレー		25,200	105
IMN41211	IMS カセット インフィニティ 12 本用 オーシャンブルー		25,200	105
IMN4122	IMS カセット インフィニティ 12 本用 ホワイト		25,200	105
IMN4123	IMS カセット インフィニティ 12 本用 オレンジ		25,200	105
IMN4124	IMS カセット インフィニティ 12 本用 パープル		25,200	105
IMN4125	IMS カセット インフィニティ 12 本用 イエロー		25,200	105
IMN4126	IMS カセット インフィニティ 12 本用 ラベンダー		25,200	105
IMN4127	IMS カセット インフィニティ 12 本用 ブラック		25,200	105
IMN4128	IMS カセット インフィニティ 12 本用 ブルー		25,200	105
IMN4129	IMS カセット インフィニティ 12 本用 グリーン		25,200	105
IMN4160	IMS カセット インフィニティ 16 本用 レッド		25,200	105
IMN4161	IMS カセット インフィニティ 16 本用 グレー		25,200	105
IMN41611	IMS カセット インフィニティ 16 本用 オーシャンブルー		25,200	105
IMN4162	IMS カセット インフィニティ 16 本用 ホワイト		25,200	105
IMN4163	IMS カセット インフィニティ 16 本用 オレンジ		25,200	105
IMN4164	IMS カセット インフィニティ 16 本用 パープル		25,200	105
IMN4165	IMS カセット インフィニティ 16 本用 イエロー		25,200	105
IMN4166	IMS カセット インフィニティ 16 本用 ラベンダー		25,200	105
IMN4167	IMS カセット インフィニティ 16 本用 ブラック		25,200	105
IMN4168	IMS カセット インフィニティ 16 本用 ブルー		25,200	105
IMN4169	IMS カセット インフィニティ 16 本用 グリーン		25,200	105
IMN4200	IMS カセット インフィニティ 20 本用 レッド		25,200	106
IMN4201	IMS カセット インフィニティ 20 本用 グレー		25,200	106
IMN42011	IMS カセット インフィニティ 20 本用 オーシャンブルー		25,200	106
IMN4202	IMS カセット インフィニティ 20 本用 ホワイト		25,200	106
IMN4203	IMS カセット インフィニティ 20 本用 オレンジ		25,200	106
IMN4204	IMS カセット インフィニティ 20 本用 パープル		25,200	106
IMN4205	IMS カセット インフィニティ 20 本用 イエロー		25,200	106
IMN4206	IMS カセット インフィニティ 20 本用 ラベンダー		25,200	106
IMN4207	IMS カセット インフィニティ 20 本用 ブラック		25,200	106
IMN4208	IMS カセット インフィニティ 20 本用 ブルー		25,200	106
IMN4209	IMS カセット インフィニティ 20 本用 グリーン		25,200	106
IMN5080	IMS カセット インフィニティ 8 本用 レッド		20,000	104
IMN5081	IMS カセット インフィニティ 8 本用 グレー		20,000	104
IMN50811	IMS カセット インフィニティ 8 本用 オーシャンブルー		20,000	104
IMN5082	IMS カセット インフィニティ 8 本用 ホワイト		20,000	104
IMN5083	IMS カセット インフィニティ 8 本用 オレンジ		20,000	104
IMN5084	IMS カセット インフィニティ 8 本用 パープル		20,000	104
IMN5085	IMS カセット インフィニティ 8 本用 イエロー		20,000	104
IMN5086	IMS カセット インフィニティ 8 本用 ラベンダー		20,000	104
IMN5087	IMS カセット インフィニティ 8 本用 ブラック		20,000	104
IMN5088	IMS カセット インフィニティ 8 本用 ブルー		20,000	104
IMN5089	IMS カセット インフィニティ 8 本用 グリーン		20,000	104
IMN5100	IMS カセット インフィニティ 10 本用 レッド		20,000	105
IMN5101	IMS カセット インフィニティ 10 本用 グレー		20,000	105
IMN51011	IMS カセット インフィニティ 10 本用 オーシャンブルー		20,000	105
IMN5102	IMS カセット インフィニティ 10 本用 ホワイト		20,000	105
IMN5103	IMS カセット インフィニティ 10 本用 オレンジ		20,000	105
IMN5104	IMS カセット インフィニティ 10 本用 パープル		20,000	105
IMN5105	IMS カセット インフィニティ 10 本用 イエロー		20,000	105
IMN5106	IMS カセット インフィニティ 10 本用 ラベンダー		20,000	105
IMN5107	IMS カセット インフィニティ 10 本用 ブラック		20,000	105
IMN5108	IMS カセット インフィニティ 10 本用 ブルー		20,000	105
IMN5109	IMS カセット インフィニティ 10 本用 グリーン		20,000	105
IMN6050	IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザムレッド		14,700	104
IMN6051	IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザムグレー		14,700	104
IMN60511	IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム オーシャンブルー		14,700	104
IMN6052	IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム ホワイト		14,700	104
IMN6053	IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム オレンジ		14,700	104
IMN6054	IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム パープル		14,700	104
IMN6055	IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム イエロー		14,700	104
IMN6056	IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム ラベンダー		14,700	104
IMN6057	IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム ブラック		14,700	104
IMN6058	IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム ブルー		14,700	104
IMN6059	IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム グリーン		14,700	104
IMN60H0	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L レッド		14,700	104
IMN60H1	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L グレー		14,700	104
IMN60H11	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L オーシャンブルー		14,700	104
IMN60H2	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L ホワイト		14,700	104
IMN60H3	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L オレンジ		14,700	104
IMN60H4	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L パープル		14,700	104
IMN60H5	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L イエロー		14,700	104
IMN60H6	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L ラベンダー		14,700	104
IMN60H7	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L ブラック		14,700	104
IMN60H8	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L ブルー		14,700	104
IMN60H9	IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L グリーン		14,700	104
IMN8120	IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナススタットレッド		23,100	105
IMN8121	IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナススタットグレー		23,100	105
IMN81211	IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナススタット オーシャンブルー		23,100	105
IMN8122	IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナススタット ホワイト		23,100	105
IMN8123	IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナススタット オレンジ		23,100	105

パートコード	製品名	ハンドル／仕様	標準価格(円)	ページ
IMN8124	IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナススタット パープル		23,100	105
IMN8125	IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナススタット イエロー		23,100	105
IMN8126	IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナススタット ラベンダー		23,100	105
IMN8127	IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナススタット ブラック		23,100	105
IMN8128	IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナススタット ブルー		23,100	105
IMN8129	IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナススタット グリーン		23,100	105
IMN9080	IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー レッド		24,200	106
IMN9081	IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー グレー		24,200	106
IMN90811	IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー オーシャンブルー		24,200	106
IMN9082	IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー ホワイト		24,200	106
IMN9083	IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー オレンジ		24,200	106
IMN9084	IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー パープル		24,200	106
IMN9085	IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー イエロー		24,200	106
IMN9086	IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー ラベンダー		24,200	106
IMN9087	IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー ブラック		24,200	106
IMN9088	IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー ブルー		24,200	106
IMN9089	IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー グリーン		24,200	106
IMN9140	IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー レッド		25,200	106
IMN9140-O	IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー レッド		26,300	107
IMN9141	IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー グレー		25,200	106
IMN91411	IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー オーシャンブルー		25,200	106
IMN91411-O	IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー オーシャンブルー		26,300	107
IMN9141-O	IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー グレー		26,300	107
IMN9142	IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー ホワイト		25,200	106
IMN9142-O	IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー ホワイト		26,300	107
IMN9143	IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー オレンジ		25,200	106
IMN9143-O	IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー オレンジ		26,300	107
IMN9144	IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー パープル		25,200	106
IMN9144-O	IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー パープル		26,300	107
IMN9145	IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー イエロー		25,200	106
IMN9145-O	IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー イエロー		26,300	107
IMN9146	IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー ラベンダー		25,200	106
IMN9146-O	IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー ラベンダー		26,300	107
IMN9147	IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー ブラック		25,200	106
IMN9147-O	IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー ブラック		26,300	107
IMN9148	IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー ブルー		25,200	106
IMN9148-O	IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー ブルー		26,300	107
IMN9149	IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー グリーン		25,200	106
IMN9149-O	IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー グリーン		26,300	107
IMN9200	IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー レッド		30,500	107
IMN9201	IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー グレー		30,500	107
IMN92011	IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー オーシャンブルー		30,500	107
IMN9202	IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー ホワイト		30,500	107
IMN9203	IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー オレンジ		30,500	107
IMN9204	IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー パープル		30,500	107
IMN9205	IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー イエロー		30,500	107
IMN9206	IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー ラベンダー		30,500	107
IMN9207	IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー ブラック		30,500	107
IMN9208	IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー ブルー		30,500	107
IMN9209	IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー グリーン		30,500	107
IMNORTHL4	IMS カセット インフィニティ オール L 薄型 パープル		28,400	107
IMNORTHL8	IMS カセット インフィニティ オール L 薄型 ブルー		28,400	107
IMNORTHL9	IMS カセット インフィニティ オール L 薄型 グリーン		28,400	107
IMNORTHS4	IMS カセット インフィニティ オール S 薄型 パープル		23,100	107
IMNORTHS8	IMS カセット インフィニティ オール S 薄型 ブルー		23,100	107
IMNORTHS9	IMS カセット インフィニティ オール S 薄型 グリーン		23,100	107
IMNOS0	IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー レッド		38,900	106
IMNOS1	IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー グレー		38,900	106
IMNOS11	IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー オーシャンブルー		38,900	106
IMNOS2	IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー ホワイト		38,900	106
IMNOS3	IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー オレンジ		38,900	106
IMNOS4	IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー パープル		38,900	106
IMNOS5	IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー イエロー		38,900	106
IMNOS6	IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー ラベンダー		38,900	106
IMNOS7	IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー ブラック		38,900	106
IMNOS8	IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー ブルー		38,900	106
IMNOS9	IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー グリーン		38,900	106
IMORTHLG8	IMS カセット シグネチャー オール L 薄型 ブルー		24,200	112
IMORTHSM8	IMS カセット シグネチャー オール S 薄型 ブルー		18,900	112
IMOSO	IMS カセット シグネチャー オーラルサージェリー レッド		33,600	111
IMOSORAIL	交換用 S オーラルサージェリー用 レール&シリコンストッパーセット レッド		4,000	111
IMOS1	IMS カセット シグネチャー オーラルサージェリー グレー		33,600	111
IMOS1RAIL	交換用 S オーラルサージェリー用 レール&シリコンストッパーセット グレー		4,000	111
IMOS2	IMS カセット シグネチャー オーラルサージェリー ホワイト		33,600	111
IMOS2RAIL	交換用 S オーラルサージェリー用 レール&シリコンストッパーセット ホワイト		4,000	111
IMOS3	IMS カセット シグネチャー オーラルサージェリー オレンジ		33,600	111
IMOS3RAIL	交換用 S オーラルサージェリー用 レール&シリコンストッパーセット オレンジ		4,000	111
IMOS5	IMS カセット シグネチャー オーラルサージェリー イエロー		33,600	111
IMOS5RAIL	交換用 S オーラルサージェリー用 レール&シリコンストッパーセット イエロー		4,000	111
IMOS6	IMS カセット シグネチャー オーラルサージェリー ラベンダー		33,600	111
IMOS6RAIL	交換用 S オーラルサージェリー用 レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		4,000	111
IMOS8	IMS カセット シグネチャー オーラルサージェリー ブルー		33,600	111
IMOS8RAIL	交換用 S オーラルサージェリー用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		4,000	111



パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
IMOS9	IMS カセットシグネチャー オーラルサージェリー グリーン		33,600	I11
IMOS9RAIL	交換用 S オーラルサージェリー用 レール&シリコンストップセット グリーン		4,000	I11
IMP204SDT	インプラントスケーラー チタン 204SD	#6 サテンスチール	9,800	D02
IMP3006	サイナスリフトインスツルメント 両頭 300	#6 サテンスチール	13,200	H35
IMP300SIM	サイナスリフトインスツルメント シミオン 両頭	#6 サテンスチール	13,200	H35
IMP6345S6	サイナスリフトインスツルメント 両頭 3mm	#6S サテンスチール ショート	13,200	H35
IMP65226	ボーングラフトスコープ	#6 サテンスチール	15,200	H31
IMP6522X	ボーングラフトスコープ	BL ブラックライン	16,300	H31
IMP6523S6	サイナスリフトインスツルメント 両頭 6523S	#6 サテンスチール	13,200	H35
IMP6577SC6	サイナスリフトインスツルメント クレイマー・ネビンズ 両頭 6577	#6 サテンスチール	13,200	H36
IMP6577SCX	サイナスリフトインスツルメント クレイマー・ネビンズ 両頭 6577	BL ブラックライン	14,300	H36
IMP65786	サイナスリフトインスツルメント クレイマー・ネビンズ 両頭 6578	BL ブラックライン	13,200	H36
IMP6578SX	サイナスリフトインスツルメント クレイマー・ネビンズ 両頭 6578	BL ブラックライン	14,300	H36
IMPHDL6	インプラケア ハンドル	#6 サテンスチール	2,000	D04
IMPL204S	インプラケアII チップ 白歯用 204S 12 組		9,900	D03
IMPL204S6	インプラケアII キット 白歯用 204S チップ 12 組 ハンドル 1本		11,600	D03
IMPL4R/4L	インプラケアII チップ コロンビア大学型 4R/4L 12 組		9,900	D03
IMPL4R/4L6	インプラケアII キット コロンビア大学型 4R/4L チップ 12 組 ハンドル 1本		11,600	D03
IMPLG1/2T	インプラントスケーラー チタンランガー 1/2	#6 サテンスチール	9,800	D02
IMPLH6/7	インプラケアII チップ 衛生土用 H6/H7 12 組		9,900	D03
IMPLH6/76	インプラケアII キット 衛生土用 H6/H7 チップ 12 組 ハンドル 1本		11,600	D03
IMPLLG1/2	インプラケアII チップ ランガー 1/2 12 組		9,900	D03
IMPLLG1/26	インプラケアII キット ランガー 1/2 チップ 12 組 ハンドル 1本		11,600	D03
IMPLSORT6	インプラケアII キット アソート サテンスチール チップ 12 組		11,600	D04
IMPM1/2T	インプラントスケーラー チタンミニファイブ 1/2	#6 サテンスチール	9,800	D02
IMPM11/12T	インプラントスケーラー チタンミニファイブ 11/12	#6 サテンスチール	9,800	D02
IMPM13/14T	インプラントスケーラー チタンミニファイブ 13/14	#6 サテンスチール	9,800	D02
IMS-1200H	IMS クリーニングモニター ホルダー 1 入		6,600	J03
IMS-1200U	IMS クリーニングモニター 超音波洗浄器用 50 入		14,700	J03
IMS-1200W	IMS クリーニングモニター ウォッシャーディスインフェクター用 50 入		14,700	J03
IMS-1210	IMS オートグレーブラップ L 610X610mm 500 入		33,600	J05
IMS-1210H	IMS オートグレーブラップ L 610X610mm 100 入		7,000	J05
IMS-1211	IMS オートグレーブラップ S 380X380mm 1000 入		28,400	J05
IMS-1211H	IMS オートグレーブラップ S 380X380mm 100 入		3,200	J05
IMS-1212	IMS オートグレーブラップ L 508X508mm 500 入		26,300	J05
IMS-1212H	IMS オートグレーブラップ L 508X508mm 100 入		5,500	J05
IMS-1213	IMS オートグレーブラップ S 305X305mm 1000 入		21,000	J05
IMS-1213H	IMS オートグレーブラップ S 305X305mm 100 入		2,400	J05
IMS-1218	IMS デイリークリーン 2.27KG		15,600	J03
IMS-1220	IMS デイリークリーン 500G		5,100	J03
IMS-1222	エンザイマックス 液 チューブタイプ 40 入		14,700	J02
IMS-1226	エンザイマックス 液 ボトルタイプ 3800ml 1 入		16,400	J02
IMS-1226P	エンザイマックス ボトル用ポンプ 3800ml 用		900	J02
IMS-1229	エンザイマックス スプレージェル 709ml		3,000	J02
IMS-1230	エンザイマックス 粉 ボトルタイプ 800G 1 入		8,700	J02
IMS-1235	IMS ID マーカー		1,500	I14
IMS-1236	IMS バグETTE滅菌パウチ 89X229mm 200 入		2,600	J06
IMS-1237	IMS バグETTE滅菌パウチ 190X330mm 100 入		3,200	J06
IMS-1238	IMS バグETTE滅菌パウチ 254X356mm 100 入		5,900	J06
IMS-1239	IMS バグETTE滅菌パウチ 305X432mm 100 入		7,800	J06
IMS-1240	IMS インジケーターストリップス 250 入		5,100	J04
IMS-1241	IMS クラス 5 インテグレーター ストリップス 100 入		4,000	J04
IMS-1270	IMS テープディスペンサー 9 本用		27,200	J04
IMS-1270H	IMS テープディスペンサー 4 本用		26,000	J04
IMS-1271	IMS パーツボックス (S)		4,900	I13
IMS-1273	IMS パーツボックス (L)		6,600	I13
IMS-1275	IMS エンドスタンド 24 本用		11,000	E07
IMS-1275D	IMS エンドスタンド 48 本用		11,000	E07
IMS-1280	IMS カラーコードリング 90 入 アソート		3,800	A28
IMS-1280L	IMS カラーコードリング L 90 入 アソート		3,800	A28
IMS-1281	IMS カラーコードリング 50 入 グレー		2,100	A28
IMS-12810	IMS カラーコードリング 50 入 ピンク		2,100	A28
IMS-12810L	IMS カラーコードリング L 50 入 ピンク		2,100	A28
IMS-12811	IMS カラーコードリング 50 入 ラベンダー		2,100	A28
IMS-12811L	IMS カラーコードリング L 50 入 ラベンダー		2,100	A28
IMS-1281L	IMS カラーコードリング L 50 入 グレー		2,100	A28
IMS-1282	IMS カラーコードリング 50 入 ホワイト		2,100	A28
IMS-1282L	IMS カラーコードリング L 50 入 ホワイト		2,100	A28
IMS-1283	IMS カラーコードリング 50 入 オレンジ		2,100	A28
IMS-1283L	IMS カラーコードリング L 50 入 オレンジ		2,100	A28
IMS-1284	IMS カラーコードリング 50 入 ブラウン		2,100	A28
IMS-1284L	IMS カラーコードリング L 50 入 ブラウン		2,100	A28
IMS-1285	IMS カラーコードリング 50 入 イエロー		2,100	A28
IMS-1285L	IMS カラーコードリング L 50 入 イエロー		2,100	A28
IMS-1286	IMS カラーコードリング 50 入 レッド		2,100	A28
IMS-1286L	IMS カラーコードリング L 50 入 レッド		2,100	A28
IMS-1287	IMS カラーコードリング 50 入 グリーン		2,100	A28
IMS-1287L	IMS カラーコードリング L 50 入 グリーン		2,100	A28
IMS-1288	IMS カラーコードリング 50 入 ブルー		2,100	A28
IMS-1288L	IMS カラーコードリング L 50 入 ブルー		2,100	A28
IMS-1289	IMS カラーコードリング 50 入 ブラック		2,100	A28
IMS-1289L	IMS カラーコードリング L 50 入 ブラック		2,100	A28
IMS-12912N	IMS カラータブ 9 入 アソート		3,200	I14

パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
IMS-1345	IMS バゲッテ滅菌パウチ 330X508mm 100 入		8,200	J06
IMS-1346	IMS バゲッテ滅菌パウチ 57X102mm 200 入		1,700	J06
IMS-1347	IMS バゲッテ滅菌パウチ 70X229mm 200 入		2,100	J06
IMS-1348	IMS バゲッテ滅菌パウチ 133X254mm 200 入		3,400	J06
IMS-1372S	IMS パークッション S 12 本用		4,900	I13
IMS-1372SH	IMS パークッション S 6 本用		3,600	I13
IMS-1372T	IMS パークッション T 12 本用		4,900	I13
IMS-1372TH	IMS パークッション T 6 本用		3,600	I13
IMS-1400	IMS シグネチャータブ コンプリートセットレッド		8,400	I15
IMS-1405	IMS シグネチャータブ コンプリートセットイエロー		8,400	I15
IMS-1408	IMS シグネチャータブ コンプリートセットブルー		8,400	I15
IMS-1410	IMS シグネチャータブ レッド		2,800	I15
IMS-1415	IMS シグネチャータブ イエロー		2,800	I15
IMS-1418	IMS シグネチャータブ ブルー		2,800	I15
IMS-1420	IMS シグネチャータブ用カバー ロック付		3,000	I15
IMS-1421	IMS シグネチャータブ用 スライドトレイ 仕切有		1,300	I15
IMS-1422	IMS シグネチャータブ用 スライドトレイ 仕切無		1,300	I15
IMS-1423	IMS シグネチャータブ用 インサートトレイ		2,100	I15
IMS-1424	IMS シグネチャータブ用 フタ付ケース S		900	I16
IMS-1425	IMS シグネチャータブ用 フタ付ケース M		900	I16
IMS-1426	IMS シグネチャータブ用 フタ付ケース L		1,900	I16
IMS-1427	IMS シグネチャータブ用 仕切		1,900	I16
IMS-1428	IMS シグネチャータブ用 ライナーシート		900	I16
IMS-1429	IMS シグネチャータブ用 クリップオンホルダー カプセル		1,900	I16
IMS-1430	IMS シグネチャータブ用 クリップオンホルダー シリンジ		1,900	I16
IMS-1431	IMS シグネチャータブ用 シリンジスタンド 20 本用		3,800	I16
IMS-1432	IMS シグネチャータブ用 シリンジスタンド 10 本追加用		1,900	I16
IMS-1433	IMS シグネチャータブ用 ラック 3 段		13,100	I16
IMS-1434	IMS シグネチャータブ用 ラック 4 段		13,100	I16
IMS-1455	シャインリニュー スティン & ラストリムーバー 20 ワイブ		1,400	J03
IMS-1461	滅菌用インジケータータープ		1,900	J04
IMS-CABL	IMS カセット用 スナップオンバーコード		1,500	I14
IMSS70	IMS カセットシグネチャー 7 本用 スペースセーバー レッド		15,600	I09
IMSS70RAIL	交換用 S 7 本用 スペースセーバー レール&シリコンストッパーセット レッド		2,800	I09
IMSS71	IMS カセットシグネチャー 7 本用 スペースセーバー グレー		15,600	I09
IMSS71RAIL	交換用 S 7 本用 スペースセーバー レール&シリコンストッパーセット グレー		2,800	I09
IMSS72	IMS カセットシグネチャー 7 本用 スペースセーバー ホワイト		15,600	I09
IMSS72RAIL	交換用 S 7 本用 スペースセーバー レール&シリコンストッパーセット ホワイト		2,800	I09
IMSS73	IMS カセットシグネチャー 7 本用 スペースセーバー オレンジ		15,600	I09
IMSS73RAIL	交換用 S 7 本用 スペースセーバー レール&シリコンストッパーセット オレンジ		2,800	I09
IMSS75	IMS カセットシグネチャー 7 本用 スペースセーバー イエロー		15,600	I09
IMSS75RAIL	交換用 S 7 本用 スペースセーバー レール&シリコンストッパーセット イエロー		2,800	I09
IMSS76	IMS カセットシグネチャー 7 本用 スペースセーバー ラベンダー		15,600	I09
IMSS76RAIL	交換用 S 7 本用 スペースセーバー レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		2,800	I09
IMSS78	IMS カセットシグネチャー 7 本用 スペースセーバー ブルー		15,600	I09
IMSS78RAIL	交換用 S 7 本用 スペースセーバー レール&シリコンストッパーセット ブルー		2,800	I09
IMSS79	IMS カセットシグネチャー 7 本用 スペースセーバー グリーン		15,600	I09
IMSS79RAIL	交換用 S 7 本用 スペースセーバー レール&シリコンストッパーセット グリーン		2,800	I09
INLINEREF	チューズエスティックゲージ 交換チップ インライン 3 入		3,800	F19
IR	サージカルリトラクター インプラント用		33,000	H64
KB3/46	ペリオドンタルナイフ バック 両頭 3/4	#6 サテンスチール	12,300	H40
KB5/66	ペリオドンタルナイフ バック 両頭 5/6	#6 サテンスチール	12,300	H40
KCK366	ペリオドンタルナイフ クレイマー・カプラン 両頭 3	#6 サテンスチール	12,300	H40
KGF116	ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 11	#6 サテンスチール	12,300	H41
KGF11X	ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 11	BL ブラックライン	15,900	H41
KGF76	ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 7	#6 サテンスチール	12,300	H40
KGF86	ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 8	#6 サテンスチール	12,300	H41
KGF96	ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 9	#6 サテンスチール	12,300	H41
KK15/166	ペリオドンタルナイフ カーグラント 両頭 15/16	#6 サテンスチール	12,300	H39
KK15/169	ペリオドンタルナイフ カーグラント 両頭 15/16	#9 エバーエッジ	13,800	H39
KK15/16X	ペリオドンタルナイフ カーグラント 両頭 15/16	BL ブラックライン	15,900	H39
KKN116	ペリオドンタルナイフ クレイマー・ネビンス 両頭 11	#6 サテンスチール	12,300	H40
KKN76	ペリオドンタルナイフ クレイマー・ネビンス 両頭 7	#6 サテンスチール	12,300	H39
KO1/26	ペリオドンタルナイフ オーパン 両頭 1/2	#6 サテンスチール	12,300	H38
KO1/29	ペリオドンタルナイフ オーパン 両頭 1/2	#9 エバーエッジ	13,800	H38
KO1/2IU6	ペリオドンタルナイフ オーパン 両頭 ロング 1/2	#6 サテンスチール	12,300	H38
KO1/2X	ペリオドンタルナイフ オーパン 両頭 1/2	BL ブラックライン	15,900	H38
KO12KP3R49	ペリオドンタルナイフ アレンアローヘッド 両頭	#9 エバーエッジ	13,800	H39
KO12KPO3A6	ペリオドンタルナイフ オーパン 両頭 アレン改良型 1/2	#6 サテンスチール	12,300	H38
KO12KPO3A9	ペリオドンタルナイフ オーパン 両頭 アレン改良型 1/2	#9 エバーエッジ	13,800	H38
KO12KPO3AR	ペリオドンタルナイフ オーパン 両頭 アレン改良型 1/2R	#6 サテンスチール	12,300	H39
KO12KPO3AX	ペリオドンタルナイフ オーパン 両頭 アレン改良型 1/2	BL ブラックライン	15,900	H38
KO12KPO3RX	ペリオドンタルナイフ オーパン 両頭 アレン改良型 1/2R	BL ブラックライン	15,900	H39
KPA	ペリオドンタルナイフ アレン 両頭	#6 サテンスチール	12,300	H39
KPAX	ペリオドンタルナイフ アレン 両頭	BL ブラックライン	15,900	H39
KPQ	ブレードハンドル パケット		42,900	H70
LD1	リガチャーディレクター タッカー		9,500	G15
LDG2	リガチャーディレクター ジングラス		9,500	G15
LDT	リガチャー タッカー		9,500	G15
LPTS	教育用モデル テストスティック		4,200	B10
LSM13	教育用モデル コロンビアキュレット 13		15,000	B10
LSM14	教育用モデル グレーシーキュレット 14		15,000	B10
LSM30	教育用モデル ジャケットスケラ 30		15,000	B10



パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
LSMH6	教育用モデル シックルスケーラー H6		15,000	B10
LSS4	教育用モデル シャープニングストーン 4		8,100	B10
MAL1	マレット ミード		24,200	H51
MAR-SAC1	アビカルプラガー アボラス 両頭 直 1		7,200	E20
MAR-SAC1.5	アビカルプラガー アボラス 両頭 直 1.5		7,200	E20
MAR-SAC2	アビカルプラガー アボラス 両頭 直 2		7,200	E20
MCBLM	アビカルインスツルメント 両頭 レフト M		4,700	E21
MCBLS	アビカルインスツルメント 両頭 レフト S		4,700	E21
MCBRM	アビカルインスツルメント 両頭 ライト M		4,700	E21
MCBRS	アビカルインスツルメント 両頭 ライト S		4,700	E21
MCBUM	アビカルインスツルメント 両頭 ユニバーサル M		4,700	E21
MCBUS	アビカルインスツルメント 両頭 ユニバーサル S		4,700	E21
MCUPE	イミュニティスチール カップ グラフト用		10,500	H31
MGA	マウスギヤグ モルト 大人用		39,600	H42
MGC	マウスギヤグ モルト 小人用		39,600	H42
MGI	マウスギヤグ モルト 幼児用		39,600	H42
MH1	ミラーハンドル コーンソケット	#1 角柄	2,300	C16
MH24	ミラーハンドル コーンソケット	#24 丸柄	2,300	C16
MH6	ミラーハンドル コーンソケット	#6 サテンスチール	2,700	C16
MH6B	ミラーハンドル コーンソケット	BL ブラックライン	2,900	C16
MH7	ミラーハンドル コーンソケット	#7 サテンスチールカラー	2,700	C16
MIR3HD	ミラートップ HD 片面 31 入		1,500	C15
MIR4/12	ミラートップ 片面 4 12 入		10,800	C15
MIR4/3	ミラートップ 片面 4 3 入		2,900	C15
MIR4DS/3	ミラートップ 両面 4 3 入		4,000	C15
MIR4DS/6	ミラートップ 両面 4 6 入		7,700	C15
MIR4DSDH	ミラートップ HD 両面 4 1 入		1,700	C15
MIR4DSDH6	ミラートップ HD 両面 4 6 入		9,700	C15
MIR4HD	ミラートップ HD 片面 4 1 入		1,500	C15
MIR4HD12	ミラートップ HD 片面 4 12 入		15,500	C15
MIR4HD3	ミラートップ HD 片面 4 3 入		4,000	C15
MIR5/12	ミラートップ 片面 5 12 入		10,800	C15
MIR5/3	ミラートップ 片面 5 3 入		2,900	C15
MIR5DS/3	ミラートップ 両面 5 3 入		4,000	C15
MIR5DS/6	ミラートップ 両面 5 6 入		7,700	C15
MIR5DSDH	ミラートップ HD 両面 5 1 入		1,700	C15
MIR5DSDH6	ミラートップ HD 両面 5 6 入		9,700	C15
MIR5DSDHB	ミラートップ HD 両面 5 1 入		2,200	C14
MIR5HD	ミラートップ HD 片面 5 1 入		1,500	C15
MIR5HD12	ミラートップ HD 片面 5 12 入		15,500	C15
MIR5HD3	ミラートップ HD 片面 5 3 入		4,000	C15
MIR5HDB	ミラートップ HD 片面 5 1 入		2,000	C14
MM1	ミラー マイクロサージェリー用 1		15,800	E17
MM2	ミラー マイクロサージェリー用 2		15,800	E17
MM3	ミラー マイクロサージェリー用 3		15,800	E17
MM4	ミラートップ マイクロサージェリー用 4 3mm		21,000	E18
MM5	ミラートップ マイクロサージェリー用 5 5mm		21,000	E18
MM7	ミラートップ マイクロサージェリー用 7 7X2mm		21,000	E18
MM8	ミラートップ マイクロサージェリー用 8 9X3mm		21,000	E18
MMR	ミラー マイクロサージェリー用 L		15,800	E17
MMRS	ミラー マイクロサージェリー用 S		15,800	E17
MMVEL1	ミラー マイクロサージェリー用 ベルパート 1		16,600	E18
MMVEL2	ミラー マイクロサージェリー用 ベルパート 2		16,600	E18
MP48	マウスプロップ マーケル ラテックスフリー 小人用 S 2 個入		6,400	H43
MP52	マウスプロップ マーケル ラテックスフリー 小人用 2 個入		6,400	H43
MP54	マウスプロップ マーケル ラテックスフリー 大人用 2 個入		6,400	H43
MT232TBM9	マージントリマートゥルーバル 両頭 232	#9 エバーエッジ	6,100	F09
MT232TM9	マージントリマー タッカー 両頭 232	#9 エバーエッジ	6,100	F09
MT233TBM9	マージントリマートゥルーバル 両頭 233	#9 エバーエッジ	6,100	F09
MT233TM9	マージントリマー タッカー 両頭 233	#9 エバーエッジ	6,100	F09
MT289	マージントリマー 両頭 28	#9 エバーエッジ	6,100	F09
MT299	マージントリマー 両頭 29	#9 エバーエッジ	6,100	F09
NH5020	持針器 カストロビージョ 直 5020		78,800	H44
NH5020M	持針器 マイクロカストロビージョ 直 5020M		78,800	H46
NH5020R	持針器 カストロビージョ 直 5020R RH	ラウンドハンドル	78,800	H44
NH5021	持針器 カストロビージョ 曲 5021		78,800	H44
NH5021M	持針器 マイクロカストロビージョ 曲 5021M		78,800	H46
NH5024	持針器 カストロビージョ 直 5024		80,900	H45
NH5024CORT	持針器 カストロビージョ コーテリニ 直 RH	ラウンドハンドル	80,900	H45
NH5024R	持針器 カストロビージョ 直 5024R RH	ラウンドハンドル	80,900	H45
NH5024RC	持針器 カストロビージョ 曲 5024RC RH	ラウンドハンドル	80,900	H45
NH5024SIM	持針器 カストロビージョ シミオン 直 RH	ラウンドハンドル	80,900	H46
NH5032	持針器 ダーフ 5032		31,500	H49
NH5034	持針器 ヘガーバウムガートナー 5034		31,500	H49
NH5037	持針器 ホルセイ 5037		31,500	H49
NH5038	持針器 クライルウッド 5038		31,500	H49
NH5042	持針器 メイヨー・ヘガー 5042		31,500	H50
NH5044	持針器 メイヨー・ヘガー 5044		31,500	H50
NH5052	持針器 スウェーデンパターン 5052		39,900	H50
NH5068	持針器 オルセンヘガー 5068		39,900	H50
NH5074	持針器 マシューコーチャー 5074		42,000	H50
NHCV	持針器 カストロビージョ		54,600	H44
NHCW	持針器 クライルウッド		21,000	H51

パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
NHDCPV	持針器 マイクロカストロビージョ 曲 DCPV	ヨーロッパハンドル	86,100	H47
NHDCPVN	持針器 マイクロカストロビージョ 曲 DCPVN	ヨーロッパハンドル	86,100	H48
NHDPV	持針器 マイクロカストロビージョ 直 DPV	ヨーロッパハンドル	86,100	H47
NHDPVN	持針器 マイクロカストロビージョ 直 DPVN	ヨーロッパハンドル	86,100	H48
NHGILFINE	持針器 ギリズ ファイン		31,500	H50
NHM	持針器 マシュー		31,500	H51
NHM-5025R	持針器 マイクロカストロビージョ 直 5025R RH	ラウンドハンドル	73,500	H46
NHM-5026R	持針器 マイクロカストロビージョ 直 5026R RH	ラウンドハンドル	73,500	H48
NHM-5027	持針器 マイクロカストロビージョ 曲 5027		73,500	H47
NHM-5028	持針器 マイクロカストロビージョ 直 5028		73,500	H47
NHMH	持針器 メイヨー・ヘガー		21,000	H51
NHTMBH	持針器 マイクロカストロビージョ 直 チタン TMBH	ヨーロッパハンドル	152,300	H49
NIPRO	ティッシュニッパ シュガーマン ニプロ		26,300	H84
NIPS	ティッシュニッパ ゴールドマンフォックス		26,300	H84
OSTJO8	オステオトーム ジョバノビック 6mm		15,400	H52
OSTMGRIF	オステオトーム 着脱式 共用ハンドル		20,000	H53
OSTMPU27	オステオトーム 着脱式 コンベックス 直 2.7mm		8,400	H53
OSTMPU27A	オステオトーム 着脱式 コンケイブ 曲 2.7mm		8,400	H53
OSTMPU32	オステオトーム 着脱式 コンベックス 直 3.2mm		8,400	H53
OSTMPU32A	オステオトーム 着脱式 コンケイブ 曲 3.2mm		8,400	H53
OSTMPU37	オステオトーム 着脱式 コンベックス 直 3.7mm		8,400	H53
OSTMPU37A	オステオトーム 着脱式 コンケイブ 曲 3.7mm		8,400	H53
OSTMPU42	オステオトーム 着脱式 コンベックス 直 4.2mm		8,400	H53
OSTMPU42A	オステオトーム 着脱式 コンケイブ 曲 4.2mm		8,400	H53
OSTMPU50	オステオトーム 着脱式 コンベックス 直 5.0mm		8,400	H53
OSTMPU50A	オステオトーム 着脱式 コンケイブ 曲 5.0mm		8,400	H53
OSTMSH27	オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 直 2.7mm		8,400	H53
OSTMSH27A	オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 曲 2.7mm		8,400	H53
OSTMSH32	オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 直 3.2mm		8,400	H53
OSTMSH32A	オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 曲 3.2mm		8,400	H53
OSTMSH37	オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 直 3.7mm		8,400	H53
OSTMSH37A	オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 曲 3.7mm		8,400	H53
OSTMSH42	オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 直 4.2mm		8,400	H53
OSTMSH42A	オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 曲 4.2mm		8,400	H53
OSTMSH50	オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 直 5.0mm		8,400	H53
OSTMSH50A	オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 曲 5.0mm		8,400	H53
OSTMSP27	オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 直 2.7mm		8,400	H53
OSTMSP27A	オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 曲 2.7mm		8,400	H53
OSTMSP32	オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 直 3.2mm		8,400	H53
OSTMSP32A	オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 曲 3.2mm		8,400	H53
OSTMSP37	オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 直 3.7mm		8,400	H53
OSTMSP37A	オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 曲 3.7mm		8,400	H53
OSTMSP42	オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 直 4.2mm		8,400	H53
OSTMSP42A	オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 曲 4.2mm		8,400	H53
OSTMSP50	オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 直 5.0mm		8,400	H53
OSTMSP50A	オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 曲 5.0mm		8,400	H53
OSTPAL1	オステオトーム 12.7mm		17,600	H52
OSTPAL2	オステオトーム 23.2mm		17,600	H52
OSTPAL3	オステオトーム 33.7mm		17,600	H52
P14	ペリオスチール ゴールドマンフォックス 両頭 14	#2 角柄	9,600	H54
P146	ペリオスチール ゴールドマンフォックス 両頭 14	#6 サテンスチール	9,600	H54
P14X	ペリオスチール ゴールドマンフォックス 両頭 14	BL ブラックライン	10,800	H54
P156	ペリオスチール フリーア 15	#6 サテンスチール	16,800	H54
P166	ペリオスチール フリーア 16	#6 サテンスチール	16,800	H54
P1N6	ポケットブローブ ネイバース 両頭 1N	#6 サテンスチール	4,800	C08
P20	ペリオスチール ハーシェフェルト 両頭 20	#2 角柄	9,600	H54
P206	ペリオスチール ハーシェフェルト 両頭 20	#6 サテンスチール	9,600	H54
P20SIC6	ペリオスチール シシリア 両頭 20	#6 サテンスチール	9,600	H55
P24GSIC6	ペリオスチール シシリア 24G	#6 サテンスチール	9,600	H55
P24GSP6	ペリオスチール ショートハンドル 24GSP	#6 サテンスチール	9,600	H55
P2N6	ポケットブローブ ネイバース 両頭 2N	#6 サテンスチール	4,800	C08
P8D6	ペリオスチール 8D	#6 サテンスチール	9,600	H56
P9	ペリオスチール モルト 両頭 9	#522 角柄	9,600	H56
P96	ペリオスチール モルト 両頭 9	#6 サテンスチール	9,600	H56
P9A6	ペリオスチール アレン 両頭 9A	#6 サテンスチール	9,600	H56
P9H6	ペリオスチール ハワード 両頭 9H	#6 サテンスチール	9,600	H56
P9X	ペリオスチール モルト 両頭 9	BL ブラックライン	10,800	H56
PAPREF	チューズエステティックゲージ パピラ 3入		3,800	F20
PBTPB	カラービューブローブ バイオタイプ 交換チップ (12入) ブルー		13,000	C05
PBTPG	カラービューブローブ バイオタイプ 交換チップ (12入) グリーン		13,000	C05
PBTPKIT12	カラービューブローブ バイオタイプ スターターキット		14,500	C05
PBTPW	カラービューブローブ バイオタイプ 交換チップ (12入) ホワイト		13,000	C05
PCP10	カラーコードブローブ 片頭 CP10	#30 細丸	4,200	C06
PCP106	カラーコードブローブ 片頭 CP10	#6 サテンスチール	4,400	C06
PCP107	カラーコードブローブ 片頭 CP10	#7 サテンスチールカラー	4,600	C06
PCP11	カラーコードブローブ 片頭 CP11	#30 細丸	4,200	C06
PCP11.5B	カラーコードブローブ 片頭 CP11.5B	#30 細丸	4,200	C07
PCP11.5B6	カラーコードブローブ 片頭 CP11.5B	#6 サテンスチール	4,400	C07
PCP11.5B7	カラーコードブローブ 片頭 CP11.5B	#7 サテンスチールカラー	4,600	C07
PCP116	カラーコードブローブ 片頭 CP11	#6 サテンスチール	4,400	C06
PCP117	カラーコードブローブ 片頭 CP11	#7 サテンスチールカラー	4,600	C06
PCP12	カラーコードブローブ 片頭 CP12	#30 細丸	4,200	C06
PCP126	カラーコードブローブ 片頭 CP12	#6 サテンスチール	4,400	C06



パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
PCP127	カラーコードブローブ片頭 CP12	#7 サテンスチールカラー	4,600	C06
PCP2	カラーコードブローブ片頭 CP2	#30 細丸	4,200	C06
PCP26	カラーコードブローブ片頭 CP2	#6 サテンスチール	4,400	C06
PCP65006	カラーコードブローブ インプラントスペーサー片頭 20mm	#6 サテンスチール	5,400	H36
PCP8	カラーコードブローブ片頭 CP8	#30 細丸	4,200	C06
PCP86	カラーコードブローブ片頭 CP8	#6 サテンスチール	4,400	C06
PCPNT11	ノバテックブローブ片頭 CP11	#30 細丸	4,600	C09
PCPNT12	ノバテックブローブ片頭 UNC 12	#30 細丸	4,600	C09
PCPNT126	ノバテックブローブ片頭 UNC 12	#6 サテンスチール	4,800	C09
PCPNT156	ノバテックブローブ片頭 UNC 15	#6 サテンスチール	4,800	C09
PCPNT2	ノバテックブローブ片頭 CP12	#30 細丸	4,600	C09
PCPNT26	ノバテックブローブ片頭 CP12	#6 サテンスチール	4,800	C09
PCPUNC12	カラーコードブローブ片頭 CPUNC12	#30 細丸	4,200	C07
PCPUNC126	カラーコードブローブ片頭 CPUNC12	#6 サテンスチール	4,400	C07
PCPUNC127	カラーコードブローブ片頭 CPUNC12	#7 サテンスチールカラー	4,600	C07
PCPUNC15	カラーコードブローブ片頭 CPUNC15	#30 細丸	4,200	C07
PCPUNC156	カラーコードブローブ片頭 CPUNC15	#6 サテンスチール	4,400	C07
PCPUNC157	カラーコードブローブ片頭 CPUNC15	#7 サテンスチールカラー	4,600	C07
PCV11KIT6	カラービューブローブ S キット片頭 11	#6 サテンスチール	8,900	C04
PCV11PT	カラービューブローブ 交換チップ (12 入) 11		13,000	C04
PCV12KIT6	カラービューブローブ S キット片頭 12	#6 サテンスチール	8,900	C04
PCV12PT	カラービューブローブ 交換チップ (12 入) 12		13,000	C04
PCVNCKIT6	カラービューブローブ S キット片頭 UNC	#6 サテンスチール	8,900	C04
PCVUNC12PT	カラービューブローブ 交換チップ (12 入) UNC		13,000	C04
PCVWKIT6	カラービューブローブ S キット片頭ウィリアムズ	#6 サテンスチール	8,900	C04
PCVWPT	カラービューブローブ 交換チップ (12 入) ウィリアムズ		13,000	C04
PESIM16	サイナスリフトインスツルメント片頭 PESIM1	#6 サテンスチール	13,200	H36
PFIDD1/2	練成充填器 ディーチ コンボスカルプ 1/2	#SS スムースハンドル	6,100	F06
PFIDD3/4	練成充填器 ディーチ コンボジット 3/4	#SS スムースハンドル	6,100	F07
PFIDD5/6	練成充填器 ディーチ コンボジット 5/6	#SS スムースハンドル	6,100	F07
PFIDD7/8	練成充填器 ディーチ コンボジット 7/8	#SS スムースハンドル	6,100	F07
PFIDD9/10	練成充填器 ディーチ コンボジット 9/10	#SS スムースハンドル	6,100	F07
PFIDDCASS	練成充填器 ディーチ コンボジットキット	#SS スムースハンドル	39,900	F07
PFIWDS1MK	ペリオスチール ミニミ 両頭 マイクロサージカル	#6 サテンスチール	9,600	H57
PFIWDS1MKX	ペリオスチール ミニミ 両頭 マイクロサージカル	BL ブラックライン	10,800	H57
PGF/W	ポケットブローブ ゴールドマンフォックス / ウィリアムズ 両頭	#31 細丸	4,800	C08
PH26	ペリオスチール ホーリガン 2	#6 サテンスチール	9,600	H57
PH6	カラーコードブローブ カラービュー用ハンドル	#6 サテンスチール	2,300	C04
PJO/16	ペリオドンタルチゼル ジョパノビック 14mm	#6 サテンスチール	13,200	H05
PJO/26	ペリオドンタルチゼル ジョパノビック 25mm	#6 サテンスチール	13,200	H05
PJO/2M6	ペリオドンタルチゼル ジョパノビック ミニ 2	#6 サテンスチール	13,200	H05
PJO/36	ペリオドンタルチゼル ジョパノビック 36mm	#6 サテンスチール	13,200	H05
PJO/3M6	ペリオドンタルチゼル ジョパノビック ミニ 3	#6 サテンスチール	13,200	H05
PK2-5080RL	交換用 18 本用 レール&シリコンストッパーセット レッド		1,700	I04
PK2-50811R	交換用 18 本用 レール&シリコンストッパーセット オーシャンブルー		1,700	I04
PK2-5081RL	交換用 18 本用 レール&シリコンストッパーセット グレー		1,700	I04
PK2-5082RL	交換用 18 本用 レール&シリコンストッパーセット ホワイト		1,700	I04
PK2-5083RL	交換用 18 本用 レール&シリコンストッパーセット オレンジ		1,700	I04
PK2-5084RL	交換用 18 本用 レール&シリコンストッパーセット パープル		1,700	I04
PK2-5085RL	交換用 18 本用 レール&シリコンストッパーセット イエロー		1,700	I04
PK2-5086RL	交換用 18 本用 レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		1,700	I04
PK2-5087RL	交換用 18 本用 レール&シリコンストッパーセット ブラック		1,700	I04
PK2-5088RL	交換用 18 本用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		1,700	I04
PK2-5089RL	交換用 18 本用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		1,700	I04
PK2-5100RL	交換用 110 本用 レール&シリコンストッパーセット レッド		1,700	I05
PK2-51011R	交換用 110 本用 レール&シリコンストッパーセット オーシャンブルー		1,700	I05
PK2-5101RL	交換用 110 本用 レール&シリコンストッパーセット グレー		1,700	I05
PK2-5102RL	交換用 110 本用 レール&シリコンストッパーセット ホワイト		1,700	I05
PK2-5103RL	交換用 110 本用 レール&シリコンストッパーセット オレンジ		1,700	I05
PK2-5104RL	交換用 110 本用 レール&シリコンストッパーセット パープル		1,700	I05
PK2-5105RL	交換用 110 本用 レール&シリコンストッパーセット イエロー		1,700	I05
PK2-5106RL	交換用 110 本用 レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		1,700	I05
PK2-5107RL	交換用 110 本用 レール&シリコンストッパーセット ブラック		1,700	I05
PK2-5108RL	交換用 110 本用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		1,700	I05
PK2-5109RL	交換用 110 本用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		1,700	I05
PK2-6050RL	交換用 15 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット レッド		1,300	I04
PK2-60511R	交換用 15 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット オーシャンブルー		1,300	I04
PK2-6051RL	交換用 15 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット グレー		1,300	I04
PK2-6052RL	交換用 15 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット ホワイト		1,300	I04
PK2-6053RL	交換用 15 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット オレンジ		1,300	I04
PK2-6054RL	交換用 15 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット パープル		1,300	I04
PK2-6055RL	交換用 15 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット イエロー		1,300	I04
PK2-6056RL	交換用 15 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		1,300	I04
PK2-6057RL	交換用 15 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット ブラック		1,300	I04
PK2-6058RL	交換用 15 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット ブルー		1,300	I04
PK2-6059RL	交換用 15 本用 イグザム レール&シリコンストッパーセット グリーン		1,300	I04
PK-30HU0RL	交換用 1 US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット レッド		1,500	I04
PK-30HU11R	交換用 1 US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット オーシャンブルー		1,500	I04
PK-30HU1RL	交換用 1 US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット グレー		1,500	I04
PK-30HU2RL	交換用 1 US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット ホワイト		1,500	I04
PK-30HU3RL	交換用 1 US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット オレンジ		1,500	I04
PK-30HU4RL	交換用 1 US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット パープル		1,500	I04
PK-30HU5RL	交換用 1 US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット イエロー		1,500	I04



パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
PKE-4201R	交換用120本用レール&シリコンストッパーセット グレー		3,200	106
PKE-4202R	交換用120本用レール&シリコンストッパーセット ホワイト		3,200	106
PKE-4203R	交換用120本用レール&シリコンストッパーセット オレンジ		3,200	106
PKE-4204R	交換用120本用レール&シリコンストッパーセット パープル		3,200	106
PKE-4205R	交換用120本用レール&シリコンストッパーセット イエロー		3,200	106
PKE-4206R	交換用120本用レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		3,200	106
PKE-4207R	交換用120本用レール&シリコンストッパーセット ブラック		3,200	106
PKE-4208R	交換用120本用レール&シリコンストッパーセット ブルー		3,200	106
PKE-4209R	交換用120本用レール&シリコンストッパーセット グリーン		3,200	106
PKE-8120R	交換用112本用シグナスタットレール&シリコンストッパーセット レッド		3,000	105
PKE-81211R	交換用112本用シグナスタットレール&シリコンストッパーセット オーシャンブルー		3,000	105
PKE-8121R	交換用112本用シグナスタットレール&シリコンストッパーセット グレー		3,000	105
PKE-8122R	交換用112本用シグナスタットレール&シリコンストッパーセット ホワイト		3,000	105
PKE-8123R	交換用112本用シグナスタットレール&シリコンストッパーセット オレンジ		3,000	105
PKE-8124R	交換用112本用シグナスタットレール&シリコンストッパーセット パープル		3,000	105
PKE-8125R	交換用112本用シグナスタットレール&シリコンストッパーセット イエロー		3,000	105
PKE-8126R	交換用112本用シグナスタットレール&シリコンストッパーセット ラベンダー		3,000	105
PKE-8127R	交換用112本用シグナスタットレール&シリコンストッパーセット ブラック		3,000	105
PKE-8128R	交換用112本用シグナスタットレール&シリコンストッパーセット ブルー		3,000	105
PKE-8129R	交換用112本用シグナスタットレール&シリコンストッパーセット グリーン		3,000	105
PKE-OS0R	交換用10S用レール&シリコンストッパーセット レッド		4,700	106
PKE-OS11R	交換用10S用レール&シリコンストッパーセット オーシャンブルー		4,700	106
PKE-OS1R	交換用10S用レール&シリコンストッパーセット グレー		4,700	106
PKE-OS2R	交換用10S用レール&シリコンストッパーセット ホワイト		4,700	106
PKE-OS3R	交換用10S用レール&シリコンストッパーセット オレンジ		4,700	106
PKE-OS4R	交換用10S用レール&シリコンストッパーセット パープル		4,700	106
PKE-OS5R	交換用10S用レール&シリコンストッパーセット イエロー		4,700	106
PKE-OS6R	交換用10S用レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		4,700	106
PKE-OS7R	交換用10S用レール&シリコンストッパーセット ブラック		4,700	106
PKE-OS8R	交換用10S用レール&シリコンストッパーセット ブルー		4,700	106
PKE-OS9R	交換用10S用レール&シリコンストッパーセット グリーン		4,700	106
PKN1526	ペリオスチール クレイマー・ネビンズ 両頭 152	#6 サテンスチール	9,600	H57
PKN152X	ペリオスチール クレイマー・ネビンズ 両頭 152	BL ブラックライン	10,800	H57
PKN16	ペリオスチール クレイマー・ネビンズ 両頭 1	#6 サテンスチール	9,600	H57
PK-ORTL4L	交換用1 オーンL 薄型用レール&シリコンストッパーセット パープル		2,500	107
PK-ORTL8L	交換用1 オーンL 薄型用レール&シリコンストッパーセット ブルー		2,500	107
PK-ORTL9L	交換用1 オーンL 薄型用レール&シリコンストッパーセット グリーン		2,500	107
PK-ORTS4L	交換用1 オーンS 薄型用レール&シリコンストッパーセット パープル		2,500	107
PK-ORTS8L	交換用1 オーンS 薄型用レール&シリコンストッパーセット ブルー		2,500	107
PK-ORTS9L	交換用1 オーンS 薄型用レール&シリコンストッパーセット グリーン		2,500	107
PKT1	ワックスインスツルメント PK トーマス 両頭 1	#41 丸柄	5,100	F18
PKT2	ワックスインスツルメント PK トーマス 両頭 2	#41 丸柄	5,100	F18
PKT3	ワックスインスツルメント PK トーマス 両頭 3	#41 丸柄	5,100	F18
PKT4	ワックスインスツルメント PK トーマス 両頭 4	#41 丸柄	5,100	F18
PKT5	ワックスインスツルメント PK トーマス 両頭 5	#41 丸柄	5,100	F18
PLGBK6	ルートチャンネル プラガー カヤット 両頭	#6 サテンスチール	5,100	E19
PLGGR1X	ボーン プラガー グリス デイル	BL ブラックライン	7,700	H30
PLGJO/46	ボーン プラガー ジョバノビック 4	#6 サテンスチール	7,300	H30
PLGJO/56	ボーン プラガー ジョバノビック 5	#6 サテンスチール	7,300	H30
PLGLABANCX	ボーン プラガー ラバンカ 両頭 3x1.5mm	BL ブラックライン	7,700	H30
PLGRF1	ルートチャンネル プラガー レトロフィリング 両頭 1	#41 丸柄	5,100	E19
PLGRF2	ルートチャンネル プラガー レトロフィリング 両頭 2	#41 丸柄	5,100	E19
PLGVEL56	ルートチャンネル プラガー ベルバート 両頭	#6 サテンスチール	6,100	E19
PMPIX	メンブレンプレーサー	BL ブラックライン	9,900	H31
PP5590SIM	ペリオスチール シミオン 両頭	#6 サテンスチール	14,400	H57
PPAEL	ペリオスチール アレン 両頭	#6 サテンスチール	13,700	H58
PPAELA	ペリオスチール アレン 両頭 前歯用	#6 サテンスチール	13,700	H58
PPAELAX	ペリオスチール アレン 両頭 前歯用	BL ブラックライン	14,400	H58
PPAELP	ペリオスチール アレン 両頭 臼歯用	#6 サテンスチール	13,700	H58
PPAELPX	ペリオスチール アレン 両頭 臼歯用	BL ブラックライン	14,400	H58
PPAELX	ペリオスチール アレン 両頭	BL ブラックライン	14,400	H58
PPBUSE1/26	ペリオドンタルチゼル ブーザー 1/2	#6 サテンスチール	11,000	H06
PPBUSE1/36	ペリオドンタルチゼル ブーザー 1/3	#6 サテンスチール	11,000	H06
PPBUSE2/36	ペリオドンタルチゼル ブーザー 2/3	#6 サテンスチール	11,000	H06
PPBUSER	ペリオスチール ブーザー 両頭	#10 丸柄	9,600	H58
PPBUSER12X	ペリオドンタルチゼル ブーザー 1/2	BL ブラックライン	12,400	H06
PPBUSER13X	ペリオドンタルチゼル ブーザー 1/3	BL ブラックライン	12,400	H06
PPBUSER23X	ペリオドンタルチゼル ブーザー 2/3	BL ブラックライン	12,400	H06
PPBUSER6	ペリオスチール ブーザー 両頭	#6 サテンスチール	9,600	H58
PPBUSERX	ペリオスチール ブーザー 両頭	BL ブラックライン	10,800	H58
PPLABANC26	ペリオスチール ラバンカ 改良型 両頭 2	#6 サテンスチール	14,400	H59
PPLABANC36	ペリオスチール ラバンカ 改良型 両頭 3	#6 サテンスチール	14,400	H59
PPLABANC3X	ペリオスチール ラバンカ 改良型 両頭 3	BL ブラックライン	15,600	H59
PPLABANCA6	ペリオスチール ラバンカ 両頭 1	#6 サテンスチール	14,400	H59
PPR3	ペリオスチール プリチャード 両頭 PR3	#522 角柄	9,600	H59
PPR3/9A6	ペリオスチール 両頭 3/9A	#6 サテンスチール	9,600	H59
PPR36	ペリオスチール プリチャード 両頭 PR3	#6 サテンスチール	9,600	H59
PPR3X	ペリオスチール プリチャード 両頭 PR3	BL ブラックライン	10,800	H59
PPS10KIT6	カラービュープローブ ペリオスクリーン S キット 片頭 10	#6 サテンスチール	8,900	C05
PPS10PT	カラービュープローブ ペリオスクリーン 交換用チップ (12入) 片頭 10		13,000	C05
PPS12KIT6	カラービュープローブ ペリオスクリーン S キット 片頭 12	#6 サテンスチール	8,900	C05
PPS12PT	カラービュープローブ ペリオスクリーン 交換用チップ (12入) 片頭 12		13,000	C05
PPSTEIG	ペリオスチール スティグマンス プリッター 両頭	#SS スムースハンドル	14,400	H58

パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
PQ2N	カラーコードブローブ ネイバース 両頭 Q2N	#31 細丸	6,200	C08
PQ2N6	カラーコードブローブ ネイバース 両頭 Q2N	#6 サテンスチール	6,400	C08
PQ2N7	カラーコードブローブ ネイバース 両頭 Q2N	#7 サテンスチールカラー	6,600	C08
PQOW	カラーコードブローブ シンウィリアムズ 片頭 OW	#30 細丸	4,200	C07
PQOW6	カラーコードブローブ シンウィリアムズ 片頭 OW	#6 サテンスチール	4,400	C07
PQW	カラーコードブローブ ウィリアムズ 片頭 W	#30 細丸	4,200	C07
PROCLHDL5	チューズエステティックゲージ 専用ハンドル		2,800	F20
PROGS	チューズエステティックゲージ プロポジション		7,400	F19
PT1	ペリオトーム 両頭 1 白歯用	#6 サテンスチール	7,000	H60
PT1X	ペリオトーム 両頭 1 白歯用	BL ブラックライン	7,500	H60
PT2	ペリオトーム 両頭 2 前歯用	#6 サテンスチール	7,000	H60
PT2X	ペリオトーム 両頭 2 前歯用	BL ブラックライン	7,500	H60
PT3	ペリオトーム 片頭 3 白歯用	#6 サテンスチール	7,000	H60
PT3X	ペリオトーム 片頭 3 白歯用	BL ブラックライン	7,500	H60
PT4	ペリオトーム 片頭 4 白歯用	#6 サテンスチール	7,000	H61
PT4X	ペリオトーム 片頭 4 白歯用	BL ブラックライン	7,500	H61
PT5	ペリオトーム 片頭 5 前歯用	#6 サテンスチール	7,000	H61
PT5X	ペリオトーム 片頭 5 前歯用	BL ブラックライン	7,500	H61
PT6	ペリオトーム 片頭 6 前歯用	#6 サテンスチール	7,000	H61
PT6X	ペリオトーム 片頭 6 前歯用	BL ブラックライン	7,500	H61
PTAA	アスピレーター アダプター		3,600	H87
PTFS	アスピレーター フレイザー スティレット		5,300	H87
PTFSB	アスピレーター フレイザー スティレット		5,300	H87
PTI-0008	交換用 S 8 本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1 入		2,400	I11, I06
PTI-0029	交換用 S 14 本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1 入		1,100	I11, I12, I06, I07
PTI-0050	交換用 S 20 本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1 入		3,000	I11, I07
PTRTA	マウスギャグ 交換用チップ 大人用		1,400	H42
PTRTC	マウスギャグ 交換用チップ 小人用		1,400	H42
PTRTCL	アスピレーター 交換用シリコンチューブ 4 フィート		6,400	H87
PTRTI	マウスギャグ 交換用チップ 幼児用		1,400	H42
PTS	プラスチックテストスティック 6 入		2,600	B06
PW	ポケットブローブ ウィリアムズ 片頭	#30 細丸	4,200	C08
PW6	ポケットブローブ ウィリアムズ 片頭	#6 サテンスチール	4,400	C08
R1	骨鉗子 ヒューフレディ 1		44,100	H66
RBEY	骨鉗子 ペイヤー ダブルアクション		68,200	H66
RCP1/3	ルートチャンネルブラガー 両頭 1/3	#41 丸柄	5,100	E14
RCP1/3X	ルートチャンネルブラガー 両頭 1/3	BL ブラックライン	6,100	E14
RCP10	ルートチャンネルブラガー 白歯用 片頭 10		5,100	E16
RCP10A	ルートチャンネルブラガー 前歯用 片頭 10A		5,100	E15
RCP11	ルートチャンネルブラガー 白歯用 片頭 11		5,100	E16
RCP11A	ルートチャンネルブラガー 前歯用 片頭 11A		5,100	E15
RCP12	ルートチャンネルブラガー 白歯用 片頭 12		5,100	E16
RCP12A	ルートチャンネルブラガー 前歯用 片頭 12A		5,100	E15
RCP5/7	ルートチャンネルブラガー 両頭 5/7		5,100	E14
RCP5/7X	ルートチャンネルブラガー 両頭 5/7	#41 丸柄	5,100	E14
RCP8	ルートチャンネルブラガー 白歯用 片頭 8	BL ブラックライン	6,100	E14
RCP8A	ルートチャンネルブラガー 前歯用 片頭 8A		5,100	E15
RCP9	ルートチャンネルブラガー 白歯用 片頭 9		5,100	E16
RCP9/11	ルートチャンネルブラガー 両頭 9/11	#41 丸柄	5,100	E14
RCP9/11X	ルートチャンネルブラガー 両頭 9/11	BL ブラックライン	6,100	E14
RCP9A	ルートチャンネルブラガー 前歯用 片頭 9A		5,100	E15
RCPGL16	ルートチャンネルブラガー グリック 両頭 1	#6 サテンスチール	5,100	E14
RCPGL1X	ルートチャンネルブラガー グリック 両頭 1	BL ブラックライン	6,100	E14
RCSD11	ルートチャンネルスプレダー 片頭 D11	#30 細丸	4,200	E12
RCSD11S	ルートチャンネルスプレダー 片頭 D11S	#30 細丸	4,200	E12
RCSD11T	ルートチャンネルスプレダー 片頭 D11T	#30 細丸	4,200	E12
RCSD11TNT	ルートチャンネルスプレダー NT 片頭 D11T	#7 サテンスチールカラー	5,300	E13
RCSD11TS	ルートチャンネルスプレダー 片頭 D11TS	#30 細丸	4,200	E12
RCSD11TSNT	ルートチャンネルスプレダー NT 片頭 D11TS	#7 サテンスチールカラー	5,300	E13
RCSD11TSX	ルートチャンネルスプレダー 片頭 D11TS	BL ブラックライン	5,100	E12
RCSD11TX	ルートチャンネルスプレダー 片頭 D11T	BL ブラックライン	5,100	E12
RCSD11X	ルートチャンネルスプレダー 片頭 D11	BL ブラックライン	5,100	E12
RCSGP1	ルートチャンネルスプレダー 片頭 GP1	#30 細丸	4,200	E12
RCSGP1X	ルートチャンネルスプレダー 片頭 GP1	BL ブラックライン	5,100	E12
RCSGP2	ルートチャンネルスプレダー 加熱式 片頭 GP2	#30 細丸	4,200	E13
RCSMA57	ルートチャンネルスプレダー 加熱式 片頭 MA57	#30 細丸	4,200	E13
RCSMA57X	ルートチャンネルスプレダー 片頭 MA57	BL ブラックライン	5,100	E13
RDAF6	ラバーダムフレーム 大人用		5,100	E08
RDCF5	ラバーダムフレーム 小人用		5,100	E08
RDCM0	ラバーダムクランプ マット仕上げ 小白歯用 0	サテンスチール	2,600	E03
RDCM00	ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 00	サテンスチール	2,600	E02
RDCM00X	ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 00	BL ブラックライン	2,800	E02
RDCM0X	ラバーダムクランプ マット仕上げ 小白歯用 0	BL ブラックライン	2,800	E03
RDCM1	ラバーダムクランプ マット仕上げ 小白歯用 1	サテンスチール	2,600	E03
RDCM10	ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 10	サテンスチール	2,600	E04
RDCM10X	ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 10	BL ブラックライン	2,800	E04
RDCM11	ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 11	サテンスチール	2,600	E04
RDCM11X	ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 11	BL ブラックライン	2,800	E04
RDCM12A	ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 12A	サテンスチール	2,600	E06
RDCM12AX	ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 12A	BL ブラックライン	2,800	E06
RDCM13A	ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 13A	サテンスチール	2,600	E06
RDCM13AX	ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 13A	BL ブラックライン	2,800	E06
RDCM14	ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 14	サテンスチール	2,600	E04

パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
RDCSET7	ラバーダムクランプセット7		15,800	E09
RDF	クランプフォーセップ		18,900	E08
RDF4	クランプフォーセップ4		25,200	E08
RDKIT	ラバーダムキット		75,600	E09
RDP	ラバーダムパンチ		42,000	E08
RDPA	ラバーダムパンチアインスワース		39,900	E08
RDTFDI	ラバーダムテンプレートFDI		1,500	E07
RDTUNIV	ラバーダムテンプレートユニバーサル		1,500	E07
RF	骨鉗子 フリードマン		44,100	H66
RF45	リムーバルフォーセップ ステイグリッツ 45°		29,400	E22
RKN	骨鉗子 クレイマー・ネビンズ		57,800	H66
RL-ELV-BLK	交換用Iエレベーターレール 2入 ブラック		1,300	I13
RL-ELV-BLU	交換用Iエレベーターレール 2入 ブルー		1,300	I13
RL-ELV-GRN	交換用Iエレベーターレール 2入 グリーン		1,300	I13
RL-ELV-GRY	交換用Iエレベーターレール 2入 グレー		1,300	I13
RL-ELV-LVN	交換用Iエレベーターレール 2入 ラベンダー		1,300	I13
RL-ELV-OCN	交換用Iエレベーターレール 2入 オーシャンブルー		1,300	I13
RL-ELV-ORG	交換用Iエレベーターレール 2入 オレンジ		1,300	I13
RL-ELV-PRP	交換用Iエレベーターレール 2入 パープル		1,300	I13
RL-ELV-RED	交換用Iエレベーターレール 2入 レッド		1,300	I13
RL-ELV-WHT	交換用Iエレベーターレール 2入 ホワイト		1,300	I13
RL-ELV-YLW	交換用Iエレベーターレール 2入 イエロー		1,300	I13
RMF	骨鉗子 ミニフリードマン		44,100	H66
RSMID1	サージカルリトラクター ミドルドーフ		25,300	H64
S1	はさみ クリー 1		16,800	H76
S10	はさみ ヒューフレディ 曲 10		16,800	H74
S10SC	はさみ スーパーカット ヒューフレディ 曲 10		23,100	H74
S12	はさみ ロックリン 直 12		16,800	H76
S13	はさみ 縫合用ヒューフレディ 13		16,800	H77
S13K/13KL6	ペリオドンタルチゼル カークランド 両頭 13K/13KL	#6 サテンスチール	9,600	H06
S13K/13KL9	ペリオドンタルチゼル カークランド 両頭 13K/13KL	#9 エバーエッジ	11,000	H06
S13K/TG6	ペリオドンタルチゼル カークランド 両頭 13K/TG	#6 サテンスチール	9,600	H06
S13K/TG9	ペリオドンタルチゼル カークランド 両頭 13K/TG	#9 エバーエッジ	11,000	H06
S13S	はさみ 縫合用ヒューフレディ 13S		16,800	H77
S14	はさみ ラグランジュ 曲 14		16,800	H74
S14SC	はさみ スーパーカット ラグランジュ 曲 14		23,100	H74
S14SCX	はさみ ブラックライン スーパーカット ラグランジュ 曲 14		27,300	H74
S16	はさみ ゴールドマンフォックス 曲 16		16,800	H75
S16SC	はさみ スーパーカット ゴールドマンフォックス 曲 16		23,100	H75
S16SCX	はさみ ブラックライン スーパーカット ゴールドマンフォックス 曲 16		27,300	H75
S17	はさみ アイリス 直 17		14,700	H75
S17SC	はさみ スーパーカット アイリス 直 17		18,900	H75
S17SCX	はさみ ブラックライン スーパーカット アイリス 直 17		27,300	H75
S18	はさみ アイリス 曲 18		14,700	H75
S18SC	はさみ スーパーカット アイリス 曲 18		18,900	H75
S18SCX	はさみ ブラックライン スーパーカット アイリス 曲 18		27,300	H75
S19SCX	はさみ ブラックライン スーパーカット メツツェンバウム		27,300	H75
S204S9E2	スケーラー 両頭 204S	#9E2 エバーエッジ	6,200	A21
S204SC8E2	スケーラー 両頭 204S	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A21
S204SD2	スケーラー 両頭 204SD	#2 角柄	5,200	A21
S204SD6	スケーラー 両頭 204SD	#6 サテンスチール	5,600	A21
S204SD7	スケーラー 両頭 204SD	#7 サテンスチールカラー	5,800	A21
S204SD9E2	スケーラー 両頭 204SD	#9E2 エバーエッジ	6,200	A21
S204SDC8E2	スケーラー 両頭 204SD	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A21
S204SDXE2	スケーラー 両頭 204SD	#XE2 ハーモニー	6,600	A21
S204SXE2	スケーラー 両頭 204S	#XE2 ハーモニー	6,600	A21
S20SCX	はさみ ブラックライン スーパーカット ゴールドマンフォックス 直		27,300	H75
S21	はさみ 一般外科用 直 21		14,700	H76
S31	はさみ カストロビージョ 31		48,300	H72
S5	はさみ ワグナー 直 5		14,700	H76
S5011	はさみ パーマシャープ ロックリン 曲 5011		44,100	H73
S5055	はさみ パーマシャープ メツツェンバウム 曲 ブラント 5055		44,100	H73
S5057	はさみ パーマシャープ メツツェンバウム 曲 ポイント 5057		44,100	H73
S5080	はさみ パーマシャープ ゴールドマンフォックス 直 5080		44,100	H73
S5081	はさみ パーマシャープ ゴールドマンフォックス 曲 5081		44,100	H73
S5082	はさみ パーマシャープ アイリス 直 5082		44,100	H74
S5083	はさみ パーマシャープ アイリス 曲 5083		44,100	H74
S6	はさみ ワグナー 曲 6		14,700	H76
S9	はさみ ディーン 9		16,800	H76
SAS1/2	グレイシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭 1/2	#2 角柄	5,200	A12
SAS1/26	グレイシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭 1/2	#6 サテンスチール	5,600	A12
SAS1/27	グレイシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭 1/2	#7 サテンスチールカラー	5,800	A12
SAS1/29E2	グレイシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	6,200	A12
SAS1/2C8E2	グレイシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭 1/2	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A12
SAS1/2R	グレイシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭 1/2	#2 角柄	5,200	A12
SAS1/2R6	グレイシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭 1/2	#6 サテンスチール	5,600	A12
SAS1/2R7	グレイシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭 1/2	#7 サテンスチールカラー	5,800	A12
SAS1/2R9E2	グレイシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	6,200	A12
SAS1/2RC8E2	グレイシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭 1/2	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A12
SAS1/2RXE2	グレイシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭 1/2	#XE2 ハーモニー	6,600	A12
SAS1/2XE2	グレイシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭 1/2	#XE2 ハーモニー	6,600	A12
SAS11/12	グレイシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭 11/12	#2 角柄	5,200	A13
SAS11/126	グレイシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭 11/12	#6 サテンスチール	5,600	A13

パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
SC4R/4LXE2	ユニバーサルキュレット コロンビア大学型 両頭 4R/4L	#XE2 ハーモニー	6,600	A19
SCGC	はさみ 金冠用 曲		12,600	H77
SCGCP	はさみ 金冠用 小児 曲		12,600	H77
SCGS	はさみ 金冠用 直		12,600	H77
SCK66	スケーラー クレイン・カプラン 両頭 6	#6 サテンスチール	5,600	A23
SCNEVI1	スケーラー ネビィ 両頭 1前歯用	#6 サテンスチール	5,600	A22
SCNEVI17	スケーラー ネビィ 両頭 1前歯用	#7 サテンスチールカラー	5,800	A22
SCNEVI19E2	スケーラー ネビィ 両頭 1前歯用	#9E2 エバーエッジ	6,200	A22
SCNEVI1C8E2	スケーラー ネビィ 両頭 1前歯用	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A22
SCNEVI1XE2	スケーラー ネビィ 両頭 1前歯用	#XE2 ハーモニー	6,600	A22
SCNEVI2	スケーラー ネビィ 両頭 2臼歯用	#6 サテンスチール	5,600	A22
SCNEVI27	スケーラー ネビィ 両頭 2臼歯用	#7 サテンスチールカラー	5,800	A22
SCNEVI29E2	スケーラー ネビィ 両頭 2臼歯用	#9E2 エバーエッジ	6,200	A22
SCNEVI2C8E2	スケーラー ネビィ 両頭 2臼歯用	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A22
SCNEVI2XE2	スケーラー ネビィ 両頭 2臼歯用	#XE2 ハーモニー	6,600	A22
SCNEVI39E2	スケーラー ネビィ 両頭 3臼歯用	#9E2 エバーエッジ	6,200	A22
SCNEVI3C8E2	スケーラー ネビィ 両頭 3臼歯用	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A22
SCNEVI3XE2	スケーラー ネビィ 両頭 3臼歯用	#XE2 ハーモニー	6,600	A22
SCNEVI49E2	スケーラー ネビィ 両頭 4臼歯用	#9E2 エバーエッジ	6,200	A22
SCNEVI4C8E2	スケーラー ネビィ 両頭 4臼歯用	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A22
SCNEVI4XE2	スケーラー ネビィ 両頭 4臼歯用	#XE2 ハーモニー	6,600	A22
SCORT	はさみ コーテリニ 曲		14,700	H75
SCORTSC	はさみ スーパーカット コーテリニ 曲		18,900	H75
SCU62	チゼルスケーラー クッシング 片頭 62	#1 角柄	5,200	A25
SDCM/D7	ファイルスケーラー ダイヤモンドテック 両頭 近遠心用	#7 サテンスチールカラー	10,600	A27
SDCN7	ファイルスケーラー ダイヤモンドテック 両頭 ネイバース	#7 サテンスチールカラー	10,600	A27
SDKCLIP	保持クリップ (サイドキック用)		2,700	B02
SDKGPLATE	ガイドプレート (サイドキック用)		4,000	B02
SDKGPSCREW	ガイドプレートスクリュー (サイドキック用)		2,700	B02
SDKKIT	サイドキック シャープニングキット		72,600	B02
SDKSTCOARS	セラミックストーン 粗目 (サイドキック用)		4,200	B02
SDKSTONEC	セラミックストーン (サイドキック用)		4,200	B02
SDM16	ファークーションキュレット デマルコ 両頭 1	#6 サテンスチール	6,200	A24
SDM26	ファークーションキュレット デマルコ 両頭 2	#6 サテンスチール	6,200	A24
SDP5/6K	チゼルスケーラー ダービー・ペリー 両頭 5K/6K	#2 角柄	5,200	A25
SDP9/11K	チゼルスケーラー ダービー・ペリー 両頭 9K/11K	#2 角柄	5,200	A25
SG1/2	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 1/2	#2 角柄	5,200	A06
SG1/26	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 1/2	#6 サテンスチール	5,600	A06
SG1/27	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 1/2	#7 サテンスチールカラー	5,800	A06
SG1/29E2	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	6,200	A06
SG1/29LCE2	グレイシーキュレット バイオジェント 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	6,200	A15
SG1/2C8E2	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 1/2	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A06
SG1/2R6	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 1/2	#6 サテンスチール	5,600	A06
SG1/2R7	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 1/2	#7 サテンスチールカラー	5,800	A06
SG1/2R9E2	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	6,200	A06
SG1/2RC8E2	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 1/2	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A06
SG1/2RXE2	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 1/2	#XE2 ハーモニー	6,600	A06
SG1/2XE2	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 1/2	#XE2 ハーモニー	6,600	A06
SG11/12	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#2 角柄	5,200	A07
SG11/126	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#6 サテンスチール	5,600	A07
SG11/127	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#7 サテンスチールカラー	5,800	A07
SG11/129E2	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#9E2 エバーエッジ	6,200	A07
SG11/129LCE2	グレイシーキュレット バイオジェント 両頭 11/12	#9E2 エバーエッジ	6,200	A15
SG11/12C8E2	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A07
SG11/12ER7	グレイシーキュレット オリジナル EX リジッド 両頭 11/12	#7 サテンスチールカラー	5,800	A07
SG11/12R6	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 11/12	#6 サテンスチール	5,600	A07
SG11/12R7	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 11/12	#7 サテンスチールカラー	5,800	A07
SG11/12R9E2	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 11/12	#9E2 エバーエッジ	6,200	A07
SG11/12RC8E2	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 11/12	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A07
SG11/12RXE2	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 11/12	#XE2 ハーモニー	6,600	A07
SG11/12XE2	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#XE2 ハーモニー	6,600	A07
SG13/14	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#2 角柄	5,200	A08
SG13/146	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#6 サテンスチール	5,600	A08
SG13/147	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#7 サテンスチールカラー	5,800	A08
SG13/149E2	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#9E2 エバーエッジ	6,200	A08
SG13/149LCE2	グレイシーキュレット バイオジェント 両頭 13/14	#9E2 エバーエッジ	6,200	A15
SG13/14C8E2	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A08
SG13/14ER7	グレイシーキュレット オリジナル EX リジッド 両頭 13/14	#7 サテンスチールカラー	5,800	A08
SG13/14R6	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 13/14	#6 サテンスチール	5,600	A08
SG13/14R7	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 13/14	#7 サテンスチールカラー	5,800	A08
SG13/14R9E2	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 13/14	#9E2 エバーエッジ	6,200	A08
SG13/14RC8E2	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 13/14	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A08
SG13/14RXE2	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 13/14	#XE2 ハーモニー	6,600	A08
SG13/14XE2	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#XE2 ハーモニー	6,600	A08
SG15/16	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 15/16	#2 角柄	5,200	A08
SG15/166	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 15/16	#6 サテンスチール	5,600	A08
SG15/167	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 15/16	#7 サテンスチールカラー	5,800	A08
SG15/169E2	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 15/16	#9E2 エバーエッジ	6,200	A08
SG15/16C8E2	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 15/16	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A08
SG15/16R6	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 15/16	#6 サテンスチール	5,600	A08
SG15/16R7	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 15/16	#7 サテンスチールカラー	5,800	A08
SG15/16R9E2	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 15/16	#9E2 エバーエッジ	6,200	A08
SG15/16RC8E2	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭 15/16	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A08



パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
SG15/16RXE2	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 15/16	#XE2 ハーモニー	6,600	A08
SG15/16XE2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 15/16	#XE2 ハーモニー	6,600	A08
SG17/18	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 17/18	#2 角柄	5,200	A08
SG17/186	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 17/18	#6 サテンスチール	5,600	A08
SG17/187	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 17/18	#7 サテンスチールカラー	5,800	A08
SG17/189E2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 17/18	#9E2 エバーエッジ	6,200	A08
SG17/18C8E2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 17/18	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A08
SG17/18R6	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 17/18	#6 サテンスチール	5,600	A08
SG17/18R7	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 17/18	#7 サテンスチールカラー	5,800	A08
SG17/18R9E2	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 17/18	#9E2 エバーエッジ	6,200	A08
SG17/18RC8E2	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 17/18	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A08
SG17/18RXE2	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 17/18	#XE2 ハーモニー	6,600	A08
SG17/18XE2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 17/18	#XE2 ハーモニー	6,600	A08
SG3/4	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 3/4	#2 角柄	5,200	A06
SG3/46	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 3/4	#6 サテンスチール	5,600	A06
SG3/47	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 3/4	#7 サテンスチールカラー	5,800	A06
SG3/49E2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 3/4	#9E2 エバーエッジ	6,200	A06
SG3/4C8E2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 3/4	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A06
SG3/4R6	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 3/4	#6 サテンスチール	5,600	A06
SG3/4R7	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 3/4	#7 サテンスチールカラー	5,800	A06
SG3/4R9E2	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 3/4	#9E2 エバーエッジ	6,200	A06
SG3/4RC8E2	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 3/4	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A06
SG3/4RXE2	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 3/4	#XE2 ハーモニー	6,600	A06
SG3/4XE2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 3/4	#XE2 ハーモニー	6,600	A06
SG5/6	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#2 角柄	5,200	A06
SG5/66	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#6 サテンスチール	5,600	A06
SG5/67	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#7 サテンスチールカラー	5,800	A06
SG5/69E2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#9E2 エバーエッジ	6,200	A06
SG5/6C8E2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A06
SG5/6ER7	グレースーキュレット オリジナル EX リジッド 両頭 5/6	#7 サテンスチールカラー	5,800	A06
SG5/6R6	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 5/6	#6 サテンスチール	5,600	A06
SG5/6R7	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 5/6	#7 サテンスチールカラー	5,800	A06
SG5/6R9E2	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 5/6	#9E2 エバーエッジ	6,200	A06
SG5/6RC8E2	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 5/6	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A06
SG5/6RXE2	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 5/6	#XE2 ハーモニー	6,600	A06
SG5/6XE2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#XE2 ハーモニー	6,600	A06
SG7/8	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#2 角柄	5,200	A07
SG7/86	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#6 サテンスチール	5,600	A07
SG7/87	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#7 サテンスチールカラー	5,800	A07
SG7/89E2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#9E2 エバーエッジ	6,200	A07
SG7/89LCE2	グレースーキュレット パイオジェント 両頭 7/8	#9E2 エバーエッジ	6,200	A15
SG7/8C8E2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A07
SG7/8ER7	グレースーキュレット オリジナル EX リジッド 両頭 7/8	#7 サテンスチールカラー	5,800	A07
SG7/8R6	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 7/8	#6 サテンスチール	5,600	A07
SG7/8R7	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 7/8	#7 サテンスチールカラー	5,800	A07
SG7/8R9E2	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 7/8	#9E2 エバーエッジ	6,200	A07
SG7/8RC8E2	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 7/8	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A07
SG7/8RXE2	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 7/8	#XE2 ハーモニー	6,600	A07
SG7/8XE2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#XE2 ハーモニー	6,600	A07
SG9/10	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 9/10	#2 角柄	5,200	A07
SG9/106	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 9/10	#6 サテンスチール	5,600	A07
SG9/107	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 9/10	#7 サテンスチールカラー	5,800	A07
SG9/109E2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 9/10	#9E2 エバーエッジ	6,200	A07
SG9/10C8E2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 9/10	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A07
SG9/10R6	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 9/10	#6 サテンスチール	5,600	A07
SG9/10R7	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 9/10	#7 サテンスチールカラー	5,800	A07
SG9/10R9E2	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 9/10	#9E2 エバーエッジ	6,200	A07
SG9/10RXE2	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 9/10	#XE2 ハーモニー	6,600	A07
SG9/10XE2	グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 9/10	#XE2 ハーモニー	6,600	A07
SGCSUB-06	ビジョンカーベット 両頭 サブゼロ	#6 サテンスチール	5,600	A24
SGO1/2	グレースーキュレット オオタタイプ 両頭 1/2	#2 角柄	5,600	A16
SGO11/12	グレースーキュレット オオタタイプ 両頭 11/12	#2 角柄	5,600	A16
SGO13/14	グレースーキュレット オオタタイプ 両頭 13/14	#2 角柄	5,600	A16
SGO3/4	グレースーキュレット オオタタイプ 両頭 3/4	#2 角柄	5,600	A16
SGO5/6	グレースーキュレット オオタタイプ 両頭 5/6	#2 角柄	5,600	A16
SGO7/8	グレースーキュレット オオタタイプ 両頭 7/8	#2 角柄	5,600	A16
SGO9/10	グレースーキュレット オオタタイプ 両頭 9/10	#2 角柄	5,600	A16
SGR1/2R	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 1/2	#2 角柄	5,200	A06
SGR11/12R	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 11/12	#2 角柄	5,200	A07
SGR13/14R	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 13/14	#2 角柄	5,200	A08
SGR15/16R	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 15/16	#2 角柄	5,200	A08
SGR17/18R	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 17/18	#2 角柄	5,200	A08
SGR3/4R	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 3/4	#2 角柄	5,200	A06
SGR5/6R	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 5/6	#2 角柄	5,200	A06
SGR7/8R	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 7/8	#2 角柄	5,200	A07
SGR9/10R	グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 9/10	#2 角柄	5,200	A07
SGRT	サイナスリトラクター SGRT		13,200	H63
SH5/33	スケーラー 衛生士用 両頭 H5/33	#2 角柄	5,200	A21
SH5/336	スケーラー 衛生士用 両頭 H5/33	#6 サテンスチール	5,600	A21
SH5/337	スケーラー 衛生士用 両頭 H5/33	#7 サテンスチールカラー	5,800	A21
SH5/339E2	スケーラー 衛生士用 両頭 H5/33	#9E2 エバーエッジ	6,200	A21
SH5/33C8E2	スケーラー 衛生士用 両頭 H5/33	#C8E2 レジン 8 カラー	6,000	A21
SH5/33XE2	スケーラー 衛生士用 両頭 H5/33	#XE2 ハーモニー	6,600	A21

パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
SH6/7	スケーラー 衛生士用 両頭 H6/H7	#2 角柄	5,200	A21
SH6/76	スケーラー 衛生士用 両頭 H6/H7	#6 サテンスチール	5,600	A21
SH6/77	スケーラー 衛生士用 両頭 H6/H7	#7 サテンスチールカラー	5,800	A21
SH6/79E2	スケーラー 衛生士用 両頭 H6/H7	#9E2 エバーエッジ	6,200	A21
SH6/7C8E2	スケーラー 衛生士用 両頭 H6/H7	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A21
SH6/7XE2	スケーラー 衛生士用 両頭 H6/H7	#XE2 ハーモニー	6,600	A21
SHDPV	スカルペルハンドル ミニブレード用		28,600	H70, E18
SHF-HYGE2	ハイジニストキュレット	#9E2 エバーエッジ	6,200	A24
SHTMBH	スカルペルハンドル ミニブレード用 チタン		35,200	H70
SHU1/2	ハッチンソンキュレット 両頭 1/2	#2 角柄	5,200	A24
SINC1	サイナスキュレット 1	#6 サテンスチール	13,200	H13
SINC1X	サイナスキュレット 1	BL ブラックライン	14,300	H13
SINC2	サイナスキュレット 2	#6 サテンスチール	13,200	H13
SINC2X	サイナスキュレット 2	BL ブラックライン	14,300	H13
SIU13/146	ユニバーサルキュレット インディアナ大型型 両頭 13/14	#6 サテンスチール	5,600	A20
SIU17/186	ユニバーサルキュレット インディアナ大型型 両頭 17/18	#6 サテンスチール	5,600	A20
SK8/96	ペリオサージカルキュレット カーゴランド 両頭 8K/9K	#6 サテンスチール	6,200	H12
SKN3/46	ペリオサージカルキュレット クレイマー・ネビンス 両頭 3/4	#6 サテンスチール	6,200	H12
SKRA36	ペリオサージカルキュレット クレイマー・ネビンス 両頭 3	#6 サテンスチール	6,200	H12
SKRA39	ペリオサージカルキュレット クレイマー・ネビンス 両頭 3	#9 エバーエッジ	6,600	H12
SL1/29E2	ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	6,200	A17
SL1/2C8E2	ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 1/2	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A17
SL1/2MF9E2	ユニバーサルキュレット ランガー ミニファイブ 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	6,200	A18
SL1/2XE2	ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 1/2	#XE2 ハーモニー	6,600	A17
SL17/189E2	ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 17/18	#9E2 エバーエッジ	6,200	A17
SL17/18C8E2	ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 17/18	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A17
SL17/18XE2	ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 17/18	#XE2 ハーモニー	6,600	A17
SL3/49E2	ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 3/4	#9E2 エバーエッジ	6,200	A17
SL3/4C8E2	ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 3/4	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A17
SL3/4MF9E2	ユニバーサルキュレット ランガー ミニファイブ 両頭 3/4	#9E2 エバーエッジ	6,200	A18
SL3/4XE2	ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 3/4	#XE2 ハーモニー	6,600	A17
SL5/69E2	ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 5/6	#9E2 エバーエッジ	6,200	A17
SL5/6C8E2	ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 5/6	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A17
SL5/6MF9E2	ユニバーサルキュレット ランガー ミニファイブ 両頭 5/6	#9E2 エバーエッジ	6,200	A18
SL5/6XE2	ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 5/6	#XE2 ハーモニー	6,600	A17
SM0/009E2	スケーラー モース 両頭 前歯用 0/00	#9E2 エバーエッジ	6,200	A23
SM0/00C8E2	スケーラー モース 両頭 前歯用 0/00	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A23
SM0/00XE2	スケーラー モース 両頭 前歯用 0/00	#XE2 ハーモニー	6,600	A23
SM17/189E2	ユニバーサルキュレット マッコール 両頭 17/18	#9E2 エバーエッジ	6,200	A20
SM17/18XE2	ユニバーサルキュレット マッコール 両頭 17/18	#XE2 ハーモニー	6,600	A20
SM239E2	スケーラー 23	#9E2 エバーエッジ	6,200	A23
SM23A9E2	ユニバーサルキュレット 23A	#9E2 エバーエッジ	6,200	A20
SMB	はさみ メッツェンバウムベディ		16,800	H77
SMS1/29E2	グレイシーキュレット マイクロミニファイブ 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	6,200	A14
SMS1/2XE2	グレイシーキュレット マイクロミニファイブ 両頭 1/2	#XE2 ハーモニー	6,600	A14
SMS11/129E2	グレイシーキュレット マイクロミニファイブ 両頭 11/12	#9E2 エバーエッジ	6,200	A14
SMS11/12XE2	グレイシーキュレット マイクロミニファイブ 両頭 11/12	#XE2 ハーモニー	6,600	A14
SMS13/149E2	グレイシーキュレット マイクロミニファイブ 両頭 13/14	#9E2 エバーエッジ	6,200	A14
SMS13/14XE2	グレイシーキュレット マイクロミニファイブ 両頭 13/14	#XE2 ハーモニー	6,600	A14
SMS7/89E2	グレイシーキュレット マイクロミニファイブ 両頭 7/8	#9E2 エバーエッジ	6,200	A14
SMS7/8XE2	グレイシーキュレット マイクロミニファイブ 両頭 7/8	#XE2 ハーモニー	6,600	A14
SNLD1	SN ディレクター .018		9,500	G16
SO6/76	ホースケーラー オーバン 両頭 6/7	#6 サテンスチール	5,600	A25
SO8/96	ホースケーラー オーバン 両頭 8/9	#6 サテンスチール	5,600	A25
SOUNDGS	チューズエステティックゲージ サウンディング		3,400	F20
SP20	縫合用プライヤー コーン		13,500	H83
SPAL13K6	ペリオドンタルチゼル パラッチ P24G/13KL	#6 サテンスチール	9,700	H07
SPEXC1	エキスカベーター ポピュラータイプ 両頭 1	#2 角柄	4,500	F10
SPEXC2	エキスカベーター ポピュラータイプ 両頭 2	#2 角柄	4,500	F10
SPEXC3	エキスカベーター ポピュラータイプ 両頭 3	#2 角柄	4,500	F10
SPEXC4	エキスカベーター ポピュラータイプ 両頭 4	#2 角柄	4,500	F10
SPEXC5	エキスカベーター ポピュラータイプ 両頭 5	#2 角柄	4,500	F10
SPEXC6	エキスカベーター ポピュラータイプ 両頭 6	#2 角柄	4,500	F10
SPEXD5	エキスプローラー ポピュラータイプ 両頭 5	#31 細丸	3,700	C11
SPEXD8	エキスプローラー ポピュラータイプ 両頭 8	#31 細丸	3,700	C12
SPEXS23	エキスプローラー ポピュラータイプ 片頭 23	#30 細丸	2,700	C10
SPEXS25	エキスプローラー ポピュラータイプ 片頭 25	#30 細丸	2,700	C10
SPM20	縫合用プライヤー マイクロサージカル コーン		56,700	H83
SPNHDPVN	持針器 マイクロカストロビージョスイスペリオ	スムースハンドル	86,100	H48
SPP24GSICX	ペリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 P24GSIC	BL ブラックライン	14,400	H55
SPP24GSP2X	ペリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 P24GSP	BL ブラックライン	14,400	H55
SPP24GSPX	ペリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 P24G	BL ブラックライン	14,400	H55
SPPH2X	ペリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 PH2	BL ブラックライン	14,400	H56
SPPSCHLEEX	ペリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 PPSCHLEE	BL ブラックライン	14,400	H56
SPR1/26	ペリオサージカルキュレット プリチャード 両頭 1/2	#6 サテンスチール	6,200	H12
SPR1/29	ペリオサージカルキュレット プリチャード 両頭 1/2	#9 エバーエッジ	6,600	H12
SPSDE1	スケーラー ポピュラータイプ 片頭 1	#1 角柄	4,200	A23
SPSDE2	スケーラー ポピュラータイプ 片頭 2	#1 角柄	4,200	A23
SPSDE3	スケーラー ポピュラータイプ 片頭 3	#1 角柄	4,200	A23
SPSPV	はさみ マイクロカストロビージョスイスペリオ	スムースハンドル	77,500	H72
SPSPV45	はさみ マイクロカストロビージョスイスペリオ 45°	スムースハンドル	86,300	H72
SPT31	ワックススパチュラ 両頭 31		6,600	F17
SPTDAPV	ティッシュブライヤー マイクロ スイスペリオ	スムースハンドル	58,800	H79



パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
SPTPDSSPV	ティッシュブライヤー マイクロ スイスペリオ アナトミカル	スムースハンドル	58,800	H79
SPV	はさみ マイクロ カストロビージョ 曲PV	ヨーロッパハンドル	77,500	H72
SPVX	はさみ ブラックライン スーパーカット マイクロ カストロビージョ 曲PV	ヨーロッパハンドル	86,300	H72
SR1	サージカルリトラクター1		19,800	H64
SR2	サージカルリトラクター2		19,800	H65
SR3	サージカルリトラクター3		19,800	H65
SR8	サージカルリトラクター8		19,800	H65
SR9	サージカルリトラクター ラムス9		19,800	H65
SRP1/2R6	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 1/2	#6 サテンスチール	5,600	A09
SRP1/2R7	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 1/2	#7 サテンスチールカラー	5,800	A09
SRP1/2R9E2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	6,200	A09
SRP1/2RC8E2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 1/2	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A09
SRP1/2RXE2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 1/2	#XE2 ハーモニー	6,600	A09
SRP11/2C8E2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 11/12	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A10
SRP11/2E7	グレースーキュレット アフターファイブ EX リジッド 両頭 11/12	#7 サテンスチールカラー	5,800	A10
SRP11/2R6	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 11/12	#6 サテンスチール	5,600	A10
SRP11/2R7	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 11/12	#7 サテンスチールカラー	5,800	A10
SRP11/2R9E2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 11/12	#9E2 エバーエッジ	6,200	A10
SRP11/2RC8E2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 11/12	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A10
SRP11/2RXE2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 11/12	#XE2 ハーモニー	6,600	A10
SRP13/14C8E2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 13/14	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A11
SRP13/14E7	グレースーキュレット アフターファイブ EX リジッド 両頭 13/14	#7 サテンスチールカラー	5,800	A11
SRP13/14R6	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 13/14	#6 サテンスチール	5,600	A11
SRP13/14R7	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 13/14	#7 サテンスチールカラー	5,800	A11
SRP13/14R9E2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 13/14	#9E2 エバーエッジ	6,200	A11
SRP13/14RC8E2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 13/14	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A11
SRP13/14RXE2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 13/14	#XE2 ハーモニー	6,600	A11
SRP15/16C8E2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 15/16	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A11
SRP15/16R6	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 15/16	#6 サテンスチール	5,600	A11
SRP15/16R7	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 15/16	#7 サテンスチールカラー	5,800	A11
SRP15/16R9E2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 15/16	#9E2 エバーエッジ	6,200	A11
SRP15/16RC8E2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 15/16	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A11
SRP15/16RXE2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 15/16	#XE2 ハーモニー	6,600	A11
SRP3/4R6	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 3/4	#6 サテンスチール	5,600	A09
SRP3/4R7	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 3/4	#7 サテンスチールカラー	5,800	A09
SRP3/4R9E2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 3/4	#9E2 エバーエッジ	6,200	A09
SRP3/4RC8E2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 3/4	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A09
SRP3/4RXE2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 3/4	#XE2 ハーモニー	6,600	A09
SRP5/6E7	グレースーキュレット アフターファイブ EX リジッド 両頭 5/6	#7 サテンスチールカラー	5,800	A10
SRP5/6R6	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 5/6	#6 サテンスチール	5,600	A10
SRP5/6R7	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 5/6	#7 サテンスチールカラー	5,800	A10
SRP5/6R9E2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 5/6	#9E2 エバーエッジ	6,200	A10
SRP5/6RC8E2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 5/6	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A10
SRP5/6RXE2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 5/6	#XE2 ハーモニー	6,600	A10
SRP7/8E7	グレースーキュレット アフターファイブ EX リジッド 両頭 7/8	#7 サテンスチールカラー	5,800	A10
SRP7/8R6	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 7/8	#6 サテンスチール	5,600	A10
SRP7/8R7	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 7/8	#7 サテンスチールカラー	5,800	A10
SRP7/8R9E2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 7/8	#9E2 エバーエッジ	6,200	A10
SRP7/8RC8E2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 7/8	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A10
SRP7/8RXE2	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 7/8	#XE2 ハーモニー	6,600	A10
SRPG1/2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 1/2	#2 角柄	5,200	A09
SRPG1/26	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 1/2	#6 サテンスチール	5,600	A09
SRPG1/27	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 1/2	#7 サテンスチールカラー	5,800	A09
SRPG1/29E2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	6,200	A09
SRPG1/2C8E2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 1/2	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A09
SRPG1/2R	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 1/2	#2 角柄	5,200	A09
SRPG1/2XE2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 1/2	#XE2 ハーモニー	6,600	A09
SRPG11/12	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 11/12	#2 角柄	5,200	A10
SRPG11/126	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 11/12	#6 サテンスチール	5,600	A10
SRPG11/127	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 11/12	#7 サテンスチールカラー	5,800	A10
SRPG11/129E2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 11/12	#9E2 エバーエッジ	6,200	A10
SRPG11/12R	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 11/12	#2 角柄	5,200	A10
SRPG11/12XE2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 11/12	#XE2 ハーモニー	6,600	A10
SRPG13/14	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 13/14	#2 角柄	5,200	A11
SRPG13/146	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 13/14	#6 サテンスチール	5,600	A11
SRPG13/147	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 13/14	#7 サテンスチールカラー	5,800	A11
SRPG13/149E2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 13/14	#9E2 エバーエッジ	6,200	A11
SRPG13/14R	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 13/14	#2 角柄	5,200	A11
SRPG13/14XE2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 13/14	#XE2 ハーモニー	6,600	A11
SRPG15/16	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 15/16	#2 角柄	5,200	A11
SRPG15/166	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 15/16	#6 サテンスチール	5,600	A11
SRPG15/167	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 15/16	#7 サテンスチールカラー	5,800	A11
SRPG15/169E2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 15/16	#9E2 エバーエッジ	6,200	A11
SRPG15/16R	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 15/16	#2 角柄	5,200	A11
SRPG15/16XE2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 15/16	#XE2 ハーモニー	6,600	A11
SRPG3/4	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 3/4	#2 角柄	5,200	A09
SRPG3/46	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 3/4	#6 サテンスチール	5,600	A09
SRPG3/47	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 3/4	#7 サテンスチールカラー	5,800	A09
SRPG3/49E2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 3/4	#9E2 エバーエッジ	6,200	A09
SRPG3/4C8E2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 3/4	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A09
SRPG3/4R	グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 3/4	#2 角柄	5,200	A09
SRPG3/4XE2	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 3/4	#XE2 ハーモニー	6,600	A09
SRPG5/6	グレースーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭 5/6	#2 角柄	5,200	A10

パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
SRPG5/66	グレースーキュレットアフターファイブスタンダード両頭5/6	#6 サテンスチール	5,600	A10
SRPG5/67	グレースーキュレットアフターファイブスタンダード両頭5/6	#7 サテンスチールカラー	5,800	A10
SRPG5/69E2	グレースーキュレットアフターファイブスタンダード両頭5/6	#9E2 エバーエッジ	6,200	A10
SRPG5/6C8E2	グレースーキュレットアフターファイブスタンダード両頭5/6	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A10
SRPG5/6R	グレースーキュレットアフターファイブリジッド両頭5/6	#2 角柄	5,200	A10
SRPG5/6XE2	グレースーキュレットアフターファイブスタンダード両頭5/6	#XE2 ハーモニ	6,600	A10
SRPG7/8	グレースーキュレットアフターファイブスタンダード両頭7/8	#2 角柄	5,200	A10
SRPG7/86	グレースーキュレットアフターファイブスタンダード両頭7/8	#6 サテンスチール	5,600	A10
SRPG7/87	グレースーキュレットアフターファイブスタンダード両頭7/8	#7 サテンスチールカラー	5,800	A10
SRPG7/89E2	グレースーキュレットアフターファイブスタンダード両頭7/8	#9E2 エバーエッジ	6,200	A10
SRPG7/8C8E2	グレースーキュレットアフターファイブスタンダード両頭7/8	#C8E2 レジン8 カラー	6,000	A10
SRPG7/8R	グレースーキュレットアフターファイブリジッド両頭7/8	#2 角柄	5,200	A10
SRPG7/8XE2	グレースーキュレットアフターファイブスタンダード両頭7/8	#XE2 ハーモニ	6,600	A10
SS2	アーカンサスストーン 円筒型2		5,000	B04
SS299	アーカンサスストーン 円錐型299		5,000	B04
SS3C	セラミックストーン3C		4,400	B05
SS4	アーカンサスストーンフラット4		4,400	B04
SS5	アーカンサスストーンベイツ5		15,400	B04
SS6	インディアストーンウェッジ6		4,400	B05
SS6A	アーカンサスストーンウェッジ6A		4,400	B04
SSDGRIT	デュアルストーン		5,200	B05
SSF1	インディアストーン1		4,400	B05
SSG0	IMS シグネチャージェリッパ 16 入アソート		1,500	A28
SSG1	IMS シグネチャージェリッパ 16 入グレー		1,500	A28
SSG10	IMS シグネチャージェリッパ 16 入ピンク		1,500	A28
SSG11	IMS シグネチャージェリッパ 16 入ラベンダー		1,500	A28
SSG12	IMS シグネチャージェリッパ 16 入オーシャンブルー		1,500	A28
SSG2	IMS シグネチャージェリッパ 16 入ホワイト		1,500	A28
SSG3	IMS シグネチャージェリッパ 16 入オレンジ		1,500	A28
SSG4	IMS シグネチャージェリッパ 16 入ブラウン		1,500	A28
SSG5	IMS シグネチャージェリッパ 16 入イエロー		1,500	A28
SSG6	IMS シグネチャージェリッパ 16 入レッド		1,500	A28
SSG7	IMS シグネチャージェリッパ 16 入グリーン		1,500	A28
SSG8	IMS シグネチャージェリッパ 16 入ブルー		1,500	A28
SSG9	IMS シグネチャージェリッパ 16 入ブラック		1,500	A28
SSGBLUE8	IMS シグネチャージェリッパレジン8カラー16入ブルー		1,500	A28
SSGGRAY8	IMS シグネチャージェリッパレジン8カラー16入グレー		1,500	A28
SSGREEN8	IMS シグネチャージェリッパレジン8カラー16入グリーン		1,500	A28
SSGLAVNDR8	IMS シグネチャージェリッパレジン8カラー16入ラベンダー		1,500	A28
SSGMULTI	IMS シグネチャージェリッパ 80 入アソート		5,700	A28
SSGORANGE8	IMS シグネチャージェリッパレジン8カラー16入オレンジ		1,500	A28
SSGPURPLE8	IMS シグネチャージェリッパレジン8カラー16入パープル		1,500	A28
SSGREY8	IMS シグネチャージェリッパレジン8カラー16入レッド		1,500	A28
SSGYELLOW8	IMS シグネチャージェリッパレジン8カラー16入イエロー		1,500	A28
SSKC	セラミックストーン 円筒型		5,500	B05
SSKITA	シャープニングキット アーカンサス		11,600	B04
SSKITC	シャープニングキット セラミック		11,600	B05
SSLUX	セラミックストーンルクセーティング		4,200	B05
SSO	シャープニングオイル		2,800	B06
STMBH	はさみ マイクロカストロビージュ曲チタン	ヨーロッパハンドル	136,500	H72
SXS156	ホースケーラー ターナー片頭15	#6 サテンスチール	5,600	A25
SYBG	ポンプグラフトシリンジ7mm		26,400	H88
SYG7/89E2	ユニバーサルキュレット ヤンガーグッド両頭7/8	#9E2 エバーエッジ	6,200	A20
SYRCW	アスピレーティングシリンジタイプCW		8,600	H88
TABANELLA1	ペリオスチール タパネラ両頭	#6 サテンスチール	9,600	H59
TABANELLA2	ペリオドンタルファイル タパネラ両頭	#6 サテンスチール	10,800	H22
TABANELLA3	ペリオドンタルチゼル タパネラ両頭1	#6 サテンスチール	9,100	H07
TABANELLA4	ペリオドンタルチゼル タパネラ両頭2	#6 サテンスチール	9,100	H07
TBARREF	チューズエステティックゲージ交換チップTパー 3入		3,800	F19
TC3	タオルクランプ バックハウス3		12,600	H84
TC5	タオルクランプ バックハウス5		12,600	H84
TK018	リンガルトーチングキー		10,300	G16
TKN1	トンネリングナイフ1	#6 サテンスチール	11,700	H37
TKN1X	トンネリングナイフ1	BL ブラックライン	12,800	H37
TKN2	トンネリングナイフ2	#6 サテンスチール	11,700	H37
TKN2X	トンネリングナイフ2	BL ブラックライン	12,800	H37
TKSTEIG	トンネリングナイフ ステイグマンソフトティッシュスプリッター	#SS スムースハンドル	11,700	H37
TKSTEIG2	トンネリングナイフ ステイグマンソフトティッシュスプリッター 改良型	#SS スムースハンドル	11,700	H37
TNBB21B	コンボジット練成充填器 XTS 21B	XTS ハンドル	6,400	F05
TNBB27/29	コンボジット練成充填器 XTS BB27/29	XTS ハンドル	6,400	F05
TNBBL3	コンボジット練成充填器 XTS ラドモア3	XTS ハンドル	6,400	F05
TNBB5/M	コンボジット練成充填器 XTS パニッシャー S/M	XTS ハンドル	6,400	F05
TNCCIA	コンボジット練成充填器 XTS ゴールドフォーゲル A	XTS ハンドル	6,400	F05
TNCIGFT1	コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタインフレキシシン1	XTS ハンドル	6,400	F03
TNCIGFT2	コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタインフレキシシン2	XTS ハンドル	6,400	F03
TNCIGFT3	コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタインフレキシシン3	XTS ハンドル	6,400	F03
TNCIGFT4	コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタインフレキシシン4	XTS ハンドル	6,400	F03
TNCIGFT5	コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタインフレキシシン5	XTS ハンドル	6,400	F03
TNCIGFTM1	コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタインフレキシシンミニ1	XTS ハンドル	6,400	F04
TNCIGFTM3	コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタインフレキシシンミニ3	XTS ハンドル	6,400	F04
TNCIGFTM4	コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタインフレキシシンミニ4	XTS ハンドル	6,400	F04
TNCVIPC	コンボジット練成充填器 XTS IPC	XTS ハンドル	6,400	F04
TNGMPI	コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタインマイクロ	#SS スムースハンドル	6,400	F04



パートコード	製品名	ハンドル/仕様	標準価格(円)	ページ
TNMASS1	コンボジット練成充填器 XTS マッシュローニ チゼル 1.2mm	#SS スムースハンドル	6,400	F04
TNMASS2	コンボジット練成充填器 XTS マッシュローニ チゼル 1.5mm	#SS スムースハンドル	6,400	F04
TNPCCI	コンボジット練成充填器 XTS フリードマン ダックヘッド	XTS ハンドル	6,400	F05
TNPFI8A	コンボジット練成充填器 XTS 8A	XTS ハンドル	6,400	F05
TNPFI A6	コンボジット練成充填器 XTS A6	XTS ハンドル	6,400	F05
TNPFIAB1	コンボジット練成充填器 XTS ボゴシアン AB1	XTS ハンドル	6,400	F04
TNPFIAB2	コンボジット練成充填器 XTS ボゴシアン AB2	XTS ハンドル	6,400	F04
TNPFIG4/5	コンボジット練成充填器 XTS G4/5	XTS ハンドル	6,400	F05
TNPFIW3	コンボジット練成充填器 XTS W3	XTS ハンドル	6,400	F04
TP31	ティッシュブライヤー セムキンテイラー 31 直 無鉤		10,800	H82
TP32	ティッシュブライヤー セムキンテイラー 32 曲 無鉤		10,800	H82
TP33	ティッシュブライヤー セムキンテイラー 33 直 有鉤		10,800	H82
TP34	ティッシュブライヤー セムキンテイラー 34 曲 有鉤		10,800	H82
TP41	ティッシュブライヤー アドソン 41 無鉤		10,800	H82
TP42	ティッシュブライヤー アドソン 42 有鉤		10,800	H82
TP43	ティッシュブライヤー アドソンブラウン 43 マルチ		13,700	H83
TP5041	ティッシュブライヤー パーマシャープ アドソン 5041 無鉤		26,300	H80
TP5042	ティッシュブライヤー パーマシャープ アドソン 5042 有鉤		29,400	H80
TP5043	ティッシュブライヤー パーマシャープ アドソンブラウン 5043 マルチ		30,500	H80
TP5050	ティッシュブライヤー パーマシャープ ジェラルド 5050 無鉤		40,800	H81
TP5051	ティッシュブライヤー パーマシャープ ジェラルド 5051 有鉤		41,800	H81
TP5070	ティッシュブライヤー パーマシャープ ジェネラル 5070 無鉤		26,300	H81
TP5090	ティッシュブライヤー パーマシャープ ドベイキー 5090 マルチ		38,900	H81
TP50L	ティッシュブライヤー フォックス 50L ロック式		17,900	H83
TPASTMBH	ティッシュブライヤー マイクロ チタン ASTMBH 直 無鉤	ヨーロッパハンドル	115,500	H79
TPDAPV	ティッシュブライヤー マイクロ ダイヤモンドダスト DAPV 直 無鉤	ヨーロッパハンドル	58,800	H78
TPG1	ティッシュブライヤー ジェラルド 1 無鉤		13,700	H83
TPG3	ティッシュブライヤー ジェラルド 3 有鉤		13,700	H83
TPKN	ティッシュブライヤー クレイマー・ネビズ 曲 有鉤		12,600	H82
TPSLCOCMN	ティッシュブライヤー マイクロ LCOCMN 曲 マルチ	ヨーロッパハンドル	58,800	H78
TPSLCOSM	ティッシュブライヤー マイクロ LCOSM 直 マルチ	ヨーロッパハンドル	58,800	H78
TPSSTMBH	ティッシュブライヤー マイクロ チタン ダイヤモンドダスト STMBH 直 有鉤	ヨーロッパハンドル	115,500	H79
WCS	ワイヤーカッティングシザーズ アンクル		23,100	H85
WCSS	ワイヤーカッティングシザーズ スミス		23,100	H85
WS7	ワックスパチュラ 両頭 7		6,100	F17
XP17/OW6	エキスパロ シンウィリアムズ 両頭 17/OW	#6 サテンスチール	5,200	C13
XP23/116	エキスパロ 両頭 23/CP11	#6 サテンスチール	5,200	C13
XP23/126	エキスパロ 両頭 23/CP12	#6 サテンスチール	5,200	C13
XP23/UNC6	エキスパロ UNC 両頭 23/UNC15	#6 サテンスチール	5,200	C13
XP3A/NC156	エキスパロ UNC 両頭 3A/UNC15	#6 サテンスチール	5,200	C13
XPC5574	エキスパロ 両頭 23/CP11	#7 サテンスチールカラー	5,200	C13
XPTU17/156	エキスパロ 両頭 TU17/UNC15	#6 サテンスチール	5,200	C13

製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
ABC				
IMS ID マーカー		IMS-1235	1,500	I14
IMS カラータブ9 入アソート		IMS-12912N	3,200	I14
IMS クラス5 インテグレート ストリップス 100 入		IMS-1241	4,000	J04
IMS シグネチャータブ イエロー		IMS-1415	2,800	I15
IMS シグネチャータブ コンプリートセット イエロー		IMS-1405	8,400	I15
IMS シグネチャータブ コンプリートセット ブルー		IMS-1408	8,400	I15
IMS シグネチャータブ コンプリートセット レッド		IMS-1400	8,400	I15
IMS シグネチャータブ ブルー		IMS-1418	2,800	I15
IMS シグネチャータブ レッド		IMS-1410	2,800	I15
IMS シグネチャータブ用 インサートトレイ		IMS-1423	2,100	I15
IMS シグネチャータブ用 カバー ロック付		IMS-1420	3,000	I15
IMS シグネチャータブ用 クリップオンホルダー カプセル		IMS-1429	1,900	I16
IMS シグネチャータブ用 クリップオンホルダー シリンジ		IMS-1430	1,900	I16
IMS シグネチャータブ用 シリンジスタンド 10 本追加用		IMS-1432	1,900	I16
IMS シグネチャータブ用 シリンジスタンド 20 本用		IMS-1431	3,800	I16
IMS シグネチャータブ用 スライドトレイ 仕切無		IMS-1422	1,300	I15
IMS シグネチャータブ用 スライドトレイ 仕切有		IMS-1421	1,300	I15
IMS シグネチャータブ用 フタ付ケース L		IMS-1426	1,900	I16
IMS シグネチャータブ用 フタ付ケース M		IMS-1425	900	I16
IMS シグネチャータブ用 フタ付ケース S		IMS-1424	900	I16
IMS シグネチャータブ用 ライナーシート		IMS-1428	900	I16
IMS シグネチャータブ用 ラック 3 段		IMS-1433	13,100	I16
IMS シグネチャータブ用 ラック 4 段		IMS-1434	13,100	I16
IMS シグネチャータブ用 仕切		IMS-1427	1,900	I16
IMS デイリークリーン 2.27KG		IMS-1218	15,600	J03
IMS デイリークリーン 500G		IMS-1220	5,100	J03
IMS インジケーターストリップス 250 入		IMS-1240	5,100	J04
IMS エンドスタンド 24 本用		IMS-1275	11,000	E07
IMS エンドスタンド 48 本用		IMS-1275D	11,000	E07
IMS オートクレープラップ L 508X508mm 100 入		IMS-1212H	5,500	J05
IMS オートクレープラップ L 508X508mm 500 入		IMS-1212	26,300	J05
IMS オートクレープラップ L 610X610mm 100 入		IMS-1210H	7,000	J05
IMS オートクレープラップ L 610X610mm 500 入		IMS-1210	33,600	J05
IMS オートクレープラップ S 305X305mm 1000 入		IMS-1213	21,000	J05
IMS オートクレープラップ S 305X305mm 100 入		IMS-1213H	2,400	J05
IMS オートクレープラップ S 380X380mm 1000 入		IMS-1211	28,400	J05
IMS オートクレープラップ S 380X380mm 100 入		IMS-1211H	3,200	J05
IMS カセット インフィニティ 10 本用 イエロー		IMN5105	20,000	I05
IMS カセット インフィニティ 10 本用 オーシャンブルー		IMN51011	20,000	I05
IMS カセット インフィニティ 10 本用 オレンジ		IMN5103	20,000	I05
IMS カセット インフィニティ 10 本用 グリーン		IMN5109	20,000	I05
IMS カセット インフィニティ 10 本用 グレー		IMN5101	20,000	I05
IMS カセット インフィニティ 10 本用 パープル		IMN5104	20,000	I05
IMS カセット インフィニティ 10 本用 ブラック		IMN5107	20,000	I05
IMS カセット インフィニティ 10 本用 ブルー		IMN5108	20,000	I05
IMS カセット インフィニティ 10 本用 ホワイト		IMN5102	20,000	I05
IMS カセット インフィニティ 10 本用 ラベンダー		IMN5106	20,000	I05
IMS カセット インフィニティ 10 本用 レッド		IMN5100	20,000	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 イエロー		IMN4125	25,200	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 オーシャンブルー		IMN41211	25,200	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 オレンジ		IMN4123	25,200	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 グリーン		IMN4129	25,200	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 グレー		IMN4121	25,200	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナスタット イエロー		IMN8125	23,100	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナスタット オーシャンブルー		IMN81211	23,100	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナスタット オレンジ		IMN8123	23,100	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナスタット グリーン		IMN8129	23,100	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナスタット グレー		IMN8121	23,100	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナスタット パープル		IMN8124	23,100	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナスタット ブラック		IMN8127	23,100	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナスタット ブルー		IMN8128	23,100	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナスタット ホワイト		IMN8122	23,100	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナスタット ラベンダー		IMN8126	23,100	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 シグナスタット レッド		IMN8120	23,100	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 パープル		IMN4124	25,200	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 ブラック		IMN4127	25,200	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 ブルー		IMN4128	25,200	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 ホワイト		IMN4122	25,200	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 ラベンダー		IMN4126	25,200	I05
IMS カセット インフィニティ 12 本用 レッド		IMN4120	25,200	I05
IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー イエロー		IMN9145	25,200	I06
IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー オーシャンブルー		IMN91411	25,200	I06
IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー オレンジ		IMN9143	25,200	I06
IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー グリーン		IMN9149	25,200	I06
IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー グレー		IMN9141	25,200	I06
IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー パープル		IMN9144	25,200	I06
IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー ブラック		IMN9147	25,200	I06
IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー ブルー		IMN9148	25,200	I06
IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー ホワイト		IMN9142	25,200	I06
IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー ラベンダー		IMN9146	25,200	I06
IMS カセット インフィニティ 14 本用 ダブルデッカー レッド		IMN9140	25,200	I06



製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
IMS カセット インフィニティ 16 本用 イエロー		IMN4165	25,200	105
IMS カセット インフィニティ 16 本用 オーシャンブルー		IMN41611	25,200	105
IMS カセット インフィニティ 16 本用 オレンジ		IMN4163	25,200	105
IMS カセット インフィニティ 16 本用 グリーン		IMN4169	25,200	105
IMS カセット インフィニティ 16 本用 グレー		IMN4161	25,200	105
IMS カセット インフィニティ 16 本用 パープル		IMN4164	25,200	105
IMS カセット インフィニティ 16 本用 ブラック		IMN4167	25,200	105
IMS カセット インフィニティ 16 本用 ブルー		IMN4168	25,200	105
IMS カセット インフィニティ 16 本用 ホワイト		IMN4162	25,200	105
IMS カセット インフィニティ 16 本用 ラベンダー		IMN4166	25,200	105
IMS カセット インフィニティ 16 本用 レッド		IMN4160	25,200	105
IMS カセット インフィニティ 20 本用 イエロー		IMN4205	25,200	106
IMS カセット インフィニティ 20 本用 オーシャンブルー		IMN42011	25,200	106
IMS カセット インフィニティ 20 本用 オレンジ		IMN4203	25,200	106
IMS カセット インフィニティ 20 本用 グリーン		IMN4209	25,200	106
IMS カセット インフィニティ 20 本用 グレー		IMN4201	25,200	106
IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー イエロー		IMN9205	30,500	107
IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー オーシャンブルー		IMN92011	30,500	107
IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー オレンジ		IMN9203	30,500	107
IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー グリーン		IMN9209	30,500	107
IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー グレー		IMN9201	30,500	107
IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー パープル		IMN9204	30,500	107
IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー ブラック		IMN9207	30,500	107
IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー ブルー		IMN9208	30,500	107
IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー ホワイト		IMN9202	30,500	107
IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー ラベンダー		IMN9206	30,500	107
IMS カセット インフィニティ 20 本用 ダブルデッカー レッド		IMN9200	30,500	107
IMS カセット インフィニティ 20 本用 パープル		IMN4204	25,200	106
IMS カセット インフィニティ 20 本用 ブラック		IMN4207	25,200	106
IMS カセット インフィニティ 20 本用 ブルー		IMN4208	25,200	106
IMS カセット インフィニティ 20 本用 ホワイト		IMN4202	25,200	106
IMS カセット インフィニティ 20 本用 ラベンダー		IMN4206	25,200	106
IMS カセット インフィニティ 20 本用 レッド		IMN4200	25,200	106
IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム イエロー		IMN6055	14,700	104
IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム オーシャンブルー		IMN60511	14,700	104
IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム オレンジ		IMN6053	14,700	104
IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム グリーン		IMN6059	14,700	104
IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム グレー		IMN6051	14,700	104
IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム パープル		IMN6054	14,700	104
IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム ブラック		IMN6057	14,700	104
IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム ブルー		IMN6058	14,700	104
IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム ホワイト		IMN6052	14,700	104
IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム ラベンダー		IMN6056	14,700	104
IMS カセット インフィニティ 5 本用 イグザム レッド		IMN6050	14,700	104
IMS カセット インフィニティ 8 本用 イエロー		IMN5085	20,000	104
IMS カセット インフィニティ 8 本用 オーシャンブルー		IMN50811	20,000	104
IMS カセット インフィニティ 8 本用 オレンジ		IMN5083	20,000	104
IMS カセット インフィニティ 8 本用 グリーン		IMN5089	20,000	104
IMS カセット インフィニティ 8 本用 グレー		IMN5081	20,000	104
IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー イエロー		IMN9085	24,200	106
IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー オーシャンブルー		IMN90811	24,200	106
IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー オレンジ		IMN9083	24,200	106
IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー グリーン		IMN9089	24,200	106
IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー グレー		IMN9081	24,200	106
IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー パープル		IMN9084	24,200	106
IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー ブラック		IMN9087	24,200	106
IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー ブルー		IMN9088	24,200	106
IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー ホワイト		IMN9082	24,200	106
IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー ラベンダー		IMN9086	24,200	106
IMS カセット インフィニティ 8 本用 ダブルデッカー レッド		IMN9080	24,200	106
IMS カセット インフィニティ 8 本用 パープル		IMN5084	20,000	104
IMS カセット インフィニティ 8 本用 ブラック		IMN5087	20,000	104
IMS カセット インフィニティ 8 本用 ブルー		IMN5088	20,000	104
IMS カセット インフィニティ 8 本用 ホワイト		IMN5082	20,000	104
IMS カセット インフィニティ 8 本用 ラベンダー		IMN5086	20,000	104
IMS カセット インフィニティ 8 本用 レッド		IMN5080	20,000	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L イエロー		IMN60H5	14,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L オーシャンブルー		IMN60H11	14,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L オレンジ		IMN60H3	14,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L グリーン		IMN60H9	14,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L グレー		IMN60H1	14,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L パープル		IMN60H4	14,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L ブラック		IMN60H7	14,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L ブルー		IMN60H8	14,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L ホワイト		IMN60H2	14,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L ラベンダー		IMN60H6	14,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 L レッド		IMN60H0	14,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S イエロー		IMN30HU5	13,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S オーシャンブルー		IMN30HU11	13,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S オレンジ		IMN30HU3	13,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S グリーン		IMN30HU9	13,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S グレー		IMN30HU1	13,700	104

製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S パープル		IMN30HU4	13,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S ブラック		IMN30HU7	13,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S ブルー		IMN30HU8	13,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S ホワイト		IMN30HU2	13,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S ラベンダー		IMN30HU6	13,700	104
IMS カセット インフィニティ US/HP 用 S レッド		IMN30HU0	13,700	104
IMS カセット インフィニティ オール L 薄型 グリーン		IMNORTHL9	28,400	107
IMS カセット インフィニティ オール L 薄型 パープル		IMNORTHL4	28,400	107
IMS カセット インフィニティ オール L 薄型 ブルー		IMNORTHL8	28,400	107
IMS カセット インフィニティ オール S 薄型 グリーン		IMNORTHS9	23,100	107
IMS カセット インフィニティ オール S 薄型 パープル		IMNORTHS4	23,100	107
IMS カセット インフィニティ オール S 薄型 ブルー		IMNORTHS8	23,100	107
IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー イエロー		IMN9145-O	26,300	107
IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー オーシャンブルー		IMN91411-O	26,300	107
IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー オレンジ		IMN9143-O	26,300	107
IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー グリーン		IMN9149-O	26,300	107
IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー グレー		IMN9141-O	26,300	107
IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー パープル		IMN9144-O	26,300	107
IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー ブラック		IMN9147-O	26,300	107
IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー ブルー		IMN9148-O	26,300	107
IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー ホワイト		IMN9142-O	26,300	107
IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー ラベンダー		IMN9146-O	26,300	107
IMS カセット インフィニティ オール S ダブルデッカー レッド		IMN9140-O	26,300	107
IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー イエロー		IMNOS5	38,900	106
IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー オーシャンブルー		IMNOS11	38,900	106
IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー オレンジ		IMNOS3	38,900	106
IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー グリーン		IMNOS9	38,900	106
IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー グレー		IMNOS1	38,900	106
IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー パープル		IMNOS4	38,900	106
IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー ブラック		IMNOS7	38,900	106
IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー ブルー		IMNOS8	38,900	106
IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー ホワイト		IMNOS2	38,900	106
IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー ラベンダー		IMNOS6	38,900	106
IMS カセット インフィニティ オーラルサージェリー レッド		IMNOS0	38,900	106
IMS カセット インフィニティ 滅菌コンテナ用 12 本 ブルー		IMECC128	32,600	J08
IMS カセット インフィニティ 専用クリップ 3WAY シリンジ用クリップ 1入		IM1005N	1,300	114
IMS カセット シグネチャー 10 本用 イエロー		IM5105	16,600	110
IMS カセット シグネチャー 10 本用 オレンジ		IM5103	16,600	110
IMS カセット シグネチャー 10 本用 グリーン		IM5109	16,600	110
IMS カセット シグネチャー 10 本用 グレー		IM5101	16,600	110
IMS カセット シグネチャー 10 本用 ブルー		IM5108	16,600	110
IMS カセット シグネチャー 10 本用 ホワイト		IM5102	16,600	110
IMS カセット シグネチャー 10 本用 ラベンダー		IM5106	16,600	110
IMS カセット シグネチャー 10 本用 レッド		IM5100	16,600	110
IMS カセット シグネチャー 12 本用 シグナスタット イエロー		IM8125	19,800	110
IMS カセット シグネチャー 12 本用 シグナスタット オレンジ		IM8123	19,800	110
IMS カセット シグネチャー 12 本用 シグナスタット グリーン		IM8129	19,800	110
IMS カセット シグネチャー 12 本用 シグナスタット グレー		IM8121	19,800	110
IMS カセット シグネチャー 12 本用 シグナスタット ブルー		IM8128	19,800	110
IMS カセット シグネチャー 12 本用 シグナスタット ホワイト		IM8122	19,800	110
IMS カセット シグネチャー 12 本用 シグナスタット ラベンダー		IM8126	19,800	110
IMS カセット シグネチャー 12 本用 シグナスタット レッド		IM8120	19,800	110
IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー グレー		IM9141	22,100	111
IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー イエロー		IM9145	22,100	111
IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー オレンジ		IM9143	22,100	111
IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー グリーン		IM9149	22,100	111
IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー ブルー		IM9148	22,100	111
IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー ホワイト		IM9142	22,100	111
IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー ラベンダー		IM9146	22,100	111
IMS カセット シグネチャー 14 本用 ダブルデッカー レッド		IM9140	22,100	111
IMS カセット シグネチャー 16 本用 イエロー		IM4165	20,800	110
IMS カセット シグネチャー 16 本用 オレンジ		IM4163	20,800	110
IMS カセット シグネチャー 16 本用 グリーン		IM4169	20,800	110
IMS カセット シグネチャー 16 本用 グレー		IM4161	20,800	110
IMS カセット シグネチャー 16 本用 ブルー		IM4168	20,800	110
IMS カセット シグネチャー 16 本用 ホワイト		IM4162	20,800	110
IMS カセット シグネチャー 16 本用 ラベンダー		IM4166	20,800	110
IMS カセット シグネチャー 16 本用 レッド		IM4160	20,800	110
IMS カセット シグネチャー 20 本用 イエロー		IM4205	20,800	110
IMS カセット シグネチャー 20 本用 オレンジ		IM4203	20,800	110
IMS カセット シグネチャー 20 本用 グリーン		IM4209	20,800	110
IMS カセット シグネチャー 20 本用 グレー		IM4201	20,800	110
IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー イエロー		IM9205	26,300	111
IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー オレンジ		IM9203	26,300	111
IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー グリーン		IM9209	26,300	111
IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー グレー		IM9201	26,300	111
IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー ブルー		IM9208	26,300	111
IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー ホワイト		IM9202	26,300	111
IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー ラベンダー		IM9206	26,300	111
IMS カセット シグネチャー 20 本用 ダブルデッカー レッド		IM9200	26,300	111
IMS カセット シグネチャー 20 本用 ブルー		IM4208	20,800	110
IMS カセット シグネチャー 20 本用 ホワイト		IM4202	20,800	110



製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
IMS カセット シグネチャー 20 本用 ラベンダー		IM4206	20,800	110
IMS カセット シグネチャー 20 本用 レッド		IM4200	20,800	110
IMS カセット シグネチャー 5 本用 イグザム イエロー		IM6055	12,600	109
IMS カセット シグネチャー 5 本用 イグザム オレンジ		IM6053	12,600	109
IMS カセット シグネチャー 5 本用 イグザム グリーン		IM6059	12,600	109
IMS カセット シグネチャー 5 本用 イグザム グレー		IM6051	12,600	109
IMS カセット シグネチャー 5 本用 イグザム ブルー		IM6058	12,600	109
IMS カセット シグネチャー 5 本用 イグザム ホワイト		IM6052	12,600	109
IMS カセット シグネチャー 5 本用 イグザム ラベンダー		IM6056	12,600	109
IMS カセット シグネチャー 5 本用 イグザム レッド		IM6050	12,600	109
IMS カセット シグネチャー 7 本用 スペースセーバー イエロー		IMSS75	15,600	109
IMS カセット シグネチャー 7 本用 スペースセーバー オレンジ		IMSS73	15,600	109
IMS カセット シグネチャー 7 本用 スペースセーバー グリーン		IMSS79	15,600	109
IMS カセット シグネチャー 7 本用 スペースセーバー グレー		IMSS71	15,600	109
IMS カセット シグネチャー 7 本用 スペースセーバー ブルー		IMSS78	15,600	109
IMS カセット シグネチャー 7 本用 スペースセーバー ホワイト		IMSS72	15,600	109
IMS カセット シグネチャー 7 本用 スペースセーバー ラベンダー		IMSS76	15,600	109
IMS カセット シグネチャー 7 本用 スペースセーバー レッド		IMSS70	15,600	109
IMS カセット シグネチャー 8 本用 イエロー		IM5085	16,600	109
IMS カセット シグネチャー 8 本用 オレンジ		IM5083	16,600	109
IMS カセット シグネチャー 8 本用 グリーン		IM5089	16,600	109
IMS カセット シグネチャー 8 本用 グレー		IM5081	16,600	109
IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー イエロー		IM9085	20,800	111
IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー オレンジ		IM9083	20,800	111
IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー グリーン		IM9089	20,800	111
IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー グレー		IM9081	20,800	111
IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー ブルー		IM9088	20,800	111
IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー ホワイト		IM9082	20,800	111
IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー ラベンダー		IM9086	20,800	111
IMS カセット シグネチャー 8 本用 ダブルデッカー レッド		IM9080	20,800	111
IMS カセット シグネチャー 8 本用 ブルー		IM5088	16,600	109
IMS カセット シグネチャー 8 本用 ホワイト		IM5082	16,600	109
IMS カセット シグネチャー 8 本用 ラベンダー		IM5086	16,600	109
IMS カセット シグネチャー 8 本用 レッド		IM5080	16,600	109
IMS カセット シグネチャー US/HP 用 L グレー		IM60H1	12,600	109
IMS カセット シグネチャー US/HP 用 L ブルー		IM60H8	12,600	109
IMS カセット シグネチャー US/HP 用 L レッド		IM60H0	12,600	109
IMS カセット シグネチャー オーソ L 薄型 ブルー		IMORTHLG8	24,200	112
IMS カセット シグネチャー オーソ S 薄型 ブルー		IMORTHSM8	18,900	112
IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー イエロー		IM9145-OR	23,100	112
IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー オレンジ		IM9143-OR	23,100	112
IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー グリーン		IM9149-OR	23,100	112
IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー グレー		IM9141-OR	23,100	112
IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー ブルー		IM9148-OR	23,100	112
IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー ホワイト		IM9142-OR	23,100	112
IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー ラベンダー		IM9146-OR	23,100	112
IMS カセット シグネチャー オーソドンティック S ダブルデッカー レッド		IM9140-OR	23,100	112
IMS カセット シグネチャー オーラルサージェリー イエロー		IMOS5	33,600	111
IMS カセット シグネチャー オーラルサージェリー オレンジ		IMOS3	33,600	111
IMS カセット シグネチャー オーラルサージェリー グリーン		IMOS9	33,600	111
IMS カセット シグネチャー オーラルサージェリー グレー		IMOS1	33,600	111
IMS カセット シグネチャー オーラルサージェリー ブルー		IMOS8	33,600	111
IMS カセット シグネチャー オーラルサージェリー ホワイト		IMOS2	33,600	111
IMS カセット シグネチャー オーラルサージェリー ラベンダー		IMOS6	33,600	111
IMS カセット シグネチャー オーラルサージェリー レッド		IMOS0	33,600	111
IMS カセット シグネチャー専用 クリップ 3WAY シリンジ用クリップ 1 入		IM1005	1,300	114
IMS カセット ダブルデッカー専用 クリップ 3WAY シリンジ用クリップ 1 入		IM1006	1,300	114
IMS カセット専用 クリップ ヒンジインスツルメント 用 2 入		IM1000	2,800	114
IMS カセット専用 ニードルキャップホルダー 2 入		IM1001	2,800	114
IMS カセット用 スナップオンバーコード		IMS-CABL	1,500	114
IMS カラーコードリング 50 入 イエロー		IMS-1285	2,100	A28
IMS カラーコードリング 50 入 オレンジ		IMS-1283	2,100	A28
IMS カラーコードリング 50 入 グリーン		IMS-1287	2,100	A28
IMS カラーコードリング 50 入 グレー		IMS-1281	2,100	A28
IMS カラーコードリング 50 入 ピンク		IMS-12810	2,100	A28
IMS カラーコードリング 50 入 ブラウン		IMS-1284	2,100	A28
IMS カラーコードリング 50 入 ブラック		IMS-1289	2,100	A28
IMS カラーコードリング 50 入 ブルー		IMS-1288	2,100	A28
IMS カラーコードリング 50 入 ホワイト		IMS-1282	2,100	A28
IMS カラーコードリング 50 入 ラベンダー		IMS-12811	2,100	A28
IMS カラーコードリング 50 入 レッド		IMS-1286	2,100	A28
IMS カラーコードリング 90 入 アソート		IMS-1280	3,800	A28
IMS カラーコードリング L 50 入 イエロー		IMS-1285L	2,100	A28
IMS カラーコードリング L 50 入 オレンジ		IMS-1283L	2,100	A28
IMS カラーコードリング L 50 入 グリーン		IMS-1287L	2,100	A28
IMS カラーコードリング L 50 入 グレー		IMS-1281L	2,100	A28
IMS カラーコードリング L 50 入 ピンク		IMS-12810L	2,100	A28
IMS カラーコードリング L 50 入 ブラウン		IMS-1284L	2,100	A28
IMS カラーコードリング L 50 入 ブラック		IMS-1289L	2,100	A28
IMS カラーコードリング L 50 入 ブルー		IMS-1288L	2,100	A28
IMS カラーコードリング L 50 入 ホワイト		IMS-1282L	2,100	A28
IMS カラーコードリング L 50 入 ラベンダー		IMS-12811L	2,100	A28

製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
IMS カラーコードリング L 50 入 レッド		IMS-1286L	2,100	A28
IMS カラーコードリング L 90 入 アソート		IMS-1280L	3,800	A28
IMS クリーニングモニター ウォッシュャーディスインフェクター用 50 入		IMS-1200W	14,700	J03
IMS クリーニングモニター ホルダー 1 入		IMS-1200H	6,600	J03
IMS クリーニングモニター 超音波洗浄器用 50 入		IMS-1200U	14,700	J03
IMS シグネチャーグリップ 16 入 アソート		SSG0	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップ 16 入 イエロー		SSG5	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップ 16 入 オーシャンブルー		SSG12	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップ 16 入 オレンジ		SSG3	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップ 16 入 グリーン		SSG7	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップ 16 入 グレー		SSG1	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップ 16 入 ピンク		SSG10	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップ 16 入 ブラウン		SSG4	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップ 16 入 ブラック		SSG9	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップ 16 入 ブルー		SSG8	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップ 16 入 ホワイト		SSG2	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップ 16 入 ラベンダー		SSG11	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップ 16 入 レッド		SSG6	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップ 80 入 アソート		SSGMULTI	5,700	A28
IMS シグネチャーグリップレジン 8 カラー 16 入 イエロー		SSGYELLOW8	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップレジン 8 カラー 16 入 オレンジ		SSGORANGE8	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップレジン 8 カラー 16 入 グリーン		SSGGREEN8	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップレジン 8 カラー 16 入 グレー		SSGGRAY8	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップレジン 8 カラー 16 入 パープル		SSGPURPLE8	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップレジン 8 カラー 16 入 ブルー		SSGBLUE8	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップレジン 8 カラー 16 入 ラベンダー		SSGLAVNDR8	1,500	A28
IMS シグネチャーグリップレジン 8 カラー 16 入 レッド		SSGRED8	1,500	A28
IMS テープディスペンサー 4 本用		IMS-1270H	26,000	J04
IMS テープディスペンサー 9 本用		IMS-1270	27,200	J04
IMS パークッション S 12 本用		IMS-1372S	4,900	I13
IMS パークッション S 6 本用		IMS-1372SH	3,600	I13
IMS パークッション T 12 本用		IMS-1372T	4,900	I13
IMS パークッション T 6 本用		IMS-1372TH	3,600	I13
IMS パーツボックス (L)		IMS-1273	6,600	I13
IMS パーツボックス (S)		IMS-1271	4,900	I13
IMS バゲット滅菌パウチ 133X254mm 200 入		IMS-1348	3,400	J06
IMS バゲット滅菌パウチ 190X330mm 100 入		IMS-1237	3,200	J06
IMS バゲット滅菌パウチ 254X356mm 100 入		IMS-1238	5,900	J06
IMS バゲット滅菌パウチ 305X432mm 100 入		IMS-1239	7,800	J06
IMS バゲット滅菌パウチ 330X508mm 100 入		IMS-1345	8,200	J06
IMS バゲット滅菌パウチ 57X102mm 200 入		IMS-1346	1,700	J06
IMS バゲット滅菌パウチ 70X229mm 200 入		IMS-1347	2,100	J06
IMS バゲット滅菌パウチ 89X229mm 200 入		IMS-1236	2,600	J06
IMS 潤滑スプレー 236ml		ILS	3,200	J03
IMS 滅菌コンテナ スモール		IMDINCO1M	42,000	J08
IMS 滅菌コンテナ スリム		IMDINCO0M	41,000	J08
IMS 滅菌コンテナ ミディアム		IMDINCO2M	43,100	J08
IMS 滅菌コンテナ ラージ		IMDINCO3M	45,200	J08
IMS 滅菌コンテナ用 インジケーターカード		IMCO-INDNA	3,200	J08
IMS 滅菌コンテナ用 ラッチ開封防止シール		IMCOM-SEAL	5,400	J08
IMS 滅菌コンテナ用 紙フィルター		IMCO-FIL3M	2,400	J08
NiTi ベンダー 3 プロング		678-322	22,100	G11
SN ディレクター .018		SNLD1	9,500	G16
あ行				
アーカンサスストーン ウェッジ 6A		SS6A	4,400	B04
アーカンサスストーン フラット 4		SS4	4,400	B04
アーカンサスストーン ベイツ 5		SS5	15,400	B04
アーカンサスストーン 円錐型 299		SS299	5,000	B04
アーカンサスストーン 円筒型 2		SS2	5,000	B04
アーチベンディングブライヤー ツイード		678-307	22,100	G11
アーチベンディングブライヤー ツイード スリムタイプ		678-307S	22,100	G11
アスピレーター アダプター		PTAA	3,600	H87
アスピレーター アンドリユー・パイション		ASPA	12,600	H87
アスピレーター オーラルサージェリー 1mm		ASPOS1	9,900	H86
アスピレーター オーラルサージェリー 2mm		ASPOS2	9,900	H86
アスピレーター オーラルサージェリー 3mm		ASPOS3	9,900	H86
アスピレーター オーラルサージェリー 4mm		ASPOS4	9,900	H86
アスピレーター クーブランドチップ 1		ASPCT1	3,600	H86
アスピレーター クーブランドチップ 2		ASPCT2	3,600	H86
アスピレーター クーブランドチップ 3		ASPCT3	3,600	H86
アスピレーター クーブランドチップ 4		ASPCT4	3,600	H86
アスピレーター クーブランドチップ 横穴付 1		ASPCT1W	3,600	H86
アスピレーター クーブランドチップ 横穴付 2		ASPCT2W	3,600	H86
アスピレーター クーブランドチップ 横穴付 3		ASPCT3W	3,600	H86
アスピレーター クーブランドチップ 横穴付 4		ASPCT4W	3,600	H86
アスピレーター コグスウェル 3		ASPCG3	12,600	H87
アスピレーター バードセルフクリーニング B1		ASPB1	30,800	H86
アスピレーター バードセルフクリーニング B2		ASPB2	30,800	H86
アスピレーター バードセルフクリーニング B3		ASPB3	30,800	H86
アスピレーター フレイザー 10		ASPFR10	12,600	H87
アスピレーター フレイザー 12		ASPFR12	12,600	H87



製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
アスピレーター フレイザー 6		ASPFR6	12,600	H87
アスピレーター フレイザー 8		ASPFR8	12,600	H87
アスピレーター フレイザー スティレット		PTFS	5,300	H87
アスピレーター フレイザー スティレット		PTFSB	5,300	H87
アスピレーター ヤンカー・トンシル		ASP	13,500	H87
アスピレーター 交換用シリコンチューブ 4 フィート		PTRTCL	6,400	H87
アスピレーターハンドル コープランド		ASPCH	17,600	H86
アスピレーティングシリンジ タイプ CW		SYRCW	8,600	H88
アダムスブライヤー		678-320	22,100	G11
アドヒーシブリームビングブライヤー		678-206	22,100	G08
アピカルインスツルメント 両頭 ユニバーサル M		MCBUM	4,700	E21
アピカルインスツルメント 両頭 ユニバーサル S		MCBUS	4,700	E21
アピカルインスツルメント 両頭 ライト M		MCBRM	4,700	E21
アピカルインスツルメント 両頭 ライト S		MCBRS	4,700	E21
アピカルインスツルメント 両頭 レフト M		MCBLM	4,700	E21
アピカルインスツルメント 両頭 レフト S		MCBLS	4,700	E21
アピカルブラガー アボラス 両頭 直 1		MAR-SAC1	7,200	E20
アピカルブラガー アボラス 両頭 直 1.5		MAR-SAC1.5	7,200	E20
アピカルブラガー アボラス 両頭 直 2		MAR-SAC2	7,200	E20
イミュニティスチール カップ グラフト用		MCUPE	10,500	H31
インディアストーン 1		SSF1	4,400	B05
インディアストーン ウェッジ 6		SS6	4,400	B05
インプラケアII ハンドル	#6 サテンスチール	IMPHDL6	2,000	D04
インプラケアII キット アソート サテンスチール チップ 12 組		IMPLSORT6	11,600	D04
インプラケアII キット コロンビア大学型 4R/4L チップ 12 組 ハンドル 1本		IMPL4R/4L6	11,600	D03
インプラケアII キット ランガー 1/2 チップ 12 組 ハンドル 1本		IMPLLG1/26	11,600	D03
インプラケアII キット 臼歯用 204S チップ 12 組 ハンドル 1本		IMPL204S6	11,600	D03
インプラケアII キット 衛生士用 H6/H7 チップ 12 組 ハンドル 1本		IMPLH6/76	11,600	D03
インプラケアII チップ コロンビア大学型 4R/4L 12 組		IMPL4R/4L	9,900	D03
インプラケアII チップ ランガー 1/2 12 組		IMPLLG1/2	9,900	D03
インプラケアII チップ 臼歯用 204S 12 組		IMPL204S	9,900	D03
インプラケアII チップ 衛生士用 H6/H7 12 組		IMPLH6/7	9,900	D03
インプラントスケーラー チタン 204SD	#6 サテンスチール	IMP204SDT	9,800	D02
インプラントスケーラー チタン ミニファイブ 1/2	#6 サテンスチール	IMPM1/2T	9,800	D02
インプラントスケーラー チタン ミニファイブ 11/12	#6 サテンスチール	IMPM11/12T	9,800	D02
インプラントスケーラー チタン ミニファイブ 13/14	#6 サテンスチール	IMPM13/14T	9,800	D02
インプラントスケーラー チタン ランガー 1/2	#6 サテンスチール	IMPLG1/2T	9,800	D02
ウルTRASリムパツカルチューブボンダーツィーザー		678-505	12,600	G14
ウルTRASリムワインガルトブライヤー		678-501	22,100	G07
エクスカーベーター イングリッシュバターン 両頭 246	#9 エバーエッジ	EXC2469	6,100	F11
エクスカーベーター エンド用 両頭 31L	BL ブラックライン	EXC31LX	6,100	E11
エクスカーベーター エンド用 両頭 31L	#41 丸柄	EXC31L	5,300	E11
エクスカーベーター エンド用 両頭 31L	#6 サテンスチール	EXC31L6	5,300	E11
エクスカーベーター エンド用 両頭 31W	#41 丸柄	EXC31W	5,300	E11
エクスカーベーター エンド用 両頭 31W	BL ブラックライン	EXC31WX	6,100	E11
エクスカーベーター エンド用 両頭 32L	#41 丸柄	EXC32L	5,300	E11
エクスカーベーター エンド用 両頭 32L	#6 サテンスチール	EXC32L6	5,300	E11
エクスカーベーター エンド用 両頭 32L	BL ブラックライン	EXC32LX	6,100	E11
エクスカーベーター エンド用 両頭 33L	#41 丸柄	EXC33L	5,300	E11
エクスカーベーター エンド用 両頭 33L	#6 サテンスチール	EXC33L6	5,300	E11
エクスカーベーター エンド用 両頭 33L	BL ブラックライン	EXC33LX	6,100	E11
エクスカーベーター ポピュラータイプ 両頭 1	#2 角柄	SPEXC1	4,500	F10
エクスカーベーター ポピュラータイプ 両頭 2	#2 角柄	SPEXC2	4,500	F10
エクスカーベーター ポピュラータイプ 両頭 3	#2 角柄	SPEXC3	4,500	F10
エクスカーベーター ポピュラータイプ 両頭 4	#2 角柄	SPEXC4	4,500	F10
エクスカーベーター ポピュラータイプ 両頭 5	#2 角柄	SPEXC5	4,500	F10
エクスカーベーター ポピュラータイプ 両頭 6	#2 角柄	SPEXC6	4,500	F10
エクスカーベーター 両頭 14	#41 丸柄	EXC14	5,100	F11
エクスカーベーター 両頭 17	#41 丸柄	EXC17	5,100	F11
エクスカーベーター 両頭 17	#6 サテンスチール	EXC176	5,100	F11
エクスカーベーター 両頭 17	#9 エバーエッジ	EXC179	6,100	F11
エクスカーベーター 両頭 18	#41 丸柄	EXC18	5,100	F11
エクスカーベーター 両頭 18	#6 サテンスチール	EXC186	5,100	F11
エクスカーベーター 両頭 18	#9 エバーエッジ	EXC189	6,100	F11
エクスカーベーター 両頭 19	#41 丸柄	EXC19	5,100	F12
エクスカーベーター 両頭 19	#6 サテンスチール	EXC196	5,100	F12
エクスカーベーター 両頭 36/37	#6 サテンスチール	EXC36/376	5,100	F12
エクスカーベーター 両頭 38/39	#41 丸柄	EXC38/39	5,100	F12
エクスカーベーター 両頭 38/39	#6 サテンスチール	EXC38/396	5,100	F12
エクスカーベーター 両頭 6	#41 丸柄	EXC6	5,100	F11
エクスカーベーター 両頭 63/64	#6 サテンスチール	EXC63/646	5,100	F12
エクスカーベーター 両頭 E1	#6 サテンスチール	EXCE16	5,100	F11
エクスカーベーター 両頭 E2	#6 サテンスチール	EXCE26	5,100	F11
エクスカーベーター 両頭 オーバル 17W	#41 丸柄	EXC17W	5,100	F12
エクスカーベーター 両頭 オーバル 18W	#41 丸柄	EXC18W	5,100	F12
エクスカーベーター 両頭 ブレード 40/41	#41 丸柄	EXC40/41	5,100	F12
エクスプロ UNC 両頭 23/UNC15	#6 サテンスチール	XP23/UNC6	5,200	C13
エクスプロ UNC 両頭 3A/UNC15	#6 サテンスチール	XP3A/NC156	5,200	C13
エクスプロ シンウィリアムズ 両頭 17/OW	#6 サテンスチール	XP17/OW6	5,200	C13
エクスプロ 両頭 23/CP11	#6 サテンスチール	XP23/116	5,200	C13
エクスプロ 両頭 23/CP11	#7 サテンスチールカラー	XPC5574	5,200	C13
エクスプロ 両頭 23/CP12	#6 サテンスチール	XP23/126	5,200	C13

製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
エキスプロ 両頭 TU17/UNC15	#6 サテンスチール	XPTU17/156	5,200	C13
エキスプローラー ピッグテール 両頭 2A	#6 サテンスチール	EXD2A6	3,100	C12
エキスプローラー アフターファイブ 両頭 11/12	#31 細丸	EXD11/12AF	2,900	C11
エキスプローラー アフターファイブ 両頭 11/12	#6 サテンスチール	EXD11/12A6	3,100	C11
エキスプローラー アフターファイブ 両頭 11/12	#7 サテンスチールカラー	EXD11/12A7	3,300	C11
エキスプローラー ウィルキンス / タフツ大学型 片頭 TU17	#6 サテンスチール	EXTU176	2,300	C11
エキスプローラー ウィルキンス / タフツ大学型 両頭 TU17/23	#6 サテンスチール	EXTU17/236	3,100	C12
エキスプローラー エンド用 両頭 DG16	#31 細丸	EXDG16	4,200	E10
エキスプローラー エンド用 両頭 DG16	#6 サテンスチール	EXDG166	4,200	E10
エキスプローラー エンド用 両頭 DG16	BL ブラックライン	EXDG16X	5,300	E10
エキスプローラー エンド用 両頭 DG16/17	#31 細丸	EXDG16/17	4,200	E10
エキスプローラー エンド用 両頭 DG16/17	BL ブラックライン	EXDG16/17X	5,300	E10
エキスプローラー エンド用 両頭 DG16/23	#31 細丸	EXDG16/23	4,200	E10
エキスプローラー エンド用 両頭 DG16/23	BL ブラックライン	EXDG16/23X	5,300	E10
エキスプローラー シェアードフック 片頭 23	#6 サテンスチール	EXS236	2,300	C11
エキスプローラー ポピュラータイプ 片頭 23	#30 細丸	SPEXS23	2,700	C10
エキスプローラー ポピュラータイプ 片頭 25	#30 細丸	SPEXS25	2,700	C10
エキスプローラー ポピュラータイプ 両頭 5	#31 細丸	SPEXD5	3,700	C11
エキスプローラー ポピュラータイプ 両頭 8	#31 細丸	SPEXD8	3,700	C12
エキスプローラー 片頭 17	#6 サテンスチール	EXS176	2,300	C10
エキスプローラー 片頭 3	#30 細丸	EXS3	2,300	C10
エキスプローラー 片頭 3	#6 サテンスチール	EXS36	2,300	C10
エキスプローラー 片頭 3A	#30 細丸	EXS3A	2,300	C10
エキスプローラー 片頭 3A	#6 サテンスチール	EXS3A6	2,300	C10
エキスプローラー 片頭 3A	#7 サテンスチールカラー	EXS3A7	2,500	C10
エキスプローラー 両頭 11/12	#31 細丸	EXD11/12	2,900	C11
エキスプローラー 両頭 11/12	#6 サテンスチール	EXD11/126	3,100	C11
エキスプローラー 両頭 11/12	#7 サテンスチールカラー	EXD11/127	3,300	C11
エキスプローラー 両頭 3A/TU17	#6 サテンスチール	EX3A/TU176	3,100	C12
エキスプローラー 両頭 3CH	#6 サテンスチール	EXD3CH6	3,100	C12
エキスプローラー 両頭 5	#31 細丸	EXD5	2,900	C11
エキスプローラー 両頭 5	#6 サテンスチール	EXD56	3,100	C11
エキスプローラー 両頭 5	#7 サテンスチールカラー	EXD57	3,300	C11
エレベーター クライヤー 44		E44	9,700	H15
エレベーター クライヤー 45		E45	9,700	H15
エレベーター シュメックパイヤー アペクソ 4		E4	9,700	H15
エレベーター シュメックパイヤー アペクソ 5		E5	9,700	H15
エレベーター スペシャルタイプ 1C		EL3042	9,500	H14
エレベーター スペシャルタイプ 1S		EL4032	9,500	H14
エレベーター スペシャルタイプ 3C		EL4014	9,500	H14
エレベーター スペシャルタイプ 3S		EL3024	9,500	H14
エレベーター スペシャルタイプ 4C		EL3092	9,500	H14
エレベーター スペシャルタイプ 4S		EL4031	9,500	H14
エレベーター バーナード 11	BL ブラックライン	BER11X	12,100	H16
エレベーター バーナード ライト 6	BL ブラックライン	BER6X	12,100	H16
エレベーター バーナード レフト 7	BL ブラックライン	BER7X	12,100	H16
エレベーター ミニクライヤー 21		E21	9,700	H15
エレベーター ミニクライヤー 22		E22	9,700	H15
エンザイマックス スプレー ジェル 709ml		IMS-1229	3,000	J02
エンザイマックス ボトル用ポンプ 3800ml 用		IMS-1226P	900	J02
エンザイマックス 液 チューブタイプ 40 入		IMS-1222	14,700	J02
エンザイマックス 液 ボトルタイプ 3800ml 1 入		IMS-1226	16,400	J02
エンザイマックス 粉 ボトルタイプ 800G 1 入		IMS-1230	8,700	J02
エンド用 ロック式 ビンセット		EPL1	12,600	E22
オステオトーム 12.7mm		OSTPAL1	17,600	H52
オステオトーム 23.2mm		OSTPAL2	17,600	H52
オステオトーム 33.7mm		OSTPAL3	17,600	H52
オステオトーム ジョバノビック 6mm		OSTJO8	15,400	H52
オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 曲 2.7mm		OSTMSH27A	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 曲 3.2mm		OSTMSH32A	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 曲 3.7mm		OSTMSH37A	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 曲 4.2mm		OSTMSH42A	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 曲 5.0mm		OSTMSH50A	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 直 2.7mm		OSTMSH27	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 直 3.2mm		OSTMSH32	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 直 3.7mm		OSTMSH37	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 直 4.2mm		OSTMSH42	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンケイブ テーパー 直 5.0mm		OSTMSH50	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンケイブ 曲 2.7mm		OSTMPU27A	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンケイブ 曲 3.2mm		OSTMPU32A	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンケイブ 曲 3.7mm		OSTMPU37A	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンケイブ 曲 4.2mm		OSTMPU42A	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンケイブ 曲 5.0mm		OSTMPU50A	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 曲 2.7mm		OSTMSP27A	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 曲 3.2mm		OSTMSP32A	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 曲 3.7mm		OSTMSP37A	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 曲 4.2mm		OSTMSP42A	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 曲 5.0mm		OSTMSP50A	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 直 2.7mm		OSTMSP27	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 直 3.2mm		OSTMSP32	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 直 3.7mm		OSTMSP37	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 直 4.2mm		OSTMSP42	8,400	H53



製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
オステオトーム 着脱式 コンベックス テーパー 直 5.0mm		OSTMSP50	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンベックス 直 2.7mm		OSTMPU27	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンベックス 直 3.2mm		OSTMPU32	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンベックス 直 3.7mm		OSTMPU37	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンベックス 直 4.2mm		OSTMPU42	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 コンベックス 直 5.0mm		OSTMPU50	8,400	H53
オステオトーム 着脱式 共用ハンドル		OSTMGRIF	20,000	H53
オメガルーブフォーミングブライヤー		678-303	22,100	G10
か行				
ガーゼパッカー ヒューフレディ	#6 サテンスチール	GPHF6	8,600	H32
カーバー ウィランド 両頭 8	#6 サテンスチール	CVWI86	5,100	F13
カーバー ホーレンバック 両頭 1/2	#9 エバーエッジ	CVHL1/29	7,200	F13
カーバー ホーレンバック 両頭 3S	#6 サテンスチール	CVHL3S6	5,100	F13
カーバー 隣接歯面用 両頭 IPC	#6 サテンスチール	CVIPC6	5,100	F13
ガイドプレート (サイドキック用)		SDKGPLATE	4,000	B02
ガイドプレートスクリュー (サイドキック用)		SDKGPSCREW	2,700	B02
カラーコードブローブ インプラントスパーサー 片頭 20mm	#6 サテンスチール	PCP65006	5,400	H36
カラーコードブローブ ウィリアムズ 片頭 W	#30 細丸	PQW	4,200	C07
カラーコードブローブ カラービュー用ハンドル	#6 サテンスチール	PH6	2,300	C04
カラーコードブローブ シンウィリアムズ 片頭 OW	#30 細丸	PQOW	4,200	C07
カラーコードブローブ シンウィリアムズ 片頭 OW	#6 サテンスチール	PQOW6	4,400	C07
カラーコードブローブ ネイバース 両頭 Q2N	#31 細丸	PQ2N	6,200	C08
カラーコードブローブ ネイバース 両頭 Q2N	#6 サテンスチール	PQ2N6	6,400	C08
カラーコードブローブ ネイバース 両頭 Q2N	#7 サテンスチールカラー	PQ2N7	6,600	C08
カラーコードブローブ 片頭 CP10	#30 細丸	PCP10	4,200	C06
カラーコードブローブ 片頭 CP10	#6 サテンスチール	PCP106	4,400	C06
カラーコードブローブ 片頭 CP10	#7 サテンスチールカラー	PCP107	4,600	C06
カラーコードブローブ 片頭 CP11	#30 細丸	PCP11	4,200	C06
カラーコードブローブ 片頭 CP11	#6 サテンスチール	PCP116	4,400	C06
カラーコードブローブ 片頭 CP11	#7 サテンスチールカラー	PCP117	4,600	C06
カラーコードブローブ 片頭 CP11.5B	#30 細丸	PCP11.5B	4,200	C07
カラーコードブローブ 片頭 CP11.5B	#6 サテンスチール	PCP11.5B6	4,400	C07
カラーコードブローブ 片頭 CP11.5B	#7 サテンスチールカラー	PCP11.5B7	4,600	C07
カラーコードブローブ 片頭 CP12	#30 細丸	PCP12	4,200	C06
カラーコードブローブ 片頭 CP12	#6 サテンスチール	PCP126	4,400	C06
カラーコードブローブ 片頭 CP12	#7 サテンスチールカラー	PCP127	4,600	C06
カラーコードブローブ 片頭 CP2	#30 細丸	PCP2	4,200	C06
カラーコードブローブ 片頭 CP2	#6 サテンスチール	PCP26	4,400	C06
カラーコードブローブ 片頭 CP8	#30 細丸	PCP8	4,200	C06
カラーコードブローブ 片頭 CP8	#6 サテンスチール	PCP86	4,400	C06
カラーコードブローブ 片頭 CPUNC12	#30 細丸	PCPUNC12	4,200	C07
カラーコードブローブ 片頭 CPUNC12	#6 サテンスチール	PCPUNC126	4,400	C07
カラーコードブローブ 片頭 CPUNC12	#7 サテンスチールカラー	PCPUNC127	4,600	C07
カラーコードブローブ 片頭 CPUNC15	#30 細丸	PCPUNC15	4,200	C07
カラーコードブローブ 片頭 CPUNC15	#6 サテンスチール	PCPUNC156	4,400	C07
カラーコードブローブ 片頭 CPUNC15	#7 サテンスチールカラー	PCPUNC157	4,600	C07
カラービューブローブ S キット 片頭 11	#6 サテンスチール	PCV11KIT6	8,900	C04
カラービューブローブ S キット 片頭 12	#6 サテンスチール	PCV12KIT6	8,900	C04
カラービューブローブ S キット 片頭 UNC	#6 サテンスチール	PCVNCKIT6	8,900	C04
カラービューブローブ S キット 片頭 ウィリアムズ	#6 サテンスチール	PCVWKIT6	8,900	C04
カラービューブローブ バイオタイプ スターターキット		PBTPKIT12	14,500	C05
カラービューブローブ バイオタイプ 交換チップ (12 入) グリーン		PBTPG	13,000	C05
カラービューブローブ バイオタイプ 交換チップ (12 入) ブルー		PBTPB	13,000	C05
カラービューブローブ バイオタイプ 交換チップ (12 入) ホワイト		PBTPW	13,000	C05
カラービューブローブ ペリオスクリーン S キット 片頭 10	#6 サテンスチール	PPS10KIT6	8,900	C05
カラービューブローブ ペリオスクリーン S キット 片頭 12	#6 サテンスチール	PPS12KIT6	8,900	C05
カラービューブローブ ペリオスクリーン 交換用チップ (12 入) 片頭 10		PPS10PT	13,000	C05
カラービューブローブ ペリオスクリーン 交換用チップ (12 入) 片頭 12		PPS12PT	13,000	C05
カラービューブローブ 交換チップ (12 入) ウィリアムズ		PCVWPT	13,000	C04
カラービューブローブ 交換チップ (12 入) 11		PCV11PT	13,000	C04
カラービューブローブ 交換チップ (12 入) 12		PCV12PT	13,000	C04
カラービューブローブ 交換チップ (12 入) UNC		PCVUNC12PT	13,000	C04
教育用モデル グレーシーキュレット 14		LSM14	15,000	B10
教育用モデル コロンビアキュレット 13		LSM13	15,000	B10
教育用モデル シックルスケラー H6		LSMH6	15,000	B10
教育用モデル シャープニングストーン 4		LSS4	8,100	B10
教育用モデル ジャケットスケラー 30		LSM30	15,000	B10
教育用モデル テストスティック		LPTS	4,200	B10
クラウン&バンドカンタリングブライヤー		678-221	22,100	G09
クラウンリムーバー クリステンセン 90°		CRCH2	10,300	F15
クラウンリムーバー クリステンセン 直		CRCH1	10,300	F15
クラウンリムーバー ゴールドスタイン 45°		GCR45	6,100	F16
クラウンリムーバー ゴールドスタイン 直		GCR0	6,100	F16
クラウンリムーバー 仮歯用		CRGR	29,400	F15
クランプフォーセップ		RDF	18,900	E08
クランプフォーセップ 4		RDF4	25,200	E08
クリアコレクション イレイサーブライヤー		678-811	25,200	G03
クリアコレクション カンタークロックワイズウェッジブライヤー		678-807	25,200	G03
クリアコレクション クロックワイズウェッジブライヤー		678-808	25,200	G03
クリアコレクション スポットブライヤー		678-804	25,200	G03
クリアコレクション ティアドロップブライヤー		678-800	25,200	G02



製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 5/6	#7 サテンスチールカラー	SRP5/6R7	5,800	A10
グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 5/6	#9E2 エバーエッジ	SRP5/6R9E2	6,200	A10
グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 5/6	#C8E2 レジン 8 カラー	SRP5/6RC8E2	6,000	A10
グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 5/6	#XE2 ハーモニー	SRP5/6RXE2	6,600	A10
グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 7/8	#2 角柄	SRPG7/8R	5,200	A10
グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 7/8	#6 サテンスチール	SRP7/8R6	5,600	A10
グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 7/8	#7 サテンスチールカラー	SRP7/8R7	5,800	A10
グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 7/8	#9E2 エバーエッジ	SRP7/8R9E2	6,200	A10
グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 7/8	#C8E2 レジン 8 カラー	SRP7/8RC8E2	6,000	A10
グレースーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭 7/8	#XE2 ハーモニー	SRP7/8RXE2	6,600	A10
グレースーキュレット オオタタイプ 両頭 1/2	#2 角柄	SGO1/2	5,600	A16
グレースーキュレット オオタタイプ 両頭 11/12	#2 角柄	SGO11/12	5,600	A16
グレースーキュレット オオタタイプ 両頭 13/14	#2 角柄	SGO13/14	5,600	A16
グレースーキュレット オオタタイプ 両頭 3/4	#2 角柄	SGO3/4	5,600	A16
グレースーキュレット オオタタイプ 両頭 5/6	#2 角柄	SGO5/6	5,600	A16
グレースーキュレット オオタタイプ 両頭 7/8	#2 角柄	SGO7/8	5,600	A16
グレースーキュレット オオタタイプ 両頭 9/10	#2 角柄	SGO9/10	5,600	A16
グレースーキュレット オリジナル EX リジッド 両頭 11/12	#7 サテンスチールカラー	SG11/12ER7	5,800	A07
グレースーキュレット オリジナル EX リジッド 両頭 13/14	#7 サテンスチールカラー	SG13/14ER7	5,800	A08
グレースーキュレット オリジナル EX リジッド 両頭 5/6	#7 サテンスチールカラー	SG5/6ER7	5,800	A06
グレースーキュレット オリジナル EX リジッド 両頭 7/8	#7 サテンスチールカラー	SG7/8ER7	5,800	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 1/2	#2 角柄	SG1/2	5,200	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 1/2	#6 サテンスチール	SG1/26	5,600	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 1/2	#7 サテンスチールカラー	SG1/27	5,800	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	SG1/29E2	6,200	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 1/2	#C8E2 レジン 8 カラー	SG1/2C8E2	6,000	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 1/2	#XE2 ハーモニー	SG1/2XE2	6,600	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#2 角柄	SG11/12	5,200	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#6 サテンスチール	SG11/126	5,600	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#7 サテンスチールカラー	SG11/127	5,800	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#9E2 エバーエッジ	SG11/129E2	6,200	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#C8E2 レジン 8 カラー	SG11/12C8E2	6,000	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#XE2 ハーモニー	SG11/12XE2	6,600	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#2 角柄	SG13/14	5,200	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#6 サテンスチール	SG13/146	5,600	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#7 サテンスチールカラー	SG13/147	5,800	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#9E2 エバーエッジ	SG13/149E2	6,200	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#C8E2 レジン 8 カラー	SG13/14C8E2	6,000	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#XE2 ハーモニー	SG13/14XE2	6,600	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 15/16	#2 角柄	SG15/16	5,200	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 15/16	#6 サテンスチール	SG15/166	5,600	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 15/16	#7 サテンスチールカラー	SG15/167	5,800	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 15/16	#9E2 エバーエッジ	SG15/169E2	6,200	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 15/16	#C8E2 レジン 8 カラー	SG15/16C8E2	6,000	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 15/16	#XE2 ハーモニー	SG15/16XE2	6,600	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 17/18	#2 角柄	SG17/18	5,200	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 17/18	#6 サテンスチール	SG17/186	5,600	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 17/18	#7 サテンスチールカラー	SG17/187	5,800	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 17/18	#9E2 エバーエッジ	SG17/189E2	6,200	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 17/18	#C8E2 レジン 8 カラー	SG17/18C8E2	6,000	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 17/18	#XE2 ハーモニー	SG17/18XE2	6,600	A08
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 3/4	#2 角柄	SG3/4	5,200	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 3/4	#6 サテンスチール	SG3/46	5,600	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 3/4	#7 サテンスチールカラー	SG3/47	5,800	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 3/4	#9E2 エバーエッジ	SG3/49E2	6,200	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 3/4	#C8E2 レジン 8 カラー	SG3/4C8E2	6,000	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 3/4	#XE2 ハーモニー	SG3/4XE2	6,600	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#2 角柄	SG5/6	5,200	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#6 サテンスチール	SG5/66	5,600	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#7 サテンスチールカラー	SG5/67	5,800	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#9E2 エバーエッジ	SG5/69E2	6,200	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#C8E2 レジン 8 カラー	SG5/6C8E2	6,000	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#XE2 ハーモニー	SG5/6XE2	6,600	A06
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#2 角柄	SG7/8	5,200	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#6 サテンスチール	SG7/86	5,600	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#7 サテンスチールカラー	SG7/87	5,800	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#9E2 エバーエッジ	SG7/89E2	6,200	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#C8E2 レジン 8 カラー	SG7/8C8E2	6,000	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#XE2 ハーモニー	SG7/8XE2	6,600	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 9/10	#2 角柄	SG9/10	5,200	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 9/10	#6 サテンスチール	SG9/106	5,600	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 9/10	#7 サテンスチールカラー	SG9/107	5,800	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 9/10	#9E2 エバーエッジ	SG9/109E2	6,200	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 9/10	#C8E2 レジン 8 カラー	SG9/10C8E2	6,000	A07
グレースーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 9/10	#XE2 ハーモニー	SG9/10XE2	6,600	A07
グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 1/2	#2 角柄	SGR1/2R	5,200	A06
グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 1/2	#6 サテンスチール	SG1/2R6	5,600	A06
グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 1/2	#7 サテンスチールカラー	SG1/2R7	5,800	A06
グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	SG1/2R9E2	6,200	A06
グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 1/2	#C8E2 レジン 8 カラー	SG1/2RC8E2	6,000	A06
グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 1/2	#XE2 ハーモニー	SG1/2RXE2	6,600	A06
グレースーキュレット オリジナル リジッド 両頭 11/12	#2 角柄	SGR11/12R	5,200	A07



製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 17/18	#XE2 ハーモニー	SAS17/18XE2	6,600	A13
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 3/4	#2 角柄	SAS3/4	5,200	A12
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 3/4	#6 サテンスチール	SAS3/46	5,600	A12
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 3/4	#7 サテンスチールカラー	SAS3/47	5,800	A12
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 3/4	#9E2 エバーエッジ	SAS3/49E2	6,200	A12
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 3/4	#C8E2 レジン 8 カラー	SAS3/4C8E2	6,000	A12
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 3/4	#XE2 ハーモニー	SAS3/4XE2	6,600	A12
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 5/6	#2 角柄	SAS5/6	5,200	A12
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 5/6	#6 サテンスチール	SAS5/66	5,600	A12
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 5/6	#7 サテンスチールカラー	SAS5/67	5,800	A12
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 5/6	#9E2 エバーエッジ	SAS5/69E2	6,200	A12
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 5/6	#C8E2 レジン 8 カラー	SAS5/6C8E2	6,000	A12
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 5/6	#XE2 ハーモニー	SAS5/6XE2	6,600	A12
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 7/8	#2 角柄	SAS7/8	5,200	A13
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 7/8	#6 サテンスチール	SAS7/86	5,600	A13
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 7/8	#7 サテンスチールカラー	SAS7/87	5,800	A13
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 7/8	#9E2 エバーエッジ	SAS7/89E2	6,200	A13
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 7/8	#C8E2 レジン 8 カラー	SAS7/8C8E2	6,000	A13
グレースーキュレット ミニファイブスタンダード 両頭 7/8	#XE2 ハーモニー	SAS7/8XE2	6,600	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 1/2	#2 角柄	SAS1/2R	5,200	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 1/2	#6 サテンスチール	SAS1/2R6	5,600	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 1/2	#7 サテンスチールカラー	SAS1/2R7	5,800	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	SAS1/2R9E2	6,200	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 1/2	#C8E2 レジン 8 カラー	SAS1/2RC8E2	6,000	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 1/2	#XE2 ハーモニー	SAS1/2RXE2	6,600	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 11/12	#2 角柄	SAS11/12R	5,200	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 11/12	#6 サテンスチール	SAS11/12R6	5,600	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 11/12	#7 サテンスチールカラー	SAS11/12R7	5,800	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 11/12	#9E2 エバーエッジ	SAS11/12R9E2	6,200	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 11/12	#C8E2 レジン 8 カラー	SAS11/12RC8E2	6,000	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 11/12	#XE2 ハーモニー	SAS11/12RXE2	6,600	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 13/14	#2 角柄	SAS13/14R	5,200	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 13/14	#6 サテンスチール	SAS13/14R6	5,600	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 13/14	#7 サテンスチールカラー	SAS13/14R7	5,800	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 13/14	#9E2 エバーエッジ	SAS13/14R9E2	6,200	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 13/14	#C8E2 レジン 8 カラー	SAS13/14RC8E2	6,000	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 13/14	#XE2 ハーモニー	SAS13/14RXE2	6,600	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 15/16	#2 角柄	SAS15/16R	5,200	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 15/16	#6 サテンスチール	SAS15/16R6	5,600	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 15/16	#7 サテンスチールカラー	SAS15/16R7	5,800	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 15/16	#9E2 エバーエッジ	SAS15/16R9E2	6,200	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 15/16	#C8E2 レジン 8 カラー	SAS15/16RC8E2	6,000	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 15/16	#XE2 ハーモニー	SAS15/16RXE2	6,600	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 3/4	#2 角柄	SAS3/4R	5,200	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 3/4	#6 サテンスチール	SAS3/4R6	5,600	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 3/4	#7 サテンスチールカラー	SAS3/4R7	5,800	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 3/4	#9E2 エバーエッジ	SAS3/4R9E2	6,200	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 3/4	#C8E2 レジン 8 カラー	SAS3/4RC8E2	6,000	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 3/4	#XE2 ハーモニー	SAS3/4RXE2	6,600	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 5/6	#2 角柄	SAS5/6R	5,200	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 5/6	#6 サテンスチール	SAS5/6R6	5,600	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 5/6	#7 サテンスチールカラー	SAS5/6R7	5,800	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 5/6	#9E2 エバーエッジ	SAS5/6R9E2	6,200	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 5/6	#C8E2 レジン 8 カラー	SAS5/6RC8E2	6,000	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 5/6	#XE2 ハーモニー	SAS5/6RXE2	6,600	A12
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 7/8	#2 角柄	SAS7/8R	5,200	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 7/8	#6 サテンスチール	SAS7/8R6	5,600	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 7/8	#7 サテンスチールカラー	SAS7/8R7	5,800	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 7/8	#9E2 エバーエッジ	SAS7/8R9E2	6,200	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 7/8	#C8E2 レジン 8 カラー	SAS7/8RC8E2	6,000	A13
グレースーキュレット ミニファイブリジッド 両頭 7/8	#XE2 ハーモニー	SAS7/8RXE2	6,600	A13
ゲージ ボーレイ		BG	21,000	F16
交換用 I10 本用 レール&シリコンストッパーセット イエロー		PK2-5105RL	1,700	I05
交換用 I10 本用 レール&シリコンストッパーセット オーシャンブルー		PK2-51011R	1,700	I05
交換用 I10 本用 レール&シリコンストッパーセット オレンジ		PK2-5103RL	1,700	I05
交換用 I10 本用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		PK2-5109RL	1,700	I05
交換用 I10 本用 レール&シリコンストッパーセット グレー		PK2-5101RL	1,700	I05
交換用 I10 本用 レール&シリコンストッパーセット パープル		PK2-5104RL	1,700	I05
交換用 I10 本用 レール&シリコンストッパーセット ブラック		PK2-5107RL	1,700	I05
交換用 I10 本用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		PK2-5108RL	1,700	I05
交換用 I10 本用 レール&シリコンストッパーセット ホワイト		PK2-5102RL	1,700	I05
交換用 I10 本用 レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		PK2-5106RL	1,700	I05
交換用 I10 本用 レール&シリコンストッパーセット レッド		PK2-5100RL	1,700	I05
交換用 I12 本用 シグナスタット レール&シリコンストッパーセット イエロー		PKE-8125R	3,000	I05
交換用 I12 本用 シグナスタット レール&シリコンストッパーセット オーシャンブルー		PKE-81211R	3,000	I05
交換用 I12 本用 シグナスタット レール&シリコンストッパーセット オレンジ		PKE-8123R	3,000	I05
交換用 I12 本用 シグナスタット レール&シリコンストッパーセット グリーン		PKE-8129R	3,000	I05
交換用 I12 本用 シグナスタット レール&シリコンストッパーセット グレー		PKE-8121R	3,000	I05
交換用 I12 本用 シグナスタット レール&シリコンストッパーセット パープル		PKE-8124R	3,000	I05
交換用 I12 本用 シグナスタット レール&シリコンストッパーセット ブラック		PKE-8127R	3,000	I05
交換用 I12 本用 シグナスタット レール&シリコンストッパーセット ブルー		PKE-8128R	3,000	I05
交換用 I12 本用 シグナスタット レール&シリコンストッパーセット ホワイト		PKE-8122R	3,000	I05



製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
交換用 I8 本用 DD レール&シリコンストッパーセット グリーン		PK-9089RL	2,500	106
交換用 I8 本用 DD レール&シリコンストッパーセット グレー		PK-9081RL	2,500	106
交換用 I8 本用 DD レール&シリコンストッパーセット パープル		PK-9084RL	2,500	106
交換用 I8 本用 DD レール&シリコンストッパーセット ブラック		PK-9087RL	2,500	106
交換用 I8 本用 DD レール&シリコンストッパーセット ブルー		PK-9088RL	2,500	106
交換用 I8 本用 DD レール&シリコンストッパーセット ホワイト		PK-9082RL	2,500	106
交換用 I8 本用 DD レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		PK-9086RL	2,500	106
交換用 I8 本用 DD レール&シリコンストッパーセット レッド		PK-9080RL	2,500	106
交換用 I8 本用 レール&シリコンストッパーセット イエロー		PK2-5085RL	1,700	104
交換用 I8 本用 レール&シリコンストッパーセット オーシャンブルー		PK2-50811R	1,700	104
交換用 I8 本用 レール&シリコンストッパーセット オレンジ		PK2-5083RL	1,700	104
交換用 I8 本用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		PK2-5089RL	1,700	104
交換用 I8 本用 レール&シリコンストッパーセット グレー		PK2-5081RL	1,700	104
交換用 I8 本用 レール&シリコンストッパーセット パープル		PK2-5084RL	1,700	104
交換用 I8 本用 レール&シリコンストッパーセット ブラック		PK2-5087RL	1,700	104
交換用 I8 本用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		PK2-5088RL	1,700	104
交換用 I8 本用 レール&シリコンストッパーセット ホワイト		PK2-5082RL	1,700	104
交換用 I8 本用 レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		PK2-5086RL	1,700	104
交換用 I8 本用 レール&シリコンストッパーセット レッド		PK2-5080RL	1,700	104
交換用 I OS 用 レール&シリコンストッパーセット イエロー		PKE-OS5R	4,700	106
交換用 I OS 用 レール&シリコンストッパーセット オーシャンブルー		PKE-OS11R	4,700	106
交換用 I OS 用 レール&シリコンストッパーセット オレンジ		PKE-OS3R	4,700	106
交換用 I OS 用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		PKE-OS9R	4,700	106
交換用 I OS 用 レール&シリコンストッパーセット グレー		PKE-OS1R	4,700	106
交換用 I OS 用 レール&シリコンストッパーセット パープル		PKE-OS4R	4,700	106
交換用 I OS 用 レール&シリコンストッパーセット ブラック		PKE-OS7R	4,700	106
交換用 I OS 用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		PKE-OS8R	4,700	106
交換用 I OS 用 レール&シリコンストッパーセット ホワイト		PKE-OS2R	4,700	106
交換用 I OS 用 レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		PKE-OS6R	4,700	106
交換用 I OS 用 レール&シリコンストッパーセット レッド		PKE-OS0R	4,700	106
交換用 I US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット イエロー		PK-60H5RL	2,500	104
交換用 I US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット オーシャンブルー		PK-60H11RL	2,500	104
交換用 I US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット オレンジ		PK-60H3RL	2,500	104
交換用 I US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット グリーン		PK-60H9RL	2,500	104
交換用 I US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット グレー		PK-60H1RL	2,500	104
交換用 I US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット パープル		PK-60H4RL	2,500	104
交換用 I US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット ブラック		PK-60H7RL	2,500	104
交換用 I US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット ブルー		PK-60H8RL	2,500	104
交換用 I US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット ホワイト		PK-60H2RL	2,500	104
交換用 I US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット ラベンダー		PK-60H6RL	2,500	104
交換用 I US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット レッド		PK-60H0RL	2,500	104
交換用 I US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット イエロー		PK-30HU5RL	1,500	104
交換用 I US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット オーシャンブルー		PK-30HU11R	1,500	104
交換用 I US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット オレンジ		PK-30HU3RL	1,500	104
交換用 I US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット グリーン		PK-30HU9RL	1,500	104
交換用 I US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット グレー		PK-30HU1RL	1,500	104
交換用 I US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット パープル		PK-30HU4RL	1,500	104
交換用 I US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット ブラック		PK-30HU7RL	1,500	104
交換用 I US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット ブルー		PK-30HU8RL	1,500	104
交換用 I US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット ホワイト		PK-30HU2RL	1,500	104
交換用 I US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット ラベンダー		PK-30HU6RL	1,500	104
交換用 I US/HP 用 S マット&シリコンストッパーセット レッド		PK-30HU0RL	1,500	104
交換用 I エレベーターレール 2 入 イエロー		RL-ELV-YLW	1,300	113
交換用 I エレベーターレール 2 入 オーシャンブルー		RL-ELV-OCN	1,300	113
交換用 I エレベーターレール 2 入 オレンジ		RL-ELV-ORG	1,300	113
交換用 I エレベーターレール 2 入 グリーン		RL-ELV-GRN	1,300	113
交換用 I エレベーターレール 2 入 グレー		RL-ELV-GRY	1,300	113
交換用 I エレベーターレール 2 入 パープル		RL-ELV-PRP	1,300	113
交換用 I エレベーターレール 2 入 ブラック		RL-ELV-BLK	1,300	113
交換用 I エレベーターレール 2 入 ブルー		RL-ELV-BLU	1,300	113
交換用 I エレベーターレール 2 入 ホワイト		RL-ELV-WHT	1,300	113
交換用 I エレベーターレール 2 入 ラベンダー		RL-ELV-LVN	1,300	113
交換用 I エレベーターレール 2 入 レッド		RL-ELV-RED	1,300	113
交換用 I オーズ L 薄型用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		PK-ORTL9L	2,500	107
交換用 I オーズ L 薄型用 レール&シリコンストッパーセット パープル		PK-ORTL4L	2,500	107
交換用 I オーズ L 薄型用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		PK-ORTL8L	2,500	107
交換用 I オーズ S 薄型用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		PK-ORTS9L	2,500	107
交換用 I オーズ S 薄型用 レール&シリコンストッパーセット パープル		PK-ORTS4L	2,500	107
交換用 I オーズ S 薄型用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		PK-ORTS8L	2,500	107
交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット イエロー		IM5105RAIL	1,500	110
交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット オレンジ		IM5103RAIL	1,500	110
交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		IM5109RAIL	1,500	110
交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット グレー		IM5101RAIL	1,500	110
交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		IM5108RAIL	1,500	110
交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット ホワイト		IM5102RAIL	1,500	110
交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		IM5106RAIL	1,500	110
交換用 S 10 本用 レール&シリコンストッパーセット レッド		IM5100RAIL	1,500	110
交換用 S 12 本用 シグナスタットレール&シリコンストッパーセット イエロー		IM8125RAIL	2,600	110
交換用 S 12 本用 シグナスタットレール&シリコンストッパーセット オレンジ		IM8123RAIL	2,600	110
交換用 S 12 本用 シグナスタットレール&シリコンストッパーセット グリーン		IM8129RAIL	2,600	110
交換用 S 12 本用 シグナスタットレール&シリコンストッパーセット グレー		IM8121RAIL	2,600	110
交換用 S 12 本用 シグナスタットレール&シリコンストッパーセット ブルー		IM8128RAIL	2,600	110

製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
交換用 S12 本用 シグナススタットレール&シリコンストッパーセット ホワイト		IM8122RAIL	2,600	I10
交換用 S12 本用 シグナススタットレール&シリコンストッパーセット ラベンダー		IM8126RAIL	2,600	I10
交換用 S12 本用 シグナススタットレール&シリコンストッパーセット レッド		IM8120RAIL	2,600	I10
交換用 S14 本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入		PTI-0029	1,100	I11, I12, I06, I07
交換用 S14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット イエロー		IM9145RAIL	2,600	I11
交換用 S14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット オレンジ		IM9143RAIL	2,600	I11
交換用 S14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット グリーン		IM9149RAIL	2,600	I11
交換用 S14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット グレー		IM9141RAIL	2,600	I11
交換用 S14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ブルー		IM9148RAIL	2,600	I11
交換用 S14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ホワイト		IM9142RAIL	2,600	I11
交換用 S14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ラベンダー		IM9146RAIL	2,600	I11
交換用 S14 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット レッド		IM9140RAIL	2,600	I11
交換用 S16 本用 レール&シリコンストッパーセット イエロー		IM4165RAIL	2,600	I10
交換用 S16 本用 レール&シリコンストッパーセット オレンジ		IM4163RAIL	2,600	I10
交換用 S16 本用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		IM4169RAIL	2,600	I10
交換用 S16 本用 レール&シリコンストッパーセット グレー		IM4161RAIL	2,600	I10
交換用 S16 本用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		IM4168RAIL	2,600	I10
交換用 S16 本用 レール&シリコンストッパーセット ホワイト		IM4162RAIL	2,600	I10
交換用 S16 本用 レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		IM4166RAIL	2,600	I10
交換用 S16 本用 レール&シリコンストッパーセット レッド		IM4160RAIL	2,600	I10
交換用 S20 本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入		PTI-0050	3,000	I11, I07
交換用 S20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット イエロー		IM9205RAIL	4,000	I11
交換用 S20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット オレンジ		IM9203RAIL	4,000	I11
交換用 S20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット グリーン		IM9209RAIL	4,000	I11
交換用 S20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット グレー		IM9201RAIL	4,000	I11
交換用 S20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ブルー		IM9208RAIL	4,000	I11
交換用 S20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ホワイト		IM9202RAIL	4,000	I11
交換用 S20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ラベンダー		IM9206RAIL	4,000	I11
交換用 S20 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット レッド		IM9200RAIL	4,000	I11
交換用 S20 本用 レール&シリコンストッパーセット イエロー		IM4205RAIL	2,800	I10
交換用 S20 本用 レール&シリコンストッパーセット オレンジ		IM4203RAIL	2,800	I10
交換用 S20 本用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		IM4209RAIL	2,800	I10
交換用 S20 本用 レール&シリコンストッパーセット グレー		IM4201RAIL	2,800	I10
交換用 S20 本用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		IM4208RAIL	2,800	I10
交換用 S20 本用 レール&シリコンストッパーセット ホワイト		IM4202RAIL	2,800	I10
交換用 S20 本用 レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		IM4206RAIL	2,800	I10
交換用 S20 本用 レール&シリコンストッパーセット レッド		IM4200RAIL	2,800	I10
交換用 S5 本用 イグザムレール&シリコンストッパーセット イエロー		IM6055RAIL	1,100	I09
交換用 S5 本用 イグザムレール&シリコンストッパーセット オレンジ		IM6053RAIL	1,100	I09
交換用 S5 本用 イグザムレール&シリコンストッパーセット グリーン		IM6059RAIL	1,100	I09
交換用 S5 本用 イグザムレール&シリコンストッパーセット グレー		IM6051RAIL	1,100	I09
交換用 S5 本用 イグザムレール&シリコンストッパーセット ブルー		IM6058RAIL	1,100	I09
交換用 S5 本用 イグザムレール&シリコンストッパーセット ホワイト		IM6052RAIL	1,100	I09
交換用 S5 本用 イグザムレール&シリコンストッパーセット ラベンダー		IM6056RAIL	1,100	I09
交換用 S5 本用 イグザムレール&シリコンストッパーセット レッド		IM6050RAIL	1,100	I09
交換用 S7 本用 スペースセーバーレール&シリコンストッパーセット イエロー		IMSS75RAIL	2,800	I09
交換用 S7 本用 スペースセーバーレール&シリコンストッパーセット オレンジ		IMSS73RAIL	2,800	I09
交換用 S7 本用 スペースセーバーレール&シリコンストッパーセット グリーン		IMSS79RAIL	2,800	I09
交換用 S7 本用 スペースセーバーレール&シリコンストッパーセット グレー		IMSS71RAIL	2,800	I09
交換用 S7 本用 スペースセーバーレール&シリコンストッパーセット ブルー		IMSS78RAIL	2,800	I09
交換用 S7 本用 スペースセーバーレール&シリコンストッパーセット ホワイト		IMSS72RAIL	2,800	I09
交換用 S7 本用 スペースセーバーレール&シリコンストッパーセット ラベンダー		IMSS76RAIL	2,800	I09
交換用 S7 本用 スペースセーバーレール&シリコンストッパーセット レッド		IMSS70RAIL	2,800	I09
交換用 S8 本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入		PTI-0008	2,400	I11, I06
交換用 S8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット イエロー		IM9085RAIL	2,100	I11
交換用 S8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット オレンジ		IM9083RAIL	2,100	I11
交換用 S8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット グリーン		IM9089RAIL	2,100	I11
交換用 S8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット グレー		IM9081RAIL	2,100	I11
交換用 S8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ブルー		IM9088RAIL	2,100	I11
交換用 S8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ホワイト		IM9082RAIL	2,100	I11
交換用 S8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット ラベンダー		IM9086RAIL	2,100	I11
交換用 S8 本用 ダブルデッカーレール&シリコンストッパーセット レッド		IM9080RAIL	2,100	I11
交換用 S8 本用 レール&シリコンストッパーセット イエロー		IM5085RAIL	1,500	I09
交換用 S8 本用 レール&シリコンストッパーセット オレンジ		IM5083RAIL	1,500	I09
交換用 S8 本用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		IM5089RAIL	1,500	I09
交換用 S8 本用 レール&シリコンストッパーセット グレー		IM5081RAIL	1,500	I09
交換用 S8 本用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		IM5088RAIL	1,500	I09
交換用 S8 本用 レール&シリコンストッパーセット ホワイト		IM5082RAIL	1,500	I09
交換用 S8 本用 レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		IM5086RAIL	1,500	I09
交換用 S8 本用 レール&シリコンストッパーセット レッド		IM5080RAIL	1,500	I09
交換用 S US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット グレー		IM60H1RAIL	2,100	I09
交換用 S US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット ブルー		IM60H8RAIL	2,100	I09
交換用 S US/HP 用 L マット&シリコンストッパーセット レッド		IM60H0RAIL	2,100	I09
交換用 S エレベーターレール 1入 イエロー		ER5	1,100	I13
交換用 S エレベーターレール 1入 オレンジ		ER3	1,100	I13
交換用 S エレベーターレール 1入 グリーン		ER9	1,100	I13
交換用 S エレベーターレール 1入 グレー		ER1	1,100	I13
交換用 S エレベーターレール 1入 ブルー		ER8	1,100	I13
交換用 S エレベーターレール 1入 ホワイト		ER2	1,100	I13
交換用 S エレベーターレール 1入 ラベンダー		ER6	1,100	I13
交換用 S エレベーターレール 1入 レッド		ER0	1,100	I13
交換用 S オーラルサージェリー用レール&シリコンストッパーセット イエロー		IMOS5RAIL	4,000	I11



製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
交換用 S オーラルサージェリー用 レール&シリコンストッパーセット オレンジ		IMOS3RAIL	4,000	I11
交換用 S オーラルサージェリー用 レール&シリコンストッパーセット グリーン		IMOS9RAIL	4,000	I11
交換用 S オーラルサージェリー用 レール&シリコンストッパーセット ブレー		IMOS1RAIL	4,000	I11
交換用 S オーラルサージェリー用 レール&シリコンストッパーセット ブルー		IMOS8RAIL	4,000	I11
交換用 S オーラルサージェリー用 レール&シリコンストッパーセット ホワイト		IMOS2RAIL	4,000	I11
交換用 S オーラルサージェリー用 レール&シリコンストッパーセット ラベンダー		IMOS6RAIL	4,000	I11
交換用 S オーラルサージェリー用 レール&シリコンストッパーセット レッド		IMOSORAIL	4,000	I11
交換用シリコンインサート 678-111 用 (3 個入)		678-011	1,500	G05
交換用シリコンインサート 678-113 用 (3 個入)		678-013	1,500	G05
交換用スクリュー&ヘックスキー 1/8 678-303 用 (1 本入)		678-018	900	G10
交換用パッド 1/4 678-206 用 (6 個入)		678-014A	2,100	G08
交換用パッド 1/4 678-207/208/503 用 (6 個入)		678-014	2,100	G08
交換用パッド 3/16 678-207/208/503 用 (6 個入)		678-036	2,100	G08
交換用ブレード 678-206 用 (1 本入)		678-001	1,700	G08
交換用ブレード 678-303 用 (1 本入)		678-002	1,500	G10
咬合紙ホルダー ミラー		APF2	5,500	F14
骨鉗子 クレイマー・ネビンズ		RKN	57,800	H66
骨鉗子 ヒューフレディ1		R1	44,100	H66
骨鉗子 フリードマン		RF	44,100	H66
骨鉗子 ベイヤー ダブルアクション		RBEY	68,200	H66
骨鉗子 ミニフリードマン		RMF	44,100	H66
コンボジット練成充填器 XTS 21B	XTS ハンドル	TNBB21B	6,400	F05
コンボジット練成充填器 XTS 8A	XTS ハンドル	TNPF18A	6,400	F05
コンボジット練成充填器 XTS A6	XTS ハンドル	TNPFIA6	6,400	F05
コンボジット練成充填器 XTS BB27/29	XTS ハンドル	TNBB27/29	6,400	F05
コンボジット練成充填器 XTS G4/5	XTS ハンドル	TNPFIG4/5	6,400	F05
コンボジット練成充填器 XTS IPC	XTS ハンドル	TNCVIPC	6,400	F04
コンボジット練成充填器 XTS W3	XTS ハンドル	TNPFIW3	6,400	F04
コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタイン フレキシシム 1	XTS ハンドル	TNCIGFT1	6,400	F03
コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタイン フレキシシム 2	XTS ハンドル	TNCIGFT2	6,400	F03
コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタイン フレキシシム 3	XTS ハンドル	TNCIGFT3	6,400	F03
コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタイン フレキシシム 4	XTS ハンドル	TNCIGFT4	6,400	F03
コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタイン フレキシシム 5	XTS ハンドル	TNCIGFT5	6,400	F03
コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタイン フレキシシムミニ 1	XTS ハンドル	TNCIGFTM1	6,400	F04
コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタイン フレキシシムミニ 3	XTS ハンドル	TNCIGFTM3	6,400	F04
コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタイン フレキシシムミニ 4	XTS ハンドル	TNCIGFTM4	6,400	F04
コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタイン マイクロ	#SS スムースハンドル	TNGMPI	6,400	F04
コンボジット練成充填器 XTS ゴールドフォーゲル A	XTS ハンドル	TNCCIA	6,400	F05
コンボジット練成充填器 XTS バニッシャー S/M	XTS ハンドル	TNBBS/M	6,400	F05
コンボジット練成充填器 XTS フリードマン ダックヘッド	XTS ハンドル	TNPCCI	6,400	F05
コンボジット練成充填器 XTS ボゴシアン AB1	XTS ハンドル	TNPFIA1	6,400	F04
コンボジット練成充填器 XTS ボゴシアン AB2	XTS ハンドル	TNPFIA2	6,400	F04
コンボジット練成充填器 XTS マッシュローニ チゼル 1.2mm	#SS スムースハンドル	TNMASS1	6,400	F04
コンボジット練成充填器 XTS マッシュローニ チゼル 1.5mm	#SS スムースハンドル	TNMASS2	6,400	F04
コンボジット練成充填器 XTS ラドモア 3	XTS ハンドル	TNBBL3	6,400	F05
さ行				
サージカルリトラクター 1		SR1	19,800	H64
サージカルリトラクター 2		SR2	19,800	H65
サージカルリトラクター 3		SR3	19,800	H65
サージカルリトラクター 8		SR8	19,800	H65
サージカルリトラクター インプラント用		IR	33,000	H64
サージカルリトラクター ミドルドーフ		RSMID1	25,300	H64
サージカルリトラクター ラムス 9		SR9	19,800	H65
サイドキック シャープニングキット		SDKKIT	72,600	B02
サイナスキュレット 1	#6 サテンスチール	SINC1	13,200	H13
サイナスキュレット 1	BL ブラックライン	SINC1X	14,300	H13
サイナスキュレット 2	#6 サテンスチール	SINC2	13,200	H13
サイナスキュレット 2	BL ブラックライン	SINC2X	14,300	H13
サイナスリトラクター SGRT		SGRT	13,200	H63
サイナスリフトインスツルメント クレイマー・ネビンズ 両頭 6577	#6 サテンスチール	IMP6577SC6	13,200	H36
サイナスリフトインスツルメント クレイマー・ネビンズ 両頭 6577	BL ブラックライン	IMP6577SCX	14,300	H36
サイナスリフトインスツルメント クレイマー・ネビンズ 両頭 6578	#6 サテンスチール	IMP65786	13,200	H36
サイナスリフトインスツルメント クレイマー・ネビンズ 両頭 6578	BL ブラックライン	IMP6578SX	14,300	H36
サイナスリフトインスツルメント シミオン 両頭	#6 サテンスチール	IMP300SIM	13,200	H35
サイナスリフトインスツルメント 片頭 PESIM1	#6 サテンスチール	PESIM16	13,200	H36
サイナスリフトインスツルメント 両頭 300	#6 サテンスチール	IMP3006	13,200	H35
サイナスリフトインスツルメント 両頭 3mm	#6S サテンスチール ショー ト	IMP6345S6	13,200	H35
サイナスリフトインスツルメント 両頭 6523S	#6 サテンスチール	IMP6523S6	13,200	H35
止血鉗子 アドソン 曲		HAC	13,500	H33
止血鉗子 アドソン 直		HAS	13,500	H33
止血鉗子 ケリー 曲 2		H2	10,300	H33
止血鉗子 ケリー 直 1		H1	10,300	H33
止血鉗子 コーチャー 曲		HKC	10,300	H34
止血鉗子 ホルステッド・モスキート 曲 3		H3	10,300	H33
止血鉗子 ホルステッド・モスキート 直 4		H4	10,300	H33
止血鉗子 ロチェスター・ペアン 曲		HRPC	10,300	H34
持針器 オルセンヘガー 5068		NH5068	39,900	H50
持針器 カストロビージョ		NHCV	54,600	H44
持針器 カストロビージョ コーテリニ 直 RH	ラウンドハンドル	NH5024CORT	80,900	H45
持針器 カストロビージョ シミオン 直 RH	ラウンドハンドル	NH5024SIM	80,900	H46

製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
持針器 カストロビージュ 曲 5021		NH5021	78,800	H44
持針器 カストロビージュ 曲 5024RC RH	ラウンドハンドル	NH5024RC	80,900	H45
持針器 カストロビージュ 直 5020		NH5020	78,800	H44
持針器 カストロビージュ 直 5020R RH	ラウンドハンドル	NH5020R	78,800	H44
持針器 カストロビージュ 直 5024		NH5024	80,900	H45
持針器 カストロビージュ 直 5024R RH	ラウンドハンドル	NH5024R	80,900	H45
持針器 ギリズ ファイン		NHGILFINE	31,500	H50
持針器 クライルウッド		NHCW	21,000	H51
持針器 クライルウッド 5038		NH5038	31,500	H49
持針器 スウェーデンパターン 5052		NH5052	39,900	H50
持針器 ダーフ 5032		NH5032	31,500	H49
持針器 ヘガーバウムガートナー 5034		NH5034	31,500	H49
持針器 ホルセイ 5037		NH5037	31,500	H49
持針器 マイクロカストロビージュ スイスペリオ	スムーズハンドル	SPNHDPVN	86,100	H48
持針器 マイクロカストロビージュ 曲 5021M		NH5021M	78,800	H46
持針器 マイクロカストロビージュ 曲 5027		NHM-5027	73,500	H47
持針器 マイクロカストロビージュ 曲 DCPV	ヨーロッパハンドル	NHDCPV	86,100	H47
持針器 マイクロカストロビージュ 曲 DCPVN	ヨーロッパハンドル	NHDCPVN	86,100	H48
持針器 マイクロカストロビージュ 直 5020M		NH5020M	78,800	H46
持針器 マイクロカストロビージュ 直 5025R RH	ラウンドハンドル	NHM-5025R	73,500	H46
持針器 マイクロカストロビージュ 直 5026R RH	ラウンドハンドル	NHM-5026R	73,500	H48
持針器 マイクロカストロビージュ 直 5028		NHM-5028	73,500	H47
持針器 マイクロカストロビージュ 直 DPV	ヨーロッパハンドル	NHDPV	86,100	H47
持針器 マイクロカストロビージュ 直 DPVN	ヨーロッパハンドル	NHDPVN	86,100	H48
持針器 マイクロカストロビージュ 直 チタン TMBH	ヨーロッパハンドル	NHTMBH	152,300	H49
持針器 マシュー		NHM	31,500	H51
持針器 マシューコーチャー 5074		NH5074	42,000	H50
持針器 メイヨー・ヘガー		NHMH	21,000	H51
持針器 メイヨー・ヘガー 5042		NH5042	31,500	H50
持針器 メイヨー・ヘガー 5044		NH5044	31,500	H50
シャープニングオイル		SSO	2,800	B06
シャープニングキット アーカンサス		SSKITA	11,600	B04
シャープニングキット セラミック		SSKITC	11,600	B05
シャインリニュー ステイン & ラストリムーパー 20 ワイプ		IMS-1455	1,400	J03
ジンジバルコードパッカー 両頭 113	#6 サテンスチール	GCP1136	5,300	F14
ジンジバルコードパッカー 両頭 ヤードリー 1	#41 丸柄	GCPYD1	5,300	F14
スカルペルハンドル 3		10-130-03	4,200	H69
スカルペルハンドル 5		10-130-05	11,700	H69
スカルペルハンドル 5A		10-130-05A	11,700	H69
スカルペルハンドル 7K		10-130-07K	7,300	H69
スカルペルハンドル ミニブレード用		SHDPV	28,600	H70, E18
スカルペルハンドル ミニブレード用 7		10-130-70	7,300	H70, E18
スカルペルハンドル ミニブレード用 チタン		SHTMBH	35,200	H70
スカルペルハンドル ヨーロッパスタイル 5E		10-130-05E	11,700	H69
スクレーラー 23	#9E2 エバーエッジ	SM239E2	6,200	A23
スクレーラー クレイン・カプラン 両頭 6	#6 サテンスチール	SCK66	5,600	A23
スクレーラー ネビィ 両頭 1 前歯用	#6 サテンスチール	SCNEVI1	5,600	A22
スクレーラー ネビィ 両頭 1 前歯用	#7 サテンスチールカラー	SCNEVI17	5,800	A22
スクレーラー ネビィ 両頭 1 前歯用	#9E2 エバーエッジ	SCNEVI19E2	6,200	A22
スクレーラー ネビィ 両頭 1 前歯用	#C8E2 レジン 8 カラー	SCNEVI1C8E2	6,000	A22
スクレーラー ネビィ 両頭 1 前歯用	#XE2 ハーモニー	SCNEVI1XE2	6,600	A22
スクレーラー ネビィ 両頭 2 臼歯用	#6 サテンスチール	SCNEVI2	5,600	A22
スクレーラー ネビィ 両頭 2 臼歯用	#7 サテンスチールカラー	SCNEVI27	5,800	A22
スクレーラー ネビィ 両頭 2 臼歯用	#9E2 エバーエッジ	SCNEVI29E2	6,200	A22
スクレーラー ネビィ 両頭 2 臼歯用	#C8E2 レジン 8 カラー	SCNEVI2C8E2	6,000	A22
スクレーラー ネビィ 両頭 2 臼歯用	#XE2 ハーモニー	SCNEVI2XE2	6,600	A22
スクレーラー ネビィ 両頭 3 臼歯用	#9E2 エバーエッジ	SCNEVI39E2	6,200	A22
スクレーラー ネビィ 両頭 3 臼歯用	#C8E2 レジン 8 カラー	SCNEVI3C8E2	6,000	A22
スクレーラー ネビィ 両頭 3 臼歯用	#XE2 ハーモニー	SCNEVI3XE2	6,600	A22
スクレーラー ネビィ 両頭 4 臼歯用	#9E2 エバーエッジ	SCNEVI49E2	6,200	A22
スクレーラー ネビィ 両頭 4 臼歯用	#C8E2 レジン 8 カラー	SCNEVI4C8E2	6,000	A22
スクレーラー ネビィ 両頭 4 臼歯用	#XE2 ハーモニー	SCNEVI4XE2	6,600	A22
スクレーラー ボール 両頭 2/3	#2 角柄	SB2/3	5,200	A23
スクレーラー ボール 両頭 2/3	#6 サテンスチール	SB2/36	5,600	A23
スクレーラー ポピュラータイプ 片頭 1	#1 角柄	SPSDE1	4,200	A23
スクレーラー ポピュラータイプ 片頭 2	#1 角柄	SPSDE2	4,200	A23
スクレーラー ポピュラータイプ 片頭 3	#1 角柄	SPSDE3	4,200	A23
スクレーラー モース 両頭 前歯用 0/00	#9E2 エバーエッジ	SM0/009E2	6,200	A23
スクレーラー モース 両頭 前歯用 0/00	#C8E2 レジン 8 カラー	SM0/00C8E2	6,000	A23
スクレーラー モース 両頭 前歯用 0/00	#XE2 ハーモニー	SM0/00XE2	6,600	A23
スクレーラー 衛生土用 両頭 H5/33	#2 角柄	SH5/33	5,200	A21
スクレーラー 衛生土用 両頭 H5/33	#6 サテンスチール	SH5/336	5,600	A21
スクレーラー 衛生土用 両頭 H5/33	#7 サテンスチールカラー	SH5/337	5,800	A21
スクレーラー 衛生土用 両頭 H5/33	#9E2 エバーエッジ	SH5/339E2	6,200	A21
スクレーラー 衛生土用 両頭 H5/33	#C8E2 レジン 8 カラー	SH5/33C8E2	6,000	A21
スクレーラー 衛生土用 両頭 H5/33	#XE2 ハーモニー	SH5/33XE2	6,600	A21
スクレーラー 衛生土用 両頭 H6/H7	#2 角柄	SH6/7	5,200	A21
スクレーラー 衛生土用 両頭 H6/H7	#6 サテンスチール	SH6/76	5,600	A21
スクレーラー 衛生土用 両頭 H6/H7	#7 サテンスチールカラー	SH6/77	5,800	A21
スクレーラー 衛生土用 両頭 H6/H7	#9E2 エバーエッジ	SH6/79E2	6,200	A21
スクレーラー 衛生土用 両頭 H6/H7	#C8E2 レジン 8 カラー	SH6/7C8E2	6,000	A21
スクレーラー 衛生土用 両頭 H6/H7	#XE2 ハーモニー	SH6/7XE2	6,600	A21



製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
スケーラー 両頭 204S	#9E2 エバーエッジ	S204S9E2	6,200	A21
スケーラー 両頭 204S	#C8E2 レジン 8 カラー	S204SC8E2	6,000	A21
スケーラー 両頭 204S	#XE2 ハーモニー	S204SXE2	6,600	A21
スケーラー 両頭 204SD	#2 角柄	S204SD2	5,200	A21
スケーラー 両頭 204SD	#6 サテンスチール	S204SD6	5,600	A21
スケーラー 両頭 204SD	#7 サテンスチールカラー	S204SD7	5,800	A21
スケーラー 両頭 204SD	#9E2 エバーエッジ	S204SD9E2	6,200	A21
スケーラー 両頭 204SD	#C8E2 レジン 8 カラー	S204SDC8E2	6,000	A21
スケーラー 両頭 204SD	#XE2 ハーモニー	S204SDXE2	6,600	A21
スリージョープライヤー		678-302	22,100	G10
スリムダイレクトボンドブラケットツイーザー		678-504	12,600	G14
スリムディスタルエンドカッターフラッシュカット&ホールド		678-113	30,500	G05
スリムディスタルシンチバックハンドインスツルメント		678-506	9,500	G14
スリムバンドリムービングプライヤー		678-503	22,100	G08
スリムハンマーヘッド NiTi プライヤー		678-502	22,100	G12
スリムマイクロカッター		678-500	25,200	G06
スリムワインガルトプライヤー		678-202	22,100	G07
セメントスパチュラ ノパテック 両頭 6		CSNT6	6,600	F17
セメントスパチュラ 片頭 24	#6 サテンスチール	CS246	5,100	F17
セラミックストーン 3C		SS3C	4,400	B05
セラミックストーン ルクセーティング		SSLUX	4,200	B05
セラミックストーン 円筒型		SSKC	5,500	B05
セラミックストーン 粗目 (サイドキック用)		SDKSTCOARS	4,200	B02
セラミックストーン (サイドキック用)		SDKSTONEC	4,200	B02
た行				
ダイヤモンドシャープニングカード 3 セット		DSCSET	18,300	B03
ダイヤモンドシャープニングカード 細目		DSCFINE	7,000	B03
ダイヤモンドシャープニングカード 中目		DSCMED	7,000	B03
ダイヤモンドシャープニングカード 超細目		DSCXFINE	7,000	B03
ダイレクトボンドブラケットホルダー		678-212	12,600	G14
タインブライヤー スタイナー		678-222	31,500	G09
タオルクランプ バックハウス 3		TC3	12,600	H84
タオルクランプ バックハウス 5		TC5	12,600	H84
ダルインスツルメント 練習用 SG13/14	#6 サテンスチール	DSG13/146	3,000	B10
ダルインスツルメント 練習用 SH5/33	#6 サテンスチール	DSH5/336	3,000	B10
チークリトラクター アーバン		CRURBAN	5,800	H62
チークリトラクター ウェイダー S		CRW1	11,000	H63
チークリトラクター オーリンガー ミディアム 2		CRO2	15,400	H63
チークリトラクター ケーウッド・ミネソタ		CRM2	5,800	H62
チークリトラクター コロンビア		CRC	5,800	H62
チークリトラクター ビショップ		CRB	13,200	H62
チークリトラクター ミネソタ大学型	ステンレススチール	CRM	5,800	H62
チークリトラクター ミネソタ大学型	BL ブラックライン	CRMX	5,800	H62
チークリトラクター ラバンカ 3 入		CRLABANCA	13,200	H63
チゼルスケーラー クッシング 片頭 62	#1 角柄	SCU62	5,200	A25
チゼルスケーラー ダービー・ペリー 両頭 5K/6K	#2 角柄	SDP5/6K	5,200	A25
チゼルスケーラー ダービー・ペリー 両頭 9K/11K	#2 角柄	SDP9/11K	5,200	A25
チューズエステティックゲージ クラウンレングスニング		CLGS	7,400	F19
チューズエステティックゲージ サウンディング		SOUNDGS	3,400	F20
チューズエステティックゲージ パピラ 3 入		PAPREF	3,800	F19
チューズエステティックゲージ プロポーション		PROGS	7,400	F19
チューズエステティックゲージ 交換チップ BLPG 3 入		BLPGREF	3,800	F19
チューズエステティックゲージ 交換チップ T パー 3 入		TBARREF	3,800	F19
チューズエステティックゲージ 交換チップ インライン 3 入		INLINEREF	3,800	F19
チューズエステティックゲージ 専用ハンドル		PROCLHDLS	2,800	F20
ツイードループフォーミングプライヤー ツィード		678-306	22,100	G10
ディスタルエンドカッターフラッシュカット		678-102	25,200	G04
ディスタルエンドカッターフラッシュカット&ホールド		678-111	30,500	G05
ティッシュニッパー ゴールドマンフォックス		NIPS	26,300	H84
ティッシュニッパー シュガーマン ニプロ		NIPRO	26,300	H84
ティッシュブライヤー アドソン 41 無鉤		TP41	10,800	H82
ティッシュブライヤー アドソン 42 有鉤		TP42	10,800	H82
ティッシュブライヤー アドソンブラウン 43 マルチ		TP43	13,700	H83
ティッシュブライヤー クレイマー・ネビンス 曲 有鉤		TPKN	12,600	H82
ティッシュブライヤー ジェラルド 1 無鉤		TPG1	13,700	H83
ティッシュブライヤー ジェラルド 3 有鉤		TPG3	13,700	H83
ティッシュブライヤー セムキンテイラー 31 直 無鉤		TP31	10,800	H82
ティッシュブライヤー セムキンテイラー 32 曲 無鉤		TP32	10,800	H82
ティッシュブライヤー セムキンテイラー 33 直 有鉤		TP33	10,800	H82
ティッシュブライヤー セムキンテイラー 34 曲 有鉤		TP34	10,800	H82
ティッシュブライヤー パーマシャープ アドソン 5041 無鉤		TP5041	26,300	H80
ティッシュブライヤー パーマシャープ アドソン 5042 有鉤		TP5042	29,400	H80
ティッシュブライヤー パーマシャープ アドソンブラウン 5043 マルチ		TP5043	30,500	H80
ティッシュブライヤー パーマシャープ ジェネラル 5070 無鉤		TP5070	26,300	H81
ティッシュブライヤー パーマシャープ ジェラルド 5050 無鉤		TP5050	40,800	H81
ティッシュブライヤー パーマシャープ ジェラルド 5051 有鉤		TP5051	41,800	H81
ティッシュブライヤー パーマシャープ ドベイキー 5090 マルチ		TP5090	38,900	H81
ティッシュブライヤー フォックス 50L ロック式		TP50L	17,900	H83
ティッシュブライヤー マイクロ LCOCMN 曲 マルチ	ヨーロッパハンドル	TPSLCOCMN	58,800	H78
ティッシュブライヤー マイクロ LCOSM 直 マルチ	ヨーロッパハンドル	TPSLCOSM	58,800	H78
ティッシュブライヤー マイクロ スイスペリオ	スムースハンドル	SPTPDAPV	58,800	H79

製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
ティッシュブライヤー マイクロ スイスペリオ アナトミカル	スムースハンドル	SPTPDSSPV	58,800	H79
ティッシュブライヤー マイクロ ダイヤモンドダスト DAPV 直 無鉤	ヨーロッパハンドル	TPDAPV	58,800	H78
ティッシュブライヤー マイクロ ダイヤモンドダスト直 905DD		8-905DD	58,800	H78
ティッシュブライヤー マイクロ チタン ASTMBH 直 無鉤	ヨーロッパハンドル	TPASTMBH	115,500	H79
ティッシュブライヤー マイクロ チタン ダイヤモンドダスト STMBH 直 有鉤	ヨーロッパハンドル	TPSSTMBH	115,500	H79
デュアルストーン		SSDGRIT	5,200	B05
トーキングキー (.016 x .018)		678-020	2,100	G12
トーキングキー (.018 x .022)		678-021	2,100	G12
トーキングブライヤー 020 キー付 (.016 x .018)		678-328-20	22,100	G12
トーキングブライヤー 021 キー付 (.018 x .022)		678-328-21	22,100	G12
トンネリングインスツルメント クインシー 両頭 1	BL ブラックライン	FQUINCEY1X	13,200	H38
トンネリングインスツルメント クインシー 両頭 2	BL ブラックライン	FQUINCEY2X	13,200	H38
トンネリングナイフ 1	#6 サテンスチール	TKN1	11,700	H37
トンネリングナイフ 1	BL ブラックライン	TKN1X	12,800	H37
トンネリングナイフ 2	#6 サテンスチール	TKN2	11,700	H37
トンネリングナイフ 2	BL ブラックライン	TKN2X	12,800	H37
トンネリングナイフ スティグマンソフトティッシュスプリッター	#SS スムースハンドル	TKSTEIG	11,700	H37
トンネリングナイフ スティグマンソフトティッシュスプリッター 改良型	#SS スムースハンドル	TKSTEIG2	11,700	H37
な行				
ナンスループフォーミングブライヤー		678-319	22,100	G11
ニードルホルダー マッシュブライヤー スリムチップ 14cm		678-330	23,100	G13
ニードルホルダー マッシュブライヤー パーマシャープ 14cm		678-332	42,000	G13
ニードルホルダー マッシュブライヤー ワイドチップ 14cm		678-331	23,100	G13
ニトリルユーティリティグロープ L3 組入		40-064	3,000	J09
ニトリルユーティリティグロープ M3 組入		40-062	3,000	J09
ニトリルユーティリティグロープ S3 組入		40-060	3,000	J09
ノパテックブローブ 片頭 CP11	#30 細丸	PCPNT11	4,600	C09
ノパテックブローブ 片頭 CP12	#30 細丸	PCPNT2	4,600	C09
ノパテックブローブ 片頭 CP12	#6 サテンスチール	PCPNT26	4,800	C09
ノパテックブローブ 片頭 UNC 12	#30 細丸	PCPNT12	4,600	C09
ノパテックブローブ 片頭 UNC 12	#6 サテンスチール	PCPNT126	4,800	C09
ノパテックブローブ 片頭 UNC 15	#6 サテンスチール	PCPNT156	4,800	C09
は行				
バードビークブライヤー		678-304	22,100	G10
バードビークブライヤー カッター付		678-325	22,100	G10
バードビークブライヤー ロングテーパー		678-326	22,100	G10
ハードワイヤーカッター 15°		678-103	25,200	G04
ハードワイヤーカッター 直		678-104	25,200	G04
ハイジニストキュレット	#9E2 エバーエッジ	SHF-HYGE2	6,200	A24
はさみ アイリス 曲 18		S18	14,700	H75
はさみ アイリス 直 17		S17	14,700	H75
はさみ カストロビージョ 31		S31	48,300	H72
はさみ ケリー 1		S1	16,800	H76
はさみ コーテリーニ 曲		SCORT	14,700	H75
はさみ ゴールドマンフォックス 曲 16		S16	16,800	H75
はさみ スーパーカット アイリス 曲 18		S18SC	18,900	H75
はさみ スーパーカット アイリス 直 17		S17SC	18,900	H75
はさみ スーパーカット コーテリーニ 曲		SCORTSC	18,900	H75
はさみ スーパーカット ゴールドマンフォックス 曲 16		S16SC	23,100	H75
はさみ スーパーカット ヒューフレディ 曲 10		S10SC	23,100	H74
はさみ スーパーカット ラグランジュ 曲 14		S14SC	23,100	H74
はさみ ディーン 9		S9	16,800	H76
はさみ パーマシャープ アイリス 曲 5083		S5083	44,100	H74
はさみ パーマシャープ アイリス 直 5082		S5082	44,100	H74
はさみ パーマシャープ ゴールドマンフォックス 曲 5081		S5081	44,100	H73
はさみ パーマシャープ ゴールドマンフォックス 直 5080		S5080	44,100	H73
はさみ パーマシャープ メッツェンバウム 曲 プラント 5055		S5055	44,100	H73
はさみ パーマシャープ メッツェンバウム 曲 ポイント 5057		S5057	44,100	H73
はさみ パーマシャープ ロックリン 曲 5011		S5011	44,100	H73
はさみ ヒューフレディ 曲 10		S10	16,800	H74
はさみ ブラックライン スーパーカット アイリス 曲 18		S18SCX	27,300	H75
はさみ ブラックライン スーパーカット アイリス 直 17		S17SCX	27,300	H75
はさみ ブラックライン スーパーカット ゴールドマンフォックス 曲 16		S16SCX	27,300	H75
はさみ ブラックライン スーパーカット ゴールドマンフォックス 直		S20SCX	27,300	H75
はさみ ブラックライン スーパーカット マイクロカストロビージョ 曲 PV	ヨーロッパハンドル	SPVX	86,300	H72
はさみ ブラックライン スーパーカット メッツェンバウム		S19SCX	27,300	H75
はさみ ブラックライン スーパーカット ラグランジュ 曲 14		S14SCX	27,300	H74
はさみ マイクロカストロビージョ スイスペリオ	スムースハンドル	SPSPV	77,500	H72
はさみ マイクロカストロビージョ スイスペリオ 45°	スムースハンドル	SPSPV45	86,300	H72
はさみ マイクロカストロビージョ 曲 PV	ヨーロッパハンドル	SPV	77,500	H72
はさみ マイクロカストロビージョ 曲 チタン	ヨーロッパハンドル	STMBH	136,500	H72
はさみ メッツェンバウムベビィ		SMB	16,800	H77
はさみ ラグランジュ 曲 14		S14	16,800	H74
はさみ ロックリン 直 12		S12	16,800	H76
はさみ ワグナー 曲 6		S6	14,700	H76
はさみ ワグナー 直 5		S5	14,700	H76
はさみ 一般外科用 直 21		S21	14,700	H76
はさみ 金冠用 曲		SCGC	12,600	H77
はさみ 金冠用 小児 曲		SCGCP	12,600	H77
はさみ 金冠用 直		SCGS	12,600	H77
はさみ 縫合用 ヒューフレディ 13		S13	16,800	H77



製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
はさみ 縫合用 ヒューフレディ 13S		S13S	16,800	H77
ハチエット 両頭 15/16	#9 エバーエッジ	CP15/169	6,300	F08
ハチエット 両頭 17/18	#9 エバーエッジ	CP17/189	6,300	F08
ハチエット 両頭 44S	#9 エバーエッジ	CP44S9	6,300	F08
ハチエット 両頭 45S	#9 エバーエッジ	CP45S9	6,300	F08
ハチエット 両頭 オフアングル 14/14-0	#9 エバーエッジ	CP14/14-09	6,300	F08
ハチエット 両頭 オフアングル 15/15-0	#9 エバーエッジ	CP15/15-09	6,300	F08
ハチエット 両頭 ヘビー 8/9H	#9 エバーエッジ	CP8/9H9	6,300	F08
抜歯鉗子 アトラウメア 35		F35XS	35,200	H25
抜歯鉗子 アトラウメア 36		F36XS	35,200	H26
抜歯鉗子 アトラウメア 45		FX45XS	35,200	H27
抜歯鉗子 アトラウメア 51		FX51XS	35,200	H27
抜歯鉗子 アトラウメア 67		F67XS	35,200	H25
抜歯鉗子 アトラウメア アピカル 35		FAF35XS	35,200	H25
抜歯鉗子 アトラウメア アピカル 36		FAF36XS	35,200	H26
抜歯鉗子 アトラウメア カウホーン 23		F23XS	35,200	H26
抜歯鉗子 アトラウメア スタンダード1		F1XS	35,200	H25
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 13		F13XSD	39,600	H24
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 21		F21XSD	39,600	H24
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 35		F35XSD	39,600	H23
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 36		F36XSD	39,600	H24
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 44		FX44XSD	39,600	H24
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 45		FX45XSD	39,600	H24
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 51		FX51XSD	39,600	H24
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 67		F67XSD	39,600	H24
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト アピカル 35		FAF35XSD	39,600	H23
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト アピカル 36		FAF36XSD	39,600	H24
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト スタンダード1		F1XSD	39,600	H23
抜歯鉗子 ヒューフレディ 301		F301	31,500	H27
抜歯鉗子 プレジデンシャル 10S		F10S	26,100	H25
抜歯鉗子 プレジデンシャル 203		F203	26,100	H26
抜歯鉗子 プレジデンシャル 210S		F210S	26,100	H25
抜歯鉗子 プレジデンシャル 222		F222	26,100	H26
抜歯鉗子 プレジデンシャル クライヤー ユニバーサル 150		F150	26,100	H25
抜歯鉗子 プレジデンシャル クライヤー ユニバーサル 151		F151	26,100	H26
抜歯鉗子 プレジデンシャル スタンダード1		F1	26,100	H25
抜歯鉗子 プレジデンシャル トームズ 69		F69	26,100	H27
抜歯鉗子 プレジデンシャル ハリス 17		F17	26,100	H26
抜歯鉗子 プレジデンシャル ヒューフレディ 300		F300	31,500	H27
抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 150S		F150S	26,100	H28
抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 150S レインボー		F150SR	27,300	H28
抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 151S		F151S	26,100	H28
抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 151S レインボー		F151SR	27,300	H28
ハッチソンソクキュレット 両頭 1/2	#2 角柄	SHU1/2	5,200	A24
バンド&ワイヤー プッシュャー 300		BP300	9,500	G15
バンドリムーバー ショート		678-208	22,100	G08
バンドリムーバー ロング	ロングハンドル	678-207	22,100	G08
ハンマーヘッド NiTi ベンダー		678-327	22,100	G12
ビジョンカーベット 両頭 サブゼロ	#6 サテンスチール	SGCSUB-06	5,600	A24
ピン&リガチャーカッター		678-105	25,200	G04
ピンセット1		DP1	4,800	C17
ピンセット17		DP17	4,800	C17
ピンセット18		DP18	4,800	C18
ピンセット18L		DP18L	8,100	C18
ピンセット2		DP2	4,800	C17
ピンセット3		DP3	4,800	C17
ピンセット コーク型 18JS II		DP18JS-II	3,600	C18
ピンセット 汎用		DPU17	4,200	C18
ファーケーションキュレット デマルコ 両頭1	#6 サテンスチール	SDM16	6,200	A24
ファーケーションキュレット デマルコ 両頭2	#6 サテンスチール	SDM26	6,200	A24
ファイルシャープナー		FS	8,000	B06
ファイルシャープナー T		FST	8,000	B06
ファイルスケーラー ダイヤモンドテック 両頭 ネイパーズ	#7 サテンスチールカラー	SDCN7	10,600	A27
ファイルスケーラー ダイヤモンドテック 両頭 近遠心用	#7 サテンスチールカラー	SDCM/D7	10,600	A27
ファイルスケーラー ハーシユフェルト 両頭 3/7	#6 サテンスチール	FH3/76	5,600	A26
ファイルスケーラー ハーシユフェルト 両頭 5/11	#6 サテンスチール	FH5/116	5,600	A26
ファイルスケーラー ハーシユフェルト 両頭 9/10	#6 サテンスチール	FH9/106	5,600	A26
フィリオンエキスプローラー&リガチャーディレクター		FE/LD	7,400	G15
ブラグ&リガチャーピッカー S		678-907	9,500	G15
ブラケットリムーバー アングル		678-220L	22,100	G09
ブラケットリムーバー 直		678-219	22,100	G09
プラスチックテストスティック 6 入		PTS	2,600	B06
ブレードハンドル パケット		KPQ	42,900	H70
ペリオサージカルキュレット カーランド 両頭 8K/9K	#6 サテンスチール	SK8/96	6,200	H12
ペリオサージカルキュレット クレイマー・ネビズ 両頭 3	#6 サテンスチール	SKRA36	6,200	H12
ペリオサージカルキュレット クレイマー・ネビズ 両頭 3	#9 エバーエッジ	SKRA39	6,600	H12
ペリオサージカルキュレット クレイマー・ネビズ 両頭 3/4	#6 サテンスチール	SKN3/46	6,200	H12
ペリオサージカルキュレット プリチャード 両頭 1/2	#6 サテンスチール	SPR1/26	6,200	H12
ペリオサージカルキュレット プリチャード 両頭 1/2	#9 エバーエッジ	SPR1/29	6,600	H12
ペリオスチール 8D	#6 サテンスチール	P8D6	9,600	H56
ペリオスチール アレン 両頭	#6 サテンスチール	PPAEL	13,700	H58
ペリオスチール アレン 両頭 9A	#6 サテンスチール	P9A6	9,600	H56

製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
ペリオスチール アレン 両頭	BL ブラックライン	PPAELX	14,400	H58
ペリオスチール アレン 両頭 白歯用	#6 サテンスチール	PPAELP	13,700	H58
ペリオスチール アレン 両頭 白歯用	BL ブラックライン	PPAELPX	14,400	H58
ペリオスチール アレン 両頭 前歯用	#6 サテンスチール	PPAELA	13,700	H58
ペリオスチール アレン 両頭 前歯用	BL ブラックライン	PPAELAX	14,400	H58
ペリオスチール クレイマー・ネビンズ 両頭 1	#6 サテンスチール	PKN16	9,600	H57
ペリオスチール クレイマー・ネビンズ 両頭 152	#6 サテンスチール	PKN1526	9,600	H57
ペリオスチール クレイマー・ネビンズ 両頭 152	BL ブラックライン	PKN152X	10,800	H57
ペリオスチール ゴールドマンフォックス 両頭 14	#2 角柄	P14	9,600	H54
ペリオスチール ゴールドマンフォックス 両頭 14	#6 サテンスチール	P146	9,600	H54
ペリオスチール ゴールドマンフォックス 両頭 14	BL ブラックライン	P14X	10,800	H54
ペリオスチール シシリア 24G	#6 サテンスチール	P24GSIC6	9,600	H55
ペリオスチール シシリア 両頭 20	#6 サテンスチール	P20SIC6	9,600	H55
ペリオスチール シミオン 両頭	#6 サテンスチール	PP5590SIM	14,400	H57
ペリオスチール ショートハンドル 24GSP	#6 サテンスチール	P24GSP6	9,600	H55
ペリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 P24G	BL ブラックライン	SPP24GSPX	14,400	H55
ペリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 P24GSIC	BL ブラックライン	SPP24GSICX	14,400	H55
ペリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 P24GSP	BL ブラックライン	SPP24GSP2X	14,400	H55
ペリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 PH2	BL ブラックライン	SPPH2X	14,400	H56
ペリオスチール スイスペリオ 改良型 両頭 PPSCHLEE	BL ブラックライン	SPPSCHLEEX	14,400	H56
ペリオスチール スティグマン スプリッター 両頭	#SS スムースハンドル	PPSTEIG	14,400	H58
ペリオスチール タバネラ 両頭	#6 サテンスチール	TABANELLA1	9,600	H59
ペリオスチール ハーシュフェルト 両頭 20	#2 角柄	P20	9,600	H54
ペリオスチール ハーシュフェルト 両頭 20	#6 サテンスチール	P206	9,600	H54
ペリオスチール ハワード 両頭 9H	#6 サテンスチール	P9H6	9,600	H56
ペリオスチール ブーザー 両頭	#10 丸柄	PPBUSER	9,600	H58
ペリオスチール ブーザー 両頭	#6 サテンスチール	PPBUSER6	9,600	H58
ペリオスチール ブーザー 両頭	BL ブラックライン	PPBUSERX	10,800	H58
ペリオスチール フリーア 15	#6 サテンスチール	P156	16,800	H54
ペリオスチール フリーア 16	#6 サテンスチール	P166	16,800	H54
ペリオスチール プリチャード 両頭 PR3	#522 角柄	PPR3	9,600	H59
ペリオスチール プリチャード 両頭 PR3	#6 サテンスチール	PPR36	9,600	H59
ペリオスチール プリチャード 両頭 PR3	BL ブラックライン	PPR3X	10,800	H59
ペリオスチール ホーリガン 2	#6 サテンスチール	PH26	9,600	H57
ペリオスチール ミニミー 両頭 マイクロサージカル	#6 サテンスチール	PFIWDS1MK	9,600	H57
ペリオスチール ミニミー 両頭 マイクロサージカル	BL ブラックライン	PFIWDS1MKX	10,800	H57
ペリオスチール モルト 両頭 9	#522 角柄	P9	9,600	H56
ペリオスチール モルト 両頭 9	#6 サテンスチール	P96	9,600	H56
ペリオスチール モルト 両頭 9	BL ブラックライン	P9X	10,800	H56
ペリオスチール ラバンカ 改良型 両頭 2	#6 サテンスチール	PPLABANC26	14,400	H59
ペリオスチール ラバンカ 改良型 両頭 3	#6 サテンスチール	PPLABANC36	14,400	H59
ペリオスチール ラバンカ 改良型 両頭 3	BL ブラックライン	PPLABANC3X	15,600	H59
ペリオスチール ラバンカ 両頭 1	#6 サテンスチール	PPLABANCA6	14,400	H59
ペリオスチール 両頭 3/9A	#6 サテンスチール	PPR3/9A6	9,600	H59
ペリオトーム 片頭 3 白歯用	#6 サテンスチール	PT3	7,000	H60
ペリオトーム 片頭 3 白歯用	BL ブラックライン	PT3X	7,500	H60
ペリオトーム 片頭 4 白歯用	#6 サテンスチール	PT4	7,000	H61
ペリオトーム 片頭 4 白歯用	BL ブラックライン	PT4X	7,500	H61
ペリオトーム 片頭 5 前歯用	#6 サテンスチール	PT5	7,000	H61
ペリオトーム 片頭 5 前歯用	BL ブラックライン	PT5X	7,500	H61
ペリオトーム 片頭 6 前歯用	#6 サテンスチール	PT6	7,000	H61
ペリオトーム 片頭 6 前歯用	BL ブラックライン	PT6X	7,500	H61
ペリオトーム 両頭 1 白歯用	#6 サテンスチール	PT1	7,000	H60
ペリオトーム 両頭 1 白歯用	BL ブラックライン	PT1X	7,500	H60
ペリオトーム 両頭 2 前歯用	#6 サテンスチール	PT2	7,000	H60
ペリオトーム 両頭 2 前歯用	BL ブラックライン	PT2X	7,500	H60
ペリオドンタルチゼルアーバン 1	#6 サテンスチール	CURBAN1	13,200	H05
ペリオドンタルチゼルアーバン 2	#6 サテンスチール	CURBAN2	13,200	H05
ペリオドンタルチゼル オッセンバイン 片頭 1	#524 丸柄	CO1	9,600	H03
ペリオドンタルチゼル オッセンバイン 片頭 2	#524 丸柄	CO2	9,600	H03
ペリオドンタルチゼル オッセンバイン 両頭 3	#6 サテンスチール	CO36	9,600	H03
ペリオドンタルチゼル オッセンバイン 両頭 4	#6 サテンスチール	CO46	9,600	H03
ペリオドンタルチゼル カーグラント 両頭 13K/13KL	#6 サテンスチール	S13K/13KL6	9,600	H06
ペリオドンタルチゼル カーグラント 両頭 13K/13KL	#9 エバーエッジ	S13K/13KL9	11,000	H06
ペリオドンタルチゼル カーグラント 両頭 13K/TG	#6 サテンスチール	S13K/TG6	9,600	H06
ペリオドンタルチゼル カーグラント 両頭 13K/TG	#9 エバーエッジ	S13K/TG9	11,000	H06
ペリオドンタルチゼル クレイマー・ネビンズ 両頭 1/2	#6 サテンスチール	CKN1/26	9,600	H04
ペリオドンタルチゼル ジョバノビック 14mm	#6 サテンスチール	PJO/16	13,200	H05
ペリオドンタルチゼル ジョバノビック 25mm	#6 サテンスチール	PJO/26	13,200	H05
ペリオドンタルチゼル ジョバノビック 36mm	#6 サテンスチール	PJO/36	13,200	H05
ペリオドンタルチゼル ジョバノビック ミニ 2	#6 サテンスチール	PJO/2M6	13,200	H05
ペリオドンタルチゼル ジョバノビック ミニ 3	#6 サテンスチール	PJO/3M6	13,200	H05
ペリオドンタルチゼル タバネラ 両頭 1	#6 サテンスチール	TABANELLA3	9,100	H07
ペリオドンタルチゼル タバネラ 両頭 2	#6 サテンスチール	TABANELLA4	9,100	H07
ペリオドンタルチゼル パラッチ P24G/13KL	#6 サテンスチール	SPAL13K6	9,700	H07
ペリオドンタルチゼル ブーザー 1/2	#6 サテンスチール	PPBUSE1/26	11,000	H06
ペリオドンタルチゼル ブーザー 1/3	#6 サテンスチール	PPBUSE1/36	11,000	H06
ペリオドンタルチゼル ブーザー 2/3	#6 サテンスチール	PPBUSE2/36	11,000	H06
ペリオドンタルチゼル ブーザー 1/2	BL ブラックライン	PPBUSER12X	12,400	H06
ペリオドンタルチゼル ブーザー 1/3	BL ブラックライン	PPBUSER13X	12,400	H06
ペリオドンタルチゼル ブーザー 2/3	BL ブラックライン	PPBUSER23X	12,400	H06
ペリオドンタルチゼル フェディ 両頭 1	#6 サテンスチール	CPF16	11,000	H04



製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
ペリオドンタルチゼル フェディ 両頭 2	#6 サテンスチール	CPF26	11,000	H04
ペリオドンタルチゼル ロードス バック・アクション 36/37	#6 サテンスチール	C36/376	9,400	H04
ペリオドンタルチゼル ロードス バック・アクション 36/37	#9 エバーエッジ	C36/379	10,700	H04
ペリオドンタルチゼル 両頭 TG	#6 サテンスチール	CTG6	9,600	H04
ペリオドンタルチゼル 両頭 TGO	#2 角柄	CTG-O	9,600	H04
ペリオドンタルチゼル 両頭 TG-O	#6 サテンスチール	CTG-O6	9,600	H04
ペリオドンタルナイフ アレンアローヘッド 両頭	#9 エバーエッジ	KO12KP3R49	13,800	H39
ペリオドンタルナイフ アレン 両頭	#6 サテンスチール	KPA	12,300	H39
ペリオドンタルナイフ アレン 両頭	BL ブラックライン	KPAX	15,900	H39
ペリオドンタルナイフ オーバン 両頭 1/2	#6 サテンスチール	KO1/26	12,300	H38
ペリオドンタルナイフ オーバン 両頭 1/2	#9 エバーエッジ	KO1/29	13,800	H38
ペリオドンタルナイフ オーバン 両頭 1/2	BL ブラックライン	KO1/2X	15,900	H38
ペリオドンタルナイフ オーバン 両頭 アレン改良型 1/2	#6 サテンスチール	KO12KPO3A6	12,300	H38
ペリオドンタルナイフ オーバン 両頭 アレン改良型 1/2	#9 エバーエッジ	KO12KPO3A9	13,800	H38
ペリオドンタルナイフ オーバン 両頭 アレン改良型 1/2	BL ブラックライン	KO12KPO3AX	15,900	H38
ペリオドンタルナイフ オーバン 両頭 アレン改良型 1/2R	#6 サテンスチール	KO12KPO3AR	12,300	H39
ペリオドンタルナイフ オーバン 両頭 アレン改良型 1/2R	BL ブラックライン	KO12KPO3RX	15,900	H39
ペリオドンタルナイフ オーバン 両頭 ロング 1/2	#6 サテンスチール	KO1/2IU6	12,300	H38
ペリオドンタルナイフ カーグラント 両頭 15/16	#6 サテンスチール	KK15/166	12,300	H39
ペリオドンタルナイフ カーグラント 両頭 15/16	#9 エバーエッジ	KK15/169	13,800	H39
ペリオドンタルナイフ カーグラント 両頭 15/16	BL ブラックライン	KK15/16X	15,900	H39
ペリオドンタルナイフ クレイマー・ネビンズ 両頭 11	#6 サテンスチール	KKN116	12,300	H40
ペリオドンタルナイフ クレイマー・ネビンズ 両頭 7	#6 サテンスチール	KKN76	12,300	H39
ペリオドンタルナイフ クレイマー・カプラン 両頭 3	#6 サテンスチール	KCK366	12,300	H40
ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 11	#6 サテンスチール	KGF116	12,300	H41
ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 11	BL ブラックライン	KGF11X	15,900	H41
ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 7	#6 サテンスチール	KGF76	12,300	H40
ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 8	#6 サテンスチール	KGF86	12,300	H41
ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 9	#6 サテンスチール	KGF96	12,300	H41
ペリオドンタルナイフ バック 両頭 3/4	#6 サテンスチール	KB3/46	12,300	H40
ペリオドンタルナイフ バック 両頭 5/6	#6 サテンスチール	KB5/66	12,300	H40
ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 1S/2S	#2 角柄	FS1/2S	10,800	H22
ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 1S/2S	#6 サテンスチール	FS1/2S6	10,800	H22
ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 3S/4S	#2 角柄	FS3/4S	10,800	H22
ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 3S/4S	#6 サテンスチール	FS3/4S6	10,800	H22
ペリオドンタルファイル タバナラ 両頭	#6 サテンスチール	TABANELLA2	10,800	H22
ペリオドンタルファイル バック 両頭 11/12	#6 サテンスチール	FB11/126	10,800	H22
縫合用プライヤー コーン		SP20	13,500	H83
縫合用プライヤー マイクロサージカル コーン		SPM20	56,700	H83
ホースケーラー オーバン 両頭 6/7	#6 サテンスチール	SO6/76	5,600	A25
ホースケーラー オーバン 両頭 8/9	#6 サテンスチール	SO8/96	5,600	A25
ホースケーラー タナー 片頭 15	#6 サテンスチール	SXS156	5,600	A25
ホープライヤー オフセット		678-204	22,100	G08
ホープライヤー 直		678-203	22,100	G08
ボーンキャリバス カストロビージョ 曲 40mm		CLC40C	72,600	H88
ボーンキュレット ミラー 両頭 10	#522 角柄	CM10	8,800	H10
ボーンキュレット ミラー 両頭 10	#6 サテンスチール	CM106	8,800	H10
ボーンキュレット ミラー 両頭 11	#522 角柄	CM11	8,800	H10
ボーンキュレット ミラー 両頭 11	#6 サテンスチール	CM116	8,800	H10
ボーンキュレット ミラー 両頭 12	#522 角柄	CM12	8,800	H10
ボーンキュレット ミラー 両頭 12	#6 サテンスチール	CM126	8,800	H10
ボーンキュレット ミラー 両頭 8	#522 角柄	CM8	8,800	H10
ボーンキュレット ミラー 両頭 8	#6 サテンスチール	CM86	8,800	H10
ボーンキュレット ミラー 両頭 9	#522 角柄	CM9	8,800	H10
ボーンキュレット ミラー 両頭 9	#6 サテンスチール	CM96	8,800	H10
ボーンキュレット モルト 両頭 2/4	#6 サテンスチール	CM2/4S6	8,800	H11
ボーンキュレット モルト 両頭 2/4	BL ブラックライン	CM2/4X	9,900	H11
ボーンキュレット ラバンカ 7mm	#6 サテンスチール	CSLABANCA6	13,200	H11
ボーンキュレット ルーカス 両頭 84	#522 角柄	CL84	8,800	H09
ボーンキュレット ルーカス 両頭 84	#6 サテンスチール	CL846	8,800	H09
ボーンキュレット ルーカス 両頭 84	BL ブラックライン	CL84X	9,900	H09
ボーンキュレット ルーカス 両頭 85	#6 サテンスチール	CL856	8,800	H09
ボーンキュレット ルーカス 両頭 85	BL ブラックライン	CL85X	9,900	H09
ボーンキュレット ルーカス 両頭 86	#522 角柄	CL86	8,800	H09
ボーンキュレット ルーカス 両頭 86	#6 サテンスチール	CL866	8,800	H09
ボーンキュレット ルーカス 両頭 86	BL ブラックライン	CL86X	9,900	H09
ボーンキュレット ルーカス 両頭 87	#522 角柄	CL87	8,800	H09
ボーンキュレット ルーカス 両頭 87	#6 サテンスチール	CL876	8,800	H09
ボーンキュレット ルーカス 両頭 87	BL ブラックライン	CL87X	9,900	H09
ボーンキュレット ルーカス 両頭 88	#6 サテンスチール	CL886	8,800	H09
ボーングラフトシリンジ 7mm		SYBG	26,400	H88
ボーングラフトスクープ	#6 サテンスチール	IMP65226	15,200	H31
ボーングラフトスクープ	BL ブラックライン	IMP6522X	16,300	H31
ボーンスクープ ジョバノビック	#510 角柄	BSJO5	13,200	H31
ボーンチゼル ガードナー 片頭 1	#524 丸柄	CG1	10,800	H08
ボーンチゼル ガードナー 片頭 2	#524 丸柄	CG2	10,800	H08
ボーンチゼル ガードナー 片頭 5	#524 丸柄	CG5	10,800	H08
ボーンチゼル ガードナー 片頭 9	#524 丸柄	CG9	10,800	H08
ボーンチゼル クレイマー・ネビンズ 5.5mm	#524 丸柄	CKN55	14,100	H08
ボーンチゼル プーザー 4		CBFL214	14,100	H08
ボーンチゼル プーザー 6		CBFL112	14,100	H08
ボーンパッカー	#6 サテンスチール	BPACK	10,200	H31

製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
ボーンファイル ミラーコルバーン 両頭 1X	#522 角柄	BF1X	14,400	H21
ボーンファイル ミラーコルバーン 両頭 1X	#6 サテンスチール	BF1X6	14,400	H21
ボーンファイル ミラーコルバーン 両頭 2X	#6 サテンスチール	BF2X6	14,400	H21
ボーンファイル ミラーコルバーン 両頭 3X	#6 サテンスチール	BF3X6	14,400	H21
ボーンブラガー グリスディル	BL ブラックライン	PLGGR1X	7,700	H30
ボーンブラガー ジョパノピック 4	#6 サテンスチール	PLGJO/46	7,300	H30
ボーンブラガー ジョパノピック 5	#6 サテンスチール	PLGJO/56	7,300	H30
ボーンブラガー ラバンカ 両頭 3x1.5mm	BL ブラックライン	PLGLABANCX	7,700	H30
ボーンブラガー / コンデンサー	#6 サテンスチール	CSEUWES6	10,200	H30
ポケットブローブ ウィリアムズ 片頭	#30 細丸	PW	4,200	C08
ポケットブローブ ウィリアムズ 片頭	#6 サテンスチール	PW6	4,400	C08
ポケットブローブ ゴールドマンフォックス / ウィリアムズ 両頭	#31 細丸	PGF/W	4,800	C08
ポケットブローブ ネイバース 両頭 1N	#6 サテンスチール	P1N6	4,800	C08
ポケットブローブ ネイバース 両頭 2N	#6 サテンスチール	P2N6	4,800	C08
保持クリップ (サイドキック用)		SDKCLIP	2,700	B02
ホローチョップカンタリングブライヤー		678-310	22,100	G11
ま行				
マージントリマー タッカー 両頭 232	#9 エバーエッジ	MT232TM9	6,100	F09
マージントリマー タッカー 両頭 233	#9 エバーエッジ	MT233TM9	6,100	F09
マージントリマー トゥルーパー 両頭 232	#9 エバーエッジ	MT232TBM9	6,100	F09
マージントリマー トゥルーパー 両頭 233	#9 エバーエッジ	MT233TBM9	6,100	F09
マージントリマー 両頭 28	#9 エバーエッジ	MT289	6,100	F09
マージントリマー 両頭 29	#9 エバーエッジ	MT299	6,100	F09
マイクロカッター		678-110	25,200	G05
マイクロミニピン&リガチャーカッター		678-107	25,200	G05
マイクロミニピン&リガチャーカッター 15°		678-109	25,200	G05
マイクロミニピン&リガチャーカッター ロング	ロングハンドル	678-107L	25,200	G05
マウスギヤグ モルト 小人用		MGC	39,600	H42
マウスギヤグ モルト 大人用		MGA	39,600	H42
マウスギヤグ モルト 幼児用		MGI	39,600	H42
マウスギヤグ 交換用チップ 小人用		PTRTC	1,400	H42
マウスギヤグ 交換用チップ 大人用		PTRTA	1,400	H42
マウスギヤグ 交換用チップ 幼児用		PTRTI	1,400	H42
マウスブローブ マーケル ラテックスフリー 小人用 2 個入		MP52	6,400	H43
マウスブローブ マーケル ラテックスフリー 小人用 S 2 個入		MP48	6,400	H43
マウスブローブ マーケル ラテックスフリー 大人用 2 個入		MP54	6,400	H43
マレット ミード		MAL1	24,200	H51
ミニピン&リガチャーカッター		678-106	25,200	G05
ミラートップ 片面 4 12 入		MIR4/12	10,800	C15
ミラートップ 片面 4 3 入		MIR4/3	2,900	C15
ミラートップ 片面 5 12 入		MIR5/12	10,800	C15
ミラートップ 片面 5 3 入		MIR5/3	2,900	C15
ミラートップ 両面 4 3 入		MIR4DS/3	4,000	C15
ミラートップ 両面 4 6 入		MIR4DS/6	7,700	C15
ミラートップ 両面 5 3 入		MIR5DS/3	4,000	C15
ミラートップ 両面 5 6 入		MIR5DS/6	7,700	C15
ミラー マイクロサージェリー用 1		MM1	15,800	E17
ミラー マイクロサージェリー用 2		MM2	15,800	E17
ミラー マイクロサージェリー用 3		MM3	15,800	E17
ミラー マイクロサージェリー用 L		MMR	15,800	E17
ミラー マイクロサージェリー用 S		MMRS	15,800	E17
ミラー マイクロサージェリー用 ベルパート 1		MMVEL1	16,600	E18
ミラー マイクロサージェリー用 ベルパート 2		MMVEL2	16,600	E18
ミラートップ HD 片面 5 1 入		MIR5HDB	2,000	C14
ミラートップ HD 両面 5 1 入		MIR5DSHDB	2,200	C14
ミラートップ HD 片面 3 1 入		MIR3HD	1,500	C15
ミラートップ HD 片面 4 12 入		MIR4HD12	15,500	C15
ミラートップ HD 片面 4 1 入		MIR4HD	1,500	C15
ミラートップ HD 片面 4 3 入		MIR4HD3	4,000	C15
ミラートップ HD 片面 5 12 入		MIR5HD12	15,500	C15
ミラートップ HD 片面 5 1 入		MIR5HD	1,500	C15
ミラートップ HD 片面 5 3 入		MIR5HD3	4,000	C15
ミラートップ HD 両面 4 1 入		MIR4DSHD	1,700	C15
ミラートップ HD 両面 4 6 入		MIR4DSHD6	9,700	C15
ミラートップ HD 両面 5 1 入		MIR5DSHD	1,700	C15
ミラートップ HD 両面 5 6 入		MIR5DSHD6	9,700	C15
ミラートップ マイクロサージェリー用 4 3mm		MM4	21,000	E18
ミラートップ マイクロサージェリー用 5 5mm		MM5	21,000	E18
ミラートップ マイクロサージェリー用 7 7X2mm		MM7	21,000	E18
ミラートップ マイクロサージェリー用 8 9X3mm		MM8	21,000	E18
ミラーハンドル コーンソケット	#1 角柄	MH1	2,300	C16
ミラーハンドル コーンソケット	#24 丸柄	MH24	2,300	C16
ミラーハンドル コーンソケット	#6 サテンスチール	MH6	2,700	C16
ミラーハンドル コーンソケット	#7 サテンスチールカラー	MH7	2,700	C16
ミラーハンドル コーンソケット	BL ブラックライン	MH6B	2,900	C16
滅菌用インジケータータープ		IMS-1461	1,900	J04
メンブレンプレサラー	BL ブラックライン	PMP1X	9,900	H31
モジュールセパレーティングブライヤー		678-210	29,400	G08
や行				
ユニバーサルキュレット 23A	#9E2 エバーエッジ	SM23A9E2	6,200	A20
ユニバーサルキュレット インディアナ大学型 両頭 13/14	#6 サテンスチール	SIU13/146	5,600	A20




製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
ユニバーサルキュレット インディアナ大学型 両頭 17/18	#6 サテンスチール	SIU17/186	5,600	A20
ユニバーサルキュレット コロンビア大学型 両頭 13/14	#9E2 エバーエッジ	SC13/149E2	6,200	A19
ユニバーサルキュレット コロンビア大学型 両頭 13/14	#C8E2 レジン 8 カラー	SC13/14C8E2	6,000	A19
ユニバーサルキュレット コロンビア大学型 両頭 13/14	#XE2 ハーモニー	SC13/14XE2	6,600	A19
ユニバーサルキュレット コロンビア大学型 両頭 2R/2L	#9E2 エバーエッジ	SC2R/2L9E2	6,200	A19
ユニバーサルキュレット コロンビア大学型 両頭 2R/2L	#C8E2 レジン 8 カラー	SC2R/2LC8E2	6,000	A19
ユニバーサルキュレット コロンビア大学型 両頭 2R/2L	#XE2 ハーモニー	SC2R/2LXE2	6,600	A19
ユニバーサルキュレット コロンビア大学型 両頭 4R/4L	#9E2 エバーエッジ	SC4R/4L9E2	6,200	A19
ユニバーサルキュレット コロンビア大学型 両頭 4R/4L	#C8E2 レジン 8 カラー	SC4R/4LC8E2	6,000	A19
ユニバーサルキュレット コロンビア大学型 両頭 4R/4L	#XE2 ハーモニー	SC4R/4LXE2	6,600	A19
ユニバーサルキュレット パーンハルト 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	SBH1/29E2	6,200	A19
ユニバーサルキュレット パーンハルト 両頭 5/6	#9E2 エバーエッジ	SBH5/69E2	6,200	A19
ユニバーサルキュレット マッコール 両頭 17/18	#9E2 エバーエッジ	SM17/189E2	6,200	A20
ユニバーサルキュレット マッコール 両頭 17/18	#XE2 ハーモニー	SM17/18XE2	6,600	A20
ユニバーサルキュレット ヤンガーグッド 両頭 7/8	#9E2 エバーエッジ	SYG7/89E2	6,200	A20
ユニバーサルキュレット ランガー ミニファイブ 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	SL1/2MF9E2	6,200	A18
ユニバーサルキュレット ランガー ミニファイブ 両頭 3/4	#9E2 エバーエッジ	SL3/4MF9E2	6,200	A18
ユニバーサルキュレット ランガー ミニファイブ 両頭 5/6	#9E2 エバーエッジ	SL5/6MF9E2	6,200	A18
ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 1/2	#9E2 エバーエッジ	SL1/29E2	6,200	A17
ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 1/2	#C8E2 レジン 8 カラー	SL1/2C8E2	6,000	A17
ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 1/2	#XE2 ハーモニー	SL1/2XE2	6,600	A17
ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 17/18	#9E2 エバーエッジ	SL17/189E2	6,200	A17
ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 17/18	#C8E2 レジン 8 カラー	SL17/18C8E2	6,000	A17
ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 17/18	#XE2 ハーモニー	SL17/18XE2	6,600	A17
ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 3/4	#9E2 エバーエッジ	SL3/49E2	6,200	A17
ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 3/4	#C8E2 レジン 8 カラー	SL3/4C8E2	6,000	A17
ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 3/4	#XE2 ハーモニー	SL3/4XE2	6,600	A17
ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 5/6	#9E2 エバーエッジ	SL5/69E2	6,200	A17
ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 5/6	#C8E2 レジン 8 カラー	SL5/6C8E2	6,000	A17
ユニバーサルキュレット ランガー 両頭 5/6	#XE2 ハーモニー	SL5/6XE2	6,600	A17
ユニバーサルディスタルエンドカッター ホールド		678-101	25,200	G04
ユニバーサルディスタルエンドカッター ホールド ロング	ロングハンドル	678-101L	25,200	G04
5行				
ラバーダムキット		RDKIT	75,600	E09
ラバーダムクランプ オーガナイジングボード		RDCOB	9,100	E07
ラバーダムクランプ セット A		RDCSET7	15,800	E09
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 0	サテンスチール	RDCM0	2,600	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 0	BL ブラックライン	RDCM0X	2,800	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 1	サテンスチール	RDCM1	2,600	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 1	BL ブラックライン	RDCM1X	2,800	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 1A	サテンスチール	RDCM1A	2,600	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 1A	BL ブラックライン	RDCM1AX	2,800	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 2	サテンスチール	RDCM2	2,600	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 2	BL ブラックライン	RDCM2X	2,800	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 27N	サテンスチール	RDCM27N	2,600	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 27N	BL ブラックライン	RDCM27NX	2,800	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 29	サテンスチール	RDCM29	2,600	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 29	BL ブラックライン	RDCM29X	2,800	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 2A	サテンスチール	RDCM2A	2,600	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 2A	BL ブラックライン	RDCM2AX	2,800	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 2AS	サテンスチール	RDCM2AS	2,600	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 2AS	BL ブラックライン	RDCM2ASX	2,800	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 32	サテンスチール	RDCM32	2,600	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 W2	サテンスチール	RDCMW2	2,600	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 W2	BL ブラックライン	RDCMW2X	2,800	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 209	サテンスチール	RDCM209	2,600	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 209	BL ブラックライン	RDCM209X	2,800	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 32	サテンスチール	RDCM32X	2,800	E03
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 00	サテンスチール	RDCM00	2,600	E02
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 00	BL ブラックライン	RDCM00X	2,800	E02
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 212	サテンスチール	RDCM212	2,600	E02
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 212	BL ブラックライン	RDCM212X	2,800	E02
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 212SA	サテンスチール	RDCM212SA	2,600	E02
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 212SA	BL ブラックライン	RDCM212SAX	2,800	E02
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 6	サテンスチール	RDCM6	2,600	E02
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 6	BL ブラックライン	RDCM6X	2,800	E02
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 9	サテンスチール	RDCM9	2,600	E02
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 9	BL ブラックライン	RDCM9X	2,800	E02
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 9S	サテンスチール	RDCM9S	2,600	E02
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 9S	BL ブラックライン	RDCM9SX	2,800	E02
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 10	サテンスチール	RDCM10	2,600	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 10	BL ブラックライン	RDCM10X	2,800	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 11	サテンスチール	RDCM11	2,600	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 11	BL ブラックライン	RDCM11X	2,800	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 14	サテンスチール	RDCM14	2,600	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 14	BL ブラックライン	RDCM14X	2,800	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 14A	サテンスチール	RDCM14A	2,600	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 14A	BL ブラックライン	RDCM14AX	2,800	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 18	サテンスチール	RDCM18	2,600	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 18	BL ブラックライン	RDCM18X	2,800	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 24	サテンスチール	RDCM24	2,600	E04

製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 24	BL ブラックライン	RDCM24X	2,800	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 25	サテンスチール	RDCM25	2,600	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 25	BL ブラックライン	RDCM25X	2,800	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 27	サテンスチール	RDCM27	2,600	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 27	BL ブラックライン	RDCM27X	2,800	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 56	サテンスチール	RDCM56	2,600	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 56	BL ブラックライン	RDCM56X	2,800	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 56S	サテンスチール	RDCM56S	2,600	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 56S	BL ブラックライン	RDCM56SX	2,800	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 8A	サテンスチール	RDCM8A	2,600	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 8A	BL ブラックライン	RDCM8AX	2,800	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 8AD	サテンスチール	RDCM8AD	2,600	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 8AD	BL ブラックライン	RDCM8ADX	2,800	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 W14A	サテンスチール	RDCMW14A	2,600	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 W14A	BL ブラックライン	RDCMW14AX	2,800	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 W8A	サテンスチール	RDCMW8A	2,600	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 W8A	BL ブラックライン	RDCMW8AX	2,800	E04
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 12A	サテンスチール	RDCM12A	2,600	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 12A	BL ブラックライン	RDCM12AX	2,800	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 13A	サテンスチール	RDCM13A	2,600	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 13A	BL ブラックライン	RDCM13AX	2,800	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 26	サテンスチール	RDCM26	2,600	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 26	BL ブラックライン	RDCM26X	2,800	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 28	サテンスチール	RDCM28	2,600	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 28	BL ブラックライン	RDCM28X	2,800	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 3	サテンスチール	RDCM3	2,600	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 3	BL ブラックライン	RDCM3X	2,800	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 33	サテンスチール	RDCM33	2,600	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 7	サテンスチール	RDCM7	2,600	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 7	BL ブラックライン	RDCM7X	2,800	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 7A	サテンスチール	RDCM7A	2,600	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 7A	BL ブラックライン	RDCM7AX	2,800	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) W3	サテンスチール	RDCMW3	2,600	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) W3	BL ブラックライン	RDCMW3X	2,800	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) W7	サテンスチール	RDCMW7	2,600	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) W7	BL ブラックライン	RDCMW7X	2,800	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (下顎) 33	BL ブラックライン	RDCM33X	2,800	E06
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (上顎) 201	サテンスチール	RDCM201	2,600	E05
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (上顎) 201	BL ブラックライン	RDCM201X	2,800	E05
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (上顎) 205	サテンスチール	RDCM205	2,600	E05
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (上顎) 205	BL ブラックライン	RDCM205X	2,800	E05
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (上顎) 26N	サテンスチール	RDCM26N	2,600	E05
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (上顎) 26N	BL ブラックライン	RDCM26NX	2,800	E05
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (上顎) 4	サテンスチール	RDCM4	2,600	E05
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (上顎) 4	BL ブラックライン	RDCM4X	2,800	E05
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (上顎) 5	サテンスチール	RDCM5	2,600	E05
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (上顎) 5	BL ブラックライン	RDCM5X	2,800	E05
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (上顎) 8	サテンスチール	RDCM8	2,600	E05
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (上顎) 8	BL ブラックライン	RDCM8X	2,800	E05
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (上顎) W4	サテンスチール	RDCMW4	2,600	E05
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用 (上顎) W4	BL ブラックライン	RDCMW4X	2,800	E05
ラバーダムテンプレート FDI		RDTFDI	1,500	E07
ラバーダムテンプレート ユニバーサル		RDTUNIV	1,500	E07
ラバーダムパンチ		RDP	42,000	E08
ラバーダムパンチ アインスワース		RDPA	39,900	E08
ラバーダムフレーム 小人用		RDCF5	5,100	E08
ラバーダムフレーム 大人用		RDAF6	5,100	E08
リガチャー タッカー		LDT	9,500	G15
リガチャー タイピングブライヤー コーン		678-211	29,400	G08
リガチャー デイレクター タッカー		LD1	9,500	G15
リガチャー デイレクター ジングラス		LDG2	9,500	G15
リムーバルフォアセップ ステイグリッツ 45°		RF45	29,400	E22
リングル ディスタルエンドカッター		678-700	39,900	G06
リングル デイボンディングブライヤー		678-709	39,900	G09
リングル ハンマーヘッド NiTi ブライヤー		678-704	36,800	G12
リングル ハンマーヘッド NiTi ブライヤーギザ付		678-704SER	36,800	G12
リングル ピン&リガチャーカッター		678-701	39,900	G06
リングル ブラケットリムービングブライヤー		678-703	36,800	G09
リングル マッシュブライヤー		678-705	36,800	G13
リングル リガチャーディレクター		678-706	10,500	G15
リングル リガチャーディレクターU字型		678-707	10,500	G15
リングル ワインガルトブライヤー		678-702	36,800	G07
リングル ワインガルトブライヤー 90°		678-702-90	36,800	G07
リングルトーキングキー		TK018	10,300	G16
ルートチャンネルスプレダー NT 片頭 D11T	#7 サテンスチールカラー	RCSD11TNT	5,300	E13
ルートチャンネルスプレダー NT 片頭 D11TS	#7 サテンスチールカラー	RCSD11TSNT	5,300	E13
ルートチャンネルスプレダー 加熱式 片頭 GP2	#30 細丸	RCSGP2	4,200	E13
ルートチャンネルスプレダー 加熱式 片頭 MA57	#30 細丸	RCMA57	4,200	E13
ルートチャンネルスプレダー 片頭 D11	BL ブラックライン	RCSD11X	5,100	E12
ルートチャンネルスプレダー 片頭 D11	#30 細丸	RCSD11	4,200	E12
ルートチャンネルスプレダー 片頭 D11S	#30 細丸	RCSD11S	4,200	E12
ルートチャンネルスプレダー 片頭 D11T	#30 細丸	RCSD11T	4,200	E12



製品名	ハンドル/仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
ルートチャンネルスプレダー 片頭 D11T	BL ブラックライン	RCSD11TX	5,100	E12
ルートチャンネルスプレダー 片頭 D11TS	#30 細丸	RCSD11TS	4,200	E12
ルートチャンネルスプレダー 片頭 D11TS	BL ブラックライン	RCSD11TSX	5,100	E12
ルートチャンネルスプレダー 片頭 GP1	#30 細丸	RCSGP1	4,200	E12
ルートチャンネルスプレダー 片頭 GP1	BL ブラックライン	RCSGP1X	5,100	E12
ルートチャンネルスプレダー 片頭 MA57	BL ブラックライン	RCSMA57X	5,100	E13
ルートチャンネルブラガー カヤット 両頭	#6 サテンスチール	PLGBK6	5,100	E19
ルートチャンネルブラガー グリック 両頭 1	#6 サテンスチール	RCPGL16	5,100	E14
ルートチャンネルブラガー グリック 両頭 1	BL ブラックライン	RCPGL1X	6,100	E14
ルートチャンネルブラガー ベルバート 両頭	#6 サテンスチール	PLGVEL56	6,100	E19
ルートチャンネルブラガー レトロフィリング 両頭 1	#41 丸柄	PLGRF1	5,100	E19
ルートチャンネルブラガー レトロフィリング 両頭 2	#41 丸柄	PLGRF2	5,100	E19
ルートチャンネルブラガー 臼歯用 片頭 10		RCP10	5,100	E16
ルートチャンネルブラガー 臼歯用 片頭 11		RCP11	5,100	E16
ルートチャンネルブラガー 臼歯用 片頭 12		RCP12	5,100	E16
ルートチャンネルブラガー 臼歯用 片頭 8		RCP8	5,100	E16
ルートチャンネルブラガー 臼歯用 片頭 9		RCP9	5,100	E16
ルートチャンネルブラガー 前歯用 片頭 10A		RCP10A	5,100	E15
ルートチャンネルブラガー 前歯用 片頭 11A		RCP11A	5,100	E15
ルートチャンネルブラガー 前歯用 片頭 12A		RCP12A	5,100	E15
ルートチャンネルブラガー 前歯用 片頭 8A		RCP8A	5,100	E15
ルートチャンネルブラガー 前歯用 片頭 9A		RCP9A	5,100	E15
ルートチャンネルブラガー 両頭 1/3	#41 丸柄	RCP1/3	5,100	E14
ルートチャンネルブラガー 両頭 1/3	BL ブラックライン	RCP1/3X	6,100	E14
ルートチャンネルブラガー 両頭 5/7	#41 丸柄	RCP5/7	5,100	E14
ルートチャンネルブラガー 両頭 5/7	BL ブラックライン	RCP5/7X	6,100	E14
ルートチャンネルブラガー 両頭 9/11	#41 丸柄	RCP9/11	5,100	E14
ルートチャンネルブラガー 両頭 9/11	BL ブラックライン	RCP9/11X	6,100	E14
ルートチップエレベーター ハイドリブリンク 片頭 1		EBH1	8,000	H67
ルートチップエレベーター ハイドリブリンク 片頭 2		EBH2	8,000	H67
ルートチップエレベーター ハイドリブリンク 片頭 3		EBH3	8,000	H67
ルートチップエレベーター ハイドリブリンク 片頭 4		EBH4	8,000	H67
ルートチップエレベーター ハイドリブリンク 片頭 5		EBH5	8,000	H67
ルートチップエレベーター ハイドリブリンク 両頭 13/14	#6 サテンスチール	EBH13/146	8,800	H68
ルートチップエレベーター ハワード 1		EHO1	8,000	H68
ルートチップエレベーター ハワード 2		EHO2	8,000	H68
ルートチップエレベーター ハワード 2/3	#6 サテンスチール	EHO2/36	8,800	H68
ルートチップエレベーター ハワード 3		EHO3	8,000	H68
ループフォーミングブライヤー		678-324	22,100	G11
ルクセーティングエレベーター 2C	BL ブラックライン	EL2CX	10,800	H17
ルクセーティングエレベーター 2S	BL ブラックライン	EL2SX	10,800	H17
ルクセーティングエレベーター 3C	BL ブラックライン	EL3CX	10,800	H18
ルクセーティングエレベーター 3S	BL ブラックライン	EL3SX	10,800	H18
ルクセーティングエレベーター 4C	BL ブラックライン	EL4CX	10,800	H18
ルクセーティングエレベーター 4S	BL ブラックライン	EL4SX	10,800	H18
ルクセーティングエレベーター 5C	BL ブラックライン	EL5CX	10,800	H18
ルクセーティングエレベーター 5S	BL ブラックライン	EL5SX	10,800	H18
ルクセーティングエレベーター スリム 2C ショート	BL ブラックライン	ELSLIM2CSX	10,800	H17
ルクセーティングエレベーター スリム 2S ショート	BL ブラックライン	ELSLIM2SSX	10,800	H17
ルクセーティングエレベーター スリム 3C ショート	BL ブラックライン	ELSLIM3CSX	10,800	H17
ルクセーティングエレベーター スリム 3S ショート	BL ブラックライン	ELSLIM3SSX	10,800	H18
ルクセーティングハイブリッドキット	#6 サテンスチール	EPTKIT	107,800	H20
ルクセーティングハイブリッドキット	BL ブラックライン	EPTKITX	115,500	H20
ルクセーティングハイブリッド 遠心用 L	#6 サテンスチール	EPTLGD	13,200	H20
ルクセーティングハイブリッド 遠心用 L	BL ブラックライン	EPTLGDY	14,300	H20
ルクセーティングハイブリッド 遠心用 S	#6 サテンスチール	EPTSMC	13,200	H19
ルクセーティングハイブリッド 遠心用 S	BL ブラックライン	EPTSMCY	14,300	H19
ルクセーティングハイブリッド 曲	#6 サテンスチール	EPTSMC	13,200	H19
ルクセーティングハイブリッド 曲	BL ブラックライン	EPTSMCY	14,300	H19
ルクセーティングハイブリッド 近心用 L	#6 サテンスチール	EPTLGM	13,200	H20
ルクセーティングハイブリッド 近心用 L	BL ブラックライン	EPTLGMX	14,300	H20
ルクセーティングハイブリッド 近心用 S	#6 サテンスチール	EPTSMC	13,200	H19
ルクセーティングハイブリッド 近心用 S	BL ブラックライン	EPTSMCY	14,300	H19
ルクセーティングハイブリッド 直	#6 サテンスチール	EPTSMS	13,200	H20
ルクセーティングハイブリッド 直	BL ブラックライン	EPTSMSX	14,300	H20
ルクセーティングハイブリッド 直 スペード	#6 サテンスチール	EPTSSP	13,200	H19
ルクセーティングハイブリッド 直 スペード	BL ブラックライン	EPTSSPX	14,300	H19
レクタンギュラーアーチベンディングブライヤー ツイード		678-308	22,100	G11
練成充填器 アクロフレックス	#SS スムースハンドル	AKRO-FLEX	13,300	F06
練成充填器 ディーチ コンボジット 3/4	#SS スムースハンドル	PFIDD3/4	6,100	F07
練成充填器 ディーチ コンボジット 5/6	#SS スムースハンドル	PFIDD5/6	6,100	F07
練成充填器 ディーチ コンボジット 7/8	#SS スムースハンドル	PFIDD7/8	6,100	F07
練成充填器 ディーチ コンボジット 9/10	#SS スムースハンドル	PFIDD9/10	6,100	F07
練成充填器 ディーチ コンボジットキット	#SS スムースハンドル	PFIDDCASS	39,900	F07
練成充填器 ディーチ コンボスカルプ 1/2	#SS スムースハンドル	PFIDD1/2	6,100	F06
わ行				
ワイヤーカッティングシザーズ アングル		WCS	23,100	H85
ワイヤーカッティングシザーズ スミス		WCSS	23,100	H85
ワックスインスツルメント PK トーマス 両頭 1	#41 丸柄	PKT1	5,100	F18
ワックスインスツルメント PK トーマス 両頭 2	#41 丸柄	PKT2	5,100	F18
ワックスインスツルメント PK トーマス 両頭 3	#41 丸柄	PKT3	5,100	F18

製品名	ハンドル／仕様	パートコード	標準価格 (円)	ページ
ワックスインストルメントPKトーマス 両頭 4	#41 丸柄	PKT4	5,100	F18
ワックスインストルメントPKトーマス 両頭 5	#41 丸柄	PKT5	5,100	F18
ワックスパチュラ 両頭 31		SPT31	6,600	F17
ワックスパチュラ 両頭 7		WS7	6,100	F17



ハンドスケーリング

Hand Scaling

グレーシーキュレットの歴史	A02
グレーシーキュレットの選択方法	A04
グレーシーキュレット オリジナル	A06
グレーシーキュレット アフターファイブ	A09
グレーシーキュレット ミニファイブ	A12
グレーシーキュレット マイクロミニファイブ	A14
グレーシーキュレット バイオジェント	A15
グレーシーキュレット オオタタイプ	A16
ユニバーサルキュレット	A17
シックルスケーラー (鎌形)	A21
部位特定キュレット	A24
ホースケーラー／チゼルスケーラー	A25
ファイルスケーラー	A26
スケーラーアクセサリ	A28
歯科用インスツルメントの構造	A29
シャンクの柔軟性／インスツルメントのバランス・刻印	A30

グレイシーキュレットの歴史


Gracey Curette History

1940年代、ミシガン大学の歯科医師クレイトン・グレイシー博士が、「歯周ポケットが深くても浅くても、歯肉を傷つけることなく痛みも伴わないように簡単に治療できるインスツルメント」のアイデアをヒューフレディの創始者であるヒューゴ・フリードマンに持ちかけ、彼らは共に14種類の部位特定片頭インスツルメントを開発しました。

Dr. グレイシーのデザインは、今日の新しいインスツルメントの基礎を築き、現在グレイシーキュレットは、ハンドルおよびブレードの種類が豊富になり、両頭インスツルメントとして広く利用されています。

ヒューフレディグループでは、Dr.グレイシーが開発したオリジナルのグレイシーキュレットの他に、第一シャンクが長くブレード幅が薄いアフターファイブ (After Five™)や、アフターファイブ (After Five™)の特徴に短いブレードを組み合わせたミニファイブ (Mini Five™)、ミニファイブのブレードを薄くし、歯肉への挿入がより容易で歯周組織への負担を軽減するマイクロミニファイブ (Micro Mini Five™) そして、15/16 (FIT11/12)や17/18 (FIT13/14)など、様々なタイプのグレイシーキュレットを製造しています。また、シャンクがリジッドタイプの製品も揃えています。

ヒューフレディグループは、既存の製品を改良する新しい道を常に模索しています。そして、その成功はビジョンを現実にし、現在の歯科治療になくてはならないものを創ったクレイトン・グレイシー博士をはじめとする歯学のパイオニア達に捧げられています。





クレイトン・グレイシー博士



ヒューゴ・フリードマン

ヒューフレディグループは、グレイシーキュレットを 世界で初めて開発したパイオニアです！



FITシリーズ
(15/16、17/18)
開発

1990's

2000's

エバーエッジ
テクノロジー
開発



マイクロミニファイブ
開発

2008

2016

エバーエッジ2.0
テクノロジー
開発



ハーモニー
エルゴノミック
スケーラー
開発

2020

How to Choose Gracey Curettes

グレイシーキュレットの選択方法

種類豊富なグレイシーキュレットを、ハンドルの種類・ブレードとシャンクの形状・シャンクの硬さ・番手の順に選択し、簡単に必要な1本を見つける方法です。

①ハンドルの種類

【作業部の材質】

エバーエッジ (EverEdge™) 2.0

ヒューフレディグループがキュレット・スケーラーのエッジのシャープさをより持続するために開発した優れた合金。ステンレススチールに含まれるカーボン含有率を増加させ、冶金学に基づいた金属の結晶粒を微細にし、3段階の熱処理の温度・時間設定を改善し、ブレードの表面処理を向上させ、パリの発生を抑制する合金です。



#XE2 ハーモニー (Harmony™)

人間工学に基づく技術「トゥルーフィット (TrueFit™) テクノロジー」で設計されたハンドル。(パープルのグリップを標準装着)



#9E2 エバーエッジ (EverEdge™)

人間工学的に優れたハンドルデザイン。しっかり把持できるようなダイヤモンドパターン。(パープルのグリップを標準装着)



#C8E2 レジン8カラー (Resin 8 Colors)

レジン製のため軽量。滑りにくくしっかり把持できるように波形の溝とダイヤモンドカットを組み合わせた表面形状。使用部位ごとにハンドルの色が違うので、処置中のスケーラー識別が容易。(ハンドルと同色のグリップを標準装着)



【作業部の材質】

イミュニティスチール (Immunity Steel™)

ヒューフレディグループで独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙のバランスで配合した合金。繰り返しの使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で、シャープニングしやすく耐腐食性に優れています。さらに3段階の熱処理が施されたインスツルメントは、硬さとしなやかさを持ちあわせています。



#7 サテンスチールカラー (Satin Steel™ Colours™)

シリコン製リングの採用により、繊細な触感で把持しやすい。ウォーターウェーブのすべり止め。(黒色のグリップを標準装着)



#6 サテンスチール (Satin Steel™)

力の弱い方でも力を入れずにリラクゼーションして持つことができる太いハンドル。ウォーターウェーブのすべり止め。




#2 角柄

8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。



②ブレードとシャンクの形状



オリジナル (Original)

現在世界のグレイシーキュレットの基準となっている、グレイシー博士が考案した当初のシャンク・ブレードの長さ・幅。

アフターファイブ (After Five™)

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。


ミニファイブ (Mini Five™)

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。ブレードはオリジナルとアフターファイブ (After Five™) の半分長さで、狭いポケットや根分岐部での使用に適用。オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。

マイクロミニファイブ (Micro Mini Five™)


5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。シャンクとブレードの長さは、ミニファイブと同等だが、幅がオリジナルより30%細いため、歯肉への挿入がさらに容易で組織への負担を軽減。

③シャンクの硬さ




スタンダード (Standard)

細く柔軟性に富み、感触が伝わりやすい。超音波スケーリング後の仕上げとして細かなスケーリングやルートプレーニングに使用。



リジッド (Rigid)

スタンダードシャンクに比べ太くて頑丈。比較的強固な歯石や多量に付着した歯石を除去する際に使用。





エクストラリジッド (Extra Rigid)

エクストラリジッドシャンクのグレイシーキュレットは殆どしなりがないので、全体の初期スケーリングや強固な歯石除去に使用。




④ 使用部位



ハンドスケーリング Hand Scaling

■ スケーラー・キュレットに印字されているパートコードの読み方

スケーラーの裏側に記載されているパートコードを読めば、オーダーが簡単です。




- ① **EVEREDGE™ 2.0** エバーエッジ2.0のロゴ
- ② **SG.....** スケーラーの種類
例) グレイシー SG...オリジナル、SRPG SRP SP...アフターファイブ
SASS...ミニファイブ、SMS...マイクロミニファイブ
シッコル SH...衛生士用、SCNEVI...ネビィ
- ③ **11/12.....** 番手
例) 1/2, 3/4, 5/6 (※F11/12=15/16、F13/14=17/18)
- ④ **9E2.....** ハンドル番号
例) XE2...ハーモニー、9E2...エバーエッジ、C8E2...レジン8カラー
7...サテンスチールカラー、6...サテンスチール
※2番ハンドル (角柄) の場合はハンドル番号は記載されていません。
- ⑤ **Made in USA** 原産国
- ⑥ **0123** 製造年月
最初の2桁=月、後の2桁=年 例) 2023年1月生産分=0123
- ⑦ **CE** 欧州 (EU) 連合の基準適合マーク
- ⑧ **QRコード** GTINコードと製造年月の情報



グレイシーキュレット オリジナル

現在世界のグレイシーキュレットの基準となっているグレイシー博士が考案した当初のシャンク・ブレードの長さ・幅。特定の部位に適合するようデザインされています。



グレイシーキュレットのブレード角度

■ グレイシーキュレット オリジナル



掲載画像 SG1/2XE2

スタンダード 1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG1/2XE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG1/29E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG1/2C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SG1/27	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG1/26	5,600円	#6	サテンスチール	
SG1/2	5,200円	#2	角柄	

前歯用

リジッド 1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG1/2RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG1/2R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG1/2RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SG1/2R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG1/2R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR1/2R	5,200円	#2	角柄	

前歯用



掲載画像 SG3/4XE2

スタンダード 3/4				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG3/4XE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG3/49E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☺
SG3/4C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	☺
SG3/47	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG3/46	5,600円	#6	サテンスチール	
SG3/4	5,200円	#2	角柄	☺

前歯用

リジッド 3/4				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG3/4RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG3/4R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☺
SG3/4RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	☺
SG3/4R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG3/4R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR3/4R	5,200円	#2	角柄	☺

前歯用



掲載画像 SG5/6XE2

● スタンダード 5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG5/6XE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG5/69E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG5/6C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SG5/67	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG5/66	5,600円	#6	サテンスチール	
SG5/6	5,200円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

リジッド 5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG5/6RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG5/6R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG5/6RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SG5/6R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG5/6R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR5/6R	5,200円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

エクストラリジッド 5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG5/6ER7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

前歯および小臼歯用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

グレイシーキュレット オリジナル
Gracey Curettes, Original



掲載画像 SG7/8XE2



● **スタンダード 7/8**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG7/8XE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG7/89E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG7/8C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SG7/87	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG7/86	5,600円	#6	サテンスチール	
SG7/8	5,200円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用

リジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG7/8RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG7/8R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG7/8RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SG7/8R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG7/8R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR7/8R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用

エクストラリジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG7/8ER7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の頬舌側面用

掲載画像 SG9/10XE2



スタンダード 9/10

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG9/10XE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG9/109E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☺
SG9/10C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	☺
SG9/107	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG9/106	5,600円	#6	サテンスチール	
SG9/10	5,200円	#2	角柄	☺

臼歯の頬舌側面・根分岐部用

リジッド 9/10

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG9/10RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG9/10R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☺
SG9/10R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG9/10R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR9/10R	5,200円	#2	角柄	☺

臼歯の頬舌側面・根分岐部用

掲載画像 SG11/12XE2



● **スタンダード 11/12**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG11/12XE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG11/129E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG11/12C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SG11/127	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG11/126	5,600円	#6	サテンスチール	
SG11/12	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用

リジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG11/12RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニ	
SG11/12R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SG11/12RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SG11/12R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG11/12R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR11/12R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用

エクストラリジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG11/12ER7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の近心面用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニ



#9E2 エパーエッジ



#C8E2 レジン8カラー (7/8, 9/10) ■グリーン



#C8E2 レジン8カラー (11/12, 15/16) ■オレンジ



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#2 角柄

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

標準価格は全て税抜価格です。



掲載画像 SG13/14XE2

● **スタンダード 13/14**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG13/14XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SG13/149E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SG13/14C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SG13/147	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG13/146	5,600円	#6	サテンスチール	
SG13/14	5,200円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用

リジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG13/14RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SG13/14R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SG13/14RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SG13/14R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG13/14R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR13/14R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用

エクストラリジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG13/14ER7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の遠心面用



掲載画像 SG15/16XE2

スタンダード 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG15/16XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SG15/169E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SG15/16C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SG15/167	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG15/166	5,600円	#6	サテンスチール	
SG15/16	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じでブレードが逆側についています)

リジッド 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG15/16RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SG15/16R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	☺
SG15/16RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	☺
SG15/16R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG15/16R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR15/16R	5,200円	#2	角柄	☺

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じでブレードが逆側についています)



掲載画像 SG17/18XE2

スタンダード 17/18

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG17/18XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SG17/189E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SG17/18C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SG17/187	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SG17/186	5,600円	#6	サテンスチール	
SG17/18	5,200円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用(ブレードはやや小さく、第一シャンクは、やや長めにデザインされています)

リジッド 17/18

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG17/18RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SG17/18R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	☺
SG17/18RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	☺
SG17/18R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SG17/18R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SGR17/18R	5,200円	#2	角柄	☺

臼歯の遠心面用(ブレードはやや小さく、第一シャンクは、やや長めにデザインされています)

※リジッドシャンクはスタンダードシャンクに比べて頑丈。比較的強固な歯石や多量に付着した歯石を除去する際に使用。

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー

#9E2 エバーエッジ

#C8E2 レジン8カラー (11/12、15/16) ■オレンジ

#C8E2 レジン8カラー (13/14、17/18) ■ブルー

#7 サテンスチールカラー

#6 サテンスチール

#2 角柄

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。



取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



グレイシーキュレット アフターファイブ

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。

オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。

■ グレイシーキュレット アフターファイブ



掲載画像 SRPG1/2XE2

スタンダード 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG1/2XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRPG1/29E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SRPG1/2C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SRPG1/27	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG1/26	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG1/2	5,200円	#2	角柄	

前歯用

リジッド 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP1/2RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRP1/2R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SRP1/2RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SRP1/2R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRP1/2R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG1/2R	5,200円	#2	角柄	

前歯用



掲載画像 SRPG3/4XE2

スタンダード 3/4

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG3/4XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRPG3/49E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	☺
SRPG3/4C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	☺
SRPG3/47	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SRPG3/46	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG3/4	5,200円	#2	角柄	☺

前歯用

リジッド 3/4

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP3/4RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRP3/4R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	☺
SRP3/4RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	☺
SRP3/4R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SRP3/4R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG3/4R	5,200円	#2	角柄	☺

前歯用


ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エバーエッジ



#C8E2 レジン8カラー (1/2, 3/4) ■グレー



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#2 角柄

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

掲載画像 SRPG5/6XE2



● **スタンダード 5/6**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG5/6XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRPG5/69E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SRPG5/6C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SRPG5/67	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG5/66	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG5/6	5,200円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

リジッド 5/6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP5/6RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRP5/6R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SRP5/6RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SRP5/6R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRP5/6R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG5/6R	5,200円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

エクストラリジッド 5/6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP5/6E7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

前歯および小臼歯用

掲載画像 SRPG7/8XE2



● **スタンダード 7/8**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG7/8XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRPG7/89E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SRPG7/8C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SRPG7/87	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG7/86	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG7/8	5,200円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用

リジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP7/8RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRP7/8R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SRP7/8RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SRP7/8R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRP7/8R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG7/8R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用

エクストラリジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP7/8E7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の頬舌側面用

掲載画像 SRPG11/12XE2



● **スタンダード 11/12**

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG11/12XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRPG11/129E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SRP11/12C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SRPG11/127	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG11/126	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG11/12	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用

リジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP11/12RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRP11/12R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SRP11/12RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SRP11/12R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRP11/12R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG11/12R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用

エクストラリジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP11/12E7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の近心面用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エパーエッジ



#C8E2 レジン8カラー (5/6) ■イエロー



#C8E2 レジン8カラー (7/8, 9/10) ■グリーン



#C8E2 レジン8カラー (11/12, 15/16) ■オレンジ



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#2 角柄

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

● おすすめ品

☑ 取寄品

取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

グレイシーキュレット アフターファイブ

Gracey Curettes, After Five™



掲載画像 SRPG13/14XE2



● スタンダード 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG13/14XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRPG13/149E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SRP13/14C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SRPG13/147	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG13/146	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG13/14	5,200円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用

リジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP13/14RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRP13/14R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SRP13/14RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SRP13/14R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRP13/14R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG13/14R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用

エクストラリジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP13/14E7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	

臼歯の遠心面用

掲載画像 SRPG15/16XE2



スタンダード 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRPG15/16XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRPG15/169E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SRP15/16C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SRPG15/167	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SRPG15/166	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG15/16	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じでブレードが逆側についています)

リジッド 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SRP15/16RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SRP15/16R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	☑
SRP15/16RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SRP15/16R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☑
SRP15/16R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SRPG15/16R	5,200円	#2	角柄	☑

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じでブレードが逆側についています)

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エバーエッジ



#C8E2 レジン8カラー (11/12、15/16) ■オレンジ



#C8E2 レジン8カラー (13/14、17/18) ■ブルー



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#2 角柄

※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

標準価格は全て税抜価格です。

ハンドスケーリング Hand Scaling

Gracey
Curettes,
Mini Five™

グレイシーキュレット ミニファイブ

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。

ブレードはオリジナルとアフターファイブの半分の長さで、狭いポケットや根分岐部での使用に適用。

オリジナルより第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。

■ グレイシーキュレット ミニファイブ



スタンダード 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS1/2XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS1/29E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SAS1/2C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SAS1/27	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS1/26	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS1/2	5,200円	#2	角柄	

前歯用

リジッド 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS1/2RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS1/2R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SAS1/2RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	
SAS1/2R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS1/2R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS1/2R	5,200円	#2	角柄	

前歯用



スタンダード 3/4

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS3/4XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS3/49E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	☺
SAS3/4C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	☺
SAS3/47	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SAS3/46	5,600円	#6	サテンスチール	☺
SAS3/4	5,200円	#2	角柄	☺

前歯用

リジッド 3/4

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS3/4RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS3/4R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	☺
SAS3/4RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グレー	☺
SAS3/4R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☺
SAS3/4R6	5,600円	#6	サテンスチール	☺
SAS3/4R	5,200円	#2	角柄	☺

前歯用



● スタンダード 5/6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS5/6XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS5/69E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SAS5/6C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SAS5/67	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS5/66	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS5/6	5,200円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

リジッド 5/6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS5/6RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SAS5/6R9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SAS5/6RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■イエロー	
SAS5/6R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS5/6R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS5/6R	5,200円	#2	角柄	

前歯および小臼歯用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

● おすすめ品

☑ 取寄品

取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

グレイシーキュレットミニファイブ Gracey Curettes, Mini Five™



● スタンダード 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS7/8XE2	6,600円	#XE2	ハーモニーク	
SAS7/89E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SAS7/8C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SAS7/87	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS7/86	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS7/8	5,200円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用

リジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS7/8RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニーク	
SAS7/8R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SAS7/8RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■グリーン	
SAS7/8R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS7/8R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS7/8R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の頬舌側面用



● スタンダード 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS11/12XE2	6,600円	#XE2	ハーモニーク	
SAS11/129E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SAS11/12C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SAS11/127	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS11/126	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS11/12	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用

リジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS11/12RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニーク	
SAS11/12R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SAS11/12RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SAS11/12R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS11/12R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS11/12R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用



● スタンダード 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS13/14XE2	6,600円	#XE2	ハーモニーク	
SAS13/149E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SAS13/14C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SAS13/147	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS13/146	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS13/14	5,200円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用

リジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS13/14RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニーク	
SAS13/14R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SAS13/14RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ブルー	
SAS13/14R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS13/14R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS13/14R	5,200円	#2	角柄	

臼歯の遠心面用



スタンダード 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS15/16XE2	6,600円	#XE2	ハーモニーク	
SAS15/169E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SAS15/16C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	
SAS15/167	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SAS15/166	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS15/16	5,200円	#2	角柄	

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じでブレードが逆側についています)

リジッド 15/16

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS15/16RXE2	6,600円	#XE2	ハーモニーク	
SAS15/16R9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☑
SAS15/16RC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■オレンジ	☑
SAS15/16R7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	☑
SAS15/16R6	5,600円	#6	サテンスチール	
SAS15/16R	5,200円	#2	角柄	☑

臼歯の近心面用(シャンクの角度が13/14と同じでブレードが逆側についています)



スタンダード 17/18

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SAS17/18XE2	6,600円	#XE2	ハーモニーク	

臼歯の遠心面用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



※レジン8カラーは使用部位によってハンドルの色が決まっています。

標準価格は全て税抜価格です。

**Gracey
Curettes, Micro
Mini Five™**

グレイシーキュレット マイクロミニファイブ

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。
シャンクとブレードの長さは、ミニファイブと同等だが、幅がオリジナルより30%細いため、歯肉への挿入がさらに容易で組織への負担を軽減。

■ グレイシーキュレット マイクロミニファイブ

掲載画像 SMS1/2XE2



リジッド 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SMS1/2XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SMS1/29E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

前歯用

掲載画像 SMS7/8XE2



リジッド 7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SMS7/8XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SMS7/89E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

臼歯の頬舌側面用

掲載画像 SMS11/12XE2



リジッド 11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SMS11/12XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SMS11/129E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

臼歯の近心面用

掲載画像 SMS13/14XE2



リジッド 13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SMS13/14XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SMS13/149E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

臼歯の遠心面用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エバーエッジ



取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



グレイシーキュレット バイオジェント

- ・薄いブレードで、狭いポケットにも容易にアクセス!
- ・これまで以上に、組織に優しいアプローチと歯周ポケットへの良好なアクセスを提供!
- ・アフターファイブ、ミニファイブ、マイクロミニファイブのコンセプトをバランス良く調和!
- ・歯周治療の世界的名医コーテリーニ先生ご考案!

【オリジナルとの比較】
ブレードの幅
-20%

【オリジナルとの比較】
シャンクの硬さ
リジッド

【オリジナルとの比較】
ブレードの長さ
-25%



グレイシーキュレット バイオジェント



1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG1/29LCE2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

前歯用



7/8

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG7/89LCE2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

臼歯の頬舌側面用



11/12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG11/129LCE2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

臼歯の近心面用



13/14

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG13/149LCE2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

臼歯の遠心面用

ハンドルの種類



#9E2 エバーエッジ

※バイオジェントキュレットのグリップの色は番手によって異なります。



グレイシーキュレット オオタタイプ

ブレードの長さがグレイシーキュレットオリジナルの2/3になったタイプです。日本人の小さな歯牙用に開発されました。




■ グレイシーキュレット オオタタイプ



1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG01/2	5,600円	#2	角柄	
前歯用				




3/4				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG03/4	5,600円	#2	角柄	
前歯用				



5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG05/6	5,600円	#2	角柄	
前歯および小臼歯用				



7/8				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG07/8	5,600円	#2	角柄	
臼歯の頬舌側面用				



9/10				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG09/10	5,600円	#2	角柄	
臼歯の頬舌側面・根分岐部用				



11/12				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG011/12	5,600円	#2	角柄	
臼歯の近心面用				



13/14				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SG013/14	5,600円	#2	角柄	
臼歯の遠心面用				

ハンドルの種類




#2 角柄

☑ 取寄品 取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



ユニバーサルキュレット

歯肉縁上および歯肉縁下に付着した歯石除去に使用するキュレットです。ブレード部分はシャンクに対して90°の角度が付けられており、二つの平行なカッティングエッジが丸みを持たせた先端部で接合するようになっています。



ユニバーサルキュレットのブレード角度

■ ユニバーサルキュレット ランガー (Langers)

ランガーキュレットは、グレーシーキュレットのシャンクのデザインとユニバーサルキュレットの両刃のブレードの組み合わせで(ブレードの角度:90°)、4種ですべての歯面のスケーリングが可能です。

歯周病専門医でコロムビア大学の前臨床教授のバートン・ランガー先生により、1985年に考案されました。



掲載画像 SL1/2XE2

ランガー 1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL1/2XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SL1/29E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SL1/2C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ラベンダー	

下顎臼歯用



掲載画像 SL3/4XE2

ランガー 3/4				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL3/4XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SL3/49E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SL3/4C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ラベンダー	

上顎臼歯用



掲載画像 SL5/6XE2

ランガー 5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL5/6XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SL5/69E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SL5/6C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ラベンダー	

前歯用




掲載画像 SL17/18XE2

ランガー 17/18				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL17/18XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SL17/189E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SL17/18C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ラベンダー	

上下顎臼歯用

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2ハーモニー

#9E2 エパーエッジ

#C8E2 レジン8カラー (13/14) ■ラベンダー



ランガー ミニファイブ 1/2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL1/2MF9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

下顎臼歯用



ランガー ミニファイブ 3/4

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL3/4MF9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

上顎臼歯用




ランガー ミニファイブ 5/6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SL5/6MF9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	


前歯用

ランガーキュレットは、グレーシーキュレットのシャンクのデザインとユニバーサルキュレットのブレードの組み合わせです。これらのインストルメントですべての歯面のスケーリングが可能です。



- ミニファイブ (Mini Five™) の第一シャンクは、通常のランガーより3mm長く、5mm以上の深い歯周ポケットや根面に届きやすいデザインです。
- ブレードが10%薄く、歯肉への挿入が容易で組織の腫脹を軽減します。
- ミニファイブ (Mini Five™) は、ブレードが通常のランガーの半分のサイズで、狭いポケットや根分岐部に適しています。

ランガー使用部位チャート



ハンドルの種類



#9E2 エバーエッジ

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ ユニバーサルキュレット コロンビア大学型 (Columbia University)

コロンビア大学型キュレットは、元々、1930年代にコロンビア大学のイサドール・ハーシュフェルト先生により考案されました。3種のコロンビア大学型デザインには、長年にわたり蓄積されてきた英知が結集しています。

掲載画像 SC2R/2LXE2



2R/2L				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SC2R/2LXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SC2R/2L9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☺
SC2R/2LC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ラベンダー	☺

前歯用

掲載画像 SC4R/4LXE2



● 4R/4L				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SC4R/4LXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SC4R/4L9E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SC4R/4LC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ラベンダー	

臼歯用

掲載画像 SC13/14XE2



● 13/14				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SC13/14XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SC13/149E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SC13/14C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■ラベンダー	

ユニバーサル

■ ユニバーサルキュレット バーンハルト (Barnhart)



1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SBH1/29E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	



5/6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SBH5/69E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エパーエッジ



#C8E2 レジン8カラー (13/14) ■ラベンダー

■ ユニバーサルキュレット インディアナ大学型 (Indiana University)



13/14 前歯用				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SIU13/146	5,600円	#6	サテンスチール	☺



17/18 臼歯用				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SIU17/186	5,600円	#6	サテンスチール	☺

■ ユニバーサルキュレット マッコール (McCall)



掲載画像 SM17/18XE2

ユニバーサルキュレット マッコール 17/18				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SM17/18XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SM17/189E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

■ ユニバーサルキュレット ヤンガーグッド (Younger-Good)



7/8				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SYG7/89E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	

■ ユニバーサルキュレット 23A



23A				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SM23A9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	☺

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エバーエッジ



#6 サテンスチール

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。


シッルスケーラー (鎌形)
Sickle Scalers



Sickle Scalers


シッルスケーラー (鎌形)

歯肉縁上の歯石除去に使用します。



曲のシッルスケーラー

曲線上のブレードの両側にあるカッティングエッジが先端まで伸び、鋭利な先端を形成しています。



直のシッルスケーラー

直線状のブレードの両側にあるカッティングエッジが先端まで伸び、鋭利な先端を形成しています。ジャケットスケーラーとしても知られています。

掲載画像 SH6/7XE2



● 衛生士用 H6/H7

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SH6/7XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SH6/79E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SH6/7C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■パープル	
SH6/77	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SH6/76	5,600円	#6	サテンスチール	
SH6/7	5,200円	#2	角柄	

超薄型コントラアングルのデザイン。隣接歯間部に適しています。シャングのアンブルにより前歯部および小臼歯部に対応できます。

掲載画像 SH5/33XE2



● 衛生士用 H5/33

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SH5/33XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SH5/339E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SH5/33C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■パープル	
SH5/337	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SH5/336	5,600円	#6	サテンスチール	
SH5/33	5,200円	#2	角柄	

非常に薄い曲と直のブレードのコンビネーション。前歯部の歯頸部や歯間部のスケーリングに適しています。

掲載画像 S204SX2



204S

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
S204SX2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
S204S9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
S204SC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■レッド	🕒

白歯部歯肉縁上の隣接歯間部用。

掲載画像 S204SDXE2



● 204SD

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
S204SDXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
S204SD9E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
S204SDC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■レッド	
S204SD7	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
S204SD6	5,600円	#6	サテンスチール	
S204SD2	5,200円	#2	角柄	

コントラアングルのシャングデザインにより、白歯部遠心面に適しています。

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エバーエッジ



#C8E2 レジン8カラー ■パープル
※使用部位によってハンドル色が決まっています。



#C8E2 レジン8カラー ■レッド
※使用部位によってハンドル色が決まっています。



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール




#2 角柄

標準価格は全て税抜価格です。

■ スケーラー ネビィ (Nevi™)

シッルスケーラーネビィシリーズは、40年以上のキャリアを持つベテラン職人と口腔解剖学を熟知した臨床家の手によって共同開発されたスケーラー群です。



掲載画像 SCNEVI1XE2



● ネビィ1 前歯用

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCNEVI1XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SCNEVI19E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SCNEVI1C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■パープル	
SCNEVI17	5,800円	#7	サテンスチールカラー	
SCNEVI1	5,600円	#6	サテンスチール	

曲のシッルスケーラーとスプーン型の作業部で、前歯に使用します。特に舌側面のスケールリングに有効です。



下顎右側切歯の舌側面



掲載画像 SCNEVI2XE2

● ネビィ2 臼歯用

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCNEVI2XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SCNEVI29E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SCNEVI2C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■レッド	
SCNEVI27	5,800円	#7	サテンスチールカラー	🕒
SCNEVI2	5,600円	#6	サテンスチール	🕒

曲のシッルスケーラーで、臼歯に使用します。細いブレードなので、隣接歯間部に使いやすく、シャンクも歯面に適合させやすいデザインです。



左側第二大臼歯の遠心面



掲載画像 SCNEVI3XE2

● ネビィ3 臼歯用

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCNEVI3XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SCNEVI39E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SCNEVI3C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■レッド	

細くスレンダーな両面カッティングエッジ(両刃)。狭小なコンタクトや隣接歯間部に適しています。コントラアングルのシャンクデザインにより臼歯へ適合させやすいデザインです。



下顎左側第二大臼歯の近心面



掲載画像 SCNEVI4XE2

● ネビィ4 臼歯用

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCNEVI4XE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SCNEVI49E2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	
SCNEVI4C8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■レッド	

先端に従って細くなっていくテーパ型両面カッティングエッジ(両刃)。長いブレードが、臼歯の歯冠形態に沿うため、遠心・近心面への到達性に優れています。



下顎右側第二大臼歯の近心面

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エバーエッジ



#C8E2 レジン8カラー ■パープル
※使用部位によってハンドル色が決まっています。



#C8E2 レジン8カラー ■レッド
※使用部位によってハンドル色が決まっています。



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#2 角柄

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

シックルスケーラー (鎌形)
Sickle Scalers



■ スケーラー

掲載画像 SM0/OOXE2



● モース 両頭 前歯用 0/00

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SM0/OOXE2	6,600円	#XE2	ハーモニー	
SM0/O09E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	
SM0/OOC8E2	6,000円	#C8E2	レジン8カラー ■パープル	



23

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SM239E2	6,200円	#9E2	エパーエッジ	☺

掲載画像 SB2/36



ボール 2/3

Ball 2/3

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SB2/36	5,600円	#6	サテンスチール	
SB2/3	5,200円	#2	角柄	

歯周外科時の肉芽除去などに適用です。



クレイン・カプラン 6

Crane-Kaplan 6

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCK66	5,600円	#6	サテンスチール	

歯周外科時の肉芽除去などに適用です。

■ スケーラー ポピュラータイプ



ポピュラータイプ 1

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPSDE1	4,200円	#1	角柄	☺



ポピュラータイプ 2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPSDE2	4,200円	#1	角柄	☺




ポピュラータイプ 3

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPSDE3	4,200円	#1	角柄	☺

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#XE2 ハーモニー



#9E2 エパーエッジ



#C8E2 レジン8カラー ■パープル
※使用部位によってハンドル色が決まっています。



#6 サテンスチール



#1 角柄 (片頭)

Area-Specific Curettes

部位特定キュレット

特定の部位に適合するようデザインされています。


■ ビジョンカーベット (Vision Curvettes)

- ・50%短い湾曲したブレード
- ・5mmおよび10mmのシャンクマーク
- ・ハンドル上にカッティングエッジ識別マーク(+)



サブゼロ				Sub-0
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SGCSUB-06	5,600円	#6	サテンスチール	

長いシャンクが前歯部の深いポケットに届きます。



■ ハッチンソンキュレット (Hutchinson)



1/2				Hutchinson 1/2
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SHU1/2	5,200円	#2	角柄	☺

前歯用

■ ハイジニストキュレット (Hygienist)



ハイジニストキュレット				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SHF-HYGE2	6,200円	#9E2	エバーエッジ	☺

■ ファークーションキュレット (Furcation Curettes)

根面のへこみおよび根分岐部用。デマルコは前歯部舌側面のステイン除去にも適しています。



デマルコ 1				1 DeMarco
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDM16	6,200円	#6	サテンスチール	☺



デマルコ 2				2 DeMarco
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDM26	6,200円	#6	サテンスチール	☺

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください




#9E2 エバーエッジ



#6 サテンスチール



#2 角柄




取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Hoe Scalers Chisel Scalers

ホースケーラー チゼルスケーラー



■ ホースケーラー

強固な歯石や付着物を砕いて、除去するのに使用します。プルストロークで使用します。



ターナー片頭15 XS-15 Towner

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SXS156	5,600円	#6	サテンスチール	

前歯部舌側用



オーバン両頭6/7 6/7 Orban

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SO6/76	5,600円	#6	サテンスチール	



オーバン両頭8/9 8/9 Orban

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SO8/96	5,600円	#6	サテンスチール	

■ チゼルスケーラー

下顎前歯のブリッジ状の歯石を除去するのに使用します。プッシュストロークで使用します。



クッシング片頭62 62 Cushing

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SCU62	5,200円	#1	角柄	



ダービー・ペリー両頭5K/6K 5K/6K Darby-Perry

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDP5/6K	5,200円	#2	角柄	



ダービー・ペリー両頭9K/11K 9K/11K Darby-Perry

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDP9/11K	5,200円	#2	角柄	

ハンドルの種類 ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#6 サテンスチール(片頭)



#6 サテンスチール(両頭)



#1角柄(片頭)



#2角柄



ファイルスケーラー

File Scalers

■ ファイルスケーラー ハーシュフェルト

強固な歯石や付着物を砕いて、除去するのに使用します。プルストロックで使用します。



ハーシュフェルト 3/7				3/7 Hirschfeld
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
FH3/76	5,600円	#6	サテンスチール	
頬舌側用				



ハーシュフェルト 5/11				5/11 Hirschfeld
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
FH5/116	5,600円	#6	サテンスチール	
近遠心用				



ハーシュフェルト 9/10				9/10 Hirschfeld
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
FH9/106	5,600円	#6	サテンスチール	
前歯用				

ハンドルの種類



#6 サテンスチール



取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。




■ ファイルスケーラー ダイヤモンドテック (Diamondtec™)

強固な歯石除去に使用します。多方向へのストロークが可能です。根分岐部(ファーケーション)や根面のへこみ部分のスケリングに適したサイズと形です。

両頭ですので、効果的なスケリングが行えます。太いハンドルは、人間工学的に握りやすいデザインで手根管症候群の症状緩和にも役立ちます。カラーリングにより、インスツルメントが識別しやすくなります。



ネイバース*



近遠心用*



全面コーティング



ネイバース				Nabers
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDCN7	10,600 円	#7	サテンスチールカラー	



近遠心用				Mesial/Distal
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SDCM/D7	10,600 円	#7	サテンスチールカラー	

※出典:
L・J・ガーワトスキー、D・B・マクフォール、D・スタック:歯科衛生士のための手根管症候群予防法。
歯科衛生学会誌、1992年2月

ハンドルの種類



#7 サテンスチールカラー

Scaler Accessories

スクレーラーアクセサリー

処置ごと・番手ごと・術者ごと等、様々な方法でインスツルメントを識別・管理できるシリコン製のアクセサリーです。

■ スクレーラーアクセサリー



IMSシグネチャーグリップ レジン8カラー 16入 単色 ResinEight™ Colors Grips (16)			
グリップ色	パートコード	標準価格	取寄品
●ブルー	SSGBLUE8	1,500円	
●グレー	SSGGRAY8	1,500円	
●グリーン	SSGGREEN8	1,500円	
●ラベンダー	SSGLAVNDR8	1,500円	
●オレンジ	SSGORANGE8	1,500円	
●パープル	SSGPURPLE8	1,500円	
●レッド	SSGREDE8	1,500円	
●イエロー	SSGYELLOW8	1,500円	

レジン8カラーハンドルと同色のグリップです。
※ハーモニーハンドルにはサイズが異なるため対応しておりません。

IMSシグネチャーグリップ アソート Signature Series Grip - Assorted			
数量	パートコード	標準価格	取寄品
16入	SSG0	1,500円	
80入	SSGMULTI	5,700円	☺

シグネチャーグリップはサテンスチールカラー (Satin Steel Colours™)、レジン8カラー (Resin 8 Colours) およびエバーエッジ (Everedge™) ハンドル専用で、インスツルメントの識別および管理に使用します。カセット内で使用手順あるいは処理別にインスツルメントを配置するのに便利です。オートクレーブ滅菌に対応。

アソートには下記の8色が含まれます：
グレー、ピンク、ラベンダー、オレンジ、イエロー、レッド、グリーン、ブルー
16入:上記8色×2個
80入:上記8色×10個
※ハーモニーハンドルにはサイズが異なるため対応しておりません。

IMSシグネチャーグリップ 16入 単色 Signature Series Grip			
グリップ色	パートコード	標準価格	取寄品
●グレー	SSG1	1,500円	
○ホワイト	SSG2	1,500円	
●オレンジ	SSG3	1,500円	
●ブラウン	SSG4	1,500円	
●イエロー	SSG5	1,500円	
●レッド	SSG6	1,500円	
●グリーン	SSG7	1,500円	
●ブルー	SSG8	1,500円	
●ブラック	SSG9	1,500円	
●ピンク	SSG10	1,500円	
●ラベンダー	SSG11	1,500円	
●オーシャンブルー	SSG12	1,500円	


シグネチャーグリップはサテンスチールカラー (Satin Steel Colours™)、レジン8カラー (Resin 8 Colours) およびエバーエッジ (Everedge™) ハンドル専用で、インスツルメントの識別および管理に使用します。カセット内で使用手順あるいは処理別にインスツルメントを配置するのに便利です。オートクレーブ滅菌に対応。
※ハーモニーハンドルにはサイズが異なるため対応しておりません。



IMSカラーコードリング IMS™ Color Code Instrument Rings				
リング色・数量	ラージ (太ハンドル用 #6、#7、#C8E2、#9E2、#XE2)	レギュラー (細ハンドル用 #2)	標準価格	取寄品
アソート 90入	IMS-1280L	IMS-1280	3,800円	
●グレー 50入	IMS-1281L	IMS-1281	2,100円	
○ホワイト 50入	IMS-1282L	IMS-1282	2,100円	
●オレンジ 50入	IMS-1283L	IMS-1283	2,100円	
●ブラウン 50入	IMS-1284L	IMS-1284	2,100円	
●イエロー 50入	IMS-1285L	IMS-1285	2,100円	
●レッド 50入	IMS-1286L	IMS-1286	2,100円	
●グリーン 50入	IMS-1287L	IMS-1287	2,100円	
●ブルー 50入	IMS-1288L	IMS-1288	2,100円	
●ブラック 50入	IMS-1289L	IMS-1289	2,100円	
●ピンク 50入	IMS-12810L	IMS-12810	2,100円	
●ラベンダー 50入	IMS-12811L	IMS-12811	2,100円	

インスツルメントの識別や管理用のシリコンゴム製リング。カセット内で使用手順あるいは処理別にインスツルメントを配置するのに便利です。オートクレーブ滅菌対応。

アソートには下記の9色(各10個)が含まれます：
グレー、ホワイト、オレンジ、ブラウン、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、ブラック
ラージ:φ6mm
レギュラー:φ3mm



スケーラーとキュレット

すべての歯科用インスツルメントには、基本的なデザインの特徴があります。左の図は、スケーラーやキュレットのデザインの主な原則の概略を示しています。

インスツルメントを構成する3つの部位

1. ハンドル: インスツルメントを把持する部分
2. シャンク: ハンドルと作業部をつなぐ部分
3. 作業部: 実際に歯面にあたる部分

ハンドル

インスツルメントのハンドルには、様々な形やスタイルがあります。以下の要素を考慮してハンドルを選択することが大切です。

- 重量: 中空の軽量ハンドルは触感の伝達を向上させ、術者の疲労を軽減します。
- 直径: 太いハンドルは、コントロールがしやすく、軽い力で把持することができます。
- 滑り止め: ハンドル表面に付与された凸凹によって滑りにくく、操作性が向上します。

シャンク

第一シャンク (ターミナルシャンク)



作業部 (ブレード) とシャンクの第1屈曲部との間を第1シャンク (ターミナルシャンク) と呼びます。第1シャンクは、作業部を歯面に正しく適合させるために目印となる部位です。また、第1シャンクの長さは、歯肉縁上用と歯肉縁下用のインスツルメントによって異なります。

機能シャンク (ファンクショナルシャンク)

作業部 (ブレード) からハンドルまでの間を機能シャンク (ファンクショナルシャンク) と呼び、様々な長さのものがあります。長めの機能シャンクは、臼歯部や歯周ポケットの深い根面を処置する場合に必要です。短めの機能シャンクは、歯肉縁上の歯石除去や前歯部の処置に適しています。

作業部 (ブレード部)

作業部 (ブレード部) は内面、側面、背面、先端などの部分で構成されています。先端が丸いブレードはキュレットと分類されます。先端が尖ったブレードは、シッケルスケーラーと分類されます。



イラスト提供: J・S・ニールド: 歯科衛生インスツルメントの基礎、第二版: Lea & Febiger, 1988年。

インструメントの使用に関連するシャンクの柔軟性

シャンク	使用するケース	例
柔軟なもの	<ul style="list-style-type: none"> ・歯肉縁下の歯石の探查 ・細かい歯石の除去 ・シャンクとハンドルを通して術者の指に感触を伝達 	<ul style="list-style-type: none"> ・グレーシーキュレットスタンダード ・エキスポローラー
中程度のもの	<ul style="list-style-type: none"> ・中程度または少量の歯石除去 ・中程度の歯石付着部の探查や除去に必要な良好な感触を伝達 	<ul style="list-style-type: none"> ・ユニバーサルキュレット
リジッド	<ul style="list-style-type: none"> ・強固な歯石除去 ・触感の伝達性が低いので、歯石の探查は困難 	<ul style="list-style-type: none"> ・シックルスケラー ・ペリオドンタルファイル ・グレーシーキュレットリジッド ・ホースケラー
エクストラリジッド	<ul style="list-style-type: none"> ・強固な歯石除去 ・触感の伝達性は極めて低い 	<ul style="list-style-type: none"> ・グレーシーキュレットエクストラリジッド

インструメントのバランス

効果的に処置するためには、インструメントはバランスが取れている必要があります。

バランスの取れたインструメントは、ハンドルの長軸から2mm以内に作業部の中心があります。



バランスのとれたインструメント



バランスのとれていないインструメント

インструメントの刻印


デザイン名と番号がハンドルの長軸に沿って表示されている場合、それぞれの番号は表示されている側に近い方の作業部を示しています。

デザイン名と番号がハンドルの周囲に表示されている場合には、最初の番号（左側）が上の作業部を、2番目の番号（右側）が下の作業部を示しています。



■ スケラー・キュレットに印字されているパートコードの読み方

スケラーの裏側に記載されているパートコードを読めば、オーダーが簡単です。



① **EVEREDGE™ 2.0** エバーエッジ2.0のロゴ

② **SG.....** スケラーの種類

例) グレーシー SG...オリジナル、SRPG SRP SP...アフターファイブ
SAS SS...ミニファイブ、SMS...マイクロミニファイブ
シックル SH...衛生士用、SCNEVI...ネビィ

③ **11/12.....** 番手

例) 1/2, 3/4, 5/6 (※F11/12=15/16, F13/14=17/18)

④ **9E2.....** ハンドル番号

例) XE2...ハーモニー、9E2...エバーエッジ、C8E2...レジン8カラー
7...サテンスチールカラー、6...サテンスチール
※2番ハンドル（角柄）の場合はハンドル番号は記載されていません。

⑤ **Made in USA** 原産国

⑥ **0123** 製造年月

⑦ **CE** 最初の2桁=月、後の2桁=年 例) 2023年1月生産分=0123

⑧ **QRコード** 欧州 (EU) 連合の基準適合マーク


原産国

製造年月

最初の2桁=月、後の2桁=年 例) 2023年1月生産分=0123

欧州 (EU) 連合の基準適合マーク

GTINコードと製造年月の情報



シャープニング

Instrument Maintenance

電動シャープナー サイドキック	B02
ダイヤモンドシャープニングカード	B03
シャープニングストーン	B04
インスツルメントのシャープニング (スケーラーとキュレット)	B07
教育用製品	B10


**Sidekick™
Sharpener**

電動シャープナー サイドキック

サイドキックは、スケーラーやキュレットの定期的なシャープニングに使用します。正しいシャープニングを定期的に行うと、インスツルメントの寿命が長くなります。

- コードレス仕様、単3電池2本で動きます。
- ハンディサイズのコンパクト・軽量デザインにより、持ち運びに便利なサイズで、診察室のわずかなスペースでシャープニングすることができます。
- また、チェアサイドで即シャープニングすることができるなど場所を選びません。
- 難しい技術を必要とせず、シャープニングインスツルメントの第一シャンクを第一シャンクガイドに沿わせるだけの簡単操作でシャープニングが可能です。
- シャープニングストーン、ガイドプレート、ガイドプレートスクリューは取り外すことができ、オートクレーブ滅菌が可能です。

■ サイドキック シャープニングキット



交換部品とアクセサリ



セラミックストーン (サイドキック用)		
Replacement Stone, Ceramic		
パートコード	標準価格	取寄品
SDKSTONEC	4,200 円	

※サイドキックシャープニングキットご購入の際は、こちらのセラミックストーンが入っています。
※ストーンは裏返して両面使用できます。



セラミックストーン 粗目 (サイドキック用)		
Replacement Stone, Ceramic Coarse Grit		
パートコード	標準価格	取寄品
SDKSTCOARS	4,200 円	

※ストーンは裏返して両面使用できます。



サイドキックの使用法動画はこちらから



ガイドプレート (サイドキック用)		
Replacement Guide Plate		
パートコード	標準価格	取寄品
SDKGPLATE	4,000 円	☺



ガイドプレートスクリュー (サイドキック用)		
Replacement Screw		
パートコード	標準価格	取寄品
SDKGPSCREW	2,700 円	☺



保持クリップ (サイドキック用)		
Replacement Stoneclip		
パートコード	標準価格	取寄品
SDKCLIP	2,700 円	☺



Diamond Sharpening Cards

ダイヤモンドシャープニングカード

- 工業用ダイヤモンドを高品質なステンレススチールに均等にコーティングさせることで、インストルメントのシャープニングに適した硬く滑らかな表面を作り出しました。
- 耐久性のある表面は溝状のくぼみの発生を抑制し、繰り返し使用しても平らな表面を維持します。また、落下時にも損傷の恐れがありません。
- 超音波洗浄器で容易に洗浄でき、高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)にも対応です。
- クレジットカードサイズで薄型なので、処置セットと共に滅菌バッグやカセットに内に収納することが可能です。

■ ダイヤモンドシャープニングカード



ダイヤモンドシャープニングカード 超細目

Extra Fine Grit

パートコード	標準価格	取寄品
DSCXFINE	7,000円	

繊細なエッジをたてたり、仕上げ用として使用
水またはドライ
※インプラントスケーラー チタンには使用不可
※ダイヤモンドダストが付着されている面のみ
シャープニング可能です。



● ダイヤモンドシャープニングカード 細目

Fine Grit

パートコード	標準価格	取寄品
DSCFINE	7,000円	

日常のシャープニング用
水またはドライ
※インプラントスケーラー チタンには使用不可
※ダイヤモンドダストが付着されている面のみ
シャープニング可能です。




ダイヤモンドシャープニングカード 中目

Medium Grit

パートコード	標準価格	取寄品
DSCMED	7,000円	

鈍になったインストルメントや形態修正用
水またはドライ
※インプラントスケーラー チタンには使用不可
※ダイヤモンドダストが付着されている面のみ
シャープニング可能です。



ダイヤモンドシャープニングカード 3セット

Diamond Sharpening Card Kit

パートコード	標準価格	取寄品
DSCSET	18,300円	

超細目・細目・中目が1枚ずつ入ったお得なセットです。
水またはドライ
※インプラントスケーラー チタンには使用不可
※ダイヤモンドダストが付着されている面のみ
シャープニング可能です。

Sharpening Stones

シャープニングストーン

■ アーカンサスストーン



● アーカンサスストーンフラット 4		
#4 Flat Arkansas Stone		
パートコード	標準価格	取寄品
SS4	4,400円	
細目 (10 x 2.5 x 0.6cm) シャープニングオイルの使用を推奨		



● アーカンサスストーンベイツ 5		
#5 Bates Arkansas Stone		
パートコード	標準価格	取寄品
SS5	15,400円	
細目 (10 x 3.8 x 1.3cm) シャープニングオイルの使用を推奨 エレベーター、エキスカベーター、スプーン型のキュレット等のシャープニングにおすすめ		




● アーカンサスストーンウェッジ 6A		
#6A Arkansas Stone (Wedge)		
パートコード	標準価格	取寄品
SS6A	4,400円	
細目 (11.4 x 4.8 x 0.3 ~ 0.9cm) シャープニングオイルの使用を推奨		



● アーカンサスストーン円錐型 299		
#299 Conical Arkansas Stone		
パートコード	標準価格	取寄品
SS299	5,000円	
超細目 (8.9 x 0.8cm) シャープニングオイルの使用を推奨 ブレードの内面やハサミ等のシャープニングに使用できます。		



● アーカンサスストーン円筒型 2		
#2 Cylindrical Arkansas Stone		
パートコード	標準価格	取寄品
SS2	5,000円	
超細目 (10 x φ0.8cm) シャープニングオイルの使用を推奨 ブレードの内面やハサミ等のシャープニングに使用できます。		



● シャープニングキットアーカンサス		
Arkansas Stone Kit		
パートコード	標準価格	取寄品
SSKITA	11,600円	
<ul style="list-style-type: none"> ・アーカンサスストーン フラット 4 ・アーカンサスストーン 円錐型 299 ・プラスチックテストスティック (5本) ・シャープニングオイル ・拡大レンズ 		

※アーカンサスストーンは天然石のため、ミネラル含有量により模様や色の出方が異なりますので、製品画像と全く同じとは限りません。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



セラミックストーン



デュアルストーン
Dual Grit Ceramic Stone

パートコード	標準価格	取寄品
SSDGRIT	5,200円	

(12 x 2.5 x 1.6cm)
ドライ
極度に鈍化したスケーラーの研磨や修正用の粗目の青色面と、日常のメンテナンス用の細目の白色面をひとつに組み合わせたセラミックストーンです。



セラミックストーン 3C
#3 Ceramic Stone

パートコード	標準価格	取寄品
SS3C	4,400円	

細目
(7.6 x 3.2 x 0.6cm)
水またはドライ



セラミックストーン 円筒型
Cylindrical Ceramic Stone

パートコード	標準価格	取寄品
SSKC	5,500円	☺

細目
(10 x φ0.6cm)
水またはドライ



セラミックストーンルクセーティング
Cylindrical Ceramic Stone for Luxating Elevators

パートコード	標準価格	取寄品
SSLUX	4,200円	☺

細目
(10 x φ1.0cm)
水またはドライ
ルクセーティングエレベーター用



シャープニングキットセラミック
Ceramic Stone Kit

パートコード	標準価格	取寄品
SSKITC	11,600円	☺

- ・セラミックストーン 3C
- ・セラミックストーン 円筒型
- ・プラスチックテストスティック (5本)
- ・拡大レンズ

インディアストーン



インディアストーン 1
#1 I-Stone

パートコード	標準価格	取寄品
SSF1	4,400円	

粗目
(10 x 2.5 x 1.3cm)
水またはオイル、ドライでも使用可



インディアストーンウェッジ 6
#6 I-Stone (Wedge)

パートコード	標準価格	取寄品
SS6	4,400円	

粗目
(11.4 x 4.8 x 0.9 ~ 0.3cm)
水またはオイル、ドライでも使用可

■ シャープニングアクセサリー



● **プラスチックテストスティック 6入**
 Plastic Test Stick

パートコード	標準価格	取寄品
PTS	2,600円	

(7.6 x 0.6cm)
 オートクレーブ可
 6本入



● **シャープニングオイル**
 Sharpen-Ez Stone Oil

パートコード	標準価格	取寄品
SSO	2,800円	

あらかじめシャープニングストーンに滴下しておくことで金属粉が滞のを防ぎます。また摩擦熱を軽減します。砥石への負担が少ない軽い医療用ミネラルオイルです。
 31.04ml



ファイルシャープナー
 Carbon Steel File Sharpener

パートコード	標準価格	取寄品
FS	8,000円	🕒

(全長 14cm)
 ファイル(やすり)形状のインスツルメント向き



ファイルシャープナー T
 Carbon Steel Tanged File Sharpener

パートコード	標準価格	取寄品
FST	8,000円	🕒

(全長 10.8cm)
 ファイル(やすり)形状のインスツルメント向き

■ シャープニングストーン

シャープニング石の比較表

名前	由来	潤滑剤	きめ	用途
アーカンサスストーン	天然*	オイル	細目	日常のシャープニングや仕上げ用
インディアンストーン	人工石	オイル(水・ドライも可)	中目～粗目	極度に鈍ったインスツルメントのシャープニングや形態修正用
セラミックストーン	人工石	水またはドライ	細目～中目	日常のシャープニングや仕上げ用
ダイヤモンドシャープニングカード	人工	水またはドライ	超細目～中目	仕上げ、日常のシャープニング、極度に鈍ったインスツルメントのシャープニングや形態修正など、目的に合わせた粒度を選択

*天然石は写真と異なり模様が入っていたり着色があるものがございます。

シャープニングストーンのお手入れ

使用後は、清潔な布で拭いて金属粒子を取り除いてください。滅菌前に、潤滑剤をこすり落とすか、超音波洗浄器にかけて除去します。シャープニングストーン及びダイヤモンドシャープニングカードは、オートクレーブ滅菌が可能です。滅菌後はシャープニング毎に潤滑剤を使用し、必ずシャープニング石の全表面を使い、「溝」ができるのを防いでください。ワセリンは使用しないでください。チェアサイドでシャープニングする必要がある場合には、潤滑剤なし(ドライな状態)で使用することもできます。



■ インストルメントのシャープニング (スケーラーとキュレット)


インストルメントは常に鋭利な状態で、かつ原形を維持していることが重要です。歯科治療に鋭利なインストルメントは不可欠です。

鋭利なインストルメント

- 疲労を軽減します。
- 歯石除去の効率を高めます。
- 時間を短縮できます。
- 触感が向上します。
- 患者の不快感を軽減できます。



鋭利なキュレット (断面図)

付着物全体の除去が可能。



鈍いキュレット (断面図)


付着物全体の除去はできない。



いつシャープニングを行うのか?

理想的には滅菌し、次回使用するまでの間に行います。以下の要素を参考にして、シャープニングのタイミングを判断することも重要です。

- インストルメント使用の頻度
- 患者によるスケリングの難易度
- カuttingエッジをプラスチックテストスティックでチェックした結果




シャープニングの方法

以下のステップは、「インストルメントを動かさずに砥石を動かす」テクニックの概要です。


1. インストルメントを固定します。
2. 砥石を側面に当て、内面と110度の角度を作ります。
3. 砥石をブレードのかかと部にあて、先端に向かって移動していきます。
4. 砥石は上下に動かします。
5. シャープニングが進むに従ってスラッジがブレードの表面に蓄積していきます。スラッジをガーゼで拭きます。
6. (バリの発生を防ぐために) 下向きの一方向で終了します。
7. この手順を繰り返し、シッフルやユニバーサルキュレットのもう一方のカuttingエッジもシャープニングします。

シャープニングの角度


正しい角度



ブレードと砥石との角度が大きすぎる状態



ブレードと砥石の角度が小さすぎる状態






インструメントのシャープニング (スケーラーとキュレット)

Instrument Sharpening, Scalers & Currettes

キュレット先端の成形

1. インструメントを固定します。
2. 砥石を内面に対し45度の角度に当てます。
3. ショートストロークで、砥石を先端の丸い輪郭に合わせて回転させます。




内面のシャープニング

内面のシャープニングは、バリを除去する場合にのみ行います。内面の過度のシャープニングは、ブレードの強度を弱めます。

キュレットや湾曲のシックルの内面をシャープニングするには、円錐形または円筒形の砥石を使用してください。

1. インструメントを固定します。
2. 砥石を内面とシャンクの接続部に当てます。
3. 内面上を、砥石を回転させながら先端に向けて動かします。
4. 軽く均一な圧力で2~3回ストロークします。




直のシックルの内面をシャープニングするときにはフラットタイプの砥石を使用します。


1. 砥石を内面全体にあててください。
2. 砥石を内面上で前後に動かします。
3. 軽く均一な圧力で2~3回ストロークします。

インструメントのデザイン


直のシックルスケーラー




曲のシックルスケーラー



ユニバーサルキュレット



グレイシーキュレット





鈍​​ったイン​​スト​​ルメントの見​​分け方

1. カ​​ッティング​​エ​​ッジの「ひ​​っか​​かり」や「食​​い​​込み」が​​なくなる。
2. 効​​果​​的​​な​​イン​​スト​​ル​​メン​​テー​​ション​​を​​行​​う​​に​​は​​、​​よ​​り​​圧​​力​​が​​必​​要​​に​​な​​る。
3. 付​​着​​物​​の​​除​​去​​に​​ス​​ト​​ロ​​ーク​​を​​繰​​り​​返​​さ​​な​​く​​て​​は​​な​​ら​​な​​い。

イン​​スト​​ルメント​​の​​鋭​​さ​​の​​見​​分け方

A. プラス​​チック​​テ​​ス​​ト​​ス​​ティ​​ック

プ​​ラ​​ス​​チ​​ック​​テ​​ス​​ト​​ス​​ティ​​ック​​を​​使​​用​​し​​て​​チ​​ェ​​ック​​す​​る​​に​​は​​、カ​​ッ​​テ​​ィ​​ン​​グ​​エ​​ッジ​​を​​ス​​ティ​​ック​​に​​あ​​て​​、エ​​ッジ​​の「食​​い​​込​​み」を​​検​​査​​し​​ま​​す​​。​​「食​​い​​込​​み」が​​な​​い​​場​​合​​は​​、シャ​​ープ​​ニ​​ン​​グ​​す​​る​​必​​要​​が​​あ​​り​​ま​​す​​。




B. 目​​視​​検​​査

目​​視​​で​​チ​​ェ​​ック​​す​​る​​に​​は​​、明​​る​​い​​照​​明​​ (​​で​​き​​れ​​ば​​拡​​大​​鏡​​も) が​​必​​要​​で​​す​​。​​イン​​スト​​ル​​メン​​ト​​を​​照​​明​​の​​下​​で​​持​​ち​​、カ​​ッ​​テ​​ィ​​ン​​グ​​エ​​ッジ​​が​​光​​に​​当​​た​​る​​ま​​で​​回​​転​​さ​​せ​​ま​​す​​。​​エ​​ッジ​​に​​照​​明​​が​​反​​射​​す​​れ​​ば​​、イン​​スト​​ル​​メン​​ト​​は​​鈍​​っ​​て​​い​​ま​​す​​。




よく​​あ​​る​​シャ​​ープ​​ニ​​ン​​グ​​の​​間​​違​​い


正​​し​​い​​シャ​​ープ​​ニ​​ン​​グ




ブ​​レ​​ード​​と​​砥​​石​​の​​角​​度​​が​​小​​さ​​ず​​ぎ​​た​​場​​合




内​​面​​を​​削​​り​​ず​​ぎ​​た​​場​​合



ブ​​レ​​ード​​と​​砥​​石​​の​​角​​度​​が​​大​​き​​ず​​ぎ​​た​​場​​合




キュ​​レ​​ット​​の​​つま​​先​​を​​尖​​ら​​せ​​て​​し​​ま​​った​​場​​合




エ​​ッジ​​の​​一​​箇​​所​​を​​平​​ら​​に​​し​​て​​変​​形​​さ​​せ​​た​​場​​合

グ​​レ​​ー​​シー​​キュ​​レ​​ット​​を​​上​​か​​ら​​見​​た​​図



エ​​ッジ​​の​​一​​箇​​所​​を​​平​​ら​​に​​し​​て​​変​​形​​さ​​せ​​た​​場​​合

シ​​ック​​ル​​ス​​ケー​​ラー​​を​​上​​か​​ら​​見​​た​​図



シャ​​ープ​​ニ​​ン​​グ​​動​​画

ス​​ケー​​ラー​​や​​キュ​​レ​​ット​​の​​ハ​​ン​​ド​​シャ​​ープ​​ニ​​ン​​グ​​の​​方​​法​​は​​こ​​ち​​ら​​の​​動​​画​​か​​ら​​ご​​確​​認​​く​​だ​​さ​​い​​。



教育用製品


Educational Materials

■ 教育用モデル

基本的なスクーラーとキュレットの拡大模型です。丈夫なイミュニティスチール(Immunity Steel™)製で、取り外しのできるディスプレイ台に取り付けられています。学生が重要なインストルメントの形態やデザインを学習し、使用方法やメンテナンスを理解するのに役立ちます。模型の高さは、30.5cmです。


教育用
モデル



シickleスクーラー H6		
Large Scale Model H6 Sickle		
パートコード	標準価格	取寄品
LSMH6	15,000円	
高さ30.5cm		

教育用
モデル



ジャケットスクーラー 30		
Large Scale Model SJ30 Sickle		
パートコード	標準価格	取寄品
LSM30	15,000円	
高さ30.5cm		

教育用
モデル



コロンビアキュレット 13		
Large Scale Model SC13 Curette		
パートコード	標準価格	取寄品
LSM13	15,000円	
高さ30.5cm		

教育用
モデル



グレイシーキュレット 14		
Large Scale Model SG14 Curette		
パートコード	標準価格	取寄品
LSM14	15,000円	
高さ30.5cm		

教育用
モデル



シャープニングストーン 4		
Large Scale Model #4 Stone		
パートコード	標準価格	取寄品
LSS4	8,100円	
サイズ 7.6 x 28 x 19cm		

教育用
モデル




プラスチックテストスティック		
Large Scale Model Test Stick		
パートコード	標準価格	取寄品
LPTS	4,200円	
長さ29.2cm		

■ ダルインストルメント


ブレードが研磨されていない状態のシャープニング練習用器材です。



ダルインストルメント 練習用 SG13/14				SG13/14, Dull
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
DSG13/146	3,000円	#6	サテンスチール	



ダルインストルメント 練習用 H5/33				SH5/33, Dull
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
DSH5/336	3,000円	#6	サテンスチール	



検査 Diagnostic

ハンドルの種類	C03
カラービュー プローブ	C04
プローブ	C06
エクスプローラー (探針)	C10
エクスプロ	C13
ミラートップ	C14
ミラーハンドル	C16
ピンセット	C17

デュラスポンド (Duraspond™) エクスプローラー

工夫を重ねた正確さ



このエクスプローラーは、「デュラスポンド」の優れた能力を示すため、
屈曲させ巻きつけています。

-Fact- エクスプローラーとは

エクスプローラーは、齲蝕や歯石の探知、歯周ポケット内や根分岐部、修復部の診査に使用します。インストゥルメントセットに、不可欠なものです。

-Challenge- ヒューフレディ社の挑戦

定期診査にあたり、患者さんの状態を正確に診断してカルテに記載するためには、信頼できる精度と弾力性を持ったエクスプローラーを使用し、正確な検査結果を得る必要があります。

キューリックス (Qulix™) カラーコードプローブ

キューリックス (Qulix™) プローブは、黒いマーキングで色別されています。マーキングは、正確で平滑な仕上げが施されているため、欠けたり、剥がれたり、色褪せることはありません。





Handles

ハンドルの種類

【手根管症候群の予防】

インスツルメント使用時のストレスを軽減させる方法の一つとして、神経科医は、異なるサイズのハンドルを使い分けることを推奨しています。例えば、太めのハンドル（#6、#7ハンドル）は、比較的軽い力でインスツルメントを把持できます。多様なサイズのハンドルを組み合わせることで、手根管症候群の発症および重症化を防ぐことができます。

出典:

L・J・ガーワトスキー、D・B・マクフォール、D・スタック：
歯科衛生士のための手根管症候群予防法、歯科衛生学会誌、1992年2月

■ 両 頭

#7 サテンスチールカラー



軽い力で把持することができる太めのハンドル。シリコン製の黒いグリップ付

#6 サテンスチール



軽い力で把持することができる太めのハンドル。

#31 細 丸



従来からの細ハンドル。

■ 片 頭

#7 サテンスチールカラー



軽い力で把持することができる太めのハンドル。シリコン製の黒いグリップ付

#6 サテンスチール



軽い力で把持することができる太めのハンドル。

#30 細 丸



従来からの細ハンドル。

Colorvue™ Probes

カラービュープローブ

カラービュー (Colorvue™) は、口腔内で識別が容易なように、鮮やかな黄色いチップに黒いマークがついています。先端部は、柔軟性がありラウンド型なので、歯肉にやさしい操作ができます。インプラントにも安全でネジ式のため、カラーコードが摩耗した場合のチップ交換も簡単です。
※交換型チップは最大30回まで滅菌可能です。



カラービュー (COLORVUE™) のマーキングは鮮やかなので、歯肉と露出した根面との判別が容易です。歯周ポケットの深さや歯肉退縮量の読み取りが簡単です。



カラービューは、インプラント周囲粘膜の検査・評価に役立ちます。※

■ カラービュープローブ



掲載画像 PCV11KIT6

3-3-2-3

パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品
PCV11KIT6	8,900円	#6	Sキット (ハンドル1本、[チップ]7入)	
PCV11PT	13,000円		交換チップ (12入)	



掲載画像 PCV12KIT6

3-3-3-3

パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品
PCV12KIT6	8,900円	#6	Sキット (ハンドル1本、[チップ]7入)	
PCV12PT	13,000円		交換チップ (12入)	



掲載画像 PCVNCKIT6

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品
PCVNCKIT6	8,900円	#6	Sキット (ハンドル1本、[チップ]7入)	
PCVUNC12PT	13,000円		交換チップ (12入)	



掲載画像 PCVWKIT6

1-1-1-2-2-1-1-1

パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品
PCVWKIT6	8,900円	#6	Sキット (ハンドル1本、[チップ]7入)	
PCVWPT	13,000円		交換チップ (12入)	



パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PH6	2,300円	#6	サテンスチール	

カラービュープローブ専用ハンドルのため、ミラーやインプラケアとの互換性はありません。

※©Montage Media 2005. 出典:M・レスマン:インプラントのメンテナンスに関するホワイトペーパー。Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. 2010年9月

ハンドルの種類 (片頭)



#6 サテンスチール



■ カラービュープローブ バイオタイプ

カラービュープローブ『バイオタイプ(Biotype)』は、歯肉溝にプローブを30g未満の圧力で挿入し、プローブの先端が歯肉から透けて見えるまで歯肉のフェノタイプを容易に判定できるインストルメントです。

掲載画像 PBTPKIT12



バイオタイプ スターターキット				Biotype Starter Kit	
パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品	
PBTPKIT12	14,500円		交換チップ(ブルー×4本、グリーン×4本、ホワイト×4本)、ハンドル×3本		



バイオタイプ ホワイト			White	
パートコード	標準価格	取寄品		
PBTPW	13,000円	☺		

交換チップ(12入)



バイオタイプ グリーン			Green	
パートコード	標準価格	取寄品		
PBTPG	13,000円	☺		

交換チップ(12入)



バイオタイプ ブルー			Blue	
パートコード	標準価格	取寄品		
PBTPB	13,000円	☺		

交換チップ(12入)



1. 先端部が白色の1番プローブを歯肉溝に挿入
歯肉溝内で、白色が透けて見える
→『薄い』フェノタイプ
(白色が透けて見えない場合→2へ)



2. 先端部が緑色の2番プローブを歯肉溝に挿入
歯肉溝内で、緑色が透けて見える
→『中濃度』フェノタイプ
(緑色が透けて見えない場合→3へ)



3. 先端部が青色の3番プローブを歯肉溝に挿入
歯肉溝内で、青色が透けて見える
→『厚い』フェノタイプ
歯肉溝内で、青色が透けて見えない
→『非常に厚い』フェノタイプ

■ カラービュープローブ ペリオスクリーン

カラービュープローブ『ペリオスクリーン(PerioScreen™)』は、細かなプロービングを行う前に歯周ポケットの深さを手早く簡単に診査することが可能です。ユニバーサルな緑と赤のカラーコードは、歯周疾患の進行度を表しています。



掲載画像 PPS10KIT6

10					
パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品	
PPS10KIT6	8,900円	#6	Sキット(ハンドル1本、チップ7入)		☺
PPS10PT	13,000円		交換チップ(12入)		☺




掲載画像 PPS12KIT6

12					
パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品	
PPS12KIT6	8,900円	#6	Sキット(ハンドル1本、チップ7入)		☺
PPS12PT	13,000円		交換チップ(12入)		☺

ハンドルの種類(片頭)



#6 サテンスチール



プローブ

Probes

■ カラーコードプローブ

カラーコードプローブは、キューリックス (Qulix™) と呼ばれる黒いマーキングで色別されています。この黒色部分は、通常の使用において、はがれたり薄くなったりすることはありません。



掲載画像 PCP26

CP2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCP26	4,400円	#6	サテンスチール	
PCP2	4,200円	#30	細丸	



掲載画像 PCP86

CP8				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCP86	4,400円	#6	サテンスチール	
PCP8	4,200円	#30	細丸	

CP11と比較して最初の屈曲までの長さが5mm短いタイプ



掲載画像 PCP106

CP10				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCP107	4,600円	#7	サテンスチールカラー	🕒
PCP106	4,400円	#6	サテンスチール	
PCP10	4,200円	#30	細丸	



掲載画像 PCP116

● CP11				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCP117	4,600円	#7	サテンスチールカラー	
PCP116	4,400円	#6	サテンスチール	
PCP11	4,200円	#30	細丸	

基本の3-3-2-3のプローブ



掲載画像 PCP126

● CP12				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCP127	4,600円	#7	サテンスチールカラー	
PCP126	4,400円	#6	サテンスチール	
PCP12	4,200円	#30	細丸	

ハンドルの種類 (片頭) ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#30 細丸

■ カラーコードプローブ



掲載画像 PQ2N6

3-3-3-3

● ネイバース Q2N				Q-2N Nabers Color - coded	
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名		取寄品
PQ2N7	6,600円	#7	サテンスチールカラー		
PQ2N6	6,400円	#6	サテンスチール		
PQ2N	6,200円	#31	細丸		

下顎根分岐部用(ファークーション用)

■ ポケットプローブ

黒色のマーキングが施されていないプローブです。



● ネイバース 2N				2N Nabers	
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名		取寄品
P2N6	4,800円	#6	サテンスチール		

下顎根分岐部用(ファークーション用)



● ネイバース 1N				1N Nabers	
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名		取寄品
P1N6	4,800円	#6	サテンスチール		

上顎根分岐部用(ファークーション用)



掲載画像 PW6

1-1-1-2-2-1-1-1

● ウィリアムズ				Williams	
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名		取寄品
PW6	4,400円	#6	サテンスチール		
PW	4,200円	#30	細丸		

1-1-1-2-2-1-1-1

● ゴールドマンフォックス/ウィリアムズ				Goldman-Fox / Williams	
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名		取寄品
PGF/W	4,800円	#31	細丸		

1-1-1-2-2-1-1-1

ハンドルの種類(両頭) ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#31 細丸

ハンドルの種類(片頭)



#6 サテンスチール



#30 細丸

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

■ ノバテックプローブ

臼歯部への操作性がよい90度のデザインです。



ノバテックプローブ



従来のプローブ



3-3-2-3

ノバテック CP11				CP-11 Novatech
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCPNT11	4,600円	#30	細丸	

掲載画像 PCPNT26



3-3-3-3

ノバテック CP12				CP-12 Novatech
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCPNT26	4,800円	#6	サテンスチール	
PCPNT2	4,600円	#30	細丸	

掲載画像 PCPNT126



1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

ノバテック UNC12				UNC12 Novatech
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCPNT126	4,800円	#6	サテンスチール	
PCPNT12	4,600円	#30	細丸	



1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

● ノバテック UNC15				UNC15 Novatech
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCPNT156	4,800円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類(片頭) ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#6 サテンスチール



#30 細丸



エクスプローラー (探針)

齶蝕や歯石の探知、歯周ポケット内や根分岐部、修復部の検査に使用します。
ヒューフレディグループ製のエクスプローラーは、「デュラスポンド」という特殊配合のステンレス合金を使用しハンドメイドで製作しています。
このステンレス合金は、柔軟性と弾力性、高い触覚感度を発揮し、高精度の診断を実現します。

■ エクスプローラー 片頭

掲載画像 EXS36



3				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXS36	2,300円	#6	サテンスチール	
EXS3	2,300円	#30	細丸	

基本の探針 (作業部短め)

掲載画像 EXS3A6



● 3A				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXS3A7	2,500円	#7	サテンスチールカラー	
EXS3A6	2,300円	#6	サテンスチール	
EXS3A	2,300円	#30	細丸	

基本の探針



ポピュラータイプ 23				23 Popular Type
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXS23	2,700円	#30	細丸	



● ポピュラータイプ 25				25 Popular Type
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXS25	2,700円	#30	細丸	

3Aよりも太く、しなりが少ないタイプ



17				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXS176	2,300円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類 (両頭) ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#31 細丸

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

エクスプローラー (探針)
Explorers



ウィルキンス/タフツ大学型TU17				TU17 Wilkins / Tufts
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXTU176	2,300円	#6	サテンスチール	☺



シェパードフック 23				23 Shepherd's Hook
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXS236	2,300円	#6	サテンスチール	

■ エクスプローラー 両頭

掲載画像 EXD11/126



● 11/12 ODU				11/12 Old Dominion University
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXD11/127	3,300円	#7	サテンスチールカラー	
EXD11/126	3,100円	#6	サテンスチール	
EXD11/12	2,900円	#31	細丸	

特に臼歯部隣接面の深いポケット内の歯石探知に適しています。1本で全歯列に適用できるデザイン

11/12 ODUエクスプローラーの作業部を正しく適合させるには、第一シャンクが歯面と平行になるように位置付け、作業部を隣接歯間に挿入します。



掲載画像 EXD11/12A6



● アフターファイブ 11/12				11/12 After Five™
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXD11/12A7	3,300円	#7	サテンスチールカラー	
EXD11/12A6	3,100円	#6	サテンスチール	
EXD11/12AF	2,900円	#31	細丸	

EXD11/12より第一シャンクが3mm長いため、より深いポケットの探知に適しています。

掲載画像 EXD57



5				5 Popular Type
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXD57	3,300円	#7	サテンスチールカラー	☺
EXD56	3,100円	#6	サテンスチール	
EXD5	2,900円	#31	細丸	

歯肉縁下の歯石探知用#17と齲蝕診査用#23の組み合わせ



ポピュラータイプ 5				5 Popular Type
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXD5	3,700円	#31	細丸	

ハンドルの種類 (片頭) ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#30 細丸

標準価格は全て税抜価格です。

検査 Diagnostic



ポピュラータイプ 8				8 Popular Type
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXD8	3,700円	#31	細丸	



3A/TU17				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EX3A/TU176	3,100円	#6	サテンスチール	

基本の探針3Aと歯肉縁下の歯石探知用#TU17の組み合わせです。
隣接歯間部により届きやすいデザイン



ウィルキンス/タフツ大学型 TU17/23				TU17/23 Wilkins / Tufts
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXTU17/236	3,100円	#6	サテンスチール	☺

歯肉縁下の歯石探知用#TU17と齶齶診査用#23の組み合わせです。
#TU17は、使いやすくバランスの取れた作業部が特徴



ピッグテール 2A				2A Pigtail
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXD2A6	3,100円	#6	サテンスチール	☺



カウホーン 3CH				3CH Cowhorn
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXD3CH6	3,100円	#6	サテンスチール	☺

ハンドルの種類 (両頭) ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#6 サテンスチール



#31 細丸



Expros

エキスプロ

一方の作業部がエキスプローラー、もう一方がプローブの両頭インスツルメントです。診査および測定の両方に使用できます。

■ エクスプロ

掲載画像 XP23/116



3-3-2-3

23/CP11

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
XPC5574	5,200円	#7	サテンスチールカラー	
XP23/116	5,200円	#6	サテンスチール	



3-3-3-3

23/CP12

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
XP23/126	5,200円	#6	サテンスチール	



1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

UNC 23/UNC15

23/UNC 15 University of North Carolina

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
XP23/UNC6	5,200円	#6	サテンスチール	



1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

TU17/UNC15

TU17/UNC15

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
XPTU17/156	5,200円	#6	サテンスチール	

ウィルキンス/タフツ大学型エキスプローラーと、UNC(ノースカロライナ大学)プローブのコンビネーション



1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

● 3A/UNC15

3A/UNC15

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
XP3A/NC156	5,200円	#6	サテンスチール	



1-1-1-2-2-1-1-1

17/OW

17/Thin Williams

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
XP17/OW6	5,200円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類(両頭) ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



ミラートップ

ヒューフレディグループ製のミラートップは、HD(高鮮明度)コーティング、ロジウムコーティング、ブラックラインと様々なラインナップがあります。表面の加工方法、サイズ、片面・両面など目的に合わせて選択いただけます。
※ヒューフレディグループ製のミラートップのネジは、コーンソケットタイプです。

■ ミラートップ HDコーティング BL

軟組織との明瞭なコントラスト



HDコーティング※1

明度と色調を向上させたHDミラーは、口腔内でのより迅速で正確な処置のために優れた明度と鮮やかな色彩を再現。

DLCコーティング※2

標準的な金属製のミラーやそのハンドルと比較すると、丈夫で黒色のマットなコーティングが乱反射を低減。望まない眩しさを避けるために施術者がポジションを変更する必要がなく、疲労を軽減することが可能。

人間工学に基づいた
太いハンドル

太いハンドルは操作しやすく軽く把持することができるため、手指の疲れを低減。

高いコントラストとシャープな視認性


コーティングの黒色が、より明瞭なコントラストを創出するため、口腔内におけるインスツルメント・歯牙・周囲組織間の識別が容易。*4



「デジタルデンティストリィ」に於ける更なる簡便さ

「臼歯部領域での口腔内スキャンングにおいては、しばしば舌の排除が必要になります。これまでのリトラクターやミラーの裏面は金属製であり、光を反射するため理想的な器具ではなく、スキャンングが中断したりひずみが生じたりしていました。ヒューフレディ社のHD ブラックラインミラーの使用により、このような光の反射は大幅に軽減されました。」

歯科医師 カルロ・ボッジオ (ミラノ市開業)



乱反射を80%まで低減*3

「私は患者さんに処置を行う際にはLEDライト付きのルーペを用いますが、その視野において乱反射が著明に低減され、より細部にわたり視認できる事に驚きました。1日の治療が終わった時に、HDブラックラインミラーを使用することで眼精疲労が少ないことに気がつきました。」

歯科衛生士 教育学修士 タミ・ワンレス


※1 HDミラー: High Definition (高鮮明度)ミラー
 ※2 DLCコーティング: Diamond-Like Carbon (ダイヤモンドライクカーボン)コーティング
 ※3 ヒューフレディ社製のDLCコーティングされたミラートップ・ミラーハンドルを同社ステンレス製のミラートップ・ミラーハンドルと比較した場合
 ※4 社内資料



HD BL 片面 5	#5 HD Black Line Single-Sided	入数	標準価格	取寄品
MIR5HDB		1入	2,000円	
直径24mm				



HD BL 両面 5	#5 HD Black Line Double-Sided	入数	標準価格	取寄品
MIR5DSHDB		1入	2,200円	
直径24mm				



取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ ミラートップ HDコーティング



HD 片面3		#3 HD Single-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR3HD	1入	1,500円	

直径20mm



HD 片面4		#4 HD Single-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR4HD	1入	1,500円	
MIR4HD3	3入	4,000円	
MIR4HD12	12入	15,500円	🕒

直径22mm



HD 片面5		#5 HD Single-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR5HD	1入	1,500円	
MIR5HD3	3入	4,000円	
MIR5HD12	12入	15,500円	🕒

直径24mm




HD 両面4		#4 HD Double-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR4DSHD	1入	1,700円	
MIR4DSHD6	6入	9,700円	

直径22mm



HD 両面5		#5 HD Double-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR5DSHD	1入	1,700円	
MIR5DSHD6	6入	9,700円	

直径24mm



ヒューフレディグループ製HDミラーの特徴

- ロジウムコーティングのミラーより明るさが38.5%向上※4
- 他の表面ミラーより、明るさが50%向上※4
- 傷がつきにくく、長く使用できる
- 人間工学に基づいたデザインの太いハンドルを選択可能

■ ミラートップ ロジウムコーティング



片面4		#4 Rhodium Single-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR4/3	3入	2,900円	
MIR4/12	12入	10,800円	

直径22mm



片面5		#5 Rhodium Single-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR5/3	3入	2,900円	
MIR5/12	12入	10,800円	

直径24mm



両面4		#4 Rhodium Double-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR4DS/3	3入	4,000円	
MIR4DS/6	6入	7,700円	

直径22mm



両面5		#5 Rhodium Double-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR5DS/3	3入	4,000円	
MIR5DS/6	6入	7,700円	

直径24mm

両面ミラーは、流線型で人間工学に基づいたデザインなので、患者さんは快適に治療を受けられます。隙間がない構造は、効率的な清掃を可能にしました。

標準価格は全て税抜価格です。

Mirror Handles

ミラーハンドル

ヒューフレディグループ製のミラートップに合うコーンソケットタイプのミラーハンドルです。

■ ミラーハンドル コーンソケット



コーンソケット ハンドル BL Black Line Cone Socket Mirror Handle

パートコード	標準価格	取寄品
MH6B	2,900 円	

直径:9.4mm、全長:122mm



コーンソケット ハンドル #7 #7 Cone Socket Mirror Handle

パートコード	標準価格	取寄品
MH7	2,700 円	☺

直径:9.4mm、全長:122mm



● コーンソケット ハンドル #6 #6 Cone Socket Mirror Handle

パートコード	標準価格	取寄品
MH6	2,700 円	

直径:9.4mm、全長:122mm



コーンソケット ハンドル #24 #24 Cone Socket Mirror Handle

パートコード	標準価格	取寄品
MH24	2,300 円	


直径:7.8mm、全長:130mm



コーンソケット ハンドル #1 #1 Cone Socket Mirror Handle

パートコード	標準価格	取寄品
MH1	2,300 円	

直径:4.7mm、全長:118mm



取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

Dressing Pliers

ピンセット

口腔内外での材料の把持や運搬に使用します。ピンセットは、すべて熱処理を施した重厚なステンレス鋼を使用しており、先端部の曲がりやズレが生じにくい構造です。

■ ピンセット



1 1 Perry

パートコード	標準価格	取寄品
DP1	4,800円	

ギザ付および本体中央部のピンにより、しっかり把持しズレにくい。

2 2 College

パートコード	標準価格	取寄品
DP2	4,800円	

ギザ付および本体中央部のピンにより、しっかり把持しズレにくい。

3

パートコード	標準価格	取寄品
DP3	4,800円	

ギザ付および本体中央部のピンにより、しっかり把持しズレにくい。

17

パートコード	標準価格	取寄品
DP17	4,800円	

ギザ付および本体中央部のピンにより、しっかり把持しズレにくい。




汎用 Utility Pick-Up
 パートコード 標準価格 取寄品
DP17 4,200円
 ギザ付および本体中央部のピンにより、しっかり把持しズレにくい。

18
 パートコード 標準価格 取寄品
DP18 4,800円
 ギザ付および本体中央部のピンにより、しっかり把持しズレにくい。

18L 18L (Locking)
 パートコード 標準価格 取寄品
DP18L 8,100円
 ロック付。ギザ付および本体中央部のピンにより、しっかり把持しズレにくい。

● **コーク型 18JS II** 18JSII
 パートコード 標準価格 取寄品
DP18JS-II 3,600円
 ギザ無



インプラントメンテナンス

Implant Maintenance

チタンスクーラー

D02

インプラケアⅡ

D03

Titanium Scalers

チタンスクレーラー

インプラントやアバットメントと同じチタンを使用したインプラントチタンは、インプラントのメンテナンス、デブリドメント、バイオフィルム除去用に特化した設計・加工が施され、デザインにより歯肉縁上及び歯肉縁下のいずれにも使用できます。

- 視認性の向上:通常のスクレーラーとの違いを一目で識別できるティール色陽極酸化チタンを採用
- シャープな切れ味を実現:陽極酸化処理後に精巧に研磨し鋭利に仕上げたカッティングエッジ
- シャープニング可能:シャープニングを行うことで、シャープさを復元することが可能(チタンスクレーラーにのみ使用するストーンをご準備いただくことを推奨)
- 機能を強化:歯石やバイオフィルムの除去などインプラントのメンテナンスが可能
- 人間工学的な使いやすさに配慮:太めでウォーターウェーブ柄のため、しっかりと把持出来るサテンスチールハンドルを採用



インプラントスクレーラーチタン



204SD				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMP204SDT	9,800円	#6	サテンスチール	

シッグルスクレーラー型



ランガー 1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMPLG1/2T	9,800円	#6	サテンスチール	

ユニバーサルキュレット型



ミニファイブ 1/2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMPM1/2T	9,800円	#6	サテンスチール	

グレーシーキュレット型



● ミニファイブ 11/12				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMPM11/12T	9,800円	#6	サテンスチール	

グレーシーキュレット型



● ミニファイブ 13/14				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMPM13/14T	9,800円	#6	サテンスチール	

グレーシーキュレット型

※インプラントスクレーラーチタンのハンドルはサテンスチール(#6)のみになります。

ハンドルの種類



#6 サテンスチール



Implacare™ Plasteel™ Scalers

インプラケアII

インプラントのメンテナンス用インストルメントです。
単回使用のプラスチール製チップは、チタン製アバットメントを傷つけるリスクに配慮しつつプラークや歯石を除去できます。




インプラントメンテナンス Implant Maintenance

インプラケアIIを使用してスケーリングした場合のアバットメント表面観



チタン製アバットメント表面の
高倍率による拡大図



研磨剤を含むプラスチック製スケーラー
による25回のストローク後



インプラケアIIによる
25回のストローク後

Titanium abutment images are from the International Journal of Oral & Maxillofacial Implants study, Hallmon WW, Waldrop TC, Meffert RM, Wade BW. INT J ORAL MACILLOFAC IMPLANTS 1996;11:96-100.

■ インプラケアII

【ユニバーサルキュレット】

ブレード相当部の先端が丸みを帯びているのでインプラント周囲の全てのエリアの清掃が行えます。



ランガー 1/2

● ランガー 1/2 キット ハンドル 1本 & チップ 12組		
Langer 1/2 Kit (Handle & 12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPLLG1/26	11,600円	
ランガー 1/2 チップ 12組		
Langer 1/2 Tips Refill Package (12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPLLG1/2	9,900円	



コロンビア大学型 4R/4L

● コロンビア大学型 キット ハンドル 1本 & チップ 12組		
Columbia 4R/4L Kit (Handle & 12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPL4R/4L6	11,600円	
コロンビア大学型 チップ 12組		
Columbia 4R/4L Tips Refill Package (12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPL4R/4L	9,900円	

【シックルスケーラー】

ブレード相当部は先端に向かって細くなっており、歯冠修復部の除石に適用です。



衛生士用 H6/H7

● 衛生士用 H6/H7 キット ハンドル 1本&チップ 12組		
H6/H7 Kit (Handle & 12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPLH6/76	11,600円	
衛生士用 H6/H7 チップ 12組		
H6/H7 Tips Refill Package (12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPLH6/7	9,900円	



臼歯用204S

● 臼歯用 204S キット (ハンドル 1本&チップ 12組)		
204S Kit (Handle & 12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPL204S6	11,600円	
臼歯用 204S チップ (チップ 12組)		
204S Tips Refill Package (12 pairs)		
パートコード	標準価格	取寄品
IMPL204S	9,900円	



コロンビア大学型 4R/4L

衛生士用 H6/H7

臼歯用204S



キットアソート (ハンドル 1本&チップ 12組※)

Implacare II Assorted Tips Kit (Handle & 12 pairs)

パートコード	標準価格	取寄品
IMPLSORT6	11,600 円	

※チップ:コロンビア大学型4R/4L×4組、衛生士用 H6/H7×4組、臼歯用204S×4組




● **インプラケア ハンドル #6**

Implacare II Handle

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMPHDL6	2,000 円	#6	サテンスチール	

※インプラケアのハンドルは、インプラケアチップを装着するための専用ハンドルです。



歯内療法 Endodontic


ラバーダムクランプ	E02
ラバーダム関連製品	E07
エンド用探針	E10
エキスカベーター エンド用	E11
ルートキャナルスプレダー	E12
ルートキャナルプラグー	E14
マイクロサージェリー用ミラー	E17
マイクロサージェリー用プラグー	E19
マイクロサージェリー用コンデンサー／プラグー アボラス	E20
アピカルインストルメント	E21
エンドドンティック用アクセサリー	E22

Rubber Dam Clamps

ラバーダムクランプ


耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製のラバーダムクランプです。50種全てにおいて従来品のサテンスチール製のマット仕上げタイプと、光の吸収・反射を抑制し明るい治療視野による目の疲れを和らげることができるブラックラインタイプの2種からご選択いただけます。

■ ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用




00	標準価格	仕様	取寄品
RDCM00X	2,800円	ブラックライン	
RDCM00	2,600円	サテンスチール	

小型の犬歯および第一小臼歯用のフラットタイプ
小児対応可




6	標準価格	仕様	取寄品
RDCM6X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM6	2,600円	サテンスチール	

汎用タイプ




9	標準価格	仕様	取寄品
RDCM9X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM9	2,600円	サテンスチール	

弾性の少ないタイプ




9S	標準価格	仕様	取寄品
RDCM9SX	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM9S	2,600円	サテンスチール	

ギザ付



212	標準価格	仕様	取寄品
RDCM212X	2,800円	ブラックライン	
RDCM212	2,600円	サテンスチール	

汎用タイプ



212SA	標準価格	仕様	取寄品
RDCM212SAX	2,800円	ブラックライン	
RDCM212SA	2,600円	サテンスチール	

汎用タイプ



このページに掲載されている製品画像は全てブラックライン仕様になります。

仕様の種類



BL ブラックライン

サテンスチール製のラバーダムクランプにブラックラインコーティングを施し、光を吸収・反射を抑制し、明るい治療部位による目の疲れを和らげます。



サテンスチール

耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製でマット仕上げ。

● おすすめ品

☺ 取寄品


取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ラバーダムクランプ
Rubber Dam Clamps



■ ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用


歯内療法 Endodontic



パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM0X	2,800円	ブラックライン	
RDCM0	2,600円	サテンスチール	

歯冠が長い小臼歯用のフラットタイプ

小児対応可



パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM1X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM1	2,600円	サテンスチール	

湾曲の小さなタイプ


小児対応可



パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM1AX	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM1A	2,600円	サテンスチール	

犬歯および小臼歯用で湾曲の大きなタイプ


小児対応可



パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM2X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM2	2,600円	サテンスチール	


フラットタイプ

小児対応可



パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM2AX	2,800円	ブラックライン	
RDCM2A	2,600円	サテンスチール	

大型の小臼歯用のフラットタイプ




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM2ASX	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM2AS	2,600円	サテンスチール	

大型の小臼歯用でギザ付のフラットタイプ




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCMW2X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCMW2	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ



パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM27NX	2,800円	ブラックライン	
RDCM27N	2,600円	サテンスチール	

湾曲の小さなタイプ



パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM29X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM29	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ



パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM32X	2,800円	ブラックライン	
RDCM32	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ



パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM209X	2,800円	ブラックライン	☺
RDCM209	2,600円	サテンスチール	☺

弾性の少ない小型フラットタイプ



このページに掲載されている製品画像は全てブラックライン仕様になります。

仕様の種類



BL ブラックライン




サテンスチール

サテンスチール製のラバーダムクランプにブラックラインコーティングを施し、光を吸収・反射を抑制し、明るい治療部位による目の疲れを和らげます。

耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製でマット仕上げ。

標準価格は全て税抜価格です。

■ ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用




8A			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM8AX	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM8A	2,600円	サテンスチール	

湾曲の大きなタイプ




8AD			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM8ADX	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM8AD	2,600円	サテンスチール	

遠心部での治療を妨げないようボウが長いタイプ




W8A			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCMW8AX	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCMW8A	2,600円	サテンスチール	

湾曲の大きなタイプ




10			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM10X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM10	2,600円	サテンスチール	

小型の大白歯のフラットタイプ11とペア




11			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM11X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM11	2,600円	サテンスチール	

小型の大白歯のフラットタイプ10とペア




14			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM14X	2,800円	ブラックライン	
RDCM14	2,600円	サテンスチール	

部分萌出や形態異常の大白歯用
● 小児対応可




14A			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM14AX	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM14A	2,600円	サテンスチール	

14の大型タイプ




W14A			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCMW14AX	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCMW14A	2,600円	サテンスチール	

部分萌出や形態異常の大白歯用




18			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM18X	2,800円	ブラックライン	
RDCM18	2,600円	サテンスチール	

弾性の少ないフラットタイプ




24			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM24X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM24	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ25とペア




25			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM25X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM25	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ24とペア




27			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM27X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM27	2,600円	サテンスチール	

大型の大白歯用のフラットタイプ



56			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM56X	2,800円	ブラックライン	
RDCM56	2,600円	サテンスチール	

● 大型の大白歯用



56S			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM56SX	2,800円	ブラックライン	
RDCM56S	2,600円	サテンスチール	

部分萌出や形態異常の大白歯用湾曲の小さなギザ付タイプ

このページに掲載されている製品画像は全てブラックライン仕様になります。


● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。




■ ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用(上顎)




4			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM4X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM4	2,600円	サテンスチール	

小型の大白歯用のフラットタイプ




W4			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCMW4X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCMW4	2,600円	サテンスチール	

小型の大白歯用のフラットタイプ




5			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM5X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM5	2,600円	サテンスチール	

大型の大白歯用湾曲の小さなタイプ




8			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM8X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM8	2,600円	サテンスチール	

大型の大白歯用湾曲の大きなタイプ



● 26N			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM26NX	2,800円	ブラックライン	
RDCM26N	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ



● 201			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM201X	2,800円	ブラックライン	
RDCM201	2,600円	サテンスチール	

湾曲の小さなタイプ



205			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM205X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM205	2,600円	サテンスチール	

大型の大白歯用で湾曲の小さなタイプ

このページに掲載されている製品画像は全てブラックライン仕様になります。

仕様の種類



BL ブラックライン

サテンスチール製のラバーダムクランプにブラックラインコーティングを施し、光を吸収・反射を抑制し、明るい治療部位による目の疲れを和らげます。




サテンスチール

耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製でマット仕上げ。


標準価格は全て税抜価格です。

■ ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用(下顎)




3			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM3X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM3	2,600円	サテンスチール	

小型の大白歯用のフラットタイプ




W3			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCMW3X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCMW3	2,600円	サテンスチール	

小型の大白歯用のフラットタイプ



7			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM7X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM7	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ




7A			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM7AX	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM7A	2,600円	サテンスチール	

大型の大白歯用




W7			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCMW7X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCMW7	2,600円	サテンスチール	🕒

フラットタイプ




12A			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM12AX	2,800円	ブラックライン	
RDCM12A	2,600円	サテンスチール	

ギザ付 13Aとペア




13A			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM13AX	2,800円	ブラックライン	
RDCM13A	2,600円	サテンスチール	

ギザ付 12Aとペア




26			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM26X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM26	2,600円	サテンスチール	

小型の大白歯用
🔴 小児対応可



28			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM28X	2,800円	ブラックライン	🕒
RDCM28	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ



33			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM33X	2,800円	ブラックライン	
RDCM33	2,600円	サテンスチール	

フラットタイプ

このページに掲載されている製品画像は全てブラックライン仕様になります。

仕様の種類



BL ブラックライン

サテンスチール製のラバーダムクランプにブラックラインコーティングを施し、光を吸収・反射を抑制し、明るい治療部位による目の疲れを和らげます。



サテンスチール

耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製でマット仕上げ。



● おすすめ品

☑ 取寄品


取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Rubber Dam Clamp Accessories & Kits

ラバーダム関連製品

■ ラバーダムクランプオーガナイズングボード



ラバーダムクランプオーガナイズングボード

Rubber Dam Clamp Organizing Board

パートコード	標準価格	取寄品
RDCOB	9,100円	☑



寸法:117mm x 61mm x 10mm

クランプを確実に保持する8個のペグを用いてクランプを保管・滅菌・整理します。(クランプは含まれていません)

■ IMSエンドスタンド

■ ラバーダムテンプレート

掲載画像 IMS-1275



● IMS エンドスタンド

IMS Endodontic Stand

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
24本用	IMS-1275	11,000円	
48本用	IMS-1275D	11,000円	

スタンドのまま洗浄滅菌可能

● ユニバーサル

Universal Rubber Dam Template

パートコード	標準価格	取寄品
RDTUNIV	1,500円	

ユニバーサル(主にアメリカで使用)歯式のテンプレートです。上記イメージは成人用のテンプレートで、小児用テンプレートは成人用テンプレートの裏面に記載されています。

FDI


FDI Rubber Dam Template

パートコード	標準価格	取寄品
RDTFDI	1,500円	

FDI(主にヨーロッパで使用)歯式のテンプレートです。上記イメージは成人用のテンプレートで、小児用テンプレートは成人用テンプレートの裏面に記載されています。

■ クランプフォーセツプ

■ ラバーダムパンチ



● **4**

パートコード	標準価格	取寄品
RDF4	25,200円	
全長:17.5cm		

クランプフォーセツプ

パートコード	標準価格	取寄品
RDF	18,900円	
全長:17cm		


ラバーダムパンチ

パートコード	標準価格	取寄品
RDP	42,000円	🕒
全長:16cm		

● **アインスワース**

Ainsworth		
パートコード	標準価格	取寄品
RDPA	39,900円	
全長:17.5cm		

■ ラバーダムフレーム



● **小人用**

Rubber Dam Frame, Child		
パートコード	標準価格	取寄品
RDCF5	5,100円	
対角線の長さ:13cm		

大人用

Rubber Dam Frame, Adult		
パートコード	標準価格	取寄品
RDAF6	5,100円	
対角線の長さ:15cm		

※一般成人の方であれば、小人用がおすすめです。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ ラバーダムキット

前歯用、小白歯用、白歯用のラバーダムクランプを取り揃えたラインナップ



● ラバーダムキット

Rubber Dam Clamp Kit

パートコード	標準価格	取寄品
RDKIT	75,600 円	

ラバーダム処置に必要な基本アイテムをまとめた便利なキット (アイテムを個別に使用することもできます)

クランプフォーセップ	RDF
ラバーダムパンチ	RDP
ラバーダムフレーム 大人用	RDAF6
ラバーダムテンプレートユニバーサル	RDTUNIV
ラバーダムテンプレートFDI	RDTFDI
ラバーダムクランプオーガナイジングボード	RDCOB
ラバーダムクランプ0	RDCM0
ラバーダムクランプ1	RDCM1
ラバーダムクランプ2	RDCM2
ラバーダムクランプ7	RDCM7
ラバーダムクランプ8	RDCM8
ラバーダムクランプ8A	RDCM8A
ラバーダムクランプ14A	RDCM14A
ラバーダムクランプ212	RDCM212



ラバーダムクランプセット7

Rubber Dam Clamp 7 Pack

パートコード	標準価格	取寄品
RDCSET7	15,800 円	

ラバーダムクランプ00	RDCM00
ラバーダムクランプ2	RDCM2
ラバーダムクランプ7	RDCM7
ラバーダムクランプ8	RDCM8
ラバーダムクランプ8A	RDCM8A
ラバーダムクランプ9	RDCM9
ラバーダムクランプ14A	RDCM14A



エンドドンティック用ブラックライン

エンドドンティック用ブラックラインインスツルメントは、表面のスムーズさが向上し、強いライトの下での光の反射を抑え、鋭いエッジを長期間保持できることにより、歯内療法処置により良い臨床結果と効率性をもたらすよう設計されています。



インスツルメント先端部

- 窒化チタンアルミニウム (AlTiN) コーティングは、垂直または横方向の加圧充填の際に、インスツルメント表面のすべりを良くします。
- 黒色マット仕上げによって、光の反射を抑制し、コントラストが一層強調されます。

ハンドル部

- 独特の滑らかで太い軽量ハンドルは、疲労を和らげるとともに操作性を高めます。

Endodontic Explorers

エンド用探針

マイクロサーージェリー用エクスプローラーは、治療部位の探知や評価の際に必要な柔軟性・強度・触覚感度・弾力性を兼ね備えた合金で作られています。

■ エクスプローラー エンド用



● DG16				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXDG16X	5,300円	BL	ブラックライン	
EXDG166	4,200円	#6	サテンスチール	
EXDG16	4,200円	#31	細丸	



DG16/17				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXDG16/17X	5,300円	BL	ブラックライン	
EXDG16/17	4,200円	#31	細丸	



DG16/23				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXDG16/23X	5,300円	BL	ブラックライン	☺
EXDG16/23	4,200円	#31	細丸	☺



ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#31 細丸

作業部は耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。



Endodontic Excavators

エキスケーター エンド用

エンド用エキスケーターは、より長いシャンクが特徴です。

髄室へのアクセスに使用可能で象牙質を効率よく除去できます。その結果、より良い臨床結果と効率性が向上します。

■ エクスケーター エンド用



● 先端径1.0mm

掲載画像 EXC31LX

31L				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC31LX	6,100円	BL	ブラックライン	
EXC31L6	5,300円	#6	サテンスチール	
EXC31L	5,300円	#41	丸柄	☺



● 先端径1.3mm

掲載画像 EXC31WX

31W 31W Oval Spoon				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC31WX	6,100円	BL	ブラックライン	☺
EXC31W	5,300円	#41	丸柄	☺



● 先端径1.5mm

掲載画像 EXC32LX

32L				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC32LX	6,100円	BL	ブラックライン	
EXC32L6	5,300円	#6	サテンスチール	☺
EXC32L	5,300円	#41	丸柄	☺



● 先端径2.0mm

掲載画像 EXC33LX

33L				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC33LX	6,100円	BL	ブラックライン	☺
EXC33L6	5,300円	#6	サテンスチール	☺
EXC33L	5,300円	#41	丸柄	☺



ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

Spreaders

ルートキャナルスプレダー

垂直方向の加圧根管充填時に使用します。

■ ルートキャナルスプレダー

掲載画像 RCSD11TSX



D11TS				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11TSX	5,100円	BL	ブラックライン	
RCSD11TS	4,200円	#30	細丸	

先端から最初の屈曲までの長さ:21mm

掲載画像 RCSD11TX



D11T				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11TX	5,100円	BL	ブラックライン	
RCSD11T	4,200円	#30	細丸	

先端から最初の屈曲までの長さ:22mm



D11S				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11S	4,200円	#30	細丸	☺

先端から最初の屈曲までの長さ:23mm

掲載画像 RCSD11X



D11				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11X	5,100円	BL	ブラックライン	
RCSD11	4,200円	#30	細丸	

先端から最初の屈曲までの長さ:23mm

掲載画像 RCSGP1X



GP1				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSGP1X	5,100円	BL	ブラックライン	
RCSGP1	4,200円	#30	細丸	

先端から最初の屈曲までの長さ:20mm

※作業部の横に記載された先端径は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ルートキャナルスプレダー
Spreaders



歯内療法 Endodontic

掲載画像 RCSMA57X



MA57

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSMA57X	5,100円	BL	ブラックライン	☺
RCSMA57	4,200円	#30	細丸	☺

先端から最初の屈曲までの長さ:27mm

先端径0.20mm



加熱式 GP2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSGP2	4,200円	#30	細丸	

先端から最初の屈曲までの長さ:25mm

先端径0.25mm

■ ルートキャナルスプレダー NT

作業部がニッケルチタン(NiTi)製のため、柔軟性と形状記憶性に富んでいます。



● D11TS

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11TSNT	5,300円	#7	サテンスチールカラー	

先端径0.25mm



● D11T

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11TNT	5,300円	#7	サテンスチールカラー	

先端径0.23mm

※作業部の横に記載された先端径は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#7 サテンスチールカラー

作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#30 細丸

作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

標準価格は全て税抜価格です。



ルートキャナルプラグー

水平方向の加圧に使用します。

■ ルートキャナルプラグー



1/3

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCP1/3X	6,100円	BL	ブラックライン	
RCP1/3	5,100円	#41	丸柄	

先端から最初の屈曲までの長さ:21mm(両端ともに)



● 5/7

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCP5/7X	6,100円	BL	ブラックライン	
RCP5/7	5,100円	#41	丸柄	

先端から最初の屈曲までの長さ:21mm(両端ともに)



● 9/11

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCP9/11X	6,100円	BL	ブラックライン	
RCP9/11	5,100円	#41	丸柄	

先端から最初の屈曲までの長さ:21mm(両端ともに)



グリック1

1 Glick Blade / Plugger

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCPGL1X	6,100円	BL	ブラックライン	
RCPGL16	5,100円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、
お届けまでに時間を要します。
予めご了承ください。

ルートキャナルプラグー
Pluggers



■ ルートキャナルプラグー 前歯用

前歯用プラグーは、臼歯用プラグーよりも7mm長くなっています。

※作業部の横に記載された先端径は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。



● 先端径0.40mm

パートコード	標準価格	取寄品
RCP8A	5,100円	
先端から最初の屈曲までの長さ:29mm		



● 先端径0.55mm

パートコード	標準価格	取寄品
RCP9A	5,100円	🕒
先端から最初の屈曲までの長さ:29mm		



● 先端径0.75mm

パートコード	標準価格	取寄品
RCP10A	5,100円	🕒
先端から最初の屈曲までの長さ:29mm		



● 先端径1.05mm

パートコード	標準価格	取寄品
RCP11A	5,100円	🕒
先端から最初の屈曲までの長さ:29mm		



● 先端径1.30mm

パートコード	標準価格	取寄品
RCP12A	5,100円	🕒
先端から最初の屈曲までの長さ:29mm		

ハンドルの種類



#40 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。
従来からの細ハンドル。

■ ルートキャナルプラグー 臼歯用

※作業部の横に記載された先端径は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。



● 先端径0.40mm

臼歯用 8		
パートコード	標準価格	取寄品
RCP8	5,100円	

先端から最初の屈曲までの長さ:22mm



● 先端径0.55mm

臼歯用 9		
パートコード	標準価格	取寄品
RCP9	5,100円	🕒

先端から最初の屈曲までの長さ:22mm



● 先端径0.75mm

臼歯用 10		
パートコード	標準価格	取寄品
RCP10	5,100円	🕒

先端から最初の屈曲までの長さ:22mm



● 先端径1.05mm

臼歯用 11		
パートコード	標準価格	取寄品
RCP11	5,100円	🕒

先端から最初の屈曲までの長さ:22mm



● 先端径1.30mm

臼歯用 12		
パートコード	標準価格	取寄品
RCP12	5,100円	🕒

先端から最初の屈曲までの長さ:22mm

ハンドルの種類



#40 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。



取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Microsurgical Mirrors

マイクロサージェリー用ミラー

ヒューフレディグループ製のマイクロサージェリー用ミラーは、豊富なラインナップからご選択いただけます。円形・長方形、片頭・両頭など、ステンレススチールを磨き上げて製造された各種サイズのハンドル一体型マイクロサージェリー用ミラーをご用意しています。ハンドルに装着するタイプのミラートップは表面にロジウムコーティング加工されているため、鮮明で傷や歪みのない視野を提供します。

■ ミラー マイクロサージェリー用



先端幅2 x 7mm

1

パートコード	標準価格	取寄品
MM1	15,800円	☺

MM1のハンドルには1本のラインがついていますので、容易に規格番号を識別することができます。



先端幅3 x 9mm

2

パートコード	標準価格	取寄品
MM2	15,800円	☺

MM2のハンドルには2本のラインがついていますので、容易に規格番号を識別することができます。



先端幅4 x 12mm

3

パートコード	標準価格	取寄品
MM3	15,800円	☺

MM3のハンドルには3本のラインがついていますので、容易に規格番号を識別することができます。



先端径2.5mm

S

パートコード	標準価格	取寄品
MMS	15,800円	☺



先端径4.5mm

L

パートコード	標準価格	取寄品
MMR	15,800円	☺

■ ミラートップ マイクロサージェリー用



先端幅6 x 3mm

先端幅6 x 2mm

ベルパート1		1 Velvert
パートコード	標準価格	取寄品
MMVEL1	16,600円	☺



先端径3.5mm

先端径3.5mm

ベルパート2		2 Velvert
パートコード	標準価格	取寄品
MMVEL2	16,600円	☺

■ ミラートップ マイクロサージェリー用

ロジウムコーティングが施されたミラートップです。別売のスカルペルハンドル ミニブレード用に装着して使用します。



ミラートップ 4		
パートコード	標準価格	取寄品
MM4	21,000円	☺

ミラートップ 5		
パートコード	標準価格	取寄品
MM5	21,000円	☺

ミラートップ 7		
パートコード	標準価格	取寄品
MM7	21,000円	☺

ミラートップ 8		
パートコード	標準価格	取寄品
MM8	21,000円	☺


別売のスカルペルハンドル ミニブレード用



スカルペルハンドル ミニブレード用		
Microsurgical Scalpel Blade / Mirror Handle, Stainless Steel		
パートコード	標準価格	取寄品
SHDPV	28,600円	



スカルペルハンドル ミニブレード用 7		
#7 Mini Scalpel Blade Holder / Mirror Handle		
パートコード	標準価格	取寄品
10-130-70	7,300円	



取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Microsurgical Pluggers

マイクロサージェリー用プラグー

■ ルートチャンネル プラグー

プラグーにはさまざまなラインナップがあり、操作性が高く、汎用性もあります。



レトロフィリング 1		1 Retro Filling		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGRF1	5,100円	#41	丸柄	☺



レトロフィリング 2		2 Retro Filling		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGRF2	5,100円	#41	丸柄	☺



カヤット		Khayat		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGBK6	5,100円	#6	サテンスチール	☺

根管深部の充填用



ベルバート		Velvert		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGVEL56	6,100円	#6	サテンスチール	☺

根管深部の充填用

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。



Microsurgical Abou-Rass Condensers/Pluggers

マイクロサージェリー用コンデンサー／プラグー アボラス

アボラス教授と共に考案されたもので、逆根管充填に使用します。

作業部の一方は円形、もう一方は楕円形の組み合わせです。

円形の作業部はポットホルの標本の作成に、楕円形チップはイスマスのデザインの実成に使います。

■ アピカルプラグー アボラス 直



● 先端径0.8mm

先端径0.8mm ●

アボラス 直 1		1 Abou - Rass Straight
パートコード	標準価格	取寄品
MAR-SAC1	7,200円	☺



● 先端径1.5mm

先端径1.5mm ●

アボラス 直 1.5		1.5 Abou - Rass Straight
パートコード	標準価格	取寄品
MAR-SAC1.5	7,200円	☺



● 先端径1.5mm

先端径2.0mm ●

アボラス 直 2		2 Abou - Rass Straight
パートコード	標準価格	取寄品
MAR-SAC2	7,200円	☺

ハンドルの種類



#41 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。従来からの細ハンドル。



取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Microsurgical
Condensers/
Burnishers

アピカルインストルメント

■ アピカルインストルメント

一方はコンデンサー、もう一方はボールバーニッシャーの組み合わせです。

先端径0.75mm

先端径1.4mm ●

ライト M		Medium Right
パートコード	標準価格	取寄品
MCBRM	4,700円	☺

先端径0.75mm

先端径1.4mm ●

レフト M		Medium Left
パートコード	標準価格	取寄品
MCBLM	4,700円	☺

先端径0.5mm

先端径1.4mm ●

ライト S		Small Right
パートコード	標準価格	取寄品
MCBRS	4,700円	☺

先端径0.5mm

先端径1.4mm ●

レフト S		Small Left
パートコード	標準価格	取寄品
MCBLS	4,700円	☺

先端径0.3mm

先端径1.4mm ●

ユニバーサル S		Small Universal
パートコード	標準価格	取寄品
MCBUS	4,700円	☺

先端径0.75mm

先端径1.4mm ●

ユニバーサル M		Medium Universal
パートコード	標準価格	取寄品
MCBUM	4,700円	☺

Endodontic Accessories

エンドドンティック用アクセサリ



■ **エンド用ロック式ピンセット**

ポイント類を保持しやすいように縦・横に溝がついたロック式のピンセットです。




 ロック式ピンセット	Endodontic Locking Pliers	
パートコード	標準価格	取寄品
EPL1	12,600円	
全長:16.5cm		

■ **リムーバルフォーセップ**



ステイグリッツ 45°	Steiglitz 45°	
パートコード	標準価格	取寄品
RF45	29,400円	
全長:13.5cm、作業長:20mm		



保存 Restorative

ハンドルの種類	F02
コンポジット練成充填器 XTS™	F03
練成充填器	F06
ハチェット	F08
マージントリマー	F09
エキスカベーター	F10
カーバー	F13
咬合紙ホルダー／コードパッカー	F14
クラウンリムーバー	F15
測定用デバイス	F16
スパチュラ	F17
PKトーマスワックスインストルメント	F18
チューズエステティックゲージ	F19

Handles

ハンドルの種類

手根管症候群の予防

インスツルメント使用時のストレスを軽減させる方法の一つとして、神経科医は、異なるサイズのハンドルを使い分けることを推奨しています。

太めのハンドル(#6、#9、XTSハンドル、スムーズハンドル)にすると、軽い力でインスツルメントを把持できます。多様なサイズのハンドルを組み合わせ、軽い力で持つことで、手根管症候群の発症および重症化を防ぐことができます。

出典:

し・じ・ガーワトスキー、D・B・マクフォール、D・スタック：
歯科衛生士のための手根管症候群予防法、歯科衛生学会誌、1992年2月

■ 両 頭

スムーズハンドル



太くマット加工が施されたハンドル。

#9 エバーエッジ



ヒューフレディ社のエバーエッジシリーズのインスツルメントは術者がより効率的な処置を行えるよう、シャープさが長く持続する設計になっています。
エバーエッジの技術は、術者と患者さんに高レベルの快適さを提供するため、主な外科的処置用の製品や修復治療用の製品に導入されています。

XTS ハンドル



軽い力で把持することができる太めのハンドル。

#6 サテンスチール



作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。
軽い力で把持することができる太めのハンドル。

#41 丸 柄



作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。
従来からの細ハンドル。

#2 角 柄



作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。
8面の角形で指を固定しやすい。

■ 片 頭

#6 サテンスチール



作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。
軽い力で把持することができる太めのハンドル。

#40 丸 柄





XTS™ Composite Instruments


コンポジット練成充填器 XTS™

コンポジット練成充填器XTS™は、窒化アルミチタン (AlTiN) コーティングが施されています。チタンコーティングと比較して強固でなめらかで、べたつきが少ない事が研究で明らかになっています。充填材が粘着しにくく、黒色のコーティングがはがれたり、変色することがありません。また、より長くご愛用いただけるようヒューフレディグループ独自で開発したイミニチスチール*1製で、ハンドルも把持しやすく、太くて軽量のデザインのため手指の疲労を軽減、操作性が向上します。*2


*1イミニチスチールとは:ヒューフレディ社で独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙のバランスで配合した合金です。繰り返しの使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で、シャープニングしやすく耐腐食性に優れています。さらに3段階の熱処理が施されたインストルメントは、硬さとしなやかさを持ちあわせています。

*2資料:Gerwatowski, L.J., McFall, D.B., Stach, D.: Carpal Tunnel Syndrome; Risk Factors and Preventive Strategies for the Dental Hygienist. Journal of Dental Hygiene, February 1992.


滑らかな表面
表面の粗さ



耐摩耗性
強度



べたつき感
摩擦係数—潤滑性



■ コンポジット練成充填器 XTS™

先端径:2.0mm



ゴールドスタイン フレキシシン 1

Goldstein Flexi - Thin 1

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFT1	6,400円	

細いバドルと小型コンデンサーの組合せ
初期充填や形態付与に使用
1~3級窩洞向き
※XTSハンドルのみ

先端径:1.4mm

先端幅:2.5mm



ゴールドスタイン フレキシシン 2

Goldstein Flexi - Thin 2

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFT2	6,400円	

1の大型タイプ。充填と形態修正に使用
1~3級窩洞向き
※XTSハンドルのみ

先端径:1.8mm

先端幅:2.5mm



ゴールドスタイン フレキシシン 3

Goldstein Flexi - Thin 3

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFT3	6,400円	

フレアーバドル型。形態修正に使用
3、4級窩洞向き
※XTSハンドルのみ

先端幅:2.5mm

先端幅:2.4mm



ゴールドスタイン フレキシシン 4

Goldstein Flexi - Thin 4

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFT4	6,400円	☺

臼歯部の近心および遠心面に充填したり成形したりするための柔軟なへら状の作業部が両端に付与されています。逆向きにすると、前歯部の接着修復の充填や成形に使えます。
※XTSハンドルのみ

先端幅:2.4mm

先端幅:2.0mm



ゴールドスタイン フレキシシン 5

Goldstein Flexi - Thin 5

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFT5	6,400円	☺

先端が小型で逆角度つきなので、アプローチしにくい部位にも小窩裂溝を形成し、咬合面において理想的な解剖学的特徴を再現できます。
※XTSハンドルのみ

先端幅:2.2mm

ハンドルの種類



XTSハンドル

軽い力で把持することができるためのハンドル。



コンポジット練成充填器 XTS™

XTS™ Composite Instruments

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



ゴールドスタイン フレキシシン ミニ1 Goldstein Flexi - Thin Mini 1

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFTM1	6,400 円	

1のミニタイプ
小窩裂溝や下顎前歯の小さな欠損部用
※XTSハンドルのみ



ゴールドスタイン フレキシシン ミニ3 Goldstein Flexi - Thin Mini 3

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFTM3	6,400 円	

3のミニタイプ
※XTSハンドルのみ



ゴールドスタイン フレキシシン ミニ4 Goldstein Flexi - Thin Mini 4

パートコード	標準価格	取寄品
TNCIGFTM4	6,400 円	

4のミニタイプ
臼歯部近遠心のようなアクセスしにくい部位の充填や形態付与に使用
※XTSハンドルのみ




ゴールドスタイン マイクロ Goldstein Micro

パートコード	標準価格	取寄品
TNGMPI	6,400 円	🕒

それぞれ90°と110°の角度が付与された細い先端で、少量のステン材やオベーク材の塗布に使用します。
※スムーズハンドルのみ




使用方法はこちらからご覧いただけます。
(英語)



マッシュローニ チゼル 1.2mm Massironi Chisel, 1.2mm

パートコード	標準価格	取寄品
TNMASS1	6,400 円	

※スムーズハンドルのみ



マッシュローニ チゼル 1.5mm Massironi Chisel, 1.5mm

パートコード	標準価格	取寄品
TNMASS2	6,400 円	

※スムーズハンドルのみ



ボゴシアン AB1 AB1 Boghosian

パートコード	標準価格	取寄品
TNPFAB1	6,400 円	

薄型ナイフとブレードの組み合わせ
歯頸部での操作性が容易
3~5級窩洞向き
※XTSハンドルのみ



ボゴシアン AB2 AB2 Boghosian

パートコード	標準価格	取寄品
TNPFAB2	6,400 円	🕒

コンポジット層の測定や咬合面形態に沿った形態付与に使用します。
※XTSハンドルのみ



IPC Interproximal Carver

パートコード	標準価格	取寄品
TNCVIPC	6,400 円	

極薄型ブレード
隣接歯間部用
3~5級窩洞向き
※XTSハンドルのみ



W3

パートコード	標準価格	取寄品
TNPFIW3	6,400 円	🕒

中型ブレードと小型コンデンサーの組合せ
1~5級窩洞向き
※XTSハンドルのみ

ハンドルの種類



XTSハンドル

軽い力で把持することができるためのハンドル。



スムーズハンドル

太くマット加工が施されたハンドル。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

コンポジット練成充填器 XTS™

XTS™ Composite Instruments



保存 Restorative

先端幅:2.2mm



先端幅:2.2mm

G4/5 4/5 Gregg

パートコード	標準価格	取寄品
TNPFIG4/5	6,400円	

臼歯部近遠心および隣接歯間部用
2.5級窩洞向き
※XTSハンドルのみ

先端幅:1.4mm



先端幅:1.4mm

8A

パートコード	標準価格	取寄品
TNPF18A	6,400円	

唇側用
※XTSハンドルのみ

先端幅:2.3mm



先端幅:2.8mm

● **A6**

パートコード	標準価格	取寄品
TNPFIA6	6,400円	

大型で薄型のブレード
ベニア形成や広範囲の形態修正用
2~5級窩洞向き
※XTSハンドルのみ

先端径:1.6mm



作業径:3.1mm

BB27/29 27/29 Burnisher

パートコード	標準価格	取寄品
TNBB27/29	6,400円	

パーニッシャータイプ
小窩裂溝や咬合面形成用
※XTSハンドルのみ

先端径:1.3mm



先端径:1.9mm

ラドモア 3 3 Ladmore

パートコード	標準価格	取寄品
TNBBL3	6,400円	☺

小型と中型コンデンサーの組合せ
※XTSハンドルのみ

先端径:1.3mm



先端径:1.6mm

バニッシャー S/M Small / Medium Ball Burnisher

パートコード	標準価格	取寄品
TNBBS/M	6,400円	☺

レジン形成窩に圧接・成形するときに隅角や移行部で操作しやすいように曲面となっている窩洞に合わせた形状です。
※XTSハンドルのみ

作業径:3.0mm



作業径:2.7mm

21B

パートコード	標準価格	取寄品
TNBB21B	6,400円	☺

ドングリ型
臼歯部咬合面用
※XTSハンドルのみ



先端幅:5.2mm

ゴールドフォーゲル A Goldfogel A

パートコード	標準価格	取寄品
TNCCIA	6,400円	☺

同一形状のオーバル型ブレード
中切歯唇側用
※XTSハンドルのみ

作業径:2.5mm



作業径:3.8mm

フリードマン ダックヘッド Freedman Duckhead

パートコード	標準価格	取寄品
TNPCCI	6,400円	

臼歯部咬合面用
※XTSハンドルのみ

ハンドルの種類



XTSハンドル

軽い力で把持することができるためのハンドル。

Composite Instruments

練成充填器

練成充填器

先端幅:1.8mm



先端幅:1.8mm

● アクロフレックス Akro - Flex

パートコード	標準価格	取寄品
AKRO-FLEX	13,300 円	

コンポジットレジン修復の仕上げに用いる筆のような機能を有した超薄型デザインの作業部。従来の製品ではアクセスしづらい狭い空間にも容易に到達し、形態付与が可能です。隣接面の窩洞(Ⅱ級・Ⅲ級・Ⅳ級)で、より広い視野を確保できます。



※製品の特性上、ご使用の際は45°以上に曲げないようにしてください。



ディーチ コンボスカルプ 1/2 Dietschi Composculp 1/2

パートコード	標準価格	取寄品
PFIDD1/2	6,100 円	

ハンドルの種類



スムーズハンドル

太くマット加工が施されたハンドル。
※ディーチコンボスカルプのハンドル両端は番手によってカラーコード化されています。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



ディーチ コンポジット 3/4		Dietschi Composculp 3/4
パートコード	標準価格	取寄品
PFIDD3/4	6,100円	☺



ディーチ コンポジット 5/6		Dietschi Composculp 5/6
パートコード	標準価格	取寄品
PFIDD5/6	6,100円	☺



ディーチ コンポジット 7/8		Dietschi Composculp 7/8
パートコード	標準価格	取寄品
PFIDD7/8	6,100円	☺



ディーチ コンポジット 9/10		Dietschi Composculp 9/10
パートコード	標準価格	取寄品
PFIDD9/10	6,100円	☺

● **ディーチ コンポジットキット** Dietschi Composculp Kit

パートコード	標準価格	取寄品
PFIDDCASS	39,900円	

PFIDD1/2、PFIDD3/4、PFIDD5/6、PFIDD7/8、PFIDD9/10、IM6053(5本用イグザムカセット入)



ハンドルの種類




スムーズハンドル

太くマット加工が施されたハンドル。
※ディーチコンポジットのハンドル両端は番手によってカラーコード化されています。

Hatchets

ハチェット

窩洞形成:内側隅角のカッティングや硬い罹患歯質の除去に使用します。



Baum, Philips & Lund社「保存修復学テキストブック(第2版)」より転載

■ ハチェット



15/16				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CP15/169	6,300円	#9	エバーエッジ	☺
[15-8-14]*				



17/18				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CP17/189	6,300円	#9	エバーエッジ	☺
[10-6-14]*				



44S		44S Off Angle		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CP44S9	6,300円	#9	エバーエッジ	☺



45S		45S Off Angle		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CP45S9	6,300円	#9	エバーエッジ	☺



オフアングル 14/14-0		14/14 - 0 Off Angle		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CP14/14-09	6,300円	#9	エバーエッジ	☺
[15-10-16]*				



オフアングル		15/15 - 0 Off Angle		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CP15/15-09	6,300円	#9	エバーエッジ	☺
[15-10-16]*				



ヘビー 8/9H				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CP8/9H9	6,300円	#9	エバーエッジ	☺
[10-7-14]*				

※詳細はリファレンスガイドのブラックの公式を参照

ハンドルの種類



#9 エバーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エバーエッジ」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Margin Trimmers

マージントリマー

エナメルマージンに適切なベベルを付与するために使用します。ハチェットと似ていますが、ブレードが湾曲しており、カッティングエッジに角度が付いている点が異なります。

保存 Restorative

■ マージントリマー



ペアで使用



28

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
MT289	6,100 円	#9	エバーエッジ	☺

[10-95-7-14]*
遠心用

29

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
MT299	6,100 円	#9	エバーエッジ	☺

[10-80-7-14]*
近心用



ペアで使用



トゥルーバル 232

232 Tru Bal, Modified

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
MT232TM9	6,100 円	#9	エバーエッジ	☺

トゥルーバル 233

233 Tru Bal, Modified

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
MT233TM9	6,100 円	#9	エバーエッジ	☺



ペアで使用



タッカー 232

232 Tucker, Modified

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
MT232TM9	6,100 円	#9	エバーエッジ	☺

タッカー 233

233 Tucker, Modified

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
MT233TM9	6,100 円	#9	エバーエッジ	☺

※詳細はリファレンスガイドのブラックの公式を参照

ハンドルの種類



#9 エバーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エバーエッジ」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



エキスカベーター

齶蝕象牙質の除去に使用します。

■ エキスカベーター ポピュラータイプ

仮封材、う窩内の食片、う窩の軟化象牙質の除去に使用するいわゆる『雑用エキスカ』です。



● ポピュラータイプ1				Popular Type 1
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXC1	4,500円	#2	角柄	



● ポピュラータイプ2				Popular Type 2
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXC2	4,500円	#2	角柄	



● ポピュラータイプ3				Popular Type 3
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXC3	4,500円	#2	角柄	



● ポピュラータイプ4				Popular Type 4
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXC4	4,500円	#2	角柄	



● ポピュラータイプ5				Popular Type 5
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXC5	4,500円	#2	角柄	



● ポピュラータイプ6				Popular Type 6
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXC6	4,500円	#2	角柄	

ハンドルの種類



#2 角柄

作業部は耐腐食性に優れた「イミニチスチール」製。8面の角形で指を固定しやすい。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

エキスケーター
Excavators



■ エクスケーター イングリッシュパターン



246		246 English Pattern		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC2469	6,100円	#9	エバーエッジ	



■ エクスケーター スプーン型



E1				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXCE16	5,100円	#6	サテンスチール	
[12-9-15]*				



E2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXCE26	5,100円	#6	サテンスチール	
[15-9-15]*				



6				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC6	5,100円	#41	丸柄	



14				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC14	5,100円	#41	丸柄	



17				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC179	6,100円	#9	エバーエッジ	
EXC176	5,100円	#6	サテンスチール	
EXC17	5,100円	#41	丸柄	☺

掲載画像 EXC179



18				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC189	6,100円	#9	エバーエッジ	
EXC186	5,100円	#6	サテンスチール	
EXC18	5,100円	#41	丸柄	☺

掲載画像 EXC189

※詳細はリファレンスガイドのブラックの公式を参照

ハンドルの種類



#9 エバーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エバーエッジ」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は耐腐食性に優れた「イミニチスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は耐腐食性に優れた「イミニチスチール」製。従来からの細ハンドル。

標準価格は全て税抜価格です。



19				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC196	5,100円	#6	サテンスチール	
EXC19	5,100円	#41	丸柄	☺



38/39				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC38/396	5,100円	#6	サテンスチール	
EXC38/39	5,100円	#41	丸柄	☺

[11.5-7-14]*

■ エキスカベーター オーバル型



17W					17W Oval				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品	パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC17W	5,100円	#41	丸柄						



18W					18W Oval				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品	パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC18W	5,100円	#41	丸柄						

■ エキスカベーター ブレード型



40/41				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC40/41	5,100円	#41	丸柄	

[11-7-14]*



36/37				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC36/376	5,100円	#6	サテンスチール	

[15-8-14]*



63/64				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC63/646	5,100円	#6	サテンスチール	

[15-8-12]*

※詳細はリファレンスガイドのブラックの公式を参照

ハンドルの種類



#9 エバーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エバーエッジ」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

カーバー
Carvers



カーバー

保存 Restorative

■ カーバー

解剖学的形態に合わせて、余分な材料を除去するために使用します。

先端幅:1.4mm



先端幅:1.4mm

● 隣接歯面用 IPC		Interproximal Carver		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CVIPC6	5,100円	#6	サテンスチール	
極薄型ブレード 隣接歯面用 2~5級窩洞向き				

先端幅:1.6mm



先端幅:1.6mm

ホーレンバック 1/2		1/2 Hollenback		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CVHL1/29	7,200円	#9	エバーエッジ	
充填、カービング、形態付与など様々な用途に対応				

先端幅:1.7mm



先端幅:1.7mm

ホーレンバック 3S		3S Hollenback		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CVHL3S6	5,100円	#6	サテンスチール	
ホーレンバック1/2に似たデザインですが、ブレード部が若干大きくなっています。				

先端幅:0.8mm



先端幅:0.8mm

ウィランド 8		8 Wiland		
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CVWI86	5,100円	#6	サテンスチール	☺
湾曲した極細ブレード。隣接歯面に適しています。				

ハンドルの種類



#9 エバーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エバーエッジ」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

Articulating Paper Forceps & Gingival Packers

咬合紙ホルダー／コードパッカー

■ 咬合紙ホルダー



● ミラー		Miller
パートコード	標準価格	取寄品
APF2	5,500円	

ギザ同士がしっかりと噛み合い咬合紙がずれにくい。

■ ジンジバルコードパッカー

歯肉への外傷が少なく、正確に圧排糸の挿入ができます。



● 113				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
GCP1136	5,300円	#6	サテンスチール	

先端がギザ付のため圧排糸がすべりにくい。



ヤードリー 1				1 Yardley
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
GCPYD1	5,300円	#41	丸柄	🕒

ギザなしタイプの丸い先端です。

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

クラウンリムーバー
Crown Removers



保存 Restorative



クラウンリムーバー

■ クラウンリムーバー



● 仮歯用	Universal Crown Remover	
パートコード	標準価格	取寄品
CRGR	29,400円	

■ クラウンリムーバー クリステンセン

ミニ・エレベーターハンドルとノッチ付作業部は、セメントを粉砕する際のグリップを安定させ、コントロールしやすい構造です。歯に加わる圧力も軽減されます。



先端幅:3.0mm



先端幅:3.0mm

● クリステンセン 直	Christensen, Straight	
パートコード	標準価格	取寄品
CRCH1	10,300円	
前歯部用		

● クリステンセン 90°	Christensen, 90°	
パートコード	標準価格	取寄品
CRCH2	10,300円	
臼歯部用		

おすすめの使用方法



バーでスリットを入れる



クリステンセンでスリットを広げセメントを壊す



セメントが壊れ少し浮き上がったら仮歯用鉗子(CRGR)で除去する

【メタルコアの場合】



★「直」と「90°」の2種類のクリステンセンを頬舌的に逆回転でトルクを加えセメントを崩し、コアを除去する

■ クラウンリムーバー ゴールドスタイン

バーでスリットを入れたクラウンと歯牙を分断し完全に除去するときに使用します。


直角に付いたハンドルによって、歯牙の破折を引き起こす力は加えず、クラウンだけにトルクがかかるように設計されています。



測定用デバイス

■ ゲージ

ゴールドスタイン直		
Goldstein, Straight		
パートコード	標準価格	取寄品
GCR0	6,100円	
前歯部のクラウン除去用		



先端幅:4.0mm

先端幅:4.0mm

ゴールドスタイン45°		
Goldstein, 45°		
パートコード	標準価格	取寄品
GCR45	6,100円	
犬歯、小臼歯用(第1大臼歯も可)。		




ゲージ ボーレイ		Boley Gauge
パートコード	標準価格	取寄品
BG	21,000円	☺

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



スパチュラ

■ セメントスパチュラ

セメントなどの材料の練和に使用します。



7.4 × 44mm

24		
パートコード	標準価格	取寄品
CS246	5,100円	
中粘度のセメント混和に適した柔軟性の高い作用部		




7.4 × 50mm

先端幅:2.2mm

ノバテック 6		6 Novatech
パートコード	標準価格	取寄品
CSNT6	6,600円	
長くフレキシブルなスパチュラとブレードのコンビネーション。ブレード部でセメントを移送します。		

CSNT6の作用部の端で、混和されたセメントをすくい充填します。



CSNT6の先端を用いると、形成面や補綴物に仮着用／最終合着用セメントを効率的に塗布できます。

■ スパチュラ



先端幅:7.5mm

先端幅:3.2mm

● ワックススパチュラ 7		
パートコード	標準価格	取寄品
WS7	6,100円	



12.5 × 24mm

10.7 × 22mm

ワックススパチュラ 31		
パートコード	標準価格	取寄品
SPT31	6,600円	

**P.K.Thomas
Waxing
Instruments**

PKトーマスワックスインスツルメント

ワックスアップ時に使用します。

■ **ワックスインスツルメント**



PKトーマス 1				P.K. Thomas 1
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PKT1	5,100 円	#41	丸柄	

溶解したワックスの流し込みに使用



PKトーマス 2				P.K. Thomas 2
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PKT2	5,100 円	#41	丸柄	

溶解したワックスの流し込みに使用



PKトーマス 3				P.K. Thomas 3
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PKT3	5,100 円	#41	丸柄	


やり状の先端
溝の形成や強調に使用



PKトーマス 4				P.K. Thomas 4
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PKT4	5,100 円	#41	丸柄	

外形形態の仕上げ、
窩洞歯面切線の余剰ワックス除去に使用



PKトーマス 5				P.K. Thomas 5
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PKT5	5,100 円	#41	丸柄	

ワックスアップ後に咬頭の凸形態を維持しながら余剰ワックスの除去が可能

注意:ワックスインスツルメントは、177°C以上の高温状態に置かないでください。また、極度の高温状態と冷却を繰り返すと、不具合や破損の原因となります。

☺取寄品 取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



チューズエステティックゲージ

ステファン・チュー先生ご考案の短時間で的確に歯冠の長径と幅径の比率を判断するインストルメントです。


■ チューズエステティックゲージ



長短のアームで構成され、Tバーチップの使用が困難な叢生部位で、歯冠長径と幅径の計測が可能

水平および垂直アームで構成され、歯冠長径と幅径を同時に計測可能

プロポーション		Proportion Gauge
パートコード	標準価格	取寄品
PROGS	7,400円	☺



使用方法是こちらでご覧いただけます。
(英語)



交換チップインライン3入		In-Line
パートコード	標準価格	取寄品
INLINEREF	3,800円	☺

長短のアームで構成され、Tバーチップの使用が困難な叢生部位で、歯冠長径と幅径の計測が可能



交換チップTバー3入		T-Bar
パートコード	標準価格	取寄品
TBARREF	3,800円	☺


水平および垂直アームで構成され、歯冠長径と幅径を同時に計測可能



規定された計測値により、外科的歯冠長延長術中に、臨床的歯冠長と生物学的歯冠長(切縁から骨頂までの距離)の正確な計測が可能

クラウンレングズニング		Crown Lengthening
パートコード	標準価格	取寄品
CLGS	7,400円	☺

規定された計測値により、審美的な歯間乳頭再建に必要な、切縁・コンタクトエリア・骨頂の位置の正確な計測が、フラップの閉鎖・縫合前に可能



使用方法是こちらで
ご覧いただけます。
(英語)



交換チップ BPLG 3入		BPLG
パートコード	標準価格	取寄品
BLPGREF	3,800円	☺

規定された計測値により、外科的歯冠長延長術中に、臨床的歯冠長と生物学的歯冠長(切縁から骨頂までの距離)の正確な計測が可能



交換チップ パピラ 3入		Papilla
パートコード	標準価格	取寄品
PAPREF	3,800円	☺

規定された計測値により、審美的な歯間乳頭再建に必要な、切縁・コンタクトエリア・骨頂の位置の正確な計測が、フラップの閉鎖・縫合前に可能




サウンディング		Sounding Gauge
パートコード	標準価格	取寄品
SOUNDGS	3,400円	☺



使用方法是こちらで
ご覧いただけます。
(英語)



専用ハンドル		Chu's Aesthetic Gauge Handle
パートコード	標準価格	取寄品
PROCLHDL	2,800円	☺



矯正

Orthodontic

クリアコレクション	G02
カッター	G04
ユーティリティプライヤー	G07
ワイヤーフォーミングプライヤー	G10
持針器・はさみ・止血鉗子	G13
ハンドインスツルメント	G14
リファレンス	G16

Clear Collection™

クリアコレクション

クリアコレクション(Clear Collection™)シリーズは、CPA(クリアプラスチックアプライアンス)用のインスツルメントシリーズです。

バイオメカニクスの特徴を用いた「目立ちにくい」アライナー矯正治療を個々の患者さんに合わせ、熱処理を必要とすることなく、最適化できるよう設計された革新的なインスツルメントです。

■ クリアコレクション



使用方法是こちからご覧いただけます。
(英語)



使用方法是こちからご覧いただけます。
(英語)



使用方法是こちからご覧いただけます。
(英語)

● **ティアドロッププライヤー**
The Tear Drop

パートコード	標準価格	取寄品
678-800	25,200円	

アライナー装着中、エラスティックを牽引するための切り込みを付与します。この切り込みがあることで、患者さん自身でエラスティックを交換することが容易になります。

● **ホールパンチプライヤー**
The Hole Punch

パートコード	標準価格	取寄品
678-803	25,200円	

リンガルボタンやブラケットなどを併用する際、その装着部位を確保するために、アライナー辺縁に直径6mmの半月状のスペース(くりぬき)を作るために使用されます。

● **ペティートパンチプライヤー**
The Petite Punch

パートコード	標準価格	取寄品
678-805	25,200円	

エラスティックをかけるためのリンガルボタンの接着位置を確保するために、アライナーの辺縁部に直径4.5mmの半月状のスペース(くりぬき)を作るためのインスツルメントです。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

クリアコレクション
Clear Collection™



矯正 Orthodontic



使用方法是ちからからご覧いただけます。
(英語)



使用方法是ちからからご覧いただけます。
(英語)



使用方法是ちからからご覧いただけます。
(英語)

スポットプライヤー

The Spot

パートコード	標準価格	取寄品
678-804	25,200円	

小さな個々の歯牙の移動やライナーの保持力を高める点接触を作成するための、ごく小さな丸いくぼみを付与します。

パーティカルプライヤー

The Vertical

パートコード	標準価格	取寄品
678-801	25,200円	

歯牙の近心または遠心隅角に沿ってパーティカルプライヤーで、垂直方向にくぼみを作ることでローテーションコントロールを促進します。

ホリゾンタルプライヤー

The Horizontal

パートコード	標準価格	取寄品
678-802	25,200円	

歯列弓内のいずれかの歯牙の類側面、または舌側面の歯肉辺縁に水平的なくぼみを作成し、個々のルートトルクを促進します。



使用方法是ちからからご覧いただけます。
(英語)



使用方法是ちからからご覧いただけます。
(英語)



使用方法是ちからからご覧いただけます。
(英語)

クックワズウェッジプライヤー

The Clockwise Wedge

パートコード	標準価格	取寄品
678-808	25,200円	

特定の歯牙に対して類側面の隅角とその反対側の舌側面の隅角に楔形のくぼみを作ることにより、回転応力を生じさせる目的で使用されます。

カンタークックワズウェッジプライヤー

The Counter Clockwise Wedge

パートコード	標準価格	取寄品
678-807	25,200円	

特定の歯牙に対して類側面の隅角とその反対側の舌側面の隅角に楔形のくぼみを作ることにより、回転応力を生じさせる目的で使用されます。

イレイサープライヤー

The Eraser

パートコード	標準価格	取寄品
678-811	25,200円	

CPA用プライヤーやその他のインストゥルメントにより付与された不要なくぼみを元に戻す、または取り除くために設計されています。

標準価格は全て税抜価格です。

G03

Cutters

カッター


すべてのカッターにはオービットジョイント*が採用されています。

オービットジョイント*によりカッターの刃先がしっかりと合い、ジョイント誤差を抑え高い機能性とスムーズな開閉動作が持続します。すべてのカッターは職人の手により仕上げられており、高い品質を実現しました。

※オービットジョイントとは

先端のズレやジョイントのがたつきがなく、スムーズなカッティングアクションが持続する製法。(定期的にジョイント部に潤滑剤を挿してください。)

カッター



● **ユニバーサルディスタルエンドカッターホールド**
 Universal Cut & Hold Distal End Cutter
 パートコード 標準価格 取寄品
678-101 25,200円
 【切断許容径】.012" ~ .021" x .025"



● **ユニバーサルディスタルエンドカッターホールドロング**
 Universal Cut & Hold Distal End Cutter with Long Handle
 パートコード 標準価格 取寄品
678-101L 25,200円
 【切断許容径】.012" ~ .021" x .025"
 ※678-101の長ハンドルタイプです。



ディスタルエンドカッターフラッシュカット
 Flush Cut Distal End Cutter, No Hold
 パートコード 標準価格 取寄品
678-102 25,200円
 【切断許容径】~.021" x .025"



ハードワイヤーカッター 15°
 Hard Wire Cutter, 15°
 パートコード 標準価格 取寄品
678-103 25,200円
 オフセット15°で届きにくい部位でも容易に切断が可能。
 【切断許容径】~.022" x .028"



ハードワイヤーカッター直
 Hard Wire Cutter, Straight
 パートコード 標準価格 取寄品
678-104 25,200円 🕒
 【切断許容径】~.022" x .028"



● **ピン&リガチャーカッター**
 Multi-Use Cutter
 パートコード 標準価格 取寄品
678-105 25,200円
 【切断許容径】~.015"

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



ミニピン&リガチャーカッター Mini Pin & Ligature Cutter		
パートコード	標準価格	取寄品
678-106	25,200円	

スリムタイプのピンカッター。
【切断許容径】～.012"



マイクロミニピン&リガチャーカッター Micro-Mini Pin & Ligature Cutter		
パートコード	標準価格	取寄品
678-107	25,200円	

【切断許容径】～.012"

マイクロミニピン&リガチャーカッター ロング Micro-Mini Pin & Ligature Cutter with Long Handle		
パートコード	標準価格	取寄品
678-107L	25,200円	

スリムタイプで狭いエリアでの作業が容易。
【切断許容径】～.012"



マイクロミニピン&リガチャーカッター 15° Micro-Mini Pin & Ligature Cutter, 15°		
パートコード	標準価格	取寄品
678-109	25,200円	

オフセット15°スリムカッター。
【切断許容径】～.012"



マイクロカッター Micro Cutter		
パートコード	標準価格	取寄品
678-110	25,200円	

コンパクトな作業部が特徴。
【切断許容径】～.012"



バッカルチューブ内に挿入されたアーチワイヤーを切断している咬合面観

678-111

ディスタルエンドカッター フラッシュカット&ホールド Flush Cut & Hold Distal End Cutter		
パートコード	標準価格	取寄品
678-111	30,500円	


【切断許容径】～.020"ホールド/～.030"切断
シリコンインサートx3入
(カッター装着分を含む)

交換用シリコンインサート 678-111 用 (3個入) Silicone Insert for 678-111		
パートコード	標準価格	取寄品
678-011	1,500円	

スリムディスタルエンドカッター フラッシュカット&ホールド Slim Flush Cut & Hold Distal End Cutter		
パートコード	標準価格	取寄品
678-113	30,500円	

従来品(678-111)よりヘッドが50%スリムになり、カットポイントが見やすく、より優れた操作性を發揮。
切断されたワイヤーを把持するホールドタイプで、ロールワッテやガーゼ等を使用せずフラッシュカットが可能。
【切断許容径】.012"～.021"x.025"
シリコンインサートx3入
(カッター装着分を含む)

交換用シリコンインサート 678-113 用 (3個入) Silicone Insert, for 678-113		
パートコード	標準価格	取寄品
678-013	1,500円	



エラスティック切断の唇側面観



678-500

● **スリムマイクロカッター**
Slim Micro Cutter

パートコード	標準価格	取寄品
678-500	25,200円	

くりぬかれた形状のヘッドは従来品と比べ13%スリムになり、より容易にエラスティック除去が可能。
【切断許容径】.008" ~ .012"

スリム
タイプ



リンガルチューブ遠心部に出た過剰なワイヤーを切断している咬合面観



678-700

リンガルディスタルエンドカッター
Lingual Distal End Cutter

パートコード	標準価格	取寄品
678-700	39,900円	

【切断許容径】.012" ~ .018"

リンガル用



リガチャーワイヤーの過剰部分を切断している咬合面観



678-701

リンガルピン&リガチャーカッター
Lingual Pin & Lig Cutter

パートコード	標準価格	取寄品
678-701	39,900円	

【切断許容径】~.012"

リンガル用

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ユーティリティプライヤー
Utility Pliers



ユーティリティプライヤー

強く、かつ、軽く、精細に作られたプライヤーは、把持しやすく、様々な用途において容易に使用できるため、術者にも患者さんにも快適さをもたらします。

ユーティリティプライヤー



アーチワイヤーを
ブラケットスロットに
挿入している頬側面観

678-501

● スリムワインガルトプライヤー		
Slim Weingart Pliers		
パートコード	標準価格	取寄品
678-202	22,100円	
20°アングル付。		
【ワイヤー使用許容径】～.030"		

● ウルトラスリムワインガルトプライヤー		
Ultra Slim Weingart Pliers		
パートコード	標準価格	取寄品
678-501	22,100円	
従来品(678-202)と比較して20%スリムになり、ギザがついたコンパクトなヘッドが確実にワイヤーを把持。限られたスペースでも指先の延長のように操作でき、容易にアーチワイヤーをパッカルチューブやブラケットスロットに通すことが可能。		
【ワイヤー使用許容径】～.030"		



ブラケットのスロットに
アーチワイヤーを挿入している
咬合面観

678-702



678-702-90

● リンガルワインガルトプライヤー		
Lingual Weingart Pliers		
パートコード	標準価格	取寄品
678-702	36,800円	
【ワイヤー使用許容径】～.030"		



● リンガルワインガルト プライヤー 90°		
Lingual Weingart Pliers, 90° Bend		
パートコード	標準価格	取寄品
678-702-90	36,800円	
【ワイヤー使用許容径】～.030"		





● おすすめ品



取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



● **ホープライヤー 直**
How Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-203	22,100円	

ワイヤーやピン等の着脱に適した多目的プライヤー。
【ワイヤー使用許容径】～.030"



● **ホープライヤー オフセット**
How Pliers, Offset

パートコード	標準価格	取寄品
678-204	22,100円	

40°アングル付。ワイヤーやピン等の着脱に適した多目的プライヤー。
【ワイヤー使用許容径】～.030"



● **アドヒーシブリームービングプライヤー**
Adhesive Removing Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-206	22,100円	

ブラケットデボンディング後の歯面に残った接着剤除去用。
ブレード×1本、1/4パッド×2個、六角レンチ×1本入

交換用ブレード 678-206 用 (1 本入)
Replacement Blade for 678-206

パートコード	標準価格	取寄品
678-001	1,700円	

交換用パッド 1/4 678-206 用 (6 個入)
1/4" Replacement pads for 678-206 6pk

パートコード	標準価格	取寄品
678-014A	2,100円	



バンドリムーバー ロング
Posterior Band Removing Pliers, Long

パートコード	標準価格	取寄品
678-207	22,100円	

臼歯バンド撤去用。
交換用パッド 1/4 × 1、交換用パッド 3/16 × 1

交換用パッド 1/4 678-207/208/503 用 (6 個入)
1/4" Replacement Pads - 678-207/208, 6pk

パートコード	標準価格	取寄品
678-014	2,100円	

交換用パッド 3/16 678-207/208/503 用 (6 個入)
3/16" Replacement Pads - 678-207/208, 6pk

パートコード	標準価格	取寄品
678-036	2,100円	



バンドリムーバー ショート
Posterior Band Removing Pliers, Short

パートコード	標準価格	取寄品
678-208	22,100円	

臼歯バンド撤去用。ショート。
交換用パッド 1/4 × 1、交換用パッド 3/16 × 1

交換用パッド 1/4 678-207/208/503 用 (6 個入)
1/4" Replacement Pads - 678-207/208/503, 6pk

パートコード	標準価格	取寄品
678-014	2,100円	

交換用パッド 3/16 678-207/208/503 用 (6 個入)
3/16" Replacement Pads - 678-207/208/503, 6pk

パートコード	標準価格	取寄品
678-036	2,100円	



スリムバンドリムービングプライヤー
Slim Band Removing Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-503	22,100円	

従来品よりヘッドが21%スリムになり、先端によりテーパーがついたことで、より大白歯へ到達し易く、歯肉を傷つけにくく、患者さんにご与える不快感を軽減。

スリムタイプ



バンドを除去している頬側面観

交換用パッド 1/4 678-207/208/503 用 (6 個入)
1/4" Replacement Pads - 678-207/208/503, 6pk

パートコード	標準価格	取寄品
678-014	2,100円	

交換用パッド 3/16 678-207/208/503 用 (6 個入)
3/16" Replacement Pads - 678-207/208, 6pk

パートコード	標準価格	取寄品
678-036	2,100円	



678-503



モジュールセパレーティングプライヤー
Force Module Separating Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-210	29,400円	

歯間分離用モジュール装着用。



リガチャータイングプライヤー コーン
Coon Style Ligature Tying Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-211	29,400円	

コーンタイプ、リガチャーワイヤー結紮用。
【ワイヤー使用許容径】～.015"

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ユーティリティプライヤー Utility Pliers



タイピングプライヤースタイナー
Steiner Tying Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-222	31,500円	

スタイナータイプ、リガチャーワイヤー結紮用。
【ワイヤー使用許容径】～.015"



ブラケットリムーバー 直
Bracket Removing Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-219	22,100円	

メタル、プラスチック、セラミック等すべての素材のブラケットディボンディングに適用。



● **ブラケットリムーバーアングル**
Angulated Bracket Removing Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-220L	22,100円	

前歯・臼歯部用ブラケットディボンディングに適用。



クラウン&バンドカンタリングプライヤー
Crown & Band Contouring Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-221	22,100円	

バンド調整用。



リンガル用



ブラケットをディボンディングしている咬合面観

678-703

リンガル ブラケットリムービングプライヤー
Lingual Bracket Removing Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-703	36,800円	



リンガル用



ディボンディングプライヤーの一方のフック型アームが舌側のブラケット下部に届くようにあてます。



● **リンガル ディボンディングプライヤー**
Lingual Debonding Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-709	39,900円	

スプリングの反発力を応用して、舌側矯正用ブラケットを最小限の力でスムーズに除去。患者さんの快適性を損なうことなくブラケットを素早くディボンディング可能。



使用方法はこちらからご覧いただけます。
(英語)

もう一方のくさび型チップをブラケットと歯面の接着境界に差し込むようにしながら、タイウィングの下にアームのフックをひっかけます。プライヤーを握ると、くさび型チップが歯牙とブラケットの接着境界に挿入され、ブラケットを剥離します。

Wire Forming Pliers

ワイヤーフォーミングプライヤー

すべてのワイヤーフォーミングプライヤーは、術者の指先の延長を再現できるように細部にこだわりデザインされています。

ハンドルの内側にはワイヤーの屈曲許容径が刻印してあります。

■ ワイヤーフォーミングプライヤー



バードビークプライヤー Bird Beak Pliers		
パートコード	標準価格	取寄品
678-304	22,100 円	
ラウンドワイヤーのループ成形用。 【屈曲許容径】～.030"		



バードビークプライヤーカッター付 Bird Beak Pliers with Cutter		
パートコード	標準価格	取寄品
678-325	22,100 円	
ワイヤーのバンドやカットが一本で可能。 【屈曲許容径】～.022" x .025"		



バードビークプライヤーロングテーパー Long Tapered Bird Beak Pliers		
パートコード	標準価格	取寄品
678-326	22,100 円	
多様なループ成形が可能。 【屈曲許容径】～.022" x .025"		



スリージョープライヤー Three Jaw Pliers		
パートコード	標準価格	取寄品
678-302	22,100 円	
カンタリング、オーダーバンド用。 【屈曲許容径】～.030"		



オメガループフォーミングプライヤー Omega Loop Forming Pliers		
パートコード	標準価格	取寄品
678-303	22,100 円	
3段階(.045", .060", .075")の作業部でオメガループを正確にフォーミング。 【屈曲許容径】-.022" x .025" 予備用交換用ブレード×1枚入		


交換用ブレード 678-303 用 (1本入) Replacement Blade for 678-303		
パートコード	標準価格	取寄品
678-002	1,500 円	

交換用スクリュー&ヘックスキー 1/8 678-303 用 (1本入) 1/8" Replacement Set Screw And Hex Key		
パートコード	標準価格	取寄品
678-018	900 円	



ツイードループフォーミングプライヤー ツィード Tweed Loop Forming Pliers		
パートコード	標準価格	取寄品
678-306	22,100 円	
3段階(.055", .075", .090")の作業部で正確にフォーミング。 【屈曲許容径】～.022" x .025"		





取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ワイヤーフォーミングプライヤー Wire Forming Pliers



矯正 Orthodontic



ナンスループフォーミングプライヤー
Nance Loop Forming Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-319	22,100円	☺

3mm、4mm、5mm、6mmの4種類のステップで正確なループを製作。
【屈曲許容径】～.022"



ループフォーミングプライヤー
Old Style Loop Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-324	22,100円	☺


3段階のラウンドチップでループフォーミング、ループクロージングに適用。
【屈曲許容径】～.022" x .025"



アーチベンディングプライヤーツイード
Arch Bending Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-307	22,100円	


ブレード幅.050"
ファースト、セカンド、サードオーダーバンド用。
【屈曲許容径】～.022" x .025"



アーチベンディングプライヤーツイードスリムタイプ
Tweed Pliers, Slim

パートコード	標準価格	取寄品
678-307S	22,100円	

ブレード幅.025"
ファースト、セカンド、サードオーダーバンド用。
【屈曲許容径】～.022" x .025"



レクタングラーアーチベンディングプライヤー ツweed
Rectangular Arch Bending Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-308	22,100円	

ブレード幅.070"
ファースト、セカンド、サードオーダーバンド用。
【屈曲許容径】～.022" x .025"



ホローチョップカンタリングプライヤー
Hollow Chop Contouring Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-310	22,100円	

あらゆる種類のアーチワイヤーの微妙なカーブの付与が可能。
【屈曲許容径】～.030"



アダムスプライヤー
Adams Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-320	22,100円	

アダムスクラスプの製作や調整に適用。
【屈曲許容径】～.040"



NiTi ベンダー 3 プロング
NiTi Three Jaw Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-322	22,100円	

NiTi含む全てのアーチワイヤーに適用。
【屈曲許容径】～.020"



● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



● **スリムハンマーヘッド NiTi プライヤー**
Slim Hammerhead NiTi Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-502	22,100 円	

熱処理せずにNiTiワイヤーを曲げる事が可能。従来品(678-327)と比べヘッドが10%スリムになり、更に広い視野を確保し、患者さんの不快感を軽減。
【屈曲許容径】～.025"

スリムタイプ NiTi用



図1 NiTiワイヤーを遠心から歯肉側に曲げている咬合面観
舌側面方向に曲げている頬側面観



図2 NiTiワイヤーを遠心から歯肉側に曲げている咬合面観
舌側面方向に曲げている頬側面観



リンガルハンマーヘッド NiTi プライヤー
Lingual Hammerhead NiTi Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-704	36,800 円	

【屈曲許容径】～.025"

リンガルハンマーヘッド NiTi プライヤーギザ付
Lingual Hammerhead NiTi Pliers with Serrations

パートコード	標準価格	取寄品
678-704SER	36,800 円	

【屈曲許容径】～.025"

リンガル用 NiTi用

678-704 678-704SER



リンガルチューブ遠心から出たNiTiワイヤーを曲げている咬合面観



トーキングプライヤー 020 キー付
(.016" x .018")
Torquing Pliers with .016" / .018" key

パートコード	標準価格	取寄品
678-328-20	22,100 円	

【屈曲許容径】～.018"
キー x 1本入

トーキングキー .016" x .018"
Torquing Key .016" / .018"

パートコード	標準価格	取寄品
678-020	2,100 円	

(1本入)
【屈曲許容径】～.018"



トーキングプライヤー 021 キー付
(.018" x .022")
Torquing Pliers with .018" / .022" key

パートコード	標準価格	取寄品
678-328-21	22,100 円	

【屈曲許容径】～.022"
キー x 1本入

トーキングキー .018" x .022"
Torquing Key .018" / .022"

パートコード	標準価格	取寄品
678-021	2,100 円	

(1本入)
【屈曲許容径】～.022"

.016" 678-020 0113 **Hu-Friedy** .018"

.018" 678-021 0113 **Hu-Friedy** .022"




● **ハンマーヘッド NiTi ベンダー**
Hammerhead® NiTi Tie-Back Pliers


パートコード	標準価格	取寄品
678-327	22,100 円	

NiTiワイヤー加熱なしでバンド可能。左右のシンチバック適用。
【屈曲許容径】～.025"

NiTi用



A. NiTiワイヤーを遠心から歯肉側に曲げている咬合面観



B. 舌側面方向に曲げている頬側面観

☺ 取寄品 取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Mathieu, Scissors & Hemostats

持針器・はさみ・止血鉗子

ヒューフレディ社が独自の製法で開発したクロムとカーボンを主成分とする合金の鍛造仕上げのイムニティスチール (Immunity Steel) で製造しているため、さびや腐食に対する耐久性が高くなっています。

矯正 Orthodontic

■ 持針器・はさみ・止血鉗子



ニードルホルダー マッシュプ라이어スリムチップ 14cm
Ortho Mathieu, Narrow Tip Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-330	23,100円	☺

 エラスティック用。



ニードルホルダー マッシュプ라이어ワイドチップ 14cm
Ortho Mathieu, Wide Tip Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-331	23,100円	☺


 【ワイヤー使用許容径】～.015"



ニードルホルダー マッシュプ라이어パーマシャープ 14cm
Ortho Mathieu, Perma Sharp™ Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-332	42,000円	

 【ワイヤー使用許容径】～.015"



リンガルマッシュプ라이어
Lingual Mathieu Pliers

パートコード	標準価格	取寄品
678-705	36,800円	☺

 【ワイヤー使用許容径】～.015"

リンガル用



ブラケットスロットにアーチワイヤーを固定するためリガチャーワイヤーを結紮している咬合面観

Hand Instruments

ハンドインスツルメント

歯列矯正用のハンドインスツルメントは、術者のお好みに合わせて使っていただけるよう人間工学に沿った把持部を様々なサイズで用意しています。また、精度と卓越性へのニーズに応えるため、適度な重さとバランスを保ちつつ精細に仕上げられています。

■ ハンドインスツルメント



ダイレクトボンドブラケットホルダー
Direct Bond Bracket Holder
パートコード 標準価格 取寄品
678-212 12,600円 🕒



スリム
タイプ



ブラケットを
装着している唇側面観

スリムダイレクトボンドブラケットツイーザー
Slim Direct Bond Bracket Tweezers
パートコード 標準価格 取寄品
678-504 12,600円



スリム
タイプ



バックルチューブを
接着している頬側面観

● ウルトラスリムバックルチューブボンダー
ツイーザー
Slim Buccal Tube Bonder Tweezers
パートコード 標準価格 取寄品
678-505 12,600円



スリムディスタルシンチバックハンドインスツルメント
Slim Distal Cinch Back

パートコード 標準価格 取寄品
678-506 9,500円 🕒

.021" x .025"までのステンレススチールアーチワイヤーのシンチバックに使用。
細いヘッドが臼歯部での広い視野を確保。
【屈曲許容径】～.021" x .025"

スリム
タイプ



バックルチューブ遠心部の余剰ワイヤーを屈曲している頬側面観

● おすすめ品

📦 取寄品

取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ハンドインスツルメント
Hand Instruments



矯正 Orthodontic



● リンガルリガチャーディレクター

パートコード	標準価格	取寄品
678-706	10,500円	

【使用許容径】～.021" x .025"

リンガル用



リンガルリガチャーディレクターU字型

パートコード	標準価格	取寄品
678-707	10,500円	

【使用許容径】～.021" x .025"

リンガル用



ブラガー&リガチャーピッカー S

パートコード	標準価格	取寄品
678-907	9,500円	



バンド&ワイヤープッシャー300

パートコード	標準価格	取寄品
BP300	9,500円	



フィリオンエクスプローラー&リガチャーディレクター

パートコード	標準価格	取寄品
FE/LD	7,400円	

【使用許容径】～.015"



リガチャーディレクタータッカー

パートコード	標準価格	取寄品
LD1	9,500円	

【使用許容径】～.015"



リガチャーディレクタージングラス

パートコード	標準価格	取寄品
LDG2	9,500円	

【使用許容径】～.015"



リガチャータッカー

パートコード	標準価格	取寄品
LDT	9,500円	

【使用許容径】～.015"

標準価格は全て税抜価格です。



SNディレクター .018"		
Lingual Ligature Director, .018"		
パートコード	標準価格	取寄品
SNLD1	9,500円	
【使用許容径】～.018"		



リンガルトーキングキー		
Lingual Torquing Key		
パートコード	標準価格	取寄品
TK018	10,300円	
【使用許容径】～.018"		

リファレンス

潤滑

- ヒンジ部分がある器具は、最低一週間に一度は滅菌前に潤滑剤を塗布してください。
- 継続的な潤滑剤の使用により、器具をさらに長くご使用頂けますので、器具の使用頻度や使用用途別に潤滑剤の使用回数を調整してください。
- 潤滑剤は、ヒンジ器具への専用のIMS潤滑スプレー (ILS) などをご使用ください。

クリーニング

- 器具をご使用後は、直ちにセメント・血液・組織・その他有機物などの付着物を除去してください。エンザイマックス(Enzymax™)をはじめとした、医療器具用の酵素系中性洗剤を使用した超音波洗浄を推奨します。
- 超音波洗浄に使用する薬液は、必要に応じて変更してください。
- ヒンジ部分のある器具は開いた状態で洗浄・滅菌を行ってください。
- 洗浄不良は器具の変色や酸化の原因となります。
- 洗浄の際は医療器具及び歯科医療器具への使用を推奨された専用洗剤または消毒剤を使用し、使用時間や使用濃度等は洗剤メーカーの取扱説明書に従ってください。

滅菌

- ヒンジ部分がある器具は、開いた状態で滅菌を行ってください。
- ヒューフレディグループは、高圧蒸気滅菌を推奨しています。
- 高圧蒸気滅菌を行うことでカッターが切れにくくなる事はありません。
- 低温滅菌剤の使用は、ステンレスの化学変化を誘発しますので使用しないでください。
- 滅菌前にご使用の滅菌器が清潔で正常に動作していることをご確認ください。

トラブルシューティング

問題	原因	対策
しみ	<ul style="list-style-type: none"> • 超音波洗浄後の不十分なすすぎ • 超音波洗浄後の不十分な乾燥 • 洗浄液の交換をしていない • 滅菌器が汚れている 	<ul style="list-style-type: none"> • 流水下で30秒以上、しっかりすすいでください • 温水ですすいでください • 必要に応じてすすぎの後、カセットをアルコールに浸してください • 超音波洗浄液は、汚れに応じて少なくとも1日1回は交換してください • 滅菌器は毎週掃除をおこなってください • タンクには蒸留水をご使用ください
さび	<ul style="list-style-type: none"> • カーボンインストゥルメントからの腐食がステンレスインストゥルメントに広がる 	<ul style="list-style-type: none"> • ステンレス製とカーボン製のインストゥルメントは分けて処理してください • カーボンスチールインストゥルメントは、滅菌器のメーカーが指定する滅菌前に使用する防錆剤に浸してください
穴あき	<ul style="list-style-type: none"> • 化学薬品による腐食 	<ul style="list-style-type: none"> • インストゥルメントをすすぎ完全に乾燥させてください • メーカーが推奨する医療用の専用洗浄剤や薬液のみをご使用ください • 家庭用漂白剤や染み抜き歯石除去剤は、使用しないでください

腐食


- ヒューフレディグループの器具は腐食に耐性があります。メーカーが推奨する方法で管理して頂く事により、器具を腐食から防ぐ事ができます。
- 蓄積された残屑などの付着物は、オレンジ色に変色しサビのように見えることがあります。
- サビのない器具を腐食した器具と一緒に取扱わないでください。サビは腐食した器具から腐食のない器具へと移ります。
- 腐食した器具は直ちに破棄されることを推奨します。

ステンレス製インストゥルメント

- ステンレスは耐腐食性に富んでいますが、定められた濃度を超える化学物質や特定の化学物質にさらされると変色、腐食します。
- ステンレスを次の化学物質には接触させないでください：次亜塩素酸ナトリウム(家庭用漂白剤)、酒石酸(ステインおよび歯石除去剤)、塩化アルミニウム、塩化バリウム、塩化第二水銀、塩化カルシウム、石炭酸、塩素化石灰、クエン酸、デーキン液、塩化第一鉄、ライゾール、塩化水銀、水銀塩、フェノール、過マンガン酸カリウム、チオシアン酸カリウム、塩化第一スズ。
- 次の化学物質は決してステンレスと合わせて使用しないでください：王水、塩化第二鉄、硫酸、塩酸、ヨウ素。

シャープニング

- カッターは、定期的なシャープニングを推奨しております。
- 定期的にかッターを点検し、シャープニングが必要かどうかをご確認ください。
- 刃先が鋭利なカッターは、より効率的に作用するだけでなくカッターの寿命を長持ちさせます。



外科 Surgical

ヒューフレディグループ製外科用 インスツルメント	H02	持針器	H44
チゼル (のみ)	H03	マレット	H51
鋭匙 (ボーンキュレット)	H09	オステオトーム	H52
ペリオサージカルキュレット	H12	剥離子 (ペリオスチール)	H54
サイナスキュレット	H13	ペリオトーム (歯周靱帯刀)	H60
エレベーター (ヘーベル)	H14	リトラクター／開口器	H62
ルクセーティングエレベーター	H17	骨鉗子	H66
ルクセーティングハイブリッド	H19	ルートチップエレベーター	H67
骨やすり	H21	メスハンドル	H69
やすり (ペリオドンタルファイル)	H22	はさみ	H71
抜歯鉗子	H23	外科用ピンセット (ティッシュプライヤー/撮子)	H78
移植用インスツルメント	H30	ティッシュニッパー／タオルクランプ	H84
ガーゼパッカー	H32	ワイヤーカッピングシザーズ	H85
止血鉗子	H33	アスピレーター	H86
サイナスリフトインスツルメント	H35	シリンジ／ボーンキャリパス	H88
ペリオナイフ	H37		
マウスギャグ (開口器)	H42		
マウスプロップ	H43		



ヒューフレディグループ製外科用インスツルメント

ヒューフレディグループでは数多くの外科用インスツルメントのラインナップをご用意しています。その多くはキーオピニオンリーダー、教育者および教育関連施設のプロフェッショナルチームと共同開発の下にデザインされており、高水準の精度と性能を備えています。長年蓄積された製造技術に加え独自に開発した材料および徹底した品質管理システムにより、高水準を保ちより良い臨床結果を得られるように、日々貢献しております。

ブラックライン

- ・高性能な黒色コーティングが接触する粘膜の滑りを改善し、粘膜下においても明確な視野を確保。
- ・ライトの乱反射を抑制し、コントラストを明示。
- ・イミニティスチール製と比較して鋭利さと耐久性が向上。



抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト


- ・把持部内側にダイヤモンドダスト加工を施したことにより滑りにくく、歯牙を確実に把持。^{※1}
- ・薄いテーパ状の先端部は、破折や侵襲のリスクを低減し歯牙へのアクセスと視野が向上。
- ・ハンドルにホールパターンを採用したことにより従来品と比較して約35%軽量になり^{※2}、使用中の快適さとコントロールの良さを実現。
- ・マット仕上げのためライトの乱反射を抑制。

※1:ヒューフレディグループ製抜歯鉗子アトラウマとの比較
※2:ヒューフレディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な重量とダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較



持針器 パーマシャープ (Perma Sharp™)

- ・ダイヤモンドとほぼ同程度の硬度を有するタングステンカーバイドを貼り付けることで耐久性を向上。
- ・複数のラチェットが把持の圧力を適度に保ち、スムーズに解放(マシュー型・ヘガール型)。



● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

チゼル(のみ)
Chisels




外科 Surgical

Chisels

チゼル(のみ)

■ ペリオドンタルチゼル オッセンバイン


骨の形態修正に適しています。半円状の斜めの切り込みが両側に入られています。フラップの引き起こしや二次口蓋フラップの除去にも使用できます。



先端幅:5.0mm

● **オッセンバイン 1**
1 Ochsenspin

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CO1	9,600 円	#524	丸柄	



先端幅:5.0mm

● **オッセンバイン 2**
2 Ochsenspin

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CO2	9,600 円	#524	丸柄	



先端幅:2.5mm

先端幅:2.5mm

● **オッセンバイン 3**
3 Ochsenspin

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CO36	9,600 円	#6	サテンスチール	🕒



先端幅:3.8mm

先端幅:3.8mm

● **オッセンバイン 4**
4 Ochsenspin

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CO46	9,600 円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類



#524 丸柄

マレットを使用できる片頭ハンドル



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニチスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

■ ペリオドンタルチゼル ロードス バック・アクション

掲載画像 C36/379

先端幅:3.8mm

先端幅:3.8mm



● **ロードス バック・アクション 36/37**

36/37 Rhodes Back-Action

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
C36/379	10,700 円	#9	エパーエッジ	
C36/376	9,400 円	#6	サテンスチール	

ロードス・バックアクション(C36/37)はプルストロークで使用します。歯牙に隣接した骨に過剰な損傷を与えずに除去することができます。特に最後臼歯の遠心面での使用に適しています。

■ ペリオドンタルチゼル クレイマー・ネビンス

先端幅:2.0mm

先端幅:2.0mm



クレイマー・ネビンス 1/2

1/2 Kramer-Nevis

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CKN1/26	9,600 円	#6	サテンスチール	☺

■ ペリオドンタルチゼル フェディ

歯肉の除去または豊隆形成のための切開に使用、また隣接部の組織除去にも適用です。

先端幅:2.0mm

先端幅:2.0mm



フェディ 1

1 Fedi

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CPF16	11,000 円	#6	サテンスチール	

先端幅:2.3mm

先端幅:2.3mm



フェディ 2

2 Fedi

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CPF26	11,000 円	#6	サテンスチール	

■ ペリオドンタルチゼル

先端幅:3.3mm

先端幅:3.3mm



TG

TG

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CTG6	9,600 円	#6	サテンスチール	

掲載画像 CTG-O6

先端幅:3.3mm

先端幅:3.3mm



● **TG-O**

TG-O

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CTG-O6	9,600 円	#6	サテンスチール	
CTG-O	9,600 円	#2	角柄	

TGにオッセンバインのカットアウトを付与した変形版です。

ハンドルの種類



#9 エパーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エパーエッジ」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニチスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#2 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミニチスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ ペリオドンタルチゼルアーバン



先端幅:7.0mm

先端幅:7.0mm

アーバン 1 Urban Bone Chisel				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CURBAN1	13,200 円	#6	サテンスチール	



先端幅:1.0mm

先端幅:1.3mm

アーバン 2 Urban Bone Contouring				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CURBAN2	13,200 円	#6	サテンスチール	🕒

■ ペリオドンタルチゼルジョバノビック



先端幅:4mm

先端幅:4mm

● ジョバノビック 1 4mm 1 Jovanovic 13K/TG				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PJO/16	13,200 円	#6	サテンスチール	



先端幅:5mm

先端幅:5mm

ジョバノビック 2 5mm 2 Jovanovic 13K/TG				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PJO/26	13,200 円	#6	サテンスチール	🕒



先端幅:6mm

先端幅:6mm

ジョバノビック 3 6mm 3 Jovanovic 13K/TG				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PJO/36	13,200 円	#6	サテンスチール	🕒



先端幅:2mm

先端幅:2mm

ジョバノビック ミニ 2 2 Jovanovic Mini				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PJO/2M6	13,200 円	#6	サテンスチール	🕒



先端幅:3mm

先端幅:3mm

ジョバノビック ミニ 3 3 Jovanovic Mini				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PJO/3M6	13,200 円	#6	サテンスチール	🕒

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。
軽い力で把持することができるためのハンドル。

■ ペリオドンタルチゼル ブーザー



ブーザー 1/2				
1/2 Buser Modified Bone Scraper				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PPBUSER12X	12,400 円	BL	ブラックライン	
PPBUSE1/26	11,000 円	#6	サテンスチール	

J01/2および13K/13KLの変形版です。



● ブーザー 1/3				
1/3 Buser Modified Bone Scraper				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PPBUSER13X	12,400 円	BL	ブラックライン	
PPBUSE1/36	11,000 円	#6	サテンスチール	

J01/3および13K/13KLの変形版です。



ブーザー 2/3				
2/3 Buser Modified Bone Scraper				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PPBUSER23X	12,400 円	BL	ブラックライン	
PPBUSE2/36	11,000 円	#6	サテンスチール	☺

J02/3および13K/13KLの変形版です。

■ ペリオドンタルチゼル カークランド



● カークランド 13K/13KL				
13K/13KL Kirkland				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
S13K/13KL9	11,000 円	#9	エバーエッジ	
S13K/13KL6	9,600 円	#6	サテンスチール	



カークランド 13K/TG				
13K/TG Kirkland				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
S13K/TG9	11,000 円	#9	エバーエッジ	
S13K/TG6	9,600 円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。




#9 エバーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エバーエッジ」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



取寄品 取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ ペリオドンタルチゼル パラッチ



パラッチ P24G/13KL				
P24G/13KL, Palacci Modified				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPAL13K6	9,700 円	#6	サテンスチール	

■ ペリオドンタルチゼル タバネラ



タバネラ 1				
Tabanella 1				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
TABANELLA3	9,100 円	#6	サテンスチール	☺



タバネラ 2				
Tabanella 2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
TABANELLA4	9,100 円	#6	サテンスチール	☺

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

■ ボーンチゼル(のみ)

ヒューフレディグループ製ボーンチゼルは、厳選された外科用ステンレススチールから丁寧にハンドメイドで製造されています。骨や歯牙の分割や形態修正などに使用します。

先端幅:3mm



ガードナー 1				
1 Gardner				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CG1	10,800 円	#524	丸柄	

先端幅:4mm




ガードナー 2				
2 Gardner				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CG2	10,800 円	#524	丸柄	

先端幅:4.3mm



ガードナー 5				
5 Gardner				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CG5	10,800 円	#524	丸柄	☺

先端幅:4mm



ガードナー 9				
9 Gardner				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CG9	10,800 円	#524	丸柄	


先端幅:5.5mm



クレイマー・クレイマ5.5mm				
55 K-N				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CKN55	14,100 円	#524	丸柄	☺

鋭く、片面カットの長いチゼルは分割した骨を広げるようデザインされています。チゼルの(幅、長さ、カットタイプ)選択は、骨髄の形および大きさによります。

先端幅:6.3mm



ブーザー 6		
6 Buser		
パートコード	標準価格	取寄品
CBFL112	14,100 円	☺

先端幅:4.4mm



ブーザー 4		
4 Buser		
パートコード	標準価格	取寄品
CBFL214	14,100 円	



鋭匙 (ボーンキュレット)

ヒューフレディグループ製鋭匙(ボーンキュレット)は、さまざまな外科処置で多量の歯石や硬組織を容易に除去できる様にデザインされています。

太いハンドルと幅広い第一シャンクは、より把持しやすく操作性が向上することにより高い性能と効率を実現します。

■ ボーンキュレット ルーカス

掲載画像 CL84X

先端幅:2.0mm



先端幅:2.0mm

84				
84 Lucas				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CL84X	9,900 円	BL	ブラックライン	
CL846	8,800 円	#6	サテンスチール	
CL84	8,800 円	#522	角柄	🕒

掲載画像 CL85X

先端幅:2.5mm



先端幅:2.5mm

85				
85 Lucas				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CL85X	9,900 円	BL	ブラックライン	
CL856	8,800 円	#6	サテンスチール	

掲載画像 CL86X

先端幅:2.8mm



先端幅:2.8mm

86				
86 Lucas				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CL86X	9,900 円	BL	ブラックライン	
CL866	8,800 円	#6	サテンスチール	
CL86	8,800 円	#522	角柄	🕒

掲載画像 CL87X

先端幅:3.5mm



先端幅:3.5mm

87				
87 Lucas				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CL87X	9,900 円	BL	ブラックライン	
CL876	8,800 円	#6	サテンスチール	
CL87	8,800 円	#522	角柄	🕒

先端幅:4.7mm



先端幅:4.7mm

88				
88 Lucas				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CL886	8,800 円	#6	サテンスチール	🕒

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



#522 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

■ ボーンキュレットミラー

掲載画像 CM86



先端幅:3.4mm

先端幅:3.4mm

8 8 Miller				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CM86	8,800 円	#6	サテンスチール	
CM8	8,800 円	#522	角柄	

掲載画像 CM96



先端幅:2.8mm

先端幅:3.4mm

9 9 Miller				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CM96	8,800 円	#6	サテンスチール	
CM9	8,800 円	#522	角柄	

掲載画像 CM106



先端幅:2.9mm

先端幅:2.9mm

10 10 Miller				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CM106	8,800 円	#6	サテンスチール	
CM10	8,800 円	#522	角柄	

掲載画像 CM116



先端幅:3.6mm

先端幅:3.6mm

11 11 Miller				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CM116	8,800 円	#6	サテンスチール	
CM11	8,800 円	#522	角柄	

掲載画像 CM126



先端幅:4.2mm

先端幅:4.2mm

12 12 Miller				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CM126	8,800 円	#6	サテンスチール	
CM12	8,800 円	#522	角柄	

ハンドルの種類




#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#522 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。



取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

鋭匙(ボーンキュレット)

Curettes



外科 Surgical

■ ボーンキュレット モルト

掲載画像 CM2/4X



先端幅:7.0mm

先端幅:3.5mm

モルト 2/4

2/4 Molt

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CM2/4X	9,900 円	BL	ブラックライン	
CM2/4S6	8,800 円	#6	サテンスチール	☺



■ ボーンキュレット ラバンカ



ラバンカ 7mm

Labanca Bone Curette

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CSLABANCA6	13,200 円	#6	サテンスチール	☺

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

標準価格は全て税抜価格です。

H11



Curettes

ペリオサージカルキュレット

肉芽組織や歯肉縁下に固着した沈着物の除去に適した大型で堅牢なキュレットです。

■ ペリオサージカルキュレット



カークランド8K/9K
8K/9K Kirkland

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SK8/96	6,200 円	#6	サテンスチール	☺



クレイマー・ネビンス 3/4
3/4 Kramer-Nevins

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SKN3/46	6,200 円	#6	サテンスチール	

掲載画像 SKRA39



クレイマー・ネビンス 3
KRA-3 Kramer

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SKRA39	6,600 円	#9	エバーエッジ	
SKRA36	6,200 円	#6	サテンスチール	☺

掲載画像 SPR1/29



● プリチャード 1/2
PR1/2 Prichard

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPR1/29	6,600 円	#9	エバーエッジ	
SPR1/26	6,200 円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類




#9 エバーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エバーエッジ」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニチスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Sinus Curettes

サイナスキュレット

シュナイダー膜の剥離や挙上、顎骨側壁からの膜の挙上などに使用します。

■ サイナスキュレット



サイナスキュレット1 1 Sinus Curette				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SINC1X	14,300 円	BL	ブラックライン	☺
SINC1	13,200 円	#6	サテンスチール	☺



サイナスキュレット2 2 Sinus Curette				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SINC2X	14,300 円	BL	ブラックライン	☺
SINC2	13,200 円	#6	サテンスチール	☺

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニチスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



エレベーター (ヘーベル)

ヒューフレディグループ製エレベーター(ヘーベル)は、さまざまなラインナップをご用意しております。熱処理により厳しい規格を満たしたイムニティスチール製で、太いハンドルと固定された先端部はより高い操作性と耐久性を兼ね備えています。

■ エレベーター スペシャルタイプ

ハンドルが日本人の手の大きさに合うように開発されたコンパクトなエレベーターです。

先端幅:4.3mm 直



● スペシャルタイプ 1S (E-S1)		
Special Type 1S		
パートコード	標準価格	取寄品
EL4032	9,500 円	

先端幅:4.2mm 曲



スペシャルタイプ 1C (E-C1)		
Special Type 1C		
パートコード	標準価格	取寄品
EL3042	9,500 円	

先端幅:2.8mm 直



スペシャルタイプ 3S (E-S3)		
Special Type 3S		
パートコード	標準価格	取寄品
EL3024	9,500 円	

先端幅:3.0mm 曲



スペシャルタイプ 3C (E-C3)		
Special Type 3C		
パートコード	標準価格	取寄品
EL4014	9,500 円	

先端幅:2.5mm 直



スペシャルタイプ 4S (E-S4)		
Special Type 4S		
パートコード	標準価格	取寄品
EL4031	9,500 円	

先端幅:2.5mm 曲



● スペシャルタイプ 4C (E-C4)		
Special Type 4C		
パートコード	標準価格	取寄品
EL3092	9,500 円	

● おすすめ品

☺ 取寄品


取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ エレベーター

外科 Surgical

先端幅:6.5mm



● ミニクライヤー21


21 Cryer Mini

パートコード	標準価格	取寄品
E21	9,700 円	☺

第三大臼歯や歯根の抜去に適用

おすすめの組み合わせ

先端幅:6.5mm



● ミニクライヤー 22

22 Cryer Mini


パートコード	標準価格	取寄品
E22	9,700 円	☺

第三大臼歯や歯根の抜去に適用



E22を使用し、バーで分割した歯牙を抜去。

先端幅:9.0mm




クライヤー44

44 Cryer Small

パートコード	標準価格	取寄品
E44	9,700 円	☺

おすすめの組み合わせ

先端幅:9.0mm



クライヤー 45

45 Cryer

パートコード	標準価格	取寄品
E45	9,700 円	☺

先端幅:3.0mm



シュメッケバイヤー アペクス 4


4 Schmeckebier Apexo

パートコード	標準価格	取寄品
E4	9,700 円	☺

シュメッケバイヤーは、破折した根や深く埋入した歯根用

おすすめの組み合わせ

先端幅:3.0mm



シュメッケバイヤー アペクス 5

5 Schmeckebier Apexo

パートコード	標準価格	取寄品
E5	9,700 円	☺

シュメッケバイヤーは、破折した根や深く埋入した歯根用

先端幅:3.5mm 曲



バーナードライト6		
6 Right Bernard Syndesmotome		
パートコード	標準価格	取寄品
BER6X	12,100 円	



先端幅:3.5mm 曲

バーナードレフト7		
7 Left Bernard Syndesmotome		
パートコード	標準価格	取寄品
BER7X	12,100 円	



先端幅:3.5mm 曲

● バーナード11		
11 Straight Bernard Syndesmotome		
パートコード	標準価格	取寄品
BER11X	12,100 円	



Luxating Elevators

ルクセーティングエレベーター

ルクセーティングエレベーターは、歯周靭帯を切断するための薄くて鋭いブレードがついています。エレベーターのように「てこの原理」で持ち上げたりして使用するのではなく、揺らして歯根膜を切断しながら使用することで、隣接歯にかかる圧力を軽減します。

■ ルクセーティングエレベーター

先端幅:2mm 曲



● **スリム 2C**

2mm Slim Curved

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
ELSLIM2CSX	10,800 円	BL	ブラックライン	

先端幅:2mm 直



スリム 2S

2mm Slim Straight

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
ELSLIM2SSX	10,800 円	BL	ブラックライン	

先端幅:2mm 曲



2C

2mm Curved

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EL2CX	10,800 円	BL	ブラックライン	

先端幅:2mm 直



2S

2mm Straight

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EL2SX	10,800 円	BL	ブラックライン	

先端幅:3mm 曲



● **スリム 3C**

3mm Slim Curved

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
ELSLIM3CSX	10,800 円	BL	ブラックライン	

先端幅:3mm 直



スリム 3S

3mm Slim Straight

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
ELSLIM3SSX	10,800 円	BL	ブラックライン	

先端幅:3mm 曲



● **3C**

3mm Curved

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EL3CX	10,800 円	BL	ブラックライン	

先端幅:3mm 直



3S

3mm Straight

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EL3SX	10,800 円	BL	ブラックライン	

先端幅:4mm 曲



4C

4mm Curved

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EL4CX	10,800 円	BL	ブラックライン	

先端幅:4mm 直



4S

4mm Straight

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EL4SX	10,800 円	BL	ブラックライン	

先端幅:5mm 曲



● **5C**

5mm Curved

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EL5CX	10,800 円	BL	ブラックライン	

先端幅:5mm 直



5S

5mm Straight

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EL5SX	10,800 円	BL	ブラックライン	



Luxating Hybrids

ルクセーティングハイブリッド

適正な角度に屈曲した薄い先端部と太いハンドルでデザインされたルクセーティングハイブリッドは根尖方向および隣接歯間部へのアクセスを改善するとともに、抜歯時に歯周靭帯を切断することができ、頬側歯槽骨の保存を可能にします。



■ ルクセーティングハイブリッド

掲載画像 EPTSMCX



先端幅:2.5mm

● 曲

Small Curved

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EPTSMCX	14,300 円	BL	ブラックライン	
EPTSMC	13,200 円	#6	サテンスチール	

掲載画像 EPTSMDX



先端幅:2.3mm

● 遠心用 S

Small Distal

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EPTSMDX	14,300 円	BL	ブラックライン	
EPTSMD	13,200 円	#6	サテンスチール	

おすすめの組み合わせ

掲載画像 EPTSMMX



先端幅:2.3mm

● 近心用 S

Small Mesial

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EPTSMMX	14,300 円	BL	ブラックライン	
EPTSM	13,200 円	#6	サテンスチール	

掲載画像 EPTSSPX



先端幅:4.0mm

直 スパード

Straight Spade

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EPTSSPX	14,300 円	BL	ブラックライン	🕒
EPTSSP	13,200 円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

掲載画像 EPTSMSX

先端幅:2.5mm



直 Small Straight				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EPTSMSX	14,300 円	BL	ブラックライン	☺
EPTSMS	13,200 円	#6	サテンスチール	

掲載画像 EPTLGDX

先端幅:4.0mm



遠心用 L Large Distal				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EPTLGDX	14,300 円	BL	ブラックライン	☺
EPTLGD	13,200 円	#6	サテンスチール	

おすすめの組み合わせ

掲載画像 EPTLGMX

先端幅:4.0mm



近心用 L Large Mesial				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EPTLGMX	14,300 円	BL	ブラックライン	☺
EPTLGM	13,200 円	#6	サテンスチール	



ルクセーティングハイブリッド キット

Luxating Hybrids Kit

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EPTKITX	115,500 円	BL	ブラックライン	

ルクセーティングハイブリッド(BL)7種各1本、IMSカセット インフィニティ(IMN5081)を含む。
※ブラックラインキットには製品の特性上ストーンは含まれません。



● **ルクセーティングハイブリッド キット**

Luxating Hybrids Kit

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EPTKIT	107,800 円	#6	サテンスチール	

ルクセーティングハイブリッド(#6)7種各1本、IMSカセット (IM5080)、セラミックストーン円筒型を含む。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



骨やすり

■ ボーンファイル

掲載画像 BF1X6



先端サイズ:4.8 x 8.2mm

先端サイズ:8.2 x 13.2mm

● ミラーコルバーン 1X

1X Miller-Colburn Cross-Cut

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
BF1X6	14,400 円	#6	サテンスチール	
BF1X	14,400 円	#522	角柄	🕒

小型パドルは大型パドルの半分の大きさです。



先端サイズ:6.2 x 23.0mm

先端サイズ:6.2 x 25.0mm

ミラーコルバーン 2X

2X Miller-Colburn Cross-Cut

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
BF2X6	14,400 円	#6	サテンスチール	

曲と直の作業部のコンビネーション。



先端サイズ:4.8 x 8.2mm

先端サイズ:6.2 x 25.0mm

ミラーコルバーン 3X

3X Miller-Colburn Cross-Cut

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
BF3X6	14,400 円	#6	サテンスチール	

曲の作業部と小型パドル型作業部のコンビネーション。



クロスカットのファイルは、どんな方向にでも切削力を加えることができます。

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イムニテスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#522 角柄

作業部は腐食性に優れた「イムニテスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。



Files - Periodontal

やすり (ペリオドンタルファイル)

歯間部に使用します。

ファイルが両面についており、プッシュストロークとプルストロークに使用できます。

ペリオドンタルファイル



掲載画像 FS1/2S6

● シュガーマン 1S/2S				
1S/2S Sugarman Mesial/Distal				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
FS1/2S6	10,800 円	#6	サテンスチール	
FS1/2S	10,800 円	#2	角柄	☺

近遠心用(刃:2面)



掲載画像 FS3/4S6

● シュガーマン 3S/4S				
3S/4S Sugarman Buccal/Lingual				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
FS3/4S6	10,800 円	#6	サテンスチール	
FS3/4S	10,800 円	#2	角柄	☺

骨縁上および骨縁下ポケット内の肉芽組織の除去に適しています。頬舌用(刃:3面)



バック 11/12				
11/12 Buck Straight				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
FB11/126	10,800 円	#6	サテンスチール	☺



先端幅:1.7mm

先端幅:1.7mm

タバネラ				
Tabanella Universal Bone File				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
TABANELLA2	10,800 円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニチスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#2 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミニチスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

Forceps

抜歯鉗子

歯牙を抜去するために使用します。


ヒューフレディグループでは様々なラインナップの抜歯鉗子をご用意しています。

- プレジデンシャルシリーズ：鍛造されたステンレス鋼を使用しているため耐久性が高く、インスツルメントに均等に圧力が加わるようにヒンジ部は精巧に製作。
- アトラウメアシリーズ：表面のマット仕上げがライトの乱反射を抑制し、視認度を向上させ、またアクセスの良さ、歯冠と歯根の把持しやすさに重点を置き設計。
- ダイヤモンドダストシリーズ：アトラウメアシリーズの先端部にダイヤモンドダストを施し、歯牙の把持力が向上。
※抜歯鉗子のヒンジは開いた状態で洗浄、滅菌してください。

■ 抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト

薄いテーパ状の先端部

薄いテーパ状の先端部は、破折や侵襲のリスク低減、また歯牙へのアクセスと視野が向上します。



歯牙の把持力が20%UP※

※ヒューフレディグループ製抜歯鉗子アトラウメアとの比較
把持部内側にダイヤモンドダスト加工を施したことにより滑りにくく、歯牙を確実に把持します。


従来品と比較して約35%軽量※

※ヒューフレディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な重量とダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較
穴隙を作り軽量化されたハンドルを用いることで、使用中の快適さとコントロールの良さを実現します。


マット仕上げ

ライトの乱反射を抑制し、より良い視野にします。


【上顎用】




ダイヤモンドダスト スタンダード1		
1 Standard Forceps		
パートコード	標準価格	取寄品
F1XSD	39,600円	
上顎切歯用 ギザ付		



ダイヤモンドダスト 35		
35		
パートコード	標準価格	取寄品
F35XSD	39,600円	
上顎犬歯・小臼歯用 ギザ付		




ダイヤモンドダスト アピカル 35		
35 Apical		
パートコード	標準価格	取寄品
FAF35XSD	39,600円	
上顎犬歯・小臼歯用		



ダイヤモンドダスト 67
67

パートコード	標準価格	取寄品
F67XSD	39,600 円	


 上顎大白歯用



ダイヤモンドダスト 44
44 Root

パートコード	標準価格	取寄品
FX44XSD	39,600 円	

 上顎歯根用




ダイヤモンドダスト 51
51 Root

パートコード	標準価格	取寄品
FX51XSD	39,600 円	

 上顎歯根用
ギザ付

【下顎用】



ダイヤモンドダスト 36
36

パートコード	標準価格	取寄品
F36XSD	39,600 円	

 下顎切歯用
ギザ付



ダイヤモンドダスト アピカル 36
36 Apical

パートコード	標準価格	取寄品
FAF36XSD	39,600 円	

 下顎切歯・小白歯用



ダイヤモンドダスト 45
45 Root

パートコード	標準価格	取寄品
FX45XSD	39,600 円	


 下顎歯根用
ギザ付



ダイヤモンドダスト 13
13

パートコード	標準価格	取寄品
F13XSD	39,600 円	

 下顎小白歯用
ギザ付



ダイヤモンドダスト 21
21

パートコード	標準価格	取寄品
F21XSD	39,600 円	

 下顎大白歯用
ギザ付

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

■ 抜歯鉗子


【上顎前歯・小臼歯用】



アトラウメア スタンダード 1
1 Standard Forceps, Atraumair

パートコード	標準価格	取寄品
F1XS	35,200 円	☺

上顎切歯用
ギザ付



スタンダード 1
1 Standard

パートコード	標準価格	取寄品
F1	26,100 円	


上顎切歯・犬歯用
プレジデンシャルシリーズ



アトラウメア 35
35 Forceps, Atraumair

パートコード	標準価格	取寄品
F35XS	35,200 円	☺


上顎犬歯・小臼歯用
ギザ付



● **クライヤー ユニバーサル 150**
150 Cryer Universal

パートコード	標準価格	取寄品
F150	26,100 円	

上顎切歯・犬歯・小臼歯・歯根用 左右共用
プレジデンシャルシリーズ




アトラウメア アピカル 35
35 Apical Forceps, Atraumair

パートコード	標準価格	取寄品
FAF35XS	35,200 円	☺

上顎犬歯・小臼歯用


【上顎臼歯用】



● **10S**
10S

パートコード	標準価格	取寄品
F10S	26,100 円	


上顎臼歯用
プレジデンシャルシリーズ



アトラウメア 67
67 Forceps Upper Molars, Atraumair

パートコード	標準価格	取寄品
F67XS	35,200 円	☺

上顎臼歯用



210S
210S

パートコード	標準価格	取寄品
F210S	26,100 円	

上顎第3大臼歯用
プレジデンシャルシリーズ

標準価格は全て税抜価格です。

【下顎前歯・小臼歯用】



● **クライヤーユニバーサル151**
151 Cryer Universal

パートコード	標準価格	取寄品
F151	26,100 円	

 下顎切歯・犬歯・小臼歯・歯根用 左右共用
プレジデンシャルシリーズ



アトラウメア 36
36 Forceps, Atraumair

パートコード	標準価格	取寄品
F36XS	35,200 円	☺


 下顎切歯用
ギザ付



アトラウメア アピカル 36
36 Apical Forceps, Atraumair

パートコード	標準価格	取寄品
FAF36XS	35,200 円	☺

 下顎小臼歯・切歯用



203
203

パートコード	標準価格	取寄品
F203	26,100 円	

 下顎切歯・犬歯・小臼歯・歯根用
プレジデンシャルシリーズ

【下顎大白歯用】



● **ハリス 17**
17 Harris

パートコード	標準価格	取寄品
F17	26,100 円	


 下顎第1・第2大白歯用
プレジデンシャルシリーズ



アトラウメア カウホーン 23
23 Cowhorn Forceps, Atraumair

パートコード	標準価格	取寄品
F23XS	35,200 円	☺

 下顎臼歯用



222
222

パートコード	標準価格	取寄品
F222	26,100 円	

 下顎第3大白歯用
プレジデンシャルシリーズ

● おすすめ品


☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

抜歯鉗子
Forceps



【残根用】




トームズ 69

69 Tomez

パートコード	標準価格	取寄品
F69	26,100 円	

上下顎破折根・歯根用
プレジデンシャルシリーズ




● ヒューフレディ 300

300 Root

パートコード	標準価格	取寄品
F300	31,500 円	

上顎歯根用、ギザ付
プレジデンシャルシリーズ



● ヒューフレディ 301

301 Root

パートコード	標準価格	取寄品
F301	31,500 円	

下顎歯根用、ギザ付
プレジデンシャルシリーズ




アトラウメア 51

51 Root Forceps, Atraumair

パートコード	標準価格	取寄品
FX51XS	35,200 円	☺

上顎歯根用、ギザ付



アトラウメア 45

45 Root Forceps, Atraumair

パートコード	標準価格	取寄品
FX45XS	35,200 円	☺

下顎歯根用、ギザ付

■ 抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用

ヒューフレディグループ製の乳歯用鉗子は、デリケートな組織と骨を保護するようにデザインされており、患児に対しより負担の少ない抜歯が可能となるように貢献します。小児の小さな口と歯の表面に合わせた設計で、他の鉗子同様に独自に開発された合金を使用しています。



プレジデンシャル小児用 150S レインボー

Rainbow Presidential™ Forceps Pedo Series

パートコード	標準価格	取寄品
F150SR	27,300 円	

ヒューフレディグループ製の抜歯鉗子プレジデンシャル レインボーは、虹色カラーを採用し、患児の抜歯体験が暗いイメージにならないようにという思いが秘められています。

上顎第1乳臼歯・歯根用、左右共用
プレジデンシャルシリーズ



● プレジデンシャル小児用 151S レインボー

151SR Pedo Rainbow

パートコード	標準価格	取寄品
F151SR	27,300 円	

ヒューフレディグループ製の抜歯鉗子プレジデンシャル レインボーは、虹色カラーを採用し、患児の抜歯体験が暗いイメージにならないようにという思いが秘められています。

下顎第1乳臼歯・歯根用、左右共用



プレジデンシャル小児用 150S

Presidential™ Forceps Pedo Series

パートコード	標準価格	取寄品
F150S	26,100 円	☺

上顎第1乳臼歯・歯根用、左右共用
プレジデンシャルシリーズ



プレジデンシャル小児用 151S

151S Pedo

パートコード	標準価格	取寄品
F151S	26,100 円	☺

下顎第1乳臼歯・歯根用、左右共用
プレジデンシャルシリーズ

■ 抜歯鉗子 使用部位チャート & お手入れ方法

【上顎用抜歯鉗子】

規格	ダイヤモンドダスト	アトラウメア	プレジデンシャルシリーズ	切歯用	犬歯用	小臼歯用	第1大臼歯用	第2大臼歯用	第3大臼歯用	歯根用	乳歯用
スタンダード1	★	★		●							
スタンダード1			★	●	●						
35	★	★			●	●					
アピカル 35	★	★			●	●					
クライヤー ユニバーサル150			★	●	●	●				●	
67	★	★					●	●	●		
10S			★				●	●	●		
210S			★						●		
44	★									●	
51	★	★								●	
300			★							●	
150S			★								●
150SR			★								●

【下顎用抜歯鉗子】


規格	ダイヤモンドダスト	アトラウメア	プレジデンシャルシリーズ	切歯用	犬歯用	小臼歯用	第1大臼歯用	第2大臼歯用	第3大臼歯用	歯根用	乳歯用
36	★	★		●							
アピカル 36	★	★		●	●	●					
13	★					●					
151			★	●	●	●				●	
203			★	●	●	●				●	
ハリス 17			★				●	●			
21	★						●	●	●		
カウホーン 23		★					●	●	●		
222			★						●		
45	★	★								●	
69			★							●	
301			★							●	
151S			★								●
151SR			★								●

抜歯鉗子の先端部


抜歯鉗子の先端部は、解剖学的に歯頸線上やその下の部分に当たるようにデザインされています。

先端部は、歯冠や歯根の形態に適合するようさまざまなデザインがあります。


多くの先端部はギザ付になっており、抜歯の際につかみやすくなっています。



単根歯用



二根歯用



三根歯用

ヒューフレディグループ製抜歯鉗子のお手入れ

正しい機能と外観を維持するため、以下の点にご注意ください。

- ・滅菌器に入れる前に完全に洗浄・乾燥してください。
- ・ヒンジインスツルメントは開いた状態で洗浄・滅菌してください。

長くご愛用いただくために

- ・滑らかな動きを保つために、IMS潤滑スプレー (ILS) を使用してください。
- ・水の中や蒸気で湿ったままの状態でも長時間放置しないでください。
- ・滅菌後は完全に乾燥させてください。
- ・強い酸やガスに近づけないでください。

Grafting Instruments

移植用インスツルメント

ヒューフレディグループ製移植用インスツルメントはひとつひとつハンドメイドで、厳選された高品質なステンレススチールから製造されています。移植材を移動しやすく、造成しやすいようにデザインされています。

■ ボーンプラガー



先端径:3.35mm

● **グリスデイル**
Grisdale Bone Condenser

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGGR1X	7,700 円	BL	ブラックライン	

先端径:4.0mm



先端サイズ:3.0 x 1.5mm

ラバンカ
Labanca

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGLABANCX	7,700 円	BL	ブラックライン	

先端サイズ:3.0 x 1.5mm



先端径:3.0mm

ジョバノビック 4
4 Jovanovic

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGJO/46	7,300 円	#6	サテンスチール	☺

先端径:3.0mm



先端径:3.0mm

ジョバノビック 5
Jovanovic Bone Condenser/Periosteal

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGJO/56	7,300 円	#6	サテンスチール	

先端幅:4.7mm



先端径:7.0mm

ボーンプラガー/コンデンサー
Bone Condenser/Plugger

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
CSEUWES6	10,200 円	#6	サテンスチール	☺

先端径:3.0mm

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ ボーングラフトスcoop

掲載画像 IMP6522X



先端サイズ:5 x 21mm

先端サイズ:10 x 25mm

● ボーングラフトスcoop

Bone Graft Scoop

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMP6522X	16,300 円	BL	ブラックライン	
IMP65226	15,200 円	#6	サテンスチール	

■ ボーンスcoop



先端径:5.0mm

ボーンスcoop ジョバノビック

Jovanovic Bone Scoop

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
BSJ05	13,200 円	#510	角柄	☺

■ メンブレンプレーサー



先端幅:1.9mm

先端径:0.6mm

メンブレンプレーサー

Membrane Placement Instrument

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PMP1X	9,900 円	BL	ブラックライン	

GTRメンブレンの配置用です。尖った先端でメンブレンを配置します。

■ ボーンパッカー



先端径:8.0mm

先端径:6.0mm

ボーンパッカー 6-8mm

Bone Packer

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
BPACK	10,200 円	#6	サテンスチール	

■ イミュニティスチールカップ



イミュニティスチールカップグラフト用

Immunity Steel Cup, Modified

パートコード	標準価格	取寄品
MUCPE	10,500 円	

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し、疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



ガーゼパッカー

■ ガーゼパッカー



ガーゼパッカー ヒューフレディ

Gauze Packer

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
GPHF6	8,600 円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

Hemostats

止血鉗子

止血、残根の除去、不安定なもの固定等様々な用途に対応できるインスツルメントです。



■ 止血鉗子



ケリー直1
1 Kelly Straight

パートコード	標準価格	取寄品
H1	10,300円	

全長:14cm



● ホルステッド・モスキート曲3
3 Halsted Mosquito Curved

パートコード	標準価格	取寄品
H3	10,300円	

全長:12cm



● ホルステッド・モスキート直4
4 Halsted Mosquito Straight

パートコード	標準価格	取寄品
H4	10,300円	

全長:12cm



ケリー曲2
2 Kelly Curved

パートコード	標準価格	取寄品
H2	10,300円	

全長:14cm



アドソン曲
Adson Curved

パートコード	標準価格	取寄品
HAC	13,500円	🕒

全長:19cm



アドソン直
Adson Straight

パートコード	標準価格	取寄品
HAS	13,500円	🕒


全長:19cm



コーチャー 曲 Kocher 1 x 2 Curved		
パートコード	標準価格	取寄品
HKC	10,300円	☺
全長:14cm		




ロチェスター・ペアン 曲 Rochester-Pean Curved		
パートコード	標準価格	取寄品
HRPC	10,300円	
全長:16cm		



取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



サイナスリフトインスツルメント

ヒューフレディグループは、幅広いサイナスリフトインスツルメントのラインナップを取り揃えています。

シュナイダー膜の剥離や挙上、さらに上顎骨側壁から膜を挙上するために適切なアクセスが得られるよう、多様なサイズや作業部位の形態、角度のオプションがあります。



■ サイナスリフトインスツルメント



先端幅:4.5mm

先端幅:3.5mm

300

300

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMP3006	13,200 円	#6	サテンスチール	☺



先端幅:3.3mm

先端幅:5.8mm

シミオン

Simion

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMP300SIM	13,200 円	#6	サテンスチール	☺



先端幅:3.0mm

先端幅:3.0mm

3mm

3mm

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMP6345S6	13,200 円	#6S	サテンスチール ショート	☺



先端幅:3.4mm

先端幅:3.4mm

6523S

6523S, Sinus Lift Instrument Small

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMP6523S6	13,200 円	#6	サテンスチール	☺

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#6S サテンスチールショート

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

先端幅:4.0mm



掲載画像 IMP6577SCX

先端幅:7.6mm

● **クレイマー・ネビンス 6577**

6577 Kramer-Nevins, Acute

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMP6577SCX	14,300 円	BL	ブラックライン	
IMP6577SC6	13,200 円	#6	サテンスチール	

先端幅:4.0mm



掲載画像 IMP6578SX

先端幅:7.6mm

● **クレイマー・ネビンス 6578**

6578 Kramer-Nevins, Obtuse

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
IMP6578SX	14,300 円	BL	ブラックライン	
IMP65786	13,200 円	#6	サテンスチール	

先端幅:3.0mm



PESIM1

Single-End

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PESIM16	13,200 円	#6	サテンスチール	🕒

■ **インプラントプローブ**

8-2-2-2-2-2mm



カラーコードプローブ インプラントスペーサー 片頭 20mm

Implant Spacer 20mm

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCP65006	5,400 円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

Knives

ペリオナイフ

切開や歯肉の豊隆形成や歯間部組織の切除に使用されます。さまざまな外科処置に対応できるように、隣接歯間部へ適用する槍型から楕円形まで豊富なデザインがあります。

■ トンネリングナイフ

掲載画像 TKN1X



先端幅:1.8mm

先端幅:2.4mm

● トンネリングナイフ 1

1 Tunneling Knife

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
TKN1X	12,800 円	BL	ブラックライン	
TKN1	11,700 円	#6	サテンスチール	☺

掲載画像 TKN2X



先端幅:1.8mm

先端幅:2.4mm

● トンネリングナイフ 2

2 Tunneling Knife

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
TKN2X	12,800 円	BL	ブラックライン	
TKN2	11,700 円	#6	サテンスチール	☺



先端幅:3.0mm

先端幅:3.0mm

ステイグマンソフトティッシュスプリッター

Soft Tissue Splitter Steigmann

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
TKSTEIG	11,700 円	#SS	スムーズハンドル	☺

遊離歯肉と結合組織の移植のため、粘膜骨膜の剥離、基底側の結合組織からの上皮の剥離、軟組織の分割用として設計されています。



ブレード幅:3.0mm

ブレード幅:3.0mm

ステイグマンソフトティッシュスプリッター 改良型

Soft Tissue Splitter Steigmann, Modified

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
TKSTEIG2	11,700 円	#SS	スムーズハンドル	☺

遊離歯肉と結合組織の移植のため、粘膜骨膜の剥離、基底側の結合組織からの上皮の剥離、軟組織の分割用として設計されています。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し、疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#SS スムースハンドル

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。マット加工が施されたためのハンドル。

■ トンネリングインスツルメント



先端幅:1.5mm

先端幅:1.5mm

トンネリングインスツルメント クインシー 1				
Giles de Quincey Tunneling Instrument 1				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
FQUINCEY1X	13,200 円	BL	ブラックライン	



先端幅:1.5mm

先端幅:1.5mm

トンネリングインスツルメント クインシー 2				
Giles de Quincey Tunneling Instrument 2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
FQUINCEY2X	13,200 円	BL	ブラックライン	

■ ペリオドンタルナイフ



ブレード幅:2.5mm

ブレード幅:2.5mm

掲載画像 KO1/2X

● オーバン 1/2				
1/2 Orban				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KO1/2X	15,900 円	BL	ブラックライン	
KO1/29	13,800 円	#9	エパーエッジ	
KO1/26	12,300 円	#6	サテンスチール	

角度のついたブレードと複屈曲のシャンクが臼歯部での使用に適用。隣接歯間部歯肉の切除にも使用。



ブレード幅:2.5mm

ブレード幅:2.5mm

オーバン ロング 1/2				
1/2 Orban, Long				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KO1/2IU6	12,300 円	#6	サテンスチール	



ブレード幅:2.3mm

ブレード幅:2.3mm

掲載画像 KO12KPO3AX

オーバン アレン改良型 1/2				
1/2 Allen Modified Orban Knife				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KO12KPO3AX	15,900 円	BL	ブラックライン	
KO12KPO3A9	13,800 円	#9	エパーエッジ	☺
KO12KPO3A6	12,300 円	#6	サテンスチール	☺

KO1/2に比べ30%薄いデザイン
垂直のおよび水平的方向への骨膜上粘膜を切除します。丸みを帯びた先端部により穿孔のリスクが低減されます。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#9 エパーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エパーエッジ」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

掲載画像 KO12KPO3RX



オーバンアレン改良型 1/2R				
1/2 Allen Modified Orban Knife, Round				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KO12KPO3RX	15,900 円	BL	ブラックライン	🕒
KO12KPO3AR	12,300 円	#6	サテンスチール	🕒

KO1/2に比べ30%薄く、丸い先端部。骨膜上粘膜の、垂直・水平方向の切除に使用します。エッジが丸く、穿孔の危険性を回避できます。

掲載画像 KPAX



アレン				
Allen End-Cutting Intrasulcular Knife				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KPAX	15,900 円	BL	ブラックライン	
KPA	12,300 円	#6	サテンスチール	

ポケット底部から歯槽骨頂への付着を切断するために使用します。ポケット内の一次切開用です。

ブレード幅:2.0mm



アレンアローヘッド				
Allen Arrowhead Knife				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KO12KP3R49	13,800 円	#9	エパーエッジ	🕒

掲載画像 KK15/16X



カークランド 15/16				
15/16 Kirkland				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KK15/16X	15,900 円	BL	ブラックライン	
KK15/169	13,800 円	#9	エパーエッジ	
KK15/166	12,300 円	#6	サテンスチール	

歯肉除去や歯肉整形時の第一次斜切開用。特に臼歯部に適用

ブレード幅:5.8mm



クレイマー・ネビンス 7				
7 Kramer-Nevins				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KKN76	12,300 円	#6	サテンスチール	🕒

キドニー型の鋭利なナイフで、歯肉切除や歯肉整形術を手早く行えます。近遠心の切開歯肉を薄くしたり、壊死組織除去の際の歯肉開創や遠心部・隣接部の歯肉整形にも適しています。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#9 エパーエッジ

作業部はシャープさが長く持続する「エパーエッジ」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽力で把持することができるためのハンドル。



ブレード幅:4.0mm

ブレード幅:4.0mm

クレイマー・ネビンス 11

11 Kramer-Nevins

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KKN116	12,300 円	#6	サテンスチール	

薄くて鋭利な銃剣型のナイフで、歯肉切除術を行う際の歯間部や環状の二次切開用にデザインされています。
切開位置決定の段階における歯間部の環状組織の切開や除去、遠心部や近心部のウェッジの除去にも使用できます。



ブレード幅:8.3mm

ブレード幅:8.3mm

バック 3/4

3/4 Buck

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KB3/46	12,300 円	#6	サテンスチール	☺



ブレード幅:3.3mm

ブレード幅:3.3mm

バック 5/6

5/6 Buck

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KB5/66	12,300 円	#6	サテンスチール	☺



ブレード幅:3.6mm

ブレード幅:3.6mm

クレイン・カプラン 3

CK-3 Crane-Kaplan

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KCK366	12,300 円	#6	サテンスチール	☺



ブレード幅:6.4mm

ブレード幅:6.4mm

● **ゴールドマンフォックス 7**

7 Goldman-Fox

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KGF76	12,300 円	#6	サテンスチール	

ヘビージャックタイプ - 長斜切開に適したブレード角度。
楕円形のブレードなので臼歯部に適用。

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミューニティスチール」製。
軽い力で把持することができるためのハンドル。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



ゴールドマンフォックス 8				
8 Goldman-Fox				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KGF86	12,300 円	#6	サテンスチール	

槍型(スピア)ポイントー 第一次切開後の歯間部切開に使用。
頬舌用の使いやすい角度のブレード。



ゴールドマンフォックス 9				
9 Goldman-Fox				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KGF96	12,300 円	#6	サテンスチール	🕒

コンビネーションタイプー 槍型(スピア)のブレードは臼歯部から下顎に、
鎌型のブレードは歯間部に使用します。

掲載画像:KGF11X



ゴールドマンフォックス 11				
11 Goldman-Fox				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
KGF11X	15,900 円	BL	ブラックライン	
KGF116	12,300 円	#6	サテンスチール	

槍型(スピア)ポイントー #8と同タイプですが、
臼歯部に適合しやすいようにブレード角度が補正されています。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。
太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イムニティスチール」製。
軽いついで把持することができるためのハンドル。



マウスギャグ(開口器)

Mouth Gags

■ マウスギャグ



モルト 大人用		
Molt Adult, Large		
パートコード	標準価格	取寄品
MGA	39,600 円	☺
交換用チップ 大人用		
Adult, Large		
パートコード	標準価格	取寄品
PTRTA	1,400 円	

● モルト 小人用		
Molt Child, Medium		
パートコード	標準価格	取寄品
MGC	39,600 円	
交換用チップ 小人用		
Child, Medium		
パートコード	標準価格	取寄品
PTRTC	1,400 円	

● モルト 幼児用		
Molt Infant, Small		
パートコード	標準価格	取寄品
MGI	39,600 円	
交換用チップ 幼児用		
Infant, Small		
パートコード	標準価格	取寄品
PTRTI	1,400 円	

※欧米サイズのため日本人には一般成人の方でも“小人用”が適用です。
※交換用チップは2個(1ペア)入です。

一人でも容易に着脱可能!

アシスタントさんがつかない時や訪問診療時など、一人で処置しなければならない時、容易に開閉・ロック解除ができる形状! スタッフ不足でも安心!

しっかり・安定のホールド

噛む部分が広くしっかりホールドできるため、顎に不随意運動がある患者さんなどに特に有効! 柄に適度な長さがあるため、一度開口すれば安定した開口状態をキープ!

[落ちない][取れない][壊れにくい]

作業部にしっかりと装着されたシリコン製チップは、口腔内で落下してしまったり、着脱時に取れてしまう可能性が低く、患者さんが強い力で噛んでも壊れにくい頑丈設計!



マウスギャグの装脱着方法は
こちらからご覧いただけます

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

マウスプロップ
Mouth Props




マウスプロップ

抜歯時の開口補助や麻酔下の患者さんのTMJ障害*を軽減するためなどに使用します。

*TMJ障害: Temporomandibular Joint Disorder (顎関節機能障害)

■ マウスプロップ



● マーケル ラテックスフリー 大人用

パートコード	標準価格	取寄品
MP54	6,400 円	🕒

2個入

● マーケル ラテックスフリー 小人用

パートコード	標準価格	取寄品
MP52	6,400 円	🕒

2個入

● マーケル ラテックスフリー 小人用 S

パートコード	標準価格	取寄品
MP48	6,400 円	🕒

2個入

Needle Holders

持針器

縫合針を確実に把持するロックがあり、これにより適度な握り圧で縫合針を軟組織に通すことが可能です。
 パーマシャープ：先端の両側に細かいピラミッド状の突起を付与したタンブステンカーバイドが貼り付けられ、確実に縫合針を把持します。(ハンドルが金色のもの)
 ダイヤモンドダスト：マイクロサージェリーなどで用いる繊細な縫合針を傷つけずに把持します。
 スタンダード：ステンレス製で、ステンレス製の縫合針に対して過度な力を加えることなく適切に把持します。

持針器 カストロビージョ



● **カストロビージョ 直 5020**
Castroviejo Straight
 パートコード 標準価格 取寄品
NH5020 78,800 円

全長:14cm
 ※5-0, 6-0, 7-0
 パーマシャープ
 (タンブステンカーバイド付)

● **カストロビージョ 直 5020R**
Castroviejo Straight
 パートコード 標準価格 取寄品
NH5020R 78,800 円

全長:14cm
 ※5-0, 6-0, 7-0
 パーマシャープ
 (タンブステンカーバイド付)
 ラウンドハンドル

● **カストロビージョ 曲 5021**
Castroviejo Curved
 パートコード 標準価格 取寄品
NH5021 78,800 円

全長:14cm
 ※5-0, 6-0, 7-0
 パーマシャープ
 (タンブステンカーバイド付)

● **カストロビージョ**
Castroviejo
 パートコード 標準価格 取寄品
NHCV 54,600 円

全長:14cm
 ※5-0, 6-0, 7-0, 8-0

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

持針器
Needle Holders



外科 Surgical

【NH5024シリーズ】



先端幅:1.5mm



先端幅:1.8mm



先端幅:1.5mm



先端幅:1.5mm

**カストロビージョ
直 5024**
Castrovillejo Straight

パートコード	標準価格	取寄品
NH5024	80,900 円	

全長:18cm
※5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

**カストロビージョ
直 5024R**
Castrovillejo Straight

パートコード	標準価格	取寄品
NH5024R	80,900 円	

全長:18cm
※5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル

● **カストロビージョ
曲 5024RC**
Castrovillejo Curved

パートコード	標準価格	取寄品
NH5024RC	80,900 円	

全長:18cm
※5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル

カストロビージョコーテリニ 直
Cortellini Castrovillejo Straight

パートコード	標準価格	取寄品
NH5024CORT	80,900 円	

全長:18cm
※5-0, 6-0, 7-0, 8-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル
NH5024Rより細目の先端

※針付縫合糸の推奨サイズ
標準価格は全て税抜価格です。

■ 持針器 マイクロカストロビージョ

マイクロカストロビージョには、縫合針を確実に把持するロックがあります。これにより、把持力をコントロールしながら厚い歯肉に縫合糸を通すことが可能です。



● **カストロビージョシミアン直**
Simion Castroviejeo Straight

パートコード	標準価格	取寄品
NH5024SIM	80,900 円	

全長:18cm
※3-0, 4-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル
NH5024Rより大きめな先端

マイクロカストロビージョ直 5020M
Micro Castroviejeo Straight

パートコード	標準価格	取寄品
NH5020M	78,800 円	

全長:14cm
※5-0, 6-0, 7-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
NH5020より細目の先端

マイクロカストロビージョ曲 5021M
Micro Castroviejeo Curved

パートコード	標準価格	取寄品
NH5021M	78,800 円	

全長:14cm
※5-0, 6-0, 7-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
NH5021より細目の先端

マイクロカストロビージョ直 5025R
Micro Castroviejeo Straight Diamond Dusted

パートコード	標準価格	取寄品
NHM-5025R	73,500 円	

全長:15cm
※5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0
ダイヤモンドダスト
ラウンドハンドル

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。




先端幅: 1.0mm



先端幅: 1.0mm



先端幅: 1.0mm



先端幅: 1.0mm

マイクロカストロビージョ
曲 5027

Micro Castroviejo Curved

パートコード	標準価格	取寄品
NHM-5027	73,500 円	☺

全長:13cm

※6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0, 11-0

マイクロカストロビージョ
直 5028

Micro Castroviejo Straight

パートコード	標準価格	取寄品
NHM-5028	73,500 円	☺

全長:13cm

※6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0, 11-0

マイクロカストロビージョ
直 DPV

Micro Castroviejo Straight Diamond Dusted

パートコード	標準価格	取寄品
NHDPV	86,100 円	

全長:18cm

※6-0, 7-0, 8-0
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

● マイクロカストロビージョ
曲 DCPV


Micro Castroviejo Curved Diamond Dusted

パートコード	標準価格	取寄品
NHDCPV	86,100 円	

全長:18cm

※6-0, 7-0, 8-0
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル


※針付縫合糸の推奨サイズ
標準価格は全て税抜価格です。



マイクロカストロビージョ 直 DPVN
Micro Castroviejo Straight Diamond Dusted

パートコード	標準価格	取寄品
NHDPVN	86,100 円	

全長:18cm
※4-0, 5-0, 6-0
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル



● **マイクロカストロビージョ 曲 DCPVN**
Micro Castroviejo Curved Diamond Dusted

パートコード	標準価格	取寄品
NHDCPVN	86,100 円	

全長:18cm
※4-0, 5-0, 6-0
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル



マイクロカストロビージョ 直 5026R
Micro Castroviejo Straight Diamond Dusted

パートコード	標準価格	取寄品
NHM-5026R	73,500 円	

全長:18cm
※6-0, 7-0, 8-0, 9-0
ダイヤモンドダスト
ラウンドハンドル



マイクロカストロビージョ スイスペリオ
Swiss Perio Microsurgical

パートコード	標準価格	取寄品
SPNHDPVN	86,100 円	

全長:18cm
※6-0, 7-0, 8-0
ヨーロッパハンドルより更に凹凸の少ない
スムーズハンドル



■ 持針器

【ヘガール型】

先端幅: 2.6mm



ヘガーバウムガートナー 5034
Hegar-Baumgartner

パートコード	標準価格	取寄品
NH5034	31,500 円	🕒

全長:14cm
※1-0, 2-0, 3-0, 4-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅: 1.8mm



● クライルウッド 5038
Crile-Wood

パートコード	標準価格	取寄品
NH5038	31,500 円	

全長:15cm
※3-0, 4-0, 5-0, 6-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅: 1.8mm



● ダーフ 5032
Derf

パートコード	標準価格	取寄品
NH5032	31,500 円	

全長:11.5cm
※3-0, 4-0, 5-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅: 1.9mm



ホルセイ 5037
Halsey

パートコード	標準価格	取寄品
NH5037	31,500 円	

全長:13cm
※3-0, 4-0, 5-0, 6-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)


先端幅: 1.0mm



マイクロカストロビージョ
直 チタン TMBH

パートコード	標準価格	取寄品
NHTMBH	152,300 円	

全長:18cm
※6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル



先端幅: 2.6mm




メイヨー・ヘガー 5042

Mayo-Hegar

パートコード	標準価格	取寄品
NH5042	31,500 円	

全長:16cm
※1-0, 2-0, 3-0, 4-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅: 2.8mm



メイヨー・ヘガー 5044

Mayo-Hegar

パートコード	標準価格	取寄品
NH5044	31,500 円	🕒

全長:18cm
※1-0, 2-0, 3-0, 4-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅: 1.5mm



● **スウェーデンパターン 5052**

Fine Swedish Pattern

パートコード	標準価格	取寄品
NH5052	39,900 円	

全長:15cm
※5-0, 6-0, 7-0, 8-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅: 3.0mm



オルセンヘガー 5068

Olsen-Hegar

パートコード	標準価格	取寄品
NH5068	39,900 円	🕒

全長:17cm
※3-0, 4-0, 5-0, 6-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅: 1.4mm



● **ギリズ ファイン**

Gillies Fine

パートコード	標準価格	取寄品
NHGILFINE	31,500 円	

全長:15cm
※4-0, 5-0, 6-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
抜歯後の縫合が迅速に行える"はさみ付き持針器"
・はさみが付いているので、縫合後に介助なしで縫合糸をカットできます。
・ロックがないので開閉が容易で素早く縫合できます。
・細い柄がしなるので、縫合針がしっかり把持できます。
・人間工学的に3Dデザインされた把持部で、安定して把持しやすいです。

【マッシュー型】

先端幅: 2.2mm



マッシューコーチャー 5074

Mathieu-Kocher

パートコード	標準価格	取寄品
NH5074	42,000 円	

全長:14cm
※1-0, 2-0, 3-0, 4-0
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

持針器 / マレット
Needle Holders / Mallet



【ジェネラルモデル(パーマシャープ加工なし)】

先端幅: 1.8mm



クライルウッド
Crile-Wood

パートコード	標準価格	取寄品
NHCW	21,000 円	

全長:15cm
※3-0, 4-0, 5-0, 6-0
溝付

先端幅: 2.6mm



マシュー
Mathieu

パートコード	標準価格	取寄品
NHM	31,500 円	

全長:14cm
※1-0, 2-0, 3-0, 4-0

先端幅: 2.7mm



メイヨー・ヘガー
Mayo-Hegar

パートコード	標準価格	取寄品
NHMH	21,000 円	

全長:16cm
※1-0, 2-0, 3-0, 4-0
溝付

外科 Surgical

マレット

Mallet

■ マレット



ミード
1 Mead

パートコード	標準価格	取寄品
MAL1	24,200 円	

全長:19cm

※針付縫合糸の推奨サイズ
標準価格は全て税抜価格です。

Osteotomes

オステオトーム

骨を拳上、拡張するために設計されたもので、着脱式と太いハンドルのデザインの両方があります。



■ オステオトーム



ジョバノビック 6mm Jovanovic Osteotome 6mm		
パートコード	標準価格	取寄品
OSTJ08	15,400 円	☺



7-10-13-15-18mm

オステオトーム 1 2.7mm 1 Osteotome		
パートコード	標準価格	取寄品
OSTPAL1	17,600 円	☺



7-10-13-15-18mm

オステオトーム 2 3.2mm 2 Osteotome		
パートコード	標準価格	取寄品
OSTPAL2	17,600 円	☺



7-10-13-15-18mm

オステオトーム 3 3.7mm 3 Osteotome		
パートコード	標準価格	取寄品
OSTPAL3	17,600 円	☺

☑ 取寄品 取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

■ オステオトーム 着脱式



着脱式 共用ハンドル Interchangeable Osteotome Handle		
パートコード	標準価格	取寄品
OSTMGRIF	20,000 円	


2.7mm 3.2mm 3.7mm 4.2mm 5.0mm



着脱式 コンベックス テーパー 直 Tapered Convex Tip, Straight			
径	パートコード	標準価格	取寄品
2.7mm	OSTMSP27	8,400 円	☑
3.2mm	OSTMSP32	8,400 円	☑
3.7mm	OSTMSP37	8,400 円	☑
4.2mm	OSTMSP42	8,400 円	☑
5.0mm	OSTMSP50	8,400 円	☑

サイナスリフトでの側方への骨造成用。先端部は、ソフトボーン対応のコニカルインプラント(3.3~6.5mm)の挿入を可能にします。この丸い先端部により、シュナイダー膜を剥離する際に穿孔が生じるリスクを軽減します。

2.7mm 3.2mm 3.7mm 4.2mm 5.0mm



着脱式 コンベックス テーパー 曲 Tapered Convex Tip, Angulated			
径	パートコード	標準価格	取寄品
2.7mm	OSTMSP27A	8,400 円	☑
3.2mm	OSTMSP32A	8,400 円	☑
3.7mm	OSTMSP37A	8,400 円	☑
4.2mm	OSTMSP42A	8,400 円	☑
5.0mm	OSTMSP50A	8,400 円	☑

上顎骨側壁や上顎のアクセスしにくい部位でのサイナスリフト用。

2.7mm 3.2mm 3.7mm 4.2mm 5.0mm



着脱式 コンベックス 直 Bone Pushers, Slightly Convex Tip, Straight			
径	パートコード	標準価格	取寄品
2.7mm	OSTMPU27	8,400 円	☑
3.2mm	OSTMPU32	8,400 円	☑
3.7mm	OSTMPU37	8,400 円	☑
4.2mm	OSTMPU42	8,400 円	☑
5.0mm	OSTMPU50	8,400 円	☑

移植材の充填・圧接や上顎洞底での骨造成用。サイナスリフトでの粘膜穿孔が生じるリスクを軽減します。

2.7mm 3.2mm 3.7mm 4.2mm 5.0mm



着脱式 コンケイブ 曲 Bone Pushers, Angled			
径	パートコード	標準価格	取寄品
2.7mm	OSTMPU27A	8,400 円	☑
3.2mm	OSTMPU32A	8,400 円	☑
3.7mm	OSTMPU37A	8,400 円	☑
4.2mm	OSTMPU42A	8,400 円	☑
5.0mm	OSTMPU50A	8,400 円	☑

移植材の充填・圧接や上顎洞底での骨造成用。サイナスリフトでの粘膜穿孔が生じるリスクを軽減します。

2.7mm 3.2mm 3.7mm 4.2mm 5.0mm



着脱式 コンケイブ テーパー 直 Tapered Concave Tip, Straight			
径	パートコード	標準価格	取寄品
2.7mm	OSTMSH27	8,400 円	☑
3.2mm	OSTMSH32	8,400 円	☑
3.7mm	OSTMSH37	8,400 円	☑
4.2mm	OSTMSH42	8,400 円	☑
5.0mm	OSTMSH50	8,400 円	☑

インプラント窩から移植骨を移動したり、根尖方向に圧接できます。

2.7mm 3.2mm 3.7mm 4.2mm 5.0mm



着脱式 コンケイブ テーパー 曲 Tapered Concave Tip, Angulated			
径	パートコード	標準価格	取寄品
2.7mm	OSTMSH27A	8,400 円	☑
3.2mm	OSTMSH32A	8,400 円	☑
3.7mm	OSTMSH37A	8,400 円	☑
4.2mm	OSTMSH42A	8,400 円	☑
5.0mm	OSTMSH50A	8,400 円	☑

インプラント窩から移植骨を移動したり、根尖方向に圧接できます。

Periosteals

剥離子 (ペリオスチール)

組織の把持・保護・排除する際に使用します。

一般的な外科処置に際し、術中に生じる偶発的な損傷を軽減するため、また組織を保護するために使用します。



■ ペリオスチール

掲載画像 P14X



先端幅:5.8mm

先端幅:5.8mm

● **ゴールドマンフォックス 14**
14 Goldman-Fox

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
P14X	10,800 円	BL	ブラックライン	
P146	9,600 円	#6	サテンスチール	
P14	9,600 円	#2	角柄	



先端幅:6.0mm

先端幅:6.0mm

フリーア 15

15 Freer Curved

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
P156	16,800 円	#6	サテンスチール	



先端幅:6.0mm

先端幅:6.0mm

フリーア 16

16 Freer Strongly Curved

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
P166	16,800 円	#6	サテンスチール	

掲載画像 P206



先端幅:3.4mm

先端幅:3.7mm

● **ハーシュフェルト 20**

20 Hirschfeld

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
P206	9,600 円	#6	サテンスチール	
P20	9,600 円	#2	角柄	

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#2 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

剥離子(ペリオスチール)
Periosteals



外科 Surgical



先端幅:3.0mm

先端幅:3.0mm

シシリア 20

20 Sicilia

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
P20SIC6	9,600 円	#6	サテンスチール	🕒



先端幅:3.0mm

先端幅:9.0mm

シシリア 24G

24G Sicilia

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
P24GSIC6	9,600 円	#6	サテンスチール	



先端幅:4.0mm

先端幅:4.0mm

24G

24G

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
P24GSP6	9,600 円	#6	サテンスチール	



先端幅:9.0mm

先端幅:2.0mm

● **スイスペリオ 改良型 P24G**

Swiss Perio Periosteal Elevator P24G

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPP24GSPX	14,400 円	BL	ブラックライン	



先端幅:9.0mm

先端幅:4.2mm

スイスペリオ 改良型 P24GSIC

Swiss Perio Periosteal Elevator P24GSIC

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPP24GSICX	14,400 円	BL	ブラックライン	



先端幅:2.0mm

先端幅:4.2mm

スイスペリオ 改良型 P24GSP

Swiss Perio Periosteal Elevator P24GSP

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPP24GSP2X	14,400 円	BL	ブラックライン	

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

標準価格は全て税抜価格です。

H55



先端径:約1.3mm

先端幅:2.0mm

スイスペリオ 改良型 PPSCHLEE				
Swiss Perio Papilla Elevator & Tissue Dissectors PPSCHLEE				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPPSCHLEEX	14,400 円	BL	ブラックライン	<input type="checkbox"/>



先端幅:3.0mm

先端幅:3.6mm

スイスペリオ 改良型 PH2				
Swiss Perio Papilla Elevator & Tissue Dissectors PH2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPPH2X	14,400 円	BL	ブラックライン	<input type="checkbox"/>



先端幅:5.7mm

先端幅:3.6mm

8D				
8D				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
P8D6	9,600 円	#6	サテンスチール	<input checked="" type="checkbox"/>

掲載画像 P9X



先端幅:8.4mm

先端幅:4.3mm

● モルト 9				
9 Molt				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
P9X	10,800 円	BL	ブラックライン	<input type="checkbox"/>
P96	9,600 円	#6	サテンスチール	<input type="checkbox"/>
P9	9,600 円	#522	角柄	<input type="checkbox"/>



先端幅:8.0mm

先端幅:4.3mm

アレン 9A				
9A Allen				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
P9A6	9,600 円	#6	サテンスチール	<input checked="" type="checkbox"/>

穴は、縫合中に組織を保持するためのものです。



先端幅:8.4mm

先端幅:8.0mm

ハワード 9H				
9H Howard				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
P9H6	9,600 円	#6	サテンスチール	<input checked="" type="checkbox"/>

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#522 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

剥離子(ペリオスチール)
Periosteals



掲載画像 PFIWDS1MKX



先端幅:3.8mm

先端幅:2.2mm



● ミニミー マイクロサージカル

Urban Mini Me Microsurgical

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PFIWDS1MKX	10,800 円	BL	ブラックライン	☺
PFIWDS1MK	9,600 円	#6	サテンスチール	

Dr. Istvan Urbanご考案、ソーセージテクニックのマストアイテム!



先端幅:2.8mm

先端幅:1.6mm

ホーリガン 2

2 Hourigan

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PH26	9,600 円	#6	サテンスチール	☺

掲載画像 PKN152X



先端幅:4.5mm

先端幅:5.0mm

クレイマー・ネビンス 152

152 Kramer-Nevins

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PKN152X	10,800 円	BL	ブラックライン	☺
PKN1526	9,600 円	#6	サテンスチール	☺



先端幅:6.7mm

先端幅:3.6mm

クレイマー・ネビンス 1

1 Kramer-Nevins

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PKN16	9,600 円	#6	サテンスチール	



先端幅:11mm

先端幅:4.7mm

シミオン

Simion

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PP5590SIM	14,400 円	#6	サテンスチール	☺

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

標準価格は全て税抜価格です。

H57

掲載画像 PPAELAX



先端幅:2.0mm

先端幅:2.0mm

● **アレン 前歯用**
Allen Anterior

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PPAELAX	14,400 円	BL	ブラックライン	
PPAELA	13,700 円	#6	サテンスチール	

掲載画像 PPAELX



先端幅:2.7mm

先端幅:2.7mm

アレン
Allen

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PPAELX	14,400 円	BL	ブラックライン	
PPAEL	13,700 円	#6	サテンスチール	

骨膜下を鈍的に剥離し、粘膜・骨膜を全層分で挙上。

掲載画像 PPAELPX



先端幅:1.4mm

先端幅:1.4mm

アレン 臼歯用
Allen Posterior

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PPAELPX	14,400 円	BL	ブラックライン	
PPAELP	13,700 円	#6	サテンスチール	☺

掲載画像 PPBUSERX



先端幅:4.3mm

先端幅:3.8mm

● **ブーザー**
Buser

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PPBUSERX	10,800 円	BL	ブラックライン	
PPBUSER6	9,600 円	#6	サテンスチール	
PPBUSER	9,600 円	#10	丸柄	



先端幅:4.3mm

先端幅:2.8mm

ステイグマン スプリッター
Periosteal Splitter Steigmann

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PPSTEIG	14,400 円	#SS	スムーズハンドル	

粘膜骨膜の剥離や挙上に使います。
スベード型の先端は、穿孔が生じにくいように丸くなっています。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。
太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。
軽い力で把持することができるためのハンドル。



#2 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。
8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

剥離子(ペリオスチール)
Periosteals



掲載画像 PPR3X



先端幅:11.0mm

先端幅:4.7mm

● プリチャード PR3

PR-3 Prichard

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PPR3X	10,800 円	BL	ブラックライン	
PPR36	9,600 円	#6	サテンスチール	
PPR3	9,600 円	#522	角柄	☺



先端幅:11.0mm

先端幅:7.8mm

3/9A

3/9A

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PPR3/9A6	9,600 円	#6	サテンスチール	



先端幅:11.0mm

先端幅:4.0mm

1 Labanca

1 Labanca

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PPLABANCA6	14,400 円	#6	サテンスチール	☺



先端幅:4.3mm

先端幅:3.7mm

2 Labanca Modified

2 Labanca Modified

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PPLABANC26	14,400 円	#6	サテンスチール	☺

先端幅:11.0mm ギザ付

掲載画像 PPLABANC3X



先端幅:4.0mm

● 3 Labanca Modified

3 Labanca Modified

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PPLABANC3X	15,600 円	BL	ブラックライン	
PPLABANC36	14,400 円	#6	サテンスチール	



使いやすい小さめの剥離子と、滑りにくいギザ付きトラクターが対になっています。



先端幅:1.7mm

先端幅:1.7mm

Tabanella

Tabanella Interproximal Bone Plugger

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
TABANELLA1	9,600 円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#522 角柄

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

標準価格は全て税抜価格です。



Periotomes

ペリオトーム (歯周靱帯刀)

薄く鋭利な刃で歯周靱帯を切断することで、周囲の歯槽骨への損傷を抑えつつ抜歯を容易にします。



■ ペリオトーム



掲載画像 PT1X

● **1 臼歯用**
1 Posterior


パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PT1X	7,500 円	BL	ブラックライン	
PT1	7,000 円	#6	サテンスチール	



掲載画像 PT2X

● **2 前歯用**
2 Anterior

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PT2X	7,500 円	BL	ブラックライン	
PT2	7,000 円	#6	サテンスチール	



掲載画像 PT3X

● **3 臼歯用**
3 Posterior Right

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PT3X	7,500 円	BL	ブラックライン	🕒
PT3	7,000 円	#6	サテンスチール	🕒

ハンドルの種類




BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ペリオトーム (歯周靱帯刀)

Periotomes



掲載画像 PT4X

先端幅:1.5mm



4 臼歯用

4 Posterior Left

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PT4X	7,500 円	BL	ブラックライン	☺
PT4	7,000 円	#6	サテンスチール	☺

掲載画像 PT5X

先端幅:1.5mm



5 前歯用

5 Anterior Angled

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PT5X	7,500 円	BL	ブラックライン	☺
PT5	7,000 円	#6	サテンスチール	☺

掲載画像 PT6X

先端幅:3.2mm



6 前歯用

6 Anterior Straight

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PT6X	7,500 円	BL	ブラックライン	☺
PT6	7,000 円	#6	サテンスチール	☺

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

**Retractors,
Mouth Props &
Gags**

リトラクター／開口器

■ チークリトラクター

粘膜骨膜の剥離や外科的処置の際に、頬・唇・舌を排除するのに使用します。

先端幅:22.5mm



先端幅:22.5mm

ビショップ Bishop			
パートコード	標準価格	取寄品	
CRB	13,200円		
全長:13.5cm			

先端幅:38mm



先端幅:50mm

● コロンビア Columbia			
パートコード	標準価格	取寄品	
CRC	5,800円		
全長:13.7cm			

先端幅:20.6mm



先端幅:20.6mm

● ミネソタ大学型 University of Minnesota			
パートコード	標準価格	仕様	取寄品
CRMX	5,800円	ブラックライン	
CRM	5,800円	ステンレススチール	
全長:14cm			

先端幅:20.6mm



先端幅:20.6mm

アーバン Urban			
パートコード	標準価格	取寄品	
CRURBAN	5,800円		☺
全長:13.8cm			

先端幅:20.5mm



先端幅:20.5mm

ケーウッド・ミネソタ Cawood Minnesota			
パートコード	標準価格	取寄品	
CRM2	5,800円		
全長:15cm			

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

リトラクター／開口器 Retractors, Mouth Props & Gags



先端幅:30mm



先端幅:14mm


ウェイダー S

Weider Cheek & Tongue Retractor

パートコード	標準価格	取寄品
CRW1	11,000 円	☺

全長:12.7cm

先端幅:115mm



オーリンガー 2

Orringer Retractors

パートコード	標準価格	取寄品
CRO2	15,400 円	

ミディアム
ハンズフリーで使用できます。
全長:10.6cm

先端幅:10mm



先端幅:15mm



先端幅:20mm



ラバンカ 3入

Labanca Malleable Retractors, set of 3

パートコード	標準価格	取寄品
CRLABANCA	13,200 円	

術式や状況に応じて粘膜・頬・舌などの排除を容易に行える変形可能なリトラクターです。

ギザ付

全長:20cm

ティッシュリトラクター



先端幅:15.0mm

サイナスリトラクターSGRT

Sinus Retractor

パートコード	標準価格	取寄品
SGRT	13,200 円	☺

■ サージカルリトラクター

外科 Surgical



サージカルリトラクターインプラント用
Implant Retractor

パートコード	標準価格	取寄品
IR	33,000 円	☺

先端開口幅: 70~90mm
全長: 23cm



サージカルリトラクターミドルドーフ
Middeldorf Retractor

パートコード	標準価格	取寄品
RSMID1	25,300 円	☺

先端幅: 17mm
全長: 22cm



サージカルリトラクター 1
1 Surgical Retractor

パートコード	標準価格	取寄品
SR1	19,800 円	☺

先端サイズ: 7×28mm
全長: 22cm

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、
お届けまでに時間を要します。
予めご了承ください。

リトラクター／開口器
Retractors, Mouth Props & Gags



外科 Surgical



● **サージカルリトラクター 2**
2 Surgical Retractor
パートコード 標準価格 取寄品
SR2 19,800 円

先端サイズ: 10×46mm
全長: 22cm

サージカルリトラクター 3
3 Surgical Retractor
パートコード 標準価格 取寄品
SR3 19,800 円

先端サイズ: 12×60mm
全長: 22cm



サージカルリトラクター 8
8 Surgical Retractor
パートコード 標準価格 取寄品
SR8 19,800 円 ☺

先端サイズ: 15×83mm
全長: 23cm



サージカルリトラクターラムス 9
9 Ramus Retractor
パートコード 標準価格 取寄品
SR9 19,800 円 ☺

先端サイズ: 11×73mm
全長: 22cm

Rongeurs

骨鉗子

歯槽骨のトリミング・骨整形・軟組織除去に使用します。

■ 骨鉗子

先端幅:3.5mm



●	バイヤーダブルアクション Beyer Double Action		
	パートコード	標準価格	取寄品
	RBEY	68,200 円	

全長:18cm
ダブルアクションの骨鉗子は、てこの作用を利用し、軽い力で握ることができ、時間の節約にもつながります。

先端幅:2.4mm



	フリードマン Friedman		
	パートコード	標準価格	取寄品
	RF	44,100 円	

全長:14cm
線維性組織または小骨片の整形用

先端幅:1.5mm



●	ミニフリードマン Mini Friedman		
	パートコード	標準価格	取寄品
	RMF	44,100 円	

全長: 14.5cm
線維性組織または小骨片の整形用

先端幅:2.8mm



	クレイマー・ネビンス Kramer-Nevins		
	パートコード	標準価格	取寄品
	RKN	57,800 円	

全長:14.5cm

先端幅:4.0mm



	ヒューフレディ1 1 Hu-Friedy		
	パートコード	標準価格	取寄品
	R1	44,100 円	

全長:16.5cm

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ルートチップエレベーター
Root Tip Picks



外科 Surgical

Root Tip Picks

ルートチップエレベーター

■ ルートチップエレベーター



先端幅:1.7mm


● **ハイドブリンク 1**

1 Heidbrink

パートコード	標準価格	取寄品
EHB1	8,000 円	




先端幅:1.7mm



先端幅:1.7mm



先端幅:1.7mm



先端幅:1.7mm

おすすめ組み合わせ

おすすめ組み合わせ

● **ハイドブリンク 2**

2 Heidbrink

パートコード	標準価格	取寄品
EHB2	8,000 円	

● **ハイドブリンク 3**

3 Heidbrink

パートコード	標準価格	取寄品
EHB3	8,000 円	

ハイドブリンク 4

4 Heidbrink

パートコード	標準価格	取寄品
EHB4	8,000 円	🕒

ハイドブリンク 5

5 Heidbrink

パートコード	標準価格	取寄品
EHB5	8,000 円	🕒

標準価格は全て税抜価格です。

H67



先端幅:1.4mm


ハイドブリック 13/14				
13/14 Heidbrink				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EHB13/146	8,800 円	#6	サテンスチール	☺

■ **ハワード**



先端幅:2.3mm

ハワード1		
1 Howard		
パートコード	標準価格	取寄品
EHO1	8,000 円	



先端幅:2.3mm

おすすめ組み合わせ
↔



先端幅:2.3mm



先端幅:2.3mm

ハワード2		
2 Howard		
パートコード	標準価格	取寄品
EHO2	8,000 円	

ハワード3		
3 Howard		
パートコード	標準価格	取寄品
EHO3	8,000 円	

ハワード 2/3		
2/3 Howard		
パートコード	標準価格	取寄品
EHO2/36	8,800 円	☺



Scalpel Handles

メスハンドル

ヒューフレディグループ製スカルペルハンドルは、バランスのとれたデザインが特徴で操作性が高く耐久性に優れています。


■ スカルペルハンドル



● ヨーロッパスタイル 5E
5 Round Straight, European Style

パートコード	標準価格	取寄品
10-130-05E	11,700 円	

バランスのとれた丸柄のハンドルで、ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、届きにくい部位などでの操作が容易です。またシンプルなデザインのグリップは、グリップ部分に付着した汚染物の洗浄が容易です。



5
5 Round Straight

パートコード	標準価格	取寄品
10-130-05	11,700 円	

バランスのとれた丸柄のハンドルで、ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、届きにくい部位などでの操作が容易です。



5A
5 Round Angulated

パートコード	標準価格	取寄品
10-130-05A	11,700 円	

角度のついたデザインは臼歯部や口蓋側に適用



3
3

パートコード	標準価格	取寄品
10-130-03	4,200 円	

ミリ単位の目盛がついたバードパーカースタイルです。



7K
7K

パートコード	標準価格	取寄品
10-130-07K	7,300 円	🕒

■ スカルペルハンドル ミニブレード用

スカルペルハンドル ミニブレード用は、マイクロブレードやマイクロミラーの装着に使用します。



● ミニブレード用		
Mini Scalpel Blade/Mirror Handle Stainless Steel		
パートコード	標準価格	取寄品
SHDPV	28,600 円	

ブレード締め機能付




ミニブレード用 テタン		
Mini Scalpel Blade/Mirror Handle Titanium		
パートコード	標準価格	取寄品
SHTMBH	35,200 円	🕒

ブレード締め機能付




ミニブレード用 7		
#7 Mini Scalpel Blade/Mirror Handle		
パートコード	標準価格	取寄品
10-130-70	7,300 円	

■ ブレードハンドル



パケット		
Paquette Palatal Knife		
パートコード	標準価格	取寄品
KPQ	42,900 円	🕒

移殖歯内の採取、口蓋部の手術や弓形ブレードを使用するのに適しています。両刃のブレードを半分にかuttingして片刃のみを使用します。ブレードを左の図のように差し込み、ハンドルの後ろのネジを回すと、保持部が締まりブレードが固定されます。
※ブレードは市販のカミソリの刃をご使用ください（ヒューフレディグループでは取扱っていません）。




取寄品 取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Scissors

はさみ


タングステンカーバイドが付与された「パーマシャープ」、黒色コーティングが施された「ブラックライン」、滑らかな切り口が特徴の「スーパーカット」、
「スタンダード」など、様々なラインナップがあります。



パーマシャープ (金色のハンドル)

Perma Sharp™


2本の先端の刃先にタングステンカーバイド(超硬)のブレードを付与、滑らかな切れ味と高い耐久性が特徴。



ブラックライン (黒色のデザイン・金色のスクリュー)

Black Line


高性能なマット仕上げの黒色コーティング加工が特徴。鋭利さと耐久性を強化すると共に、より強いライトの下でも乱反射を抑制し、術中により良い視野を確保します。歯周組織への損傷を抑える滑らかな切り口が特徴の「スーパーカット」デザイン。



スーパーカット (片方のみ金色のハンドル)

Super-Cut

歯周組織への損傷を抑える滑らかな切り口になっており、かみそりの刃のようなブレードの一方は細かなギザ付、もう一方はかみそりの刃のような鋭い仕上げとなっており、すべりを防止しながら組織を除去できます。



スタンダード (シルバーハンドル)


Standard Series

高品質のステンレススチール製で、長期間にわたりシャープさを維持。数種類はギザ付になっており、歯肉・粘膜を把持しやすいデザイン。



■ はさみ マイクロカストロビージョ

損傷の発生を抑制しながら、組織を滑らかに切除できます。



● **マイクロカストロビージョ 曲 PV**
Castroviejo Microsurgical Scissors, Curved

パートコード	標準価格	取寄品
SPV	77,500 円	

 全長:18cm
ヨーロッパハンドル



ブラックラインスーパーカットマイクロカストロビージョ 曲 PV
Castro Microsurgical, Super-Cut

パートコード	標準価格	取寄品
SPVX	86,300 円	

 全長:18cm
ヨーロッパハンドル



マイクロカストロビージョ 曲 チタン
Castroviejo Microsurgical Scissors, Curved, Titanium

パートコード	標準価格	取寄品
STMBH	136,500 円	☺

 全長:18cm
ヨーロッパハンドル



マイクロカストロビージョ スイスペリオ
Swiss Perio Microsurgical Scissors

パートコード	標準価格	取寄品
SPSPV	77,500 円	

 全長:18cm
スムーズハンドル
軟組織の細かい切除や、術野マージンや移植用粘膜のトリミングに使用する、ややカーブした鋭利な作業端をもつ微細組織用はさみです。



マイクロカストロビージョ スイスペリオ 45°
Swiss Perio Microsurgical Scissors, 45°

パートコード	標準価格	取寄品
SPSPV45	86,300 円	

 全長:18cm
スムーズハンドル
作業端に傾きをもたせることで、大白歯部における遠心部の難しい部分にも容易にアクセス可能なデザイン。



カストロビージョ 31
31 Castroviejo, Curved

パートコード	標準価格	取寄品
S31	48,300 円	

 全長:10cm

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

■ はさみ パーマシャープ (Perma Sharp™)

外科 Surgical



ロックリン 曲 5011

Locklin Curved

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S5011	44,100 円	パーマシャープ	

全長:16.5cm

ギザ付ブレード1枚



メツェンバウム 曲 ブラント 5055

Metzenbaum, Curved Blunt

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S5055	44,100 円	パーマシャープ	☺

全長:14.5cm



メツェンバウム 曲 ポイント 5057

Metzenbaum, Curved Pointed

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S5057	44,100 円	パーマシャープ	☺

全長:14.5cm



ゴールドマンフォックス 直 5080

Goldman-Fox, Straight

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S5080	44,100 円	パーマシャープ	

全長:13cm

ギザ付ブレード1枚

隣接面での使用に適用



● ゴールドマンフォックス 曲 5081

Goldman-Fox, Curved

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S5081	44,100 円	パーマシャープ	

全長:13cm

ギザ付ブレード1枚

隣接面での使用に適用



アイリス直 5082

Iris, Straight

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S5082	44,100円	パーマシャープ	☺

全長:11.5cm
ギザなし



● **アイリス曲 5083**

Iris, Curved

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S5083	44,100円	パーマシャープ	☺

全長:11.5cm
ギザなし

■ はさみ



掲載画像 S10SC

ヒューフレディ曲 10

10 Hu-Friedy Double-Curved

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S10SC	23,100円	スーパーカット	☺
S10	16,800円	スタンダード	☺

全長:13.5cm
ギザ付ブレード1枚



掲載画像 S14SCX

● **ラグランジュ曲 14**

14 LaGrange, Double-Curved

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S14SCX	27,300円	ブラックライン	☺
S14SC	23,100円	スーパーカット	☺
S14	16,800円	スタンダード	☺

全長:11.5cm
ギザ付ブレード1枚
臼歯部にも届きやすい複屈曲型



はさみの種類



パーマシャープ
2本の先端の刃先にタンクステンカーバイド(超硬)のブレードを付与、滑らかな切れ味と高い耐久性が特徴。



ブラックライン
高性能なマット仕上げの黒色コーティング加工が特徴。鋭利さと耐久性を強化すると共に、より強いライトの下でも乱反射を抑制し、術中により良い視野を確保。



スーパーカット
一方は細やかなギザ付でもう一方はかみそりの刃のような鋭い仕上げとなっており、すべりを防止しながら組織を切除。



スタンダード
高品質のステンレススチール製で、長期間にわたりシャープさを維持。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



掲載画像 S16SCX



掲載画像 S17SCX



掲載画像 S18SCX

● **ゴールドマンフォックス 曲 16**

Goldman-Fox, Curved

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S16SCX	27,300 円	ブラックライン	
S16SC	23,100 円	スーパーカット	
S16	16,800 円	スタンダード	

全長:13.5cm(ブラックライン)
全長:12.5cm(スーパーカット、スタンダード)
ギザ付ブレード1枚
隣接面での使用に適用

アイリス 直 17

17 Iris, Straight/Delicate

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S17SCX	27,300 円	ブラックライン	
S17SC	18,900 円	スーパーカット	
S17	14,700 円	スタンダード	

全長:11.5cm
ギザ付ブレード1枚(ブラックライン、スーパーカット)
ギザなし(スタンダード)

● **アイリス 曲 18**

18 Iris, Curved/Delicate

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S18SCX	27,300 円	ブラックライン	
S18SC	18,900 円	スーパーカット	
S18	14,700 円	スタンダード	

全長:11.5cm
ギザ付ブレード1枚(ブラックライン、スーパーカット)
ギザなし(スタンダード)



ブラックラインスーパーカットメツェンバウム

19 Metzenbaum, Curved

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S19SCX	27,300 円	ブラックライン	

全長:14.25cm
ギザ付ブレード1枚



ブラックラインスーパーカットゴールドマンフォックス直

20 Goldman-Fox, Straight

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S20SCX	27,300 円	ブラックライン	

全長:13.5cm
ギザ付ブレード1枚



掲載画像 SCORTSC

コーテリニ 曲

Cortellini Curved

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
SCORTSC	18,900 円	スーパーカット	
SCORT	14,700 円	スタンダード	

全長:12cm
ギザ付ブレード1枚

はさみの種類



ブラックライン

高性能なマット仕上げの黒色コーティング加工が特徴。鋭利さと耐久性を強化すると共に、より強いライトの下でも乱反射を抑制し、術中により良い視野を確保。



スーパーカット

一方は細やかなギザ付でもう一方はかみそりの刃のような鋭い仕上げとなっており、すべりを防止しながら組織を切除。



スタンダード

高品質のステンレススチール製で、長期間にわたりシャープさを維持。



ケリー 1
1 Kelly, Curved Pointed

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S1	16,800 円	スタンダード	

全長:16cm



ワグナー 直 5
5 Wagner, Straight Pointed

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S5	14,700 円	スタンダード	

全長:11.5cm



ワグナー 曲 6
6 Wagner, Curved Pointed

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S6	14,700 円	スタンダード	

全長:11.5cm



ディーン 9
9 Dean

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S9	16,800 円	スタンダード	☺

全長:16.5cm



ロックリン 直 12
12 Locklin

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S12	16,800 円	スタンダード	☺

全長:16cm



一般外科用 直 21
21 Surgical, Straight Pointed

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S21	14,700 円	スタンダード	☺

全長:14.5cm

はさみの種類



スタンダード
高品質のステンレススチール製で、長期間にわたりシャープさを維持。

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

■ はさみ 縫合用



メツェンバウムベビー
Metzenbaum Baby

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
SMB	16,800円	スタンダード	☺

全長:12.5cm



● **ヒューフレディ 13S**
13S Hu-Friedy, Suture

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S13S	16,800円	スタンダード	☺

全長:12cm



ヒューフレディ 13
13 Hu-Friedy, Suture

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
S13	16,800円	スタンダード	☺

全長:15cm

外科 Surgical

■ はさみ 金冠用



金冠用 直
Crown & Gold Straight

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
SCGS	12,600円	スタンダード	☺

全長:12cm



金冠用 曲
Crown & Gold Curved

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
SCGC	12,600円	スタンダード	☺

全長:12cm



金冠用 小児用 曲
Crown & Gold, Curved Pedro

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
SCGCP	12,600円	スタンダード	☺

全長:8.8cm

はさみの種類



スタンダード
高品質のステンレススチール製で、長期間にわたりシャープさを維持。



外科用ピンセット (ティッシュプ라이어/撮子)

縫合時の歯肉や切開歯肉の保持・固定に使用します。



■ ティッシュプ라이어 マイクロ



先端幅:0.8mm



先端幅:0.6mm



先端幅:0.7mm



先端幅:0.7mm

マイクロダイヤモンドダスト直 905DD		
Plain Straight Diamond Dusted Stainless Steel		
パートコード	標準価格	取寄品
8-905DD	58,800 円	
全長:18cm ダイヤモンドダスト		

● マイクロダイヤモンドダスト DAPV 直 無鉤		
Plain Straight Diamond Dusted Stainless Steel		
パートコード	標準価格	取寄品
TPDAPV	58,800 円	
全長:18cm ダイヤモンドダスト ヨーロッパハンドル		

● マイクロ LCOSM 直 マルチ		
Multiple Teeth Straight Stainless Steel		
パートコード	標準価格	取寄品
TPSLCOSM	58,800 円	
全長:18cm ヨーロッパハンドル		

マイクロ LCOCMN 曲 マルチ		
Multiple Teeth Curved Stainless Steel		
パートコード	標準価格	取寄品
TPSLCOCMN	58,800 円	
全長:18cm ヨーロッパハンドル		

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

外科用ピンセット(ティッシュプ라이어/撮子)

Tissue Pliers



外科 Surgical



先端幅:0.5mm



先端幅:0.6mm



先端幅:0.6mm



先端幅:0.7mm

● **マイクロ スイスペリオ**
Microsurgical Pliers, Swiss Perio, Plain

パートコード	標準価格	取寄品
SPTPDAPV	58,800 円	

全長:18cm
無鉤
スムーズハンドル

マイクロ スイスペリオ アナトミカル
Microsurgical Pliers, Swiss Perio, 1x2

パートコード	標準価格	取寄品
SPTPDSSPV	58,800 円	

全長:18cm
有鉤
スムーズハンドル

マイクロチタン ASTMBH 直 無鉤
Plain Straight Titanium

パートコード	標準価格	取寄品
TPASTMBH	115,500 円	

全長:18cm
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

マイクロチタンダイヤモンドダスト STMBH 直 有鉤
1x2 Diamond Dusted Titanium

パートコード	標準価格	取寄品
TPSSTMBH	115,500 円	🕒

全長:18cm
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

標準価格は全て税抜価格です。

■ ティッシュプライヤー パーマシャープ (Perma Sharp™)



● **アドソン 5041 無鉤**
Adson

パートコード	標準価格	取寄品
TP5041	26,300 円	

 全長:12cm
 パーマシャープ(タングステンカーバイド付)



● **アドソン 5042 有鉤**
Adson 1x2

パートコード	標準価格	取寄品
TP5042	29,400 円	

 全長:12cm
 パーマシャープ(タングステンカーバイド付)



アドソンブラウン 5043 マルチ
Adson-Brown

パートコード	標準価格	取寄品
TP5043	30,500 円	☺

 全長:12cm
 パーマシャープ(タングステンカーバイド付)

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

外科用ピンセット(ティッシュプライヤー/撮子)

Tissue Pliers



外科 Surgical

先端幅:1.2mm



先端幅:1.2mm



先端幅:2.0mm



先端幅:2.0mm



ジェラルド 5050 無鉤

ジェラルド	標準価格	取寄品
パートコード TP5050	40,800 円	

全長:18cm
パーマシャープ(タングステンカーバイド付)

ジェラルド 5051 有鉤

ジェラルド 1x2	標準価格	取寄品
パートコード TP5051	41,800 円	🕒

全長:18cm
パーマシャープ(タングステンカーバイド付)

● ジェネラル 5070 無鉤

ジェネラル	標準価格	取寄品
パートコード TP5070	26,300 円	


全長:15cm
パーマシャープ(タングステンカーバイド付)

ドベイキー 5090 マルチ

ドベイキー, Multiple Teeth	標準価格	取寄品
パートコード TP5090	38,900 円	

全長:15cm
パーマシャープ(タングステンカーバイド付)


■ ティッシュプライヤー



先端幅:1.3mm




セムキンテイラー 31 直 無鉤		
31 Semkin Taylor		
パートコード	標準価格	取寄品
TP31	10,800 円	
全長:12.5cm		




先端幅:1.3mm




セムキンテイラー 32 曲 無鉤		
32 Semkin Taylor		
パートコード	標準価格	取寄品
TP32	10,800 円	
全長:12.5cm		



先端幅:1.3mm




セムキンテイラー 33 直 有鉤		
33 Semkin Taylor 1x2		
パートコード	標準価格	取寄品
TP33	10,800 円	
全長:12.5cm		



先端幅:1.3mm




セムキンテイラー 34 曲 有鉤		
34 Semkin Taylor 1x2		
パートコード	標準価格	取寄品
TP34	10,800 円	
全長:12.5cm		



先端幅:1.2mm




クレイマー・ネビンス 曲 有鉤		
Kramer-Nevins Curved 1x2		
パートコード	標準価格	取寄品
TPKN	12,600 円	☺
全長:12.5cm		



先端幅:1.3mm



● アドソン 41 無鉤		
41 Adson Plain		
パートコード	標準価格	取寄品
TP41	10,800 円	
全長:12cm		



先端幅:1.3mm



● アドソン 42 有鉤		
42 Adson 1x2		
パートコード	標準価格	取寄品
TP42	10,800 円	
全長:12cm		

● おすすめ品

☺ 取寄品


取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

外科用ピンセット(ティッシュプライヤー/撮子)

Tissue Pliers



外科 Surgical



先端幅:1.9mm

アドソンブラウン 43 マルチ

43 Adson Brown 7x7

パートコード	標準価格	取寄品
TP43	13,700 円	

全長:12cm



先端幅:3.0mm



フォックス 50L ロック式

50-L Fox Locking 3x3

パートコード	標準価格	取寄品
TP50L	17,900 円	☺

全長:15cm

先端幅:1.3mm




先端幅:1.3mm

ジェラルド 1 無鉤

Gerald Straight/Serrated Plain

パートコード	標準価格	取寄品
TPG1	13,700 円	

全長:18cm




ジェラルド 3 有鉤

Gerald, 1X2

パートコード	標準価格	取寄品
TPG3	13,700 円	☺

全長:18cm

縫合用プライヤー





● コーン

#20 Corn

パートコード	標準価格	取寄品
SP20	13,500 円	

全長:15.5cm

先端部の内径:1.2mm



マイクロサージカルコーン

Micro Surgical

パートコード	標準価格	取寄品
SPM20	56,700 円	☺

全長:15cm

先端部の内径:1.0mm

ダイヤモンドダスト

標準価格は全て税抜価格です。

ティッシュニッパー／タオルクランプ

Tissue Nippers & Towel Clamps

■ ティッシュニッパー



シュガーマン ニプロ
Sugarman Nipro

パートコード	標準価格	取寄品
NIPRO	26,300 円	

全長:16cm



ゴールドマンフォックス
Small Goldman-Fox

パートコード	標準価格	取寄品
NIPS	26,300 円	

全長:10cm
軟組織への外科的アプローチ時に、歯間部の歯肉整形が適切に行えるよう滑らかに操作できる鋭利な小型ニッパーです。1か所の手術部位で2種類以上の処置を付加するための、貴重な補助ツールでもあります。

■ タオルクランプ



バックハウス 3
3 Backhaus

パートコード	標準価格	取寄品
TC3	12,600 円	


全長:9cm



バックハウス 5
5 Backhaus

パートコード	標準価格	取寄品
TC5	12,600 円	

全長:12.5cm



取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Wire Cutting Scissors

ワイヤーカッティングシザーズ

■ ワイヤーカッティングシザーズ



ワイヤーカッティングシザーズ アングル

Wire Cutting Scissors, Angled

パートコード	標準価格	取寄品
WCS	23,100 円	

全長:12cm
【切断許容径】～.015"



ワイヤーカッティングシザーズ スミス

Wire Cutting Scissors, Smith

パートコード	標準価格	取寄品
WCSS	23,100 円	☺

全長:15.3cm
【切断許容径】～.015"

Aspirators

アスピレーター

人間工学的なデザインと様々な先端径のバリエーションにより口腔内の視野を妨げずに骨片や組織片を除去します。

■ アスピレーター



バード セルフクリーニング Byrd Self-Cleaning				
製品名	先端内径	パートコード	標準価格	取寄品
B1	○ 1.5mm	ASPB1	30,800 円	☺
B2	○ 2mm	ASPB2	30,800 円	☺
B3	○ 2.5mm	ASPB3	30,800 円	☺

シリコンチューブアダプター入
全長:21.5cm



オーラルサージェリー Oral Surgery				
製品名	先端内径	パートコード	標準価格	取寄品
1	○ 1mm	ASPOS1	9,900 円	☺
2	○ 2mm	ASPOS2	9,900 円	☺
3	○ 3mm	ASPOS3	9,900 円	☺
4	○ 4mm	ASPOS4	9,900 円	☺

シリコンチューブアダプター入
全長:23cm



クーブランドチップ Coupland Tips				
製品名	先端内径	パートコード	標準価格	取寄品
1	○ 1.5mm	ASPCT1	3,600 円	☺
2	○ 2mm	ASPCT2	3,600 円	☺
3	○ 2.5mm	ASPCT3	3,600 円	☺
4	○ 3mm	ASPCT4	3,600 円	☺

全長:9cm

クーブランドチップ 横穴付 Coupland Tips /Side Holes				
製品名	先端内径	パートコード	標準価格	取寄品
1	○ 1.5mm	ASPCT1W	3,600 円	☺
2	○ 2mm	ASPCT2W	3,600 円	☺
3	○ 2.5mm	ASPCT3W	3,600 円	☺
4	○ 3mm	ASPCT4W	3,600 円	☺

全長:9cm

ハンドル コーブランド Coupland Handle			
製品名	パートコード	標準価格	取寄品
ハンドル	ASPCH	17,600 円	☺

シリコンチューブ付
全長:17cm



取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

アスピレーター
Aspirators



外科 Surgical



フレイザー Frazier Aspirator				
製品名	先端内径	パートコード	標準価格	取寄品
6	○ 1.5mm	ASPFR6	12,600 円	☺
8	○ 2mm	ASPFR8	12,600 円	☺
10	○ 2.5mm	ASPFR10	12,600 円	☺
12	○ 3mm	ASPFR12	12,600 円	☺

チップから骨片などを除去するワイヤー製スティレット付
全長:18cm



アスピレーター スティレット Stylette for Frazier Aspirator			
パートコード	仕様	標準価格	取寄品
PTFS		5,300 円	☺
PTFSB	ボール付	5,300 円	☺

アスピレーター フレイザー 清掃用
全長:21cm



コグスウェル 3 3 Cogswell		
パートコード	標準価格	取寄品
ASPCG3	12,600 円	☺

先端内径:2.3mm
全長:24cm



アンドリュウ・パイション Andrew-Pychon Aspirator		
パートコード	標準価格	取寄品
ASPA	12,600 円	☺

先端内径:1.8mm (先端径:6mm)
全長:23cm



ヤンカー・トンシル Yankauer Tonsil Aspirator		
パートコード	標準価格	取寄品
ASPY	13,500 円	☺

先端内径:2mm (先端径:10mm)
全長:30.5cm
シリコンチューブアダプター付



アダプター Aspirator Adaptor		
パートコード	標準価格	取寄品
PTAA	3,600 円	☺

ヒューフレディグループ製アスピレーター用アダプター
全長:34mm
直径:11mm

交換用シリコンチューブ 4フィート 4ft Long Silicone Replacement Tuing		
パートコード	標準価格	取寄品
PTRTCL	6,400 円	☺

4フィート(120cm)



シリンジ／ボーンキャリパス

Syringes

■ アスピレーティングシリンジ

ヒューフレディグループ製のシリンジは操作性向上のために太いフィンガーリングを備え、ガラスアンプルが見やすいように窓部分を大きくし、カートリッジの着脱を容易に行えるように金具が付けられています。




タイプCW		
Cook-Waite Anesthetic Aspirating Syringe		
パートコード	標準価格	取寄品
SYRCW	8,600 円	

■ ボーングラフトシリンジ




● ボーングラフトシリンジ 7mm		
Bone Grafting Syringe		
パートコード	標準価格	取寄品
SYBG	26,400 円	
外径:7mm 内径:5.8mm 目詰まりを防ぐため、先端から充填します。		

■ ボーンキャリパス



カストロビージョ 曲 40mm		
Castroviejo Calipers Curved		
パートコード	標準価格	取寄品
CLC40C	72,600 円	
全長:18cm 測定可能範囲 0 ~ 40mm		



インスツルメントマネージメント Instrument Management

インスツルメントマネージメントシステム(IMS)とは	102
IMSカセット インフィニティシリーズ	103
IMSカセット シグネチャーシリーズ	108
カセットアクセサリ	113
IMS シグネチャー タブ	115



インストゥルメントマネージメントシステム(IMS)とは

IMS Instrument Management System

インストゥルメントマネージメント Instrument Management



インストゥルメントマネージメントシステム(IMS)とは

IMS (Instrument Management System) は、安全性と効率性の追求を具現化するシステムおよびその製品群です。

カセットは単なる容器ではなく、洗浄時の洗剤と被洗浄物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザインになっています。

IMSシステムは洗浄時からチェアサイドまで、器具に触れたりダメージを与えることなくインストゥルメントを取り扱うことを可能にします。



※ 歯科用ハンドインストゥルメントおよびアクセサリーの再処理については、こちらの二次元バーコードからご参照ください。





Infinity
Series™
Cassettes

IMSカセット インフィニティシリーズ

IMSカセット インフィニティシリーズは、機能性とデザイン性を有しています。新たに開発されたホールパターンとレールのデザインは、器材処理時において、カセット本体と器材との接触を大幅に削減し、洗浄・滅菌工程中の適切な状況を創り出します。洗練されたデザインのインフィニティシリーズカセットは日々の臨床により高い専門性をもたらし、より良い患者ケアが導かれます。

ポジティブロック機構

人間工学に基づいたロック部分は安全で使い易く、片手で開けることができ、カセットがロックされていることを視覚的に確認できます。

特徴的な新しいホールパターン


洗浄・滅菌時の水や蒸気の浸透・流れが従来のステンレス製品と比較し30%増えました。

滑らかで丸みを帯びたコーナーと切り込みのある切縁

内部からの排水を容易にし、乾燥時間を短縮します。

新しいシリコンレールシステム

洗浄中に器材を保護しつつ、従来のステンレス製カセットと比較し洗浄対象物との接触を約60%まで大幅に削減し空隙を増やすことで、カセット内部への水流を増やし、洗浄効果を高めます。



■ IMSカセット インフィニティシリーズ



掲載画像 IMN6055

5本用 イグザム

Exam Cassette - 5 Instrument

レール色	カセット 14,700 円 パートコード	交換用シリコン 1,300 円 パートコード	取寄品
● レッド	IMN6050	PK2-6050RL	
● グレー	IMN6051	PK2-6051RL	☺
○ ホワイト	IMN6052	PK2-6052RL	☺
● オレンジ	IMN6053	PK2-6053RL	☺
● パープル	IMN6054	PK2-6054RL	☺
● イエロー	IMN6055	PK2-6055RL	☺
● ラベンダー	IMN6056	PK2-6056RL	☺
● ブラック	IMN6057	PK2-6057RL	☺
● ブルー	IMN6058	PK2-6058RL	☺
● グリーン	IMN6059	PK2-6059RL	☺
● オーシャンブルー	IMN60511	PK2-60511R	☺

外形寸法:76mm x 203mm x 32mm
 5本のインスツルメントが収納可能。
 【交換用シリコン】レール x 2, シリコンストッパー x 1入



掲載画像 IMN30HU9

US/HP用 S

Ultrasonic Insert/Handpiece Cassette - Small

レール色	カセット 13,700 円 パートコード	交換用シリコン 1,500 円 パートコード	取寄品
● レッド	IMN30HU0	PK-30HU0RL	☺
● グレー	IMN30HU1	PK-30HU1RL	☺
○ ホワイト	IMN30HU2	PK-30HU2RL	☺
● オレンジ	IMN30HU3	PK-30HU3RL	☺
● パープル	IMN30HU4	PK-30HU4RL	☺
● イエロー	IMN30HU5	PK-30HU5RL	☺
● ラベンダー	IMN30HU6	PK-30HU6RL	☺
● ブラック	IMN30HU7	PK-30HU7RL	☺
● ブルー	IMN30HU8	PK-30HU8RL	☺
● グリーン	IMN30HU9	PK-30HU9RL	☺
● オーシャンブルー	IMN30HU11	PK-30HU11R	☺

外形寸法:38mm x 203mm x 32mm
 ハンドピース1本または超音波インサート2本が収納可能。
 カストロビージョの管理におすすめ。
 【交換用シリコン】マット x 1, シリコンストッパー x 2入



掲載画像 IMN60H8

● **US/HP用 L**

Ultrasonic Insert/Handpiece Cassette - Large

レール色	カセット 14,700 円 パートコード	交換用シリコン 2,500 円 パートコード	取寄品
● レッド	IMN60H0	PK-60HORL	☺
● グレー	IMN60H1	PK-60H1RL	☺
○ ホワイト	IMN60H2	PK-60H2RL	☺
● オレンジ	IMN60H3	PK-60H3RL	☺
● パープル	IMN60H4	PK-60H4RL	☺
● イエロー	IMN60H5	PK-60H5RL	☺
● ラベンダー	IMN60H6	PK-60H6RL	☺
● ブラック	IMN60H7	PK-60H7RL	☺
● ブルー	IMN60H8	PK-60H8RL	☺
● グリーン	IMN60H9	PK-60H9RL	☺
● オーシャンブルー	IMN60H11	PK-60H11RL	☺

外形寸法:76mm x 203mm x 32mm
 ハンドピース2~3本または超音波インサート5本が収納可能。
 カストロビージョの管理におすすめ。
 【交換用シリコン】マット x 1, シリコンストッパー x 2入



掲載画像 IMN5087

8本用

Small Cassette - 8 Instrument

レール色	カセット 20,000 円 パートコード	交換用シリコン 1,700 円 パートコード	取寄品
● レッド	IMN5080	PK2-5080RL	
● グレー	IMN5081	PK2-5081RL	☺
○ ホワイト	IMN5082	PK2-5082RL	☺
● オレンジ	IMN5083	PK2-5083RL	☺
● パープル	IMN5084	PK2-5084RL	☺
● イエロー	IMN5085	PK2-5085RL	☺
● ラベンダー	IMN5086	PK2-5086RL	☺
● ブラック	IMN5087	PK2-5087RL	☺
● ブルー	IMN5088	PK2-5088RL	☺
● グリーン	IMN5089	PK2-5089RL	☺
● オーシャンブルー	IMN50811	PK2-50811R	☺

外形寸法:140mm x 203mm x 32mm
 8本のインスツルメントと付属品が収納可能。
 【交換用シリコン】レール x 2, シリコンストッパー x 1入

● おすすめ品

🕒 取寄品


取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

IMSカセット インフィニティシリーズ

Infinity Series™ Cassettes



インスツルメントマネージメント Instrument Management



掲載画像 IMN5100

10本用 Small Cassette - 10 Instrument			
カセット	20,000 円	交換用シリコン	1,700 円
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IMN5100	PK2-5100RL	
● グレー	IMN5101	PK2-5101RL	🕒
○ ホワイト	IMN5102	PK2-5102RL	🕒
● オレンジ	IMN5103	PK2-5103RL	🕒
● パープル	IMN5104	PK2-5104RL	🕒
● イエロー	IMN5105	PK2-5105RL	🕒
● ラベンダー	IMN5106	PK2-5106RL	🕒
● ブラック	IMN5107	PK2-5107RL	🕒
● ブルー	IMN5108	PK2-5108RL	🕒
● グリーン	IMN5109	PK2-5109RL	🕒
● オーシャンブルー	IMN5111	PK2-51011R	🕒

外形寸法:140mm x 203mm x 32mm
10本のインスツルメントが収納可能。
【交換用シリコン】レール x 2, シリコンストッパー x 1入



掲載画像 IMN8121

12本用 シグナスタット Signa-Stat Cassette - 12 Instrument			
カセット	23,100 円	交換用シリコン	3,000 円
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IMN8120	PKE-8120R	🕒
● グレー	IMN8121	PKE-8121R	🕒
○ ホワイト	IMN8122	PKE-8122R	🕒
● オレンジ	IMN8123	PKE-8123R	🕒
● パープル	IMN8124	PKE-8124R	🕒
● イエロー	IMN8125	PKE-8125R	🕒
● ラベンダー	IMN8126	PKE-8126R	🕒
● ブラック	IMN8127	PKE-8127R	🕒
● ブルー	IMN8128	PKE-8128R	🕒
● グリーン	IMN8129	PKE-8129R	🕒
● オーシャンブルー	IMN81211	PKE-81211R	🕒

外形寸法:165mm x 267mm x 32mm
12本のインスツルメントと付属品が収納可能。
【交換用シリコン】レール x 4, シリコンストッパー x 2入



掲載画像 IMN4121

12本用 Large Cassette with Accessory Area - 12 Instrument			
カセット	25,200 円	交換用シリコン	3,000 円
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IMN4120	PKE-4120R	🕒
● グレー	IMN4121	PKE-4121R	🕒
○ ホワイト	IMN4122	PKE-4122R	🕒
● オレンジ	IMN4123	PKE-4123R	🕒
● パープル	IMN4124	PKE-4124R	🕒
● イエロー	IMN4125	PKE-4125R	🕒
● ラベンダー	IMN4126	PKE-4126R	🕒
● ブラック	IMN4127	PKE-4127R	🕒
● ブルー	IMN4128	PKE-4128R	🕒
● グリーン	IMN4129	PKE-4129R	🕒
● オーシャンブルー	IMN41211	PKE-41211R	🕒

外形寸法:203mm x 280mm x 32mm
12本のインスツルメントと付属品が収納可能。
【交換用シリコン】レール x 4, シリコンストッパー x 2入



掲載画像 IMN4165

● 16本用 Large Cassette with Accessory Area - 16 Instrument			
カセット	25,200 円	交換用シリコン	3,000 円
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IMN4160	PKE-4160R	
● グレー	IMN4161	PKE-4161R	🕒
○ ホワイト	IMN4162	PKE-4162R	🕒
● オレンジ	IMN4163	PKE-4163R	🕒
● パープル	IMN4164	PKE-4164R	🕒
● イエロー	IMN4165	PKE-4165R	🕒
● ラベンダー	IMN4166	PKE-4166R	🕒
● ブラック	IMN4167	PKE-4167R	🕒
● ブルー	IMN4168	PKE-4168R	🕒
● グリーン	IMN4169	PKE-4169R	🕒
● オーシャンブルー	IMN41611	PKE-41611R	🕒

外形寸法:203mm x 280mm x 32mm
16本のインスツルメントと付属品が収納可能。
【交換用シリコン】レール x 4, シリコンストッパー x 2入



IMSカセット インフィニティシリーズ

Infinity Series™ Cassettes

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。




掲載画像 IMN4204



掲載画像 IMNOS4



掲載画像 IMN9087



掲載画像 IMN9148

20本用

Large Cassette - 20 Instrument			
レール色	カセット 25,200円 パートコード	交換用シリコン 3,200円 パートコード	取寄品
● レッド	IMN4200	PKE-4200R	🕒
● グレー	IMN4201	PKE-4201R	🕒
○ ホホワイト	IMN4202	PKE-4202R	🕒
● オレンジ	IMN4203	PKE-4203R	🕒
● パープル	IMN4204	PKE-4204R	🕒
● イエロー	IMN4205	PKE-4205R	🕒
● ラベンダー	IMN4206	PKE-4206R	🕒
● ブラック	IMN4207	PKE-4207R	🕒
● ブルー	IMN4208	PKE-4208R	🕒
● グリーン	IMN4209	PKE-4209R	🕒
● オーシャンブルー	IMN42011	PKE-42011R	🕒

外形寸法:203mm x 280mm x 32mm
20本のインストゥルメントが収納可能。
【交換用シリコン】レール x 4、シリコンストッパー x 2入

オーラルサージェリー

Oral Surgery Cassette			
レール色	カセット 38,900円 パートコード	交換用シリコン 4,700円 パートコード	取寄品
● レッド	IMNOS0	PKE-OS0R	🕒
● グレー	IMNOS1	PKE-OS1R	🕒
○ ホホワイト	IMNOS2	PKE-OS2R	🕒
● オレンジ	IMNOS3	PKE-OS3R	🕒
● パープル	IMNOS4	PKE-OS4R	🕒
● イエロー	IMNOS5	PKE-OS5R	🕒
● ラベンダー	IMNOS6	PKE-OS6R	🕒
● ブラック	IMNOS7	PKE-OS7R	🕒
● ブルー	IMNOS8	PKE-OS8R	🕒
● グリーン	IMNOS9	PKE-OS9R	🕒
● オーシャンブルー	IMNOS11	PKE-OS11R	🕒

外形寸法:203mm x 368mm x 32mm
インストゥルメント12本、エレベーター4本、ヒンジインストゥルメント3本、付属品が収納可能。
【交換用シリコン】レール x 4、エレベーターレール x 4、シリコンストッパー x 2入

8本用 ダブルデッカー

Double-Decker™ Cassette - 8 Instrument			
レール色	カセット 24,200円 パートコード	交換用シリコン 2,500円 パートコード	取寄品
● レッド	IMN9080	PK-9080RL	
● グレー	IMN9081	PK-9081RL	🕒
○ ホホワイト	IMN9082	PK-9082RL	🕒
● オレンジ	IMN9083	PK-9083RL	🕒
● パープル	IMN9084	PK-9084RL	🕒
● イエロー	IMN9085	PK-9085RL	🕒
● ラベンダー	IMN9086	PK-9086RL	🕒
● ブラック	IMN9087	PK-9087RL	🕒
● ブルー	IMN9088	PK-9088RL	🕒
● グリーン	IMN9089	PK-9089RL	🕒
● オーシャンブルー	IMN90811	PK-90811RL	🕒

外形寸法:76mm x 203mm x 38mm
8本のインストゥルメントが収納可能。
【交換用シリコン】レール x 4、シリコンストッパー x 2入

交換用S 8本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入

Compression Arm - 8 Instrument		
パートコード	標準価格	取寄品
PTI-0008	2,400円	🕒

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。
1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。

● 14本用 ダブルデッカー

Double-Decker™ Cassette - 14 Instrument			
レール色	カセット 25,200円 パートコード	交換用シリコン 3,000円 パートコード	取寄品
● レッド	IMN9140	PK-9140RL	
● グレー	IMN9141	PK-9141RL	🕒
○ ホホワイト	IMN9142	PK-9142RL	🕒
● オレンジ	IMN9143	PK-9143RL	🕒
● パープル	IMN9144	PK-9144RL	🕒
● イエロー	IMN9145	PK-9145RL	🕒
● ラベンダー	IMN9146	PK-9146RL	🕒
● ブラック	IMN9147	PK-9147RL	🕒
● ブルー	IMN9148	PK-9148RL	🕒
● グリーン	IMN9149	PK-9149RL	🕒
● オーシャンブルー	IMN91411	PK-91411RL	🕒

外形寸法:114mm x 203mm x 38mm
14本のインストゥルメントが収納可能。
【交換用シリコン】レール x 4、シリコンストッパー x 2入

交換用S 14本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入

Compression Arm - 14 Instrument		
パートコード	標準価格	取寄品
PTI-0029	1,100円	🕒

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。
1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。


● おすすめ品

☺ 取寄品


取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

IMSカセット インフィニティシリーズ

Infinity Series™ Cassettes



掲載画像 IMN9201



20本用 ダブルデッカー

Double-Decker™ Cassette - 20 Instrument

カセット	交換用シリコン	
30,500 円	4,500 円	
レール色	パートコード	取寄品
● レッド	IMN9200	PK-9200RL ☺
● グレー	IMN9201	PK-9201RL ☺
○ ホワイト	IMN9202	PK-9202RL ☺
● オレンジ	IMN9203	PK-9203RL ☺
● パープル	IMN9204	PK-9204RL ☺
● イエロー	IMN9205	PK-9205RL ☺
● ラベンダー	IMN9206	PK-9206RL ☺
● ブラック	IMN9207	PK-9207RL ☺
● ブルー	IMN9208	PK-9208RL ☺
● グリーン	IMN9209	PK-9209RL ☺
● オーシャンブルー	IMN92011	PK-92011RL ☺

外形寸法:152mm x 246mm x 38mm

20本のインスツルメントと付属品が収納可能。

[交換用シリコン]レール x 4、シリコンストッパー x 2入

交換用S 20本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入

Compression Arm - 20 Instrument


パートコード	標準価格	取寄品
PTI-0050	3,000 円	☺

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。

1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。



掲載画像 IMN9144-O



オーソドンティックS ダブルデッカー

Double-Decker™ Small Orthodontic Cassette

カセット	交換用シリコン	
26,300 円	3,000 円	
レール色	パートコード	取寄品
● レッド	IMN9140-O	PK-9140OR ☺
● グレー	IMN9141-O	PK-9141OR ☺
○ ホワイト	IMN9142-O	PK-9142OR ☺
● オレンジ	IMN9143-O	PK-9143OR ☺
● パープル	IMN9144-O	PK-9144OR ☺
● イエロー	IMN9145-O	PK-9145OR ☺
● ラベンダー	IMN9146-O	PK-9146OR ☺
● ブラック	IMN9147-O	PK-9147OR ☺
● ブルー	IMN9148-O	PK-9148OR ☺
● グリーン	IMN9149-O	PK-9149OR ☺
● オーシャンブルー	IMN91411-O	PK-91411OR ☺

外形寸法:114mm x 203mm x 38mm

プレイヤー4本とハンドインスツルメント2本が収納可能。

[交換用シリコン]レール x 6、シリコンストッパー x 2入

交換用S 14本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入

Compression Arm - 14 Instrument

パートコード	標準価格	取寄品
PTI-0029	1,100 円	☺

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。

1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。



掲載画像 IMNORTH8

● オース S 薄型

Small Thin Orthodontic Cassette

カセット	交換用シリコン	
23,100 円	2,500 円	
レール色	パートコード	取寄品
● パープル	IMNORTH84	PK-ORTS4L ☺
● ブルー	IMNORTH88	PK-ORTS8L ☺
● グリーン	IMNORTH89	PK-ORTS9L ☺

外形寸法:178mm x 203mm x 19mm

プレイヤー4本とハンドインスツルメント3本が収納可能。

[交換用シリコン]フラットレール x 3、ベースレール x 2、シリコンストッパー x 7入



掲載画像 IMNORTHL8

オース L 薄型

Large Thin Orthodontic Cassette

カセット	交換用シリコン	
28,400 円	2,500 円	
レール色	パートコード	取寄品
● パープル	IMNORTHL4	PK-ORTL4L ☺
● ブルー	IMNORTHL8	PK-ORTL8L ☺
● グリーン	IMNORTHL9	PK-ORTL9L ☺

外形寸法:203mm x 280mm x 19mm

プレイヤー7本とハンドインスツルメント4本が収納可能。

[交換用シリコン]フラットレール x 6、ベースレール x 2、シリコンストッパー x 9入

Signature Series™ Cassettes

IMSカセット シグネチャーシリーズ

IMSカセットは、単なる容器ではなく洗浄時の洗剤と内容物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザインです。丈夫で手入れが簡単なステンレス製で、シリコン製のレールがインスツルメントをしっかりと固定します。

分かりやすいロック

ロックの向きにより開閉が明確になっており、安全です。

電解研磨された表面

耐腐食性を向上。

効率的な開窓の配置

より効果的に洗浄・滅菌しつつ、インスツルメントの突出を防ぐデザインです。



耐久性のあるシリコンレール

処理工程中の破損・ダメージからインスツルメントを守るためにデザインされています。

機能的なアクセサリースペース

インスツルメントやアクセサリなどを効率よく保管できるエリアです。別売のシリコンマットを敷くとより安定します。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

IMSカセット シグネチャーシリーズ

Signature Series™ Cassettes



インスツルメントマネージメント Instrument Management

■ IMSカセット シグネチャーシリーズ




掲載画像 IM6058

5本用 イグザム

Exam Cassette - 5 Instrument			
レール色	カセット 12,600円 パートコード	交換用シリコン 1,100円 パートコード	取寄品
● レッド	IM6050	IM6050RAIL	
● グレー	IM6051	IM6051RAIL	
○ ホワイト	IM6052	IM6052RAIL	🕒
● オレンジ	IM6053	IM6053RAIL	🕒
● イエロー	IM6055	IM6055RAIL	🕒
● ラベンダー	IM6056	IM6056RAIL	🕒
● ブルー	IM6058	IM6058RAIL	🕒
● グリーン	IM6059	IM6059RAIL	🕒

外形寸法:76mm x 203mm x 32mm
5本のインスツルメントが収納可能。
基本セットにおすすめ。
【交換用シリコン】レールx2、シリコンストッパー x1入



掲載画像 IM60H8

US/HP用 L

Ultrasonic Insert/Handpiece Cassette			
レール色	カセット 12,600円 パートコード	交換用シリコン 2,100円 パートコード	取寄品
● レッド	IM60H0	IM60HORAIL	
● グレー	IM60H1	IM60H1RAIL	
● ブルー	IM60H8	IM60H8RAIL	

外形寸法:76mm x 203mm x 32mm
ハンドピース2~3本または超音波インサート5本が収納可能。
カストロビージョの管理におすすめ。
【交換用シリコン】マットx1、ストッパー x2入



掲載画像 IMSS78

● 7本用 スペースセーバー

Space Saver Cassette - 7 Instrument			
レール色	カセット 15,600円 パートコード	交換用シリコン 2,800円 パートコード	取寄品
● レッド	IMSS70	IMSS70RAIL	
● グレー	IMSS71	IMSS71RAIL	
○ ホワイト	IMSS72	IMSS72RAIL	🕒
● オレンジ	IMSS73	IMSS73RAIL	🕒
● イエロー	IMSS75	IMSS75RAIL	🕒
● ラベンダー	IMSS76	IMSS76RAIL	🕒
● ブルー	IMSS78	IMSS78RAIL	🕒
● グリーン	IMSS79	IMSS79RAIL	🕒

外形寸法:114mm x 203mm x 25mm
【交換用シリコン】レールx2、シリコンストッパー x1入



掲載画像 IM5080

● 8本用

Small Cassette - 8 Instrument			
レール色	カセット 16,600円 パートコード	交換用シリコン 1,500円 パートコード	取寄品
● レッド	IM5080	IM5080RAIL	
● グレー	IM5081	IM5081RAIL	
○ ホワイト	IM5082	IM5082RAIL	🕒
● オレンジ	IM5083	IM5083RAIL	🕒
● イエロー	IM5085	IM5085RAIL	🕒
● ラベンダー	IM5086	IM5086RAIL	🕒
● ブルー	IM5088	IM5088RAIL	🕒
● グリーン	IM5089	IM5089RAIL	🕒

外形寸法:140mm x 203mm x 32mm
8本のインスツルメントと付属品が収納可能。
【交換用シリコン】レールx2、シリコンストッパー x1入



掲載画像 IM5108

10本用

Small Cassette -10 Instrument

	カセット 16,600円	交換用シリコン 1,500円	
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IM5100	IM5100RAIL	
● グレー	IM5101	IM5101RAIL	
○ ホワイト	IM5102	IM5102RAIL	🕒
● オレンジ	IM5103	IM5103RAIL	🕒
● イエロー	IM5105	IM5105RAIL	🕒
● ラベンダー	IM5106	IM5106RAIL	🕒
● ブルー	IM5108	IM5108RAIL	
● グリーン	IM5109	IM5109RAIL	🕒

外形寸法:140mm x 203mm x 32mm
10本のインスツルメントが収納可能。
[交換用シリコン]レール x 2、シリコンストッパー x 1入



掲載画像 IM8125

12本用 シグナスタット

Signa-Stat Cassette -12 Instrument

	カセット 19,800円	交換用シリコン 2,600円	
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IM8120	IM8120RAIL	
● グレー	IM8121	IM8121RAIL	
○ ホワイト	IM8122	IM8122RAIL	🕒
● オレンジ	IM8123	IM8123RAIL	🕒
● イエロー	IM8125	IM8125RAIL	🕒
● ラベンダー	IM8126	IM8126RAIL	🕒
● ブルー	IM8128	IM8128RAIL	
● グリーン	IM8129	IM8129RAIL	🕒

外形寸法:165mm x 267mm x 32mm
12本のインスツルメントと付属品が収納可能。
[交換用シリコン]レール x 4、シリコンストッパー x 2入



掲載画像 IM4160

16本用

Large Cassette -16 Instrument

	カセット 20,800円	交換用シリコン 2,600円	
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IM4160	IM4160RAIL	
● グレー	IM4161	IM4161RAIL	
○ ホワイト	IM4162	IM4162RAIL	🕒
● オレンジ	IM4163	IM4163RAIL	🕒
● イエロー	IM4165	IM4165RAIL	🕒
● ラベンダー	IM4166	IM4166RAIL	🕒
● ブルー	IM4168	IM4168RAIL	
● グリーン	IM4169	IM4169RAIL	🕒

外形寸法:203mm x 280mm x 32mm
16本のインスツルメントと付属品が収納可能。
[交換用シリコン]レール x 4、シリコンストッパー x 2入



掲載画像 IM4208

● **20本用**

Large Cassette -20 Instrument

	カセット 20,800円	交換用シリコン 2,800円	
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IM4200	IM4200RAIL	
● グレー	IM4201	IM4201RAIL	
○ ホワイト	IM4202	IM4202RAIL	🕒
● オレンジ	IM4203	IM4203RAIL	🕒
● イエロー	IM4205	IM4205RAIL	🕒
● ラベンダー	IM4206	IM4206RAIL	🕒
● ブルー	IM4208	IM4208RAIL	
● グリーン	IM4209	IM4209RAIL	🕒

外形寸法:203mm x 280mm x 32mm
20本のインスツルメントが収納可能。
[交換用シリコン]レール x 4、シリコンストッパー x 2入

● おすすめ品

☑ 取寄品

取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

IMSカセット シグネチャーシリーズ Signature Series™ Cassettes



Instrument Management



掲載画像 IMOS5

オーラルサージェリー Oral Surgery Cassette			
	カセット	交換用シリコン	
	33,600円	4,000円	
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IMOS0	IMOS0RAIL	
● グレー	IMOS1	IMOS1RAIL	
○ ホワイト	IMOS2	IMOS2RAIL	☑
● オレンジ	IMOS3	IMOS3RAIL	☑
● イエロー	IMOS5	IMOS5RAIL	☑
● ラベンダー	IMOS6	IMOS6RAIL	☑
● ブルー	IMOS8	IMOS8RAIL	
● グリーン	IMOS9	IMOS9RAIL	☑

外形寸法:203mm x 368mm x 32mm
 インstrument 12本、エレベーター4本、ヒンジインstrument 3本、付属品が収納可能。
 【交換用シリコン】レール x 4、エレベーターレール x 4、シリコンストッパー x 2入



掲載画像 IM9085


8本用 ダブルデッカー Double-Decker™ Cassette - 8 Instrument			
	カセット	交換用シリコン	
	20,800円	2,100円	
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IM9080	IM9080RAIL	
● グレー	IM9081	IM9081RAIL	
○ ホワイト	IM9082	IM9082RAIL	☑
● オレンジ	IM9083	IM9083RAIL	☑
● イエロー	IM9085	IM9085RAIL	☑
● ラベンダー	IM9086	IM9086RAIL	☑
● ブルー	IM9088	IM9088RAIL	
● グリーン	IM9089	IM9089RAIL	☑

外形寸法:76mm x 203mm x 38mm
 8本のインstrument が収納可能。
 【交換用シリコン】レール x 4、シリコンストッパー x 2入

交換用S 8本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入

Compression Arm - 8 Instrument			
パートコード	標準価格	取寄品	
PTI-0008	2,400円		☑

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。
 1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。



掲載画像 IM9148


14本用 ダブルデッカー Double-Decker™ Cassette - 14 Instrument			
	カセット	交換用シリコン	
	22,100円	2,600円	
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IM9140	IM9140RAIL	
● グレー	IM9141	IM9141RAIL	
○ ホワイト	IM9142	IM9142RAIL	☑
● オレンジ	IM9143	IM9143RAIL	☑
● イエロー	IM9145	IM9145RAIL	☑
● ラベンダー	IM9146	IM9146RAIL	☑
● ブルー	IM9148	IM9148RAIL	
● グリーン	IM9149	IM9149RAIL	☑

外形寸法:114mm x 203mm x 38mm
 14本のインstrument が収納可能。
 【交換用シリコン】レール x 4、シリコンストッパー x 2入

交換用S 14本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入

Compression Arm - 14 Instrument			
パートコード	標準価格	取寄品	
PTI-0029	1,100円		☑

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。
 1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。



掲載画像 IM9201


20本用 ダブルデッカー Double-Decker™ Cassette - 20 Instrument			
	カセット	交換用シリコン	
	26,300円	4,000円	
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IM9200	IM9200RAIL	
● グレー	IM9201	IM9201RAIL	
○ ホワイト	IM9202	IM9202RAIL	☑
● オレンジ	IM9203	IM9203RAIL	☑
● イエロー	IM9205	IM9205RAIL	☑
● ラベンダー	IM9206	IM9206RAIL	☑
● ブルー	IM9208	IM9208RAIL	
● グリーン	IM9209	IM9209RAIL	☑

外形寸法:152mm x 246mm x 38mm
 20本のインstrument と付属品が収納可能。
 【交換用シリコン】取扱なし

交換用S 20本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入

Compression Arm - 20 Instrument			
パートコード	標準価格	取寄品	
PTI-0050	3,000円		☑

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。
 1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。





掲載画像 IM9140-OR

オーソSダブルデッカー

Double-Decker™ Small Orthodontic Cassette

カセット		
23,100円		
レール色	パートコード	取寄品
● レッド	IM9140-OR	☺
● グレー	IM9141-OR	☺
○ ホワイト	IM9142-OR	☺
● オレンジ	IM9143-OR	☺
● イエロー	IM9145-OR	☺
● ラベンダー	IM9146-OR	☺
● ブルー	IM9148-OR	☺
● グリーン	IM9149-OR	☺


外形寸法:114mm x 203mm x 38mm
プライヤー4本とハンドインスツルメント2本が収納可能。
交換用シリコン取扱なし。

交換用S 14本用ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入

Compression Arm - 14 Instrument

パートコード	標準価格	取寄品
PTI-0029	1,100円	☺

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。
1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。



オーソS薄型

Small Thin Orthodontic Cassette

カセット		
18,900円		
レール色	パートコード	取寄品
● ブルー	IMORTHSM8	☺

外形寸法:178mm x 203mm x 19mm
プライヤー4本とハンドインスツルメント3本が収納可能。
交換用シリコン取扱なし。



オーソL薄型

Large Thin Orthodontic Cassette

カセット		
24,200円		
レール色	パートコード	取寄品
● ブルー	IMORTHLG8	☺

外形寸法:203mm x 280mm x 19mm
プライヤー7本とハンドインスツルメント4本が収納可能。
交換用シリコン取扱なし。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

カセットアクセサリ
Cassettes Accessories



カセットアクセサリ

IMSカセットの各種専用アクセサリをご用意しています。
シリコン製のレールやヒンジクリップなどは、インストゥルメントをしっかりと固定し、パーツボックスやパークッションは小さな器具の紛失を防ぎます。

インストゥルメントマネージメント Instrument Management

■ カセットアクセサリ



交換用I エレベーターレール 2入 Elevator Rails		
レール色	エレベーターレール 1,300円 パートコード	取寄品
● レッド	RL-ELV-RED	
● グレー	RL-ELV-GRY	🕒
○ ホワイト	RL-ELV-WHT	🕒
● オレンジ	RL-ELV-ORG	🕒
● パープル	RL-ELV-PRP	🕒
● イエロー	RL-ELV-YLW	🕒
● ラベンダー	RL-ELV-LVN	🕒
● ブラック	RL-ELV-BLK	🕒
● ブルー	RL-ELV-BLU	🕒
● グリーン	RL-ELV-GRN	🕒
● オーシャンブルー	RL-ELV-OCN	🕒

インフィニティシリーズカセット用(シグネチャーカセットにも装着可)。



交換用S エレベーターレール 1入 Elevator Rails		
レール色	エレベーターレール 1,100円 パートコード	取寄品
● レッド	ER0	
● グレー	ER1	
○ ホワイト	ER2	🕒
● オレンジ	ER3	🕒
● イエロー	ER5	🕒
● ラベンダー	ER6	🕒
● ブルー	ER8	
● グリーン	ER9	🕒

シグネチャーシリーズカセット用(インフィニティカセットにも装着可)。



IMS パーツボックス IMS™ Parts Box				
仕様	パートコード	標準価格	外形寸法	取寄品
L	IMS-1273	6,600円	78mm x 32mm x 25mm	🕒
S	IMS-1271	4,900円	40mm x 32mm x 25mm	🕒


減菌時、ラバーダムクランプやマトリックスバンドリテーナー等、小さな器具を収められるようデザインされています。



● IMS パークッション IMS™ Bur Cushion				
仕様	パートコード	標準価格	外形寸法	取寄品
S 6本用	IMS-1372SH	3,600円	44mm x 33mm x 22mm	
T 6本用	IMS-1372TH	3,600円	44mm x 62mm x 22mm	🕒
S 12本用	IMS-1372S	4,900円	84mm x 33mm x 22mm	
T 12本用	IMS-1372T	4,900円	84mm x 62mm x 22mm	🕒

パースタンドは、シリコン製で洗浄および減菌時にバーをしっかりと保持します。
ステンレス製のフタは、水切りがよく、適切な洗浄が行えるデザインです。

標準価格は全て税抜価格です。



IMSカセット専用 クリップ
Hinged Instrument Clips, 2-Pack

パートコード	標準価格	取寄品
IM1000	2,800円	

はさみや止血鉗子などのヒンジインスツルメントをカセットのフタに固定するクリップです。



IMSカセット専用
Needle Cap Holders, 2-Pack

パートコード	標準価格	取寄品
IM1001	2,800円	☺

キャップを縦に把持できるため、片手で注射針のキャップをつけられます。



IMSカセット専用クリップ 3WAY シリンジ用
Air/Water Clip

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
インフィニティカセット用	IM1005N	1,300円	☺
シグネチャーカセット用	IM1005	1,300円	☺
ダブルデッカー用(インフィニティカセット・シグネチャーカセット共用)	IM1006	1,300円	☺

カセットの枠に装着して使用します。洗浄および滅菌時にクリップが器具をしっかりと固定します。



IMSカラータブ アソート
IMS™ Color Tabs

数量	パートコード	標準価格	取寄品
9入	IMS-12912N	3,200円	☺

シリコンのタブは、カセットを識別するために、カセットのフタに装着します。
(グレー、ホワイト、オレンジ、ブラウン、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、ブラック×各1色)



IMSカセット用 スナップオンバーコード
Snap-on Barcode for outside of Cassettes

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
外形寸法:19mm x 57.4mm x 1.7mm	IMS-CABL	1,500円	☺

レーザーマーキングされたバーコードによって、識別や確認が可能です。
標準的なバーコードリーダーに対応しています。HIBC規格に準拠したバーコードです。
レーザーマークは、800回を超える滅菌サイクルに耐えることが確認されています。



IMS IDマーカー
Cassette I.D. Labels and Marker

パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1235	1,500円	☺

カセットの内容識別に便利で、消えにくい専用マーカー。IDラベルやモニターテープに使用します。

IMSカセットについて

問題	原因	対策
ヒンジの破損	・ インスツルメントの詰め込み過ぎや不適切な配置	・ インスツルメントは、カセットからはみ出さないように入れてください ・ カセットを閉じる時は、圧力をかけ過ぎないようにしてください
	・ シリコンレールの位置が不適切	・ カセットのレールの位置を変えないでください
濡れている	・ 滅菌前および滅菌中の不十分な乾燥	・ 洗浄後、包装する前にカセットを十分乾燥させてください ・ 滅菌後の器具は使用時まで完全に乾燥した状態を保ってください
	・ 滅菌器へのカセットの入れ方が不適切	・ カセットを詰め込み過ぎないでください ・ 滅菌器庫内ではカセットの間に多少のスペースをあけてください ・ 滅菌器専用のカセットラックを使用してください

※ 歯科用ハンドインスツルメントおよびアクセサリの再処理については、こちらの二次元バーコードからご参照ください。



● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

IMS シグネチャータブ
Procedural Tubs



Procedural Tubs

IMS シグネチャータブ

処置内容別のタブとカセットにより、インスツルメントや消耗品を管理し、効率的で体系化されたシステムを構築できます。IMS (Instrument Management System) カセットと処置内容別タブを使用することで、器材処理にかかる時間が短縮され、患者さんとのコミュニケーションなどに、より長い時間を費やすことが可能になります。

※IMS シグネチャータブおよび関連製品は滅菌できませんのでご注意ください。

■ IMS シグネチャータブ



● IMSシグネチャータブ コンプリートセット

Signature Series Complete Tub

色	パートコード	標準価格	取寄品
● レッド	IMS-1400	8,400 円	☺
● イエロー	IMS-1405	8,400 円	☺
● ブルー	IMS-1408	8,400 円	☺

外形寸法:324mm x 284mm x 102mm
構成:シグネチャータブ、ライナーシート[†]、仕切(8入)、フタ付ケースS[†]、フタ付ケースM[†]、スライドトレイ仕切有[†]、カバーロック付[†]



IMS シグネチャータブ

Signature Series™ Tub

色	パートコード	標準価格	取寄品
● レッド	IMS-1410	2,800 円	☺
● イエロー	IMS-1415	2,800 円	☺
● ブルー	IMS-1418	2,800 円	☺

外形寸法:311mm x 276mm x 69mm

レッド色のシグネチャータブは、汚染されたインスツルメントや小さめのカセットの運搬用としても使用することができます。



IMS シグネチャータブ用 カバーロック付

Locking Tub Cover

パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1420	3,000 円	☺

外形寸法:324mm x 284mm x 50mm

タブ用カバーは、搬送中や保管中に空中浮遊物から内容物を保護します。



IMS シグネチャータブ用 スライドトレイ 仕切有

Divided Slide Tray

パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1421	1,300 円	☺

外形寸法:248mm x 132mm x 35mm

下段にスペースを確保できるスライド式トレイ。綿球、ガーゼ、クランプ、シリジチップなど様々なものを整理しながら保管できます。



IMS シグネチャータブ用 スライドトレイ 仕切無

Flat Slide Tray

パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1422	1,300 円	☺

外形寸法:248mm x 132mm x 35mm

下段にスペースを確保できるスライド式トレイ。



IMS シグネチャータブ用 インサートトレイ

Tub Insert

パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1423	2,100 円	☺

外形寸法:248mm x 273mm x 26mm

タブ内を整理しやすいように、10区画に仕切られたインサートトレイ。タブのフチにトレイが乗る構造で、下部にも保管スペースを確保。

†透明部分及びタブライナーには抗菌加工が施されていません。



IMS シグネチャータブ用 フタ付ケース S		
Single Tub Cup With Cover		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1424	900円	

外形寸法:41mm x 57mm x 29mm



IMS シグネチャータブ用 フタ付ケース M		
Double Tub Cup With Cover		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1425	900円	

外形寸法:86mm x 57mm x 29mm



IMS シグネチャータブ用 フタ付ケース L		
Long Tub Cup With Cover		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1426	1,900円	

外形寸法:212mm x 57mm x 29mm
 ・5個の収納スペース。
 ・必要に応じて取外し可能な仕切り付。
 ・細かい材料などをスッキリと小分け可能。



IMS シグネチャータブ用 仕切		
Dividers		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1427	1,900円	

8本の仕切板を組み合わせることでタブ内を区分け整理できます。



IMS シグネチャータブ用 ライナーシート		
Tub Liner		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1428	900円	

外形寸法:245mm x 225mm x 3mm
 すべり止めのライナーシートはタブ下段で小さな物がすべるのを抑制します。



IMS シグネチャータブ用 クリップオンホルダー カプセル		
Capsule Clip-On Holder		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1429	1,900円	

外形寸法:203mm x 64mm x 19mm
 ・処置中にコンポジットレジジン充填剤を容易に取り出せます。
 ・タブのどちら側にも装着可能な操作性の高い構造。
 ・最大で8個のアプリケーターチップと4本のシリンジチューブ等を収納可能。



IMS シグネチャータブ用 クリップオンホルダー シリンジ		
Capsule Clip-On Holder		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1430	1,900円	

外形寸法:203mm x 67mm x 19mm
 ・処置中にコンポジットレジジン充填剤を容易に取り出せます。
 ・タブのいずれの側にも装着可能な操作性の高い構造。
 ・最大15本のシリンジチューブと3個のアプリケーターチップを収納可能。



IMS シグネチャータブ用 シリンジスタンド 20本用		
20-Unit Syringe Stand		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1431	3,800円	

外形寸法:229mm x 121mm x 64mm
 ・シリンジを取り出しやすいスタンド型。
 ・たんでタブ内部に収納可能。
 ・最大20本のシリンジチューブを収納可能。



IMS シグネチャータブ用 シリンジスタンド 10本追加用		
10-Unit Syringe Add On		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1432	1,900円	

外形寸法:216mm x 60mm x 19mm
 ・シリンジスタンド20本用(IMS-1431)に装着。(この製品単体ではご使用いただけません。)
 ・シリンジ収納スペースを更に確保。
 ・最大10本のシリンジチューブを収納可能。

左右幅を調節可能



最小 191mm~最大 394mm

左右幅を調節可能



最小 191mm~最大 394mm

IMS シグネチャータブ用 ラック 3段		
Adjustable 3 Tub Rack		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1433	13,100円	

外形寸法:
 最小191mm~最大394mm x 267mm x 330mm
 ・大多数の標準的な収納キャビネットに適合。
 ・フタをしたタブは3個、カセットは6個まで収納可能。
 ・脚部に滑り止め付。
 ・強固なメタル構造。
 ・ネジ、工具、ナット/ボルト不要。

IMS シグネチャータブ用 ラック 4段		
Adjustable 4 Tub Rack		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1434	13,100円	

外形寸法:
 最小191mm~最大394mm x 267mm x 476mm
 ・フタをしたタブは4個、カセットは8個まで収納可能。
 ・強固なメタル構造。
 ・脚部に滑り止め付。


抗菌加工

※タブやタブセットのパーツは、製造工程で抗菌加工されています。

この加工により、微生物の影響や増殖・拡散に関わる重要な細胞機能を阻害します。

抗菌作用は、微生物が製品の表面に接触すると直ちに作用を開始し、シミや臭い、製品の腐蝕を惹起する微生物の成長を抑制します。

この作用は製品の耐用期間を通して継続します。



感染予防

Instrument Reprocessing & Sterilization

洗淨・ケア製品	J02
滅菌用製品	J04
IMS 滅菌コンテナ	J07
ニトリルユーティリティグローブ	J09
リファレンス	J10

Cleaning & Care Products

洗浄・ケア製品

歯科用ハンドインスツルメントおよびアクセサリーの再処理において、器具専用の洗浄剤・ケア製品を使用することで器具に優しく、インスツルメントの再処理工程の効率化となります。

■ **エンザイマックス (酵素系洗浄剤)**

エンザイマックス (Enzymax™) は2種類の酵素からなる洗浄剤で、カセットやインスツルメントの超音波洗浄や浸漬洗浄に使用します。表面保護剤の働きで沈着物やシミ、腐食の原因となるような水に含まれている有害なミネラルからインスツルメントを守ります。



- **蛋白質分解酵素と澱粉質分解酵素の配合**で、器具、白衣に付着した血液・唾液・澱粉を効果的に落とせます。
- キレート剤が水に溶けている金属イオンを取り込み、器具の金属表面をマスクングして **表面腐蝕やヒンジの動作不良を防ぐ**ため、器具表面の輝きを持続させます。
- 超音波洗浄器、浸漬両方に使用可能です。
- **pH値は6.5-8.5と中性**、ステンレス製器具に優しい洗浄剤です。

【使用方法】

- 洗浄方法に合った割合で希釈して使用します。
- 32℃～60℃の湯水を使うと一層効果が上がります。
- 洗浄後は、水で十分洗い流します。

【超音波洗浄器】

- ・洗浄時間は、各超音波洗浄器が推奨する時間を守ってください。
- ・水洗い後は必ず乾燥させてから滅菌してください。

【器具の浸漬 (予備洗浄)】

- ・洗浄する器具などを3～5分間浸漬します。
- ・15分以上浸漬しないでください。

【衣服の浸漬】

- ・洗浄する衣服を10分間浸漬し、その後普通に洗濯してください。

【希釈の割合】

	液 ボトルタイプ (1プッシュ=30cc)	粉 (1匙 = 15g)
超音波洗浄器	1プッシュにつき 3.8ℓ	1匙につき 3.8ℓ
器具の浸漬 (予備洗浄)		
衣服の浸漬	2プッシュにつき 3.8ℓ	1～2匙につき 3.8ℓ

※炭素鋼、タンガステンカーバイド鋼は5分以上漬けないでください。
※エンザイマックスは中性で器具に安全ですが、規定の時間以上の浸漬を行いますと、器具の腐蝕の原因となりますので必ず規定の時間を守ってください。

● **エンザイマックス 液**

Enzymax™ Liquid			
仕様	パートコード	標準価格	取寄品
液 3800ml ボトルタイプ	IMS-1226	16,400円	
合計で485リットルの希釈された洗浄液が作れます。			
仕様	パートコード	標準価格	取寄品
ボトルポンプ 3800ml 用	IMS-1226P	900円	
1プッシュで3.8リットルの希釈液が作れます。 ※エンザイマックス 液 ボトルタイプをご購入の際はボトル用ポンプも同時に購入いただくこと 便利にお使いいただけます。			
仕様	パートコード	標準価格	取寄品
液 チューブタイプ 40入	IMS-1222	14,700円	☺
合計で151リットルの希釈された洗浄液が作れます。			



● **エンザイマックス 粉**

Enzymax™ Powder			
仕様	パートコード	標準価格	取寄品
粉 800g	IMS-1230	8,700円	
合計で189リットルの希釈された洗浄液が作れます。 計量スプーン入 (15g)。			



● **エンザイマックス スプレージェル**

Enzymax™ Spray Gel			
仕様	パートコード	標準価格	取寄品
709ml 450回分	IMS-1229	3,000円	
使用後のインスツルメントにスプレーするプレクリーナー。 腐食防止剤を含む2種類の酵素を配合したジェルです。 洗浄前の汚染物がインスツルメントに固着しないよう湿潤状態を保ち、血液や組織片、 その他の付着物の溶解に役立ちます。 布製品に付着した染み抜き用にも使えます。			

● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

洗浄・ケア製品
Cleaning & Care Products



■ 器具洗浄剤・メンテナンス用品



IMS デイリークリーン

IMS™ Daily Clean General Purpose Detergent

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
500G	IMS-1220	5,100円	
2.27KG	IMS-1218	15,600円	

濃縮パウダー洗剤は、カセットやインスツルメントの超音波洗浄や浸漬洗浄に使用します。

● IMS 潤滑スプレー 236ml

Instrument Lubricant Spray

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
236ml	ILS	3,200円	

使いやすいノンエアソールタイプのポンプボトル入り。IMS潤滑スプレー (ILS) はヒンジ部の動きをスムーズにします。シリコンは含まれていません。

シャインリニュー スティン & ラストリムーバー

Shine reNEW™

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
20ワイプ	IMS-1455	1,400円	

変色やさびを効果的に取り除き、ステンレス製やタンクステンカーバイド製のインスツルメントの輝きを取り戻します。
・ヒンジ部に溜まった残渣を溶解し、ヒンジのあるインスツルメントの動きをスムーズにします。
・こすり洗いをする必要がなくなります。
・短時間で操作でき、使用方法も簡単です。
・シャインリニュー スティン & ラストリムーバー ワイプは銅、真鍮、陽極酸化アルミにも使用できます。

■ IMS クリーニングモニター



ウォッシャーディスインフェクター用

Washer-Disinfectant Cleaning Monitor

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
50入	IMS-1200W	14,700円	☺

器材は毎朝モニターテストを実施した後に洗浄します。ウォッシャーディスインフェクターの作動時ごとに少なくとも1つのモニターを用いて確認してください。

単回使用のみ




超音波洗浄器用

Ultrasonic Cleaning Monitor

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
50入	IMS-1200U	14,700円	☺

器材は毎朝モニターテストを実施した後に洗浄します。超音波洗浄器の作動時ごとに少なくとも1つのモニターを用いて確認してください。

単回使用のみ



ホルダー

Cleaning Monitor Holder

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
1入	IMS-1200H	6,600円	☺

インスツルメントの適切な洗浄は、使用済インスツルメントの再生処理過程で非常に重要な作業です。

適切に洗浄されていないインスツルメントを確実に滅菌することはできません。洗浄工程が適切に行われているかを確認するために、ヒューフレディグループ製のクリーニングモニター (Cleaning Monitors) を使用済みインスツルメントの処理手順に取り入れてみてください！クリーニングモニターは、複数のパラメータを測定し、行われた洗浄工程についての的確な情報を提供できるようデザインされています。

洗浄評価

テストソイルの残留状態で洗浄サイクルを評価します。

	ウォッシャー ディスインフェクター	超音波洗浄器
不合格 (暴露なし)		
不合格		
合格		

測定パラメータと一般的エラー

	ウォッシャーディスインフェクター	超音波洗浄器
クリーニングモニターによって測定されるパラメータ	<ul style="list-style-type: none"> 時間 温度 洗剤濃度 スプレーアームの機能状態 酵素浸漬 	<ul style="list-style-type: none"> キャビテーション 時間 温度 洗剤
一般的な洗浄工程エラー	<ul style="list-style-type: none"> 水の噴射不足、対流不足 スプレーアームの詰まり 過積載 不適切な積載によるインスツルメントへの非接触 不適切な洗剤投入のタイミング 不適切な洗剤投入量 水質不良 	<ul style="list-style-type: none"> キャビテーション効果不足 過積載 不適切な時間・温度や洗剤の設定




標準価格は全て税抜価格です。

Sterilization Products

滅菌用製品

■ 蒸気滅菌モニター／テープ



● **IMS クラス5 インテグレーター ストリップス**
IMS™ Integrators Strips

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
100入	IMS-1241	4,000円	

インテグレーターstripsは、複数の因子を測定するタイプ5の滅菌モニターで、滅菌サイクルに決定的な影響を及ぼす全ての因子(時間、温度や蒸気の有無)に反応するよう設計されています。インテグレーターは、前面のインジケータに結果が表示される方式で色付バーが不合格域から合格域に向かって進むようになっており、解釈や色比較の必要がありません。
単回使用のみ

IMS インジケーターストリップス
IMS™ Indicators Strips

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
250入	IMS-1240	5,100円	

インジケーターストリップスは、高圧蒸気滅菌の時間と温度の要件が満たされたことを確認するためのものです。1つのカセットに1枚ずつ使用し、日付や名前を記録することができます。
単回使用のみ

滅菌用インジケータータープ
Lead Free Blank Indicator Tape


仕様	パートコード	標準価格	取寄品
19mm × 54m	IMS-1461	1,900円	

IMSオートクレープラップを留めるのに使用します。滅菌温度になると黒いストライプが浮き出て、処理前と処理後のカセットを一目で識別できます。
単回使用のみ
※ラテックスフリー


判読結果

濃い色の部分が「ACCEPT (合格)」部に達していないときは適切に滅菌されていません。再度、器材の滅菌操作を行う必要があります。


未処理



処理後 - 不合格: 青いバーが右窓に未到達



処理後 - 合格: 青いバーが右窓に到達



■ IMS テープディスペンサー



IMS テープディスペンサー 4本用
IMS™ Tape Dispenser S

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
111mm × 159mm × 194mm	IMS-1270H	26,000円	🕒

底には吸盤がついておりキャビネットなどに固定できます。IMSモニターテープを最大4本まで収納可能です。

IMS テープディスペンサー 9本用
IMS™ Tape Dispenser S

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
273mm × 159mm × 194mm	IMS-1270	27,200円	🕒

底には吸盤がついておりキャビネットなどに固定できます。IMSモニターテープを最大9本まで収納可能です。

アメリカ疾病予防管理センター(The Center for Disease Control)では被滅菌物1包装につき1つのケミカルインジケータを内包することを推奨しています。*

※Reference: Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings - 2003. MMWR 2003; 52 (No. RR-17): [pg. 24].



■ IMSオートクレーブラップ

滅菌サイクル中の完全滅菌プロテクション用カセットカバーです。

- オートクレーブラップは、やわらかさと強度を併せもつ不織布で、チェアサイドでオイフとしても使用可能です。
- 不織布ですので、オートクレーブのフィルターに目詰まりを起こしにくくなっています。




● IMS オートクレーブラップ

IMS™ Cassette Wrap			
仕様・数量	パートコード	標準価格	取寄品
S 305 x 305mm 100入	IMS-1213H	2,400円	
S 305 x 305mm 1,000入	IMS-1213	21,000円	🕒
S 380 x 380mm 100入	IMS-1211H	3,200円	
S 380 x 380mm 1,000入	IMS-1211	28,400円	
L 508 x 508mm 100入	IMS-1212H	5,500円	
L 508 x 508mm 500入	IMS-1212	26,300円	
L 610 x 610mm 100入	IMS-1210H	7,000円	
L 610 x 610mm 500入	IMS-1210	33,600円	🕒


単回使用のみ

包装方法

方法1:一般的なギフト式



方法2:病院式



オートクレーブラップの推奨サイズ

シグネチャー シリーズカセット Signature Series™ Cassettes	305mm x 305mm	380mm x 380mm	508mm x 508mm	610mm x 610mm
IMSカセット シグネチャー イグザム、8本用ダブルデッカー、超音波インサート&ハンドピース	●	●		
IMSカセット シグネチャー 7本用スペースセーバー	●	●		
IMSカセット シグネチャー 14本用ダブルデッカー△		●	●	
IMSカセット シグネチャー 8本用/10本用△		●	●	
IMSカセット シグネチャー 20本用シグナスタット/ダブルデッカー			●	
IMSカセット シグネチャー 16本用/20本用			●	
IMSカセット シグネチャー 12本用/20本用			●	
IMSカセット シグネチャー オーラルサージェリー				●
IMSカセット シグネチャー オーソ L 薄型			●	
IMSカセット シグネチャー オーソ S 薄型			●	
IMSカセット シグネチャー オーソLダブルデッカー			●	

■ IMSバグETTE滅菌パウチ

バグETTE (Bagette™) セルフシーリング滅菌パウチは、耐久性のある材料で作られた幅広のシールが付いています。外部と内部に埋め込まれた品質管理インジケータによって滅菌のための正確な時間と温度が確認可能で、安全性を確認できます。パウチは、ヒューフレディグループ製カセットのサイズや、滅菌処理が必要な器材のサイズの大小に合わせ、各種取り揃えています。



● IMS バグETTE滅菌パウチ


Bagette™ Self-Sealing Sterilization Pouches					
寸法	数量	用途	パートコード	標準価格	取寄品
57 x 102mm	200入	ラバーダムクランプまたはバー	IMS-1346	1,700円	
70 x 229mm	200入	ハンドピース1本またはハンドインスツルメント1~3本	IMS-1347	2,100円	
89 x 229mm	200入	ハンドインスツルメント2~5本	IMS-1236	2,600円	
133 x 254mm	200入	ハンドピースまたは複数のインスツルメント	IMS-1348	3,400円	
190 x 330mm	100入	IMSカセット シグネチャー イグザム*	IMS-1237	3,200円	
254 x 356mm	100入	IMSカセット シグネチャー S*	IMS-1238	5,900円	☺
305 x 432mm	100入	IMSカセット シグネチャー L*	IMS-1239	7,800円	☺
330 x 508mm	100入	IMSカセット シグネチャー オーラルサージェリー*	IMS-1345	8,200円	☺

単回使用のみ


セルフシール部分にPVA (polyvinyl alcohol) を含まないため、ハンドピース内へ貼りついて詰まらせる危険性が軽減！
※本サイズに適合するカセットの全リストは、ヒューフレディグループのホームページ (Hu-Friedy.co.jp) でご確認ください。

下に示す色見本は、オートクレーブまたはエチレンオキサイド滅菌器庫内で処理されたときに、パウチに生じる色変化を判定するためのものです。インジケータの色が左端から右端まで変化する例が理想的ですが、滅菌器庫内の多様性から、常に右端の色が示されるとは限りません。このため、許容される色の範囲を提示しています。詳細については下図を参照してください。

蒸気滅菌



EO滅菌



品質管理インジケータ

注意: 化学的インジケータは、滅菌器運転のインジケータとしてのみ使用してください。
パウチ内の器材の滅菌状態を保証するためには、必ず生物学的インジケータ (芽胞を使用しているストリップ) と併用してください。



Sterilization Containers

IMS 滅菌コンテナ

ヒューフレディグループ製滅菌コンテナは、滅菌処理時にカセットやインスツルメントを収納する再利用可能な堅固なシステムです。


カセットやインスツルメントの包装に広く用いられている包装材や滅菌バッグに代わるものとして、滅菌コンテナは安全性を高めるだけでなく、経済的にも環境にも大きな優位点を有します。

- コンテナに入れたまま内容物を滅菌し、移動中や保管中も長期間無菌状態を維持します。
- 個々のインスツルメントやカセットをすべてまとめて収納し、ロックした状態で持ち運べます。
- 再利用可能な収納容器のため、利用にかかるコストが低く、耐久年数が長く、かつ消耗品の使用を最小限にすることにより、経済的にも環境にも優しいシステムをです。
- 内容物の出し入れが容易な内蔵ハンドル付の滅菌コンテナカセットをはじめとする、ヒューフレディグループ製カセットのほとんどが適切に収納できるサイズです。
- フィルター、インジケーターカード、開封防止シールなど、各種コンテナ用アクセサリを取り揃えています。
- プレ・バキューム型オートクレーブ(真空脱気式蒸気滅菌器)での使用に適しています。

IMS 滅菌コンテナ

プロセスインジケーターカードおよびコンテナ識別用に2つの外部ディスプレイウィンドウを備えています。

フィルター交換を簡素化。フィルター保持プレートのロックをクリック時の音で確認できます。




ラッチ開封防止シールによって、無菌状態の解除が一目で確認できます。

蓋と収納部分は酸化アルミニウム製で、迅速な乾燥特性と軽量化を図りました。酸化被膜加工されたアルミニウム合金により耐腐食性が高くなっています。

蓋のラッチ部分はハンドルとしても機能し、汚染を防ぎつつ簡単に蓋を開けることが可能です。





● **IMS カセット インフィニティ 滅菌コンテナ用 12本ブルー**
IMS™ Container Cassette for 12 Instruments

パートコード	標準価格	取寄品
IMECC128	32,600円	

外形寸法:268mm x 176mm x 34mm
蓋ハンドルとフィルター交換部分付きのコンテナカセット。
インスツルメント12本を収納でき、アクセサリ用の収納スペースあり。
すべての滅菌コンテナに収納できます。



IMS 滅菌コンテナ スリム
IMS™ Sterilization Container, Slim

パートコード	標準価格	取寄品
IMDINCOOM	41,000円	☺

外形寸法:312mm x 190mm x 50mm
上部と底部に紙フィルター(別売)を装着して使用。
1つのコンテナカセットが収まります。



IMS 滅菌コンテナ スモール
IMS™ Sterilization Container, Small

パートコード	標準価格	取寄品
IMDINCO1M	42,000円	☺

外形寸法:312mm x 190mm x 65mm
上部と底部に紙フィルター(別売)を装着して使用。
1つのコンテナカセットが収まります。



IMS 滅菌コンテナ ミディアム
IMS™ Sterilization Container, Medium

パートコード	標準価格	取寄品
IMDINCO2M	43,100円	☺

外形寸法:312mm x 190mm x 100mm
上部と底部に紙フィルター(別売)を装着して使用。
2つのコンテナカセットが収まります。



IMS 滅菌コンテナ ラージ
IMS™ Sterilization Container, Large

パートコード	標準価格	取寄品
IMDINCO3M	45,200円	☺

外形寸法:312mm x 190mm x 135mm
上部と底部に紙フィルター(別売)を装着して使用。
3つのコンテナカセットが収まります。



IMS 滅菌コンテナ用 紙フィルター
IMS™ Disposable Paper Filters

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
100入	IMCO-FIL3M	2,400円	

単回使用のみ
滅菌コンテナのフタと本体底部に1枚ずつ装着。



IMS 滅菌コンテナ用 インジケーターカード
IMS™ Container Indicator Card, Single Use

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
250入	IMCO-INDNA	3,200円	☺

単回使用のみ



IMS 滅菌コンテナ用 ラッチ開封防止シール
IMS™ Tamper Evident Seal for Sterilization Container Latches

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
100入	IMCOM-SEAL	5,400円	☺

単回使用のみ





ニトリルユーティリティグローブ

■ ニトリルユーティリティグローブ



- 手袋に求められる安全性の基準となるヨーロッパ規格に適合！*
- 裏地付でラテックスフリー
- ラテックス製のグローブと比較して薬品への耐性が強い
- 針刺しに強い*
- 手指への感覚が伝わりやすい形状でスリップ防止グリップ付
- 最大5回までオートクレーブ可能！※耐熱温度121℃
メンテナンスとして週1回のオートクレーブを推奨


※ニトリル ユーティリティグローブは、保護用品に関する European Directive 89/686/EECの要求事項、さらに保護用グローブに関するEuropean standards EN420、EN374、EN388に適合しています。詳細はグローブに同封の説明書をご覧ください。

ヒューフレディグループ製ニトリルユーティリティグローブは、アメリカ疾病対策予防センター（CDC）が推奨するグローブに適合しています。
器具の洗浄や血液・その他の感染の可能性がある物質または化学物質との接触を伴う器材処理を実行する場合は、耐穿刺・耐薬品のユーティリティグローブの使用が安全性の向上につながります！



● ニトリル ユーティリティグローブ 3組入

Lilac Gloves			
サイズ	パートコード	標準価格	取寄品
S	40-060	3,000円	
M	40-062	3,000円	
L	40-064	3,000円	☺

【サイズの確認方法】



右手をのせてサイズを確認しましょう！



リファレンス

※歯科用ハンドインスツルメントおよびアクセサリーの再処理については、こちらの二次元バーコードからご参照ください。



■ インスツルメントについて

問題	原因	対策
しみ	<ul style="list-style-type: none"> 超音波洗浄後の不十分なすすぎ 超音波洗浄後の不十分な乾燥 	<ul style="list-style-type: none"> 流水下で30秒以上十分にすすいでください 熱水ですすいでください
	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄液の交換をしていない 滅菌器庫内が汚れている 	<ul style="list-style-type: none"> 超音波洗浄液は、汚れに応じて少なくとも1日1回は交換してください 滅菌器庫内は1週間に1回は清掃をおこなうか、製造者の指示に従って取り扱ってください タンクには蒸留水を入れてください
さび	<ul style="list-style-type: none"> カーボン製インスツルメントからの腐蝕がステンレス製インスツルメントに広がる 	<ul style="list-style-type: none"> ステンレス製とカーボンスチール製のインスツルメントは、分けてください カーボンスチール製インスツルメントは、滅菌前に滅菌器の製造者が指定する防錆剤に浸してください
穿孔	<ul style="list-style-type: none"> 化学薬品による腐蝕 	<ul style="list-style-type: none"> インスツルメントを十分にすすぎ、乾燥させてください 製造者が推奨する洗剤や滅菌用水のみを使用してください 家庭用漂白剤や染み抜き、石灰化物除去剤は使用しないでください

■ IMSカセットについて

問題	原因	対策
ヒンジの破損	<ul style="list-style-type: none"> インスツルメントの詰め込み過ぎや不適切な配置 	<ul style="list-style-type: none"> インスツルメントはカセットからはみ出さないように入れてください カセットを閉じる時は、圧力をかけ過ぎないようにしてください
濡れている	<ul style="list-style-type: none"> シリコンレールの位置が不適切 	<ul style="list-style-type: none"> レジン製カセットのレールの位置を変えないでください
	<ul style="list-style-type: none"> 滅菌前および滅菌中の不十分な乾燥 	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄後、包装する前にカセットを十分乾燥させてください 滅菌後の器具は、使用時まで完全に乾燥した状態を保ってください
	<ul style="list-style-type: none"> 滅菌器へのカセットの入れ方が不適切 	<ul style="list-style-type: none"> カセットを詰め込み過ぎないでください 滅菌器庫内ではカセットの間に多少のスペースをあけてください 滅菌器専用のカセットラックを使用してください




■ 使用済み器材の再生処理における注意事項

- 再生処理の際はユーティリティグローブを着用
- 超音波洗浄用洗剤は洗浄力低下を防ぐため、1日に少なくとも1回、または汚れが明確になった時点で取り替える
- 余剰セメント、ガラスアイオマーセメント、血液、その他の付着物はチェアサイドで直ちに除去
- 超音波洗浄・浸漬洗浄を行う際は、ヒューフレディグループ製『エンザイマックス(Enzymax™)』の使用を推奨
- インスツルメントの研磨は、滅菌後もしくは使用前に行うヒューフレディグループ製の砥石はインスツルメントと一緒にカセットに入れて洗浄・滅菌可能
- ユーティリティグローブは滅菌バッグに入れて滅菌可能
- インスツルメントをカセットから突出させない
- インスツルメントを141℃以上に加熱しない
- カセットに器材を入れ過ぎない
カセットが閉めにくい場合は、カセット内の器材を減らしてから再度閉める
無理にカセットを閉めようとすると耐久性が低減する
- オートクレーブラップを乾熱滅菌にかけない
- 超音波洗浄器や高圧蒸気滅菌器を水なしで使用しない
- 薬剤メーカーの推奨時間を超えて浸漬しない

リファレンスガイド

Reference Guide

歯科用インスツルメントの構造	K02
シャンクの柔軟性／インスツルメントのバランス・刻印	K03
インスツルメントのシャープニング	K04
インスツルメントのお手入れ	K06
ブラックの公式	K08
インスツルメントの洗浄および滅菌	K09
インスツルメントマネージメントシステム (IMS) とは	K10
トラブルシューティング	K11



スケーラーとキュレット

すべての歯科用インスツルメントには、基本的なデザインの特徴があります。左の図は、スケーラーやキュレットのデザインの主な原則の概略を示しています。

インスツルメントを構成する3つの部位

1. ハンドル：インスツルメントを把持する部分
2. シャンク：ハンドルと作業部をつなぐ部分
3. 作業部：実際に歯面にあたる部分

ハンドル

インスツルメントのハンドルには、様々な形やスタイルがあります。以下の要素を考慮してハンドルを選択することが大切です。

- 重量：中空の軽量ハンドルは触感の伝達を向上させ、術者の疲労を軽減します。
- 直径：太いハンドルは、コントロールがしやすく、軽い力で把持することができます。
- 滑り止め：ハンドル表面に付与された凸凹によって滑りにくく、操作性が向上します。

シャンク

第一シャンク (ターミナルシャンク)

作業部 (ブレード) とシャンクの第1屈曲部との間を第1シャンク (ターミナルシャンク) と呼びます。第1シャンクは、作業部を歯面に正しく適合させるために目印となる部位です。また、第1シャンクの長さは、歯肉縁上用と歯肉縁下用のインスツルメントによって異なります。

機能シャンク (ファンクショナルシャンク)

作業部 (ブレード) からハンドルまでの間を機能シャンク (ファンクショナルシャンク) と呼び、様々な長さのものがあります。長めの機能シャンクは、臼歯部や歯周ポケットの深い根面を処置する場合に必要です。短めの機能シャンクは、歯肉縁上の歯石除去や前歯部の処置に適しています。

作業部 (ブレード部)

作業部 (ブレード部) は内面、側面、背面、先端などの部分で構成されています。先端が丸いブレードはキュレットと分類されます。先端が尖ったブレードは、シックルスケーラーと分類されます。

イラスト提供：J・S・ニールド：歯科衛生インスツルメントの基礎、第二版：Lea & Febiger、1988年。



インструメントの使用に関連するシャングの柔軟性

シャング	使用するケース	例
柔軟なもの	<ul style="list-style-type: none"> ・歯肉縁下の歯石の探査 ・細かい歯石の除去 ・シャングとハンドルを通して術者の指に感触を伝達 	<ul style="list-style-type: none"> ・グレーシーキュレットスタンダード ・エキスポローラー
中程度のもの	<ul style="list-style-type: none"> ・中程度または少量の歯石除去 ・中程度の歯石付着部の探査や除去に必要な良好な感触を伝達 	<ul style="list-style-type: none"> ・ユニバーサルキュレット
リジッド	<ul style="list-style-type: none"> ・強固な歯石除去 ・触感の伝達性が低いので、歯石の探査は困難 	<ul style="list-style-type: none"> ・シックルスクレーラー ・ペリオドンタルファイル ・グレーシーキュレット リジッド ・ホースクレーラー
エクストラリジッド	<ul style="list-style-type: none"> ・強固な歯石除去 ・触感の伝達性は極めて低い 	<ul style="list-style-type: none"> ・グレーシーキュレットエクストラリジッド

インструメントのバランス

効果的に処置するためには、インструメントはバランスが取れている必要があります。

バランスの取れたインструメントは、ハンドルの長軸から2mm以内に作業部の中心があります。



バランスのとれたインструメント



バランスのとれていないインструメント

インструメントの刻印


デザイン名と番号がハンドルの長軸に沿って表示されている場合、それぞれの番号は表示されている側に近い方の作業部を示しています。

デザイン名と番号がハンドルの周囲に表示されている場合には、最初の番号（左側）が上の作業部を、2番目の番号（右側）が下の作業部を示しています。



■ スクレーラー・キュレットに印字されているパートコードの読み方

スクレーラーの裏側に記載されているパートコードを読み、オーダーが簡単です。



① **EVEREDGE™ 2.0** エバーエッジ2.0のロゴ

② **SG** スクレーラーの種類

例) グレーシー SG…オリジナル、SRPG SRP SP…アフターファイブ
SAS SS…ミニファイブ、SMS…マイクロミニファイブ
シックル SH…衛生士用、SCNEVI…ネビィ

③ **11/12** 番手

例) 1/2, 3/4, 5/6 (※F11/12=15/16, F13/14=17/18)

④ **9E2** ハンドル番号

例) XE2…ハーモニー、9E2…エバーエッジ、C8E2…レジン8カラー
7…サテンスチールカラー、6…サテンスチール
※2番ハンドル（角柄）の場合はハンドル番号は記載されていません。

⑤ **Made in USA** 原産国

⑥ **0123** 製造年月

⑦ **CE** 欧州 (EU) 連合の基準適合マーク

⑧ **QR** コード

GTINコードと製造年月の情報

最初の2桁=月、後の2桁=年 例) 2023年1月生産分=0123

■ インструメントのシャープニング (スケーラーとキュレット)

インструメントは常に鋭利な状態で、かつ原形を維持していることが重要です。歯科治療に鋭利なインструメントは不可欠です。

鋭利なインструメント




- 疲労を軽減します。
- 歯石除去の効率を高めます。
- 時間を短縮できます。
- 触感が向上します。
- 患者の不快感を軽減できます。

鋭利なキュレット (断面図)

付着物全体の除去が可能。

鈍いキュレット (断面図)


付着物全体の除去はできない。



いつシャープニングを行うのか?

理想的には滅菌し、次回使用するまでの間に行います。以下の要素を参考にして、シャープニングのタイミングを判断することも重要です。

- インструメント使用の頻度
- 患者によるスケーリングの難易度
- カuttingエッジをプラスチックテストスティックでチェックした結果




シャープニングの方法

以下のステップは、「インструメントを動かさずに砥石を動かす」テクニックの概要です。


1. インструメントを固定します。
2. 砥石を側面に当て、内面と110度の角度を作ります。
3. 砥石をブレードのかかと部にあて、先端に向かって移動していきます。
4. 砥石は上下に動かします。
5. シャープニングが進むに従ってスラッジがブレードの表面に蓄積していきます。スラッジをガーゼで拭きます。
6. (バリの発生を防ぐために) 下向きのストロークで終了します。
7. この手順を繰り返し、シッフルやユニバーサルキュレットのもう一方のカuttingエッジもシャープニングします。

シャープニングの角度


正しい角度



ブレードと砥石との角度が大きすぎる状態




ブレードと砥石の角度が小さすぎる状態





キュレット先端の成形

1. インスツルメントを固定します。
2. 砥石を内面に対し45度の角度に当てます。
3. ショートストロークで、砥石を先端の丸い輪郭に合わせて回転させます。




内面のシャープニング

内面のシャープニングは、バリを除去する場合にのみ行います。内面の過度のシャープニングは、ブレードの強度を弱めます。

キュレットや湾曲のシックルの内面をシャープニングするには、円錐形または円筒形の砥石を使用してください。

1. インスツルメントを固定します。
2. 砥石を内面とシャンクの接続部に当てます。
3. 内面上を、砥石を回転させながら先端に向けて動かします。
4. 軽く均一な圧力で2~3回ストロークします。




直のシックルの内面をシャープニングするときにはフラットタイプの砥石を使用します。


1. 砥石を内面全体にあててください。
2. 砥石を内面上で前後に動かします。
3. 軽く均一な圧力で2~3回ストロークします。

インスツルメントのデザイン


直のシックルスケーラー




曲のシックルスケーラー



ユニバーサルキュレット



グレイシーキュレット





鈍ったインструメントの見分け方

1. カuttingエッジの「ひっかかり」や「食い込み」がなくなる。
2. 効果的なインスツルメンテーションを行うのに、より圧力が必要になる。
3. 付着物の除去にストロークを繰り返さなくてはならない。

インスツルメントの鋭さの見分け方

A. プラスチックテストスティック

プラスチックテストスティックを使用してチェックするには、カuttingエッジをスティックにあて、エッジの「食い込み」を検査します。「食い込み」がない場合は、シャープニングする必要があります。




B. 目視検査

目視でチェックするには、明るい照明（できれば拡大鏡も）が必要です。インスツルメントを照明の下で持ち、カuttingエッジが光に当たるまで回転させます。エッジに照明が反射すれば、インスツルメントは鈍っています。




よくあるシャープニングの違い


正しいシャープニング




ブレードと砥石の角度が小さすぎた場合




内面を削りすぎた場合



ブレードと砥石の角度が大きすぎた場合




キュレットのつま先を尖らせてしまった場合




エッジの一箇所を平らにして変形させた場合

グレーシーキュレットを上から見た図



エッジの一箇所を平らにして変形させた場合

シクルスケーラーを上から見た図



シャープニング動画

スケーラーやキュレットのハンドシャープニングの方法はこちらの動画からご確認ください。





シャープニングストーンのお手入れ

使用後は、清潔な布で拭いて金属粒子を取り除いてください。
滅菌前に、潤滑剤をこすり落とすか、超音波洗浄器にかけて除去します。シャープニングストーン及びダイヤモンドシャープニングカードは、オートクレーブ滅菌が可能です。滅菌後はシャープニング毎に潤滑剤を使用し、必ずシャープニングストーンの全表面を使い、「溝」ができるのを防いでください。ワセリンは使用しないでください。チェアサイドでシャープニングする必要がある場合には、潤滑剤なし（ドライな状態）で使用することもできます。



シャープニングストーンの比較表


名前	由来	潤滑剤	きめ	用途
アーカンサスストーン	天然*	オイル	細目	日常のシャープニングや仕上げ用
インディアンストーン	人工石	オイル (水・ドライも可)	中目～粗目	極度に鈍ったインスツルメントのシャープニングや形態修正用
セラミックストーン	人工石	水またはドライ	細目～中目	日常のシャープニングや仕上げ用
ダイヤモンドシャープニングカード	人工	水またはドライ	超細目～中目	仕上げ、日常のシャープニング、極度に鈍ったインスツルメントのシャープニングや形態修正など、目的に合わせた粒度を選択

*天然石は写真と異なり模様が入っていたり着色があるものがございます。


電動シャープナー サイドキック

サイドキックは、スケーラーやキュレットの定期的なシャープニングに使用します。
正しいシャープニングを定期的に行うと、インスツルメントの寿命が長くなります。


- コードレス仕様、単3電池2本で動きます。
- ハンディサイズのコンパクト・軽量デザインにより、持ち運びに便利なサイズで、診察室のわずかなスペースでシャープニングすることができます。場所を選ばないので、チェアサイドで即シャープニングすることができます!
- 難しい技術を必要とせず、シャープニングインスツルメントの第一シャックを第一シャックガイドに沿わせるだけの簡単操作でシャープニングが可能です。
- シャープニングストーン、ガイドプレート、ガイドプレートスクリューは取り外すことができ、オートクレーブ滅菌が可能です。




ブレードの正しい角度



シックススケーラー




ユニバーサルキュレット




グレーシーキュレット

ブラックの公式はDr.G.V.ブラックによってデザインされた世界的に認められているナンバリングシステムで、窩洞形成用インスツルメントの形、サイズ、角度を表しています。歯科医師もメーカーもインスツルメントのデザインについてはこの表示形式を基礎と考えています。ブラックの公式は、インスツルメントのバランスという概念に基づいています。ハンドルの中心線の延長上2mm以内のところにブレードがあるインスツルメントは、バランスがとれているといえます。できるだけ効果的にカッティングを行うためには、適切なバランスが必要不可欠です。




バランスのとれていないインスツルメント



バランスのとれたインスツルメント

ブラックのインスツルメントナンバリングの公式




最初の番号(15)は、ミリメートルの10分の1で表したブレードの幅を意味しています。2番目の番号(8)は、ブレードの長さをミリメートルで表したものです。3番目の番号(12)は、ブレードとハンドルの長軸によって作られる角度を表しています。


4番目の数字について

マージントリマーなどのインスツルメントは、カッティングエッジが一律に90度ではなく、それぞれ違った角度がつけられています。このような場合、4番目の番号がつけ加えられ(単位:度)、カッティングエッジとハンドルの長軸とが形成する角度を表します。

例: マージントリマー
15-95-8-12



4番目の番号は1番目と2番目の番号の間に表示されます。



ブラックの公式では、インスツルメントの度を表すのに専用スケールを使用しています。



インスツルメントの洗浄

すべてのインスツルメントは、滅菌前に洗浄し完全に乾燥させてください。腐食性がなく泡立ちにくい中性洗剤で洗浄してください。インスツルメントの洗浄には、手洗浄による針刺し事故防止のために、超音波洗浄器や自動洗浄器の使用をお勧めします。擦過による損傷を起こすようなブラシや研磨剤配合の洗剤は使用しないでください。

洗浄方法の比較表

方法	利点	欠点
手洗い	<ul style="list-style-type: none"> 効果があるように適切に行ってください 	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄中の怪我の危険性が増加します 飛沫による汚染が発生します 時間と労力を要します ブラシの適切な手入れが必要です
超音波洗浄器	<ul style="list-style-type: none"> 手洗いより安全です 効果的にすべてのインスツルメントを洗浄します 飛沫による汚染発生の危険が減少します スタッフの作業時間の有効活用につながります 	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄槽内に微生物が生着する可能性があります 超音波洗浄では、硬化したセメントは除去できません (解決方法:セメントがまだやわらかいうちに除去してください)
自動洗浄器	<ul style="list-style-type: none"> 手洗いより安全です 自動洗浄器による飛沫や噴霧による汚染拡大の可能性が減少します スタッフの作業時間の有効活用につながります インスツルメントを効率的に洗浄します 	<ul style="list-style-type: none"> すべてのインスツルメントに使用できるわけではありません 詳細は製造者の説明書をよくお読みください

インスツルメントの滅菌

滅菌は微生物を死滅させるためのプロセスです。

歯科医院で使用されている滅菌方法のうち、化学的インジケータおよび芽胞を使用している生物学的インジケータにより保証される滅菌方法があります。

以下の表を参照してください。

滅菌の標準滅菌時間と温度、利点と注意点・欠点

方法	標準滅菌時間と温度※	利点	注意点・欠点
オートクレーブ滅菌	121°C / 30分 132°Cまたは134°C / 4分	<ul style="list-style-type: none"> 短時間で完了する 蒸気の浸透性が高い 滅菌材として水を使用している 	<ul style="list-style-type: none"> 密閉された包装容器で使用しない プラスチックやシリコンは損傷しやすい ステンレス製以外のインスツルメントは錆びやすい 硬水を使用すると汚染物が残存しやすい 乾燥させてから搭載しなければならない

※この滅菌時間と温度には、滅菌器のウォームアップの時間は含まれていません。
また、滅菌するインスツルメントの容量や性質によっても異なります。
お客様の所有されている滅菌器の製造者の説明書をよくお読みください。

歯科用ハンドインスツルメントおよびアクセサリーの再処理

歯科用ハンドインスツルメントおよびアクセサリーの再処理については、こちらの二次元バーコードからご参照ください。



インスツルメントマネジメントシステム(IMS)とは

IMS (Instrument Management System) は、安全性と効率性の追求を具現化するシステムおよびその製品群です。

カセットは単なる容器ではなく、洗浄時の洗剤と被洗浄物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザインになっています。

IMSシステムは洗浄時からチェアサイドまで、器具に触れたリダメージを与えることなくインスツルメントを取り扱うことを可能にします。





トラブルシューティング インスツルメントについて

問題	原因	対策
しみ	・ 超音波洗浄後の不十分なすすぎ	・ 流水下で30秒以上十分にすすいでください
	・ 超音波洗浄後の不十分な乾燥	・ 熱水ですすいでください
	・ 洗浄液の交換をしていない	・ 超音波洗浄液は汚れに応じて、少なくとも1日1回は交換してください
	・ 滅菌器庫内が汚れている	<ul style="list-style-type: none"> ・ 滅菌器庫内は1週間に1回は清掃をおこなうか、製造者の指示に従って取り扱ってください ・ タンクには蒸留水を入れてください
さび	・ カーボン製インスツルメントからの腐蝕がステンレス製インスツルメントに広がる	<ul style="list-style-type: none"> ・ ステンレス製とカーボン製インスツルメントは分けてください ・ カーボン製インスツルメントは滅菌前に、滅菌器の製造者が指定する防錆剤に浸してください
穿孔	・ 化学薬品による腐蝕	<ul style="list-style-type: none"> ・ インスツルメントを十分にすすぎ、乾燥させてください ・ 製造者が推奨する洗剤や滅菌用水のみを使用してください ・ 家庭用漂白剤や染み抜き、石灰化物除去剤は使用しないでください







IMSカセットについて

問題	原因	対策
しみ(レジンカセットのみ)		
緑	・ インスツルメントのクロムメッキがはがれる	・ インスツルメントを点検し、はがれていたり、ひびが入っているものは交換してください
黄色／茶色	<ul style="list-style-type: none"> ・ 滅菌器が汚れている ・ 自然変色 	<ul style="list-style-type: none"> ・ タンクの水を1週間に1回は交換してください ・ 滅菌器の庫内やフィルターを定期的に掃除してください ・ レジン製カセットは6ヶ月ごとにインスツルメントを入れない空の状態に漂白剤に5～30分間浸漬してください
ヒンジの破損(ステンレス製カセット・レジン製カセット)	・ インスツルメントの詰め込み過ぎや不適切な配置	<ul style="list-style-type: none"> ・ インスツルメントはカセットからはみ出さないように入れてください ・ カセットを閉じる時は、圧力をかけ過ぎないようにしてください
	・ シリコンレールの位置が不適切	・ レジン製カセットのレールの位置を変えないでください
濡れている	・ 滅菌前および滅菌中の不十分な乾燥	<ul style="list-style-type: none"> ・ 洗浄後、包装する前にカセットを十分乾燥させてください ・ 必要に応じて滅菌工程後、10分間程度カセットを余熱で乾燥するように取り出さないでください
	・ 滅菌器へのカセットの入れ方が不適切	<ul style="list-style-type: none"> ・ カセットを詰め込み過ぎないでください ・ 滅菌器庫内ではカセットの間に多少のスペースをあけてください ・ 滅菌器専用のカセットラックを使用してください

販売名	一般の名称	医療機器届出番号
アスピレーター	再使用可能な歯科用吸引カニューレ	13B3X10195G26101
アスピレーティングシリンジ	歯科麻酔用注射筒	13B3X10195G47101
アピカルインストルメント	歯科用充填器	13B3X10195G10101
アピカルブラガー	歯科用根管ブラガ	13B3X10195G17101
インブラケアII	歯科用スケーラ	13B3X10195G02103
インプラントスケーラー	歯科用スケーラ	13B3X10195G02107
エキスカベーター	歯科用エキスカベータ	13B3X10195G04101
エキスポロ	歯科用探針	13B3X10195G05102
エキスポローラー	歯科用探針	13B3X10195G05101
エステティックゲージ	歯科技工用形成器具	13B3X10195G33101
エリアスペシフィックキュレット	歯周用キュレット	13B3X10195G01106
エレベーター	歯科用エレベータ	13B3X10195G03101
エンド用	ピンセット	13B3X10195G34101
オステオーム	歯科用インプラント手術器具	13B3X10195G09101
ガーゼパッカー	歯科用圧入充填器	13B3X10195G31101
カーバー	歯科用練成充填形成器	13B3X10195G14101
カラーコードプローブ	歯周ポケットプローブ	13B3X10195G07101
カラービュープローブ	歯周ポケットプローブ	13B3X10195G07103
クラウンリムーバー	歯科用起子及び剥離子	13B3X10195G13102
クランプフォーセップ	歯科用ラバーダムクランプ鉗子	13B3X10195G49101
グレーシーキュレット	歯周用キュレット	13B3X10195G01101
咬合紙ホルダー	歯科咬合紙用ピンセット	13B3X10195G53101
骨鉗子	手術用骨鉗子	13B3X10195G28102
コンボジット練成充填器	歯科用充填器	13B3X10195G10104
サージカルリトラクター	歯科用開口器	13B3X10195G30101
サイナスキュレット	歯科用キュレット	13B3X10195G06103
サイナスリトラクター	歯科用開創器	13B3X10195G23101
サイナスリフトインストルメント	歯科用インプラント手術器具	13B3X10195G09102
止血鉗子	鉗子	13B3X10195G43103
持針器	持針器	13B3X10195G16101
ジンジバルコードパッカー	歯科用圧入充填器	13B3X10195G31102
スカルベルハンドル	ナイフハンドル	13B3X10195G32101
スケーラー	歯科用スケーラ	13B3X10195G02101
セメントスパチュラ	歯科用練成へら	13B3X10195G40101
タオルクランプ	鉗子	13B3X10195G43101
チークリトラクター	歯科用開口器	13B3X10195G30102
チゼルスケーラー	歯科用スケーラ	13B3X10195G02105
ティッシュブライヤー	歯科治療用ピンセット	13B3X10195G20101
ディレクター	歯科矯正用結さつ器	13B3X10195G35101
トンネリングナイフ	歯肉切除メス	13B3X10195G15101
ノバテックプローブ	歯周ポケットプローブ	13B3X10195G07104
はさみ	はさみ	13B3X10195G41101
はさみ 金冠用	歯科用金冠はさみ	13B3X10195G44101
はさみ 歯肉用	歯科用歯肉はさみ	13B3X10195G19101
ハチェット	のみ	13B3X10195G11101
抜歯鉗子	抜歯用鉗子	13B3X10195G08101
バンドブッシャー	歯科矯正用バンドブッシャ	13B3X10195G29101
ビジョンカーペット	歯周用キュレット	13B3X10195G01105

販売名	一般の名称	医療機器届出番号
ピンセット	ピンセット	13B3X10195G34102
ファーケーションキュレット	歯周用キュレット	13B3X10195G01103
ファイルスケーラー	歯科用スケーラ	13B3X10195G02102
ブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12101
ブライヤー (緩衝材付)	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12102
ブレードハンドル	ナイフハンドル	13B3X10195G32102
ペリオサージカルキュレット	歯科用キュレット	13B3X10195G06102
ペリオスチール	歯科用起子及び剥離子	13B3X10195G13101
ペリオトーム	靱帯切開刀	13B3X10195G36101
ペリオドンタルチゼル	歯科用エキスカベータ	13B3X10195G04102
ペリオドンタルナイフ	歯肉切除メス	13B3X10195G15102
ペリオドンタルファイル	やすり	13B3X10195G24101
縫合用ブライヤー	歯科治療用ピンセット	13B3X10195G20102
ホースケーラー	歯科用スケーラ	13B3X10195G02104
ボーン / ティッシュユニッパー	手術用骨鉗子	13B3X10195G28101
ボーンキャリパス	整形外科用カリパ	13B3X10195G45101
ボーンキュレット	歯科用キュレット	13B3X10195G06101
ボーングラフトシリンジ	歯科用インプラント手術器具	13B3X10195G09103
ボーングラフトスクープ	歯科用インプラント手術器具	13B3X10195G09104
ボーンスクープ	歯科用インプラント手術器具	13B3X10195G09105
ボーンチゼル	のみ	13B3X10195G11103
ボーンパッカー	歯科用インプラント手術器具	13B3X10195G09107
ボーンファイル	やすり	13B3X10195G24102
ボーンブラガー	歯科用インプラント手術器具	13B3X10195G09108
ポケットプローブ	歯周ポケットプローブ	13B3X10195G07102
マージントリマー	のみ	13B3X10195G11104
マウスギャグ	歯科用開口器	13B3X10195G30103
マウスプロップ	歯科用開口器	13B3X10195G30104
マレット	つち	13B3X10195G46101
ミラー	歯鏡	13B3X10195G22101
ミラートップ	歯鏡	13B3X10195G22102
メンブレンプレーサー	歯科用インプラント手術器具	13B3X10195G09109
ユニバーサルキュレット	歯周用キュレット	13B3X10195G01102
ラバーダムキット	歯科用ラバーダム防湿キット	13B3X10195G52101
ラバーダムクランプ	歯科用ラバーダムクランプ	13B3X10195G18101
ラバーダムパンチ	歯科用ラバーダムパンチ	13B3X10195G50101
ラバーダムフレーム	歯科用ラバーダムフレーム	13B3X10195G51101
リムーバルフォーセップ	ピンセット	13B3X10195G34103
リンガルブライヤー	歯科矯正用ブライヤ	13B3X10195G12103
ルートキャナルスプレダラー	歯科用根管スプレダ	13B3X10195G25101
ルートキャナルブラガー	歯科用根管ブラガ	13B3X10195G17102
ルートチップエレベーター	歯科用エレベータ	13B3X10195G03102
ルクセーティングエレベーター	歯科用エレベータ	13B3X10195G03103
ルクセーティングハイブリッド	歯科用エレベータ	13B3X10195G03104
練成充填器	歯科用充填器	13B3X10195G10106
ワックスインストルメント	歯科技工用形成器具	13B3X10195G33102
ワックススパチュラ	歯科技工用形成器具	13B3X10195G33104

医療機器の分類：一般医療機器（クラス I）



The Best In Practice

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](https://www.hu-friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. Version 04. HF-120J/2407

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC its affiliates or related companies, unless otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC reserves the right to change features of products, images and text at any time without notice.

 **HuFriedyGroup**
The Best In Practice