

# インスツルメントマネージメント

## Instrument Management

インスツルメントマネージメントシステム(IMS)とは	102
IMSカセット インフィニティシリーズ	103
IMSカセット シグネチャーシリーズ	108
カセットアクセサリー	113
IMS シグネチャー タブ	115



**IMS  
Instrument  
Management  
System**

**インストゥルメントマネージメントシステム(IMS)とは**

IMS (Instrument Management System) は、安全性と効率性の追求を具現化するシステムおよびその製品群です。

カセットは単なる容器ではなく、洗浄時の洗剤と被洗浄物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザインになっています。

IMSシステムは洗浄時からチェアサイドまで、器具に触れたりダメージを与えることなくインストゥルメントを取り扱うことを可能にします。



※ 歯科用ハンドインストゥルメントおよびアクセサリーの再処理については、こちらの二次元バーコードからご参照ください。





Infinity  
Series™  
Cassettes

## IMSカセット インフィニティシリーズ

IMSカセット インフィニティシリーズは、機能性とデザイン性を有しています。新たに開発されたホールパターンとレールのデザインは、器材処理時において、カセット本体と器材との接触を大幅に削減し、洗浄・滅菌工程中の適切な状況を創り出します。洗練されたデザインのインフィニティシリーズカセットは日々の臨床により高い専門性をもたらし、より良い患者ケアが導かれます。

### ポジティブロック機構

人間工学に基づいたロック部分は安全で使い易く、片手で開けることができ、カセットがロックされていることを視覚的に確認できます。

### 特徴的な新しいホールパターン


洗浄・滅菌時の水や蒸気の浸透・流れが従来のステンレス製品と比較し30%増えました。

### 滑らかで丸みを帯びたコーナーと切り込みのある切縁

内部からの排水を容易にし、乾燥時間を短縮します。

### 新しいシリコンレールシステム

洗浄中に器材を保護しつつ、従来のステンレス製カセットと比較し洗浄対象物との接触を約60%まで大幅に削減し空隙を増やすことで、カセット内部への水流を増やし、洗浄効果を高めます。



■ IMSカセット インフィニティシリーズ



掲載画像 IMN6055

**5本用 イグザム**

Exam Cassette - 5 Instrument

レール色	カセット 14,700 円 パートコード	交換用シリコン 1,300 円 パートコード	取寄品
● レッド	<b>IMN6050</b>	<b>PK2-6050RL</b>	
● グレー	<b>IMN6051</b>	<b>PK2-6051RL</b>	☺
○ ホワイト	<b>IMN6052</b>	<b>PK2-6052RL</b>	☺
● オレンジ	<b>IMN6053</b>	<b>PK2-6053RL</b>	☺
● パープル	<b>IMN6054</b>	<b>PK2-6054RL</b>	☺
● イエロー	<b>IMN6055</b>	<b>PK2-6055RL</b>	☺
● ラベンダー	<b>IMN6056</b>	<b>PK2-6056RL</b>	☺
● ブラック	<b>IMN6057</b>	<b>PK2-6057RL</b>	☺
● ブルー	<b>IMN6058</b>	<b>PK2-6058RL</b>	☺
● グリーン	<b>IMN6059</b>	<b>PK2-6059RL</b>	☺
● オーシャンブルー	<b>IMN60511</b>	<b>PK2-60511R</b>	☺

外形寸法:76mm x 203mm x 32mm  
 5本のインスツルメントが収納可能。  
 【交換用シリコン】レール x 2、シリコンストッパー x 1入



掲載画像 IMN30HU9

**US/HP用 S**

Ultrasonic Insert/Handpiece Cassette - Small

レール色	カセット 13,700 円 パートコード	交換用シリコン 1,500 円 パートコード	取寄品
● レッド	<b>IMN30HU0</b>	<b>PK-30HU0RL</b>	☺
● グレー	<b>IMN30HU1</b>	<b>PK-30HU1RL</b>	☺
○ ホワイト	<b>IMN30HU2</b>	<b>PK-30HU2RL</b>	☺
● オレンジ	<b>IMN30HU3</b>	<b>PK-30HU3RL</b>	☺
● パープル	<b>IMN30HU4</b>	<b>PK-30HU4RL</b>	☺
● イエロー	<b>IMN30HU5</b>	<b>PK-30HU5RL</b>	☺
● ラベンダー	<b>IMN30HU6</b>	<b>PK-30HU6RL</b>	☺
● ブラック	<b>IMN30HU7</b>	<b>PK-30HU7RL</b>	☺
● ブルー	<b>IMN30HU8</b>	<b>PK-30HU8RL</b>	☺
● グリーン	<b>IMN30HU9</b>	<b>PK-30HU9RL</b>	☺
● オーシャンブルー	<b>IMN30HU11</b>	<b>PK-30HU11R</b>	☺

外形寸法:38mm x 203mm x 32mm  
 ハンドピース1本または超音波インサート2本が収納可能。  
 カストロビージョの管理にオススメ。  
 【交換用シリコン】マット x 1、シリコンストッパー x 2入



掲載画像 IMN60H8

● **US/HP用 L**

Ultrasonic Insert/Handpiece Cassette - Large

レール色	カセット 14,700 円 パートコード	交換用シリコン 2,500 円 パートコード	取寄品
● レッド	<b>IMN60H0</b>	<b>PK-60HORL</b>	☺
● グレー	<b>IMN60H1</b>	<b>PK-60H1RL</b>	☺
○ ホワイト	<b>IMN60H2</b>	<b>PK-60H2RL</b>	☺
● オレンジ	<b>IMN60H3</b>	<b>PK-60H3RL</b>	☺
● パープル	<b>IMN60H4</b>	<b>PK-60H4RL</b>	☺
● イエロー	<b>IMN60H5</b>	<b>PK-60H5RL</b>	☺
● ラベンダー	<b>IMN60H6</b>	<b>PK-60H6RL</b>	☺
● ブラック	<b>IMN60H7</b>	<b>PK-60H7RL</b>	☺
● ブルー	<b>IMN60H8</b>	<b>PK-60H8RL</b>	☺
● グリーン	<b>IMN60H9</b>	<b>PK-60H9RL</b>	☺
● オーシャンブルー	<b>IMN60H11</b>	<b>PK-60H11RL</b>	☺

外形寸法:76mm x 203mm x 32mm  
 ハンドピース2~3本または超音波インサート5本が収納可能。  
 カストロビージョの管理にオススメ。  
 【交換用シリコン】マット x 1、シリコンストッパー x 2入



掲載画像 IMN5087

**8本用**

Small Cassette - 8 Instrument

レール色	カセット 20,000 円 パートコード	交換用シリコン 1,700 円 パートコード	取寄品
● レッド	<b>IMN5080</b>	<b>PK2-5080RL</b>	
● グレー	<b>IMN5081</b>	<b>PK2-5081RL</b>	☺
○ ホワイト	<b>IMN5082</b>	<b>PK2-5082RL</b>	☺
● オレンジ	<b>IMN5083</b>	<b>PK2-5083RL</b>	☺
● パープル	<b>IMN5084</b>	<b>PK2-5084RL</b>	☺
● イエロー	<b>IMN5085</b>	<b>PK2-5085RL</b>	☺
● ラベンダー	<b>IMN5086</b>	<b>PK2-5086RL</b>	☺
● ブラック	<b>IMN5087</b>	<b>PK2-5087RL</b>	☺
● ブルー	<b>IMN5088</b>	<b>PK2-5088RL</b>	☺
● グリーン	<b>IMN5089</b>	<b>PK2-5089RL</b>	☺
● オーシャンブルー	<b>IMN50811</b>	<b>PK2-50811R</b>	☺

外形寸法:140mm x 203mm x 32mm  
 8本のインスツルメントと付属品が収納可能。  
 【交換用シリコン】レール x 2、シリコンストッパー x 1入



● おすすめ品

🕒 取寄品


取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

# IMSカセット インフィニティシリーズ

## Infinity Series™ Cassettes



インスツルメントマネージメント Instrument Management



掲載画像 IMN5100

10本用 Small Cassette - 10 Instrument			
レール色	カセット 20,000円 パートコード	交換用シリコン 1,700円 パートコード	取寄品
● レッド	IMN5100	PK2-5100RL	
● グレー	IMN5101	PK2-5101RL	🕒
○ ホワイト	IMN5102	PK2-5102RL	🕒
● オレンジ	IMN5103	PK2-5103RL	🕒
● パープル	IMN5104	PK2-5104RL	🕒
● イエロー	IMN5105	PK2-5105RL	🕒
● ラベンダー	IMN5106	PK2-5106RL	🕒
● ブラック	IMN5107	PK2-5107RL	🕒
● ブルー	IMN5108	PK2-5108RL	🕒
● グリーン	IMN5109	PK2-5109RL	🕒
● オーシャンブルー	IMN5111	PK2-51011R	🕒

外形寸法:140mm x 203mm x 32mm  
10本のインスツルメントが収納可能。  
【交換用シリコン】レール x 2, シリコンストッパー x 1入



掲載画像 IMN8121

12本用 シグナスタット Signa-Stat Cassette - 12 Instrument			
レール色	カセット 23,100円 パートコード	交換用シリコン 3,000円 パートコード	取寄品
● レッド	IMN8120	PKE-8120R	🕒
● グレー	IMN8121	PKE-8121R	🕒
○ ホワイト	IMN8122	PKE-8122R	🕒
● オレンジ	IMN8123	PKE-8123R	🕒
● パープル	IMN8124	PKE-8124R	🕒
● イエロー	IMN8125	PKE-8125R	🕒
● ラベンダー	IMN8126	PKE-8126R	🕒
● ブラック	IMN8127	PKE-8127R	🕒
● ブルー	IMN8128	PKE-8128R	🕒
● グリーン	IMN8129	PKE-8129R	🕒
● オーシャンブルー	IMN81211	PKE-81211R	🕒

外形寸法:165mm x 267mm x 32mm  
12本のインスツルメントと付属品が収納可能。  
【交換用シリコン】レール x 4, シリコンストッパー x 2入



掲載画像 IMN4121

12本用 Large Cassette with Accessory Area - 12 Instrument			
レール色	カセット 25,200円 パートコード	交換用シリコン 3,000円 パートコード	取寄品
● レッド	IMN4120	PKE-4120R	🕒
● グレー	IMN4121	PKE-4121R	🕒
○ ホワイト	IMN4122	PKE-4122R	🕒
● オレンジ	IMN4123	PKE-4123R	🕒
● パープル	IMN4124	PKE-4124R	🕒
● イエロー	IMN4125	PKE-4125R	🕒
● ラベンダー	IMN4126	PKE-4126R	🕒
● ブラック	IMN4127	PKE-4127R	🕒
● ブルー	IMN4128	PKE-4128R	🕒
● グリーン	IMN4129	PKE-4129R	🕒
● オーシャンブルー	IMN41211	PKE-41211R	🕒

外形寸法:203mm x 280mm x 32mm  
12本のインスツルメントと付属品が収納可能。  
【交換用シリコン】レール x 4, シリコンストッパー x 2入



掲載画像 IMN4165

● 16本用 Large Cassette with Accessory Area - 16 Instrument			
レール色	カセット 25,200円 パートコード	交換用シリコン 3,000円 パートコード	取寄品
● レッド	IMN4160	PKE-4160R	
● グレー	IMN4161	PKE-4161R	🕒
○ ホワイト	IMN4162	PKE-4162R	🕒
● オレンジ	IMN4163	PKE-4163R	🕒
● パープル	IMN4164	PKE-4164R	🕒
● イエロー	IMN4165	PKE-4165R	🕒
● ラベンダー	IMN4166	PKE-4166R	🕒
● ブラック	IMN4167	PKE-4167R	🕒
● ブルー	IMN4168	PKE-4168R	🕒
● グリーン	IMN4169	PKE-4169R	🕒
● オーシャンブルー	IMN41611	PKE-41611R	🕒

外形寸法:203mm x 280mm x 32mm  
16本のインスツルメントと付属品が収納可能。  
【交換用シリコン】レール x 4, シリコンストッパー x 2入



# IMSカセット インフィニティシリーズ

## Infinity Series™ Cassettes

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。




掲載画像 IMN4204



掲載画像 IMNOS4



掲載画像 IMN9087



掲載画像 IMN9148

### 20本用

#### Large Cassette - 20 Instrument

レール色	カセット 25,200円 パートコード	交換用シリコン 3,200円 パートコード	取寄品
● レッド	<a href="#">IMN4200</a>	<a href="#">PKE-4200R</a>	🕒
● グレー	<a href="#">IMN4201</a>	<a href="#">PKE-4201R</a>	🕒
○ ホホワイト	<a href="#">IMN4202</a>	<a href="#">PKE-4202R</a>	🕒
● オレンジ	<a href="#">IMN4203</a>	<a href="#">PKE-4203R</a>	🕒
● パープル	<a href="#">IMN4204</a>	<a href="#">PKE-4204R</a>	🕒
● イエロー	<a href="#">IMN4205</a>	<a href="#">PKE-4205R</a>	🕒
● ラベンダー	<a href="#">IMN4206</a>	<a href="#">PKE-4206R</a>	🕒
● ブラック	<a href="#">IMN4207</a>	<a href="#">PKE-4207R</a>	🕒
● ブルー	<a href="#">IMN4208</a>	<a href="#">PKE-4208R</a>	🕒
● グリーン	<a href="#">IMN4209</a>	<a href="#">PKE-4209R</a>	🕒
● オーシャンブルー	<a href="#">IMN42011</a>	<a href="#">PKE-42011R</a>	🕒

外形寸法:203mm x 280mm x 32mm  
20本のインスツルメントが収納可能。  
【交換用シリコン】レール x 4、シリコンストッパー x 2入

### オーラルサージェリー

#### Oral Surgery Cassette

レール色	カセット 38,900円 パートコード	交換用シリコン 4,700円 パートコード	取寄品
● レッド	<a href="#">IMNOS0</a>	<a href="#">PKE-OS0R</a>	🕒
● グレー	<a href="#">IMNOS1</a>	<a href="#">PKE-OS1R</a>	🕒
○ ホホワイト	<a href="#">IMNOS2</a>	<a href="#">PKE-OS2R</a>	🕒
● オレンジ	<a href="#">IMNOS3</a>	<a href="#">PKE-OS3R</a>	🕒
● パープル	<a href="#">IMNOS4</a>	<a href="#">PKE-OS4R</a>	🕒
● イエロー	<a href="#">IMNOS5</a>	<a href="#">PKE-OS5R</a>	🕒
● ラベンダー	<a href="#">IMNOS6</a>	<a href="#">PKE-OS6R</a>	🕒
● ブラック	<a href="#">IMNOS7</a>	<a href="#">PKE-OS7R</a>	🕒
● ブルー	<a href="#">IMNOS8</a>	<a href="#">PKE-OS8R</a>	🕒
● グリーン	<a href="#">IMNOS9</a>	<a href="#">PKE-OS9R</a>	🕒
● オーシャンブルー	<a href="#">IMNOS11</a>	<a href="#">PKE-OS11R</a>	🕒

外形寸法:203mm x 368mm x 32mm  
インスツルメント12本、エレベーター4本、ヒンジインスツルメント3本、付属品が収納可能。  
【交換用シリコン】レール x 4、エレベーターレール x 4、シリコンストッパー x 2入

### 8本用 ダブルデッカー

#### Double-Decker™ Cassette - 8 Instrument

レール色	カセット 24,200円 パートコード	交換用シリコン 2,500円 パートコード	取寄品
● レッド	<a href="#">IMN9080</a>	<a href="#">PK-9080RL</a>	
● グレー	<a href="#">IMN9081</a>	<a href="#">PK-9081RL</a>	🕒
○ ホホワイト	<a href="#">IMN9082</a>	<a href="#">PK-9082RL</a>	🕒
● オレンジ	<a href="#">IMN9083</a>	<a href="#">PK-9083RL</a>	🕒
● パープル	<a href="#">IMN9084</a>	<a href="#">PK-9084RL</a>	🕒
● イエロー	<a href="#">IMN9085</a>	<a href="#">PK-9085RL</a>	🕒
● ラベンダー	<a href="#">IMN9086</a>	<a href="#">PK-9086RL</a>	🕒
● ブラック	<a href="#">IMN9087</a>	<a href="#">PK-9087RL</a>	🕒
● ブルー	<a href="#">IMN9088</a>	<a href="#">PK-9088RL</a>	🕒
● グリーン	<a href="#">IMN9089</a>	<a href="#">PK-9089RL</a>	🕒
● オーシャンブルー	<a href="#">IMN90811</a>	<a href="#">PK-90811RL</a>	🕒

外形寸法:76mm x 203mm x 38mm  
8本のインスツルメントが収納可能。  
【交換用シリコン】レール x 4、シリコンストッパー x 2入

#### 交換用S 8本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入

##### Compression Arm - 8 Instrument

パートコード	標準価格	取寄品
<a href="#">PTI-0008</a>	2,400円	🕒

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。  
1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。

### ● 14本用 ダブルデッカー

#### Double-Decker™ Cassette - 14 Instrument

レール色	カセット 25,200円 パートコード	交換用シリコン 3,000円 パートコード	取寄品
● レッド	<a href="#">IMN9140</a>	<a href="#">PK-9140RL</a>	
● グレー	<a href="#">IMN9141</a>	<a href="#">PK-9141RL</a>	🕒
○ ホホワイト	<a href="#">IMN9142</a>	<a href="#">PK-9142RL</a>	🕒
● オレンジ	<a href="#">IMN9143</a>	<a href="#">PK-9143RL</a>	🕒
● パープル	<a href="#">IMN9144</a>	<a href="#">PK-9144RL</a>	🕒
● イエロー	<a href="#">IMN9145</a>	<a href="#">PK-9145RL</a>	🕒
● ラベンダー	<a href="#">IMN9146</a>	<a href="#">PK-9146RL</a>	🕒
● ブラック	<a href="#">IMN9147</a>	<a href="#">PK-9147RL</a>	🕒
● ブルー	<a href="#">IMN9148</a>	<a href="#">PK-9148RL</a>	🕒
● グリーン	<a href="#">IMN9149</a>	<a href="#">PK-9149RL</a>	🕒
● オーシャンブルー	<a href="#">IMN91411</a>	<a href="#">PK-91411RL</a>	🕒

外形寸法:114mm x 203mm x 38mm  
14本のインスツルメントが収納可能。  
【交換用シリコン】レール x 4、シリコンストッパー x 2入

#### 交換用S 14本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入

##### Compression Arm - 14 Instrument

パートコード	標準価格	取寄品
<a href="#">PTI-0029</a>	1,100円	🕒

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。  
1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。


● おすすめ品

☺ 取寄品


取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

# IMSカセット インフィニティシリーズ

## Infinity Series™ Cassettes



掲載画像 IMN9201



### 20本用ダブルデッカー

Double-Decker™ Cassette - 20 Instrument

カセット	交換用シリコン	
30,500円	4,500円	
パートコード	パートコード	取寄品
● レッド <b>IMN9200</b>	<b>PK-9200RL</b>	☺
● グレー <b>IMN9201</b>	<b>PK-9201RL</b>	☺
○ ホワイト <b>IMN9202</b>	<b>PK-9202RL</b>	☺
● オレンジ <b>IMN9203</b>	<b>PK-9203RL</b>	☺
● パープル <b>IMN9204</b>	<b>PK-9204RL</b>	☺
● イエロー <b>IMN9205</b>	<b>PK-9205RL</b>	☺
● ラベンダー <b>IMN9206</b>	<b>PK-9206RL</b>	☺
● ブラック <b>IMN9207</b>	<b>PK-9207RL</b>	☺
● ブルー <b>IMN9208</b>	<b>PK-9208RL</b>	☺
● グリーン <b>IMN9209</b>	<b>PK-9209RL</b>	☺
● オーシャンブルー <b>IMN92011</b>	<b>PK-92011RL</b>	☺

外形寸法:152mm x 246mm x 38mm

20本のインスツルメントと付属品が収納可能。

[交換用シリコン] レール x 4、シリコンストッパー x 2入


### 交換用S 20本用ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入

Compression Arm - 20 Instrument


パートコード	標準価格	取寄品
<b>PTI-0050</b>	3,000円	☺

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。

1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。



掲載画像 IMN9144-O



### オーソドンティックSダブルデッカー

Double-Decker™ Small Orthodontic Cassette

カセット	交換用シリコン	
26,300円	3,000円	
パートコード	パートコード	取寄品
● レッド <b>IMN9140-O</b>	<b>PK-9140OR</b>	☺
● グレー <b>IMN9141-O</b>	<b>PK-9141OR</b>	☺
○ ホワイト <b>IMN9142-O</b>	<b>PK-9142OR</b>	☺
● オレンジ <b>IMN9143-O</b>	<b>PK-9143OR</b>	☺
● パープル <b>IMN9144-O</b>	<b>PK-9144OR</b>	☺
● イエロー <b>IMN9145-O</b>	<b>PK-9145OR</b>	☺
● ラベンダー <b>IMN9146-O</b>	<b>PK-9146OR</b>	☺
● ブラック <b>IMN9147-O</b>	<b>PK-9147OR</b>	☺
● ブルー <b>IMN9148-O</b>	<b>PK-9148OR</b>	☺
● グリーン <b>IMN9149-O</b>	<b>PK-9149OR</b>	☺
● オーシャンブルー <b>IMN91411-O</b>	<b>PK-91411OR</b>	☺

外形寸法:114mm x 203mm x 38mm

プレイヤー4本とハンドインスツルメント2本が収納可能。

[交換用シリコン] レール x 6、シリコンストッパー x 2入

### 交換用S 14本用ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入

Compression Arm - 14 Instrument

パートコード	標準価格	取寄品
<b>PTI-0029</b>	1,100円	☺

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。

1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。



掲載画像 IMNORTH8

### ● オース S 薄型


Small Thin Orthodontic Cassette

カセット	交換用シリコン	
23,100円	2,500円	
パートコード	パートコード	取寄品
● パープル <b>IMNORTH84</b>	<b>PK-ORTS4L</b>	☺
● ブルー <b>IMNORTH88</b>	<b>PK-ORTS8L</b>	☺
● グリーン <b>IMNORTH89</b>	<b>PK-ORTS9L</b>	☺

外形寸法:178mm x 203mm x 19mm

プレイヤー4本とハンドインスツルメント3本が収納可能。

[交換用シリコン] フラットレール x 3、ベースレール x 2、シリコンストッパー x 7入



掲載画像 IMNORTHL8

### オース L 薄型

Large Thin Orthodontic Cassette

カセット	交換用シリコン	
28,400円	2,500円	
パートコード	パートコード	取寄品
● パープル <b>IMNORTHL4</b>	<b>PK-ORTL4L</b>	☺
● ブルー <b>IMNORTHL8</b>	<b>PK-ORTL8L</b>	☺
● グリーン <b>IMNORTHL9</b>	<b>PK-ORTL9L</b>	☺

外形寸法:203mm x 280mm x 19mm

プレイヤー7本とハンドインスツルメント4本が収納可能。

[交換用シリコン] フラットレール x 6、ベースレール x 2、シリコンストッパー x 9入





Signature  
Series™  
Cassettes

## IMSカセット シグネチャーシリーズ

IMSカセットは、単なる容器ではなく洗浄時の洗剤と内容物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザインです。丈夫で手入れが簡単なステンレス製で、シリコン製のレールがインスツルメントをしっかりと固定します。

### 分かりやすいロック

ロックの向きにより開閉が明確になっており、安全です。

### 電解研磨された表面

耐腐食性を向上。

### 効率的な開窓の配置

より効果的に洗浄・滅菌しつつ、インスツルメントの突出を防ぐデザインです。



### 耐久性のあるシリコンレール

処理工程中の破損・ダメージからインスツルメントを守るためにデザインされています。

### 機能的なアクセサリースペース

インスツルメントやアクセサリなどを効率よく保管できるエリアです。別売のシリコンマットを敷くとより安定します。



● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。


# IMSカセット シグネチャーシリーズ

## Signature Series™ Cassettes



インスツルメントマネージメント Instrument Management

### IMSカセット シグネチャーシリーズ



掲載画像 IM6058

#### 5本用 イグザム

Exam Cassette - 5 Instrument			
レール色	カセット 12,600円 パートコード	交換用シリコン 1,100円 パートコード	取寄品
● レッド	<b>IM6050</b>	<b>IM6050RAIL</b>	
● グレー	<b>IM6051</b>	<b>IM6051RAIL</b>	
○ ホワイト	<b>IM6052</b>	<b>IM6052RAIL</b>	🕒
● オレンジ	<b>IM6053</b>	<b>IM6053RAIL</b>	🕒
● イエロー	<b>IM6055</b>	<b>IM6055RAIL</b>	🕒
● ラベンダー	<b>IM6056</b>	<b>IM6056RAIL</b>	🕒
● ブルー	<b>IM6058</b>	<b>IM6058RAIL</b>	🕒
● グリーン	<b>IM6059</b>	<b>IM6059RAIL</b>	🕒

外形寸法:76mm x 203mm x 32mm  
5本のインスツルメントが収納可能。  
基本セットにおすすめ。  
【交換用シリコン】レールx2、シリコンストッパー x1入



掲載画像 IM60H8

#### US/HP用 L

Ultrasonic Insert/Handpiece Cassette			
レール色	カセット 12,600円 パートコード	交換用シリコン 2,100円 パートコード	取寄品
● レッド	<b>IM60H0</b>	<b>IM60HORAIL</b>	
● グレー	<b>IM60H1</b>	<b>IM60H1RAIL</b>	
● ブルー	<b>IM60H8</b>	<b>IM60H8RAIL</b>	

外形寸法:76mm x 203mm x 32mm  
ハンドピース2~3本または超音波インサート5本が収納可能。  
カストロビージョの管理におすすめ。  
【交換用シリコン】マットx1、ストッパー x2入



掲載画像 IMSS78

#### 7本用 スペースセーバー

Space Saver Cassette - 7 Instrument			
レール色	カセット 15,600円 パートコード	交換用シリコン 2,800円 パートコード	取寄品
● レッド	<b>IMSS70</b>	<b>IMSS70RAIL</b>	
● グレー	<b>IMSS71</b>	<b>IMSS71RAIL</b>	
○ ホワイト	<b>IMSS72</b>	<b>IMSS72RAIL</b>	🕒
● オレンジ	<b>IMSS73</b>	<b>IMSS73RAIL</b>	🕒
● イエロー	<b>IMSS75</b>	<b>IMSS75RAIL</b>	🕒
● ラベンダー	<b>IMSS76</b>	<b>IMSS76RAIL</b>	🕒
● ブルー	<b>IMSS78</b>	<b>IMSS78RAIL</b>	🕒
● グリーン	<b>IMSS79</b>	<b>IMSS79RAIL</b>	🕒

外形寸法:114mm x 203mm x 25mm  
【交換用シリコン】レールx2、シリコンストッパー x1入



掲載画像 IM5080

#### 8本用

Small Cassette - 8 Instrument			
レール色	カセット 16,600円 パートコード	交換用シリコン 1,500円 パートコード	取寄品
● レッド	<b>IM5080</b>	<b>IM5080RAIL</b>	
● グレー	<b>IM5081</b>	<b>IM5081RAIL</b>	
○ ホワイト	<b>IM5082</b>	<b>IM5082RAIL</b>	🕒
● オレンジ	<b>IM5083</b>	<b>IM5083RAIL</b>	🕒
● イエロー	<b>IM5085</b>	<b>IM5085RAIL</b>	🕒
● ラベンダー	<b>IM5086</b>	<b>IM5086RAIL</b>	🕒
● ブルー	<b>IM5088</b>	<b>IM5088RAIL</b>	🕒
● グリーン	<b>IM5089</b>	<b>IM5089RAIL</b>	🕒

外形寸法:140mm x 203mm x 32mm  
8本のインスツルメントと付属品が収納可能。  
【交換用シリコン】レールx2、シリコンストッパー x1入



掲載画像 IM5108

**10本用**

Small Cassette -10 Instrument

カセット	交換用シリコン		
16,600円	1,500円		
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IM5100	IM5100RAIL	
● グレー	IM5101	IM5101RAIL	
○ ホワイト	IM5102	IM5102RAIL	🕒
● オレンジ	IM5103	IM5103RAIL	🕒
● イエロー	IM5105	IM5105RAIL	🕒
● ラベンダー	IM5106	IM5106RAIL	🕒
● ブルー	IM5108	IM5108RAIL	
● グリーン	IM5109	IM5109RAIL	🕒

外形寸法:140mm x 203mm x 32mm  
10本のインストゥルメントが収納可能。  
【交換用シリコン】レール x 2、シリコンストッパー x 1入



掲載画像 IM8125

**12本用 シグナスタット**

Signa-Stat Cassette -12 Instrument

カセット	交換用シリコン		
19,800円	2,600円		
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IM8120	IM8120RAIL	
● グレー	IM8121	IM8121RAIL	
○ ホワイト	IM8122	IM8122RAIL	🕒
● オレンジ	IM8123	IM8123RAIL	🕒
● イエロー	IM8125	IM8125RAIL	🕒
● ラベンダー	IM8126	IM8126RAIL	🕒
● ブルー	IM8128	IM8128RAIL	
● グリーン	IM8129	IM8129RAIL	🕒

外形寸法:165mm x 267mm x 32mm  
12本のインストゥルメントと付属品が収納可能。  
【交換用シリコン】レール x 4、シリコンストッパー x 2入



掲載画像 IM4160

**16本用**

Large Cassette -16 Instrument

カセット	交換用シリコン		
20,800円	2,600円		
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IM4160	IM4160RAIL	
● グレー	IM4161	IM4161RAIL	
○ ホワイト	IM4162	IM4162RAIL	🕒
● オレンジ	IM4163	IM4163RAIL	🕒
● イエロー	IM4165	IM4165RAIL	🕒
● ラベンダー	IM4166	IM4166RAIL	🕒
● ブルー	IM4168	IM4168RAIL	
● グリーン	IM4169	IM4169RAIL	🕒

外形寸法:203mm x 280mm x 32mm  
16本のインストゥルメントと付属品が収納可能。  
【交換用シリコン】レール x 4、シリコンストッパー x 2入



掲載画像 IM4208

● **20本用**

Large Cassette -20 Instrument

カセット	交換用シリコン		
20,800円	2,800円		
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	IM4200	IM4200RAIL	
● グレー	IM4201	IM4201RAIL	
○ ホワイト	IM4202	IM4202RAIL	🕒
● オレンジ	IM4203	IM4203RAIL	🕒
● イエロー	IM4205	IM4205RAIL	🕒
● ラベンダー	IM4206	IM4206RAIL	🕒
● ブルー	IM4208	IM4208RAIL	
● グリーン	IM4209	IM4209RAIL	🕒

外形寸法:203mm x 280mm x 32mm  
20本のインストゥルメントが収納可能。  
【交換用シリコン】レール x 4、シリコンストッパー x 2入

● おすすめ品

☑ 取寄品

取寄品欄に☑マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

# IMSカセット シグネチャーシリーズ Signature Series™ Cassettes



Instrument Management



掲載画像 IMOS5

オーラルサージェリー Oral Surgery Cassette			
	カセット	交換用シリコン	
	33,600円	4,000円	
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	<a href="#">IMOS0</a>	<a href="#">IMOS0RAIL</a>	
● グレー	<a href="#">IMOS1</a>	<a href="#">IMOS1RAIL</a>	
○ ホワイト	<a href="#">IMOS2</a>	<a href="#">IMOS2RAIL</a>	☑
● オレンジ	<a href="#">IMOS3</a>	<a href="#">IMOS3RAIL</a>	☑
● イエロー	<a href="#">IMOS5</a>	<a href="#">IMOS5RAIL</a>	☑
● ラベンダー	<a href="#">IMOS6</a>	<a href="#">IMOS6RAIL</a>	☑
● ブルー	<a href="#">IMOS8</a>	<a href="#">IMOS8RAIL</a>	
● グリーン	<a href="#">IMOS9</a>	<a href="#">IMOS9RAIL</a>	☑

外形寸法:203mm x 368mm x 32mm  
 インstrument 12本、エレベーター4本、ヒンジインstrument 3本、付属品が収納可能。  
 【交換用シリコン】レール x 4、エレベーターレール x 4、シリコンストッパー x 2入



掲載画像 IM9085



8本用 ダブルデッカー Double-Decker™ Cassette - 8 Instrument			
	カセット	交換用シリコン	
	20,800円	2,100円	
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	<a href="#">IM9080</a>	<a href="#">IM9080RAIL</a>	
● グレー	<a href="#">IM9081</a>	<a href="#">IM9081RAIL</a>	
○ ホワイト	<a href="#">IM9082</a>	<a href="#">IM9082RAIL</a>	☑
● オレンジ	<a href="#">IM9083</a>	<a href="#">IM9083RAIL</a>	☑
● イエロー	<a href="#">IM9085</a>	<a href="#">IM9085RAIL</a>	☑
● ラベンダー	<a href="#">IM9086</a>	<a href="#">IM9086RAIL</a>	☑
● ブルー	<a href="#">IM9088</a>	<a href="#">IM9088RAIL</a>	
● グリーン	<a href="#">IM9089</a>	<a href="#">IM9089RAIL</a>	☑

外形寸法:76mm x 203mm x 38mm  
 8本のインstrument が収納可能。  
 【交換用シリコン】レール x 4、シリコンストッパー x 2入

### 交換用S 8本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入

Compression Arm - 8 Instrument			
パートコード	標準価格	取寄品	
<a href="#">PTI-0008</a>	2,400円		☑

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。  
 1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。



掲載画像 IM9148



14本用 ダブルデッカー Double-Decker™ Cassette - 14 Instrument			
	カセット	交換用シリコン	
	22,100円	2,600円	
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	<a href="#">IM9140</a>	<a href="#">IM9140RAIL</a>	
● グレー	<a href="#">IM9141</a>	<a href="#">IM9141RAIL</a>	
○ ホワイト	<a href="#">IM9142</a>	<a href="#">IM9142RAIL</a>	☑
● オレンジ	<a href="#">IM9143</a>	<a href="#">IM9143RAIL</a>	☑
● イエロー	<a href="#">IM9145</a>	<a href="#">IM9145RAIL</a>	☑
● ラベンダー	<a href="#">IM9146</a>	<a href="#">IM9146RAIL</a>	☑
● ブルー	<a href="#">IM9148</a>	<a href="#">IM9148RAIL</a>	
● グリーン	<a href="#">IM9149</a>	<a href="#">IM9149RAIL</a>	☑

外形寸法:114mm x 203mm x 38mm  
 14本のインstrument が収納可能。  
 【交換用シリコン】レール x 4、シリコンストッパー x 2入

### 交換用S 14本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入

Compression Arm - 14 Instrument			
パートコード	標準価格	取寄品	
<a href="#">PTI-0029</a>	1,100円		☑

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。  
 1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。



掲載画像 IM9201


20本用 ダブルデッカー Double-Decker™ Cassette - 20 Instrument			
	カセット	交換用シリコン	
	26,300円	4,000円	
レール色	パートコード	パートコード	取寄品
● レッド	<a href="#">IM9200</a>	<a href="#">IM9200RAIL</a>	
● グレー	<a href="#">IM9201</a>	<a href="#">IM9201RAIL</a>	
○ ホワイト	<a href="#">IM9202</a>	<a href="#">IM9202RAIL</a>	☑
● オレンジ	<a href="#">IM9203</a>	<a href="#">IM9203RAIL</a>	☑
● イエロー	<a href="#">IM9205</a>	<a href="#">IM9205RAIL</a>	☑
● ラベンダー	<a href="#">IM9206</a>	<a href="#">IM9206RAIL</a>	☑
● ブルー	<a href="#">IM9208</a>	<a href="#">IM9208RAIL</a>	
● グリーン	<a href="#">IM9209</a>	<a href="#">IM9209RAIL</a>	☑

外形寸法:152mm x 246mm x 38mm  
 20本のインstrument と付属品が収納可能。  
 【交換用シリコン】取扱なし

### 交換用S 20本用 ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入

Compression Arm - 20 Instrument			
パートコード	標準価格	取寄品	
<a href="#">PTI-0050</a>	3,000円		☑

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。  
 1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。








掲載画像 IM9140-OR

**オーソSダブルデッカー**  
Double-Decker™ Small Orthodontic Cassette

カセット	23,100円	
レール色	パートコード	取寄品
● レッド	<b>IM9140-OR</b>	☺
● グレー	<b>IM9141-OR</b>	☺
○ ホワイト	<b>IM9142-OR</b>	☺
● オレンジ	<b>IM9143-OR</b>	☺
● イエロー	<b>IM9145-OR</b>	☺
● ラベンダー	<b>IM9146-OR</b>	☺
● ブルー	<b>IM9148-OR</b>	☺
● グリーン	<b>IM9149-OR</b>	☺

外形寸法:114mm x 203mm x 38mm  
プライヤー4本とハンドインスツルメント2本が収納可能。  
交換用シリコン取扱なし。



**交換用S 14本用ダブルデッカー メタルアームストッパー 1入**  
Compression Arm - 14 Instrument

パートコード	標準価格	取寄品
<b>PTI-0029</b>	1,100円	☺

メタルアームストッパーにはシリコンストッパーが含まれません。  
1個入りなので両側を交換する場合は、2個お求めください。



**オーソS薄型**  
Small Thin Orthodontic Cassette

カセット	18,900円	
レール色	パートコード	取寄品
● ブルー	<b>IMORTHSM8</b>	☺

外形寸法:178mm x 203mm x 19mm  
プライヤー4本とハンドインスツルメント3本が収納可能。  
交換用シリコン取扱なし。



**オーソL薄型**  
Large Thin Orthodontic Cassette

カセット	24,200円	
レール色	パートコード	取寄品
● ブルー	<b>IMORTHLG8</b>	☺

外形寸法:203mm x 280mm x 19mm  
プライヤー7本とハンドインスツルメント4本が収納可能。  
交換用シリコン取扱なし。



● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

カセットアクセサリ  
Cassettes Accessories



## カセットアクセサリ

IMSカセットの各種専用アクセサリをご用意しています。  
シリコン製のレールやヒンジクリップなどは、インストゥルメントをしっかりと固定し、パーツボックスやパークッションは小さな器具の紛失を防ぎます。

インストゥルメントマネージメント Instrument Management

### ■ カセットアクセサリ



交換用I エレベーターレール 2入 Elevator Rails		
レール色	エレベーターレール 1,300円 パートコード	取寄品
● レッド	RL-ELV-RED	
● グレー	RL-ELV-GRY	🕒
○ ホワイト	RL-ELV-WHT	🕒
● オレンジ	RL-ELV-ORG	🕒
● パープル	RL-ELV-PRP	🕒
● イエロー	RL-ELV-YLW	🕒
● ラベンダー	RL-ELV-LVN	🕒
● ブラック	RL-ELV-BLK	🕒
● ブルー	RL-ELV-BLU	🕒
● グリーン	RL-ELV-GRN	🕒
● オーシャンブルー	RL-ELV-OCN	🕒

インフィニティシリーズカセット用(シグネチャーカセットにも装着可)。



交換用S エレベーターレール 1入 Elevator Rails		
レール色	エレベーターレール 1,100円 パートコード	取寄品
● レッド	ER0	
● グレー	ER1	
○ ホワイト	ER2	🕒
● オレンジ	ER3	🕒
● イエロー	ER5	🕒
● ラベンダー	ER6	🕒
● ブルー	ER8	
● グリーン	ER9	🕒

シグネチャーシリーズカセット用(インフィニティカセットにも装着可)。



IMS パーツボックス IMS™ Parts Box				
仕様	パートコード	標準価格	外形寸法	取寄品
L	IMS-1273	6,600円	78mm x 32mm x 25mm	🕒
S	IMS-1271	4,900円	40mm x 32mm x 25mm	🕒


減菌時、ラバーダムクランプやマトリックスバンドリテーナー等、小さな器具を収められるようデザインされています。



● IMSパークッション IMS™ Bur Cushion				
仕様	パートコード	標準価格	外形寸法	取寄品
S 6本用	IMS-1372SH	3,600円	44mm x 33mm x 22mm	
T 6本用	IMS-1372TH	3,600円	44mm x 62mm x 22mm	🕒
S 12本用	IMS-1372S	4,900円	84mm x 33mm x 22mm	
T 12本用	IMS-1372T	4,900円	84mm x 62mm x 22mm	🕒

パースタンドは、シリコン製で洗浄および減菌時にバーをしっかり保持します。  
ステンレス製のフタは、水切りがよく、適切な洗浄が行えるデザインです。

標準価格は全て税抜価格です。



**IMSカセット専用 クリップ**  
Hinged Instrument Clips, 2-Pack

パートコード	標準価格	取寄品
IM1000	2,800円	

はさみや止血鉗子などのヒンジインスツルメントをカセットのフタに固定するクリップです。



**IMSカセット専用**  
Needle Cap Holders, 2-Pack

パートコード	標準価格	取寄品
IM1001	2,800円	☺

キャップを縦に把持できるため、片手で注射針のキャップをつけられます。



**IMSカセット専用クリップ 3WAY シリンジ用**  
Air/Water Clip

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
インフィニティカセット用	IM1005N	1,300円	☺
シグネチャーカセット用	IM1005	1,300円	☺
ダブルデッカー用(インフィニティカセット・シグネチャーカセット共用)	IM1006	1,300円	☺

カセットの枠に装着して使用します。洗浄および滅菌時にクリップが器具をしっかりと固定します。



**IMSカラータブ アソート**  
IMS™ Color Tabs

数量	パートコード	標準価格	取寄品
9入	IMS-12912N	3,200円	☺

シリコンのタブは、カセットを識別するために、カセットのフタに装着します。  
(グレー、ホワイト、オレンジ、ブラウン、イエロー、レッド、グリーン、ブルー、ブラック×各1色)



**IMSカセット用 スナップオンバーコード**  
Snap-on Barcode for outside of Cassettes

仕様	パートコード	標準価格	取寄品
外形寸法:19mm x 57.4mm x 1.7mm	IMS-CABL	1,500円	☺

レーザーマーキングされたバーコードによって、識別や確認が可能です。  
標準的なバーコードリーダーに対応しています。HIBC規格に準拠したバーコードです。  
レーザーマークは、800回を超える滅菌サイクルに耐えることが確認されています。



**IMS IDマーカー**  
Cassette I.D. Labels and Marker

パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1235	1,500円	☺

カセットの内容識別に便利で、消えにくい専用マーカー。IDラベルやモニターテープに使用します。

## IMSカセットについて

問題	原因	対策
ヒンジの破損	・ インスツルメントの詰め込み過ぎや不適切な配置	・ インスツルメントは、カセットからはみ出さないように入れてください ・ カセットを閉じる時は、圧力をかけ過ぎないようにしてください
	・ シリコンレールの位置が不適切	・ カセットのレールの位置を変えないでください
濡れている	・ 滅菌前および滅菌中の不十分な乾燥	・ 洗浄後、包装する前にカセットを十分乾燥させてください ・ 滅菌後の器具は使用時まで完全に乾燥した状態を保ってください
	・ 滅菌器へのカセットの入れ方が不適切	・ カセットを詰め込み過ぎないでください ・ 滅菌器庫内ではカセットの間に多少のスペースをあけてください ・ 滅菌器専用のカセットラックを使用してください

※ 歯科用ハンドインスツルメントおよびアクセサリの再処理については、こちらの二次元バーコードからご参照ください。



● おすすめ品

☺ 取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

IMS シグネチャータブ  
Procedural Tubs



# Procedural Tubs

## IMS シグネチャータブ

処置内容別のタブとカセットにより、インスツルメントや消耗品を管理し、効率的で体系化されたシステムを構築できます。IMS (Instrument Management System) カセットと処置内容別タブを使用することで、器材処理にかかる時間が短縮され、患者さんとのコミュニケーションなどに、より長い時間を費やすことが可能になります。

※IMS シグネチャータブおよび関連製品は滅菌できませんのでご注意ください。

### ■ IMS シグネチャータブ



#### ● IMSシグネチャータブ コンプリートセット

Signature Series Complete Tub

色	パートコード	標準価格	取寄品
● レッド	<b>IMS-1400</b>	8,400 円	☺
● イエロー	<b>IMS-1405</b>	8,400 円	☺
● ブルー	<b>IMS-1408</b>	8,400 円	☺

外形寸法:324mm x 284mm x 102mm  
構成:シグネチャータブ、ライナーシート<sup>†</sup>、仕切(8入)、フタ付ケースS<sup>†</sup>、フタ付ケースM<sup>†</sup>、スライドトレイ仕切有<sup>†</sup>、カバーロック付<sup>†</sup>



#### IMS シグネチャータブ Signature Series™ Tub

色	パートコード	標準価格	取寄品
● レッド	<b>IMS-1410</b>	2,800 円	☺
● イエロー	<b>IMS-1415</b>	2,800 円	☺
● ブルー	<b>IMS-1418</b>	2,800 円	☺

外形寸法:311mm x 276mm x 69mm  
レッド色のシグネチャータブは、汚染されたインスツルメントや小さめのカセットの運搬用としても使用することができます。



#### IMS シグネチャータブ用 カバーロック付 Locking Tub Cover

パートコード	標準価格	取寄品
<b>IMS-1420</b>	3,000 円	☺

外形寸法:324mm x 284mm x 50mm  
タブ用カバーは、搬送中や保管中に空中浮遊物から内容物を保護します。



#### IMS シグネチャータブ用 スライドトレイ 仕切有 Divided Slide Tray

パートコード	標準価格	取寄品
<b>IMS-1421</b>	1,300 円	☺

外形寸法:248mm x 132mm x 35mm  
下段にスペースを確保できるスライド式トレイ。綿球、ガーゼ、クランプ、シリジチップなど様々なものを整理しながら保管できます。



#### IMS シグネチャータブ用 スライドトレイ 仕切無 Flat Slide Tray

パートコード	標準価格	取寄品
<b>IMS-1422</b>	1,300 円	☺

外形寸法:248mm x 132mm x 35mm  
下段にスペースを確保できるスライド式トレイ。



#### IMS シグネチャータブ用 インサートトレイ Tub Insert

パートコード	標準価格	取寄品
<b>IMS-1423</b>	2,100 円	☺

外形寸法:248mm x 273mm x 26mm  
タブ内を整理しやすいように、10区画に仕切られたインサートトレイ。  
タブのフチにトレイが乗る構造で、下部にも保管スペースを確保。

†透明部分及びタブライナーには抗菌加工が施されていません。



IMS シグネチャータブ用 フタ付ケース S		
Single Tub Cup With Cover		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1424	900円	☺
外形寸法:41mm x 57mm x 29mm		



IMS シグネチャータブ用 フタ付ケース M		
Double Tub Cup With Cover		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1425	900円	☺
外形寸法:86mm x 57mm x 29mm		



IMS シグネチャータブ用 フタ付ケース L		
Long Tub Cup With Cover		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1426	1,900円	☺
外形寸法:212mm x 57mm x 29mm		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・5個の収納スペース。</li> <li>・必要に応じて取外し可能な仕切り付。</li> <li>・細かい材料などをスッキリと小分け可能。</li> </ul>		



IMS シグネチャータブ用 仕切		
Dividers		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1427	1,900円	☺
8本の仕切板を組み合わせることでタブ内を区分け整理できます。		



IMS シグネチャータブ用 ライナーシート		
Tub Liner		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1428	900円	☺
外形寸法:245mm x 225mm x 3mm		
すべり止めのライナーシートはタブ下段で小さな物がすべるのを抑制します。		



IMS シグネチャータブ用 クリップオンホルダー カプセル		
Capsule Clip-On Holder		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1429	1,900円	☺
外形寸法:203mm x 64mm x 19mm		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・処置中にコンポジットレジン充填剤を容易に取り出せます。</li> <li>・タブのどちら側にも装着可能な操作性の高い構造。</li> <li>・最大で8個のアプリケーターチップと4本のシリンジチューブ等を収納可能。</li> </ul>		



IMS シグネチャータブ用 クリップオンホルダー シリンジ		
Capsule Clip-On Holder		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1430	1,900円	☺

外形寸法:203mm x 67mm x 19mm

- ・処置中にコンポジットレジン充填剤を容易に取り出せます。
- ・タブのいずれの側にも装着可能な操作性の高い構造。
- ・最大15本のシリンジチューブと3個のアプリケーターチップを収納可能。



IMS シグネチャータブ用 シリンジスタンド 20本用		
20-Unit Syringe Stand		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1431	3,800円	☺

外形寸法:229mm x 121mm x 64mm

- ・シリンジを取り出しやすいスタンド型。
- ・たんでタブ内部に収納可能。
- ・最大20本のシリンジチューブを収納可能。



IMS シグネチャータブ用 シリンジスタンド 10本追加用		
10-Unit Syringe Add On		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1432	1,900円	☺

外形寸法:216mm x 60mm x 19mm

- ・シリンジスタンド20本用(IMS-1431)に装着。(この製品単体ではご使用いただけません。)
- ・シリンジ収納スペースを更に確保。
- ・最大10本のシリンジチューブを収納可能。

左右幅を調節可能



IMS シグネチャータブ用 ラック 3段		
Adjustable 3 Tub Rack		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1433	13,100円	☺
外形寸法:最小191mm~最大394mm x 267mm x 330mm		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・大多数の標準的な収納キャビネットに適合。</li> <li>・フタをしたタブは3個、カセットは6個まで収納可能。</li> <li>・脚部に滑り止め付。</li> <li>・強固なメタル構造。</li> <li>・ネジ、工具、ナット/ボルト不要。</li> </ul>		

左右幅を調節可能



IMS シグネチャータブ用 ラック 4段		
Adjustable 4 Tub Rack		
パートコード	標準価格	取寄品
IMS-1434	13,100円	☺
外形寸法:最小191mm~最大394mm x 267mm x 476mm		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・フタをしたタブは4個、カセットは8個まで収納可能。</li> <li>・強固なメタル構造。</li> <li>・脚部に滑り止め付。</li> </ul>		

## 抗菌加工

※タブやタブセットのパーツは、製造工程で抗菌加工されています。

この加工により、微生物の影響や増殖・拡散に関わる重要な細胞機能を阻害します。

抗菌作用は、微生物が製品の表面に接触すると直ちに作用を開始し、シミや臭い、製品の腐蝕を惹起する微生物の成長を抑制します。

この作用は製品の耐用期間を通して続きます。



# The Best In Practice

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

**ヒューフレディ・ジャパン合同会社** [Hu-Friedy.co.jp](https://www.hu-friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年7月22日現在のものです。  
販仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載  
が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行って  
いるため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：HU-FRIEDY  
©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-120J/2407 Instrument Management  
All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC its affiliates or related companies, unless  
otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC reserves the right to change features of  
products, images and text at any time without notice.

 **HuFriedyGroup**  
The Best In Practice