

# 基本セット

## 入替キャンペーン

対象期間

2024. 10/21(月) ▶ 12/20(金)

### エキスプローラー (探針)

特殊配合スチール合金「デュラスポンド」を使用、柔軟性と弾力性、さらに従来品よりも高い触覚感を発揮し、高精度の診断を実現します。

**3Aより太く、しなりが少ないタイプ!**

**3A** 歯肉縁上用  
#6 **EXS3A6** 2,300円  
#30 **EXS3A** 2,300円

**ポピュラータイプ 25**  
#30 **SPEXS25** 2,700円

11/12 根面用  
#6 **EXD11/126** 3,100円  
#31 **EXD11/12** 2,900円

**ポピュラータイプ 5**  
#31 **SPEXD5** 3,700円

**ポピュラータイプ 8**  
#31 **SPEXD8** 3,700円

### エキスカバーター ポピュラータイプ (日本限定モデル)

1.8mm

**ポピュラータイプ 1**  
#2 (角柄) **SPEXC1** 4,500円

1.8mm

**ポピュラータイプ 2**  
#2 (角柄) **SPEXC2** 4,500円

1.2mm

**ポピュラータイプ 3**  
#2 (角柄) **SPEXC3** 4,500円

1.2mm

**ポピュラータイプ 4**  
#2 (角柄) **SPEXC4** 4,500円

1.5mm

**ポピュラータイプ 5**  
#2 (角柄) **SPEXC5** 4,500円

1.4mm

**ポピュラータイプ 6**  
#2 (角柄) **SPEXC6** 4,500円

**基本セットにおすすめの日本限定モデル!**

### カラーコードプローブ

繰り返し使用しても、消えにくいマーキング (Qulix™) を採用しています。

3-3-2-3  
屈曲までの長さ:20mm

**CP11**  
#6 **PCP116** 4,400円  
#30 **PCP11** 4,200円

3-3-3-3  
屈曲までの長さ:20mm

**CP12**  
#6 **PCP126** 4,400円  
#30 **PCP12** 4,200円

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1  
屈曲までの長さ:20mm

**CPUNC15**  
#6 **PCPUNC156** 4,400円  
#30 **PCPUNC15** 4,200円

2-2-2-2-2-2  
屈曲までの長さ:15mm

**CP2**  
#6 **PCP26** 4,400円  
#30 **PCP2** 4,200円

0.5-3-2-3-3  
屈曲までの長さ:15mm

**CP11.5B**  
#6 **PCP11.5B6** 4,400円  
#30 **PCP11.5B** 4,200円  
**WHOプローブ**

ハンドルの種類

#6 サテンスチール (片頭)

#30 細丸 (片頭)

#6 サテンスチール (両頭)

#2 角柄 (両頭)

#31 細丸 (両頭)

# 基本セット入替キャンペーン

期間：2024年10月21日(月)  
～12月20日(金)

●HuFriedyGroup

## ピンセット



コーク型18JSII ギザなし DP18JS-II 3,600円

## 咬合紙ホルダー



ミラー APF2 5,500円

## HDミラー・ロジウムコーティングミラー

両面タイプはチークリトラクターとして使用しながら口腔内を照らすことが可能。ミラートップはダイレクトミラーのため2重3重に見えない。30°のオフセット。(オートクレープ可、141℃以上に加熱しない。)




### HDミラーとは...

- ロジウムコーティングのミラーより明るさが**38.5%向上\***
- 他の表面ミラーより、明るさが**50%向上\***
- 傷がつきにくく、長時間使用できる ※社内資料

	片面3 φ20mm	片面4 φ22mm	片面5 φ24mm	両面4 φ22mm	両面5 φ24mm	
HD コーティング	1入	MIR3HD 1,500円	MIR4HD 1,500円	MIR5HD 1,500円	MIR4DSDH 1,700円	MIR5DSDH 1,700円
	3入		MIR4HD3 4,000円	MIR5HD3 4,000円		
	6入				MIR4DSDH6 9,700円	MIR5DSDH6 9,700円
	12入		MIR4HD12 15,500円	MIR5HD12 15,500円		
ロジウム コーティング	3入	MIR4/3 2,900円	MIR5/3 2,900円	MIR4DS/3 4,000円	MIR5DS/3 4,000円	
	6入			MIR4DS/6 7,700円	MIR5DS/6 7,700円	
	12入	MIR4/12 10,800円	MIR5/12 10,800円			

### コーンソケットハンドル



## ヒューフレディ 基本セット入替キャンペーン 注文書

掲載製品全て特別価格!!

期間：2024年10月21日(月)～12月20日(金)

製品名	パートコード	標準価格(円)	数量
エキスプローラー	片頭		
	3A	#6 EXS3A6	2,300
		#30 EXS3A	2,300
	ポピュラータイプ	25 #30 SPEXS25	2,700
	両頭		
エキスケーター	両頭		
	ポピュラータイプ	11/12 #6 EXD11/126	3,100
		#31 EXD11/12	2,900
		5 #31 SPEXD5	3,700
		8 #31 SPEXD8	3,700
カラーコード プローブ	片頭		
	CP11	#6 PCP116	4,400
		#30 PCP11	4,200
	CP12	#6 PCP126	4,400
		#30 PCP12	4,200
	CPUNC15	#6 PCPUNC156	4,400
		#30 PCPUNC15	4,200
	CP2	#6 PCP26	4,400
		#30 PCP2	4,200
	CP11.5B	#6 PCP11.5B6	4,400
		#30 PCP11.5B	4,200

製品名	パートコード	標準価格(円)	数量	
ピンセットコーク型	DP18JS-II	3,600		
咬合紙ホルダーミラー	APF2	5,500		
ミラートップ HDコーティング	片面 1入	3 (φ20mm)	MIR3HD	1,500
		4 (φ22mm)	MIR4HD	1,500
		5 (φ24mm)	MIR5HD	1,500
	片面 3入	4 (φ22mm)	MIR4HD3	4,000
		5 (φ24mm)	MIR5HD3	4,000
	片面 12入	4 (φ22mm)	MIR4HD12	15,500
		5 (φ24mm)	MIR5HD12	15,500
	両面 1入	4 (φ22mm)	MIR4DSDH	1,700
		5 (φ24mm)	MIR5DSDH	1,700
	両面 6入	4 (φ22mm)	MIR4DSDH6	9,700
		5 (φ24mm)	MIR5DSDH6	9,700
	ミラートップ ロジウムコーティング	片面 3入	4 (φ22mm)	MIR4/3
5 (φ24mm)			MIR5/3	2,900
片面 12入		4 (φ22mm)	MIR4/12	10,800
		5 (φ24mm)	MIR5/12	10,800
両面 3入		4 (φ22mm)	MIR4DS/3	4,000
		5 (φ24mm)	MIR5DS/3	4,000
両面 6入	4 (φ22mm)	MIR4DS/6	7,700	
	5 (φ24mm)	MIR5DS/6	7,700	
ミラーハンドル コーンソケット	#1	MH1	2,300	
	#24	MH24	2,300	
	#6	MH6	2,700	

※ご購入の際は、お出入りの歯科商店に注文してください。

在庫状況は流動的になりますので予めご了承ください。

キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。掲載商品の標準価格は2024年10月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

こちらの注文書に記載のない製品・規格・ハンドルはセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

【販売名/一般的な名称/医療機器届出番号】エキスケーター/歯科用エキスケーター/13B3X10195G04101、カラーコードプローブ/歯周ポケットプローブ/13B3X10195G07101、エキスプローラー/歯科用探針/13B3X10195G05101、ピンセット/13B3X10195G34102、咬合紙ホルダー/歯科咬合紙用ピンセット/13B3X10195G53101、ミラー/歯鏡/13B3X10195G22101

【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：HU-FRIEDY

●医療機器の分類：一般医療機器(クラスI)

■ 歯科医院名		【歯科商店名】	
■ お名前			
■ ご住所 〒	-		
TEL	-		