

# ヒューフレディ おすすめ製品 キャンペーン!

対象期間: 2025. 1/21(火) ▶ 3/19(水)

キャンペーン対象商品は  
**特別価格**にて  
ご提供いたします。  
是非ご活用ください。

※在庫状況は流動的になりますので、  
予めご了承ください。  
ご購入の際はお出入りの歯科商店に  
注文してください。



## 掲載製品


- 持針器
- 止血鉗子
- はさみ
- ティッシュプライヤー
- ティッシュニッパー
- 抜歯鉗子 プレジデンシャル
- 抜歯鉗子 アトラウマ
- 骨鉗子
- ルクセーティングハイブリッド
- ルクセーティングエレベーター
- ボーンキュレット(鋭匙)
- エレベーター バーナード
- ルートチップ エレベーター
- ラバーダム関連製品
- リムーバルフォーセップ
- コンボジット練成充填器 XTS™
- ジンジバルコードパッカー
- エキスカベーター
- クラウンリムーバー
- HD ブラックライン ミラー
- 矯正カッター
- 感染管理関連製品

※上記製品上段左からSCGC、CRGR、IM60H8、IMS-1400、CRCH2、F17、CRCH1、NH5020

【販売名/一般の名称/医療機器届出番号】 ■持針器/持針器/13B3X10195G16101 ■はさみ 歯肉用/歯科用歯肉はさみ/13B3X10195G19101 ■はさみ/はさみ/13B3X10195G41101 ■はさみ 金冠用/歯科用金冠はさみ/13B3X10195G44101 ■止血鉗子/鉗子/13B3X10195G43103 ■ティッシュプライヤー/歯科治療用ピンセット/13B3X10195G20101 ■ボーン/ティッシュニッパー/手術用骨鉗子/13B3X10195G28101 ■抜歯鉗子/抜歯用鉗子/13B3X10195G08101 ■骨鉗子/手術用骨鉗子/13B3X10195G28102 ■ルクセーティングハイブリッド/歯科用エレベーター/13B3X10195G03104 ■ルクセーティングエレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03103 ■ボーンキュレット/歯科用キュレット/13B3X10195G06101 ■エレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03101 ■ルートチップエレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G50101 ■ラバーダムキット/歯科用ラバーダム防湿キット/13B3X10195G52101 ■クラウンフォーセップ/歯科用ラバーダムクランプ鉗子/13B3X10195G49101 ■ラバーダムパンチ/歯科用ラバーダムパンチ/13B3X10195G50101 ■リムーバルフォーセップ/ピンセット/13B3X10195G34103 ■コンボジット練成充填器/歯科用充填器/13B3X10195G10104 ■ジンジバルコードパッカー/歯科用圧入充填器/13B3X10195G31102 ■エキスカベーター/歯科用エキスカベーター/13B3X10195G04101 ■クラウンリムーバー/歯科用起子及び剥離子/13B3X10195G13102 ■プライヤー/歯科矯正用プライヤー/13B3X10195G12101 ■ミラー/歯鏡/13B3X10195G22101

【商標について】以下はヒューフレディグループまたはその関連会社の商標です: Hu-Friedy, EVEREDGE, XTS ●医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)

持針器



マイクロ  
カストロビージョ  
直 DPV  
全長：18cm  
**NHDPV**  
86,100円  
ダイヤモンドダスト  
ヨーロッパハンドル

6-0  
7-0  
8-0



マイクロ  
カストロビージョ  
曲 DCPV  
全長：18cm  
**NHDCPV**  
86,100円  
ダイヤモンドダスト  
ヨーロッパハンドル

6-0  
7-0  
8-0




**基本のカストロ!**

カストロビージョ  
直 5020  
全長：14cm  
**NH5020**  
78,800円  
パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)

5-0  
6-0  
7-0

ダーフ  
5032

全長：11.5cm  
**NH5032** 31,500円  
パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)




**コンパクトな形状なので  
手が小さなドクターに  
おすすめです**



3-0  
4-0  
5-0

ホルセイ  
5037

全長：13cm  
**NH5037** 31,500円  
パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)



3-0  
4-0  
5-0  
6-0

クライルウッド  
5038

全長：15cm  
**NH5038** 31,500円  
パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)




**ヒューフレディグループで  
最も売れている持針器!**




3-0  
4-0  
5-0  
6-0

カストロビージョにおすすめのカセット

カストロビージョの収納におすすめ!  
洗浄・滅菌時、破損を防止!



**IMSカセット シグネチャー  
US/HP用 L**  
外形寸法：76mm × 203mm × 32mm  
ハンドピース2~3本または  
超音波インサート5本が収納可能  
**IM60H8** ■ ブルー 12,600円



**IMSカセット インフィニティ  
US/HP用 S**  
外形寸法：38mm × 203mm × 32mm  
ハンドピース1本または超音波インサート2本が収納可能。  
カストロビージョの管理におすすめ。  
**IMN30HU8** ■ ブルー 13,700円



先端幅：  
2.6mm

メイヨー・ヘガー  
5042  
全長：16cm  
NH5042 31,500円  
パーマシャープ  
(タングステンカーバイド付)


1-0  
2-0  
3-0  
4-0



先端幅：  
2.2mm

マシューコーチャー  
5074  
全長：14cm  
NH5074 42,000円  
パーマシャープ(超硬付)

1-0  
2-0  
3-0  
4-0



先端幅：  
2.3mm

コリアー  
全長：12.5cm  
NHC 21,000円  
タングステンカーバイドなし

3-0  
4-0  
5-0  
6-0

コンパクトな形状なので  
手が小さなドクターに  
おすすめです




先端幅：  
3.0mm

オルセンヘガー  
全長：17cm  
NHOH 31,500円  
タングステンカーバイドなし

3-0  
4-0  
5-0  
6-0

はさみ付持針器  
はさみが付いているので  
縫合後にご自身で  
縫合糸をカットできます



先端幅：  
2.6mm

マシュー  
全長：14cm  
NHM 31,500円  
タングステンカーバイドなし

1-0  
2-0  
3-0  
4-0

## 止血鉗子

止血、小さな歯根の除去、不安定な器材の固定等様々な用途に対応可能です。



ホルステッド・  
モスクート  
曲3  
全長：12cm  
H3 10,300円




ホルステッド・  
モスクート  
直4  
全長：12cm  
H4 10,300円

## はさみ

タングステンカーバイドが貼付されたパーマシャープ、ブラックライン、スタンダードなど、様々なラインナップがあります。



アシスタントの方にも人気者!  
臼歯部に届きやすい  
複屈曲型!



**ラグランジュ 曲 14**  
全長：11.5cm  
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)  
**S14SCX** 27,300円  
スタンダード(ギザ付ブレード1枚)  
**S14** 16,800円



**アイリス 直 17**  
全長：11.5cm  
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)  
**S17SCX** 27,300円



**アイリス 曲 18**  
全長：11.5cm  
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)  
**S18SCX** 27,300円



**ゴールドマン  
フォックス 曲 16**  
全長：13.5cm  
隣接面での使用に適用  
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)  
**S16SCX** 27,300円  
スタンダード(ギザ付ブレード1枚)  
**S16** 16,800円



**パーマシャープ  
ゴールドマン  
フォックス 曲  
5081**  
全長：13cm  
ギザ付ブレード1枚  
隣接面での使用に適用  
**S5081** 44,100円



**パーマシャープ  
アイリス 直  
5082**  
全長：11.5cm  
ギザなし  
**S5082**  
44,100円



**パーマシャープ  
アイリス 曲  
5083**  
全長：11.5cm  
ギザなし  
**S5083**  
44,100円



**マイクロ  
カストロビージョ  
曲 PV**  
全長：18cm  
ブラックライン  
**SPVX** 86,300円



抜糸はさみ

**ヒューフレディ  
13S**  
全長：12cm  
先端が鉤状になっているので、  
ピンセットで引っ張らなくても、  
縫合糸がそのままカットできます。  
**S13S** 16,800円



**ケリー 1**  
全長：16cm  
ギザ付ブレード1枚  
**S1** 16,800円

細かな部位への  
アクセスに最適な  
小さな作業部



**コーテリーニ 曲**  
全長：12cm  
ギザ付ブレード1枚  
「スーパーカット」シリーズのはさみのブレードは、  
一方は細やかなギザ付き、  
もう一方はかみそりの刃のような鋭い仕上げとなっており、  
すべりを防止しながら組織を切除できます。  
スーパーカット  
**SCORTSC** 18,900円



**金冠用 曲**  
全長：12cm  
**SCGC**  
12,600円


## ティッシュプライヤー

縫合時の歯肉や切開歯肉の保持・固定に使用します。

パーマシャープ(TP5041, TP5042)は先端に超硬(タングステンカーバイド)が付与されており、より滑りにくくなっています。




先端幅: 0.6mm



マイクロ  
ダイヤモンドダスト  
DAPV  
直 無鉤  
全長: 18cm  
TPDAPV  
58,800円



先端幅: 0.7mm



マイクロ  
LCOSM  
直 マルチ  
全長: 18cm  
TPSLCOSM  
58,800円




先端幅: 0.7mm



マイクロ  
LCOCMN  
曲 マルチ  
全長: 18cm  
TPSLCOCMN  
58,800円



先端幅: 0.7mm



ジェラルド1  
無鉤  
全長: 18cm  
TPG1  
13,700円



アドソン 無鉤

全長: 12cm

5041 パーマシャープ TP5041 26,300円

先端幅: 1.4mm

41 スタンダード TP41 10,800円

先端幅: 1.3mm



アドソン 有鉤

全長: 12cm

5042 パーマシャープ TP5042 29,400円

先端幅: 1.4mm

42 スタンダード TP42 10,800円

先端幅: 1.3mm

## ティッシュニッパー



ゴールドマンフォックス

全長: 10cm

軟組織への外科的アプローチ時に、  
歯間部の歯肉整形が適切に行えるよう滑らかに  
操作できる鋭利な小型ニッパーです。  
1か所の手術部位で2種類以上の処置を  
付加するための、  
貴重な補助ツールでもあります。

NIPS 26,300円



シュガーマン ニプロ

全長: 16cm

NIPRO 26,300円

## 抜歯鉗子 プレジデンシャル

歯牙を抜去するために使用する。ヒューフレディグループ製の抜歯鉗子プレジデンシャルシリーズは、鍛造されたステンレス鋼を使用しているため耐久性が高く、インストゥルメントに均等に圧力が加わるようにヒンジ部は精巧に製作され仕上げられています。ヒンジインストゥルメントは開いた状態で洗浄、滅菌してください。



クライヤー  
ユニバーサル 150  
上顎前歯・小白歯  
**F150** 26,100円

クライヤー  
ユニバーサル 151  
下顎前歯・小白歯  
**F151** 26,100円

10S  
上顎大白歯  
**F10S** 26,100円

ハリス 17  
下顎大白歯  
**F17** 26,100円




210S  
上顎第3大白歯用  
**F210S**  
26,100円

8番用  
抜歯鉗子



222  
下顎第3大白歯用  
**F222**  
26,100円



ヒューフレディ  
300  
上顎残根 ギザ付  
**F300**  
31,500円

スリムタイプの  
残根鉗子



ヒューフレディ  
301  
下顎残根 ギザ付  
**F301**  
31,500円

## 抜歯鉗子 アトラウマ


アクセスの良さ・歯冠や歯根の把持のしやすさに重点を置いて設計されたシリーズ。



13  
下顎小白歯用 ギザ付  
**F13XS**  
35,200円



73  
下顎大白歯用 ギザ付  
**FX73XS**  
35,200円



79  
下顎大白歯用  
**FX79XS**  
35,200円

## 骨鉗子

歯槽骨のトリミング・骨整形・軟組織の除去に使用します。



先端幅: 2.4mm  
フリードマン  
全長: 14cm  
**RF**  
44,100円



先端幅: 1.5mm  
ミニフリードマン  
全長: 14.5cm  
**RMF**  
44,100円



先端幅: 2.8mm  
クレイマー・ネビンス  
全長: 14.5cm  
**RKN**  
57,800円

## ルクセーティングハイブリッド

薄く適正な角度に屈曲した先端部と太いハンドルでデザインされたルクセーティングハイブリッドは根尖方向および隣接歯間部へのアクセスを改善するとともに、抜歯時に歯周靭帯の切断ができ、頬側歯槽骨の保存を可能にします。ブラックラインとサテンスチールのご用意がございます。

残根や破折した  
歯牙の抜去におすすめ



画像提供: 佐々木 匡理先生



曲 2.5mm  
BL (ブラックライン)  
**EPTSMCX 14,300円**  
#6 (サテンスチール)  
**EPTSMC 13,200円**




遠心用 S 2.3mm  
BL (ブラックライン)  
**EPTSMDX 14,300円**  
#6 (サテンスチール)  
**EPTSM 13,200円**



近心用 S 2.3mm  
BL (ブラックライン)  
**EPTSMMX 14,300円**  
#6 (サテンスチール)  
**EPTSM 13,200円**

残根の除去には曲、遠心用S、  
近心用Sがあれば全顎対応可能です



ブラックライン

サテンスチール

### キット

BL (ブラックライン) **EPTKITX 115,500円**  
#6 (サテンスチール) **EPTKIT 107,800円**

単品で4本以上ご購入をご検討の際は、  
キットがお得です!

ブラックラインキット(EPTKITX):左記7本  
(BL)、IMSカセット インフィニティ(単品定価  
20,000円)を含む

※ブラックラインキットには製品の特性上ストーンは  
含まれません。

サテンスチールキット(EPTKIT):左記7本  
(#6)、IMSカセット(単品定価16,600円)、  
セラミックストーン円筒型(単品定価5,500  
円)を含む



直 スPEED 4.0mm 直  
BL (ブラックライン)  
**EPTSSPX 14,300円**  
#6 (サテンスチール)  
**EPTSSP 13,200円**



直 2.5mm  
BL (ブラックライン)  
**EPTSMSX 14,300円**  
#6 (サテンスチール)  
**EPTSMS 13,200円**



遠心用 L 4.0mm  
BL (ブラックライン)  
**EPTLGDX 14,300円**  
#6 (サテンスチール)  
**EPTLGD 13,200円**



近心用 L 4.0mm  
BL (ブラックライン)  
**EPTLGMX 14,300円**  
#6 (サテンスチール)  
**EPTLGM 13,200円**

## ルクセーティングエレベーター

ルクセーティングエレベーターは、歯周靭帯を切断するための 薄くて鋭い  
ブレードがついています。エレベーターのように「てこの原理」で使用するの  
ではなく、揺らして歯根膜を切断しながら使用することで、隣接歯にかかる  
圧力を軽減します。



3S  
3mm 直



5S  
5mm 直



3C  
3mm 曲



5C  
5mm 曲




セラミックストーン  
ルクセーティング

Lキット **ELKIT 35,200円**

Lキットには、上記ルクセーティングエレベーター4本(単品価格:9,700円)とセラミック  
ストーン ルクセーティング(単品価格4,200円)が含まれ、単品でご購入いただくより  
お求めやすくなっています。

## ボーンキュレット(鋭匙)

多量の軟組織や硬組織を容易に除去できます。



ルーカス 84  
BL (ブラックライン) **CL84X 9,900円**



ルーカス 86  
BL (ブラックライン) **CL86X 9,900円**



ルーカス 87  
BL (ブラックライン) **CL87X 9,900円**

ブレードタイプで  
不良肉芽がしっかり、  
素早く掻き取れる鋭匙

## エレベーター バーナード

薄いスパイア型先端で、狭い歯根膜空隙にも挿入が可能なシンデスモームです。ペリオームとしても、ルートチップエレベーターとしても使用できます。

先端幅：  
3.5mm



ライト6  
BL (ブラックライン)  
BER6X 12,100円

先端幅：  
3.5mm



レフト7  
BL (ブラックライン)  
BER7X 12,100円

先端幅：  
3.5mm



11  
BL (ブラックライン)  
BER11X 12,100円

歯周靭帯を  
切断しながら残根除去!!

## ルートチップエレベーター

先端幅：  
1.7mm




ハイドリンク 2  
#502 (角柄) EHB2 8,000円

先端幅：  
1.7mm



ハイドリンク 3  
#502 (角柄) EHB3 8,000円

## ラバーダム関連製品



ラバーダムキット RDKIT 75,600円  
ラバーダム処置に必要な基本アイテムをまとめた便利なキット

[キット内容]  
クランプフォーセップ RDF / ラバーダムパンチ RDP / ラバーダムフレーム  
大人用 RDAF6 / ラバーダムテンプレートユニバーサル RDTUNIV / ラバー  
ダムテンプレート FDI RDTFDI / ラバーダムクランプ オーガナイジングボード  
RDCOB / ラバーダムクランプ0 RDCM0 / ラバーダムクランプ1 RDCM1  
/ ラバーダムクランプ2 RDCM2 / ラバーダムクランプ7 RDCM7 / ラバ  
ーダムクランプ8 RDCM8 / ラバーダムクランプ8A RDCM8A / ラバーダ  
ムクランプ14A RDCM14A / ラバーダムクランプ212 RDCM212

全長：17.5cm



クランプ  
フォーセップ4  
RDF4 25,200円

全長：17cm




クランプ  
フォーセップ  
RDF 18,900円

全長：17.5cm



ラバーダムパンチ  
アインスワース  
RDPA 39,900円

全長：16cm



ラバーダム  
パンチ  
RDP 42,000円

## リムーバルフォーセップ

ガッタパーチャや破折ファイルの  
除去におすすめ!



ステイグリッツ 45°  
全長：13.5cm  
RF45 29,400円



ステイグリッツ 90°  
全長：12cm  
RF90 29,400円



## コンポジット練成充填器 XTS™

窒化アルミニウムチタン (AlTiN) コーティングされた表面は、非常に丈夫で滑らかな仕上げになっており、傷がつきにくく、べたつきません。太くて軽量のハンドルは清掃が簡単で、持ちやすく操作しやすいデザインです。

ブラックコーティングで  
レジン離れが良く  
充填部位が見やすい!



ゴールドスタイン フレキシシン 1

TNCIGFT1 6,400円


細いパドルと小型コンデンサーの組合せ初期充填や形態付与に使用  
1~3級窩洞向き



ゴールドスタイン  
フレキシシン 2

TNCIGFT2 6,400円


フレキシシン1の大型タイプ。  
充填と形態修正に使用  
1~3級窩洞向き



ゴールドスタイン  
フレキシシン 3

TNCIGFT3 6,400円


フレアパドル型。  
形態修正に使用  
3, 4級窩洞向き



ゴールドスタイン  
フレキシシン 4

TNCIGFT4 6,400円


臼歯部の近心・遠心面での充填・成形用の  
柔軟なへら状の作業部。逆向きにすると、  
前歯部の接着修復の充填や成形に使用可能



ゴールドスタイン  
フレキシシン ミニ4

TNCIGFTMI4 6,400円


4のミニタイプ  
臼歯部近遠心のようなアクセスしにくい  
部位の充填や形態付与に使用



ボゴシアン AB1

TNPFIAB1 6,400円

薄型ナイフとブレードの組み合わせ  
歯頸部での操作性が容易、3~5級窩洞向き



IPC

TNCVIPC 6,400円


極薄型ブレード、隣接歯間部用  
3~5級窩洞向き



G4/5

TNPFIG4/5 6,400円

臼歯部近遠心および隣接歯間部用  
2, 5級窩洞向き



8A

TNPF18A 6,400円

唇側用



A6

TNPFIA6 6,400円


大型で薄型のブレード、ペニア形成や広範囲  
の形態修正用、2~5級窩洞向き



BB27/29

TNBB27/29 6,400円


パーニッシャータイプ  
小窩裂溝や咬合面形成用



フリードマン ダックヘッド

TNPCCI 6,400円


臼歯部咬合面用



ゴールドスタイン  
マイクロ

TNGMPI 6,400円

それぞれ90°と110°の角度が付与された  
細い先端で、少量のステン材や  
オペーク材の塗布に使用



W3

TNPFIW3 6,400円

中型ブレードと小型コンデンサーの組合せ  
1~5級窩洞向き



ゴールドスタインマイクロの  
使用方法などの詳細は  
こちらからご覧いただけます。  
(英語)

## ジンジバルコードパッカー

組織への侵襲を抑え、確実に圧排子の挿入ができます。



ギザ付

113

#6 (サテンスチール) GCP1136 5,300円

ハンドルの  
種類



#6 (サテンスチール)

## エキスカベーター

軟化象牙質の除去に使用します。

先端径：  
0.8mm




先端径：  
0.8mm



イングリッシュパターン 246

#9 (エバーエッジ) **EXC2469** 6,100円

先端径：  
1.2mm



17

#9 (エバーエッジ) **EXC179** 6,100円  
#6 (サテンスチール) **EXC176** 5,100円

先端径：  
1.2mm

先端径：  
1.5mm



18

#9 (エバーエッジ) **EXC189** 6,100円  
#6 (サテンスチール) **EXC186** 5,100円

先端径：  
1.5mm

スクレーラーのシャープさを  
そのままエキスカベーターに!  
シャープさを求めて  
エバーエッジ!

先端径：  
2.0mm




19

#6 (サテンスチール) **EXC196** 5,100円

先端径：  
2.0mm

先端径：  
0.85mm




6

#41 (丸柄) **EXC6** 5,100円

先端径：  
0.85mm

先端径：  
1.15mm




38/39 [11.5-7-14]


#6 (サテンスチール) **EXC38/396** 5,100円

先端径：  
1.15mm

ハンドルの  
種類



#9 (エバーエッジ)



#6 (サテンスチール)



#41 (丸柄)

## クラウンリムーバー

クラウンリムーバー  
仮歯用  
**CRGR** 29,400円



全長：15.7cm

メタルクラウンにも  
使える!



先端幅：3.0mm

クラウンリムーバー  
クリステンセン 直  
前歯部用 **CRCH1** 10,300円



先端幅：3.0mm

クラウンリムーバー  
クリステンセン 90°  
臼歯部用 **CRCH2** 10,300円

### オススメの使用方法



パーでスリットを入れる  
【画像提供】大谷 恭史先生 (大阪府開業)



クリステンセンでスリットを広げ  
セメントを壊す



セメントが壊れ少し浮き上がった  
仮歯用鉗子 (CRGR) で撤去する

### 【メタルコアの場合】



★「直」と「90°」の2種類のクリステンセンを類比的に  
逆回転でトルクを加えセメントを崩し、コアを除去する

## HD ブラックライン ミラー



φ24mm

ミラートップ  
HD BL 片面5 (1入)  
**MIR5HDB**  
2,000円



φ24mm

ミラートップ  
HD BL 両面5 (1入)  
**MIR5DSHDB**  
2,200円

ブラックコーティングで  
乱反射を抑制!  
ライト付ルーペや  
マイクロスコープ  
使用時にすすめ!



ミラーハンドル コーンソケット BL **MH6B** 2,900円

★ヒューフレディグループの従来のハンドルにも装着できます。

### 乱反射を80%まで低減\*

私は患者さんに処置を行う際にはLEDライト付きのルーペを用いますが、その視野において乱反射が著明に低減され、より細部にわたり視認できることに驚きました。

1日の治療が終わった時に、HDブラックラインミラーを使用することで眼精疲労が少ないことに気がつきました。

歯科衛生士 教育学修士 タミ・ワンレス

\*ヒューフレディグループ製のDLCコーティングされたミラートップ・ミラーハンドルを弊社ステンレス製のミラートップ・ミラーハンドルと比較した場合。



掲載製品すべて 特別価格!

期間：2025年1月21日(火)～3月19日(水)

※ 標準価格は全て税抜

## 矯正カッター



エラスティック切断の唇側面観

マイクロミニピン&  
リガチャーカッター  
678-107 25,200円  
【切断許容径】～.012"



ユニバーサルディスタル  
エンドカッターホルド  
678-101 25,200円  
【切断許容径】.012"～.021"×.025"



スリムタイプ

スリムマイクロカッター  
678-500 25,200円  
くりぬかれた形状のヘッドは従来品と  
比べ13%スリムになり、より容易に  
エラスティック除去が可能。  
【切断許容径】.008"～.012"



## 感染管理関連製品

処置別のセットアップを  
簡単に行えます!

スタンドのまま洗浄・  
滅菌ができます!

【使用イメージ】



院内療法



シーラント



コンボジット



IMS-1275

IMSエンドスタンド 24本用  
外形寸法：67mm×57mm×30mm  
IMS-1275 11,000円

IMSエンドスタンド 48本用  
外形寸法：67mm×57mm×30mm  
IMS-1275D 11,000円



### IMS シグネチャータブ コンプリートセット

外形寸法：324mm×284mm×102mm

タブやタブセットのパーツは、製造工程で抗菌加工されています。  
滅菌には対応しておりません。

構成：シグネチャータブ、ライナーシート®、仕切(8入)、フタ付ケースS®、フタ付ケースM®、  
スライドトレー仕切有®、カバー ロック付® (インスツルメント等は含まれません)  
※透明部分及びタブライナーには、抗菌加工が施されておりません。

IMS-1400 ■ レッド 8,400円    IMS-1405 ■ イエロー 8,400円  
IMS-1408 ■ ブルー 8,400円



### IMSカセット シグネチャー 12本用 シグナスタット

外形寸法：165mm×267mm×32mm

12本のインスツルメントと付属品が収納可能

IM8123 ■ オレンジ 19,800円  
IM8126 ■ ラベンダー 19,800円  
IM8129 ■ グリーン 19,800円



### IMSカセット シグネチャー 8本用 ダブルデッカー

外形寸法：76mm×203mm×38mm

8本のインスツルメントが収納可能。

IM9082 □ ホワイト 20,800円



### IMSカセット シグネチャー 16本用

外形寸法：203mm×280mm×32mm

16本のインスツルメントと付属品が収納可能。

IM4163 ■ オレンジ 20,800円

Table with columns: 商品名, パートコード, 標準価格(円), 数量. Includes categories like 持針器, 止血鉗子, はさみ, ティッシュプライヤー, ティッシュニッパー, 抜歯鉗子.

Table with columns: 商品名, パートコード, 標準価格(円), 数量. Includes categories like 抜歯鉗子 アトラウメア, 骨鉗子, ルクセーティングハイブリッド, ルクセーティングエレベーター, ラバーダムキット, リムーバルフォーセップ, コンボジット録成充填機 XTS™.

Table with columns: 商品名, パートコード, 標準価格(円), 数量. Includes categories like エキスカベーター, クラウンリムーバー, HD ブラックラインミラー, 強制カッター, 感染管理関連製品.

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】
ヒューフレディ・ジャパン合同会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

※ご購入の際は、お出入りの歯科商店に注文してください。
在庫状況は流動的になりますのであらかじめご了承ください。
キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。掲載製品の標準価格は2025年1月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

こちらの注文書に記載のない製品・規格・ハンドルはセール対象外となります。
価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディグループ製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

ヒューフレディ オフィシャルSNSでは
様々な情報を発信しております。



Form with fields for 歯科医院名, お名前, ご住所 〒, TEL, and 【歯科商店名】.