

ヒューフレディ おすすめ製品 キャンペーン!

対象期間: 2025. 1/21(火) ▶ 3/19(水)

キャンペーン対象商品は

特別価格にて

ご提供いたします。

是非ご活用ください。

※在庫状況は流動的になりますので、
予めご了承ください。

ご購入の際はお出入りの歯科商店に
注文してください。



掲載製品

- 持針器
- 止血鉗子
- はさみ
- ティッシュプライヤー
- ティッシュニッパー
- 抜歯鉗子 プレジデンシャル
- 抜歯鉗子 アトラウマ
- 骨鉗子
- ルクセーティングハイブリッド
- ルクセーティングエレベーター
- ボーンキュレット(鋭匙)
- エレベーター バーナード
- ルートチップ エレベーター
- ラバーダム関連製品
- リムーバルフォーセップ
- コンボジット練成充填器 XTS™
- ジンジバルコードパッカー
- エキスカベーター
- クラウンリムーバー
- HD ブラックライン ミラー
- 矯正カッター
- 感染管理関連製品

※上記製品上段左からSCGC、CRGR、IM60H8、IMS-1400、CRCH2、F17、CRCH1、NH5020

【販売名/一般の名称/医療機器届出番号】 ■持針器/持針器/13B3X10195G16101 ■はさみ 歯肉用/歯科用歯肉はさみ/13B3X10195G19101 ■はさみ/はさみ/13B3X10195G41101 ■はさみ 金冠用/歯科用金冠はさみ/13B3X10195G44101 ■止血鉗子/鉗子/13B3X10195G43103 ■ティッシュプライヤー/歯科治療用ピンセット/13B3X10195G20101 ■ボーン/ティッシュニッパー/手術用骨鉗子/13B3X10195G28101 ■抜歯鉗子/抜歯用鉗子/13B3X10195G08101 ■骨鉗子/手術用骨鉗子/13B3X10195G28102 ■ルクセーティングハイブリッド/歯科用エレベーター/13B3X10195G03104 ■ルクセーティングエレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03103 ■ボーンキュレット/歯科用キュレット/13B3X10195G06101 ■エレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03101 ■ルートチップエレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G50101 ■ラバーダムキット/歯科用ラバーダム防湿キット/13B3X10195G52101 ■クラウンフォーセップ/歯科用ラバーダムクラップ鉗子/13B3X10195G49101 ■ラバーダムパンチ/歯科用ラバーダムパンチ/13B3X10195G50101 ■リムーバルフォーセップ/ピンセット/13B3X10195G34103 ■コンボジット練成充填器/歯科用充填器/13B3X10195G10104 ■ジンジバルコードパッカー/歯科用圧入充填器/13B3X10195G31102 ■エキスカベーター/歯科用エキスカベーター/13B3X10195G04101 ■クラウンリムーバー/歯科用起子及び剥離子/13B3X10195G13102 ■プライヤー/歯科矯正用プライヤー/13B3X10195G12101 ■ミラー/歯鏡/13B3X10195G22101

【商標について】以下はヒューフレディグループまたはその関連会社の商標です: Hu-Friedy, EVEREDGE, XTS ●医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)

持針器



先端幅：
1.0mm

マイクロ
カストロビージョ
直 DPV
全長：18cm
NHDPV
86,100円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

6-0
7-0
8-0



先端幅：
1.0mm

マイクロ
カストロビージョ
曲 DCPV
全長：18cm
NHDCPV
86,100円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

6-0
7-0
8-0




先端幅：
1.8mm

基本のカストロ!

カストロビージョ
直 5020
全長：14cm
NH5020
78,800円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

5-0
6-0
7-0




先端幅：
1.8mm

ダーフ
5032
全長：11.5cm
NH5032 31,500円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

**コンパクトな形状なので
手が小さなドクターに
おすすめです**

3-0
4-0
5-0



先端幅：
1.9mm

ホルセイ
5037
全長：13cm
NH5037 31,500円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

3-0
4-0
5-0
6-0



先端幅：
1.8mm


クライルウッド
5038
全長：15cm
NH5038 31,500円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

**ビューフレディグループで
最も売れている持針器!**


3-0
4-0
5-0
6-0

カストロビージョにおすすめのカセット

カストロビージョの収納におすすめ!
洗浄・滅菌時、破損を防止!



**IMSカセット シグネチャー
US/HP用 L**
外形寸法：76mm × 203mm × 32mm
ハンドピース2~3本または
超音波インサート5本が収納可能
IM60H8 ■ ブルー 12,600円



**IMSカセット インフィニティ
US/HP用 S**
外形寸法：38mm × 203mm × 32mm
ハンドピース1本または超音波インサート2本が収納可能。
カストロビージョの管理におすすめ。
IMN30HU8 ■ ブルー 13,700円



先端幅：
2.6mm

メイヨー・ヘガー
5042
全長：16cm
NH5042 31,500円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)


1-0
2-0
3-0
4-0



先端幅：
2.2mm

マシューコーチャー
5074
全長：14cm
NH5074 42,000円
パーマシャープ(超硬付)

1-0
2-0
3-0
4-0



先端幅：
2.3mm

コリアー
全長：12.5cm
NHC 21,000円
タングステンカーバイドなし

3-0
4-0
5-0
6-0

コンパクトな形状なので
手が小さなドクターに
おすすめです




先端幅：
3.0mm

オルセンヘガー
全長：17cm
NHOH 31,500円
タングステンカーバイドなし

3-0
4-0
5-0
6-0

はさみ付持針器
はさみが付いているので
縫合後にご自身で
縫合糸をカットできます



先端幅：
2.6mm

マシュー
全長：14cm
NHM 31,500円
タングステンカーバイドなし

1-0
2-0
3-0
4-0

止血鉗子

止血、小さな歯根の除去、不安定な器材の固定等様々な用途に対応可能です。




ホルステッド・
モスクート
曲3
全長：12cm
H3 10,300円



ホルステッド・
モスクート
直4
全長：12cm
H4 10,300円

はさみ

タングステンカーバイドが貼付されたパーマシャープ、ブラックライン、スタンダードなど、様々なラインナップがあります。



アシスタントの方にも人気者!
臼歯部に届きやすい
複屈曲型!



ラグランジュ 曲 14
全長：11.5cm
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S14SCX 27,300円
スタンダード(ギザ付ブレード1枚)
S14 16,800円



アイリス 直 17
全長：11.5cm
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S17SCX 27,300円



アイリス 曲 18
全長：11.5cm
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S18SCX 27,300円



**ゴールドマン
フォックス 曲 16**
全長：13.5cm
隣接面での使用に適用
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S16SCX 27,300円
スタンダード(ギザ付ブレード1枚)
S16 16,800円



**パーマシャープ
ゴールドマン
フォックス 曲
5081**
全長：13cm
ギザ付ブレード1枚
隣接面での使用に適用
S5081 44,100円



**パーマシャープ
アイリス 直
5082**
全長：11.5cm
ギザなし
S5082
44,100円



**パーマシャープ
アイリス 曲
5083**
全長：11.5cm
ギザなし
S5083
44,100円



**マイクロ
カストロビージョ
曲 PV**
全長：18cm
ブラックライン
SPVX 86,300円



抜糸はさみ

**ヒューフレディ
13S**
全長：12cm
先端が鉤状になっているので、
ピンセットで引っ張らなくても、
縫合糸がそのままカットできます。
S13S 16,800円



ケリー 1
全長：16cm
ギザ付ブレード1枚
S1 16,800円

細かな部位への
アクセスに最適な
小さな作業部



コーテリーニ 曲
全長：12cm
ギザ付ブレード1枚
「スーパーカット」シリーズのはさみのブレードは、
一方は細やかなギザ付き、
もう一方はかみそりの刃のような鋭い仕上げとなっており、
すべりを防止しながら組織を切除できます。
スーパーカット
SCORTSC 18,900円



金冠用 曲
全長：12cm
SCGC
12,600円

ティッシュプライヤー

縫合時の歯肉や切開歯肉の保持・固定に使用します。

パーマシャープ(TP5041, TP5042)は先端に超硬(タングステンカーバイド)が付与されており、より滑りにくくなっています。



先端幅: 0.6mm

マイクロ
ダイヤモンドダスト
DAPV
直 無鉤
全長: 18cm
TPDAPV
58,800円



先端幅: 0.7mm

マイクロ
LCOSM
直 マルチ
全長: 18cm
TPSLCOSM
58,800円



先端幅: 0.7mm

マイクロ
LCOCMN
曲 マルチ
全長: 18cm
TPSLCOCMN
58,800円



先端幅: 0.7mm

ジェラルド1
無鉤
全長: 18cm
TPG1
13,700円



アドソン 無鉤

全長: 12cm

5041 パーマシャープ TP5041 26,300円

先端幅: 1.4mm

41 スタンダード TP41 10,800円

先端幅: 1.3mm



アドソン 有鉤

全長: 12cm

5042 パーマシャープ TP5042 29,400円

先端幅: 1.4mm

42 スタンダード TP42 10,800円

先端幅: 1.3mm

ティッシュニッパー



ゴールドマンフォックス

全長: 10cm

軟組織への外科的アプローチ時に、
歯間部の歯肉整形が適切に行えるよう滑らかに
操作できる鋭利な小型ニッパーです。
1か所の手術部位で2種類以上の処置を
付加するための、
貴重な補助ツールでもあります。

NIPS 26,300円



シュガーマン ニプロ

全長: 16cm

NIPRO 26,300円

抜歯鉗子 プレジデンシャル

歯牙を抜去するために使用する。ヒューフレディグループ製の抜歯鉗子プレジデンシャルシリーズは、鍛造されたステンレス鋼を使用しているため耐久性が高く、インスツルメントに均等に圧力が加わるようにヒンジ部は精巧に製作され仕上げられています。ヒンジインスツルメントは開いた状態で洗浄、滅菌してください。



クライヤー
ユニバーサル 150
上顎前歯・小白歯
F150 26,100円

クライヤー
ユニバーサル 151
下顎前歯・小白歯
F151 26,100円

10S
上顎大白歯
F10S 26,100円

ハリス 17
下顎大白歯
F17 26,100円




210S
上顎第3大白歯用
F210S
26,100円

8番用
抜歯鉗子



222
下顎第3大白歯用
F222
26,100円



ヒューフレディ
300
上顎残根 ギザ付
F300
31,500円

スリムタイプの
残根鉗子



ヒューフレディ
301
下顎残根 ギザ付
F301
31,500円

抜歯鉗子 アトラウマ

アクセスの良さ・歯冠や歯根の把持のしやすさに重点を置いて設計されたシリーズ。



13
下顎小白歯用 ギザ付
F13XS
35,200円



73
下顎大白歯用 ギザ付
FX73XS
35,200円



79
下顎大白歯用
FX79XS
35,200円

骨鉗子

歯槽骨のトリミング・骨整形・軟組織の除去に使用します。



先端幅: 2.4mm
フリードマン
全長: 14cm
RF
44,100円



先端幅: 1.5mm
ミニフリードマン
全長: 14.5cm
RMF
44,100円



先端幅: 2.8mm
クレイマー・ネビンズ
全長: 14.5cm
RKN
57,800円

ルクセーティングハイブリッド

薄く適正な角度に屈曲した先端部と太いハンドルでデザインされたルクセーティングハイブリッドは根尖方向および隣接歯間部へのアクセスを改善するとともに、抜歯時に歯周靭帯の切断ができ、頬側歯槽骨の保存を可能にします。ブラックラインとサテンスチールのご用意がございます。

残根や破折した
歯牙の抜去におすすめ



画像提供: 佐々木 匡理先生



曲 2.5mm
BL (ブラックライン)
EPTSMCX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTSMC 13,200円




遠心用 S 2.3mm
BL (ブラックライン)
EPTSMDX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTSMD 13,200円



近心用 S 2.3mm
BL (ブラックライン)
EPTSMMX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTSM 13,200円

残根の除去には曲、遠心用S、
近心用Sがあれば全顎対応可能です



ブラックライン

サテンスチール

キット

BL (ブラックライン) **EPTKITX 115,500円**
#6 (サテンスチール) **EPTKIT 107,800円**

ルクセーティングハイブリッドは
キットもご用意しております。

ブラックラインキット(EPTKITX):左記7本
(BL)、IMSカセットインフィニティ(単品定価
20,000円)を含む

※ブラックラインキットには製品の特性上ストーンは
含まれません。

サテンスチールキット(EPTKIT):左記7本
(#6)、IMSカセット(単品定価16,600円)、
セラミックストーン円筒型(単品定価 5,500
円)を含む



直 スPEED 4.0mm 直
BL (ブラックライン)
EPTSSPX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTSSP 13,200円



直 2.5mm
BL (ブラックライン)
EPTSMSX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTSMS 13,200円



遠心用 L 4.0mm
BL (ブラックライン)
EPTLGDX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTLGD 13,200円



近心用 L 4.0mm
BL (ブラックライン)
EPTLGMX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTLGM 13,200円

ルクセーティングエレベーター

ルクセーティングエレベーターは、歯周靭帯を切断するための薄くて鋭いブレードがついています。エレベーターのように「てこの原理」で使用するのではなく、揺らして歯根膜を切断しながら使用することで、隣接歯にかかる圧力を軽減します。



3S
3mm 直




5S
5mm 直



3C
3mm 曲



5C
5mm 曲




セラミックストーン
ルクセーティング

Lキット **ELKIT 35,200円**

Lキットには、上記ルクセーティングエレベーター4本(単品価格:9,700円)とセラミックストーンルクセーティング(単品価格4,200円)が含まれ、単品でご購入いただくよりお求めやすくなっています。

ボーンキュレット(鋭匙)

多量の軟組織や硬組織を容易に除去できます。



ルークス 84
BL (ブラックライン) **CL84X 9,900円**



ルークス 86
BL (ブラックライン) **CL86X 9,900円**



ルークス 87
BL (ブラックライン) **CL87X 9,900円**

ブレードタイプで
不良肉芽がしっかり、
素早く掻き取れる鋭匙

エレベーター バーナード

薄いスパイア型先端で、狭い歯根膜空隙にも挿入が可能なシンデスモームです。ペリオオームとしても、ルートチップエレベーターとしても使用できます。

先端幅：
3.5mm



ライト6
BL (ブラックライン)
BER6X 12,100円

先端幅：
3.5mm



レフト7
BL (ブラックライン)
BER7X 12,100円

先端幅：
3.5mm



11
BL (ブラックライン)
BER11X 12,100円

歯周靱帯を
切断しながら残根除去!!

ルートチップエレベーター

先端幅：
1.7mm




ハイドリンク 2
#502 (角柄) EHB2 8,000円

先端幅：
1.7mm



ハイドリンク 3
#502 (角柄) EHB3 8,000円

ラバーダム関連製品



ラバーダムキット RDKIT 75,600円

ラバーダム処置に必要な基本アイテムをまとめた便利なキット

[キット内容]

クランプフォースェップ RDF / ラバーダムパンチ RDP / ラバーダムフレーム
大人用 RDAF6 / ラバーダムテンプレートユニバーサル RDTUNIV / ラバー
ダムテンプレート FDI RDTFDI / ラバーダムクランプ オーガナイジングボード
RDCOB / ラバーダムクランプ0 RDCM0 / ラバーダムクランプ1 RDCM1
/ ラバーダムクランプ2 RDCM2 / ラバーダムクランプ7 RDCM7 / ラバ
ーダムクランプ8 RDCM8 / ラバーダムクランプ8A RDCM8A / ラバーダ
ムクランプ14A RDCM14A / ラバーダムクランプ212 RDCM212

全長：17.5cm



クランプ
フォースェップ4
RDF4 25,200円

全長：17cm




クランプ
フォースェップ
RDF 18,900円

全長：17.5cm



ラバーダムパンチ
アインスワース
RDPA 39,900円

全長：16cm



ラバーダム
パンチ
RDP 42,000円

リムーバルフォースェップ

ガッタパーチャや破折ファイルの
除去におすすめ!



ステイグリッツ 45°
全長：13.5cm
RF45 29,400円



ステイグリッツ 90°
全長：12cm
RF90 29,400円

コンポジット練成充填器 XTS™


窒化アルミニウムチタン (AlTiN) コーティングされた表面は、非常に丈夫で滑らかな仕上げになっており、傷がつきにくく、べたつきません。太くて軽量のハンドルは清掃が簡単で、持ちやすく操作しやすいデザインです。

ブラックコーティングで
レジン離れが良く
充填部位が見やすい!




ゴールドスタイン フレキシシン 1
TNCIGFT1 6,400円

細いパドルと小型コンデンサーの組合せ初期充填や形態付与に使用
1~3級窩洞向き




**ゴールドスタイン
フレキシシン 2**
TNCIGFT2 6,400円

フレキシシン1の大型タイプ。
充填と形態修正に使用
1~3級窩洞向き




**ゴールドスタイン
フレキシシン 3**
TNCIGFT3 6,400円

フレアパドル型。
形態修正に使用
3, 4級窩洞向き




**ゴールドスタイン
フレキシシン 4**
TNCIGFT4 6,400円

臼歯部の近心・遠心面での充填・成形用の
柔軟なへら状の作業部。逆向きにすると、
前歯部の接着修復の充填や成形に使用可能




**ゴールドスタイン
フレキシシン ミニ 4**
TNCIGFTMI4 6,400円

4のミニタイプ
臼歯部近遠心のようなアクセスしにくい
部位の充填や形態付与に使用



ボゴシアン AB1
TNPFIAB1 6,400円

薄型ナイフとブレードの組み合わせ
歯頸部での操作性が容易、3~5級窩洞向き




IPC
TNCVIPC 6,400円

極薄型ブレード、隣接歯間部用
3~5級窩洞向き




G4/5
TNPFIG4/5 6,400円

臼歯部近遠心および隣接歯間部用
2, 5級窩洞向き




8A
TNPFI8A 6,400円

唇側用




A6
TNPFA6 6,400円

大型で薄型のブレード、ペニア形成や広範囲
の形態修正用、2~5級窩洞向き




BB27/29
TNBB27/29 6,400円

パーニッシャータイプ
小窩裂溝や咬合面形成用




フリードマン ダックヘッド
TNPCCI 6,400円

臼歯部咬合面用



**ゴールドスタイン
マイクロ**
TNGMPI 6,400円

それぞれ90°と110°の角度が付与された
細い先端で、少量のステン材や
オペーク材の塗布に使用



W3
TNPFIW3 6,400円

中型ブレードと小型コンデンサーの組合せ
1~5級窩洞向き



ゴールドスタインマイクロの
使用方法などの詳細は
こちらからご覧いただけます。
(英語)

ジンジバルコードパッカー

組織への侵襲を抑え、確実に圧排子の挿入ができます。



113
#6 (サテンスチール) GCP1136 5,300円

ギザ付

ハンドルの
種類



#6 (サテンスチール)

エキスカベーター

軟化象牙質の除去に使用します。

先端径：
0.8mm




先端径：
0.8mm

イングリッシュパターン 246

#9 (エバーエッジ) **EXC2469** 6,100円


先端径：
1.2mm



17

#9 (エバーエッジ) **EXC179** 6,100円
#6 (サテンスチール) **EXC176** 5,100円

先端径：
1.2mm



18

#9 (エバーエッジ) **EXC189** 6,100円
#6 (サテンスチール) **EXC186** 5,100円

先端径：
1.5mm

スクレーラーのシャープさを
そのままエキスカベーターに!
シャープさを求めて
エバーエッジ!

先端径：
2.0mm




19

#6 (サテンスチール) **EXC196** 5,100円

先端径：
2.0mm

先端径：
0.85mm



6

#41 (丸柄) **EXC6** 5,100円

先端径：
0.85mm




38/39 [11.5-7-14]

#6 (サテンスチール) **EXC38/396** 5,100円

先端径：
1.15mm

ハンドルの
種類



#9 (エバーエッジ)



#6 (サテンスチール)



#41 (丸柄)

クラウンリムーバー

クラウンリムーバー
仮歯用
CRGR 29,400円



全長：15.7cm

メタルクラウンにも
使える!



先端幅：3.0mm

クラウンリムーバー
クリステンセン 直
前歯部用 **CRCH1** 10,300円



先端幅：3.0mm

クラウンリムーバー
クリステンセン 90°
臼歯部用 **CRCH2** 10,300円

オススメの使用方法



パーでスリットを入れる
【画像提供】大谷 恭史先生 (大阪府開業)



クリステンセンでスリットを広げ
セメントを壊す



セメントが壊れ少し浮き上がった
仮歯用鉗子 (CRGR) で撤去する

【メタルコアの場合】



★「直」と「90°」の2種類のクリステンセンを類比的に
逆回転でトルクを加えセメントを崩し、コアを除去する

HD ブラックライン ミラー



φ24mm
ミラートップ
HD BL 片面5 (1入)
MIR5HDB
2,000円



φ24mm
ミラートップ
HD BL 両面5 (1入)
MIR5DSHDB
2,200円

ブラックコーティングで
乱反射を抑制!
ライト付ルーペや
マイクロスコープ
使用時にオススメ!



ミラーハンドル コーンソケット BL **MH6B** 2,900円
★ヒューフレディグループの従来のハンドルにも装着できます。

乱反射を80%まで低減*

私は患者さんに処置を行う際にはLEDライト付きのルーペを用いますが、その視野において乱反射が著明に低減され、より細部にわたり視認できることに驚きました。

1日の治療が終わった時に、HDブラックラインミラーを使用することで眼精疲労が少ないことに気がつきました。

歯科衛生士 教育学修士 タミ・ワンレス

*ヒューフレディグループ製のDLCコーティングされたミラートップ・ミラーハンドルを弊社ステンレス製のミラートップ・ミラーハンドルと比較した場合。



掲載製品すべて 特別価格!

期間：2025年1月21日(火)～3月19日(水)

※標準価格は全て税抜

矯正カッター



エラスティック切断の唇側面観

マイクロミニピン&
リガチャーカッター
678-107 25,200円
【切断許容径】～.012"



ユニバーサルディスタル
エンドカッターホルド
678-101 25,200円
【切断許容径】.012"～.021"×.025"



スリムタイプ

スリムマイクロカッター
678-500 25,200円
くりぬかれた形状のヘッドは従来品と
比べ13%スリムになり、より容易に
エラスティック除去が可能。
【切断許容径】.008"～.012"



感染管理関連製品

処置別のセットアップを
簡単に行えます!

スタンドのまま洗浄・
滅菌ができます!

【使用イメージ】



歯内療法



シーラント



コンボジット



IMS-1275

IMSエンドスタンド 24本用
外形寸法：67mm×57mm×30mm
IMS-1275 11,000円

IMSエンドスタンド 48本用
外形寸法：67mm×57mm×30mm
IMS-1275D 11,000円



IMS シグネチャータブ コンプリートセット

外形寸法：324mm×284mm×102mm

タブやタブセットのパーツは、製造工程で抗菌加工されています。
滅菌には対応していません。

構成：シグネチャータブ、ライナーシート®、仕切(8入)、フタ付ケースS®、フタ付ケースM®、
スライドトレー仕切有®、カバー ロック付®(インスツルメント等は含まれません)
※透明部分及びタブライナーには、抗菌加工が施されておりません。

IMS-1400 ■ レッド 8,400円 IMS-1405 ■ イエロー 8,400円
IMS-1408 ■ ブルー 8,400円



IMSカセット シグネチャー 12本用 シグナスタット

外形寸法：165mm×267mm×32mm

12本のインスツルメントと付属品が収納可能

IM8123 ■ オレンジ 19,800円
IM8126 ■ ラベンダー 19,800円
IM8129 ■ グリーン 19,800円



IMSカセット シグネチャー 8本用 ダブルデッカー

外形寸法：76mm×203mm×38mm

8本のインスツルメントが収納可能。

IM9082 □ ホワイト 20,800円



IMSカセット シグネチャー 16本用

外形寸法：203mm×280mm×32mm

16本のインスツルメントと付属品が収納可能。

IM4163 ■ オレンジ 20,800円

商品名	パートコード	標準価格(円)	数量
持針器			
マイクロカストロビージョ	直 DPV NHDPV	86,100	
マイクロカストロビージョ	曲 DCPV NHDCPV	86,100	
カストロビージョ	直 NH5020	78,800	
ダーフ	5032 NH5032	31,500	
ホルセイ	5037 NH5037	31,500	
クライルウッド	5038 NH5038	31,500	
IMSカセットシグネチャー US/HP用L	ブルー IM60H8	12,600	
IMSカセットインフィニティ US/HP用S	ブルー IMN30HU8	13,700	
メイヨー・ヘガー	5042 NH5042	31,500	
マシューコーチャー	5074 NH5074	42,000	
オルセンヘガー	NHOH	31,500	
コリアー	NHC	21,000	
マシュー	NHM	31,500	
止血鉗子			
ホルステッド・モスキート	曲3 H3	10,300	
	直4 H4	10,300	
はさみ			
ブラックラインスーパーカットラグランジュ	曲14 S14SCX	27,300	
ラグランジュ	曲14 S14	16,800	
ブラックラインスーパーカットアイリス	直17 S17SCX	27,300	
	曲18 S18SCX	27,300	
ブラックラインスーパーカットゴールドマンフォックス	曲16 S16SCX	27,300	
ゴールドマンフォックス	曲16 S16	16,800	
パーマシャープゴールドマンフォックス	曲 S5081	44,100	
パーマシャープアイリス	直 S5082	44,100	
	曲 S5083	44,100	
ブラックラインスーパーカットマイクロカストロビージョ	曲PV SPVX	86,300	
ケリー1	S1	16,800	
ヒューフレディ	13S S13S	16,800	
スーパーカットコーテリナー	曲 SCORTSC	18,900	
金冠用	曲 SCGC	12,600	
ディッシュブライヤー・縫合用プライヤー			
マイクロダイヤモンドダストDAPV	直無鉤 TPDAPV	58,800	
マイクロLCOSM	直マルチ TPSPCOSM	58,800	
マイクロLCOCMN	曲マルチ TPSPCOCMN	58,800	
ジェラルド1	無鉤 TPG1	13,700	
パーマシャープアドソン5041	無鉤 TP5041	26,300	
アドソン41	無鉤 TP41	10,800	
パーマシャープアドソン5042	有鉤 TP5042	29,400	
アドソン42	有鉤 TP42	10,800	
ディッシュユニッパー			
ゴールドマンフォックス	NIPS	26,300	
シュガーマンニプロ	NIPRO	26,300	
抜歯鉗子 プレジデンシャル			
クライヤー	150 F150	26,100	
ユニバーサル	151 F151	26,100	
10S	F10S	26,100	
ハリス	17 F17	26,100	
210S	F210S	26,100	
222	F222	26,100	
ヒューフレディ	300 F300	31,500	
	301 F301	31,500	

商品名	パートコード	標準価格(円)	数量
抜歯鉗子 アトラウメア			
13	F13XS	35,200	
73	FX73XS	35,200	
79	FX79XS	35,200	
骨鉗子			
フリードマン	RF	44,100	
ミニフリードマン	RMF	44,100	
クレイマー・ネビンス	RKN	57,800	
ルクセーティングハイブリッド			
曲	BL EPTSMCX	14,300	
	#6 EPTSMC	13,200	
遠心用S	BL EPTSMCX	14,300	
	#6 EPTSMC	13,200	
近心用S	BL EPTSMCX	14,300	
	#6 EPTSMC	13,200	
直スぺード	BL EPTSSPX	14,300	
	#6 EPTSSP	13,200	
直	BL EPTSMSX	14,300	
	#6 EPTSMS	13,200	
遠心用L	BL EPTLGD	14,300	
	#6 EPTLGD	13,200	
近心用L	BL EPTLGMX	14,300	
	#6 EPTLGM	13,200	
キット	BL EPTKITX	115,500	
	#6 EPTKIT	107,800	
ルクセーティングエレベーター			
キット	LKIT ELKIT	35,200	
ボーンキュレット			
ルーカス84	BL CL84X	9,900	
ルーカス86	BL CL86X	9,900	
ルーカス87	BL CL87X	9,900	
エレベーターバーナード			
ライト6	BL BER6X	12,100	
レフト7	BL BER7X	12,100	
11	BL BER11X	12,100	
ルートチップエレベーター			
ハイドリック片頭2 #502	EHB2	8,000	
ハイドリック片頭3 #502	EHB3	8,000	
ラバーダム関連製品			
ラバーダムキット	RDKIT	75,600	
クランプフォーセップ4	RDF4	25,200	
クランプフォーセップ	RDF	18,900	
ラバーダムパンチアインスワース	RDPA	39,900	
ラバーダムパンチ	RDP	42,000	
リムーバルフォーセップ			
ステイグリッツ45°	RF45	29,400	
ステイグリッツ90°	RF90	29,400	
コンボジット錬成充填機 XTS™			
1	TNCIGFT1	6,400	
2	TNCIGFT2	6,400	
3	TNCIGFT3	6,400	
4	TNCIGFT4	6,400	
ミニ4	TNCIGFTM4	6,400	
ポゴシアンAB1	TNPFIAB1	6,400	
IPC	TNCVIPC	6,400	
G4/5	TNPFIG4/5	6,400	
8A	TNPFIA8A	6,400	
A6	TNPFIA6	6,400	
BB27/29	TNBB27/29	6,400	
フリードマンダックヘッド	TNPCCI	6,400	
ゴールドスタインマイクロ	TNGMPI	6,400	
W3	TNPFIW3	6,400	
ジンジバルコードパッカー			
両頭113	#6 GCP1136	5,300	

商品名	パートコード	標準価格(円)	数量
エキスカベーター			
イングリッシュパターン 両頭246	#9 EXC2469	6,100	
両頭17	#9 EXC179	6,100	
	#6 EXC176	5,100	
両頭18	#9 EXC189	6,100	
	#6 EXC186	5,100	
両頭19	#6 EXC196	5,100	
両頭6	#41 EXC6	5,100	
両頭38/39	#6 EXC38/396	5,100	
クラウンリムーバー			
仮歯用	CRGR	29,400	
クリステンセン	直 CRCH1	10,300	
	90° CRCH2	10,300	
HD ブラックラインミラー			
ミラートップHD BL 片面51入	MIR5HDB	2,000	
ミラートップHD BL 両面51入	MIR5DSHDB	2,200	
ミラーハンドルコーンソケットBL	MH6B	2,900	
矯正カッター			
マイクロミニピン&リガチャーカッター	678-107	25,200	
ユニバーサルディスタルエンドカッターホルド	678-101	25,200	
スリムマイクロカッター	678-500	25,200	
感染管理関連製品			
IMSシグネチャータブコンプリートセット	レッド IMS-1400	8,400	
	イエロー IMS-1405	8,400	
	ブルー IMS-1408	8,400	
IMSエンドスタンド	24本用 IMS-1275	11,000	
	48本用 IMS-1275D	11,000	
IMSシグネチャー12本用シグナスタット	オレンジ IM8123	19,800	
	ラベンダー IM8126	19,800	
	グリーン IM8129	19,800	
IMSカセットシグネチャー8本用ダブルデッカー	ホワイト IM9082	20,800	
IMSカセットシグネチャー16本用	オレンジ IM4163	20,800	

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロストック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

※ご購入の際は、お出入りの歯科商店に注文してください。
在庫状況は流動的になりますのであらかじめご了承ください。
キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。掲載製品の標準価格は2025年1月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

こちらの注文書に記載のない製品・規格・ハンドルはセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディグループ製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

ヒューフレディ オフィシャルSNSでは
様々な情報を発信しております。



<p>■ 歯科医院名</p> <p>■ お名前</p> <p>■ ご住所 〒</p> <p>TEL</p>	<p>【歯科商店名】</p>
---	----------------